

### Fiche Technique Kolmi



928803 (M36301-10) **MASQUE CHIRURGICAL SPLASH** 

OP'R PREMIUM / Type IIR à élastiques

Dispositif Médical de Classe I

#### **CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES**

 Non-tissé multicouches très confortable et résistant à la projection des liquides humains sous une pression de 120mmHg

• 2 élastiques larges et confortables

Non-tissé des biais en polypropylène très doux

Pliage anatomique limitant les fuites au visage

Barrette nasale anti-buée intégrée

· Filtre sans fibre de verre

Production en salle propre ISO 7 (contrôle particulaire et microbiologique)

# Article Couleur M36301-10 Miel

#### Préconisations:

 Utilisation par le personnel du bloc opératoire pour les chirurgies présentant un risque de projections de liquides biologiques

• Adapté aux chirurgies longue durée (testé jusqu'à 5 heures d'utilisation)

Un masque souillé durant l'intervention doit être changé

#### **DESCRIPTIF TECHNIQUE**

Nom du produit : Masque Chirurgical Splash Op'R Premium – Type IIR à élastiques

Type de produit : À usage unique, non-stérile Couche int/ext : Spunbond polypropylène

Filtre: Complexe PP (Meltblown + Spunbond)

Lien: Elastiques

Couleur : Nid d'abeilles Miel
Dimension : 90 x 175 mm (+/-5)

Poids du masque : 4 g

Conditionnement : Boite de 50 unités

Origine: France

CE NON STERILE XX J	CE	NON STERILE	2	DATEX	<b>Ť</b> .,	<b>*</b>	
---------------------	----	----------------	---	-------	-------------	----------	--

#### Données de Filtration et Confort - NF EN 14683:2014 Type IIR

Mesures réalisées par le laboratoire NELSON (rapport disponible sur demande)										
Données	Niveau exigé	Nom du laboratoire	Numéro de rapport	Date du Rapport	Moyenne	Valeur minimale	Valeur maximale			
EFFICACITE DE FILTRATION: BFE (%)	98	NELSON	825538	15/06/2015	99,28	99,1	99,4			
DELTA P (Pa/cm²)	49	NELSON	825538	15/06/2015	18,96	18,1	19,5			
SPLASH Résistance	16	NELSON	825536-1	22/06/2015	Passe à 16 Kpa					

#### Données Microbiologiques (Mesures réalisées par le laboratoire MICROSEPT)

Evaluation de la contamination microbienne initiale selon les normes EN 14683: 2014 & NF EN 11737: 2006 Contrôles microbiologiques complémentaires: ASR, E.Coli, Staphyloccoques, sur demande

Edition: 01/02/2017 Page 1/2

# MASQUE CHIRURGICAL SPLASH OP'R PREMIUM / Type IIR à élastiques

Dispositif Médical de Classe I

Evaluation Biologique - NF EN 14683:2014									
	Référentiel	Niveau exigé	Laboratoire	Numéro de rapport	Date du Rapport	Résultats			
Test d'irritation cutanée	ISO 10993-10	non irritant BIOMATECH 85707 01/0		01/06/2009	non irritant				
Cytotoxicité	ISO 10993-5	absence de cytotoxicité	BIOMATECH	85360	06/05/2009	absence de cytotoxicité			
Sensibilisation	ISO 10993-10	voie topique: non sensibilisant	BIOMATECH	85708	17/06/2009	voie topique: non sensibilisant			
	et -10A	voie intradermique: non sensibilisant	BIOMATECH			Voie intradermique: non sensibilisant			

#### **CERTIFICATION ET NORMES**

Conforme aux exigences de la Directive Européenne 93/42/CEE amendée par la directive 2007/47/CE Fabriqué sous un système certifié EN ISO 13485

Conforme aux normes harmonisées applicables EN 14683 et EN ISO 14971

#### **CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE**

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être stocké sous une température comprise entre 5°C et 40°C.

Durée de vie du produit : 5 ans.

#### **INFORMATIONS LOGISTIQUES**

ì
è

Caractéristiques carton

Caractéristiques						
boîte distributrice						

Article	Taille mm	brut		Taille mm	QTE	
928803 (M36301-10)	400 x 400 x 220	4,25	60	211 x 97 x 97	16 boîtes de 50 pièces	







Page 2/2

Caractéristiques palette PC1

## Caractéristiques palette PC2

Article	Taille palette PC1, mm	Poids brut kg	QTE/ palette	Article	Taille palette PC2, mm	Poids brut kg	QTE/ palette
928803 (M36301-10)	1200x 800x 1870	236,2	48	928803 (M36301-10)	1200x 800x 1660	209,8	42



**PAREDES** 

1 rue Georges Besse 69740 GENAS – France

T: 04 72 47 47 47 | F: 04 72 47 47 99 | contact@paredes.fr