

# Lingettes Désinfectantes MDM

Lingettes antiseptiques et désinfectantes

939235

## AVANTAGES

- **EFFICACITÉ D'ACTION** : Les lingettes permettent l'antiseptie rapide des mains entre deux lavages antiseptiques, en l'absence de contact contaminant.
- **PRACTICITÉ** : Prêt à l'emploi, sans rinçage et séchage rapide.
- **POLYVALENT** : pour tout type d'objets et de surfaces, mais aussi pour les mains.



Réf. 939235 Colis de 12 sachets de 150 lingettes

## COMPOSITION

**Substances actives** : éthanol CAS 64-17-5 (47 mg/g), chlorure de benzalkonium CAS 85409-22-9 (3 mg/g), chlorhexidine digluconate CAS 18 472-51-0 (1,2 mg/g).

**Non-tissé**: Viscose/cellulose

## APPLICATION

Collectivités  
Dispositifs médicaux de classe I.

## PROPRIÉTÉS BIOCIDES

\*Norme réalisée en conditions de propreté - \*\*Norme réalisée en conditions de saleté

Actif sur	Normes	Temps de contact
<b>Bactéricidie</b>	• EN 1040	1 min
	• EN 1276*	30 s
	• EN 13727* + A2	30 s
	• EN 13727* + A2 sur Staphylococcus aureus SARM, Enterococcus faecium ERV, Escherichia coli EBSE	30 sec
	• EN 13697**	1 min
	• EN 14561*	5 min
<b>Levuricidie</b>	• EN 1275 sur Candida albicans	1 min
	• EN 1650* +A1 sur Candida albicans	1 min
	• EN 13697* sur Candida albicans	5 min
	• EN 13624* sur Candida albicans	1 min
	• EN 14562* sur Candida albicans	5 min
<b>Virucidie</b>	• EN 14776* +A1, Rotavirus	1 min
	• EN 14776* +A1, Virus de la vaccine (MVA). Couvre notamment les virus enveloppés suivants : Hépatite B, Hépatite C, grippe, HIV...	30 sec

## CONSERVATION

Avant ouverture, les lingettes se conservent 30 mois à l'abri de la chaleur, dans les conditions normales de températures.

Vérifier la date limite d'utilisation figurant sur le contenant. Dès ouverture du sachet utiliser dans le mois.

## ESSAI DE TOLÉRANCE

La solution à été formulée pour minimiser les risques allergiques.

**Compatibilités** : Le produit est compatible avec la plupart des matériaux, sauf plexiglas; procéder à un essai préalable. Les lingettes permettent de désinfecter les surfaces type plans de travail, la plupart des ustensiles personnels (thermomètre, pinces à ongles, rasoirs, ciseaux, etc.), des objets publics et professionnels (téléphones, poignées de porte, abattant de W.C., sanitaires, etc...).

**Incompatibilités** : Ne pas utiliser avec d'autres antiseptiques et autres produits. L'emploi simultané ou successif d'antiseptiques est à éviter sauf avec d'autres composés cationiques.

Pour le plexiglass, procéder à un essai préalable.

## MODE D'EMPLOI

Tirer HORIZONTALEMENT une lingette imprégnée jusqu'à la prédécoupe. Séparer d'un coup sec. Si la lingette suivante n'avait pas amorcé sa sortie, ouvrir le conditionnement et réamorcer par la lingette du centre du rouleau.

Bien refermer le conditionnement après usage, pour éviter le dessèchement des lingettes.

Frotter la surface ou les mains à l'aide de la lingette, sans oublier les espaces interdigitaux, le pourtour des ongles, les poignets et la pulpe des doigts, pendant au moins 30 secondes. Ne pas rincer, laisser sécher à l'air libre. Jeter les lingettes usagées dans un conteneur à déchets.

Flowpack :

Soulever le couvercle. Enlever l'étiquette du sachet. Tirer une lingette imprégnée. Bien refermer le sachet après usage, pour éviter le dessèchement des lingettes.

Frotter la surface ou les mains à l'aide de la lingette pendant au moins 30 secondes. Ne pas rincer, laisser sécher. Jeter les lingettes usagées dans un conteneur à déchets.

## PRÉCAUTIONS

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Ce produit est réservé à l'usage externe, sur peau saine exclusivement.

Ce produit est réservé à l'usage des surfaces des objets et petits matériels ne présentant pas de rugosité. Ne convient pas aux enfants de moins de 30 mois. Produit à usage biocide: TP1 et TP2