		FICHE PRODUIT
	Туре	Batterie rechargeable
		Batterie médicale Medicompex Compex 2
	Désignation commerciale	7.2V 1.6Ah FC
IDENTIFICATION DU	Référence	MGH0094
DISPOSITIF MEDICAL	EAN	3660766508058
	Marque	NX
	Batterie compatible / origine	Compatible
	Conditionnement	Unitaire
		'





UTILISATION RECOMMANDÉE

Marques	Equipement	Modèles	PN
Medicompex	Electrostimulation	Compex 2	
CARA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Technologie	NiMH
	GÉNÉRALES	Туре	AA 6S1P
Identification		Désignation IEC	6 HRM 15/49
		Tension nominale	7.2V
		Capacité nominale	1.6Ah
		Résistance interne Ω	< 120mΩ
La tension et la capacite	é réelle en utilisation peuvent être affecté	es par divers facteurs, notamment la températu stockage), etc	re, le courant de décharge, l'historique du pack (ex :application,
	CHARGE	Tension de charge maxi	10.2V
		Courant Charge Standard (15h)	160 mA
CARACTÉRISTIQUES		Courant Charge Rapide (2,5h)	1600 mA
	DÉCHARGE	Plage de tension d'utilisation	6.2V à 10V
		Tension min en décharge	6V
ÉLECTRIQUES		Courant de décharge maxi	1500 mA
		Durée de vie 80% DOD (0,5 C)	500 cycles
	ENTRETIEN	Fréquence charges d'entretien à 20°C	3 mois
	ÉLECTRONIQUE DE CONTRÔLE	Protection électrique	Oui
		Coupure tension basse	Non
		Coupure tension haute	Non
		Courant max de coupure	Oui
appareils sont seuleme		le défaillances du matèriel. Ils ne doivent pas é ips de réponse de l'ordre de quelques millisecoi Longueur	tre utilisés pour contrôler la décharge. Les circuits de protection ndes. 84.7 mm
	Dimensions (+/- Zmm)		
		Larguour	
		Largueur	14.4 mm
RACTÉRISTIQUES	Poids (1/ Fd)	Largueur Epaisseur	50.6 mm
RACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	Poids (+/- 5g)	Epaisseur	50.6 mm 158 Gr.
	Protection mécanique	Epaisseur	50.6 mm 158 Gr. Gaine thermo-rétractable
	` •	Epaisseur (50.6 mm 158 Gr.
	Protection mécanique Longueur fils (+/- 10mm)	Epaisseur (50.6 mm 158 Gr. Saine thermo-rétractable 105 mm
	Protection mécanique Longueur fils (+/- 10mm) Terminaison	Epaisseur (50.6 mm 158 Gr. Gaine thermo-rétractable 105 mm UST, 2 voies, série EHR
	Protection mécanique Longueur fils (+/- 10mm) Terminaison	Epaisseur Control of the control of	50.6 mm 158 Gr. Gaine thermo-rétractable 105 mm UST, 2 voies, série EHR 0 à 40°C
MÉCANIQUES CONDITIONS	Protection mécanique Longueur fils (+/- 10mm) Terminaison CONDITIONS D'UTILISATION	Epaisseur Control of the control of	50.6 mm 158 Gr. Gaine thermo-rétractable 105 mm UST, 2 voies, série EHR 0 à 40°C 0 à 40°C
MÉCANIQUES CONDITIONS D'UTILISATION,	Protection mécanique Longueur fils (+/- 10mm) Terminaison CONDITIONS D'UTILISATION	Epaisseur Control of the control of	50.6 mm 158 Gr. Gaine thermo-rétractable 105 mm JST, 2 voies, série EHR 0 à 40°C 0 à 40°C 5 à 20°C
MÉCANIQUES CONDITIONS D'UTILISATION,	Protection mécanique Longueur fils (+/- 10mm) Terminaison CONDITIONS D'UTILISATION	Température de charge Température de décharge Température de stockage Taux d'humidité (+/- 20%)	50.6 mm 158 Gr. Gaine thermo-rétractable 105 mm JST, 2 voies, série EHR 0 à 40°C 0 à 40°C 5 à 20°C 65.00 %
CONDITIONS D'UTILISATION, STOCKAGE & DE	Protection mécanique Longueur fils (+/- 10mm) Terminaison CONDITIONS D'UTILISATION CONDITIONS DE STOCKAGE	Température de charge Température de décharge Température de stockage Taux d'humidité (+/- 20%) Durée de stockage maxi	50.6 mm 158 Gr. Gaine thermo-rétractable 105 mm JST, 2 voies, série EHR 0 à 40°C 0 à 40°C 5 à 20°C 65.00 % 2 ans
MÉCANIQUES CONDITIONS D'UTILISATION, STOCKAGE & DE	Protection mécanique Longueur fils (+/- 10mm) Terminaison CONDITIONS D'UTILISATION CONDITIONS DE STOCKAGE	Température de charge Température de décharge Température de stockage Taux d'humidité (+/- 20%) Durée de stockage maxi Code UN	50.6 mm 158 Gr. Gaine thermo-rétractable 105 mm JST, 2 voies, série EHR 0 à 40°C 0 à 40°C 5 à 20°C 65.00 % 2 ans 3496

INSTRUCTIONS	MISE EN SERVICE	 Contrôler la batterie et la connectique : fils non abimés, batterie non gonflée, odeur de brulé, oxydation des contacts, fuite Respecter la polarité Réaliser une charge complète avec un chargeur adapté avant la première utilisation
	CHARGE	 Utiliser un chargeur adapté. La batterie s'échauffe pendant la charge : surveiller à la première charge que la température reste dans les plages d'utilisation. En cas d'échauffement anormal interrompre la charge en débranchant le chargeur dans la mesure du possible démonter la batterie de son équipement faites contrôler l'équipement, le chargeur et la batterie par un technicien.
	CAS DES BATTERIES NON ÉTANCHES	Pendant la charge et l'utilisation il est normal qu'un dégagement de gaz se produise. Ne pas fumer. Charger dans un local adapté. Les batteries ouvertes nécessitent un entretien régulier qui doit être effectué pas un technicien spécialisé.
	CAS DES BATTERIES LITHIUM ION	Les batteries lithium ion présentent un risque d'incendie dans les cas suivants : surcharge, court circuit, charge et utilisation hors plage de température et de tension.
	AVERTISSEMENTS	Consulter la notice de votre appareil. Utiliser uniquement dans les appareils compatibles. Respecter les conditions de charge et de stockage. Utiliser uniquement dans les appareils compatibles. Utiliser uniquement dans les appareils compatibles. Ne pas utiliser si la batterie est endommagée ne pas brûler, ne pas percer, ne pas démonter ou modifier, les circuits de protection protège la batterie et l'équipement : ne pas les désactiver.
Marquage		CE
Marquage	ETIQUETAGE REF	CE Référence catalogue
Marquage	ETIQUETAGE REF	
Marquage	REF	Référence catalogue
Marquage EXPLICATIONS SYMBOLES	REF	Référence catalogue Numéro de lot
EXPLICATIONS	REF LOT	Référence catalogue Numéro de lot Adresse fabricant

DOCUMENTATION ANNEXE

Vous pouvez également consulter les documents suivants : La fiche technique des cellules et le FDS de la batterie.