

RingConn

Estonian

1 Laadige alla RingConn-rakendus:


Leidke App Store'ist või Androidi rakenduste poest **"RingConn"** või skaneerige rakenduse alla laadimiseks QR-kood ja järgige konto registreerimiseks juhiseid.



3 Ühendage sõrmus rakendusega:


Avage RingConn-rakendus, minge lehele [Mina] valige siduv seade ja järgige juhiseid.

- Lülitage mobiiltelefoni Bluetooth sisse ja hoidke sõrmus mobiiltelefonist kuni ühe meetri kaugusel.



2 Aktiveerige sõrmus esimest korda:

Asetage sõrmus Laadimiskarpi. Märgutule sinine vilkumine tähendab, et sõrmus on aktiveeritud ja valmis mobiiltelefoniga ühendamiseks.



4 Kandke sõrmust õigesti:

Pöörake sõrmust, et see sobiks sõrmele, ja kandke seda õigesti.


- Kui sõrmus on nihkunud, kohandage selle asendit õigeaegselt.
- Enne esimest kasutamist on soovitatav seda 60 minutit laadida või veenduda, et aku tase on vähemalt 80%.



5 Andmete vaatamine:

Sünkroniseerige ja vaadake terviseandmeid ja võimsusteavet RingConn-rakenduse kaudu.

- Soovitame kanda seadet pikka aega ja sünkroniseerida andmeid iga päev, jälgida akuindikaatorit ja seadet vajadusel laadida.



6 Märgutule staatus:

Sõrmus:

- ☒ Vilkuv sinine: sõrmus on aktiveeritud ja siseneb sidumisrežiimi
- ☒ Pidev sinine 3 sekundit: sõrmus väljub lennurežiimist



Laadimiskarp:

- ☐ Vilkuv valge: Laadimiskarp laeb
 - ☐ Pidev valge: Laadimiskarbi võimsus on üle 20%–100%
 - ☒ Pidev oranž: Laadimiskarbi võimsus on üle 0%–20%
- ☒ Vilkuv sinine: Sõrmus laeb
 - ☒ Pidev sinine: Sõrmuse laadimine on lõppenud
- ☒ Vilkuv oranž: Ebatavaline laadimine (sisend või väljund)





Version:V1.0/RCA-01

Made in China
中国制造

