



# Carbon Dioxide Test Kit

1.25 to 25 mg/L, 2 to 40 mg/L, 5 to 100 mg/L CO<sub>2</sub>

For test kit 143601 (CA-23)

DOC326.98.00004

Additional copies available on [www.hach.com](http://www.hach.com)

## Test preparation

- Rinse labware with deionized water between tests.
- When titrating, count each drop of titrant. Hold the dropper vertically. Swirl after each drop is added.

**CAUTION:** Handle chemical standards and reagents carefully. Review Material Safety Data Sheets for safe handling, storage and disposal information.

## Required items

Description	Unit	Catalog no.
Measuring Tube	each	43800
Mixing Bottle	6/pkg	232706
Phenolphthalein Indicator Solution	15 mL (½ oz) SCDB <sup>1</sup>	189736
Sodium Hydroxide Solution, 0.01 N	100 mL MDB <sup>2</sup>	67132


<sup>1</sup> Self-contained dropping bottle

<sup>2</sup> Marked dropping bottle

## Optional items

Description	Unit	Catalog no.
Deionized Water	500 mL	27249

## Low range (1.25 to 25 mg/L) and medium range (2 to 40 mg/L) test procedure




**1. Low Range:** Fill the bottle to the 23-mL mark with sample.


**Medium Range:** Fill the bottle to the 15-mL mark with sample.



**2.** Add one drop of Phenolphthalein Indicator Solution.



**3.** Add Sodium Hydroxide Solution by drops. Count the drops until the color changes to light pink and persists for 30 seconds. Swirl to mix after each drop.




**4. Low Range:** Calculate the result. Each drop of Sodium Hydroxide Solution used in step 3 equals 1.25 mg/L carbon dioxide (CO<sub>2</sub>).

**Medium Range:** Calculate the result. Each drop of Sodium Hydroxide Solution used in step 3 equals 2 mg/L carbon dioxide (CO<sub>2</sub>).


## High range (5 to 100 mg/L) test procedure




**1.** Fill the plastic tube to the top with sample. Pour the sample into the bottle.



**2.** Add one drop of Phenolphthalein Indicator Solution.



**3.** Add Sodium Hydroxide Solution by drops. Count the drops until the color changes to light pink and persists for 30 seconds. Swirl to mix after each drop.



**4.** Calculate the result. Each drop of Sodium Hydroxide Solution used in step 3 equals 5 mg/L carbon dioxide (CO<sub>2</sub>).



# 二氧化碳测试工具包

1.25 至 25 mg/L, 2 至 40 mg/L, 5 至 100 mg/L CO<sub>2</sub>

适用于测试工具包 143601 (CA-23)

DOC326.98.00004

www.hach.com 上提供的其他副本

## 测试准备

- 在进行新的测试之前使用去离子水清洗实验室器具。
- 滴定时，对每一滴滴定剂都要计数。垂直握住滴管。每加一滴都要摇匀。

**警告：处理化学标准溶液和试剂时要小心。有关安全处理、存储和处置的信息，请查阅材料安全数据表。**

## 必需项目

说明	单位	货号
量筒	个	43800
混合瓶	6/pkg	232706
酚酞指示剂溶液	15 mL (½ oz) SCDB <sup>1</sup>	189736
0.01 N 的氢氧化钠溶液	100 mL MDB <sup>2</sup>	67132


<sup>1</sup> 独立点滴瓶

<sup>2</sup> 有标记的点滴瓶

## 可选项目

说明	单位	货号
去离子水	500 mL	27249

## 低量程（1.25 至 25 mg/L）和中量程（2 至 40 mg/L）测试步骤



**1. 低量程：**将取样倒入瓶中至 23-mL 标记处。

**2. 加入一滴酚酞指示剂溶液。**



**3. 逐滴滴加氢氧化钠溶液。数一下颜色变为淡粉色并持续 30 秒时滴入的滴数。每加一滴都要摇匀。**

**4. 低量程：**计算结果。在步骤 3 中使用的每一滴氢氧化钠溶液相当于 1.25 mg/L 的二氧化碳 (CO<sub>2</sub>)。

**中量程：**  
将取样倒入瓶中至 15-mL 标记处。

**中量程：**计算结果。在步骤 3 中使用的每一滴氢氧化钠溶液相当于 2 mg/L 的二氧化碳 (CO<sub>2</sub>)。

## 高量程（5 至 100 mg/L）测试步骤



**1. 将取样加入塑料试管中至顶部。**

**2. 加入一滴酚酞指示剂溶液。**

**3. 逐滴滴加氢氧化钠溶液。数一下颜色变为淡粉色并持续 30 秒时滴入的滴数。每加一滴都要摇匀。**

**4. 计算结果。在步骤 3 中使用的每一滴氢氧化钠溶液相当于 5 mg/L 二氧化碳 (CO<sub>2</sub>)。**

将取样倒入瓶中。