



1. After preparing or medicating the hoof, open sock wide and pull Tubbease over hoof.

- ⓁⒺ Nachdem der Huf vorbereitet oder behandelt wurde, öffnen sie den Strumpf so weit als möglich und stülpen Tubbease über den Huf
- ⓁⓇ Après avoir préparé le sabot, ouvrir la chaussette et tirer Tubbease sur le sabot.
- ⓁⒺ Después de preparar el casco, abra el calcetín ampliamente y coloque el Tubbease en el casco halándolo hacia arriba.
- ⓁⓉ Dopo la cura dello zoccolo, aprire la tubbease e tirare sopra lo zoccolo.
- ⓁⓃ Open het sok gedeelte van de spoel schoen wijd en trek de Tubbease over de schoongemaakte en behandelde hoef.
- ⓁⓅ Rozó but szeroko i naó na odpowiednio przygotowane wczienie kopyto.
- ⓁⒺ När hoven är noga rengjord trä Tubbease över hoven.

2. Check Tubbease is fitting hoof correctly and then pull sock up firmly.

- ⓁⒺ Überprüfen sie Tubbease auf korrekten Sitz und ziehen dann die Socke nach oben.
- ⓁⓇ Vérifiez que le Tubbease est correctement ajusté. Tirez la chaussette fermement.
- ⓁⒺ Verifique que el Tubbease está colocado correctamente. Ajustela hacia arriba firmemente.
- ⓁⓉ Controllare il corretto adattamento del Tubbease e tirare saldamento in alto.
- ⓁⓃ Controleer of de Tubbease goed past. Trek de spoelschoen stevig aan.
- ⓁⓅ Sprawdz czy but leży prawidłowo. Mocno nacignij skarpet.
- ⓁⒺ Kontrollera att Tubbease sitter och passar korrekt, dra därefter upp strumpan ordentligt.

3. With sock taut, fit hook and loop strap to lower pastern with hook side facing sock. Ensure one finger space under strap.

- ⓁⒺ Fixieren sie die Socke mit dem Klettverschluss mit der rauen Seite nach unten und achten sie darauf, dass ca. eine Fingerbreite unter dem Band Platz hat.
- ⓁⓇ Si besoin, ajoutez une solution de traitement en maintenant le sabot au sol.
- ⓁⒺ Con el casco en el suelo, aplique el tratamiento que sea requerido.
- ⓁⓉ Dopo avere inserito correttamente la scarpa dello zoccolo, utilizzare la soluzione di trattamento come raccomandato.
- ⓁⓃ Controleer of de Tubbease goed past. Trek de spoelschoen stevig aan.
- ⓁⓅ Jeli to niezbdne zastosowa lekarstwo.
- ⓁⒺ Sätt ner hoven på marken och fyll på med behandlingsvätska.

4. With hoof on the ground, simply pour in treatment solution as required, or submerge fitted hoof into a bucket of your chosen solution for deeper soaking.

- ⓁⒺ Befüllen Sie Tubbease wie am Bild gezeigt mit der Behandlungslösung und stellen Sie das Bein einfach in einen Eimer, die mit der Behandlungslösung befüllt ist.
- ⓁⓇ Utilisez la sangle à boucles et à crochets fournie pour sécuriser. Appliquez.
- ⓁⒺ Use nuestra banda hook-&-loop para asegurarlo. Colóquela firmemente sin apretar demasiado.
- ⓁⓉ Utilizzare solo il bendaggio fornito per fissare e non stringere troppo!
- ⓁⓃ Zet de hoef op de grond en giet de behandel vloeistof in de schoen. U kunt ook de hoef met schoen in een emmer dompelen.
- ⓁⓅ Zabezpieczy przy uyciu dostarczonego paska na rzep. Zapina luno.
- ⓁⒺ Fäst Tubbease med de medföljande banden, tänk på att inte dra åt för hårt.



Making hoof tubbing easy



TUBBEASE HOOF SOCK (EACH)

*Dimension is maximum internal diameter of Tubbease cup



● 75mm / 3"*

● 110mm / 4½"*

● 140mm / 5½"*

● 155mm / 6"*

● 165mm / 6½"*

● 175mm / 7"*

TUBBEASE SOLE INSERTS (PAIR)

Inserts are 10mm / 7/16" thick



IMPORTANT NOTICE

Tubbease Hoof Socks are not enduring boots. They are for short term use in confined enclosures by restrained animals. Judgement should be exercised.



Tubbease®

International Design & Trademark registrations pending

SHOOF INTERNATIONAL LTD., NEW ZEALAND

www.tubbease.com