

ITALIANO

Spiegazione dei simboli I seguenti simboli sono utilizzati nelle istruzioni per l'uso, sull'imballo e sulla targhetta dell'apparecchio e degli accessori:

⚠	Attenzione
👂	Seguire le istruzioni per l'uso
👤	Parte applicativa tipo BF
⌚	Smaltimento secondo le norme previste dalla Diretiva CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
🏭	Produttore
📦 PAP	Smaltire la confezione nel rispetto dell'ambiente
IP 27	Proteetto contro la penetrazione di corpi solidi ≥ 12,5 mm e contro l'immersione temporanea
LOT	Indicazione lotto
Storage/Transport 👂 👤	Temperatura e umidità di trasporto e stoccaggio consentite
Operating 👂 👤	Temperatura e umidità di esercizio consentite
CE 0483	Il presente prodotto soddisfa i requisiti delle direttive europee e nazionali vigenti.

Fornitura: • Termometro • Istruzioni per l'uso • 1 batteria da 1,5V LR 41

Importanti avvertenze di sicurezza – conservare per uso futuro.

Per potere utilizzare in modo ottimale tutti i vantaggi del termometro, si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare lo strumento, di conservarle per impiego futuro e renderle accessibili anche a chiunque intenda servirsi del termometro.

• Il termometro è destinato esclusivamente a misurare la temperatura corporea umana.

• Il termometro è stato concepito solo per la zona di misurazione del corpo umano indicata nelle istruzioni per l'uso.

• I bambini non possono utilizzare lo strumento senza il controllo di un adulto.

• Prima di ogni nuovo impiego, controllare che il termometro non presenti segni di danni o usura. Non utilizzare termometri danneggiati o usurati.

• Rispettare senza eccezioni la durata minima di misurazione fino alla comparsa del segnale acustico. Comunicare i risultati al medico curante.

• Il termometro contiene componenti elettroniche sensibili. Si raccomanda pertanto di proteggerlo da urti, piegature, temperature elevate o raggi solari diretti.

• Il funzionamento in prossimità di forti campi elettromagnetici, come ad esempio un telefono cellulare, può causare anomalie di funzionamento.

• All'accensione, il termometro esegue un auto-test. Non è necessario controllare la precisione della misurazione.

• In caso di temperature anomale, rivolgersi immediatamente al proprio medico curante.

• L'apparecchio è conforme ai requisiti della direttiva europea per i dispositivi medici 93/42/EEC, alla legge sui dispositivi medici, alla norma europea EN 12470-3: Termometri clinici - Parte 3: termometri elettrici compatti (a comparazione ed estrapolazione) aventi un dispositivo di massimo e alla norma europea EN60601-1-2 (Corrispondenza con CISPR 11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-8) e necessita di precauzioni d'impiego particolari per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica. Apparecchiature di comunicazione HF mobili e portatili possono influire sul funzionamento di questo apparecchio.

⚠ Avvertenze sulla compatibilità elettromagnetica

• L'apparecchio è idoneo per l'utilizzo in qualsiasi ambiente riportato nelle presenti istruzioni per l'uso, incluso l'ambiente domestico.

• In determinate circostanze, in presenza di disturbi elettromagnetici l'apparecchio può essere utilizzato solo limitatamente. Ne possono conseguire ad es. messaggi di errore o un guasto del display/apparecchio.

• Evitare di utilizzare il presente apparecchio nelle immediate vicinanze di altri apparecchi o con apparecchi in posizione impiata, poiché ciò potrebbe determinare un funzionamento non corretto. Qualora fosse comunque necessario un utilizzo nel modo prescritto, è opportuno tenere sotto controllo questo apparecchio e di altri apparecchi in modo da assicurarsi che funzionino correttamente.

• L'utilizzo di altri accessori diversi da quelli stabiliti dal produttore dell'apparecchio o in dotazione con l'apparecchio può comportare la comparsa di significative emissioni elettromagnetiche di disturbo o ridurre la resistenza dell'apparecchio alle interferenze elettromagnetiche e a un funzionamento non corretto dello stesso.

• La mancata osservanza può ridurre le prestazioni dell'apparecchio.

Metodi di misura:Misurazione della temperatura nell'anno (rettale)

Questo metodo di misura è il più affidabile e preciso. Introdurre con precauzione la punta del termometro nell'anno di 2–3 cm.

Misurazione della temperatura in bocca (orale)

Introdurre la punta del termometro in una delle cavità sotto la lingua o accanto alla radice linguale.

Misurazione della temperatura sotto l'ascella (ascellare)

Questo metodo di misura è relativamente impreciso e non può pertanto essere raccomandato dal punto di vista medico

Metodi di misura	Durante di misurazione consigliata	Discrepanza media rispetto ai metodi ret-tali
nell'ano	fino al segnale acustico	–
in bocca	fino al segnale acustico	da -0,4 °C a -1,5 °C
sotto l'ascella	min. 5 minuti	da -0,7 °C a -2,0 °C

Utilizzare in primo luogo il film protettivo sul display. Per accendere lo strumento, premere brevemente il tasto ON/OFF. Un breve segnale acustico conferma l'avvenuta accensione. In primo luogo il termometro esegue un auto-test per circa 2 secondi; nel corso di tale operazione sono visualizzati tutti

TÜRKÇE

İşaretlerin açıklaması

Çihazın ve aksesuarların kullanım kılavuzunda, ambalajında ve model etiketinde aşağıdaki semboller kullanılır:

⚠	Dikkat
👂	Kullanım kılavuzunu dikkate alın
👤	Uygulama parçası tip BF
⌚	Elektrikli ve elektronik eski cihazlarla ilgili AB Yönetmeliği WEEE'ye (Waste Electrical and Electronic Equipment) uygun şekilde bertaraf edilmelidir
🏭	Üretici
📦 PAP	Ambalajı çevreye saygılı şekilde bertaraf edin
IP 27	12,5 mm ve daha büyük yabancı cisimlere karşı ve geçici olarak suya daldırılmaya karşı korumalıdır
LOT	Lot tanımı
Storage/Transport 👂 👤	İzlin verilen depolama ve taşıma sıcaklığı ve hava nemi
Operating 👂 👤	İzlin verilen çalışma sıcaklığı ve nem
CE 0483	Bu ürün gerekli Avrupa direktiflerinin ve ulusal direktiflerin gerekliliklerini karşılar.

Teslimat kapsamı: • Termometre • Kullanma Talimatı • 1 adet 1,5V'luk pil LR 41

Önemli güvenlik uyarıları – daha sonra kullanmak üzere saklayın

Termometreden her yönüyle tam olarak faydalanabilmek için, kullanma kılavuzunu ilk kullanımdan önce dikkatle okumalı, ilerde kullanmak üzere saklamalı ve başka kullanıcılara da okuyabilmesine olanak tanımalısınız.

• Termometre yalnızca insan vücut ısısını ölçmek üzere yapılmıştır.

segmenti del display. Apare il valore di riferimento di 37 °C. Infine lampeggia il simbolo di misurazione “°C” e il display visualizza “Lo.” Il termometro è pronto per la misurazione. Durante la misurazione viene visualizzata la temperatura corrente e il simbolo “°C” lampeggia. La misurazione termina quando si raggiunge una temperatura stabile. Entra un funzione un segnale acustico, il simbolo “°C” cessa di lampeggiare e viene visualizzata la temperatura misurata.

Fino a quando la temperatura misurata rimane al di sotto di 32 °C, appare il simbolo “Lo °C”. Valori superiori vengono indicati direttamente con un segnale acustico, ad es. 32,1 °C. Prolungando la durata della misurazione oltre il segnale acustico, si ottengono risultati più precisi. Durante la misurazione ascellare si raccomanda di rispettare la durata raccomandata, a prescindere dalla comparsa del segnale acustico. In caso di temperature superiori a 37,8 °C risuona un segnale di allarme (brevi bip per 10 secondi). Se si misurano temperature superiori a 42,9 °C, compare il simbolo “Hi °C”. Per prolungare la durata delle batterie, si raccomanda di spegnere il termometro dopo la misurazione, premendo brevemente il tasto ON/OFF. In caso contrario, il termometro si spegne automaticamente dopo 10 minuti.

Memoria

L'ultimo valore misurato viene memorizzato automaticamente e visualizzato subito dopo l'accensione e l'auto-test. Premere il pulsante ON/OFF per visualizzare tale valore. Il termometro procede innanzi tutto a un autotest. Poi l'ultimo valore di misurazione memorizzato compare per circa 2 sec. Infine il display visualizza il valore di riferimento di 37 °C e “Lo.” Il termometro è pronto per la misurazione e il vecchio valore di misurazione memorizzato viene sostituito automaticamente con il nuovo valore di misurazione.

Sostituzione delle batterie

Il termometro clinico contiene una batteria alcalina al manganeso di lunga durata (LR 41, 1,5 V), con un'autonomia di circa 2 anni. La batteria deve essere sostituita quando appare la lettera “T” nel margine inferiore destra. Comprime con le dita il coperchio del vano batteria all'estremità dell'apparecchio e tirarlo con forza all'indietro. Estrarre la batteria esausta e sostituirla con una batteria dello stesso tipo. Il segno + sulla batteria deve essere rivolto verso l'alto. Riapplicare quindi il coperchio sul vano batteria.

Smaltire le batterie esauste e completamente scariche negli appositi punti di raccolta, nei punti di raccolta per rifiuti tossici o presso i negozi di elettronica. Lo smaltimento delle batterie è un obbligo di legge.

I simboli riportati di seguito indicano che le batterie contengono sostanze tossiche. Pb = batteria contenente piombo, Cd = batteria contenente cadmio, Hg = batteria contenente mercurio. Queste batterie contengono Pb, Hg.

⚠ Avvertenze sull'uso delle batterie

• Se il liquido della batteria viene a contatto con la pelle e con gli occhi, sciaccquare le parti interessate con acqua e consultare il medico.

• **⚠ Pericolo d'ingestione!** I bambini possono ingerire le batterie e soffocare. Tenere quindi le batterie lontano dalla portata dei bambini!

• Prestare attenzione alla polarità positiva (+) e negativa (-).

• In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, indossare guanti protettivi e pulire il vano batterie con un panno asciutto.

• Proteggere le batterie dal caldo eccessivo.

• **⚠ Rischio di esplosione!** Non gettare le batterie nel fuoco. Le batterie non devono essere ricaricate o mandate in cortocircuito.

• Qualora l'apparecchio non dovesse essere utilizzato per un periodo prolungato, rimuovere le batterie dal vano batterie.

• Utilizzare solo tipologie di batterie uguali o equivalenti.

• Sostituire sempre tutte le batterie contemporaneamente.

• Non utilizzare batterie ricaricabili!

• Non smontare, aprire o frantumare le batterie.

Pulizia/Disinfezione

Il termometro è completamente impermeabile e può essere immerso senza problemi nell'acqua o in soluzioni disinfettanti. Non bollire il termometro in nessun caso! Utilizzare uno dei disinfettanti elencati di seguito, seguendo le istruzioni del produttore. Altri detergenti o metodi possono causare anomalie di funzionamento o danni allo strumento.

Nome del prodotto: Isopropil alcol 70%, Gigasept FF, Lysolformin, Aseptisol.

Conservazione/Smaltimento

In caso di non utilizzo, conservare il termometro nell'astuccio originale.

La precisione di questo termometro è stata accuratamente testata ed è stata sviluppata per una lunga durata di vita utile. Se l'apparecchio viene utilizzato a scopo professionale, è necessario effettuare controlli tecnici con gli strumenti adeguati. Richiedere informazioni dettagliate sulla verifica della precisione all'indirizzo indicato del servizio assistenza. Per motivi ecologici, l'apparecchio non deve essere smaltito tra i normali rifiuti quando viene buttato via. Lo smaltimento deve essere effettuato negli appositi centri di raccolta. Smaltire l'apparecchio secondo la direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Per eventuali chiarimenti, rivolgersi alle autorità comunali competenti per lo smaltimento.

Dati tecnici

 Tipo:	FT 09/1
Campo di misura:	da 32 °C a 42,9 °C
Precisione di misurazione:	±0,1 °C in bagno d'acqua ad una temperatura compresa fra 35,5 °C e 42,0 °C ±0,2 °C in bagno d'acqua ad una temperatura compresa fra 32,0 °C e 35,4 °C ±0,2 °C in bagno d'acqua ad una temperatura compresa fra 42,1 °C e 42,9 °C
Temperatura ambiente durante l'impiego:	compresa tra +10 °C e +40 °C, con un'umidità relativa dell'aria da 30% a 85%
Temperatura di conservazione:	da -10 °C a +60 °C, con un'umidità re-conservazione: lativa dell'aria da 25% a 90 %

Il numero di serie si trova sull'apparecchio o nel vano batterie.

Garanzia/Assistenza

Per ulteriori informazioni sulla garanzia e sulle condizioni di garanzia, consultare la scheda di garanzia fornita. pieta non prolungano in alcun caso il periodo di garanzia.

Possibili errori e variazioni

• Bu chazin üreticisinin belirttiği veya sağladığı aksesuarlar haricindeki aksesuarların kullanılması, elektromanyetik parazit emisyonlarının artmasına veya cihazın elektromanyetik uyumluluğunun azalmasına neden olabilir ve cihazın hatalı çalışmasına yol açabilir.

• Bunun dikkate alınmaması cihaz performansının olumsuz etkilenmesine neden olabilir.

Ölçüm yöntemleri: Anüsten ısı ölçümü (rektal)

Bu yöntem en güvenilir ve en kesin yöntemdir. Bunun için termometrin ucunu dikkatle anüsün 2-3 cm. içine sokun.

Ağızdan ısı ölçümü (oral)

Bunun için termometrenin ucunu dilin altındaki boşluklardan birine veya dil kökünün yanına sokun.

Koltuktakiından ısı ölçümü (aksiller)

Diğer yöntemler kadar kesin sonuçlar veremediğinden, bu yöntem tıbbi açıdan tavsiye edilememektedir.

Ölçüm yöntemi	Önerilen ölçüm süresi	Rektal yöntemde ortalama sapma
Anüsten	Sinyal sesine kadar –	
Ağızdan	Sinyal sesine kadar	-0,4 °C ila -1,5 °C
Koltuktakiından	En az 5 dakika	-0,7 °C ila -2,0 °C

Kullanım

Önce ekran üzerindeki koruyucu folyoyu çıkarınız. Cihazı açmak için AÇMA/KA-PATMA tuşuna kısa basın. Kısa bir sinyal sesi cihazın açıldığını onaylar. Termometre önce kendi kendine yaklaşık 2 saniye süren bir test yapar. Bu sırada göstergedeki tüm elemanlar görünür. Sonra referans değeri olarak ekranda 37 °C görünür. Son olarak ölçüm simgesi “°C” yang süner ve ekranda “Lo” gösterilir. Ölçüm sırasında, anlık ısılar sürekli gösterilir ve “°C”-işareti yanıp söner. Sabit bir ısıya ulaşıldığında ölçüm sona erer. Bir sinyal sesi duyulur, “°C”-işareti artık yanıp sönmöz ve ölçülmüş olan ısı değeri gösterilir. Ölçülen vücut ısısı 32 °C den düşük olduğu sürece, “Lo °C” yazısı belirir. Daha yüksek ısılar ise bir sinyal sesiyle doğrudan, örneğin 32,1 °C şeklinde gösterilir. Sinyal sesinden sonra ölçüme devam edilrse daha kesin değerler elde edilebilir. Koltuktakiından yapılan ölçümlerde, sinyal sesi duyulsa da, tavsiye edilen ölçüm süresine uyulmalıdır. 37,8 °C den daha yüksek ateş ölçülürse, bir yüksek ateş alarmı duyulur (kısa pip sesleri – 10 saniye boyunca). Ölçülen vücut ısısı 42,9 °C nin üzerinde olursa “Hi °C” simgesi belirir. Pil ömrünü uzatmak için ölçümden sonra lütfen AÇMA/KAPATMA-tuşuna kısa süre basarak, termometreyi kapatın. Aksi takdirde termometre yaklaşık 10 dakika sonra kendi kendine kapanır.

Hafızaya kayıt

Son ölçüm değeri otomatik olarak hafızaya kaydedilir. Bu değeri görüntülemek için AÇIK/KAPALI tuşuna basın. Termometre önce kendi kendini test eder. Bunun ardından en son kaydedilmiş olan ölçüm değeri yakl. 2 san. yanar. Ardından ekranda 37 °C referans değeri ve “Lo” gösterilir. Termometre çalışmaya hazırız ve kaydedilmiş olan eski ölçüm değeri üzerine yeni ölçüm değeri yazılır.

Pil değiştirme

Hararet (ateş) ölçme termometresi, yakl. 2 yıl dayanar, uzun ömürlü bir alkali-mangan piline (LR 41, 1,5 V) sahiptir. Sağ alt köşede bir „T” görününe, pil değiştirilmelidir. Çihazın ucunda ki gözünün kapagını pamaklarınız ile sıkınız ve kuvvetli bir şekilde arka doğru çekip çıkarınız. Eski pili çıkarınız ve yerine aynı tipten yeni bir pil takınız. Pil üzerindeki + işareti üst tarafa olmalıdır. Pili yerleştirdikten sonra, pil gözü kapamı çihazı takınız. Kilitin yerine tam oturması dikkat edin. Kullanılmış, sarjı tamamen boşalmış piller diğer atılma çöplüğüne atılmalıdır. Özellikle çocukların eline ulaşmalarını önleyin. Pillerin bertaraf edilmesi, yasal olarak sizin sorumluluğunuzdadır.

Hata ve değişiklik hakkı saklıdır

РУССКИЙ

Пояснения к символам
В инструкции по применению, на упаковке и на типовой табличке прибора и принадлежностей используются следующие символы:

⚠	Осторожно!
👂	Соблюдайте инструкцию по применению
👤	Аппликатор типа BF
⌚	Утилизация прибора в соответствии с Директивой по отходам электрического и электронного оборудования — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
🏭	Производитель
📦 PAP	Утилизировать упаковку в соответствии с предписаниями по охране окружающей среды

IP 27	Защищено от проникновения твердых тел размером ≥ 12,5 мм и от погружения в воду на непродолжительное время
LOT	Номер партии
Storage/Transport 👂 👤	Допустимая температура и влажность воздуха при хранении и транспортировке
Operating 👂 👤	Допустимая рабочая температура и влажность воздуха
CE 0483	Это изделие соответствует требованиям действующих европейских и национальных директив.

Комплект поставки • Термометр • Инструкция по применению • 1 батарейка 1,5 вольт LR 41
Важные указания по безопасному использованию – сохраните, пожалуйста.
Чтобы оптимальным образом использовать все достоинства этого термометра, необходимо перед применением этого устройства внимательно прочитань данную инструкцию, сохранить ее в надежном месте и сделать так, чтобы ее могли прочитать все другие пользователи.

• Данный термометр предназначен исключительно для измерения температуры тела человека.

• Термометр предназначен для измерения температуры тела только в месте, указанном в инструкции по применению.

• Запрещается оставлять термометру у детей без наблюдения взрослых.

• Перед каждым использованием проверяйте термометр на признаки повреждения или износа. Запрещается использовать термометр с признаками повреждения или износа.

• Необходимо строго соблюдать минимальную продолжительность измерения (до звукового сигнала). Консультируйтесь у врача по результатам измерения температуры.

• Термометр содержит чувствительные электронные компоненты. Поэтому следует предохранять его от ударов, изгибов, воздействия повышенной температуры или прямого солнечного излучения.

• Использование прибора в зоне действия сильных электромагнитных полей, например, рядом с мобильным телефоном, может привести к неправильной работе.

• При включении термометр выполняет самостестирование. Проверка точности измерения не требуется.

• При резком изменении температуры безотлагательно обращайтесь к врачу.

• Данный прибор соответствует требованиям Европейской директивы о медицинских изделиях 93/42/ЕЕС, Закону о медицинских изделиях, Европейскому стандарту EN 12470-3: «Термометры медицинские. Часть 3. Эксплуатационные характеристики компактных электрических термометров (сравнительного или экстраполяционного типа) с устройством сохранения и указания максимальной температуры», а также Европейскому стандарту EN60601-1-2 (Соответствие стандартам CISPR 11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-8) и требует соблюдения особых мер предосторожности в отношении электромагнитной совместимости. Следует учесть, что переносные и мобильные высокочастотные коммуникационные устройства могут повлиять на данный прибор.

⚠ Указания по электромагнитной совместимости

• Прибор предназначен для работы в условиях, перечисленных в настоящей инструкции по применению, в том числе в домашних условиях.

• При наличии электромагнитных помех возможности использования прибора могут быть ограничены.

В результате, например, могут появляться сообщения об ошибках или произойдет выход из строя изделия/самого прибора.

• Не используйте данный прибор рядом с другими устройствами и не устанавливайте его на другие приборы, что может вызвать ошибки в работе. Однако, если использование прибора все-таки необходимо в том виде, как описано выше, следует наблюдать за ним и другими устройствами, чтобы убедиться, что они работают надлежащим образом.

• Применение сторонних принадлежностей, отличающихся от прилагаемого к данному прибору, может привести к росту электромагнитных помех или

Бу işaretler, zararı mal edebilecek içeren pillerin üzerinde bulunur: Pb = Pil kurşun içermeyebilir, Cd = Pil kadmiyum içerebilir, Hg = Pil cıva içerir.

Bu piller için geçerli: Pb, Hg.

⚠ Pillerle temas etme durumu için uyarılar

- Pil hücreindeki sıvı, cilt veya gözlerle temas ettiğinde, ilgili yeri suyla yıkayın ve bir doktora başvurun.
- ⚠ Yutma tehlikesi!** Küçük çocuklar pilleri yutabilir ve bunun sonucunda boğulabilir. Bu nedenle pilleri, küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın!
- Artı (+) ve eksi (-) kutup işaretlerini dikkat edin.
- Bir pil aktifliğinde koruyucu eldiven giyin ve pil bölmesini kuru bir bezle temizleyin.
- Pilleri aşırı ısıya karşı koruyun.
- ⚠ Patlama tehlikesi!** Pilleri ateşle atmayın.
- Piller sarj edilmeli veya kısa süreyle yabıtılmamalıdır.
- Çihazı uzun süre kullanmayacağınız durumlarda pilleri pil bölmesinden çıkarın.
- Yalnız aynı tip veya eşdeğer tip piller kullanın.
- Her zaman tüm pilleri aynı anda değiştirin.
- Sarj edilebilir pil kullanmayın!
- Pilleri parçalarına ayırmayın, açmayın veya parçalamayın.

Temizleme/Dezenfeksiyon

Bu cihaz her kullanımdan önce ve sonra temizlenmeli veya dezenfekte edilmelidir. Termometre °100 su geçirmez olup, temizleme ve/veya dezenfeksiyon amacıyla hiçbir sıvıyı çekmeden suya veya dezenfeksiyon çözeltisine batırabilir. Termometre asla kaynatılmamalıdır! Aşağıda belirtilen dezenfeksiyon maddelerinden birini, üreticisinin talimatlarına göre kullanın. Başka temizleme maddeleri veya yöntemleri, cihazda fonksiyon bozukluklarına veya hasara yol açabilir.

Madde adir: Isopropylalkohol 70%, Gigasept FF, Lysiformin, Aseptisol izopropilalkol %70, Gigasept FF, izoformin, aseptisol.

Saklama/Atığn yok edilmesi

Kullanmadığınız zamanlarda, termometreyi lütfen orijinal koruyucu ambalajında muhafaza ediniz.

Bu termometrenin doğruluğu dikkatli bir şekilde kontrol edilmiştir ve alet uzun bir kullanım ömrüne yönelik olarak geliştirilmiştir. Aletin tedavi amacıyla kullanılması halinde, uygun araçlarla ölçüm kontrolleri yapılmalıdır. Doğruluk kontrolü ile ayrıntılı bilgileri servis adresinden talep edebilirsiniz.

Çevreyi korumak için, kullanılmı ömrü dolu cihazı eşvel atık olarak beraber elden çıkarayın. Cihaz, ülkemizdeki uygun atık toplama merkezleri üzerinden bertaraf edilebilir. Cihazı hurda elektrikli ve elektronik eşya direktifine – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) uygun olarak bertaraf edin. Bertaraf etme ile ilgili sorularınız, ilgili yerli makamlara iletebilirsiniz.

Teknik Veriler

Tip:	FT 09/1
Ölçüm aralığı:	32 °C ila 42,9 °C
Ölçüm kesinliği:	±0,1 °C su banyosu içinde 35,5 °C ve 42,0 °C arasında ±0,2 °C su banyosu içinde 32,0 °C ve 35,4 °C arasında ±0,2 °C su banyosu içinde 42,1 °C ve 42,9 °C arasında
Kullanım sırasında çevre ısısı:	+10 °C – +40 °C, %30 ile %85 bağıl hava neminde
Saklama ısısı:	-10 °C – +60 °C, %25 ile %90 bağıl hava neminde

Seri numarası, cihazın üzerinde veya pil bölgesindedir.

Garanti /Servis

Garanti ve garanti koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgileri cihazla birlikte verilen garanti broşüründe bulabilirsiniz.

Hata ve değişiklik hakkı saklıdır

- Используйте батарейки только одного типа или равноценных типов.
- Заменяйте все батарейки сразу.
- Не используйте перезаряжаемые аккумуляторы!
- Не разбирайте, не открывайте и не разбирайте батарейки.

Чистка/дезинфекция
Перед каждым использованием и после него устройству необходимо очищать и дезинфицировать. Термометр является полностью (на 100%) водонепроницаемым и поэтому может быть без всяких осложнений опущен для чистки и, соответственно, дезинфекции в воду или дезраствор. Категорически запрещается кипятить термометр! Для дезинфекции используйте одно из приведенных далее дезинфицирующих средств в соответствии с данными изгототителя. Другие чистящие средства или методы могут привести к нарушению работы или повреждению прибора. Наименование средства: Из