





DE Anti-Aging Gesichtspflege Gebrauchsanweisung	4
EN Pureo Ionic Skin Care Instructions for use.....	11
FR Soin du visage anti-âge Mode d'emploi.....	18
ES Cuidado facial antiedad Instrucciones para el uso	25
IT Cura del viso anti-aging Istruzioni per l'uso	32
TR Yaşlanma önleyici yüz bakımı Kullanım kılavuzu.....	39
RU рибор для ухода за кожей лица Инструкция по применению	46

PL Pielęgnacja twarzy Anti-Aging Instrukcja obsługi	54
NL Anti-aging gezichtsverzorging Gebruiksaanwijzing	61
DA Anti-Aging ansigtspleje Brugsanvisning	68
SV Ansiktsvård som motverkar åldrande Bruksanvisning.....	75
NO Anti-Aging ansiktspleie Bruksanvisning.....	82
FI Kasvohoito ikääntymistä vastaan Käyttöohje.....	89



- DE** Klappen Sie vor dem Lesen der Gebrauchsanweisung die Seite 3 aus.
- EN** Unfold page 3 before reading the instructions for use.
- FR** Dépliez la page 3 avant de lire le mode d'emploi.
- ES** Despliegue la página 3 antes de leer las instrucciones de uso.
- IT** Prima di leggere le istruzioni per l'uso aprire la pagina 3.
- TR** Kullanım kılavuzunu okumadan önce 3. sayfayı açın.
- RU** Перед чтением инструкции по применению разложите страницу 3.
- PL** Przed przeczytaniem instrukcji obsługi otworzyć stronę 3.
- NL** Vouw pagina 3 uit om de gebruiksaanwijzing te kunnen lezen.
- DA** Fold side 3 ud, før du læser betjeningsvejledningen.
- SV** Vik ut sid. 3 innan du läser bruksanvisningen.
- NO** Åpne side 3 før du leser bruksanvisningen.
- FI** Käännä sivu 3 auki ennen käyttöohjeen lukemista.





Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf, machen Sie sie anderen Benutzern zugänglich und beachten Sie die Hinweise.



WARNUNG

- Das Gerät ist nur für den Einsatz im häuslichen/privaten Umfeld bestimmt, nicht im gewerblichen Bereich.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Das Gerät darf nicht von Personen mit medizinischen Implantaten (z.B. Herzschrittmacher) verwendet werden. Andernfalls kann deren Funktion beeinträchtigt sein.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es Schäden aufweist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert. Kontaktieren Sie in diesen Fällen den Kundendienst.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie entsorgt werden. Ist sie nicht abnehmbar, muss das Gerät entsorgt werden.

Inhalt

1. Lieferumfang	5	7. Anwendung	8
2. Zeichenerklärung	5	8. Reinigung und Pflege	9
3. Bestimmungsgemäße Verwendung	6	9. Was tun bei Problemen?	10
4. Warn- und Sicherheitshinweise	6	10. Entsorgen	10
5. Gerätebeschreibung	7	11. Technische Angaben	10
6. Inbetriebnahme	7	12. Garantie / Service	10

ZUM KENNENLERNEN

Das FC 90 Pureo Ionic Skin Care eignet sich dank seiner multifunktionalen Ionentechnologie ideal zur Reinigungs- und Anti-Aging-Behandlung im Gesicht. Der Behandlungskopf wird wahlweise mit positiven oder negativen Ionen aufgeladen. Diese geladenen Ionen gelangen durch elektrochemische Reaktionen unter die Hautoberfläche in die tiefer gelegenen Hautschichten bzw. aus den tiefer gelegenen Hautschichten an die Hautoberfläche.

Reinigung durch Desincrustation:

Die negativ geladenen Bestandteile der Reinigungsmilch werden mittels negativer Ionen tief in die Haut eingeschleust. Dort lösen sie Unreinheiten, die anschließend durch die positive Ladung des Behandlungskopfs an die Hautoberfläche befördert werden.

Anti-Aging durch Iontophorese:

Ist der Behandlungskopf negativ geladen, werden die ebenfalls negativ geladenen Anti-Aging-Wirkstoffe der Advanced Hydro Lift Cream vom Behandlungskopf abgestoßen und tief in die Haut transportiert. Dort können sie ihre Anti-Aging-Wirkung optimal entfalten.

Kälte- und Wärmefunktion:

Das FC 90 Pureo Ionic Skin Care verfügt zusätzlich über eine Wärme- und Kältefunktion. Die Wärmefunktion entspannt die Gesichtshaut und fördert die Durchblutung. Sie lässt Ihre Haut geschmeidig werden. Mit der Kältefunktion können Schwellungen im Gesicht reduziert, Poren verschlossen und die Hautelastizität gestärkt werden.

1. LIEFERUMFANG

Überprüfen Sie den Lieferumfang auf äußere Unversehrtheit der Kartonverpackung und auf die Vollständigkeit des Inhalts. Vor dem Gebrauch ist sicherzustellen, dass das Gerät und Zubehör keine sichtbaren Schäden aufweisen und jegliches Verpackungsmaterial entfernt wird. Benutzen Sie es im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an die angegebene Kundendienstadresse.

- 1 FC 90 Pureo Ionic Skin Care
- 1 Netzadapter
- 1 Intensive Cleansing Milk (30 ml)
- 1 Advanced Hydro Lift Cream (15 ml)
- 1 Gebrauchsanweisung

2. ZEICHENERKLÄRUNG

Auf dem Gerät, in der Gebrauchsanweisung, auf der Verpackung und auf dem Typschild des Geräts werden folgende Symbole verwendet:

	Warnung Warnhinweis auf Verletzungsgefahren oder Gefahren für Ihre Gesundheit		Anweisung lesen
	Produktinformation Hinweis auf wichtige Informationen		Verpackungskomponenten trennen und entsprechend der kommunalen Vorschriften entsorgen.
	Kennzeichnung zur Identifikation des Verpackungsmaterials. A = Materialabkürzung, B = Materialnummer: 1-7 = Kunststoffe, 20-22 = Papier und Pappe		Produkt und Verpackungskomponenten trennen und entsprechend der kommunalen Vorschriften entsorgen.

	Entsorgung gemäß Elektro- und Elektronik-Altgeräte EG-Richtlinie WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)		CE-Kennzeichnung Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.
	Nur in geschlossenen Räumen verwenden.		Die Produkte entsprechen nachweislich den Anforderungen der Technischen Regelwerke der EAWU
	Hersteller		Energieeffizienzklasse 6
	Importeur Symbol		Konformitätsbewertungszeichen für Großbritannien
	Polarität		

3. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Verwenden Sie das FC 90 Pureo Ionic Skin Care ausschließlich zur Behandlung im menschlichen Gesicht.

Das Gerät ist nur für den in der Gebrauchsanweisung beschriebenen Zweck vorgesehen. Verwenden Sie das Gerät nur in der beschriebenen Weise. Der Hersteller kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die durch unsachgemäßen oder leichtsinnigen Gebrauch entstehen.

Dieses Gerät ist nur für den häuslichen Gebrauch, nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen.

4. WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG

Bevor Sie mit der Benutzung des FC 90 Pureo Ionic Skin Care beginnen, lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Ein Nichtbeachten der nachfolgenden Hinweise kann Personen- oder Sachschäden verursachen. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auf und machen Sie diese auch anderen Anwendern zugänglich. Übergeben Sie diese Gebrauchsanweisung bei Weitergabe des Geräts.

- Wenn Sie nach der Benutzung auf Ihrer Haut Verschlechterungen, unerwünschte Nebenwirkungen oder langanhaltende Rötungen feststellen, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und konsultieren Sie Ihren Arzt.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT, auf akut oder chronisch erkrankter (verletzter oder entzündeter) Haut, (z.B. bei schmerzhaften und schmerzlosen Entzündungen, Rötungen, Hautausschlägen (z.B. Allergien), Verbrennungen, Prellungen, Schwellungen und offenen sowie sich im Heilungsprozess befindlichen Wunden.)
- Halten Sie das Gerät von Wasser fern.
- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter.

Stromschlag



WARNUNG

- Wie jedes elektrische Gerät ist das FC 90 Pureo Ionic Skin Care vorsichtig und umsichtig zu gebrauchen, um Gefahren durch elektrische Schläge zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzadapter und der auf dem Typenschild notierten Netzspannung.
- Stecken Sie immer nur den Netzadapter in die Steckdose, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Benutzen Sie das Gerät nie, wenn das Gerät oder Zubehör sichtbare Schäden aufweisen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist, oder wenn Wasser ins Geräteinnere eingedrungen ist.

- Benutzen Sie das Gerät nicht während eines Gewitters.
- Schalten Sie das Gerät im Falle von Defekten oder Betriebsstörungen sofort aus. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel oder am Gerät, um den Netzadapter aus der Steckdose zu ziehen.
- Halten oder tragen Sie das Gerät niemals am Netzkabel.
- Klemmen Sie das Netzkabel nicht ein.
- Halten Sie Abstand zwischen dem Netzadapter und warmen Oberflächen.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel und der Netzadapter nicht mit Wasser, Dampf oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Greifen Sie niemals nach einem Gerät, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzadapter aus der Steckdose.

Reparatur



WARNUNG

- Das Gerät darf nicht geöffnet werden.
- Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Wenden Sie sich bei Reparaturen an den Kundenservice oder an einen autorisierten Händler.

Brandgefahr



WARNUNG

Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch bzw. Missachtung der Gebrauchsanweisung besteht unter Umständen Brandgefahr!

- Benutzen Sie das Gerät nicht unter einer Abdeckung, wie z.B. Decke oder Kissen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von leicht entflammaren Stoffen.
- Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze nicht abgedeckt sind.
- Legen Sie das Gerät nie im eingeschalteten Zustand ab. Schalten Sie das Gerät immer vorher aus.
- Schützen Sie das Gerät vor hohen Temperaturen.

5. GERÄTEBESCHREIBUNG

Die zugehörigen Zeichnungen sind auf Seite 3 abgebildet.

1 Behandlungskopf

2 LCD-Display

3 AN/AUS-Taste

4 Negative-Ionen-Taste

5 Positive-Ionen-Taste

6 Wärme-Taste

7 Kälte-Taste

6. INBETRIEBNAHME



WARNUNG

Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

- Entnehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und überprüfen Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Vollständigkeit und Beschädigungen.
- Stecken Sie das Netzkabel in die Unterseite des Geräts.
- Verlegen Sie das Netzkabel stolpersicher.
- Stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose.

7. ANWENDUNG



WARNUNG

Führen Sie vor der Behandlung einen Hautverträglichkeitstest durch, um zu überprüfen, ob ihre Haut die Reinigungsmilch und die Advanced Hydro Lift Cream verträgt.

Hierzu wie folgt vorgehen:

- Eine Stelle innen an der Armbeuge gründlich mit Seife reinigen, etwas Reinigungsmilch und Advanced Hydro Lift Cream auf diese gereinigte Stelle auftragen und die Mittel einziehen und trocknen lassen.
- Zeigt die Haut innerhalb der nächsten 48 Stunden keinerlei Reaktionen, können Sie die getesteten Mittel bedenkenlos verwenden.
- Zeigen sich vor Ablauf der 48 Stunden Hautreaktionen, sollten Sie die getesteten Mittel nicht zur Gesichtsbehandlung verwenden.
- Führen Sie den Hautverträglichkeitstest nicht an den Augen durch.

Sie können mit dem Gerät sowohl Ihre Haut pflegen als auch reinigen.



Halten Sie das Gerät während der Behandlung so, dass Ihre Hand die beiden chromfarbenen Streifen an der Seite des Geräts umfasst. Bei Nichtbeachtung ist der Stromkreis nicht geschlossen und die Ionenfunktion ist nicht möglich.

Behandlungsanwendungen



Um eine optimale Wirkung zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen die Reinigungsanwendung und die Anti-Aging-Anwendung nur mit den beigelegten Produkten durchzuführen, da diese optimal auf die Anwendung mit dem FC 90 abgestimmt sind.

Wir empfehlen morgens eine Pflegenanwendung und abends eine Kombination aus Reinigungs- und Pflegenanwendung durchzuführen.

7.1 Pflegenanwendung (morgens):




- Tragen Sie die Advanced Hydro Lift Cream auf die zu behandelnden Stellen Ihres Gesichts auf.
- Drücken Sie die An/Aus-Taste  am Gerät.
- Drücken Sie zuerst die Wärme-Taste  und anschließend die Negative-Ionen-Taste . Das Gerät befindet sich jetzt für 30 Sekunden in der Vorwärmphase. Das Display zeigt „WAITING“ an. Sobald „WAITING“ erlischt, ist das Gerät einsatzbereit.
- Führen Sie nun den Behandlungskopf mit sanften kreisenden Bewegungen über die Gesichtshaut.
- Drücken Sie nach zweiminütiger Behandlung die Kälte-Taste  und die Negative-Ionen-Taste . Das Gerät befindet sich jetzt für 30 Sekunden in der Vorkühlphase. Das Display zeigt „WAITING“ an. Sobald „WAITING“ erlischt, ist das Gerät einsatzbereit. Führen Sie nun die Behandlung für zwei weitere Minuten fort.
- Um das Gerät wieder auszuschalten, drücken Sie die An/Aus-Taste .

7.2 Kombination aus Reinigungs- und Pflegeanwendung (abends):

Reinigung:

Vorwärmphase
30 Sekunden



- Tragen Sie die Reinigungsmilch auf Ihre Gesichtshaut auf.
- Drücken Sie die An/Aus-Taste  am Gerät.
- Drücken Sie zuerst die Wärme-Taste  und anschließend die Negative-Ionen-Taste ⊖. Das Gerät befindet sich jetzt für 30 Sekunden in der Vorwärmphase. Das Display zeigt „WAITING“ an. Sobald „WAITING“ erlischt, ist das Gerät einsatzbereit.
- Führen Sie anschließend den Behandlungskopf mit sanften kreisenden Bewegungen über die Gesichtshaut.
- Drücken Sie nach drei Minuten die Positive-Ionen-Taste ⊕ und führen Sie die Behandlung für eine weitere Minute fort. Waschen Sie Ihr Gesicht nach der Reinigungsbehandlung mit lauwarmen Wasser.

Pflege:

Nachdem Sie die die Reinigungsanwendung abgeschlossen haben, fahren Sie mit der Pflegeanwendung wie folgt fort:



- Reinigen Sie den Behandlungskopf mit einem fusselfreien Tuch, bis sich keine Reinigungsmilchrückstände mehr darauf befinden.
- Tragen Sie die Advanced Hydro Lift Cream auf die zu behandelnden Stellen Ihres Gesichts auf.
- Drücken Sie zuerst die Wärme-Taste  und anschließend die Negative-Ionen-Taste ⊖. Das Gerät befindet sich jetzt für 30 Sekunden in der Vorwärmphase. Das Display zeigt „WAITING“ an. Sobald „WAITING“ erlischt, ist das Gerät einsatzbereit.
- Führen Sie nun den Behandlungskopf mit sanften kreisenden Bewegungen über die Gesichtshaut.
- Drücken Sie nach einminütiger Behandlung die Kälte-Taste . Das Gerät befindet sich jetzt für 30 Sekunden in der Vorkühlphase. Das Display zeigt „WAITING“ an. Sobald „WAITING“ erlischt, ist das Gerät einsatzbereit. Führen Sie nun die Behandlung für eine weitere Minute fort.
- Wiederholen Sie anschließend diese Wärme- und Kältebehandlung wie eben beschrieben, jeweils für eine Minute. Tragen Sie wenn nötig nochmals etwas Advanced Hydro Lift Cream auf.
- Um das Gerät wieder auszuschalten, drücken Sie die An/Aus-Taste .

8. REINIGUNG UND PFLEGE

- Wenn Sie das Gerät nicht verwenden, bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort auf.
- Reinigen Sie das Gerät nach jeder Anwendung vorsichtig mit einem Reinigungstuch. Bei Bedarf kann dieses auch leicht angefeuchtet werden. Achten Sie dabei darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangt.
- Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel. Sie könnten das Gerät beschädigen.
- Halten Sie das Gerät auf keinen Fall unter Wasser, da sonst Flüssigkeit eindringen kann und das Gerät beschädigt wird.

9. WAS TUN BEI PROBLEMEN?

Problem	Ursache	Behebung
Auf dem Display des Geräts wird nichts angezeigt	Der Netzadapter ist nicht korrekt eingesteckt.	Überprüfen Sie, ob der Netzadapter korrekt eingesteckt ist.
	Das Gerät ist nicht eingeschaltet.	Drücken Sie auf die An/Aus-Taste.
Die Wärme- und Kältefunktion funktionieren nicht	Das Netzkabel ist beschädigt.	Kontaktieren Sie Ihren Händler.
	Das Gerät ist beschädigt	

10. ENTSORGEN

Im Interesse des Umweltschutzes darf das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Die Entsorgung kann über entsprechende Sammelstellen in Ihrem Land erfolgen. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektro- und Elektronik Altgeräte EG-Richtlinie – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Bei Rückfragen wenden Sie sich an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde.



11. TECHNISCHE ANGABEN

Modell-Nr.	FC 90
Eingang	AC 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A
Ausgang	DC 6.5 V, 2,3 A, 15,0 W
Maße	18,5 x 5,5 x 5,3 cm
Gewicht	Gerät: ca. 173 g Netzteil: ca. 90 g
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	≥ 85,99 %
Wirkungsgrad bei niedriger Last	81,05 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	≤ 0,047 W

12. GARANTIE / SERVICE

Nähere Informationen zur Garantie und den Garantiebedingungen finden Sie im mitgelieferten Garantie-Faltblatt.



Read these instructions for use carefully and keep them for later use, be sure to make them accessible to other users and observe the information they contain.

Warning

- The device is only intended for domestic/private use, not for commercial use.
- This device may be used by children over the age of eight and by people with reduced physical, sensory or mental skills or a lack of experience or knowledge, provided that they are supervised or have been instructed on how to use the device safely, and are fully aware of the consequent risks of use.
- Children must not play with the device.
- Cleaning and user maintenance must not be performed by children unless supervised.
- The device must not be used by persons with medical implants (e.g. heart pacemakers) Otherwise their function could be impaired.
- Do not use the device if it shows signs of damage or does not function properly. In these cases, contact Customer Services.
- If the mains connection cable of this device is damaged, it must be disposed of. If it cannot be removed, the device must be disposed of.

Contents

1. Included in delivery	12	7. Usage	14
2. Signs and symbols	12	8. Cleaning and maintenance.....	16
3. Intended use.....	13	9. What if there are problems?	16
4. Warnings and safety notes.....	13	10. Disposal.....	16
5. Device description.....	14	11. Technical specifications	17
6. Initial use	14	12. Warranty / Service	17

GETTING TO KNOW YOUR INSTRUMENT

Thanks to its multifunctional ionic technology, the FC 90 Pureo Ionic Skin Care is ideal for cleansing and anti-aging facial treatments. The treatment head can be charged with either positive or negative ions. Electrochemical reactions cause these charged ions to get under the skin's surface into the deeper layers of the skin or to move from the deeper layers of the skin to the skin's surface.

Desincrustation cleansing:

The negatively charged components in the cleansing milk are channelled deep into the skin with the aid of the negative ions. There, they loosen impurities, which are then drawn to the skin's surface by the positive charge of the treatment head.

Anti-aging by iontophoresis:

If the treatment head is negatively charged, the negatively charged anti-aging agents in the Advanced Hydro Lift Cream are pushed away from the treatment head and carried deep into the skin. There, the anti-aging agents have the best possible effect.

Cool and heat function:

The FC 90 Pureo Ionic Skin Care also has a cool and heat function. The heat function relaxes the skin on the face and promotes circulation. It leaves your skin feeling smooth. With the cool function, swellings on the face can be reduced, pores can be tightened and the skin elasticity can be improved.

1. INCLUDED IN DELIVERY

Check that the exterior of the cardboard delivery packaging is intact and make sure that all contents are present. Before use, ensure that there is no visible damage to the device or accessories and that all packaging material has been removed. If you have any doubts, do not use the device and contact your retailer or the specified Customer Service address.

- 1 FC 90 Pureo Ionic Skin Care
- 1 Mains adapter
- 1 Intensive Cleansing Milk (30 ml)
- 1 Advanced Hydro Lift Cream (15 ml)
- 1 Instructions for use

2. SIGNS AND SYMBOLS

The following symbols are used on the device, in these instructions for use, on the packaging and on the type plate for the device:

	Warning Warning instruction indicating a risk of injury or damage to health		Read the instructions
	Product information Note on important information		Separate the packaging elements and dispose of them in accordance with local regulations.
	Marking to identify the packaging material. A = Material code, B = Material number: 1-7 = Plastics, 20-22 = Paper and cardboard		Separate the product and packaging elements and dispose of them in accordance with local regulations.
	Disposal in accordance with the Waste Electrical and Electronic Equipment EC Directive – WEEE		CE labelling This product satisfies the requirements of the applicable European and national directives.

	Only use indoors		The products demonstrably meet the requirements of the Technical Regulations of the EAEU.
	Manufacturer		Energy efficiency class 6
	Importer symbol		United Kingdom Conformity Assessed Mark
	Polarity		

3. INTENDED USE

The FC 90 Pureo Ionic Skin Care must only be used to treat human facial skin.

The device is only intended for the purpose described in these instructions for use. Use the device only according to the methods specified. The manufacturer is not liable for damage resulting from improper or careless use.

This device is intended for domestic use only, not for commercial purposes.

4. WARNINGS AND SAFETY NOTES

WARNING

Before using the FC 90 Pureo Ionic Skin Care, read the safety notes through carefully. Non-observance of the following information may result in personal injury or material damage. Store these instructions for use and make them accessible to other users. Make sure you include these instructions for use when handing over the device to third parties.

- If, after using the device, you experience a worsening of the skin, undesired side effects or prolonged redness, stop using the device and consult your doctor.
- Do NOT use the device on acutely or chronically diseased (injured or irritated) skin (e.g. inflamed skin – whether painful or not, reddened skin, rashes, e.g. allergies, burns, bruises, swellings, as well as open and healing wounds).
- Keep the device away from water.
- Only use with the supplied mains adapter.

Electric shock

WARNING

- As with every electrical device, the FC 90 Pureo Ionic Skin Care must be used carefully and cautiously in order to avoid hazards due to electric shock.
- Only use the device with the mains adapter supplied and at the mains voltage specified on the type plate.
- Only plug the mains adapter into the socket when the device is switched off.
- Never use the device if it or any of its accessories are visibly damaged.
- Do not use the device if it has sustained a fall or if water has penetrated the device interior.
- Do not use the device during a storm.
- In the event of defects or operational faults, switch off the device immediately. Pull the plug out of the mains socket.
- Do not pull on the mains cable or on the device to disconnect the mains adapter from the socket.
- Never hold or carry the device by the mains cable.
- Do not clamp or pinch the mains cable.
- Keep the mains adapter away from hot surfaces.

- Ensure that the mains cable and mains adapter do not come into contact with water, steam or other liquids.
- Never reach for a device that has been submerged in water. Pull the mains adapter out of the mains socket immediately.

Repairs



WARNING

- Do not open the device.
- Only specialist personnel may perform repairs on electrical devices. Improper repairs may subject users to considerable danger. For repairs, please contact Customer Services or an authorised retailer.

Risk of fire



WARNING

There is a risk of fire if the device is used improperly or these instructions for use are ignored.

- Never use the device underneath a cover, such as a blanket or pillow.
- Never use the device near highly flammable substances.
- Make sure that the vents are not covered.
- Never store the device while it is still switched on. Always switch the device off before storing it.
- Do not expose the device to high temperatures.

5. DEVICE DESCRIPTION

The associated drawings are shown on page 3.

1 Treatment head

2 LCD display

3 ON/OFF button

4 Negative ions button

5 Positive ions button

6 Heat button

7 Cool button

6. INITIAL USE



WARNING

Keep packaging material away from children! There is a choking hazard.

- Remove the device from the packaging and check that the device and all accessories are included and not damaged.
- Plug the mains cable into the bottom of the device.
- Ensure that the mains cable does not pose a trip hazard.
- Plug the mains adapter into the socket.

7. USAGE



WARNING

Before starting the treatment, carry out a skin sensitivity test to check whether your skin is sensitive to the cleansing milk and the Advanced Hydro Lift Cream. To do this, proceed as follows:

- Clean a patch of skin in the crook of your arm thoroughly, apply a little of the cleansing milk and Advanced Hydro Lift Cream to this cleaned patch of skin and allow the product to soak in and dry.
- If the skin shows no reactions within the next 48 hours, you can use the tested products without hesitation.

- If the skin appears to react before the end of the 48-hour period, you should not use the tested products for facial treatment.
- Do not carry out the skin sensitivity test around the eye area.

You can use the device to care for your skin as well as to cleanse it.



During the treatment, hold the device so that your hand covers both chrome-coloured stripes on the side of the device. If you do not do this, the electric circuit will be open and the ionic function will not be possible.


Treatment applications



To ensure the best possible effect, we recommend that you only use the products provided when using the cleansing treatment function and anti-aging treatment function, as these have been perfectly adapted for use with the FC 90.

We recommend using the care treatment function in the morning and a combination of the cleansing and care treatment functions in the evening.

7.1 Care treatment function (mornings):



- Apply the Advanced Hydro Lift Cream to the area of your face that you wish to treat.
- Press the ON/OFF button  on the device.
- Press the heat button first  and then press the negative ions button . The device is now in the preheating phase for 30 seconds. "WAITING" is shown in the display. As soon as the "WAITING" display turns off, the device is ready to use.
- Now use the treatment head to gently massage your face in circular motions.
- After two minutes of treatment, press the cool button  and the negative ions button . The device is now in the precooling phase for 30 seconds. "WAITING" is shown in the display. As soon as the "WAITING" display turns off, the device is ready to use. Continue with the treatment for another two minutes.
- To switch the device off again, press the ON/OFF button .

7.2 Combination of cleansing and care treatment functions (evenings):


Cleansing:



- Apply the cleansing milk to your face.
- Press the ON/OFF button  on the device.
- Press the heat button first  and then press the negative ions button . The device is now in the preheating phase for 30 seconds. "WAITING" is shown in the display. As soon as the "WAITING" display turns off, the device is ready to use.
- Now use the treatment head to gently massage your face in circular motions.
- After three minutes, press the positive ions button  and continue the treatment for another minute. After the cleansing treatment, wash your face with lukewarm water.

Care:

After you have completed the cleansing treatment function, continue with the care treatment as follows:



- Clean the treatment head with a lint-free cloth until there is no trace of cleansing milk left on the head.
- Apply the Advanced Hydro Lift Cream to the area of your face that you wish to treat.
- Press the heat button first  and then press the negative ions button . The device is now in the preheating phase for 30 seconds. “WAITING” is shown in the display. As soon as the “WAITING” display turns off, the device is ready to use.
- Now use the treatment head to gently massage your face in circular motions.
- After one minute of treatment, press the cool button . The device is now in the precooling phase for 30 seconds. “WAITING” is shown in the display. As soon as the “WAITING” display turns off, the device is ready to use. Continue with the treatment for another minute.
- Repeat this heat and cool treatment as described above for one minute each. If necessary, apply a little more Advanced Hydro Lift Cream.
- To switch the device off again, press the ON/OFF button .

8. CLEANING AND MAINTENANCE

- When you are not using the device, store it in a cool, dry place away from direct light.
- Carefully clean the device after every use with a cleaning cloth. If necessary, use a slightly damp cloth. Ensure that no water gets inside the device while cleaning it.
- Do not use any cleaning agents or solvents, as they could damage the device.
- Under no circumstances should you hold the device under water, as this can cause liquid to enter and damage the device.

9. WHAT IF THERE ARE PROBLEMS?

Problem	Cause	Solution
There is nothing shown in the device display.	The mains adapter is not plugged in correctly.	Check that the mains adapter is correctly plugged in.
	The device is not switched on.	Press the ON/OFF button.
The heat and cool function is not working.	The mains cable is damaged.	Contact your retailer.
	The device is damaged	

10. DISPOSAL

For environmental reasons, do not dispose of the device in the household waste at the end of its useful life. Dispose of the unit at a suitable local collection or recycling point. Dispose of the device in accordance with EC Directive – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). If you have any questions, please contact the local authorities responsible for waste disposal.



11. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model no.	FC 90
Input	AC 100-240 V~, 50/60 Hz, 0.5 A
Output	DC 6.5 V,2.3 A,15.0 W
Dimensions	18.5 x 5.5 x 5.3 cm
Weight	Hand-held device: approx. 173 g Mains adapter: approx. 90 g
Average active efficiency	≥ 85.99 %
Efficiency low load	81.05 %
No-load power consumption	≤ 0.047 W

12. WARRANTY / SERVICE

Further information on the guarantee and guarantee conditions can be found in the guarantee leaflet supplied.



Lisez attentivement ce mode d'emploi, conservez-le pour un usage ultérieur, mettez-le à disposition des autres utilisateurs et suivez les consignes qui y figurent.



AVERTISSEMENT

- L'appareil ne doit être utilisé que dans un environnement domestique/privé et pas dans un cadre professionnel.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans ainsi que les déficients physiques, sensoriels ou mentaux et les personnes ayant peu de connaissances ou d'expérience à la condition qu'ils soient surveillés ou sachent comment l'utiliser en toute sécurité et en comprenant les risques.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes portant des implants médicaux (par ex. stimulateur cardiaque). Ces appareils risqueraient alors de ne pas fonctionner correctement.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est visiblement endommagé ou ne fonctionne pas correctement. Si l'une ou l'autre des situations se présente, contactez le service client.
- Si le câble d'alimentation électrique de l'appareil est endommagé, il doit être mis au rebut. S'il n'est pas détachable, l'appareil doit être mis au rebut.

Sommaire

1. Contenu.....	19	6. Mise en service.....	21
2. Symboles utilisés.....	19	7. Utilisation	22
3. Utilisation conforme aux recommandations.....	20	8. Nettoyage et entretien	23
4. Consignes d'avertissement et de mise en garde.....	20	9. Que faire en cas de problèmes?	24
5. Description de l'appareil.....	21	10. Élimination	24
		11. Caractéristiques techniques.....	24
		12. Garantie / Maintenance	24

FAMILIARISATION AVEC L'APPAREIL

Grâce à sa technologie à ions multifonctions, le FC 90 Pureo Ionic Skin Care est idéal pour le nettoyage et les soins anti-âge du visage. La tête de traitement est chargée au choix en ions positifs ou négatifs. Grâce à des réactions électrochimiques, ces ions chargés passent sous la surface de la peau dans les couches profondes ou passent des couches profondes à la surface de la peau.

Nettoyage par désincrustation :

Les composants du lait nettoyant chargés négativement pénètrent la peau en profondeur à l'aide d'ions négatifs. Ils y dissolvent les impuretés, qui sont ensuite entraînées à la surface de la peau grâce à la charge positive de la tête de traitement.

Anti-âge par iontophorèse :

Si la tête de traitement est chargée négativement, les principes actifs anti-âge, également chargés négativement de l'Advanced Hydro Lift Cream sont repoussés par la tête de traitement et pénètre en profondeur sous la peau. Leur action anti-âge est alors optimale.

Diffusion de froid et de chaleur :

Le FC 90 Pureo Ionic Skin Care diffuse également de la chaleur et du froid. La diffusion de chaleur détend la peau du visage et améliore la circulation sanguine. Elle rend votre peau souple. La diffusion de froid permet de réduire les gonflements, de fermer les pores et de renforcer l'élasticité de la peau.

1. CONTENU

Vérifiez si l'emballage carton extérieur du kit est intact et si tous les éléments sont inclus. Avant l'utilisation, assurez-vous que l'appareil et les accessoires ne présentent aucun dommage visible et que la totalité de l'emballage a bien été retirée. En cas de doute, ne l'utilisez pas et adressez-vous à votre revendeur ou au service client indiqué.

- 1 FC 90 Pureo Ionic Skin Care
- 1 Adaptateur secteur
- 1 Intensive Cleansing Milk (30 ml)
- 1 Advanced Hydro Lift Cream (15 ml)
- 1 Mode d'emploi

2. SYMBOLES UTILISÉS

Les symboles suivants sont utilisés sur le mode d'emploi, sur l'emballage et sur la plaque signalétique de l'appareil:

	Avertissement Ce symbole vous avertit des risques de blessures ou des dangers pour votre santé		Lire les consignes
	Information sur le produit Indication d'informations importantes		Séparer les composants d'emballage et les éliminer conformément aux prescriptions communales.
	Étiquette d'identification du matériau d'emballage. A = Abréviation de matériau, B = Référence de matériau : 1 – 7 = plastique, 20 – 22 = papier et carton		Séparer le produit et les composants d'emballage et les éliminer conformément aux prescriptions communales.

	Élimination conformément à la directive européenne WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques		Signe CE Ce produit répond aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur.
	Utiliser uniquement en intérieur.		Les produits sont complètement conformes aux exigences des règlements techniques de l'UEEA.
	Fabricant		Classe d'efficacité énergétique 6
	Symbole de l'importateur		Marquage de conformité UKCA
	Polarité		

3. UTILISATION CONFORME AUX RECOMMANDATIONS

Utilisez le FC 90 Pureo Ionic Skin Care exclusivement pour le traitement du visage humain.

L'appareil est conçu uniquement pour l'utilisation décrite dans ce mode d'emploi. N'utilisez l'appareil que conformément aux instructions. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages causés par une utilisation inappropriée ou non conforme.

Cet appareil est réservé à un usage personnel et n'est pas prévu pour une utilisation commerciale.

4. CONSIGNES D'AVERTISSEMENT ET DE MISE EN GARDE



AVERTISSEMENT

Avant de commencer à utiliser la FC 90 Advanced Hydro Lift Cream, lisez les consignes de sécurité avec attention. Le non-respect des instructions suivantes est susceptible d'entraîner des dommages corporels ou matériels. Conservez ce mode d'emploi et tenez-le à la disposition de tous les autres utilisateurs. Si vous transmettez l'appareil à quelqu'un, remettez-lui également ce mode d'emploi.

- Après avoir utilisé l'appareil, si vous constatez une dégradation de votre peau, l'apparition d'effets secondaires indésirables ou de rougeurs persistantes, n'utilisez plus l'appareil et consultez votre médecin.
- N'utilisez PAS l'appareil sur une peau atteinte d'une maladie chronique ou aiguë (blessure ou inflammation) (par ex. en cas d'inflammations douloureuses ou indolores, de rougeurs, d'éruptions cutanées (par ex. allergies), de brûlures, de contusions, gonflements ou blessures ouvertes ou en cours de guérison).
- Maintenez l'appareil à l'écart de l'eau.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni.

Choc électrique



AVERTISSEMENT

- Comme tout appareil électrique, le FC 90 Pureo Ionic Skin Care doit être utilisé avec précaution et prudence afin d'éviter tout choc électrique.
- Ne l'utilisez qu'avec l'adaptateur secteur fourni, et uniquement à la tension indiquée sur la plaque signalétique.
- Ne branchez l'adaptateur dans la prise que lorsque l'appareil est éteint.
- N'utilisez jamais l'appareil si ce dernier ou ses accessoires sont visiblement endommagés.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou si de l'eau s'est infiltrée à l'intérieur.
- N'utilisez pas l'appareil pendant un orage.

- En cas de défaut ou de panne, arrêtez immédiatement l'appareil. Déconnectez la fiche de la prise.
- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation ni sur l'appareil pour débrancher l'adaptateur secteur de la prise.
- Ne tenez ou ne portez jamais l'appareil par le câble d'alimentation.
- Ne coincez pas le câble.
- Gardez l'adaptateur secteur à l'écart des surfaces chaudes.
- Assurez vous que le câble d'alimentation et l'adaptateur secteur ne soient pas en contact avec de l'eau, de la vapeur ou d'autres liquides.
- Ne saisissez jamais un appareil qui est tombé dans l'eau. Déconnectez immédiatement l'adaptateur secteur de la prise.

Réparation



AVERTISSEMENT

- L'appareil ne doit pas être ouvert.
- Seul un spécialiste peut réparer des appareils électriques. Toute réparation inappropriée peut engendrer un danger important pour l'utilisateur. Pour toute réparation, adressez-vous au service-client ou à un revendeur agréé.

Risque d'incendie



AVERTISSEMENT

Toute utilisation inappropriée ou non conforme aux instructions d'utilisation entraîne un risque d'incendie !

- N'utilisez pas l'appareil dans un endroit couvert, sous une couverture ou des coussins par exemple.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de matières inflammables.
- Veillez à ce que les fentes d'aération ne soient pas couvertes.
- Ne débranchez jamais l'appareil allumé. Arrêtez-le toujours au préalable.
- N'exposez pas l'appareil à des températures élevées.

5. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Les schémas correspondants sont illustrés en page 3.

1 Tête de traitement

2 Affichage LCD

3 Touche MARCHE/ARRÊT

4 Touche d'ions négatifs

5 Touche d'ions positifs

6 Touche de chaleur

7 Touche de froid

6. MISE EN SERVICE



AVERTISSEMENT

Maintenez les emballages hors de la portée des enfants. Ils pourraient s'étouffer.

- Sortez l'appareil de l'emballage et vérifiez la présence et le bon état de l'appareil et de tous les accessoires.
- Branchez le câble d'alimentation sous l'appareil.
- Placez le câble de manière à ne pas trébucher dessus.
- Branchez l'adaptateur secteur sur la prise.

7. UTILISATION



AVERTISSEMENT

Effectuez un test de tolérance cutanée avant le traitement afin de vérifier si votre peau supporte le lait nettoyant et l'Advanced Hydro Lift Cream. Suivez les instructions suivantes :

- Nettoyez bien une zone située à l'intérieur de votre bras au savon, déposez-y un peu de lait nettoyant et d'Advanced Hydro Lift Cream. Laissez-les pénétrer et sécher.
- Si vous ne constatez pas de réaction cutanée dans un délai de 48 heures, vous pouvez utiliser sans inquiétude les produits testés.
- Si vous constatez une réaction cutanée dans un délai de 48 heures, n'utilisez pas les produits testés sur la peau de votre visage.
- N'effectuez pas le test de tolérance cutanée au niveau des yeux.

Cet appareil permet à la fois de nettoyer et de prendre soin de votre peau.



Au cours du traitement, tenez l'appareil de manière à ce que votre main entoure les deux bandes chromés sur le côté de l'appareil. Dans le cas contraire, le circuit électrique ne sera pas fermé et la fonction ionisante ne fonctionnera pas.


Applications d'un traitement



Pour assurer un effet optimal, nous vous recommandons d'utiliser les fonctions de nettoyage et anti-âge uniquement avec les produits fournis. Ceux-ci sont spécialement conçus pour être utilisés avec le FC 90.

Nous vous recommandons d'appliquer un soin le matin et d'associer le nettoyage et le soin le soir.

7.1 Soin (le matin):



- Appliquez l'Advanced Hydro Lift Cream sur les zones à traiter de votre visage.
- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt de l'appareil.
- Appuyez d'abord sur la touche de chaud puis sur la touche d'ions négatifs . L'appareil préchauffe pendant 30 secondes. Le message « WAITING » apparaît à l'écran. Dès que « WAITING » disparaît, l'appareil est prêt à l'emploi.
- Passez à présent la tête de traitement sur la peau du visage en décrivant des mouvements circulaires doux.
- Après deux minutes de traitement, appuyez sur la touche de froid et la touche d'ions négatifs . L'appareil subit une phase de refroidissement préalable de 30 secondes. Le message « WAITING » apparaît à l'écran. Dès que « WAITING » disparaît, l'appareil est prêt à l'emploi. Poursuivez le traitement deux minutes de plus.
- Pour éteindre l'appareil, appuyez sur la touche Marche/Arrêt .

7.2 Association du nettoyage et du soin (le soir):

Nettoyage :

Phase de préchauffage
30 secondes



- Appliquez le lait nettoyant sur la peau de votre visage.
- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt ⊕ de l'appareil.
- Appuyez d'abord sur la touche de chaud ☀ puis sur la touche d'ions négatifs ⊖. L'appareil préchauffe pendant 30 secondes. Le message « WAITING » apparaît à l'écran. Dès que « WAITING » disparaît, l'appareil est prêt à l'emploi.
- Passez ensuite la tête de traitement sur la peau du visage en décrivant des mouvements circulaires doux.
- Après trois minutes, appuyez sur la touche d'ions positifs ⊕ et poursuivez le traitement pendant une minute. Après le nettoyage, lavez votre visage à l'eau tiède.

Soin :

Après avoir terminé le nettoyage, poursuivez avec le soin de la manière suivante:

Phase de préchauffage
30 secondes



Phase de refroidissement préalable
30 secondes



Répéter 1 fois la procédure depuis le début

- Nettoyez la tête de traitement avec un chiffon non pelucheux jusqu'à ne plus retrouver de résidus de lait nettoyant.
- Appliquez l'Advanced Hydro Lift Cream sur les zones à traiter de votre visage.
- Appuyez d'abord sur la touche de chaud ☀ puis sur la touche d'ions négatifs ⊖. L'appareil préchauffe pendant 30 secondes. Le message « WAITING » apparaît à l'écran. Dès que « WAITING » disparaît, l'appareil est prêt à l'emploi.
- Passez à présent la tête de traitement sur la peau du visage en décrivant des mouvements circulaires doux.
- Après une minute de traitement, appuyez sur la touche de froid ❄. L'appareil subit une phase de refroidissement préalable de 30 secondes. Le message « WAITING » apparaît à l'écran. Dès que « WAITING » disparaît, l'appareil est prêt à l'emploi. Poursuivez le traitement une minute de plus.
- Répétez ensuite le traitement par la chaleur et le froid comme décrit, pendant une minute chacun. Si nécessaire, appliquez encore un peu d'Advanced Hydro Lift Cream.
- Pour éteindre l'appareil, appuyez sur la touche Marche/Arrêt ⊕.

8. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, rangez-le dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.
- Nettoyez l'appareil soigneusement après chaque utilisation avec un chiffon de nettoyage. Celui-ci peut être légèrement humidifié au besoin. Assurez-vous que l'eau ne s'est pas infiltrée à l'intérieur.
- N'utilisez pas de détergent ni de solvant. Vous pourriez endommager l'appareil.
- Ne passez jamais l'appareil sous l'eau ; elle pourrait s'infiltrer à l'intérieur de l'appareil et l'endommager.

9. QUE FAIRE EN CAS DE PROBLÈMES?

Problème	Cause	Solution
Rien ne s'affiche sur l'écran de l'appareil.	L'adaptateur secteur n'est pas correctement branché.	Assurez que l'adaptateur secteur est bien branché.
	L'appareil n'est pas allumé.	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.
Les fonctions de chaleur et de froid ne fonctionnent pas.	Le câble d'alimentation est endommagé.	Contactez votre revendeur.
	L'appareil est endommagé.	

10. ÉLIMINATION

Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de service. L'élimination doit se faire par le biais des points de collecte compétents dans votre pays. Veuillez éliminer l'appareil conformément à la directive européenne – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) relative aux appareils électriques et électroniques usagés. Pour toute question, adressez-vous aux collectivités locales responsables de l'élimination et du recyclage de ces produits.



11. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

No du modèle	FC 90
Entrée	AC 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A
Sortie	DC 6.5 V, 2,3 A, 15,0 W
Dimensions	18,5 x 5,5 x 5,3 cm
Poids	Appareil portable : env. 173 g Adaptateur secteur : env. 90 g
Efficacité moyenne en fonctionnement	≥ 85,99 %
Efficacité à faible charge	81,05 %
Consommation électrique hors charge	≤ 0,047 W

12. GARANTIE / MAINTENANCE

Pour plus d'informations sur la garantie et les conditions de garantie, consultez la fiche de garantie fournie.



Lea atentamente estas instrucciones de uso, consérvelas para su futura utilización, póngalas a disposición de otros usuarios y respete las indicaciones.



ADVERTENCIA

- Este aparato está diseñado exclusivamente para su uso privado o en el hogar y no para uso industrial.
- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años, así como por personas con facultades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o con poca experiencia o conocimientos, siempre que estén vigilados o se les indique cómo usarlo de forma segura y entiendan los peligros que conlleva.
- Los niños no deberán jugar nunca con el aparato.
- Las tareas de limpieza y de mantenimiento ordinario no deberán ser realizadas por niños sin supervisión.
- Las personas con implantes médicos (como marcapasos) no pueden utilizar el aparato. De lo contrario se puede ver dañado su funcionamiento.
- No utilice el aparato si detecta algún daño o si no funciona correctamente. En estos casos, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Si el cable de alimentación de red de este aparato se daña, deberá sustituirse. Si el cable no se puede extraer, el aparato deberá sustituirse.

Índice

1. Artículos suministrados.....	26	7. Aplicación	29
2. Explicación de los símbolos.....	26	8. Limpieza y cuidado	30
3. Uso correcto.....	27	9. Resolución de problemas.....	31
4. Indicaciones de advertencia y de seguridad.....	27	10. Eliminación	31
5. Descripción del aparato	28	11. Datos técnicos.....	31
6. Puesta en funcionamiento.....	28	12. Garantía / Asistencia	31

INFORMACIÓN GENERAL

El Puro Ionic Skin Care FC 90 es ideal para el tratamiento facial de limpieza y antiedad gracias a su tecnología de iones multifuncional. El cabezal de tratamiento se carga opcionalmente con iones positivos o negativos. Estos iones cargados penetran mediante reacciones electroquímicas en la piel hasta las capas cutáneas profundas o estimulan el transporte desde las capas cutáneas más profundas a la capa superficial de la piel.

Limpieza mediante desincrustación:

Los componentes con carga negativa de la leche limpiadora penetran profundamente en la piel gracias al efecto de los iones negativos. En estas capas cutáneas, diluyen las impurezas y las transportan seguidamente con ayuda de la carga positiva del cabezal de tratamiento a la superficie de la piel.

Antiedad con iontoforesis:

Cuando el cabezal de tratamiento está cargado negativamente, impulsa las sustancias activas anti-iedad de la Advanced Hydro Lift Cream, también provistas de carga negativa, y las transporta a las capas profundas de la piel, donde pueden ejercer su acción anti-iedad con la máxima eficacia.

Función de frío y calor:

El Puro Ionic Skin Care FC 90 ofrece también una función de frío y calor. La función de calor relaja el cutis y estimula la circulación, volviéndolo más terso. La función de frío puede reducir la hinchazón del rostro, cerrar poros y reforzar la elasticidad de la piel.

1. ARTÍCULOS SUMINISTRADOS

Compruebe que el embalaje de los artículos suministrados esté intacto y que su contenido esté completo. Antes de utilizar el aparato deberá asegurarse de que ni este ni los accesorios presentan daños visibles y de que se retira el material de embalaje correspondiente. En caso de duda, no lo use y póngase en contacto con su distribuidor o con la dirección de atención al cliente indicada.

- 1 Puro Ionic Skin Care FC 90
- 1 Adaptador de red
- 1 Intensive Cleansing Milk (30 ml)
- 1 Advanced Hydro Lift Cream (15 ml)
- 1 Instrucciones de uso

2. EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS

En el aparato, en las instrucciones de uso, en el embalaje y en la placa de características del aparato se utilizan los siguientes símbolos:

	Advertencia Indicación de advertencia sobre peligro de lesiones o riesgos para su salud		Leer las instrucciones
	Información sobre el producto Indicación de información importante		Separe los componentes del envase y elimínelos conforme a las disposiciones municipales.
	Etiquetado para identificar el material de embalaje. A = abreviatura del material, B = número de material: 1-7 = plásticos, 20-22 = papel y cartón		Separe el producto y los componentes del envase y elimínelos conforme a las disposiciones municipales.

	Eliminación según la Directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)		Marcado CE Este producto cumple los requisitos de las directivas europeas y nacionales vigentes.
	Utilizar únicamente en habitaciones cerradas		Está demostrado que los productos cumplen los requisitos de las normas técnicas de la Unión Económica Euroasiática.
	Fabricante		Clase de eficiencia energética 6
	Símbolo del importador		Marcado UKCA (Conformidad Evaluada del Reino Unido, por sus siglas en inglés)
	Polaridad		

3. USO CORRECTO

Utilice el Pureo Ionic Skin Care FC 90 exclusivamente para el tratamiento del rostro humano.

Este aparato está diseñado única y exclusivamente para el fin descrito en las instrucciones de uso. Utilice el aparato únicamente de la forma descrita. El fabricante no se responsabiliza de los daños derivados de un uso indebido o irresponsable.

Este aparato está previsto únicamente para un uso en el hogar, no para uso comercial.

4. INDICACIONES DE ADVERTENCIA Y DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA

Lea detenidamente las indicaciones de seguridad antes de utilizar el Pureo Ionic Skin Care FC 90. La inobservancia de las siguientes indicaciones podría ocasionar daños personales o materiales. Conserve estas instrucciones de uso y asegúrese de que se encuentren disponibles para los demás usuarios. Si entrega el aparato a un tercero, incluya las instrucciones con el aparato.

- En caso de que tras el uso detecte un empeoramiento, efectos secundarios no deseados o un enrojecimiento persistente de la piel, interrumpa el tratamiento con el aparato y consulte a su médico.
- NO utilice el aparato sobre piel con enfermedades agudas o crónicas, o si está dañada o inflamada [p. ej., con inflamaciones dolorosas o indoloras, enrojecimiento, erupciones cutáneas (como alergias), quemaduras, contusiones, hinchazones, heridas abiertas o en proceso de curación].
- Mantenga el aparato alejado del agua.
- Utilice solamente el adaptador de red incluido en el suministro.

Descarga eléctrica



ADVERTENCIA

- Como todos los aparatos eléctricos, el Pureo Ionic Skin Care FC 90 debe utilizarse con precaución y cuidado para evitar peligros por descargas eléctricas.
- Utilice el aparato únicamente con el adaptador de red suministrado y con la tensión de red indicada en la placa de características.
- Únicamente debe enchufar el adaptador de red a la toma de corriente si el aparato está apagado.
- No use el aparato si este o sus accesorios muestran daños visibles.
- No use el aparato si se ha caído o si ha penetrado agua en su interior.
- No use el aparato durante una tormenta eléctrica.

- Desconecte el aparato de inmediato en caso de defectos o fallos de funcionamiento. Desenchúfelo de la toma de corriente.
- No tire del cable de red o del aparato para desenchufar el adaptador de red.
- No sujete ni transporte el aparato cogiéndolo por el cable de red.
- No pille el cable de red.
- Mantenga el adaptador de red alejado de las superficies calientes.
- Asegúrese de que el cable de red y el adaptador de red no entren en contacto con agua, vapor u otros líquidos.
- No toque un aparato que se haya caído al agua; Desenchúfelo de inmediato de la toma de corriente.

Reparación



ADVERTENCIA

- No debe abrirse el aparato.
- Las reparaciones de los aparatos eléctricos solo debe llevarlas a cabo personal especializado, ya que una reparación inadecuada puede originar peligros considerables para el usuario. Para llevar a cabo las reparaciones, diríjase al servicio de atención al cliente o a un distribuidor autorizado.

Peligro de incendio



ADVERTENCIA

En determinadas circunstancias, el uso indebido del aparato o el incumplimiento de las instrucciones de uso puede ocasionar peligro de incendio.

- No use el aparato si hay algún objeto que lo cubre, como una manta o un cojín.
- No use el aparato cerca de sustancias que se inflamen con facilidad.
- Asegúrese de que las ranuras de ventilación no estén cubiertas.
- No deposite nunca el aparato conectado. Desconéctelo siempre antes de hacerlo.
- Proteja el aparato de las temperaturas elevadas.

5. DESCRIPCIÓN DEL APARATO

Los esquemas correspondientes se muestran en la página 3.

1 Cabezal de tratamiento

2 Pantalla LCD

3 Tecla ON/OFF

4 Tecla de iones negativos

5 Tecla de iones positivos

6 Tecla de calor

7 Tecla de frío

6. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO



ADVERTENCIA

No deje que los niños se acerquen al material de embalaje; existe peligro de asfixia.

- Saque el aparato del embalaje y compruebe si el contenido está completo y si el aparato o los accesorios presentan daños.
- Enchufe el cable de red en la parte inferior del aparato.
- Coloque el cable de red de forma que no se pueda tropezar con él.
- Conecte el adaptador de red a la toma de corriente.

7. APLICACIÓN



ADVERTENCIA

Antes del tratamiento, haga una prueba de tolerancia para comprobar la reacción de su piel a la leche limpiadora y a la Advanced Hydro Lift Cream. Para ello, proceda del siguiente modo:

- Lave a fondo con jabón un punto del pliegue del codo, aplique un poco de leche limpiadora y de Advanced Hydro Lift Cream sobre ese trozo de piel y deje que los productos se absorban y se sequen.
- Si en las siguientes 48 horas la piel no muestra ningún tipo de reacción, puede utilizar estos cosméticos sin vacilar.
- Si aparecen reacciones durante esas 48 horas, no debe usar los cosméticos que ha probado para el tratamiento facial.
- Evite los ojos al realizar la prueba de tolerancia de la piel.

Este aparato está pensado tanto para el cuidado como para la limpieza de la piel.



Sostenga el aparato durante el tratamiento de forma que su mano rodee las dos líneas cromadas en los laterales. Si no lo mantiene en esta posición, el circuito de corriente no se cierra, de modo que la función de los iones no se activa.

Aplicaciones



Para garantizar unos óptimos resultados, el fabricante recomienda realizar las aplicaciones de limpieza y antiedad solamente con los productos suministrados, ya que estos han sido adaptados específicamente para la aplicación con el FC 90.


Se recomienda realizar una aplicación de cuidado facial por las mañanas, y por la noche una combinación de cuidado y limpieza facial.

7.1 Aplicación de cuidado facial (por las mañanas):

Fase de precalentamiento
30 segundos



Fase de preenfriamiento
30 segundos



- Aplique la Advanced Hydro Lift Cream sobre las zonas del cutis que desea tratar.
- Pulse la tecla ON/OFF  del aparato.
- Pulse en primer lugar la tecla de calor  y seguidamente la tecla de iones negativos . El aparato ejecuta durante los siguientes 30 segundos la fase de precalentamiento. En la pantalla se indica "WAITING". Tan pronto como desaparezca la indicación "WAITING", el aparato estará listo para funcionar.
- A continuación, pase el cabezal de tratamiento con suaves movimientos circulares por el rostro.
- Después de dos minutos de tratamiento, pulse la tecla de frío  y la tecla de iones negativos . El aparato ejecuta durante los siguientes 30 segundos la fase de preenfriamiento. En la pantalla se indica "WAITING". Tan pronto como desaparezca la indicación "WAITING", el aparato estará listo para funcionar. Prosiga con el tratamiento durante dos minutos más.
- Para volver a apagar el aparato pulse la tecla ON/OFF .

7.2 Combinación de limpieza y cuidado facial (por la noche):

Limpieza:

Fase de precalentamiento
30 segundos



- Aplíquese la leche limpiadora sobre la piel del rostro.
- Pulse la tecla ON/OFF del aparato.
- Pulse en primer lugar la tecla de calor ☀ y seguidamente la tecla de iones negativos ⊖. El aparato ejecuta durante los siguientes 30 segundos la fase de precalentamiento. En la pantalla se indica "WAITING". Tan pronto como desaparezca la indicación "WAITING", el aparato estará listo para funcionar.
- A continuación, pase el cabezal de tratamiento con suaves movimientos circulares por el rostro.
- Después de tres minutos, pulse la tecla de iones positivos ⊕ y prosiga con el tratamiento durante un minuto más. Lávese el rostro después del tratamiento de limpieza con agua templada.

Cuidado:

Una vez finalizada la aplicación de limpieza, prosiga con el tratamiento de cuidado como se indica a continuación:

Fase de precalen-
tamiento
30 segundos



Fase de preenf-
riamiento
30 segundos



Repetir el procedimiento una
vez desde el principio

- Limpie el cabezal de tratamiento con un paño sin pelusas hasta que no queden restos de leche limpiadora.
- Aplique la Advanced Hydro Lift Cream sobre las zonas del cutis que desea tratar.
- Pulse en primer lugar la tecla de calor ☀ y seguidamente la tecla de iones negativos ⊖. El aparato ejecuta durante los siguientes 30 segundos la fase de precalentamiento. En la pantalla se indica "WAITING". Tan pronto como desaparezca la indicación "WAITING", el aparato estará listo para funcionar.
- A continuación, pase el cabezal de tratamiento con suaves movimientos circulares por el rostro.
- Después de un minuto de tratamiento, pulse la tecla de frío ☁. El aparato ejecuta durante los siguientes 30 segundos la fase de preenfriamiento. En la pantalla se indica "WAITING". Tan pronto como desaparezca la indicación "WAITING", el aparato estará listo para funcionar. Prosiga con el tratamiento durante un minuto más.
- Repita a continuación este tratamiento de calor y frío, tal y como se ha descrito, durante un minuto respectivamente. Si es necesario, aplique de nuevo Advanced Hydro Lift Cream.
- Para volver a apagar el aparato pulse la tecla ON/OFF .

8. LIMPIEZA Y CUIDADO

- Si no va a utilizar el aparato, consérvelo en un lugar fresco y seco y protegido de la luz.
- Limpie el aparato después de cada aplicación con cuidado utilizando un paño de limpieza. Si es necesario, puede humedecer el paño ligeramente. Tenga cuidado de que no entre agua al interior del aparato.
- No use limpiadores ni disolventes. Podrían dañar el aparato.
- No sumerja el aparato en agua en ningún caso, ya que puede penetrar líquido en él y dañarlo.

9. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solución
No se visualiza ninguna indicación en la pantalla.	El adaptador de red no está enchufado correctamente.	Compruebe si el adaptador de red está conectado correctamente.
	El aparato no está encendido.	Pulse la tecla de encendido y apagado.
Las funciones de calor y frío no funcionan.	El cable de red está dañado.	Póngase en contacto con su distribuidor.
	El aparato está averiado	

10. ELIMINACIÓN

A fin de preservar el medio ambiente, cuando el aparato cumpla su vida útil no lo tire con la basura doméstica. Se puede desechar en los puntos de recogida adecuados disponibles en su zona. Deseche el aparato según la Directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Para más información, póngase en contacto con la autoridad municipal competente en materia de eliminación de residuos.



11. DATOS TÉCNICOS

Nº de modelo	FC 90
Entrada	AC 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A
Salida	DC 6.5 V, 2,3 A, 15,0 W
Dimensiones	18,5 x 5,5 x 5,3 cm
Peso	Aparato: aprox.173 g Adaptador de red: aprox. 90 g
Eficiencia media en funcionamiento	≥ 85,99 %
Eficiencia con baja carga	81,05 %
Consumo eléctrico sin carga	≤ 0,047 W

12. GARANTÍA / ASISTENCIA

Encontrará más información sobre la garantía y sus condiciones en el folleto de garantía suministrado.



Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso, conservarle per impieghi futuri, renderle accessibili ad altri utenti e attenersi alle indicazioni.



PERICOLO

- L'apparecchio è destinato solo a uso domestico/privato e non commerciale.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da ragazzi di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, percettive o mentali, o non in possesso della necessaria esperienza e conoscenza, esclusivamente sotto supervisione oppure se sono stati istruiti in merito alle misure di sicurezza e comprendono i rischi ad esse correlati.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione a cura dell'utente non devono essere eseguite da bambini, a meno che non siano sorvegliati.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato da portatori di dispositivi medici impiantati (ad. es pacemaker), in quanto se ne potrebbe pregiudicare il funzionamento.
- Non utilizzare l'apparecchio se appare danneggiato o se non funziona correttamente. In questi casi contattare il servizio clienti.
- Se il cavo di alimentazione dell'apparecchio è danneggiato, è necessario smaltirlo. Nel caso non sia rimovibile, è necessario smaltire l'apparecchio.

Indice

1. Fornitura	33	7. Utilizzo	35
2. Spiegazione dei simboli.....	33	8. Pulizia e cura	37
3. Uso conforme.....	34	9. Che cosa fare in caso di problemi?.....	37
4. Avvertenze e indicazioni di sicurezza	34	10. Smaltimento	37
5. Descrizione dell'apparecchio	35	11. Dati tecnici.....	38
6. Messa in funzione.....	35	12. Garanzia / Assistenza	38

INTRODUZIONE

Grazie alla tecnologia a ioni multifunzionale, FC 90 Puro Ionic Skin Care è ideale per la pulizia e il trattamento anti-aging del viso. La testina di trattamento può essere caricata con ioni positivi o negativi. Tramite una reazione chimica, gli ioni caricati penetrano al di sotto della superficie cutanea fino agli strati epidermici profondi oppure risalgono dagli strati epidermici profondi fino alla superficie cutanea.

Pulizia tramite disincrostazione:

I componenti del latte detergente caricati negativamente penetrano in profondità nella pelle attraverso gli ioni negativi. Qui eliminano le impurità, che vengono infine trasportate in superficie tramite la carica positiva della testina di trattamento.

Trattamento anti-aging tramite ionoforesi:

Se la testina di trattamento è caricata negativamente, i principi attivi anti-aging dell'Advanced Hydro Lift Cream caricati negativamente vengono trasportati dalla testina di trattamento fino in profondità nella pelle, dove possono svolgere la loro funzione anti-aging in modo ottimale.

Funzione di raffreddamento e riscaldamento:

FC 90 Puro Ionic Skin Care dispone anche di una funzione di raffreddamento e riscaldamento. La funzione di riscaldamento rilassa la pelle del viso e favorisce la circolazione. Rende la pelle liscia e morbida. La funzione di raffreddamento può ridurre i gonfiori, chiudere i pori e favorire l'elasticità della pelle.

1. FORNITURA

Controllare l'integrità esterna della confezione e la completezza del contenuto. Prima dell'uso assicurarsi che l'apparecchio e gli accessori non presentino nessun danno palese e che il materiale di imballaggio sia stato rimosso. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e consultare il proprio rivenditore o contattare il Servizio clienti indicato.

- 1 FC 90 Puro Ionic Skin Care
- 1 Adattatore
- 1 Intensive Cleansing Milk (30 ml)
- 1 Advanced Hydro Lift Cream (15 ml)
- 1 Manuale di istruzioni

2. SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

I seguenti simboli sono utilizzati nelle istruzioni per l'uso, sull'imballo e sulla targhetta dell'apparecchio:

	Avvertenza Avvertimento di pericolo di lesioni o di pericoli per la salute		Leggere le istruzioni
	Informazioni sul prodotto Indicazione di informazioni importanti		Separare i componenti dell'imballaggio e smaltirli secondo le norme comunali.
	Etichetta di identificazione del materiale di imballaggio. A = abbreviazione del materiale, B = codice materiale: 1-7 = plastica, 20-22 = carta e cartone		Separare il prodotto e i componenti dell'imballaggio e smaltirli secondo le norme comunali.

	Smaltimento secondo la direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)		Marchio CE Il presente prodotto soddisfa i requisiti delle direttive europee e nazionali vigenti.
	Utilizzare esclusivamente in locali chiusi.		I prodotti sono comprovatamente conformi ai requisiti delle normative tecniche dell'UEE.
	Produttore		Classe di efficienza energetica 6
	Simbolo importatore		Marchio UKCA (valutazione di conformità nel Regno Unito)
	Polarità		

3. USO CONFORME

Utilizzare FC 90 Pureo Ionic Skin Care esclusivamente per il trattamento del viso umano.

L'apparecchio è concepito solo per l'uso descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Utilizzare l'apparecchio solo nella modalità descritta. Il produttore non è da ritenersi responsabile in caso di danni riconducibili a uso non conforme o sconsiderato.

Questo apparecchio è concepito solo per l'uso domestico e non è adatto per l'uso commerciale.

4. AVVERTENZE E INDICAZIONI DI SICUREZZA

PERICOLO

Prima di utilizzare FC 90 Pureo Ionic Skin Care, leggere attentamente le indicazioni di sicurezza. Il mancato rispetto delle seguenti indicazioni può provocare danni alle persone e alle cose. Conservare le istruzioni per l'uso e fare in modo che siano accessibili anche agli altri utilizzatori. Consegnare le presenti istruzioni in caso di cessione dell'apparecchio.

- Se dopo l'utilizzo la pelle presenta un peggioramento o compaiono effetti collaterali indesiderati o arrossamenti prolungati, interrompere l'utilizzo dell'apparecchio e consultare il medico.
- NON utilizzare l'apparecchio sulla pelle affetta da patologie acute o croniche (lesioni o infiammazioni), ad esempio, in caso di infiammazioni dolorose e indolori, arrossamenti, eruzioni cutanee (ad es. allergie), ustioni, contusioni, gonfiori e ferite aperte o in via di guarigione.
- Tenere l'apparecchio lontano dall'acqua.
- Utilizzare esclusivamente l'adattatore fornito in dotazione.

Scossa elettrica

PERICOLO

- Come qualsiasi apparecchio elettrico, anche FC 90 Pureo Ionic Skin Care deve essere manipolato con attenzione e cautela al fine di evitare il rischio di scosse elettriche.
- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente con l'adattatore fornito in dotazione e con la tensione di rete indicata sulla targhetta.
- Inserire l'adattatore nella presa sempre solo ad apparecchio spento.
- Non utilizzare mai l'apparecchio o gli accessori se presentano danni visibili.
- Non utilizzare l'apparecchio se è caduto o se è penetrata acqua al suo interno.
- Non utilizzare l'apparecchio in caso di temporale.
- In caso di difetti o malfunzionamenti, spegnere immediatamente l'apparecchio. Estrarre la spina dalla presa.
- Non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio per estrarre l'adattatore dalla presa.

- Non usare il cavo di alimentazione né per tenere l'apparecchio né per trasportarlo.
- Non incastrare il cavo di alimentazione.
- Tenere l'adattatore lontano dalle superfici calde.
- Accertarsi che il cavo di alimentazione e l'adattatore non entrino in contatto con acqua, vapore o altri liquidi.
- Non recuperare mai un apparecchio che è caduto in acqua. Estrarre subito l'adattatore dalla presa.

Riparazione



PERICOLO

- Non aprire l'apparecchio.
- Le riparazioni degli apparecchi elettrici devono essere effettuate esclusivamente da personale specializzato. Riparazioni non conformi possono provocare danni consistenti per gli utilizzatori. Per le riparazioni rivolgersi al Servizio clienti o a un rivenditore autorizzato.

Pericolo d'incendio



PERICOLO

In caso di uso non conforme o mancato rispetto delle istruzioni per l'uso sussiste pericolo d'incendio!

- Non coprire l'apparecchio durante l'uso, ad esempio con una coperta o un cuscino.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di sostanze facilmente infiammabili.
- Accertarsi che le fessure dell'aria non siano ostruite.
- Non riporre mai l'apparecchio mentre è acceso. Spegnerlo sempre prima.
- Proteggere l'apparecchio dalle temperature elevate.

5. DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

I relativi disegni sono riportati a pagina 3.

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1 Testina di trattamento | 2 Display LCD |
| 3 Pulsante On/Off | 4 Pulsante ioni negativi |
| 5 Pulsante ioni positivi | 6 Pulsante riscaldamento |
| 7 Pulsante raffreddamento | |

6. MESSA IN FUNZIONE



PERICOLO

Tenere lontani i bambini dal materiale d'imballaggio. Pericolo di soffocamento.

- Estrarre l'apparecchio dall'imballo e verificare che l'apparecchio e gli accessori siano integri e che non manchino dei componenti.
- Inserire il cavo di alimentazione nella parte inferiore dell'apparecchio.
- Posare il cavo di alimentazione in modo da evitare cadute.
- Inserire l'adattatore nella presa.

7. UTILIZZO



PERICOLO

Prima del trattamento, eseguire un test di tolleranza cutanea per verificare che la propria pelle tolleri il latte detergente e l'Advanced Hydro Lift Cream. Procedere come segue:

- Pulire un punto accuratamente con sapone, applicare nella zona una piccola quantità di latte detergente e Advanced Hydro Lift Cream e lasciarli assorbire e asciugare.

- Se nelle successive 48 ore non si rilevano reazioni della pelle, è possibile utilizzare i prodotti testati senza alcun problema.
- Se nelle successive 48 ore si dovessero constatare delle reazioni della pelle, non utilizzare i prodotti testati per il trattamento del viso.
- Non eseguire il test di tolleranza cutanea sugli occhi.

Con questo apparecchio è possibile pulire e curare la pelle.



Durante il trattamento, tenere l'apparecchio in modo che la mano afferri entrambe le strisce cromate sul lato dell'apparecchio. In caso contrario, il circuito non è chiuso e non è possibile utilizzare la funzione degli ioni.

Trattamenti



Per risultati ottimali, si consiglia di effettuare il trattamento di pulizia e di anti-aging solo con i prodotti forniti in dotazione, in quanto sono pensati specificamente per l'uso in combinazione con FC 90.

Si consiglia di effettuare al mattino un trattamento di cura e alla sera una combinazione di pulizia e cura.

7.1 Trattamento di cura (mattino):



- Applicare l'Advanced Hydro Lift Cream sui punti del viso da trattare.
- Premere il pulsante On/Off  sull'apparecchio.
- Premere prima il pulsante di riscaldamento  e quindi il pulsante ioni negativi . Viene avviata la fase di pre-riscaldamento, che dura 30 secondi. Sul display viene visualizzata la scritta „WAITING“. Quando la scritta scompare, l'apparecchio è pronto per l'uso.
- Muovere la testina di trattamento sulla pelle del viso con movimenti delicati e circolari.
- Dopo due minuti di trattamento, premere il pulsante di raffreddamento  e il pulsante ioni negativi . Viene avviata la fase di pre-raffreddamento, che dura 30 secondi. Sul display viene visualizzata la scritta „WAITING“. Quando la scritta scompare, l'apparecchio è pronto per l'uso. Continuare il trattamento per altri due minuti.
- Per spegnere l'apparecchio, premere il pulsante On/Off .

7.2 Combinazione del trattamento di pulizia e cura (sera):

Pulizia:




- Applicare il latte detergente sulla pelle del viso.
- Premere il pulsante On/Off  sull'apparecchio.
- Premere prima il pulsante di riscaldamento  e quindi il pulsante ioni negativi . Viene avviata la fase di pre-riscaldamento, che dura 30 secondi. Sul display viene visualizzata la scritta „WAITING“. Quando la scritta scompare, l'apparecchio è pronto per l'uso.
- Muovere la testina di trattamento sulla pelle del viso con movimenti delicati e circolari.

- Dopo tre minuti, premere il pulsante ioni positivi $\oplus$ e continuare il trattamento per un altro minuto. Al termine del trattamento, lavare il viso con acqua tiepida.

Cura:

Al termine del trattamento di pulizia, procedere con il trattamento di cura come indicato di seguito:



- Pulire la testina di trattamento con un panno privo di pelucchi, eliminando ogni residuo di latte detergente.
- Applicare l'Advanced Hydro Lift Cream sui punti del viso da trattare.
- Premere prima il pulsante di riscaldamento $\otimes$ e quindi il pulsante ioni negativi $\ominus$. Viene avviata la fase di pre-riscaldamento, che dura 30 secondi. Sul display viene visualizzata la scritta „WAITING“. Quando la scritta scompare, l'apparecchio è pronto per l'uso.
- Muovere la testina di trattamento sulla pelle del viso con movimenti delicati e circolari.
- Dopo un minuto di trattamento, premere il pulsante di raffreddamento $\otimes$. Viene avviata la fase di pre-raffreddamento, che dura 30 secondi. Sul display viene visualizzata la scritta „WAITING“. Quando la scritta scompare, l'apparecchio è pronto per l'uso. Continuare il trattamento per un altro minuto.
- Ripetere il trattamento di riscaldamento e raffreddamento come descritto per un minuto. Applicare, se necessario, altra Advanced Hydro Lift Cream.
- Per spegnere l'apparecchio, premere il pulsante On/Off $\odot$.

8. PULIZIA E CURA

- Quando l'apparecchio non viene utilizzato, conservarlo in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce.
- Pulire con cura l'apparecchio dopo ogni utilizzo con un panno per la pulizia. Se necessario, è possibile anche inumidirlo leggermente. Accertarsi che non penetri acqua all'interno dell'apparecchio.
- Non utilizzare detergenti o solventi. Potrebbero danneggiare l'apparecchio.
- L'apparecchio non deve per nessun motivo essere immerso nell'acqua, in quanto potrebbe infiltrarsi dell'umidità e danneggiarlo.

9. CHE COSA FARE IN CASO DI PROBLEMI?

Problema	Causa	Soluzione
Sul display dell'apparecchio non viene visualizzata nessuna scritta.	L'adattatore non è inserito correttamente.	Verificare che l'adattatore sia inserito correttamente.
	L'apparecchio non è acceso.	Premere il pulsante On/Off.
Raffreddamento e riscaldamento non funzionano.	Il cavo di alimentazione è danneggiato.	Rivolgersi al rivenditore.
	L'apparecchio è danneggiato	

10. SMALTIMENTO

Per motivi ecologici, l'apparecchio non deve essere smaltito tra i normali rifiuti quando viene buttato via. Lo smaltimento deve essere effettuato negli appositi centri di raccolta. Smaltire l'apparec-



chio secondo la direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Per eventuali chiarimenti, rivolgersi alle autorità comunali competenti per lo smaltimento.

11. DATI TECNICI

Codice	FC 90
Ingresso	AC 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A
Uscita	DC 6.5 V, 2,3 A, 15,0 W
Dimensioni	18,5 x 5,5 x 5,3 cm
Peso	Apparecchio: circa 173 g Adattatore di rete: circa 90 g
Efficienza media in funzionamento	$\geq 85,99 \%$
Efficienza a bassa carica	81,05 %
Potenza assorbita in assenza di carico	$\leq 0,047 \text{ W}$

12. GARANZIA / ASSISTENZA

Per ulteriori informazioni sulla garanzia e sulle condizioni di garanzia, consultare la scheda di garanzia fornita.



Bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun, ileride gerekebileceği için saklayın, diğer kullanıcıların erişebilmesini sağlayın ve içindeki yönergelere uyun.



UYARI

- Cihaz ticari kullanım için değil, yalnızca evde/kişisel amaçlarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve akli becerileri kısıtlı veya tecrübesi ve bilgisi yetersiz olan kişiler tarafından ancak gözetim altında veya cihazın emniyetli kullanımı hakkında bilgilendirilmiş olmaları ve cihazın kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek tehlikelerin bilincinde olmaları koşuluyla kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Bu cihaz tıbbi implant kullanan kişilerce (örneğin kalp pili) kullanılmamalıdır. Aksi takdirde fonksiyonu zarar görebilir.
- Hasarlıysa veya düzgün çalışmıyorsa cihazı kullanmayın. Bu durumlarda müşteri hizmetlerine başvurun.
- Bu cihazın elektrik bağlantı kablosu hasar gördüğünde bertaraf edilmelidir. Çıkarılamıyorsa, cihaz bertaraf edilmelidir.

İçerik

1. Teslimat kapsamı.....	40	7. Kullanım.....	42
2. İşaretlerin açıklaması	40	8. Temizlik ve bakım	44
3. Amacına uygun kullanım	41	9. Sorunların giderilmesi.....	44
4. Uyarılar ve güvenlik bilgileri.....	41	10. Bertaraf etme.....	44
5. Cihaz açıklaması.....	42	11. Teknik veriler.....	44
6. İlk çalıştırma.....	42	12. Garanti / Servi.....	45

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

FC 90 Pureo Ionic Skin Care çok işlevli iyon teknolojisi sayesinde yüzde temizleme ve yaşlanma önleyici tedavi için idealdir. Tedavi başlığı isteğe bağlı olarak pozitif veya negatif iyonlarla yüklenir. Bu yüklenen iyonlar elektrokimyasal reaksiyonlarla cilt yüzeyinin altına derinde yer alan cilt katmanlarına ve derinde yer alan cilt katmanlarından cilt yüzeyine doğru gider.

Desincrustation (kireç çözme) ile temizleme:

Temizleme sütünün negatif yüklenen bileşenleri, negatif iyonlar aracılığıyla cildin derinine nüfuz eder. Burada kirleri çözer ve bu kirler daha sonra tedavi başlığının pozitif yüklenmesiyle cilt yüzeyine taşınır.

İyontoforez ile yaşlanmayı önleme:

Tedavi başlığı negatif yüklenmişse, Advanced Hydro Lift Cream'in aynı şekilde negatif yüklenen yaşlanma önleyici etken maddeleri tedavi başlığından tetiklenir ve cildin derinine taşınır. Burada yaşlanma önleyici etkisi optimal olarak ortaya çıkabilir.

Soğutma ve ısıtma işlevi:

FC 90 Pureo Ionic Skin Care, ek olarak ısıtma ve soğutma işlevi de sağlar. Isıtma işlevi yüz cildini gevşetir ve kan akışını kolaylaştırır. Cildinizin ipeksi olmasını sağlar. Soğutma işlevi ile yüzdeki şişler azalır, gözenekler kapanır ve cildin esnekliği güçlendirilir.

1. TESLİMAT KAPSAMI

Teslimat kapsamını kontrol ederek karton ambalajın dıştan hasar görmemiş ve içeriğin eksiksiz olduğundan emin olun. Cihazı kullanmadan önce, cihazda ve aksesuarlarında görünür hasarlar olmadığından ve tüm ambalaj malzemelerinin çıkarıldığından emin olun. Şüpheli durumlarda kullanmayın ve satıcınıza veya belirtilen müşteri hizmetleri adresine başvurun.

- 1 FC 90 Pureo Ionic Skin Care
- 1 Adaptör
- 1 Intensive Cleansing Milk (30 ml)
- 1 Advanced Hydro Lift Cream (15 ml)
- 1 Kullanım kılavuzu

2. İŞARETLERİN AÇIKLAMASI

Cihazın üzerinde, kullanım kılavuzunda, ambalajında ve model etiketinde aşağıdaki simgeler kullanılmıştır:

	Uyarı Yaralanma tehlikelerine veya sağlığınızla ilgili tehlikelere yönelik uyarı		Talimatı okuyun
	Ürün bilgisi Önemli bilgilere yönelik uyarı		Ambalaj bileşenlerini ayırın ve belediyenin kurallarına uygun olarak bertaraf edin.
	Ambalaj malzemesinin tanımlanması için kullanılan işaret. A = malzeme kısaltması, B = malzeme numarası: 1-7 = plastikler, 20 -22 = kâğıt ve karton		Ürünü ve ambalaj bileşenlerini ayırın ve belediyenin kurallarına uygun olarak bertaraf edin.
	Elektrikli ve elektronik atık cihazlarla ilgili AB direktifine (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment) uygun şekilde bertaraf edilmelidir		CE işareti Bu ürün gerekli Avrupa direktiflerinin ve ulusal direktiflerin gerekliliklerini karşılar.

	Sadece kapalı yerlerde kullanınız.		Ürünler, AEB'nin belirlediği teknik kuralların gerektirdiği şartlara kesin bir şekilde uymaktadır.
	Üretici		Enerji verimlilik sınıfı 6
	İthalatçı simgesi		Birleşik Krallık İçin Uygunluk Değerlendirmesi Yapıldı İşareti
	Polarite		

3. AMACINA UYGUN KULLANIM

FC 90 Pureo Ionic Skin Care ürününü yalnızca insan yüzünün tedavisi için kullanın.

Cihaz sadece kullanım kılavuzunda açıklanan şekilde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Cihazı yalnızca belirtilen şekilde kullanın. Nizami olmayan ve dikkatsiz kullanımdan ötürü oluşacak hasarlardan üretici firma sorumlu değildir.

Cihaz sadece evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır; ticari kullanıma uygun değildir.

4. UYARILAR VE GÜVENLİK BİLGİLERİ



UYARI

FC 90 Pureo Ionic Skin Care ürününü kullanmaya başlamadan önce güvenlik talimatlarını özenle okuyun. Aşağıdaki yönergelerin dikkate alınmaması, kişisel yaralanmaya veya maddi hasara neden olabilir. Kullanım kılavuzunu ileride kullanmak üzere saklayın ve diğer kullanıcıların da erişebilmesini sağlayın. Cihazı devretmeniz durumunda bu kullanım kılavuzunu da verin.

- Eğer kullanımdan sonra cildinizde kötüleşme, istenmeyen yan etkiler veya uzun süreli kızarıklıklar görüyorsanız, cihazı artık kullanmayın ve doktorunuza danışın.
- Akut veya kronik olarak hastalanmış (yaralı veya iltihaplanmış) ciltte, (örn. ağırlı ve ağrısız iltihaplanma, kızarıklık, kaşıntı (örn. alerji), yanık, sıyrık, şişme ve açık ve iyileşme sürecinde olan yaralar) cihazı KULLANMAYIN.
- Cihazı sudan uzak tutun.
- Yalnızca birlikte verilen adaptörü kullanın.

Elektrik Çarpması



UYARI

- Elektrik çarpması tehlikesini önlemek için her elektrikli cihaz gibi FC 90 Pureo Ionic Skin Care de dikkatli biçimde kullanılmalıdır.
- Cihazı yalnızca birlikte verilen adaptörüyle ve model etiketinin üzerinde belirtilen şebeke gerilimiyle çalıştırın.
- Adaptörü yalnızca cihaz kapalıyken prize takın.
- Cihazda veya aksesuarda görünür bir hasar varsa, cihazı kesinlikle kullanmayın.
- Yere düşmüşse veya içine su girmişse, cihazı kesinlikle kullanmayın.
- Cihazı fırtınalı havalarda kullanmayın.
- Arıza veya çalışma bozukluğu durumunda cihazı hemen kapatın. Fişi prizden çekin.
- Adaptörü prizden çekerken elektrik kablosundan veya cihazdan tutarak çekmeyin.
- Cihazı elektrik kablosundan tutmayın veya bu şekilde taşımayın.
- Elektrik kablosunu cihazın etrafına sarmayın.
- Adaptör ve sıcak yüzeyler arasında mesafe bırakın.
- Adaptörün ve fişin su, buhar veya diğer sıvılara temas etmesini önleyin.
- Suyu düşmüş bir cihaza kesinlikle dokunmayın. Adaptörü derhal prizden çekin.

Onarım

UYARI

- Cihaz kesinlikle açılmamalıdır.
- Onarımlar yalnızca kalifiye elemanlar tarafından yapılabilir. Nizami olmayan onarımlar kullanıcı için ciddi tehlikeler oluşturabilir. Onarım için müşteri servisi veya yetkili bir satıcıya başvurun.

Yangın tehlikesi

UYARI

Amacına uygun olmayan kullanım veya kullanım kılavuzunun dikkate alınmaması gibi durumlar yangın tehlikesine yol açar!

- Cihazı battaniye veya yastık gibi nesnelerle örterek kullanmayın.
- Cihazı kolayca tutuşabilen maddelerin yakınında kullanmayın.
- Bütün havalandırma aralıklarının kapalı olmasına dikkat edin.
- Cihazı çalışır durumda bırakmayın. Cihazı daima önceden kapatın.
- Cihazı yüksek sıcaklıklardan koruyun.

5. CİHAZ AÇIKLAMASI

İlgili çizimler 3. sayfadadır.

- | | |
|--|---|
|  1 Tedavi başlığı |  2 LCD Ekran |
|  3 Açma/kapama düğmesi |  4 Negatif iyon tuşu |
|  5 Pozitif iyon tuşu |  6 Isıtma tuşu |
|  7 Soğutma tuşu | |

6. İLK ÇALIŞTIRMA

UYARI

Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Boğulma tehlikesi vardır.

- Cihazı ambalajından çıkarın ve cihazın ve aksesuar parçalarının eksiksiz ve hasarsız olup olmadığını kontrol edin.
- Elektrik kablosunu cihazın alt tarafına takın.
- Elektrik kablosunu ayağınız takılmayacak şekilde yerleştirin.
- Adaptörü prize takın

7. KULLANIM

UYARI

Cildinizin temizleme sütü ve Advanced Hydro Lift Cream'e dayanıklı olup olmadığını kontrol etmek için, tedaviden önce cilt hassasiyet testi uygulayın. Bunun için aşağıdaki yöntemleri izleyin:

- Dirseğinizin iç kısmında bir yeri sabun ile temizledikten sonra temizlenen kısmın üzerine temizleme sütü ve Advanced Hydro Lift Cream sürün, cildin emmesini ve kurumasını bekleyin.
- Sonraki 48 saat içinde cilt bir reaksiyon göstermezse, test ettiğiniz maddeleri tereddütsüz kullanabilirsiniz.
- 48 saat sona ermeden önce cilt reaksiyon gösterdiği takdirde, test ettiğiniz maddeleri cilt bakımınızda kullanmayın.
- Cilt hassasiyet testini gözlerinizde uygulamayın.

Bu cihazlar cildinize hem bakım yapabilir hem de temizleyebilirsiniz.



Tedavi sırasında cihazı, elleriniz cihaz tarafındaki her iki krom renkli şeridi kavrayacak şekilde tutun. Buna uyulmadığı takdirde elektrik devresi kapanmaz ve iyon işlevi çalışmaz.

Tedavi uygulamaları



Optimum etkiyi elde edebilmek için, temizleme uygulamasını ve yaşlanma önleyici uygulamayı yalnızca birlikte verilen ürünlerle birlikte kullanmanızı öneriyoruz, aksi takdirde FC 90 ile optimum uygulama elde edilmez.

Sabahları bakım uygulamasını ve akşamları temizleme ve bakım uygulamasını birlikte kullanmanızı öneriyoruz.

7.1 Bakım uygulaması (sabahları):



- Advanced Hydro Lift Cream ürününü yüzünüzün uygulanacak yerlerine uygulayın.
- Cihazdaki Açma/Kapama tuşuna ① basın.
- Önce ısıtma tuşuna ☼ ve ardından negatif iyon tuşuna ⊖ basın. Cihaz şimdi 30 saniye boyunca ön ısıtma aşamasında bulunur. Ekranda “WAITING” görüntülenir. “WAITING” söndüğünde cihaz kullanıma hazır hale gelir.
- Şimdi tedavi başlığını yumuşak dairesel hareketlerle yüzünüzün üzerinde gezdirin.
- İki dakikalık tedaviden sonra soğutma tuşuna ✱ ve negatif iyon tuşuna ⊖ basın. Cihaz şimdi 30 saniye boyunca ön soğutma aşamasında bulunur. Ekranda “WAITING” görüntülenir. “WAITING” söndüğünde cihaz kullanıma hazır hale gelir. Şimdi iki dakika daha tedaviye devam edin.
- Cihazı yeniden kapatmak, Açma/Kapatma tuşuna ① basın.

7.2 Temizleme ve bakım uygulaması birlikte (akşamları):


Temizleme:



- Temizleme sütünü yüzünüzün üzerine uygulayın.
- Cihazdaki Açma/Kapama tuşuna ① basın.
- Önce ısıtma tuşuna ☼ ve ardından negatif iyon tuşuna ⊖ basın. Cihaz şimdi 30 saniye boyunca ön ısıtma aşamasında bulunur. Ekranda “WAITING” görüntülenir. “WAITING” söndüğünde cihaz kullanıma hazır hale gelir.
- Ardından tedavi başlığını yumuşak dairesel hareketlerle yüzünüzün üzerinde gezdirin.
- Üç dakika sonra pozitif iyon tuşuna ⊕ basın ve tedaviye bir dakika daha devam edin. Temizleme uygulamasından sonra yüzünüzü ılık suyla yıkayın.

Bakım:

Temizleme uygulaması tamamlandıktan sonra, bakım uygulamasına aşağıdaki gibi devam edin:



- Tedavi başlığını artık temizleme s  t   kalıntısı kalmayana kadar t  y bırakmayan bir bezle temizleyin.
- Advanced Hydro Lift Cream   r  n   y  z  n  z  n uygulanacak yerlerine uygulayın.
-   nce ısıtma tuşuna  ve ardından negatif iyon tuşuna  basın. Cihaz Őimdi 30 saniye boyunca   n ısıtma ařamasında bulunur. Ekranda “WAITING” g  r  nt  lenir. “WAITING” s  nd  ğ  nde cihaz kullanıma hazır hale gelir.
- Őimdi tedavi başlığını yumuřak dairesel hareketlerle y  z  n  z  n   zerinde gezdirin.
- Bir dakikalık tedaviden sonra soğutma tuşuna  basın. Cihaz Őimdi 30 saniye boyunca   n soğutma ařamasında bulunur. Ekranda “WAITING” g  r  nt  lenir. “WAITING” s  nd  ğ  nde cihaz kullanıma hazır hale gelir. Őimdi bir dakika daha tedaviye devam edin.
- Ardından bu ısıtma ve soğutma tedavisini a ıkladıđı gibi bir dakika boyunca tekrarlayın. Gerekirse biraz daha Advanced Hydro Lift Cream s  r  n.
- Cihazı yeniden kapatmak, A ma/Kapatma tuşuna  basın.

8. TEMİZLİK VE BAKIM

- Cihazı kalemini kullanmadıđınız zaman serin, kuru ve ışık almayan bir yerde muhafaza edin.
- Cihazı her kullanımdan sonra dikkatlice bir temizleme bezi ile temizleyin. Gerekirse bezi hafif nemlendirebilirsiniz. Cihazın i ine su ka mamasına dikkat edin.
- Temizlik maddeleri veya   z  c   maddeler kullanmayın. Cihaza zarar verebilirsiniz.
- Cihazı hi bir Őekilde suyun altına tutmayın, aksi takdirde cihaza su girebilir ve cihaza hasar verebilir.

9. SORUNLARIN GIDERİLMESİ

Sorun	Neden	��z��m
Cihaz ekranında hi�bir Őey g��r��nm��yor.	Adapt��r dođru takılmadı.	Adapt��r��n dođru takılıp takılmadıđını kontrol edin.
	Cihaz a�ılmıyor.	A�ma/Kapama tuşuna basın.
Isıtma ve soğutma iřlevi �alıřmıyor.	Adapt��r hasar g��rm��ř.	Bayinizle irtibat kurun.
	Cihaz hasar g��rm��ř	

10. BERTARAF ETME

  vreyi korumak i in, kullanım   mr   dolan cihazı evsel atıklarla beraber elden  ıkarmayın. Cihaz,   lkenizdeki uygun atık toplama merkezleri   zerinden bertaraf edilebilir. Cihazı hurda elektrikli ve elektronik eřya direktifine – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) uygun olarak bertaraf edin. Bertaraf etme ile ilgili sorularınızı, ilgili yerel makamlara iletebilirsiniz.



11. TEKNİK VERİLER

Model no.	FC 90
Giriř	AC 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A
�ıkıř	DC 6.5 V, 2,3 A, 15,0 W
��l��ler	18,5 x 5,5 x 5,3 cm
Ađırlık	��nitesi: yakl. 173 g Elektrik adapt��r��: yakl. 90 g
�alıřır durumdaki ortalama verim	� 85,99 %

Düşük yükte verimlilik	81,05 %
Sıfır yükte güç tüketimi	$\leq 0,047$ W

12. GARANTİ / SERVİ

Garanti ve garanti koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgileri cihazla birlikte verilen garanti broşüründe bulabilirsiniz.



Внимательно прочтите эту инструкцию по применению, сохраните ее для последующего использования, храните в доступном для других пользователей месте и следуйте ее указаниям.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Прибор предназначен для домашнего/частного пользования, использование прибора в коммерческих целях запрещено.
- Данный прибор может использоваться детьми старше 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями в том случае, если они находятся под присмотром взрослых или проинструктированы о безопасном применении прибора и возможных опасностях.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Очистку и техническое обслуживание детям разрешается выполнять только под присмотром взрослых.
- Запрещается пользоваться данным прибором людям с установленными медицинскими имплантатами (напр. кардиостимулятор сердца). В противном случае функционирование имплантатов может быть нарушено.
- Никогда не используйте прибор, если на нем имеются повреждения, или если он работает некорректно. В этих случаях необходимо обратиться в сервисную службу.
- Если провод сетевого питания прибора поврежден, его необходимо заменить. Если же он несъемный, то необходимо утилизировать сам прибор. Сам провод и работа по его замене платная услуга .

Оглавление

1. Комплект поставки.....	47	7. Применение	50
2. Таблица обозначений	47	8. Очистка и уход.....	52
3. Использование по назначению	48	9. Что делать при возникновении проблем?	52
4. Предостережения и указания по технике безопасности	48	10. Утилизация	52
5. Описание прибора.....	50	11. Технические данные	52
6. Подготовка к работе.....	50	12. Гарантия/Сервисное Обслуживание...	53

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Благодаря многофункциональной ионной технологии FC 90 Pureo Ionic Skin Care идеально подходит для чистки и антивозрастного ухода за кожей лица. Насадка прибора, по выбору, заряжается положительными или отрицательными ионами. Заряженные ионы в результате электрохимических реакций попадают с поверхности в глубокие слои кожи, а также из глубоких слоев на поверхность кожи.

Чистка методом дезинкрустации

Отрицательно заряженные частички косметического молочка с помощью отрицательно заряженных ионов вводятся в глубокие слои кожи. Там они растворяют загрязнения, которые благодаря положительному заряду насадки вытягиваются на поверхность кожи.

Антивозрастной уход методом ионтофореза

Если насадка прибора заряжена отрицательными ионами, то также отрицательно заряженные антивозрастные действующие вещества крема-гидролифтинга Advanced Hydro Lift Cream отталкиваются от насадки прибора и входят в глубокие слои кожи. Таким образом достигается оптимальный антивозрастной эффект.

Функция охлаждения и нагревания

У FC 90 Pureo Ionic Skin Care дополнительно имеется функция нагревания и охлаждения. Нагревание расслабляет кожу лица и стимулирует кровообращение. Ваша кожа становится мягче. Функция охлаждения помогает уменьшить припухлости на коже, закрыть поры и сделать кожу упругой и эластичной.

1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Проверьте комплектность поставки и убедитесь, что на картонной упаковке нет внешних повреждений. Перед использованием убедитесь, что прибор и его принадлежности не имеют видимых повреждений, и удалите все упаковочные материалы. При наличии сомнений не используйте прибор и обратитесь к продавцу или в сервисную службу по указанному адресу.

- 1 прибор FC 90 Pureo Ionic Skin Care
- 1 сетевой адаптер
- 1 Intensive Cleansing Milk (30 мл)
- 1 Advanced Hydro Lift Cream (15 мл)
- 1 инструкция по применению

2. ТАБЛИЦА ОБОЗНАЧЕНИЙ

На приборе, в инструкции по применению, на упаковке и фирменной табличке прибора используются следующие символы.

	Предупреждение Предупреждает об опасности травмирования или ущерба для здоровья		Прочтите инструкцию
	Информация об изделии Обращает внимание на важную информацию		Удалите элементы упаковки и утилизируйте их в соответствии с местными предписаниями.

	Маркировка для идентификации упаковочного материала. А = сокращенное обозначение материала, В = номер материала: 1-7 = пластик, 20-22 = бумага и картон		Снимите упаковку с изделия и утилизируйте ее в соответствии с местными предписаниями.
	Утилизация прибора в соответствии с директивой ЕС по отходам электрического и электронного оборудования — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)		Знак CE Это изделие соответствует требованиям действующих европейских и национальных директив.
	Использовать только в закрытых помещениях		Продукция прошла подтверждение соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС.
	Изготовитель		Класс энергоэффективности 6
	Символ импортера		Знак соответствия требованиям Великобритании
	Полярность		

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Используйте прибор FC 90 Pureo Ionic Skin Care только для косметического ухода за кожей лица человека.

Прибор должен использоваться только в целях, описываемых в данной инструкции по применению. Используйте прибор только указанным способом. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие использования прибора не по назначению или халатного обращения с ним.

Прибор предназначен исключительно для использования в домашних условиях, использование в коммерческих целях запрещено.

4. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Перед использованием прибора FC 90 Pureo Ionic Skin Care внимательно прочтите правила техники безопасности. Несоблюдение нижеследующих указаний может привести к материальному ущербу или травмированию людей. Сохраните эту инструкцию и держите ее в месте, доступном для других пользователей. Передавайте прибор другим пользователям вместе с инструкцией по применению.

- Если после проведения процедуры на коже возникают воспаления, побочные эффекты, а также покраснения, которые не проходят в течение длительного времени, прекратите использование прибора и проконсультируйтесь с лечащим врачом.
- НЕ используйте прибор при наличии острых или хронических заболеваний кожи (повреждения или воспаления), например, при болезненных и безболезненных воспалениях, покраснениях, сыпи (например, аллергии), ожогах, ушибах, опухолях, открытых и заживающих ранах.
- Не допускайте попадания воды на прибор.

- Используйте только сетевой адаптер, входящий в комплект поставки.

Удар электрическим током



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Как и любой другой электрический прибор, используйте FC 90 Pureo Ionic Skin Care осторожно и бережно, чтобы избежать опасности поражения электрическим током.
- Используйте устройство только с входящим в комплект поставки сетевым адаптером и только при напряжении, указанном на заводской табличке.
- Вставляйте сетевой адаптер в розетку только при выключенном приборе.
- Не используйте прибор или его принадлежности при видимых повреждениях.
- Не используйте прибор после падения или попадания в него воды.
- Не используйте прибор во время грозы.
- В случае появления дефектов или неполадок в работе немедленно отключите прибор. Выньте штекер из розетки.
- Никогда не тяните за сетевой кабель или за прибор, чтобы вынуть сетевой адаптер из розетки.
- Никогда не перемещайте прибор, держа его за сетевой кабель.
- Не зажимайте сетевой кабель.
- Сетевой кабель должен находиться на достаточном расстоянии от горячих поверхностей.
- Убедитесь, что сетевой кабель и сетевой адаптер не контактируют с водой, паром или другими жидкостями.
- Никогда не пытайтесь взяться за прибор, если он упал в воду. Немедленно выньте сетевой адаптер из розетки.

Ремонт прибора



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Запрещено открывать прибор.
- Ремонт электрических приборов должен производиться только специалистами. Неквалифицированное выполнение ремонта влечет за собой значительную опасность для пользователя. Если прибор нуждается в ремонте, обратитесь в сервисную службу или к авторизованному торговому представителю.

Опасность пожара



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Использование прибора не по назначению или несоблюдение правил, указанных в этой инструкции, может при определенных обстоятельствах привести к пожару!

- Во время использования никогда не накрывайте прибор, например, одеялом или подушкой.
- Не используйте прибор вблизи от легковоспламеняющихся веществ.
- Следите за тем, чтобы прорезы для вентиляции не были закрыты.
- Не храните прибор во включенном состоянии. Всегда предварительно выключайте прибор.
- Берегите прибор от высоких температур.

5. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Соответствующие чертежи представлены на стр. 3.

- | | |
|--|--|
| 1 Насадка | 2 ЖК-дисплей |
| 3 Кнопка «ВКЛ./ВЫКЛ.» | 4 Кнопка заряда отрицательными ионами |
| 5 Кнопка заряда положительными ионами | 6 Кнопка «Тепло» |
| 7 Кнопка «Охлаждение» | |

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не разрешайте детям играть с упаковочным материалом. Они могут задохнуться.

- Удалите упаковку и проверьте комплектность поставки, затем проверьте прибор и комплектующие на наличие повреждений.
- Вставьте сетевой кабель в разъем на нижней части прибора.
- Положите сетевой кабель так, чтобы об него нельзя было споткнуться.
- Вставьте сетевой адаптер в розетку.

7. ПРИМЕНЕНИЕ



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Перед процедурой проведите тест на переносимость, чтобы убедиться, что Ваша кожа хорошо переносит косметическое молочко и крем-гидролифтинг. Для этого выполните следующие действия:

- Тщательно вымойте с мылом участок кожи на локтевом сгибе, нанесите на очищенный участок немного косметического молочка и крема-гидролифтинга Advanced Hydro Lift Cream, подождите, пока средства впитаются и высохнут.
- Если в течение 48 часов на коже не появится никакой реакции, Вы можете спокойно пользоваться протестированными средствами.
- Если до истечения 48 часов на коже появится какая-либо реакция, не используйте протестированные средства для ухода за лицом.
- Никогда не проводите тест на переносимость на коже вокруг глаз.

С помощью данного прибора Вы можете проводить чистку и ухаживать за кожей лица.



Во время процедуры держите прибор так, чтобы Ваша рука обхватывала обе хромовые полоски на боковой поверхности прибора. При несоблюдении данного условия электрическая цепь не замкнется и ионная функция не будет работать.

Процедуры по уходу



Для получения оптимального эффекта рекомендуется проводить чистку и антивозрастной уход за кожей лица только с использованием прилагаемых к прибору средств, так как они специально созданы для применения с FCE 90.

Рекомендуем утром проводить только антивозрастной уход, а вечером комбинировать чистку и антивозрастной уход.


7.1 Антивозрастной уход (утром):



- Нанесите крем-гидролифтинг Advanced Hydro Lift Cream на те участки лица, которые Вы хотите обработать.
- Нажмите кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ.»  на приборе.
- Сначала нажмите кнопку «Тепло» , а затем кнопку заряда отрицательными ионами . В течение 30 секунд прибор будет нагреваться. На дисплее появится сообщение WAITING («ПОДОЖДИТЕ»). Как только это сообщение исчезнет, прибор готов к процедуре.
- Мягкими круговыми движениями водите насадкой прибора по лицу.
- двухминутной процедуры ухода нажмите кнопку «Охлаждение»  и кнопку заряда отрицательными ионами . В течение 30 секунд прибор будет охлаждаться. На дисплее появится сообщение WAITING («ПОДОЖДИТЕ»). Как только это сообщение исчезнет, прибор готов к процедуре. Продолжите процедуру в течение еще двух минут.
- Для выключения устройства нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. .

7.2 Комбинация чистки и антивозрастного ухода (вечером):


Чистка:



- Нанесите на лицо косметическое молочко.
- Нажмите кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ.»  на приборе.
- Сначала нажмите кнопку «Тепло» , а затем кнопку заряда отрицательными ионами . В течение 30 секунд прибор будет нагреваться. На дисплее появится сообщение WAITING («ПОДОЖДИТЕ»). Как только это сообщение исчезнет, прибор готов к процедуре.
- Мягкими круговыми движениями водите насадкой прибора по лицу.
- Через три минуты нажмите кнопку заряда положительными ионами  и продолжите процедуру в течение еще одной минуты. После чистки вымойте лицо умеренно теплой водой.

Уход:

Завершив чистку лица, приступайте к антивозрастному уходу следующим образом:



- Протрите насадку прибора безворсовой тканью, чтобы удалить остатки косметического молочка.
- Нанесите крем-гидролифтинг Advanced Hydro Lift Cream на те участки лица, которые Вы хотите обработать.
- Сначала нажмите кнопку «Тепло» , а затем кнопку заряда отрицательными ионами . В течение 30 секунд прибор будет нагреваться. На дисплее появится сообщение WAITING («ПОДОЖДИТЕ»). Как только это сообщение исчезнет, прибор готов к процедуре.
- Мягкими круговыми движениями водите насадкой прибора по лицу.

- Через минуту нажмите кнопку «Охлаждение» . В течение 30 секунд прибор будет охлаждаться. На дисплее появится сообщение WAITING («ПОДОЖДИТЕ»). Как только это сообщение исчезнет, прибор готов к процедуре. Продолжите процедуру в течение еще одной минуты.
- Повторите каждую из процедур — нагревание и охлаждение, как описано выше, в течение еще одной минуты. При необходимости нанесите еще немного крема-гидролифтинга Advanced Hydro Lift Cream.
- Для выключения устройства нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. .

8. ОЧИСТКА И УХОД

- Если Вы не используете прибор, храните его в прохладном, сухом и светозащищенном месте.
- После каждого применения осторожно протирайте прибор очищающей салфеткой. При необходимости ее можно слегка смочить. Следите за тем, чтобы внутрь прибора не попала вода.
- Не используйте чистящие средства или растворители. Они могут повредить прибор.
- Ни в коем случае не опускайте прибор в воду, так как в этом случае в него может попасть вода, что приведет к повреждению прибора.

9. ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРОБЛЕМ?

Проблема	Причина	Меры по устранению
На дисплее прибора ничего не отображается.	Сетевой адаптер вставлен неправильно.	Проверьте, правильно ли подключен сетевой адаптер.
	Прибор выключен.	Нажмите кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ.».
Функции нагревания и охлаждения не работают.	Поврежден сетевой кабель.	Свяжитесь с Вашим торговым представителем.
	Прибор поврежден	

10. УТИЛИЗАЦИЯ

В интересах охраны окружающей среды категорически запрещается выбрасывать прибор по завершении срока его службы вместе с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться через соответствующие пункты сбора в Вашей стране. Прибор следует утилизировать согласно Директиве ЕС по отходам электрического и электронного оборудования – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). В случае вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов.



11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

№ модели	FC 90
Вход	AC 100-240 В~, 50/60 Гц, 0,5 А
Выход	DC 6,5 В, 2,3 А, 15,0 W
Размеры	18,5 x 5,5 x 5,3 cm
Вес	прибор: ок. 173 g Сетевой адаптер: ок. 90 g
Средняя эффективность на предприятии	≥ 85,99 %

Эффективность при низкой нагрузке	81,05 %
Потребляемая мощность при нулевой нагрузке	$\leq 0,047 \text{ W}$

12. ГАРАНТИЯ/СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Более подробная информация по гарантии/сервису находится в гарантийном/сервисном талоне, который входит в комплект поставки.



Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, zachować ją i przechowywać w miejscu dostępnym dla innych użytkowników oraz przestrzegać podanych w niej wskazówek.



OSTRZEŻENIE

- Urządzenie jest przeznaczone do stosowania tylko w strefie domowej/prywatnej, a nie do celów komercyjnych.
- Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, ruchową i umysłową lub brakiem doświadczenia i wiedzy tylko wtedy, gdy znajdują się one pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i są świadome zagrożeń wynikających z jego użytkowania.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być przeprowadzane przez dzieci, chyba że znajdują się one pod opieką osoby dorosłej.
- Osoby z wszczepionymi urządzeniami medycznymi (np. rozrusznikiem serca) nie mogą używać urządzenia. Działanie tych urządzeń może zostać zaburzone.
- Nie wolno korzystać z urządzenia, gdy jest uszkodzone lub nie działa prawidłowo. W takich przypadkach należy się skontaktować z serwisem.
- Jeśli kabel zasilający urządzenia ulegnie uszkodzeniu, należy go zutylizować. Jeśli nie ma możliwości wyjęcia kabla, należy zutylizować urządzenie.

Spis treści

1. Zawartość opakowania	55	7. Zastosowanie	58
2. Objasnienie symboli	55	8. Czyszczenie i konserwacja.....	59
3. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem ..	56	9. Postępowanie w przypadku	
4. Ostrzeżenia i wskazówki dotyczące		problemów.....	60
bezpieczeństwa	56	10. Utylizacja	60
5. Opis urządzenia.....	57	11. Dane techniczne.....	60
6. Uruchomienie	57	12. Gwarancja / Serwis	60

ZAZNAJOMIENIE SIĘ Z URZĄDZENIEM

Urządzenie FC 90 Pureo Ionic Skin Care nadaje się idealnie do oczyszczania twarzy i zapobiega objawom starzenia się skóry /Anti-Aging/ dzięki wielofunkcyjnej technologii jonizacji. Użytkownik wybiera, czy naładować głowicę urządzenia jonami dodatnimi czy ujemnymi. Dzięki reakcji elektrochemicznej jony o określonym ładunku wnikają pod powierzchnię skóry w jej głębiej położone warstwy lub przechodzą z głębiej położonych warstw skóry na jej powierzchnię.

Oczyszczanie metodą dezinkrustacji:

Cząsteczki mleczka do twarzy naładowane są ujemnie i wprowadzane są przez jony ujemne w głębokie warstwy skóry. W głębszych warstwach skóry jony wiążą zanieczyszczenia, które wyciągane są następnie przez dodatnio naładowaną głowicę urządzenia na powierzchnię skóry.

Zapobieganie objawom starzenia metodą jontoforezy:

Naładowana ujemnie głowica urządzenia umożliwia efektywne nakładanie naładowanych również ujemnie składników zapobiegającym zmarszczkom kremu Advanced Hydro Lift Cream i głębokie penetrowanie przez nie skóry. Dzięki głębokiej penetracji składniki przeciwzmarszczkowe mogą działać optymalnie.

Funkcja chłodzenia i ogrzewania:

Urządzenie FC 90 Pureo Ionic Skin Care posiada dodatkowo funkcję ogrzewania i chłodzenia. Funkcja ogrzewania powoduje rozluźnienie skóry twarzy i poprawia jej ukrwienie. Poprawia również giętkość skóry. Funkcja chłodzenia redukuje obrzęki skóry, zamyka pory i wzmacnia jej elastyczność.

1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Zestaw należy sprawdzić pod kątem zewnętrznych uszkodzeń kartonowego opakowania oraz kompletności zawartości. Przed użyciem upewnić się, że na urządzeniu ani na akcesoriach nie widać żadnych uszkodzeń, a wszystkie części opakowania zostały usunięte. W razie wątpliwości zaprzestać używania urządzenia i zwrócić się do sprzedawcy lub pod podany adres działu obsługi klienta.

- 1 Przyrząd FC 90 Pureo Ionic Skin Care
- 1 Zasilacz
- 1 Opakowanie kremu Intensive Cleansing Milk (30 ml)
- 1 Opakowanie kremu Advanced Hydro Lift Cream (15 ml)
- 1 Instrukcja obsługi

2. OBJAŚNIENIE SYMBOLI

Na urządzeniu, w instrukcji obsługi, na opakowaniu i tabliczce znamionowej urządzenia zastosowano następujące symbole:

	Ostrzeżenie Wskazówka ostrzegająca przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń lub zagrożenia zdrowia		Należy przeczytać instrukcję
	Informacja o produkcie Wskazówka z ważnymi informacjami.		Oddzielić elementy opakowania i zutylizować je zgodnie z lokalnymi przepisami.
	Oznakowanie identyfikujące materiał opakowaniowy. A = skrót nazwy materiału, B = numer materiału: 1-7 = tworzywa sztuczne, 20-22 = papier i tektura		Oddzielić produkt i elementy opakowania i zutylizować je zgodnie z lokalnymi przepisami.

	Utylizacja zgodnie z dyrektywą WE o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).		Oznakowanie CE Niniejszy produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw europejskich i krajowych.
	Używać tylko w zamkniętych pomieszczeniach		Produkty spełniają wymagania przepisów technicznych obowiązujących w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.
	Producent		Klasa efektywności energetycznej 6
	Symbol importera		Oznaczenie zgodności z wymogami w Wielkiej Brytanii
	Biegunowość		

3. UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Urządzenie FC 90 Pureo Ionic Skin Care wykorzystywane może być wyłącznie do zabiegów pielęgnacyjnych twarzy.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użycia w celu określonym w niniejszej instrukcji obsługi. Urządzenie należy stosować tylko w podany sposób. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego lub lekkomyślnego użytkowania.

Urządzenie przeznaczone jest do niekomercyjnego użytku domowego.

4. OSTRZEŻENIA I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



OSTRZEŻENIE

Przed rozpoczęciem stosowania przyrządu FC 90 Pureo Ionic Care należy dokładnie przeczytać wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek może doprowadzić do obrażeń ciała i szkód materialnych. Zachować niniejszą instrukcję obsługi i zapewnić do niej dostęp innym użytkownikom. W razie przekazania urządzenia innym osobom należy dołączyć również instrukcję obsługi.

- Jeżeli po zastosowaniu urządzenia użytkownik zauważy pogorszenie się stanu skóry, wystąpienie niepożądanych skutków ubocznych lub długotrwałych zaczerwienień, to należy zaprzestać stosowania urządzenia i skonsultować się z lekarzem.
- Przyrząd NIE może być stosowany w przypadku ostrych lub przewlekłych chorób skóry (skaleczenia lub zapalenia), np. bolesnych i bezbolesnych zapaleń, zaczerwienień, wysypek (np. alergii), poparzeń, stłuczeń, obrzęków oraz otwartych i gojących się ran.
- Przyrząd należy chronić przed wodą.
- Stosować wolno wyłącznie zasilacz załączony do urządzenia.

Porażenie prądem elektrycznym



OSTRZEŻENIE

- Tak jak każde inne urządzenie elektryczne, również urządzenie FC 90 Pureo Ionic Skin Care należy używać w sposób ostrożny i rozważny, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.
- Urządzenie należy używać wyłącznie z zasilaczem dostarczonym wraz z urządzeniem i podłączać go do napięcia sieciowego podanego na tabliczce znamionowej.
- Zasilacz należy włączać do sieci tylko po wyłączeniu urządzenia.

- Przyrząd oraz akcesoria nie mogą być stosowane, jeśli posiadają widoczne uszkodzenia.
- Przyrząd nie może być stosowany, jeśli spadł z wysokości lub jeśli do jego wnętrza dostała się woda.
- Urządzenia nie należy używać podczas burzy.
- W razie wystąpienia uszkodzeń lub zakłóceń w pracy urządzenia należy je natychmiast wyłączyć. Następnie wyjąć wtyczkę z gniazda.
- Wyciągając wtyczkę zasilacza z gniazdka nie wolno ciągnąć za kabel ani za urządzenie.
- Nie wolno trzymać ani przenosić urządzenia, trzymając za kabel zasilania.
- Nie owijać ciasno kabla zasilania wokół urządzenia.
- Należy zachować odstęp pomiędzy zasilaczem a gorącymi powierzchniami.
- Należy upewnić się, że kabel zasilania oraz zasilacz nie mają kontaktu z wodą, parą ani innymi cieczami.
- Nigdy nie należy sięgać po urządzenie, jeśli wpadło do wody. Należy natychmiast wyjąć zasilacz z gniazdka.

Naprawa



OSTRZEŻENIE

- Nie należy otwierać urządzenia.
- Naprawy urządzeń elektrycznych mogą być przeprowadzane wyłącznie przez fachowców. Nieodpowiednio przeprowadzona naprawa może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W celu naprawy należy zwrócić się do serwisu lub autoryzowanego dystrybutora.

Zagrożenie pożarowe



OSTRZEŻENIE

W przypadku użycia niezgodnego z przeznaczeniem lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi może dojść do zagrożenia pożarowego!

- Urządzenia nie należy używać pod przykryciem, np. pod kocem lub poduszką.
- Nie używać urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie wolno przesłaniać otworów wentylacyjnych.
- Nie odkładać urządzenia w stanie załączonym. Najpierw zawsze wyłączyć urządzenie.
- Urządzenie należy chronić przed wysoką temperaturą.

5. OPIS URZĄDZENIA

Odnosne rysunki przedstawiono na stronie 3.

- | | |
|---|--|
| 1 Głowica aparatu | 2 Wyświetlacz LCD |
| 3 Przycisk Wł./Wył. | 4 Przycisk aktywacji jonów ujemnych |
| 5 Przycisk aktywacji jonów dodatnich | 6 Przycisk funkcji ogrzewania |
| 7 Przycisk funkcji schładzania | |

6. URUCHOMIENIE



OSTRZEŻENIE

Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia.

- Po wyjęciu urządzenia z opakowania należy sprawdzić, czy urządzenie i wyposażenie dodatkowe są kompletne i nieuszkodzone.
- Następnie należy podłączyć wtyczkę zasilacza do urządzenia.
- Kabel zasilania należy ułożyć tak, aby uniemożliwić potknięcie się o niego.

- Następnie należy podłączyć zasilacz do gniazda elektrycznego

7. ZASTOSOWANIE



OSTRZEŻENIE

Przed wykonywaniem zabiegów należy wykonać test wrażliwości skóry, aby upewnić się, że ani mleczko do twarzy ani krem Advanced Hydro Lift Cream nie spowodują jej podrażnienia. Postępować należy w następujący sposób:

- Dokładnie wymyć mydłem wewnętrzną część zgięcia łokcia. Na oczyszczone miejsce nanieść niewielką ilość mleczka do twarzy i kremu Advanced Hydro Lift Cream, wetrzeć w skórę i pozostawić do wyschnięcia.
- Jeśli w przeciągu następnych 48 godzin nie wystąpi reakcja na skórze, można bezpiecznie stosować przetestowane środki.
- Jeśli w przeciągu następnych 48 godzin wystąpi reakcja skóry, nie należy stosować przetestowanych środków na twarzy.
- Prób wrażliwości skóry nigdy nie prowadzić w rejonach oczu.

Urządzenie służy zarówno do pielęgnacji jak i czyszczenia skóry.



Podczas wykonywania zabiegu należy uchwycić urządzenie w dłoni w taki sposób, aby dłoń dotykała obydwu chromowanych pasków na boku urządzenia. W innym przypadku obwód elektryczny nie zostanie zamknięty, a jony nie będą mogły spełniać swojej funkcji.

Wykonywanie zabiegów



W celu zapewnienia optymalnej skuteczności urządzenia zalecamy stosowanie do czyszczenia i zapobiegania zmarszczkom wyłącznie załączonych produktów kosmetycznych, które są optymalnie przystosowane do użycia z urządzeniem FC 90.

Rano zalecamy wykonywanie zabiegu pielęgnacyjnego, a wieczorem łączonego zabiegu oczyszczającego i pielęgnacyjnego.

7.1 Zabieg pielęgnacyjny (poranny):



- Nanieś warstwę kremu Advanced Hydro Lift Cream na wybrane obszary twarzy, które chcesz poddać zabiegowi.
- Naciśnij włącznik/ wyłącznik na urządzeniu.
- Wciśnij najpierw przycisk nagrzewania , a następnie przycisk aktywowania jonów ujemnych . Urządzenie będzie się teraz nagrzewać przez 30 sekund. Na wyświetlaczu pokaże się komunikat „WAITING“ (czekaj). Urządzenie jest gotowe do użycia po zniknięciu komunikatu „WAITING“.
- Dociśnij delikatnie głowicę do twarzy i wykonuj powolne, okrężne ruchy głowicą po skórze twarzy.
- Po dwóch minutach wciśnij przycisk chłodzenia i przycisk aktywacji jonów ujemnych . Urządzenie będzie się teraz schładzać przez 30 sekund. Na wyświetlaczu pokaże się komunikat „WAITING“ (czekaj). Urządzenie jest gotowe do użycia po zniknięciu komunikatu „WAITING“. Kontynuuj użycie przez następne dwie minuty.
- W celu wyłączenia urządzenia naciśnij wyłącznik .

7.2 Łączony zabieg oczyszczający i pielęgnacyjny (wieczorny):

Czyszczenie:

Faza nagrzewania 30 sekund



- Nałóż na skórę warstwę mleczka do twarzy.
- Naciśnij włącznik/ wyłącznik ⊕ na urządzeniu.
- Wciśnij najpierw przycisk nagrzewania ☀, a następnie przycisk aktywowania jonów ujemnych ⊖. Urządzenie będzie się teraz nagrzewać przez 30 sekund. Na wyświetlaczu pokaże się komunikat „WAITING“ (czekaj). Urządzenie jest gotowe do użycia po zniknięciu komunikatu „WAITING“.
- Następnie dociśnij delikatnie głowicę do twarzy i wykonuj powolne, okrężne ruchy głowicą po skórze twarzy.
- Wciśnij po trzech minutach przycisk aktywacji jonów dodatnich ⊕ i kontynuuj zabieg przez następną minutę. Po zabiegu oczyszczającym przemyj twarz letnią wodą.


Pielęgnacja:

Po zakończeniu zabiegu oczyszczania można przejść do wykonania zabiegu pielęgnacyjnego:

Faza nagrzewania
30 sekund



Faza schładzania
30 sekund



Powtórz cały cykl od
początku 1x

- Oczyszczyć głowicę za pomocą szmatki nie pozostawiającej włókien, tak aby usunąć wszystkie resztki mleczka do czyszczenia, które na niej się znajdowało.
- Nanieś warstwę kremu Advanced Hydro Lift Cream na wybrane obszary twarzy, które chcesz poddać zabiegowi.
- Wciśnij najpierw przycisk nagrzewania ☀, a następnie przycisk aktywowania jonów ujemnych ⊖. Urządzenie będzie się teraz nagrzewać przez 30 sekund. Na wyświetlaczu pokaże się komunikat „WAITING“ (czekaj). Urządzenie jest gotowe do użycia po zniknięciu komunikatu „WAITING“.
- Dociśnij delikatnie głowicę do twarzy i wykonuj powolne, okrężne ruchy głowicą po skórze twarzy.
- Po jednej minucie załącz przycisk chłodzenia ❄. Urządzenie będzie się teraz schładzać przez 30 sekund. Na wyświetlaczu pokaże się komunikat „WAITING“ (czekaj). Urządzenie jest gotowe do użycia po zniknięciu komunikatu „WAITING“. Kontynuuj użycie przez następną minutę.
- Następnie powtarzaj cykl ogrzewania i schładzania jak opisano powyżej, o długości jednej minuty każdy. Jeśli jest taka konieczność nałóż więcej kremu Advanced Hydro Lift Cream.
- W celu wyłączenia urządzenia naciśnij przełącznik ⊕.

8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Nieużywane urządzenie należy przechowywać w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu.
- Po każdym użyciu wyczyść urządzenie dokładnie szmatką do czyszczenia. Szmatka może być delikatnie wilgotna w razie potrzeby. Do wnętrza urządzenia nie może dostać się woda.
- Nie stosować środków czyszczących ani rozpuszczalników. Mogą one uszkodzić urządzenie.
- W żadnym wypadku urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie, ponieważ może to spowodować przedostanie się do wnętrza wody i jego uszkodzenie.

9. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Brak komunikatów na wyświetlaczu urządzenia.	Zasilacz nie został prawidłowo podłączony.	Sprawdzić, czy zasilacz został prawidłowy podłączony do gniazdka.
	Urządzenie nie jest załączone.	Wciśnij przełącznik.
Funkcja ogrzewania i chłodzenia nie działa.	Uszkodzony jest przewód zasilania.	Skontaktuj się ze sprzedawcą.
	Urządzenie jest uszkodzone	

10. UTYLIZACJA

Ze względu na ochronę środowiska naturalnego po zakończeniu okresu eksploatacji urządzenia nie należy go wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Utylizację należy zlecić w odpowiednim punkcie zbiórki w danym kraju. Urządzenie należy zutylizować zgodnie z dyrektywą o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). W razie pytań należy zwrócić się do odpowiedniej instytucji odpowiedzialnej za utylizację.



11. DANE TECHNICZNE

Nr modelu	FC 90
Wejście	AC 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,5 A
Wyjście	DC 6.5 V, 2,3 A, 15,0 W
Wymiary	18,5 x 5,5 x 5,3 cm
Waga	Urządzenie ręczne: ok 173 g Zasilacz: ok 90 g
Średnia wydajność podczas eksploatacji	≥ 85,99 %
Sprawność przy niskim obciążeniu	81,05 %
Pobór mocy przy braku obciążenia	≤ 0,047 W

12. GWARANCJA / SERWIS

Szczegółowe informacje na temat gwarancji i warunków gwarancji znajdują się w załączonej ulotce gwarancyjnej.

Zastrzega się prawo do pomyłek i zmian



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen in acht.



WAARSCHUWING

- Het apparaat is alleen bedoeld voor gebruik in huis/privégebruik en niet voor commerciële doeleinden.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, wanneer zij het apparaat onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd of onderhouden, tenzij dit onder toezicht gebeurt.
- Dit apparaat mag niet door personen met medische implantaten (bijv. een pacemaker) gebruikt worden. De werking daarvan kan hierdoor beïnvloed worden.
- Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is of niet goed functioneert. Neem in deze gevallen contact op met de klantenservice.
- Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het worden verwijderd. Als het netsnoer niet van het apparaat kan worden losgekoppeld, moet het volledige apparaat worden verwijderd.

Inhoud

1. Omvang van de levering.....	62	7. Gebruik	65
2. Verklaring van de symbolen	62	8. Reiniging en onderhoud	66
3. Voorgeschreven gebruik.....	63	9. Wat te doen bij problemen	67
4. Waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen.....	63	10. Verwijdering.....	67
5. Beschrijving van het apparaat.....	64	11. Technische gegevens	67
6. Ingebruikname.....	64	12. Garantie / Service.....	67

KENNISMAKING

De FC 90 Pureo Ionic Skin Care is dankzij de multifunctionele ionentechnologie uitermate geschikt voor een reinigings- en anti-aging-behandeling van het gezicht. De behandelingskop wordt naar keuze met positieve of negatieve ionen opgeladen. Deze geladen ionen komen door elektrochemische reacties onder het huidoppervlak in de dieper gelegen huidlagen terecht of vanuit de dieper gelegen huidlagen naar het huidoppervlak.

Reiniging door desincrustatie:

De negatief geladen onderdelen van de reinigingsmelk komen door middel van negatieve ionen diep in de huid terecht. Daar verwijderen ze onzuiverheden die vervolgens door de positieve lading van de behandelingskop naar het huidoppervlak worden gebracht.

Anti-aging door iontoforese:

Als de behandelingskop negatief is geladen, worden de eveneens negatief geladen werkzame anti-aging-stoffen van de Advanced Hydro Lift Cream door de behandelingskop afgestoten, waarna ze diep in de huid terechtkomen. Daar kan de anti-aging-werking van deze stoffen optimaal worden ontlooid.

Koude- en warmtefunctie:

De FC 90 Pureo Ionic Skin Care beschikt ook over een warmte- en koudefunctie. De warmtefunctie ontspant de gezichtshuid en stimuleert de doorbloeding. De functie zorgt ervoor dat uw huid soepel wordt. Met de koudefunctie kunnen zwellingen in het gezicht worden gereduceerd, poriën worden gesloten en de elasticiteit van de huid worden versterkt.

1. OMVANG VAN DE LEVERING

Controleer of de buitenkant van de verpakking intact is en of alle onderdelen aanwezig zijn. Alvorens het apparaat te gebruiken, moet worden gecontroleerd of het apparaat en de toebehoren zichtbaar beschadigd zijn en moet al het verpakkingsmateriaal worden verwijderd. Wij adviseren u het apparaat bij twijfel niet te gebruiken en contact op te nemen met de verkoper of met de betreffende klantenservice.

- 1 FC 90 Pureo Ionic Skin Care
- 1 Netadapter
- 1 Intensive Cleansing Milk (30 ml)
- 1 Advanced Hydro Lift Cream (15 ml)
- 1 Gebruiksaanwijzing

2. VERKLARING VAN DE SYMBOLEN

Op het apparaat, in de gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het typeplaatje van het apparaat worden de volgende symbolen gebruikt:

	Waarschuwing Waarschuwing voor situaties met verwondingsrisico's of gevaar voor uw gezondheid.		Instructie lezen
	Productinformatie Verwijzing naar belangrijke informatie.		Scheid de verpakkingscomponenten en voer het afval volgens de lokale voorschriften af.
	Aanduiding voor de identificatie van het verpakkingsmateriaal. A = materiaalafkorting, B = materiaalnummer: 1-7 = kunststoffen, 20-22 = papier en karton		Scheid het product en de verpakkingscomponenten en voer het afval volgens de lokale voorschriften af.

	Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).		CE-markering Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen.
	Alleen in afgesloten ruimtes gebruiken.		De producten voldoen aantoonbaar aan de eisen van de technische voorschriften van de Euraziatische Economische Unie (EEU).
	Fabrikant		Energie-efficiëntieklasse 6
	Importeursymbool		UKCA-markering (UK Conformity Assessed)
	Polariteit		

3. VOORGESCHREVEN GEBRUIK

Gebruik de FC 90 Pureo Ionic Skin Care uitsluitend voor het behandelen van het gezicht van mensen. Dit apparaat is alleen bedoeld voor het in deze gebruiksaanwijzing beschreven gebruik. Gebruik het apparaat alleen zoals in deze handleiding beschreven. De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit onjuist of onzorgvuldig gebruik.

Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik door particulieren, niet voor commercieel gebruik.

4. WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN



WAARSCHUWING

Lees de veiligheidsaankwijzingen aandachtig door voordat u de FC 90 Pureo Ionic Skin Care gebruikt. Het niet opvolgen van de volgende aankwijzingen kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen. Bewaar de gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat deze ook toegankelijk is voor andere gebruikers. Draag deze gebruiksaanwijzing samen met het apparaat over.

- Gebruik het apparaat niet meer als u na het gebruik ervan verergeringen, ongewenste bijwerkingen of lang aanhoudende rode plekken op uw huid constateert. Raadpleeg in deze gevallen uw arts.
- Gebruik het apparaat NIET op acuut of chronisch aangedane (verwonde of ontstoken) huid, (bijvoorbeeld bij pijnlijke en pijnloze ontstekingen, rode plekken, huiduitslag (bijvoorbeeld allergieën), brandwonden, kneuzingen, zwellingen en open of genezende wonden).
- Houd het apparaat uit de buurt van water.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter.

Stroomstoten



WAARSCHUWING

- Net als elk elektrisch apparaat moet de FC 90 Pureo Ionic Skin Care voorzichtig en bedachtzaam worden gebruikt om het gevaar van elektrische schokken te voorkomen.
- Gebruik het apparaat alleen met de meegeleverde netadapter en met de op het typeplaatje aangegeven netspanning.
- Steek de netadapter alleen in het stopcontact als het apparaat is uitgeschakeld.
- Gebruik het apparaat nooit wanneer het apparaat of de toebehoren zichtbaar beschadigd zijn.
- Gebruik het apparaat niet wanneer het is gevallen of wanneer water in het apparaat is gekomen.
- Gebruik het apparaat niet tijdens onweer.

- Schakel het apparaat in het geval van een defect of storing onmiddellijk uit. Trek de stekker uit het stopcontact.
- Trek niet aan het netsnoer of aan het apparaat om de netadapter uit het stopcontact te trekken.
- Til het apparaat nooit op en draag het nooit aan het netsnoer.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet wordt afgeklemd.
- Zorg ervoor dat de netadapter niet in aanraking komt met warme oppervlakken.
- Zorg ervoor dat het netsnoer en de netadapter niet met water, stoom of andere vloeistoffen in aanraking komen.
- Raak nooit een apparaat aan dat in het water is gevallen. Haal de netadapter onmiddellijk uit het stopcontact.

Reparatie



WAARSCHUWING

- Het apparaat mag niet worden geopend.
- Reparaties aan elektrische apparatuur mogen alleen worden uitgevoerd door professionals. Ondeskundige reparaties kunnen leiden tot aanzienlijke gevaren voor de gebruiker. Ga voor onderhoud of reparaties naar een servicepunt of een erkende dealer.

Brandgevaar



WAARSCHUWING

Oneigenlijk gebruik of het niet in acht nemen van de instructies in de gebruiksaanwijzing kan brand veroorzaken!

- Gebruik het apparaat nooit wanneer het is afgedekt met bijvoorbeeld een deken of een kussen.
- Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van brandbare materialen.
- Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven niet zijn afgedekt.
- Zet het apparaat nooit in ingeschakelde toestand weg. Schakel het apparaat altijd eerst uit.
- Bescherm het apparaat tegen hoge temperaturen.

5. BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

De bijbehorende tekeningen zijn afgebeeld op pagina 3.

1 Behandelingskop

2 LCD-display

3 AAN/UIT-toets

4 Negatieve-ionen-toets

5 Positieve-ionen-toets

6 Warmte-toets

7 Koude-toets

6. INGEBRUIKNAME



WAARSCHUWING

Houd verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen. Kinderen kunnen hierin stikken.

- Haal het apparaat uit de verpakking en controleer of alles aanwezig is en of het apparaat en de toebehoren onbeschadigd zijn.
- Steek het netsnoer in de onderzijde van het apparaat.
- Voorkom dat mensen over het netsnoer kunnen struikelen.
- Steek de netadapter in het stopcontact.

7. GEBRUIK



WAARSCHUWING

Voer voordat u met de behandeling begint een huidverdraagzaamheidstest uit om te controleren of uw huid de reinigingsmelk en de Advanced Hydro Lift Cream verdraagt. Ga daarvoor als volgt te werk:

- Reinig een bepaald gedeelte aan de binnenkant van de elleboog grondig met zeep, breng op deze gereinigde plek een beetje reinigingsmelk en Advanced Hydro Lift Cream aan en laat de producten intrekken en drogen.
- Wanneer er binnen de daaropvolgende 48 uur geen huidreacties optreden, kunt u de geteste producten veilig gebruiken.
- Treden er binnen 48 uur wel huidreacties op, dan mag u de geteste producten niet gebruiken voor gezichtsbehandelingen.
- Voer de huidverdraagzaamheidstest niet uit op uw ogen.

Met het apparaat kunt u uw huid zowel verzorgen als reinigen.



Houd het apparaat tijdens de behandeling zo vast dat uw hand de twee chroomkleurige strepen op de zijkant van het apparaat omsluit. Als u dit niet doet, is het stroomcircuit niet gesloten en werkt de ionenfunctie niet.

Behandelingen



Om een optimale werking te garanderen, adviseren wij u de reinigingsbehandeling en de anti-aging-behandeling alleen met de meegeleverde producten uit te voeren, omdat deze optimaal op het gebruik met de FC 90 zijn afgestemd.

Wij adviseren u om 's ochtends een verzorgingsbehandeling en 's avonds een combinatie van reinigings- en verzorgingsbehandeling uit te voeren.

7.1 Verzorgingsbehandeling ('s ochtends):

Voorverwarmfase
30 seconden



Voorkoelfase
30 seconden



- Breng de Advanced Hydro Lift Cream aan op de te behandelen plekken in uw gezicht.
- Druk op de AAN/UIT-toets  op het apparaat.
- Druk eerst op de warmte-toets  en vervolgens op de negatieve-ionen-toets . Het apparaat wordt nu eerst 30 seconden voorverwarmd. Op de display staat "WAITING". Zodra "WAITING" verdwijnt, is het apparaat klaar voor gebruik.
- Maak nu met de behandelingskop zachte, ronddraaiende bewegingen over de huid van uw gezicht.
- Druk na een behandeling van twee minuten op de koude-toets  en de negatieve-ionen-toets . Het apparaat wordt nu eerst 30 seconden voorgekoeld. Op de display staat "WAITING". Zodra "WAITING" verdwijnt, is het apparaat klaar voor gebruik. Ga gedurende twee minuten verder met de behandeling.
- Druk op de AAN/UIT-toets  om het apparaat weer uit te schakelen.

7.2 Combinatie van reinigings- en verzorgingsbehandeling ('s avonds):

Reiniging:



- Breng de reinigingsmelk aan op de huid van uw gezicht.
- Druk op de AAN/UIT-toets  op het apparaat.
- Druk eerst op de warmte-toets  en vervolgens op de negatieve-ionen-toets . Het apparaat wordt nu eerst 30 seconden voorverwarmd. Op de display staat "WAITING". Zodra "WAITING" verdwijnt, is het apparaat klaar voor gebruik.
- Maak vervolgens met de behandelingskop zachte, ronddraaiende bewegingen over de huid van uw gezicht.
- Druk na drie minuten op de positieve-ionen-toets  en ga gedurende één minuut verder met de behandeling. Was uw gezicht na de reinigingsbehandeling met lauwwarm water.

Verzorging:

Nadat u klaar bent met de reinigingsbehandeling, gaat u als volgt verder met de verzorgingsbehandeling:



- Reinig de behandelingskop met een pluisvrije doek, totdat alle restanten van de reinigingsmelk zijn verwijderd.
- Breng de Advanced Hydro Lift Cream aan op de te behandelen plekken in uw gezicht.
- Druk eerst op de warmte-toets  en vervolgens op de negatieve-ionen-toets . Het apparaat wordt nu eerst 30 seconden voorverwarmd. Op de display staat "WAITING". Zodra "WAITING" verdwijnt, is het apparaat klaar voor gebruik.
- Maak nu met de behandelingskop zachte, ronddraaiende bewegingen over de huid van uw gezicht.
- Druk na een behandeling van één minuut op de koude-toets . Het apparaat wordt nu eerst 30 seconden voorgekoeld. Op de display staat "WAITING". Zodra "WAITING" verdwijnt, is het apparaat klaar voor gebruik. Ga gedurende één minuut verder met de behandeling.
- Herhaal zowel de warmte- als de koudebehandeling gedurende één minuut, zoals hierboven beschreven. Breng indien nodig nog een beetje Advanced Hydro Lift Cream aan.
- Druk op de AAN/UIT-toets  om het apparaat weer uit te schakelen.

8. REINIGING EN ONDERHOUD

- Bewaar het apparaat op een koele, droge en donkere plek als u het niet gebruikt.
- Reinig het apparaat na elk gebruik voorzichtig met een reinigingsdoek. Indien gewenst kan deze ook een beetje worden bevochtigd. Let er daarbij op dat er geen water in het apparaat terecht komt.
- Gebruik geen reinigings- of oplosmiddelen. Deze kunnen het apparaat beschadigen.
- Dompel het apparaat nooit onder in water omdat anders water kan binnendringen en het apparaat beschadigd raakt.

9. WAT TE DOEN BIJ PROBLEMEN

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Op de display van het apparaat wordt niets weergegeven.	De netadapter is niet juist aangesloten.	Controleer of de netadapter juist is aangesloten.
	Het apparaat is niet ingeschakeld.	Druk op de AAN/UIT-toets.
De warmte- en koudefunctie functioneren niet.	Het netsnoer is beschadigd.	Neem contact op met uw dealer.
	Het apparaat is beschadigd.	

10. VERWIJDERING

Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil worden weggegooid. Het verwijderen kan via gespecialiseerde verzamelpunten in uw land gebeuren. Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente.



11. TECHNISCHE GEGEVENS

Modelnr.	FC 90
Ingang	AC 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,5 A
Uitgang	DC 6,5 V, 2,3 A, 15,0 W
Afmetingen	18,5 x 5,5 x 5,3 cm
Gewicht	Handapparaat: Ca. 173 g Netadapter: Ca. 90 g
Gemiddelde efficiëntie bij gebruik	≥ 85,99 %
Efficiëntie bij lage belasting	81,05%
Energieverbruik bij nullast	≤ 0,047 W

12. GARANTIE / SERVICE

Meer informatie over de garantie en de garantievoorwaarden vindt u in het meegeleverde garantieblad.



Læs denne betjeningsvejledning grundigt igennem, opbevar den til senere brug, gør den tilgængelig for andre brugere, og følg anvisningerne.



ADVARSEL

- Apparatet er kun beregnet til privat brug og derhjemme, ikke til erhvervsmæssig brug.
- Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og derover samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental funktionsevne eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet undervist i sikker brug af apparatet og forstår de dermed forbundne farer.
- Børn må ikke lege med apparatet..
- Rengørings- og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn..
- Apparatet må ikke anvendes af personer med medicinske implanter, f.eks. pacemaker, da dette kan påvirke deres funktion negativt..
- Anvend ikke apparatet, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer korrekt. Kontakt kundeservice i de nævnte tilfælde.
- Hvis el-ledningen til dette apparat bliver beskadiget, skal den bortskaffes. Hvis den ikke kan tages af, skal apparatet bortskaffes.

Indhold

1. Leveringsomfang.....	69	7. Anvendelse	71
2. Symbolforklaring	69	8. Rengøring og vedligeholdelse.....	73
3. Tilsigtet brug.....	70	9. Sådan løser du driftsproblemer.....	73
4. Advarsler og sikkerhedsanvisninger.....	70	10. Bortskaffelse.....	73
5. Beskrivelse af apparatet.....	71	11. Tekniske data.....	74
6. Ibrugtagning	71	12. Garanti / Service.....	74

LÆR APPARATET AT KENDE

FC 90 Pureo Ionic Skin Care egner sig perfekt til rensning og anti-aging-behandling i ansigtet takket være dens multifunktionelle ionteknologi. Behandlingshovedet lades med positive eller negative ioner efter eget valg. De ladede ioner trænger via elektrokemiske reaktioner gennem hudens overflade og ned i de dybere liggende hudlag eller fra de dybere liggende hudlag til hudens overflade.

Rensning gennem ,desincrustation‘:

De negativt ladede bestanddele af rensemælken indsluses i huden ved hjælp af negative ioner. Der løsnes urenheder, som efterfølgende transporteres til hudens overflade ved hjælp af behandlingshovedets positive ladning.

Anti-aging gennem iontoforese:

Hvis behandlingshovedet er negativt ladet, stødes de ligeledes negativt ladede anti-aging-aktivstoffer i Advanced Hydro Lift Cream af behandlingshovedet og transporteres dybt ind i huden. Der kan de udfolde deres anti-aging-virkning på optimal vis.

Køle- og varmfunktion:

FC 90 Pureo Ionic Skin Care er desuden forsynet med en varme- og kølefunktion. Varmefunktionen får ansigtshuden til at slappe af og fremmer blodgennemstrømningen. Den sørger for, at huden bliver smidig. Med kølefunktionen er det muligt at reducere hævelser i ansigtet, lukke porer og styrke hudens elasticitet.

1. LEVERINGSOMFANG

Kontrollér, at den leverede vares emballage er ubeskadiget, og at alt er med. Kontrollér før brug, at apparatet og tilbehøret ikke har synlige skader, og at alt emballagemateriale er fjernet. Anvend ikke apparatet i tvivlstilfælde, og kontakt din forhandler eller den anførte kundeserviceadresse, hvis du har spørgsmål.

- 1 FC 90 Pureo Ionic Skin Care
- 1 strømforsyning
- 1 Intensive Cleansing Milk (30 ml)
- 1 Advanced Hydro Lift Cream (15 ml)
- 1 brugsanvisning

2. SYMBOLFORKLARING

Følgende symboler anvendes på apparatet, i betjeningsvejledningen, på emballagen og på apparatets typeskilt:

	Advarsel Advarsel om risiko for personskade eller sundhedsfare		Læs anvisningerne
	Produktoplysninger Henvielse til vigtige oplysninger		Skil emballagekomponenterne ad, og bortskaf dem i overensstemmelse med de lokale bestemmelser.
	Mærkning til identifikation af emballagemateriale. A = materialeforkortelse, B = materialenummer: 1-7 = plast, 20-22 = papir og pap		Produktet og emballagekomponenterne skal adskilles og bortskaffes i henhold til de lokale bestemmelser.
	Bortskaffelse i henhold til EU-direktivet om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)		CE-mærkning Dette produkt opfylder kravene i de gældende europæiske og nationale direktiver.

	Må kun bruges i lukkede rum.		Produkterne er påviseligt i overensstemmelse med kravene i de tekniske regler for Den Eurasiske Økonomiske Union.
	Producent		Energiklasse 6
	Importørsymbol		Britisk overensstemmelsesvurdering
	Polaritet		

3. TILSIGTET BRUG

Anvend kun FC 90 Pureo Ionic Skin Care til behandling i ansigtet på mennesker.

Apparatet er kun beregnet til de formål, som er beskrevet i denne brugsanvisning. Anvend kun apparatet på den beskrevne måde. Producenten hæfter ikke for skader, der er opstået ved ukorrekt eller uforsigtig brug.

Denne enhed er kun beregnet til personlig brug, ikke til kommerciel brug.

4. ADVARSLER OG SIKKERHEDSANVISNINGER



ADVARSEL

Før du tager FC 90 Pureo Ionic Skin Care i brug skal du læse sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem. Følges nedenstående anvisninger ikke, kan det medføre personskader eller materielle skader. Opbevar brugsanvisningen, og gør den også tilgængelig for andre brugere. Medlever denne brugsanvisning ved overdragelse af apparatet.

- Hvis du efter anvendelsen på huden konstaterer forværringer, uønskede bieffekter eller langvarig rødmen, skal du stoppe med at anvende apparatet og søge læge.
- Anvend IKKE apparatet på akut eller kronisk sygdomsramt (kvæstet eller betændt) hud, (f.eks. ved smertefulde og smerteløse betændelser, rødmen, udslæt (f.eks. allergier), forbrændinger, knubs, hævelser og åbne samt helende sår, som er i færd med at hele).
- Hold apparatet på afstand af vand.
- Anvend kun den medfølgende strømforsyning.

Elektrisk stød



ADVARSEL

- Som ethvert andet elektrisk apparat skal også FC 90 Pureo Ionic Skin Care anvendes forsigtigt og med omtanke for at undgå risikoen for elektrisk stød.
- Anvend kun apparatet sammen med den medfølgende strømforsyning og med den netspænding, der fremgår af typeskiltet.
- Strømforsyningen må kun sættes i stikkontakten, når apparatet er slukket.
- Apparatet må aldrig anvendes, hvis apparatet eller dets tilbehør er synligt beskadiget.
- Apparatet må ikke bruges, hvis det er faldet på gulvet, eller hvis der er trængt vand ind i apparatets indre.
- Apparatet må ikke anvendes i lyn- og tordenvejr.
- Apparatet skal slukkes omgående, hvis det er defekt, eller hvis der opstår driftsmæssige forstyrrelser. Træk stikket ud af stikkontakten.
- Træk aldrig i netkablet eller apparatet for at trække strømforsyningen ud af stikkontakten.
- Hold eller bær aldrig apparatet i netkablet.
- Klem ikke netkablet.

- Sørg for, at der er afstand mellem strømforsyningen og varme overflader.
- Sørg for, at netkablet og strømforsyningen ikke kommer i kontakt med vand, damp eller andre væsker.
- Forsøg aldrig at tage et apparat op, hvis det er faldet ned i vand. Træk omgående strømforsyningen ud af stikkontakten.

Reparation



ADVARSEL

- Apparatet må ikke åbnes.
- Reparationer på el-apparater må kun udføres af fagfolk. Reparationer, der ikke er udført korrekt, kan medføre betydelig fare for brugeren. Henvend dig til kundeservice eller en autoriseret forhandler, hvis der er brug for reparation.

Brandfare



Advarsel

Hvis apparatet anvendes til et andet formål, end det er beregnet til, eller hvis den medfølgende brugsanvisning ikke følges, er der under visse omstændigheder risiko for brand!

- Apparatet må ikke tildækkes af fx et tæppe eller en pude, når det er i drift.
- Anvend ikke apparatet i nærheden af letantændelige stoffer.
- Sørg for, at ventilationshullerne ikke er blokerede.
- Læg aldrig apparatet fra dig, mens det er tændt. Sluk altid apparatet, inden du gør det.
- Beskyt apparatet mod høje temperaturer.

5. BESKRIVELSE AF APPARATET

De tilhørende tegninger er vist på side 3.

1 Behandlingshoved

2 LCD-display

3 Tænd/sluk-knap

4 Knap til negative ioner

5 Knap til positive ioner

6 Varmeknap

7 Køleknap

6. IBRUGTAGNING



ADVARSEL

Hold børn på afstand af emballagematerialet. Der er fare for kvælning.

- Tag apparatet ud af emballagen, og kontrollér, at apparatet og tilbehøret er komplet, og at delene ikke har skader.
- Sæt netkablet i på apparatets underside.
- Sørg for at placere netkablet, så der ikke er fare for, at personer kommer til at snuble over det.
- Sæt strømforsyningen i stikkontakten.

7. ANVENDELSE



ADVARSEL

Foretag en hudtest før behandlingen for at kontrollere, om din hud kan tåle rensemælken og Advanced Hydro Lift Cream. Det gør du på følgende måde:

- Rengør et sted på indersiden af albuen grundigt med sæbe, påfør lidt rensemælk og Advanced Hydro Lift Cream på det rengjorte sted. Lad derefter midlerne virke og tørre.

- Hvis huden inden for de næste 48 timer ikke viser nogen tegn på reaktion, kan du uden betænkning anvende de afprøvede midler.
- Hvis huden reagerer inden for 48 timer, bør du ikke anvende de afprøvede midler til ansigtsbehandling.
- Udfør ikke hudtesten på øjnene.

Med apparatet kan du både pleje og rense din hud.



Hold apparatet under behandlingen, så din hånd omslutter de to kromfarvede striber på siden af apparatet. Hvis du ikke gør det, er strømkredsen ikke sluttet, og ionfunktionen fungerer ikke.

Behandlingsprocedurer



For at opnå en optimal virkning anbefaler vi, at du kun udfører renseproceduren og anti-aging-proceduren med de medfølgende produkter, da disse er afstemt optimalt efter brug sammen med FC 90.

Vi anbefaler, at man udfører en plejeprocedure om morgenen og en kombination af rense- og plejeprocedure om aftenen.

7.1 Plejeprocedure (om morgenen):



- Påfør Advanced Hydro Lift Cream på det sted i ansigtet, der skal behandles.
- Tryk på tænd/sluk-knappen ① på apparatet.
- Tryk først på varmeknappen ☀ og derefter på knappen til negative ioner ⊖. Apparatet befinder sig nu i forvarmefasen i 30 sekunder. På displayet vises teksten "WAITING". Så snart "WAITING" forsvinder fra displayet, er apparatet klar til brug.
- Før nu behandlingshovedet hen over ansigtshuden med bløde, cirkulære bevægelser.
- Tryk efter to minutter behandling på køleknappen ❄ og knappen til negative ioner ⊖. Apparatet befinder sig nu i forkølingsfasen i 30 sekunder. På displayet vises teksten "WAITING". Så snart "WAITING" forsvinder fra displayet, er apparatet klar til brug. Udfør nu behandlingen i yderligere to minutter.
- Tryk på tænd/sluk-knappen ① for at slukke apparatet.

7.2 Kombination af rense- og plejeprocedure (om aftenen):

Rengøring:



- Påfør renssemælken på ansigtshuden.
- Tryk på tænd/sluk-knappen ① på apparatet.
- Tryk først på varmeknappen ☀ og derefter på knappen til negative ioner ⊖. Apparatet befinder sig nu i forvarmefasen i 30 sekunder. På displayet vises teksten "WAITING". Så snart "WAITING" forsvinder fra displayet, er apparatet klar til brug.
- Før derefter behandlingshovedet hen over ansigtshuden med bløde, cirkulære bevægelser.

- Tryk efter tre minutter på knappen til positive ioner ☺, og udfør behandlingen i endnu ét minut. Vask ansigtet med lunkent vand efter rensebehandlingen.

Pleje:

Når renseproceduren er afsluttet, fortsætter du med plejeproceduren på følgende måde:



- Rengør behandlingshovedet med en fnugfri klud, indtil der ikke længere er nogen resemælke-rester på den.
- Påfør Advanced Hydro Lift Cream på det sted i ansigtet, der skal behandles.
- Tryk først på varmeknappen ☼ og derefter på knappen til negative ioner ☹. Apparatet befinder sig nu i forvarmefasen i 30 sekunder. På displayet vises teksten "WAITING". Så snart "WAITING" forsvinder fra displayet, er apparatet klar til brug.
- Før nu behandlingshovedet hen over ansigtshuden med bløde, cirkulære bevægelser.
- Tryk på køleknappen ❄ efter 1 minuts behandling. Apparatet befinder sig nu i forkølingsfasen i 30 sekunder. På displayet vises teksten "WAITING". Så snart "WAITING" forsvinder fra displayet, er apparatet klar til brug. Udfør nu behandlingen i yderligere ét minut.
- Gentag derefter denne varme- og kølebehandling som netop beskrevet, i ét minut for hver. Påfør om nødvendigt igen lidt Advanced Hydro Lift Cream auf.
- Tryk på tænd/sluk-knappen Ⓡ for at slukke apparatet.

8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Hvis du ikke anvender apparatet, skal du opbevare det på et køligt, tørt og lysbeskyttet sted.
- Rengør forsigtigt apparatet efter hver brug med en rengøringsklud. Om nødvendigt kan denne også vrides hårdt op. Sørg i den forbindelse for, at der ikke kommer vand ind i apparatet.
- Anvend aldrig rengørings- eller opløsningsmidler. De ville kunne beskadige apparatet.
- Apparatet må aldrig holdes under vand, da væsken ellers kan trænge ind i og beskadige apparatet.

9. SÅDAN LØSER DU DRIFTSPROBLEMER

Problem	Årsag	Afhjælpning
På apparatets display vises ikke noget.	Strømforsyningen er ikke sat korrekt i.	Kontroller, om strømforsyningen er sat korrekt i.
	Apparatet er ikke tændt.	Tryk på tænd/sluk-knappen.
Varme- og kølefunktionen fungerer ikke.	Netkablet er beskadiget.	Kontakt forhandleren.
	Apparatet er beskadiget.	

10. BORTSKAFFELSE

Af hensyn til miljøet må apparatet ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, når det er udtjent. Bortskaffelse kan ske på det pågældende lokale indsamlingssted. Apparatet skal bortskaffes i henhold til EU-direktivet vedrørende elektronisk affald – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Henvend dig til din kommunes tekniske forvaltning, hvis du har andre spørgsmål.



11. TEKNISKE DATA

Model-nr.	FC 90
Indgang	AC 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,5 A
Udgang	DC 6,5 V, 2,46 A ===
Mål	18,5 x 5,5 x 5,3 cm
Vægt	Gerät: ca.173 g Netzteil: ca. 90 g
Gennemsnitlig effekt under brug	≥ 85,99 %
Effektivitet ved lav belastning	81,05%
Energiforbrug uden belastning	≤ 0,047 W

12. GARANTI / SERVICE

Nærmere oplysninger om garantien og garantibetingelserne findes i det medfølgende garantihæfte.



Läs noggrant igenom denna bruksanvisning, spara den för framtida användning, se till att den är tillgänglig för andra användare och följ anvisningarna.



VARNING

- Produkten är endast avsedd för privat bruk och får inte användas i kommersiellt syfte.
- Denna produkt får användas av barn över 8 år och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras i hur produkten ska användas på ett säkert sätt och förstår vilka risker det innebär.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Rengöring och allmänt underhåll får endast utföras av barn under uppsikt av en vuxen.
- Produkten får inte användas av personer som har medicinska implantat (t.ex. pacemaker). Detta kan påverka implantatets funktion.
- Använd inte produkten om den har synliga skador eller inte fungerar som den ska. Kontakta i sådana fall kundtjänst.
- Om produktens nätkabel skadas måste kabeln kasseras. Om kabeln inte går att koppla ur måste produkten kasseras.

Innehåll

1. I förpackningen ingår följande.....	76	7. Användning	78
2. Teckenförklaring	76	8. Rengöring och underhåll	80
3. Avsedd användning	77	9. Vad gör jag om det uppstår problem?	80
4. Varnings- och säkerhetsinformation.....	77	10. Avfallshantering	80
5. Beskrivning av produkten.....	78	11. Tekniska specifikationer	80
6. Börja använda produkten.....	78	12. Garanti / Service.....	81

PRESENTATION AV PRODUKTEN

FC 90 Pureo Ionic Skin Care lämpar sig tack vare den multifunktionella jontekniken utmärkt för rengöring och behandling som motverkar åldrandet av ansiktet. Behandlingshuvudet laddas antingen med positiva eller negativa joner. De här laddade jonerna tar sig genom elektrokemiska reaktioner in under hudens yta till de djupt belägna hudskikten resp. från de djupt belägna hudskikten till hudytan.

Rengöring och desinkrustation:

De negativt laddade ingredienserna i rengöringsmjölken förs via negativa joner djupt in i huden. Där löser orenheterna upp sig, och förs sedan till hudytan genom behandlingshuvudets positiva laddning.

Ansiktsvård som motverkar åldrande genom jontofores:

Om behandlingshuvudet är negativt laddat stöts de negativt laddade ingredienserna som motverkar åldrande i Advanced Hydro Lift Cream ut av behandlingshuvudet och transporteras djupt in i huden. Där kan de motverka effekterna av åldrandet på ett optimalt sätt.

Kyla- och värmefunktion:

FC 90 Pureo Ionic Skin Care har dessutom en funktion för värme och kyla. Värmefunktionen låter huden i ansiktet slappna av och befrämjar genomblödningen. Huden blir smidig. Med kylfunktionen kan svullnader i ansiktet minskas, porer slutas och hudens elasticitet förbättras.

1. I FÖRPACKNINGEN INGÅR FÖLJANDE

Kontrollera leveransen för att se att förpackningen är oskadad och att alla delar finns med. Före användning bör du kontrollera att produkten och tillbehören inte har några synliga skador och att allt förpackningsmaterial har avlägsnats. Använd inte produkten i tveksamma fall, utan vänd dig till återförsäljaren eller till vår kundtjänst på angiven adress.

- 1 FC 90 Pureo Ionic Skin Care
- 1 Nätagadapter
- 1 Intensive Cleansing Milk (30 ml)
- 1 Advanced Hydro Lift Cream (15 ml)
- 1 bruksanvisning

2. TECKENFÖRKLARING

På produkten, i bruksanvisningen, på förpackningen och på märkskylten används följande symboler:

	Varning Varning gällande risk för personskada eller hälsofara		Läs anvisningarna
	Produktinformation Hänvisar till viktig information		Sortera förpackningskomponenterna och avfallshandtera dem i enlighet med de kommunala föreskrifterna.
	Märkning för identifiering av förpackningsmaterial. A = materialförkortning, B = materialnummer: 1-7 = plast, 20-22 = papper och kartong		Separera produkten och förpackningskomponenterna och avfallshandtera enligt kommunala föreskrifter.
	Avfallshandtera produkten enligt EG-direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter – WEEE		CE-märkning Denna produkt uppfyller kraven i gällande europeiska och nationella riktlinjer.

	Får bara användas i torra utrymmen.		Produkterna har bevisats uppfylla kraven i EAEU:s tekniska regelverk.
	Tillverkare		Energieffektivitetsklass 6
	Symbol för importör		UKCA-märke
	Polaritet		

3. AVSEDD ANVÄNDNING

Använd uteslutande FC 90 Pureo Ionic Skin Care för behandling av huden i ansiktet på människor. Produkten är endast avsedd att användas för det syfte som beskrivs i bruksanvisningen. Använd bara produkten på det beskrivna sättet. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppkommer genom olämplig eller felaktig användning.

Den här produkten är avsedd för hemmabruk, inte för kommersiellt bruk.

4. VARNINGS- OCH SÄKERHETSINFORMATION



VARNING

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du börjar använda FC 90 Pureo Ionic Skin Care. Om nedanstående anvisningar inte följs kan konsekvensen bli personskador eller materiella skador. Spara bruksanvisningen och se till att även andra användare av produkten har tillgång till den. Bruksanvisningen ska följa med produkten om den överlämnas till någon annan.

- Om du efter användningen lägger märke till försämringar, oönskade biverkningar eller långvarig rodnad på huden ska du sluta använda produkten och vända dig till en läkare.
- Använd INTE produkten på akut eller kroniskt skadad (sårskadad eller inflammerad) hud, (t.ex. vid smärtsamma eller ej smärtsamma inflammationer, rodnader, hudutslag (t.ex. allergier), brännskador, kontusionsskador, svullnader, öppna sår eller sår som håller på att läkas).
- Håll produkten borta från vatten.
- Använd enbart den medföljande nätadaptern.

Elstötar



VARNING

- Precis som med alla elektriska produkter måste du vara försiktig och tänka dig för när du använder FCE90 Pureo Ionic Skin Care för att undvika risk för elstötar.
- Produkten får endast användas med den medföljande nätadaptern och med den nätspänning som anges på typskylten.
- Se alltid till att produkten är avstängd innan du sätter i nätadaptern i eluttaget.
- Använd aldrig produkten om den eller något tillbehör har synliga skador.
- Använd aldrig produkten om den har fallit ner eller om det har kommit in vatten i den.
- Använd inte produkten när det åskar.
- Stäng av produkten genast om den är defekt eller vid driftsstörningar. Dra ur kontakten ur eluttaget.
- Dra inte i nätsladden eller produkten för att dra ur nätadaptern ur nätuttaget.
- Håll eller bär aldrig apparaten i sladden.
- Kläm aldrig fast nätkabeln.
- Placera nätadaptern på avstånd från varma ytor.
- Se till att nätsladden och nätadaptern inte kommer i kontakt med vatten, ånga eller andra vätskor.

- Försök aldrig ta tag i en elektrisk produkt som har fallit i vattnet! Dra genast ur nätadaptern ur eluttaget.

Reparation



VARNING

- Produkten får inte öppnas.
- Reparationer på elektriska produkter får endast utföras av yrkeskunniga. Felaktigt utförda reparationer kan utsätta användaren för stor fara. Kontakta vår kundtjänst eller en auktoriserad återförsäljare om produkten behöver repareras.

Brandrisk



VARNING

Vid användning på annat sätt än det avsedda eller om bruksanvisningen inte följs, finns eventuellt risk för brandfara!

- Använd aldrig produkten under en övertäckning som ett täcke eller en kudde.
- Använd aldrig produkten i närheten av lättantändliga ämnen.
- Se till att ventilationsöppningarna inte är övertäckta.
- Lägg inte undan produkten när den är igång. Stäng alltid av den först.
- Utsätt inte produkten för höga temperaturer.

5. BESKRIVNING AV PRODUKTEN

Tillhörande bilder visas på sidan 3.

1 Behandlingshuvud

2 LCD-display

3 PÅ/AV-knapp

4 Knapp för negativa joner

5 Knapp för positiva joner

6 Knapp för värme

7 Knapp för kyla

6. BÖRJA ANVÄNDA PRODUKTEN



VARNING

Håll förpackningsmaterialet borta från barn. Risk för kvävning!

- Ta ut produkten från förpackningen och kontrollera att produkten och alla tillbehör finns med och inte har några skador.
- Anslut nätkabeln till produktens undersida.
- Placera nätkabeln så att ingen kan snava på den.
- Sätt i nätadaptern i eluttaget.

7. ANVÄNDNING



VARNING

Utför ett hudöverkänslighetstest före behandlingen för att kontrollera att huden tål rengöringsmjölken och Advanced Hydro Lift Cream. Gör så här:

- Rengör ett område i armvecket noggrant, applicera lite av rengöringsmjölken och Advanced Hydro Lift Cream på det rengjorda området och låt produkten torka in.
- Om huden inte reagerar inom de närmaste 48 timmarna kan du använda den testade hudvårdsprodukten.

- Om du får en hudreaktion inom 48 timmar ska du inte använda de testade hudvårdsprodukterna för ansiktsbehandling.
- Utför inte hudöverkänslighetstestet vid ögonen.

Du kan både vårda och rengöra huden med produkten.



Håll produkten på ett sådant sätt under behandlingen att handen fattar om de båda kromfärgade strecken på produkten sida. Om denna anvisningen inte följs sluts inte strömkretsen och jonfunktionen blir verkningslös.

Behandling



För att uppnå en optimal effekt rekommenderar vi att rengöring och behandling mot åldrande enbart utförs med de medföljande produkterna eftersom dessa är optimalt anpassade till användning med FC 90.

Vi rekommenderar en vårdande behandling på morgonen och en kombination av rengöring och vård på kvällen.


7.1 Vårdande behandling (på morgonen):



- Påför Advanced Hydro Lift Cream på det ställe i ansiktet som ska behandlas.
- Tryck på produktens Av/På-knapp .
- Tryck först på värmeknappen  och sedan på knappen för negativa joner . Produkten startar nu föruppvärmningsfasen i 30 sekunder. På displayen visas "WAITING". När "WAITING" har släckts är produkten redo för användning.
- För nu behandlingshuvudet med mjuka, cirklande rörelser över huden i ansiktet.
- Behandla i två minuter och tryck sedan på knappen för kyla  och knappen för negativa joner . Produkten går du över till förkylningsfasen i 30 sekunder. På displayen visas "WAITING". När "WAITING" har släckts är produkten redo för användning. Behandla i ytterligare två minuter.
- För att stänga av produkten trycker du på På/Av-knappen .

7.2 Kombination av rengöring och vårdande användning (på kvällen):

Rengöring:



- Påför rengöringsmjölken på ansiktshuden.
- Tryck på produktens Av/På-knapp .
- Tryck först på värmeknappen  och sedan på knappen för negativa joner . Produkten startar nu föruppvärmningsfasen i 30 sekunder. På displayen visas "WAITING". När "WAITING" har släckts är produkten redo för användning.
- För nu behandlingshuvudet med mjuka, cirklande rörelser över huden i ansiktet.
- Efter tre minuter trycker du på knappen för positiva joner  och utför behandlingen i ytterligare en minut. Tvätta ansiktet med ljummet vatten efter den rengörande behandlingen.

Vårdande behandling:

När du är klar med rengöringen gör du så här för att utföra den vårdande behandlingen:

Uppvärmningsfas
30 sekunder



1 min.

förkylningsfas
30 sekunder



1 min.

Från början
Upprepa 1 gång

- Rengör behandlingshuvudet med en luddfri trasa tills inga rester av rengöringsmjölken finns kvar på den.
- Påför Advanced Hydro Lift Cream på det ställe i ansiktet som ska behandlas.
- Tryck först på värmeknappen  och sedan på knappen för negativa joner . Produkten startar nu föruppvärmningsfasen i 30 sekunder. På displayen visas "WAITING". När "WAITING" har släckts är produkten redo för användning.
- För nu behandlingshuvudet med mjuka, cirklande rörelser över huden i ansiktet.
- Tryck på knappen för kyla efter en minuts behandling . Produkten går nu till förkylningsfasen i 30 sekunder. På displayen visas "WAITING". När "WAITING" har släckts är produkten redo för användning. Behandla i ytterligare en minut.
- Upprepa sedan denna värmande och kylande behandling på det sätt som beskrivs i en minut vardera. Påför vid behov lite mer Advanced Hydro Lift Cream.
- För att stänga av produkten trycker du på På/Av-knappen .

8. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- När produkten inte används ska den förvaras på en sval, torr plats skyddad från ljus.
- Rengör försiktigt produkten varje gång du har använt den med en rengöringstrasa. Vid behov kan trasan fuktas lätt. Se till att inget vatten kommer in i produkten.
- Använd inga rengörings- eller lösningsmedel. Detta kan skada produkten.
- Sänk aldrig ned produkten i vatten eftersom vätska då kan tränga in i produkten och förstöra den.

9. VAD GÖR JAG OM DET UPPSTÅR PROBLEM?

Problem	Orsak	Åtgärd
Ingenting visas på produktens display.	Nätadaptern är inte korrekt ansluten.	Kontrollera att nätadaptern är ordentligt ansluten.
	Produkten är inte inkopplad.	Tryck på På/Av-knappen.
Funktionen för värme och kyla fungerar inte.	Nätsladden är skadad.	Kontakta återförsäljaren.
	Produkten är skadad	

10. AVFALLSHANTERING

Av miljöskäl får produkten inte kastas i hushållsavfallet. Lämna den i stället till en återvinningscentral. Produkten ska avyttras i enlighet med EG-direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter – WEEE. Om du har frågor som rör avfallshantering kan du vända dig till ansvarig kommunal myndighet.



11. TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modellnr	FC 90
Ingång	AC 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,5 A
Utgång	DC 6,5 V, 2,46 A —

Mått	18,5 x 5,5 x 5,3 cm
Vikt	Gerät: ca.173 g Netzteil: ca. 90 g
Genomsnittlig verkningsgrad	≥ 85,99 %
Verkningsgrad vid låg last	81,05%
Energiförbrukning vid noll-last	≤ 0,047 W

12. GARANTI / SERVICE

Mer information om garantin och garantivillkoren hittar du i den medföljande garantifoldern.



Les denne bruksanvisningen grundig, oppbevar den for senere bruk, gjør den tilgjengelig for andre brukere og følg anvisningene.



ADVARSEL

- Apparatet er kun ment for bruk i boliger/private omgivelser, ikke profesjonelt.
- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og eldre, samt av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale ferdigheter eller av personer som mangler erfaring og kunnskap, når de er under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av produktet og hvilke farer som er forbundet med det.
- Barn må ikke leke med produktet.
- Barn må ikke rengjøre og vedlikeholde produktet uten tilsyn.
- Apparatet må ikke brukes av personer med medisinske implantater (f.eks. pacemakere). Ellers kan disse få redusert funksjon.
- Ikke bruk apparatet dersom det er skader på det eller det ikke fungerer som det skal. Kontakt kundeservice i slike tilfeller.
- Hvis strømføringen til dette produktet blir skadet, må den kasseres. Hvis den ikke er avtakbar, må produktet kasseres.

Innhold

1. Leveringsomfang	83	7. Bruk	85
2. Tegnforklaring	83	8. Rengjøring og vedlikehold	87
3. Forskriftsmessig bruk	84	9. Fremgangsmåte ved problemer?	87
4. Advarsels- og sikkerhetsanvisninger	84	10. Avfallshåndtering	87
5. Produktbeskrivelse	85	11. Tekniske data	88
6. Før bruk	85	12. Garanti / Service	88

BLI KJENT MED PRODUKTET

Takket være den multifunksjonelle ioneteknologien egner FC 90 Pureo Ionic Skin Care seg ypperlig til rense- og Anti-Aging-behandling i ansiktet. Behandlingshodet kan lades både med positive og negative ioner. Disse ladde ionene trenger inn under hudoverflaten ved hjelp av elektrokjemiske reaksjoner og inn i de dypere liggende hudlagene eller fra dypere liggende hudlagene og opp til hudoverflaten.

Rensing ved hjelp av desinkrustasjon:

De negativt ladde bestanddelene i rensemelken føres dypt inn i huden via negative ioner. Der løser de opp urenheter, som deretter transporteres til hudoverflaten på grunn av den positive ladningen i behandlingshodet.

Anti-Aging ved hjelp av iontoforese:

Hvis behandlingshodet er negativt ladet, blir også de negativt ladde Anti-Aging-virkestoffene i Advanced Hydro Lift Cream støtt bort fra behandlingshodet og transportert dypt ned i huden. Der kan de utfolde sin Anti-Aging-virkning optimalt.

Kjøle- og varmfunksjon:

FC 90 Pureo Ionic Skin Care har også en varme- og kjølefunksjon. Varmefunksjonen får huden i ansiktet til å slappe av og fremmer blodsirkulasjonen. Den gjør huden din smidig. Med kjølefunksjonen kan hovenhet i ansiktet reduseres, porer lukkes og hudens elastisitet styrkes.

1. LEVERINGSOMFANG

Kontroller leveransen for å sjekke at kartongemballasjen er uskadet og at innholdet er intakt. Kontroller før bruk at apparatet og tilbehøret ikke har synlige skader og at all emballasje er fjernet. Ikke bruk apparatet hvis du tror det kan være skadet. Henvend deg i stedet til din lokale forhandler eller kontakt kundservice.

- 1 FC 90 Pureo Ionic Skin Care
- 1 nettadapter
- 1 Intensive Cleansing Milk (30 ml)
- 1 Advanced Hydro Lift Cream (15 ml)
- 1 bruksanvisning

2. TEGNFORKLARING

Det brukes følgende symboler på selve enheten, i bruksanvisningen, på emballasjen og på enhetens merking:

	Advarsel Advarsel om fare for skader eller helsemessig risiko.		Les veiledningen!
	Produktinformasjon Henvisning til viktig informasjon		Skull emballasjekomponentene og kast dem i henhold til lokale forskrifter.
	Merking for å identifisere emballasjematerialet. A = materialforkortelse, B = materialnummer: 1-7 = kunststoff, 20-22 = papp og papir		Skull produktet og emballasjekomponentene, og kast dem i henhold til gjeldende bestemmelser.
	Avhendes i samsvar med EU-direktivet for elektrisk og elektronisk utstyr 2002/96/EF – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)		CE-merking Dette produktet oppfyller kravene til gjeldende europeiske og nasjonale retningslinjer.

	Må kun benyttes i lukkede rom.		Produktene oppfyller kravene i EAWUs tekniske forskrifter.
	Produsent		Energiklasse 6
	Importørsymbol		Samsvarsvurderingsmerke fra Storbritannia
	Polaritet		

3. FORSKRIFTSMESSIG BRUK

Bruk FC 90 Pureo Ionic Skin Care kun til behandling i ansiktet til mennesker.

Apparatet er kun ment for det formålet som beskrives i bruksanvisningen. Bruk bare apparatet på angitt måte. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skader som skyldes ikke-forskriftsmessig eller uforsiktig bruk.

Produktet er kun beregnet for hjemmebruk. Det er ikke tiltenkt for kommersiell bruk.

4. ADVARSELS- OG SIKKERHETSANVISNINGER



ADVARSEL

Før du begynner å bruke FC 90 Pureo Ionic Skin Care, må du lese grundig gjennom sikkerhetsanvisningene. Hvis anvisningene ikke følges, kan det oppstå personskader eller materielle skader. Oppbevar bruksanvisningen slik at den er tilgjengelig også for andre brukere. Legg ved bruksanvisningen hvis du gir produktet videre til en tredjepart.

- Dersom du etter bruk opplever forverring, uønskede bivirkninger eller langvarig rødhet, må du ikke bruke apparatet. Kontakt lege.
- IKKE bruk apparatet på akutt eller kronisk syk (skadet eller betent) hud (f.eks. ved smertefulle eller smertefrie betennelser, eksem, hudutslett (f.eks. allergier), forbrenninger, støtskader, hevelser eller åpne sår eller sår som holder på å gro).
- Hold apparatet unna vann.
- Bruk bare den medfølgende nettadapteren.

Elektrisk støt



ADVARSEL

- I likhet med alle andre elektriske apparater må også FC 90 Pureo Ionic Skin Care behandles med påpasselighet for å unngå elektrisk støt.
- Bruk apparatet bare med den medfølgende nettadapteren og nettspenningen som står oppført på typeskiltet.
- Sett bare nettadapteren inn i vegguttaket når apparatet er slått av.
- Ikke bruk apparatet hvis det er synlige skader på apparat eller tilbehør.
- Bruk ikke apparatet hvis det har falt i bakken eller det har kommet vann inn i det.
- Ikke bruk apparatet i tordenvær.
- Slå straks av apparatet ved defekter eller driftsforstyrrelser. Trekk pluggen ut av vegguttaket.
- Ikke trekk i strømledningen eller apparatet for å trekke nettadapteren ut av vegguttaket.
- Apparatet skal aldri holdes eller bæres etter strømledningen.
- Pass på at strømledningen ikke kommer i klem.
- Pass på at det er god avstand mellom nettadapteren og varme overflater.
- Forsikre deg om at strømledningen og nettadapteren ikke kommer i kontakt med vann, damp eller annen væske.

- Ikke forsøk å gripe tak apparatet hvis det har falt i vannet. Trekk nettadapteren ut av stikkkontakten med en gang.

Reparasjoner



ADVARSEL

- Apparatet skal ikke åpnes.
- Elektriske apparater skal kun repareres av fagfolk. Ikke-forskriftsmessige reparasjoner kan sette brukerens liv og helse på spill. Kontakt kundeservice eller en autorisert forhandler hvis apparatet må repareres.

Brannfare



ADVARSEL

Ikke-forskriftsmessig bruk kan medføre risiko for brann!

- Bruk ikke apparatet tildekket, for eksempel under tepper eller puter.
- Bruk ikke apparatet i nærheten av lett antennelige stoffer.
- Kontroller at ventilasjonsåpningene ikke er tildekket.
- Ikke legg fra deg apparatet når det står på. Slå alltid apparatet av først.
- Beskytt apparatet mot høye temperaturer.

5. PRODUKTBESKRIVELSE

De tilhørende tegningene vises på side 3.

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Behandlingshode | 2 LCD-display |
| 3 AV/PÅ-knapp | 4 Knapp for negative ioner |
| 5 Knapp for positive ioner | 6 Varmeknapp |
| 7 Kjøleknapp | |

6. FØR BRUK



ADVARSEL

Barn må holdes unna emballasjen. Kvelningsfare.

- Ta apparatet ut av emballasjen og kontroller all ingen deler eller tilbehør mangler eller er skadet.
- Fest strømledningen på undersiden av apparatet.
- Plasser strømledningen slik at ingen snubler i den.
- Sett nettadapteren inn i stikkkontakten.

7. BRUK



ADVARSEL

Før behandlingen må du teste om huden din tåler rensemelken og Advanced Hydro Lift Cream. Dette gjøres på følgende måte:

- Vask et område på innsiden av albuen grundig med såpe. Smør deretter på litt rensemelk og Advanced Hydro Lift Cream på området du nettopp vasket. La midlene trekke inn i huden og tørke.
- Hvis huden ikke reagerer i løpet av de neste 48 timene, kan du bruke de testede midlene uten problemer.
- Reagerer huden innen 48 timer, bør du ikke bruke de testede midlene til ansiktsbehandlingen.
- Ikke utfør denne testen på øynene.

Du kan både pleie og rense huden med apparatet.

-  Under behandlingen holder du apparatet slik at hånden din dekker begge de to kromfargede stripene på siden av apparatet. Hvis du ikke holder slik, er ikke strømkretsen sluttet og ione-funksjonen kan ikke brukes.

Behandlingsprogrammer

-  For å sikre optimal virkning anbefaler vi at du bare gjennomfører renseprogrammet og Anti-Aging-behandlingen med de medfølgende produktene, ettersom disse produktene er spesialtilpasset for bruk sammen med FC 90.
Vi anbefaler pleieprogrammet om morgenen og en kombinasjon av pleie- og renseprogram om kvelden.

7.1 Pleieprogram (om morgenen):



- Smør Advanced Hydro Lift Cream på områdene i ansiktet som skal behandles.
- Trykk på AV/PÅ-knappen  på apparatet.
- Trykk først på varmeknappen  og deretter på knappen for negative ioner . Apparatet forvarmes nå i 30 sekunder. På displayet vises "WAITING". Når "WAITING" forsvinner, er apparatet klart til bruk.
- Før nå behandlingshodet over ansiktshuden med myke sirkelbevegelser.
- Etter to minutters behandling trykker du på kjøleknappen  og knappen for negative ioner . Apparatet forkjøles nå i 30 sekunder. På displayet vises "WAITING". Når "WAITING" forsvinner, er apparatet klart til bruk. Fortsett behandlingen i to minutter til.
- Trykk på av/på-knappen for å slå av apparatet .

7.2 Kombinasjon av rense- og pleieprogram (om kvelden):


Rensing:



- Smør rensemelken på ansiktshuden.
- Trykk på av/på-knappen  på apparatet.
- Trykk først på varmeknappen  og deretter på knappen for negative ioner . Apparatet forvarmes nå i 30 sekunder. På displayet vises "WAITING". Når "WAITING" forsvinner, er apparatet klart til bruk.
- Før deretter behandlingshodet over ansiktshuden med myke sirkelbevegelser.
- Etter tre minutter trykker du på knappen for positive ioner  og fortsetter behandlingen i ett minutt til. Vask ansiktet i lunkent vann etter rensebehandlingen.

Pleie:

Etter at du har avsluttet renseprogrammet, fortsetter du med pleieprogrammet som følger:

Forvarming 30 sekunder	 1 min	Forkjøling 30 sekunder	 1 min	Gjenta prosedyren 1x fra begynnelsen
---------------------------	---	---------------------------	---	---

- Rengjør behandlingshodet med en lufri klut for å fjerne alle rester av rensemelk.
- Smør Advanced Hydro Lift Cream på områdene i ansiktet som skal behandles.
- Trykk først på varmeknappen  og deretter på knappen for negative ioner . Apparatet forvarmes nå i 30 sekunder. På displayet vises "WAITING". Når "WAITING" forsvinner, er apparatet klart til bruk.
- Før nå behandlingshodet over ansiktshuden med myke sirkelbevegelser.
- Etter ett minuts behandling trykker du på kjøleknappen . Apparatet forkjøles nå i 30 sekunder. På displayet vises "WAITING". Når "WAITING" forsvinner, er apparatet klart til bruk. Fortsett behandlingen i ett minutt til.
- Gjenta deretter varme- og kjølebehandlingen i ett minutt hver, som tidligere beskrevet. Smør ved behov på litt mer Advanced Hydro Lift Cream.
- Trykk på av/på-knappen for å slå av apparatet .

8. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- Når du ikke bruker apparatet, skal det oppbevares på et tørt og kjølig sted beskyttet mot lys.
- Rengjør apparatet forsiktig med en rengjøringsklut etter hver behandling. Ved behov kan denne også fuktes lett. Men pass på at det ikke kommer vann inn i apparatet.
- Ikke bruk rengjøringsmidler eller løsemidler. Dette kan skade apparatet.
- Ikke hold apparatet under vann, da det kan komme inn væske som fører til skader på apparatet.

9. FREMGANGSMÅTE VED PROBLEMER?

Problem	Årsak	Løsning
Displayet er tomt.	Nettadapteren er ikke riktig tilkoblet.	Kontroller at nettadapteren er satt i korrekt.
	Apparatet er ikke slått på.	Trykk på AV/PÅ-knappen.
Varme- og kjølefunksjonen virker ikke.	Strømledningen er skadet.	Kontakt forhandleren.
	Apparatet er skadet.	

10. AVFALLSHÅNDTERING

Av hensyn til miljøet skal apparatet etter endt levetid ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Kassering skal skje via aktuelle oppsamlingspunkter. Apparatet skal avhendes i henhold til WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Ved spørsmål må du henvende deg til ansvarlige kommunale myndigheter.



11. TEKNISKE DATA

Modellnr.	FC 90
Strøm inn	AC 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,5 A
Strøm ut	DC 6,5 V, 2,46 A ===
Mål	18,5 x 5,5 x 5,3 cm
Vekt	Gerät: ca.173 g Netzteil: ca. 90 g
Gjennomsnittlig driftseffektivitet	≥ 85,99 %
Effektivitet ved lav belastning	81,05%
Inngangseffekt uten belastning	≤ 0,047 W

12. GARANTI / SERVICE

Du finner detaljert informasjon om garantien og garantivilkårene på det medfølgende garantiarket.



Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi, ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Varmista, että se on muiden käyttäjien saatavilla, ja noudata sen sisältämiä ohjeita.



VAROITUS

- Laite on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen kotikäyttöön, ei kaupalliseen käyttöön.
- Yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa, saavat käyttää laitetta, jos heitä valvotaan tai heille opastetaan laitteen turvallinen käyttö ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Henkilöt, joilla on lääkinällinen istute (esim. sydämentahdistin), eivät saa käyttää laitetta. Muutoin istutteen toiminta saattaa häiriintyä.
- Älä käytä laitetta, jos siinä on vaurioita tai se ei toimi asianmukaisesti. Tällaisissa tapauksissa ota yhteys asiakaspalveluun.
- Jos laitteen virtajohto vaurioituu, se on hävitettävä asianmukaisesti. Mikäli virtajohtoa ei voi vaihtaa, laite on hävitettävä asianmukaisesti.

Sisältö

1. Pakkauksen sisältö.....	90	7. Käyttö.....	92
2. Merkkien selitykset.....	90	8. Puhdistus ja hoito.....	94
3. Tarkoituksenmukainen käyttö.....	91	9. Ongelmien ratkaisu.....	94
4. Varoitukset ja turvallisuusohjeet.....	91	10. Hävittäminen.....	94
5. Laitteen kuvaus.....	92	11. Tekniset tiedot.....	95
6. Käyttöönotto.....	92	12. Takuu / Huolto.....	95

TIETOA TUOTTEESTA

FC 90 Pureo Ionic Skin Care -ihonhoitolaitteen teho perustuu monitoiminnalliseen ioniteknologiaan ja laite soveltuu ihanteellisesti kasvojen ihon puhdistukseen ja Anti-Aging-hoitoon. Laitteen hoitopää varataan valinnan mukaan joko positiivisilla tai negatiivisilla ioneilla. Nämä varautuneet ionit siirtyvät sähkökemiallisten reaktioiden seurauksena ihon pinnan alapuolella sijaitseviin syvempiin ihokerroksiin tai syvemmistä ihokerroksista ihon pintaan.

Desinkrustaatioon perustuva puhdistus:

Puhdistusmaidon negatiivisesti varautuneet osat kulkeutuvat negatiivisesti varautuneiden ioneiden vaikutuksesta syvälle ihoon. Siellä ne liuottavat ihosta epäpuhtauksia, jotka kulkeutuvat lopuksi hoitopään positiivisen varauksen vaikutuksesta ihon pintaan.

Iontoforeesiin perustuva hoito ikääntymistä vastaan:

Jos hoitopää on negatiivisesti varautunut, se hylkii Advanced Hydro Lift Cream -voiteen sisältämiä, samoin negatiivisesti varautuneita, Anti-Aging-aineita, jotka kulkeutuvat reaktion vaikutuksesta syvästi ihoon. Siellä ikääntymistä ehkäisevät aineet pääsevät vaikuttamaan tehokkaasti.

Kylmä- ja lämpötoiminto:

FC 90 Pureo Ionic Skin Care -hoitolaitteessa on myös lämpö- ja kylmätoiminto. Lämpötoiminto rentouttaa kasvojen ihoa ja parantaa verenkiertoa. Se tekee ihosta pehmeämmän. Kylmätoiminto lieventää kasvojen turvotusta, sulkee ihokuukoset ja parantaa ihon joustavuutta.

1. PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Tarkista, että pakkaus on ulkoisesti vahingoittumaton ja että toimitus sisältää kaikki osat. Varmista ennen käyttöä, ettei laitteessa ja lisävarusteissa ole näkyviä vaurioita ja että kaikki pakkausmateriaalit on poistettu. Jos olet epävarma laitteen kunnosta, älä käytä laitetta. Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai ilmoitettuun asiakaspalveluosoitteeseen.

- 1 FC 90 Pureo Ionic Skin Care -ihonhoitolaite
- 1 verkkosovitin
- 1 Intensive Cleansing Milk (30 ml)
- 1 Advanced Hydro Lift Cream -voide (15 ml)
- 1 käyttöohje

2. MERKKIEN SELITYKSET

Laitteessa, sen käyttöohjeessa, pakkauksessa ja tyyppikilvessä käytetään seuraavia symboleita:

	Varoitus Varoitus loukkaantumisvaaroista tai terveyttä uhkaavista vaaroista.		Lue ohje
	Tuotetieto Huomautus tärkeistä tiedoista		Irrota pakkauksen osat ja hävitä paikallisten määräysten mukaisesti.
	Pakkausmateriaalin tunnistusmerkintä. A = materiaalin lyhenne, B = materiaalinumero: 1–7 = muovit, 20–22 = paperi ja pahvi		Irrota pakkauksen osat tuotteesta ja hävitä paikallisten määräysten mukaisesti.
	Hävitä laite EU:n antaman sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) mukaisesti.		CE-merkintä Tämä tuote täyttää voimassa olevien eurooppalaisten ja kansallisten määräysten vaatimukset.

	Käyttö on sallittu ainoastaan suljetuissa tiloissa.		Tuotteet ovat todistettavasti yhdenmukaisia Euraasian talousunionin teknisten standardien kanssa.
	Valmistaja		Energiatehokkuusluokka 6
	Maahantuojan symboli		Ison-Britannian vaatimustenmukaisuuden arviointimerkintä
	Napaisuus		

3. TARKOITUKSEN MUKAINEN KÄYTTÖ

FC 90 Pureo Ionic Skin Care -ihonhoitolaite on tarkoitettu ainoastaan ihmisen kasvojen ihon hoitoon. Laite on tarkoitettu vain käyttöohjeessa kuvattuun käyttöön. Käytä laitetta ainoastaan ohjeissa kuvatulla tavalla. Valmistajaa ei voida pitää vastuullisena vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen epäasianmukaisesta tai huolimattomasta käytöstä.

Tämä laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön, ei kaupalliseen käyttöön.

4. VAROITUKSET JA TURVALLISUUSOHJEET



VAROITUS

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen FC 90 Pureo Ionic Skin Care -ihonhoitolaitteen käyttöönottoa. Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja. Säilytä tämä käyttöohje myöhemmä ja myös muiden käyttöä varten. Anna käyttöohje mukaan, jos luovutat laitteen eteenpäin.

- Jos huomaat käytön jälkeen ihosi huonontumista, ei-toivottuja sivuvaikutuksia tai pitkittynyttä punoitusta, lopeta laitteen käyttö ja ota yhteys lääkäriin.
- ÄLÄ käytä laitetta akuutisti tai kroonisesti sairaalle (loukkaantuneelle tai tulehtuneelle) iholle (esim. kipeiden ja kivuttomien tulehdusten, punerrusten, ihottumien (esim. allergiat), palovammojen, ruuvejammojen, paukamien ja avointen sekä paranevien haavojen kohdalla).
- Pidä laite kaukana vedestä.
- Käytä ainoastaan toimitukseen sisältyvää verkkosovittinta.

Sähköisku



VAROITUS

- Kuten kaikkia sähkölaitteita, myös FC 90 Pureo Ionic Skin Care -laitetta on sähköiskujen välttämiseksi käsiteltävä varovasti ja harkitsevasti.
- Käytä laitetta ainoastaan mukana toimitetun verkkosovittimen kanssa ja tyyppikilvessä ilmoitetulla verkkojännitteellä.
- Verkkosovittimen saa kytkeä pistorasiaan vain laitteen ollessa pois päältä.
- Älä käytä laitetta tai lisävarustetta, jossa on näkyviä vaurioita.
- Älä käytä laitetta, jos se on pudonnut tai jos laitteen sisäosiin on päässyt vettä.
- Älä käytä laitetta ukkosen aikana.
- Sammuta laite välittömästi, jos se ei toimi tai jos siinä ilmenee käyttöhäiriöitä. Irrota pistoke pistorasiasta.
- Kun irrotat verkkosovittimen pistorasiasta, vedä aina pistokkeesta äläkä sähköjohdosta tai laitteesta.
- Älä koskaan kannattele tai kanna laitetta verkkojohdosta.
- Älä taittele verkkojohtoa.
- Pidä verkkosovitin etäällä kuumista pinnoista.

- Pidä huoli, etteivät verkkojohto ja verkkosovitin joudu kosketuksiin veden tai muiden nestemäisten aineiden kanssa.
- Älä tartu kastuneeseen laitteeseen. Irrota verkkosovitin välittömästi pistorasiasta.

Korjaus



VAROITUS

- Laitetta ei saa avata.
- Sähkölaitteiden korjaustyöt on annettava ammattilaisten tehtäväksi. Epäasianmukaisesti tehdyt korjaukset voivat aiheuttaa vakavia vaaroja. Jos laite on korjauksen tarpeessa, käänny asiakaspalvelun tai valtuutetun jälleenmyyjän puoleen.

Palovaara



VAROITUS

Epäasianmukainen käyttö tai tämän käyttöohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa palovaaran.

- Älä käytä laitetta peitettynä, esimerkiksi peiton tai tyynyn alla.
- Älä käytä laitetta helposti syttyvien aineiden lähellä.
- Varmista, ettet peitä ilmanvaihtoaukkoja.
- Älä milloinkaan laita laitetta säilytykseen sen ollessa päällä. Kytke laite aina ensin pois päältä.
- Suojaa laite kuumuudelta.

5. LAITTEEN KUVAUS

Piirustukset ovat sivulla 3.

1 Hoitopää

2 LCD-näyttö

3 Virtapainike

4 Negatiivisten ionien painike

5 Positiivisten ionien painike

6 Lämpöpainike

7 Kylmäpainike

6. KÄYTTÖÖNOTTO



VAROITUS

Älä anna pakkausmateriaalia lasten käsiin. Tukehtumisvaara!

- Poista laite pakkauksesta ja tarkasta, että sekä laite että sen lisävarusteet ovat vaurioitumattomia ja ettei pakkauksesta puutu mitään.
- Työnnä verkkojohto laitteen alaosaan.
- Aseta verkkojohto niin, ettei siihen kompastu.
- Työnnä verkkosovitin pistorasiaan

7. KÄYTTÖ



VAROITUS

Testaa puhdistusmaitoa ja Advanced Hydro Lift Cream -voidetta ihollesi ennen hoidon aloittamista nähdäksesi sietääkö ihosi niitä. Tee testi seuraavalla tavalla:

- Puhdista pieni alue kynärtaipeesta perusteellisesti saippualla. Levitä hieman puhdistusmaitoa ja Advanced Hydro Lift Cream -ainetta puhdistetulle alueelle. Anna aineiden imeytyä ja kuivua.
- Jos iho ei reagoi millään tavalla seuraavien 48 tunnin aikana, voit käyttää testattuja aineita.
- Jos iho reagoi 48 tunnin sisällä, testattuja aineita ei saa käyttää kasvojenhoidossa.
- Älä tee testiä silmille.

Voit käyttää laitetta sekä ihon hoitoon että puhdistukseen.



Pidä laitetta hoidon aikana sillä tavoin, että kätesi on molempien laitteen sivulla olevien krominväristen viivojen päällä. Jos et tee näin, virtapiiri ei ole suljettu, eikä ionitoiminto mahdollinen.

Hoitovaihtoehtoja



Parhaiden mahdollisten tulosten takaamiseksi suosittelemme käyttämään puhdistushoidoissa ja ikääntymistä ehkäisevissä hoidoissa ainoastaan laitteen toimitukseen sisältyviä tuotteita, koska ne on kehitetty erityisesti FC 90 -laitteen kanssa käyttöä varten. Suosittelemme suorittamaan aamuisin pelkän hoitokäsittelyn ja iltaisin puhdistus- ja hoitokäsittelyn yhdistelmän.

7.1 Hoitokäsittely (aamuisin):

Esilämmitysvaihe
30 sekuntia



Esijäähdytysvaihe
30 sekuntia



- Levitä Advanced Hydro Lift Cream -voidetta kasvojesi käsiteltäviin kohtiin.
- Paina laitteen virtapainiketta ⊕.
- Paina ensin lämpöpainiketta ☀ ja sen jälkeen negatiivisten ionien painiketta ⊖. Laite on 30 sekuntia esilämmitystilassa. Näytöllä näkyy ilmoitus "WAITING". Kun "WAITING" on sammunut, laite on käyttövalmis.
- Liikuta tämän jälkeen hoitopäätä pehmein pyörivin liikkein kasvojen iholla.
- Paina kahden minuutin hoidon kuluttua kylmäpainiketta ❄ ja negatiivisten ionien painiketta ⊖. Laite on nyt 30 sekuntia esijäähdytystilassa. Näytöllä näkyy ilmoitus "WAITING". Kun "WAITING" on sammunut, laite on käyttövalmis. Jatka hoitoa tämän jälkeen vielä kaksi minuuttia.
- Kun haluat sammuttaa laitteen, paina virtapainiketta ⊕.

7.2 Puhdistus- ja hoitokäsittelyn yhdistelmä (iltaisin):

Puhdistus:

Esilämmitysvaihe
30 sekuntia



- Levitä kasvoillesi puhdistusmaitoa.
- Paina laitteen virtapainiketta ⊕.
- Paina ensin lämpöpainiketta ☀ ja sen jälkeen negatiivisten ionien painiketta ⊖. Laite on 30 sekuntia esilämmitystilassa. Näytöllä näkyy ilmoitus "WAITING". Kun "WAITING" on sammunut, laite on käyttövalmis.
- Liikuta tämän jälkeen hoitopäätä pehmein pyörivin liikkein kasvojen iholla.
- Paina kolmen minuutin kuluttua positiivisten ionien painiketta ⊕ ja jatka käsittelyä vielä yksi minuutti. Pese kasvosi puhdistuskäsittelyn jälkeen haalealla vedellä.

Hoito:

Kun olet suorittanut puhdistuskäsittelyn, jatka hoitokäsittelyllä seuraavalla tavoin:



- Puhdista hoitopää nukkaamattomalla liinalla, kunnes siinä ei enää ole puhdistusmaidon jäämiä.
- Levitä Advanced Hydro Lift Cream -voidetta kasvojesi käsiteltäviin kohtiin.
- Paina ensin lämpöpainiketta ☀ ja sen jälkeen negatiivisten ionien painiketta ⊖. Laite on 30 sekuntia esilämmitystilassa. Näytöllä näkyy ilmoitus "WAITING". Kun "WAITING" on sammunut, laite on käyttövalmis.
- Liikuta tämän jälkeen hoitopäätä pehmein pyörivin liikkein kasvojen iholla.
- Paina yhden minuutin käsittelyn jälkeen kylmäpainiketta ❄. Laite on nyt 30 sekuntia esijäähdytys-tilassa. Näytöllä näkyy ilmoitus "WAITING". Kun "WAITING" on sammunut, laite on käyttövalmis. Jatka hoitoa tämän jälkeen minuutin ajan.
- Toista lämpö- ja kylmäkäsittely tämän jälkeen edellä kuvatulla tavalla, aina yhden minuutin ajan. Levitä kasvoille tarvittaessa vielä hieman Advanced Hydro Lift Cream -voidetta.
- Kun haluat sammuttaa laitteen, paina virtapainiketta ⊕.

8. PUHDISTUS JA HOITO

- Säilytä laitetta viileässä, kuivassa ja valolta suojatussa paikassa, kun et käytä sitä.
- Puhdista laite jokaisen käytön jälkeen varovaisesti puhdistusliinalla. Tarvittaessa voit myös kostuttaa liinaa hieman. Huolehdi, ettei laitteen sisäosiin pääse vettä.
- Älä käytä puhdistusaineita tai liuottimia. Ne saattavat vahingoittaa laitetta.
- Laitetta ei missään tapauksessa saa laittaa veteen, sillä vettä voi päästä laitteen sisään ja laite voi vahingoittua.

9. ONGELMIEN RATKAISU

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Laitteen näytöllä ei näy mitään.	Verkkosovitin ei ole asianmukaisesti paikallaan.	Tarkista, onko verkkosovitin liitetty oikein.
	Laitetta ei ole kytketty päälle.	Paina virtapainiketta.
Lämpö- ja kylmätoiminnot eivät toimi.	Verkkojohto on vaurioitunut.	Ota yhteys jälleenmyyjään.
	Laite on vaurioitunut.	

10. HÄVITTÄMINEN

Ympäristösyistä käytöstä poistettua laitetta ei saa hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Hävitä käytöstä poistettu laite viemällä se asianmukaiseen keräys- ja kierrätyspisteeseen. Laite tulee hävittää EU:n antaman sähkö- ja elektroniikkaromua koskevan WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) mukaisesti. Saat lisätietoja paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta.



11. TEKNISET TIEDOT

Malli	FC 90
Ottovirta	AC 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,5 A
Antovirta	DC 6,5 V, 2,46 A ===
Mitat	18,5 x 5,5 x 5,3 cm
Paino	Gerät: ca.173 g Netzteil: ca. 90 g
Keskimääräinen teho käytössä	≥ 85,99 %
Teho alhaisella kuormalla	81,05%
Tehonotto nollakuormalla	≤ 0,047 W

12. TAKUU / HUOLTO

Tarkempia tietoja takuusta ja takuehdoista löytyy mukana toimitetusta takuulomakkeesta.



Beurer UK Ltd., Suite 16, Stonecross Place, Yew Tree Way
WA3 2SH Golborne, United Kingdom



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
www.beurer.com • beurer.healthguide.com • beurer-gesundheitsratgeber.com



606.22_FC90_2024-06-19_04_IM1_BEU