

**beurer** medical

# Mode d'emploi succinct

**GL 40**  
FR

**IVD** **MD**



GL 40 / LD 01

**Beurer GmbH** • Söflinger Straße 218 • 89077 Ulm, Germany • [www.beurer.com](http://www.beurer.com)  
[www.beurer-gesundheitsratgeber.com](http://www.beurer-gesundheitsratgeber.com) • [www.beurer-healthguide.com](http://www.beurer-healthguide.com)



Lancet needles / Lanzetten / lancettes / lancetas / lancette:  
SteriLance Medical (Suzhou) Inc., No.168 PuTuoShan Road  
New District, 215153 Suzhou, Jiangsu  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

**EC** **REP**

Emergo Europe B.V., Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem, The Netherlands

**CE** 0483 / **CE**



**CE** 0123

# Remarques de sécurité



## **Avant la première utilisation**

Lire le mode d'emploi détaillé avant d'effectuer la première mesure de la glycémie.  
Contrôlez l'unité de mesure conformément au mode d'emploi !




## **Risque d'infection**

Le lecteur et les accessoires peuvent entrer en contact avec le sang humain et représentent donc une source d'infection potentielle.

- N'utilisez jamais l'autopiqueur et la lancette conjointement avec d'autres personnes (risque d'infection !).
- Lorsque vous utilisez le système de mesure sur différentes personnes, observez les mesures d'hygiène généralement applicables.
- Pour chaque échantillon de sang, utiliser une nouvelle aiguille-lancette stérile.
- Se laver les mains à l'eau chaude et au savon et se sécher les mains avant de prélever l'échantillon de sang.




# Préparer l'autopiqueur et l'appareil



## Mise en place de la lancette


Dévisser le capuchon de l'autopiqueur. Placer l'aiguille-lancette dans l'autopiqueur. tenir le corps de l'aiguille-lancette et dévisser le disque protecteur. Conserver le disque protecteur. Replacer et visser le capuchon sur l'autopiqueur. Tournez le capuchon jusqu'à ce que la flèche se trouve sur la profondeur de piqûre souhaitée. Tirez le dispositif de tension jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



## Introduction de la bandelette de test

Introduire la bandelette de test dans le lecteur avec les contacts à l'avant. Attendre un instant jusqu'à ce que l'écran de démarrage s'affiche brièvement, suivi du symbole clignotant de la main et de la goutte de sang.

# Prélèvement de l'échantillon de sang



## Piqûre

Placer l'autopiqueur légèrement sur le côté par rapport au milieu de la pulpe du doigt.  
Appuyer sur la gâchette.

## La goutte de sang prélevée doit :

- être en forme de goutte et ne pas être étalée
- avoir une taille de 1,4 mm au moins (taille originale ●).




# Évaluation des valeurs de mesure critiques

<b>Lo</b>		Hypoglycémie < 20 mg/dL (< 1,1 mmol/L)	Nécessite une prise en charge immédiate par un médecin.
<b>65</b> mg/dL	<b>3,6</b> mmol/L	Glycémie faible < 70 mg/dL (< 3,9 mmol/L)	Manger entre les repas. Suivre les recommandations du médecin.
<b>150</b> mg/dL	<b>8,3</b> mmol/L	Glycémie élevée à jeun > 100 mg/dL (> 5,6 mmol/L) 2 heures après le repas > 140 mg/dL (> 7,8 mmol/L)	Consulter un médecin.

<b>300</b> <small>mg/dL</small>	<b>16,7</b> <small>mmol/L</small>	Glycémie élevée, le cas échéant, cétones > 240 mg/dL (> 13,3 mmol/L)	Test de cétones recommandé. Consulter en plus un médecin.
<b>HI</b>		Glycémie très élevée > 630 mg/dL (> 35,0 mmol/L)	Mesurer à l'aide d'une bande de test neuve. Si la valeur affichée reste identique, consulter immédiatement un médecin.

## Messages affichés sur l'écran

<b>LP</b>	Piles vides.	Remplacer toutes les piles.
<b>Ht et Lt</b>	Température non comprise dans la plage autorisée.	Répéter le test avec une nouvelle bande, à température ambiante, entre +20 °C et +26 °C.
<b>Err</b> 	Bande de test usagée ou contaminée.	Insérer une nouvelle bande, non expirée et recommencer la mesure.
<b>Err001</b>	Erreur système.	Retirer les piles. Les réinsérer. Si le problème persiste, s'adresser au service après-vente.
<b>Err005</b>	Erreur mémoire.	