



GL 49 / LD 04

Beurer GmbH • Söflinger Straße 218 • 89077 Ulm, Germany • www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com • www.beurer-healthguide.com



Lancet needles / Lanzetten / lancettes / lancetas / lancette:
SteriLance Medical (Suzhou) Inc., No.168 PuTuoShan Road
New District, 215153 Suzhou, Jiangsu
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



Emergo Europe B.V.
Westervoortsedijk 60, 6827 AT Arnhem
The Netherlands





Avant la première utilisation

Avant la première mesure de glycémie, lisez impérativement le mode d'emploi détaillé. Contrôlez l'unité de mesure conformément au mode d'emploi.

Risque d'infection

L'appareil de mesure et ses accessoires peuvent entrer en contact avec le sang humain et représentent pour cette raison une source d'infection potentielle.



- • N'utilisez jamais l'appareil de mesure, l'autopiqueur ni les accessoires conjointement avec d'autres personnes.
- • Lorsque vous utilisez le système de mesure sur différentes personnes, observez les mesures d'hygiène généralement applicables.
- • À chaque prélèvement d'échantillon sanguin, utilisez une nouvelle aiguille-lancette stérile.
- • Lavez-vous les mains à l'eau chaude et au savon et séchez-les avant chaque prélèvement d'échantillon sanguin.

Transférer les valeurs de mesure via *Bluetooth*®


- Téléchargez l'application gratuite « beurer HealthManager Pro » sur l'App Store ou sur Google Play.
- Activez la fonction *Bluetooth*® dans les paramètres du smartphone.
- Démarrer l'app.
- Sélectionnez [GL 49](#) dans l'application et suivez les instructions.
- Lors de la première connexion, un code PIN à six chiffres s'affiche sur l'appareil. Entrez le code PIN dans le champ de saisie du smartphone. Après la saisie, l'appareil est alors connecté au smartphone.



Liste de la configuration système requise et des appareils compatibles




Préparer l'autopiqueur et l'appareil



Insérer la lancette

Retirer le capuchon de l'autopiqueur. Insérer l'aiguille-lancette dans l'autopiqueur. Fixer l'aiguille-lancette sur la tige et faire tourner l'élément de protection. Conserver l'élément de protection. Remettre le capuchon sur l'autopiqueur. Tourner la partie supérieure mobile du capuchon jusqu'à ce que la profondeur de piqûre souhaitée s'affiche. Tirer le dispositif de tension jusqu'à ce qu'il s'enclenche.




Insérer les bandes de test

Introduire une bande de test dans l'appareil de mesure, en présentant les contacts vers l'avant.

Après un bref affichage de l'écran d'accueil, attendre quelques instants jusqu'à ce que le symbole de la goutte de sang clignote à l'écran.

Effectuer un prélèvement sanguin




Piquer

Appliquer l'autopiqueur légèrement décalé par rapport au centre de la pulpe digitale.
Appuyer sur le bouton de déclenchement.

La goutte de sang obtenue doit :

- • avoir la forme d'une goutte et ne pas maculer
- • avoir une taille d'au moins 1,2 mm (taille originale ●).

Déposer du sang sur une bande de test



Tenir la fente pour le prélèvement de sang de la bande de test sur la goutte de sang jusqu'à ce que la fente soit totalement remplie et que l'affichage de l'appareil de mesure commence à compter à rebours. Attendre environ 5 secondes, jusqu'à ce que la valeur de glycémie mesurée s'affiche à l'écran.

Valeur normale : 2 heures après le repas :
à jeun :

70 – 140 mg/dL (3,9 – 7,8 mmol/L)
70 – 100 mg/dL (3,9 – 5,6 mmol/L)

Éliminer la lancette



Retirer le capuchon. Poser l'élément de protection conservé sur un flacon et le percer avec la pointe de l'aiguille.

Activer le commutateur latéral. Ainsi, la lancette peut se détacher de son support. Éliminer les bandelettes de test et les lancettes conformément aux réglementations en vigueur. Remettre le capuchon.

Valeurs mesurées critiques

Lo		Hypoglycémie < 20 mg/dL (< 1,1 mmol/L)	Nécessite une prise en charge immédiate par un médecin.
65 mg/dL	3,6 mmol/L	Glycémie faible < 70 mg/dL (< 3,9 mmol/L)	Manger entre les repas. Suivre les recommandations du médecin.
150 mg/dL	8,3 mmol/L	Glycémie élevée à jeun > 100 mg/dL (> 5,6 mmol/L) 2 heures après le repas > 140 mg/dL (> 7,8 mmol/L)	Consulter un médecin.

Valeurs mesurées critiques

300 mg/dL	16,7 mmol/L	Glycémie élevée, le cas échéant, cétones > 240 mg/dL (> 13,3 mmol/L)	Test de cétones recommandé. Consulter en plus un médecin.
HI		Glycémie très élevée > 630 mg/dL (> 35,0 mmol/L)	Mesurer à l'aide d'une bande de test neuve. Si la valeur affichée reste identique, consulter immédiatement un médecin.

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Android is a trademark of Google LLC.

GL49_2024-06-28_05_QSG_BEU_FR Sous réserve d'erreurs et de modifications