

beurer

IPL 8800 Velvet Skin Pro



NL Ontharing
Gebruiksaanwijzing





Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen in acht.

WAARSCHUWING

- Het apparaat en de adapter zijn alleen bestemd voor persoonlijk gebruik, niet voor commercieel gebruik.
- Het apparaat is uitsluitend geschikt voor personen ouder dan 18 jaar.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Controleer voor ieder gebruik of het apparaat en het netsnoer niet beschadigd zijn. Als het apparaat of het netsnoer beschadigd is, mag het apparaat niet worden gebruikt.
- Het apparaat en de adapter mogen niet nat worden.
- Gebruik het apparaat niet in vochtige omgevingen, zoals in de buurt van badkuipen, wastafels, douches of andere reservoirs met water of andere vloeistoffen – gevaar voor elektrische schokken!
- Kijk nooit direct in het licht.
- Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat.
- Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven van het apparaat niet zijn afgedekt.
- Raak, als het apparaat beschadigd is, geen onderdelen in het apparaat aan, om een elektrische schok te vermijden.
- Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het worden verwijderd. Als het netsnoer niet van het apparaat kan worden losgekoppeld, moet het volledige apparaat worden verwijderd.
- Gebruik het apparaat nooit zonder toezicht en laat het tijdens gebruik niet onbeheerd achter. Kinderen in het oog houden, zodat ze niet met het apparaat gaan spelen.
- U mag het apparaat in geen geval openen of zelf repareren. Wanneer u dit toch doet, kan een storingsvrije werking niet langer worden gegarandeerd. Wanneer u deze instructie niet in acht neemt, vervalt de garantie.

Inhoudsopgave

1. Omvang van de levering	3
2. Verklaring van de symbolen	4
3. Voorgeschreven gebruik.....	5
4. Waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen.....	5
5. Wat is beurer Velvet Skin Pro?	8
6. Beschrijving van het apparaat.....	9
7. Ingebruikname.....	11
STAP 1: Controleer of beurer Velvet Skin Pro voor u geschikt is	11
STAP 2: Huidverdraagzaamheidstest.....	11
STAP 3: Plan het ontharen met beurer Velvet Skin Pro voor een optimaal resultaat	12
STAP 4: Bereid de te behandelen zone voor	13
STAP 5: Stel de energie-intensiteit in / automatische huidtypeherkenning	13
STAP 6: Vertrouwd raken met mogelijke bijwerkingen bij het gebruik van de beurer Velvet Skin Pro	13
STAP 7: Wat mag worden verwacht van een behandeling met de beurer Velvet Skin Pro?.....	15
8. Gebruik	15
8.1 Beginnen met de behandeling	15
8.2 Gezichtsbehandeling	17
8.3 Huidverzorging na een gezichtsbehandeling	18
9. Reiniging en onderhoud.....	18
10. Wat te doen bij problemen	18
11. Veelgestelde vragen	19
12. Verwijdering	21
13. Technische gegevens.....	21
14. Garantie/service	22

1. Omvang van de levering

Controleer of de buitenkant van de verpakking van het apparaat intact is en of alle onderdelen aanwezig zijn. Alvorens het apparaat te gebruiken, moet worden gecontroleerd of het apparaat en de toebehoren zichtbaar beschadigd zijn en moet al het verpakkingsmateriaal worden verwijderd. Wij adviseren u om het apparaat bij twijfel niet te gebruiken en contact op te nemen met de verkoper of met de betreffende klantenservice.

- 1 x beurer IPL Velvet Skin Pro
- 1 x precisiekop
- 1 x netadapter
- 1 x gebruiksaanwijzing
- 1 x opbergtas

2. Verklaring van de symbolen

In de gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het typeplaatje van het apparaat worden de volgende symbolen gebruikt:

 WAARSCHUWING	Waarschuwing voor verwondingsgevaar of gevaar voor de gezondheid
 LET OP	Waarschuwing voor mogelijke schade aan het apparaat of de toebehoren
 Aanwijzing	Verwijzing naar belangrijke informatie
 GEVAAR	Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water of als u zich in of onder water bevindt (bijv. in de buurt van wastafels, onder de douche of in bad) in verband met het gevaar voor elektrische schokken!
	Neem de gebruiksaanwijzing in acht
	Het apparaat is dubbel geïsoleerd en is derhalve in overeenstemming met beschermingsklasse 2.
	Let op: optische straling
	Uitsluitend in gesloten ruimten gebruiken.
	Niet blootstellen aan vocht
	Houd het apparaat uit de buurt van de ogen!
	Gebruik het apparaat niet op een gebruinde huid of na het zonnen
	Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
	CE-markering Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen.
	Certificeringssymbool voor producten, die naar de Russische federatie en naar de landen van het GOS worden geëxporteerd.
 PAP	Verpakking overeenkomstig de milieu-eisen verwijderen
 Storage / Transport	Toegestane temperatuur en luchtvochtigheid bij opslag en transport
	Fabrikant
	Gelijkstroom Het apparaat is alleen geschikt voor gelijkstroom.
	Polariteit

	Energie-efficiëntieniveau 6
	Batterijen die schadelijke stoffen bevatten, mogen niet met het huisvuil worden weggegooid

3. Voorgeschreven gebruik

Beurer Velvet Skin Pro is bedoeld voor het verwijderen van ongewenste lichaamsbehaarung bij volwassenen.

Ideale lichaamszones voor de beurer Velvet Skin Pro zijn de benen, oksels, bikinilijn, borst, buik en bij vrouwen het deel van het gezicht onder de jukbeenderen. Het apparaat is niet bedoeld voor het verwijderen van beharing bij de anus, de genitaliën of de tepels. Gebruik het apparaat uitsluitend zoals in de gebruiksaanwijzing staat beschreven.

4. Waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen

WAARSCHUWING

Lees voordat u het apparaat in gebruik neemt, de veiligheidsaanwijzingen zorgvuldig door en volg de aanwijzingen op bij het gebruik van de beurer Velvet Skin Pro. Het niet naleven van de volgende aanwijzingen kan leiden tot letsel of materiële schade. Bewaar deze gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat deze ook toegankelijk is voor andere gebruikers. Wanneer u dit apparaat van de hand doet, geef dan deze gebruiksaanwijzing mee.

- Personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens mogen dit apparaat alleen gebruiken onder toezicht van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of wanneer zij van deze persoon aanwijzingen hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
- Gebruik de beurer Velvet Skin Pro niet tijdens de zwangerschap of in de periode waarin borstvoeding wordt gegeven.
- **STAAK HET GEBRUIK ONMIDDELIJK** als de huid extreem rood wordt, als zich blaasjes op de huid vormen of bij verbranding van de huid!
- Voer 48 uur voor het eerste gebruik van de beurer Velvet Skin Pro een huidverdraagzaamheidstest uit op een klein stukje huid van de lichaamszone waarop u het apparaat wilt gebruiken (zie hoofdstuk 7, stap 2: “Huidverdraagzaamheidstest”).
- Kijk in geen geval direct in het licht uit de IPL-lamp. Dit product produceert mogelijk gevaarlijke optische straling. Zorg ervoor dat het lichtvlak van het opzetstuk volledig contact maakt met de huid.
- Probeer nooit een lichtimpuls in de lucht af te geven!
- Bepaal aan de hand van de “Tabel voor haar- en huidskleuren” op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing welke lichtintensiteit het beste geschikt is voor de kleur van uw huid en lichaamsbehaarung c.q. of deze methode wel voor u geschikt is (als dat niet het geval is, wordt dat in de tabel aangegeven met een ‘x’).
- Gebruik de beurer Velvet Skin Pro niet op een van nature donker gekleurde huid. Behandeling van een donkere huid met de beurer Velvet Skin Pro kan nadelige gevolgen hebben, bijvoorbeeld verbranding, blaren en verandering van de huidskleur (hyper- of hypopigmentatie).
- Beurer Velvet Skin Pro functioneert het beste bij donkere haartypen en haar dat meer melanine bevat. Zwart en donkerbruin haar reageert het beste, en hoewel bruin en lichtbruin haar ook reageert, vergen dergelijke haartypen meestal meer ontharingsbehandelingen. Rood haar reageert mogelijk ook. Wit, grijs en blond haar reageren gewoonlijk niet op de beurer Velvet Skin Pro, hoewel enkele gebruikers wel resultaat hebben geconstateerd na meerdere ontharingsbehandelingen.
- Beurer Velvet Skin Pro kan een tijdelijke pigmentatie veroorzaken.
- Probeer niet om het beurer Velvet Skin Pro-apparaat te openen of te repareren. Bij het openen van de beurer Velvet Skin Pro kunt u in contact komen met gevaarlijke elektrisch geladen onderdelen of met lichtimpulsen, wat ernstig letsel en/of blijvende schade aan de ogen tot gevolg kan hebben.

GEVAAR

Houd het beurer Velvet Skin Pro-apparaat uit de buurt van water! De beurer Velvet Skin Pro is een elektrisch apparaat. Plaats het apparaat niet in water en laat het niet in water of een andere vloeistof vallen.



Dit kan een krachtige elektrische schok tot gevolg hebben!

- Gebruik de beurer Velvet Skin Pro niet op het moment dat u een bad neemt.
- Gebruik de beurer Velvet Skin Pro niet als het apparaat nat of vochtig is geworden.
- Probeer de beurer Velvet Skin Pro niet te pakken als deze in het water is gevallen.
- Pak de stekker en het apparaat nooit vast met natte handen!

Tips voor het gebruik van accu's

- Als vloeistof uit een accucel in aanraking komt met de huid of de ogen, moet u de betreffende plek met water spoelen en een arts raadplegen.
- Bescherm accu's tegen overmatige hitte.
- Explosiegevaar! Werp accu's niet in vuur.
- Haal accu's niet uit elkaar, open ze niet en hak ze niet in kleine stukken.
- Gebruik alleen laders die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.
- Voordat u accu's gebruikt, moet u deze op de juiste wijze opladen. De aanwijzingen van de fabrikant en de informatie in deze gebruiksaanwijzing voor het op de juiste wijze opladen van accu's moeten te allen tijde in acht worden genomen.
- Laad de accu volledig op, voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.
- Laad de accu voor een zo lang mogelijke levensduur minstens 2 keer per jaar volledig op.

LET OP

Om schade te vermijden

- Probeer niet om het beurer Velvet Skin Pro-apparaat te openen of te repareren. Een poging de beurer Velvet Skin Pro te openen kan tot beschadiging van het apparaat leiden en leidt tot het vervallen van de garantie.
- Stel het apparaat tijdens het gebruik niet bloot aan temperaturen van minder dan 10 °C of meer dan 40 °C.
- Laat het apparaat nooit zonder toezicht achter als de netvoeding in een stopcontact is gestoken.
- Gebruik de beurer Velvet Skin Pro uitsluitend voor het doel waarvoor het bestemd is en op de in de gebruiksaanwijzing beschreven manier.
- Gebruik de beurer Velvet Skin Pro niet als een snoer of stekker beschadigd is en houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken.
- Trek de stekker van de beurer Velvet Skin Pro voor het schoonmaken uit het stopcontact.
- Trek de stekker na het laden van de accu uit het stopcontact.
- Gebruik de beurer Velvet Skin Pro niet met opzetstukken of accessoires die niet worden aanbevolen door Beurer GmbH.
- Gebruik de beurer Velvet Skin Pro niet als u tijdens het gebruik rook ziet of ruikt.
- Gebruik de beurer Velvet Skin Pro niet als het apparaat niet goed functioneert of als het beschadigd lijkt te zijn.
- Gebruik de beurer Velvet Skin Pro niet als de huidtypesensor onder het lichtvlak gescheurd of gebroken is.
- Gebruik de beurer Velvet Skin Pro niet als de behuizing gescheurd is of uit elkaar valt.
- Gebruik de beurer Velvet Skin Pro niet als het lichtvlak gescheurd of gebroken is of ontbreekt.
- Schakel Velvet Skin Pro niet in als het snoer of de stekker beschadigd is.
- Laad het apparaat alleen met de bijgeleverde adapter op.
- Gebruik het apparaat niet als het uv-filter van het lichtvlak beschadigd is.
- Gebruik de precisiekop niet als het filter beschadigd is.
- Zorg ervoor dat een onbelemmerde luchtstroom door de ventilatiegaten gewaarborgd is.

WAARSCHUWING

Gebruik de beurer Velvet Skin Pro in geen geval als u aan een van de volgende ziekten lijdt:

- Als u huidkanker hebt of hebt gehad.
- Als u aan epilepsie lijdt.
- Als u een littekenkeloid hebt.
- Als u herpes of psoriasis hebt.
- Als u lijdt aan fotosensibiliteit of andere lichtgevoeligheden, zoals porfyrie, polymorfe lichteruptie, urticaria solaris, lupus enz.
- Als u een stofwisselingsziekte hebt, zoals diabetes.
- Als u aan een storing in de bloedstolling lijdt.

Gebruik de beurer Velvet Skin Pro in geen geval als u een van de volgende medicijnen gebruikt:

- Als u medicijnen gebruikt die de huid gevoeliger maken voor licht, inclusief niet-steroidale ontstekingsremmers (bijvoorbeeld aspirine, ibuprofen, paracetamol), tetracyclines, fenothiazines, thiazidediuretica, sulfonyleurea, sulfonamides, DTIC, fluorouracil, vinblastine, griseofulvine, alfa-hydroxycarbonzuren (AHA's), bèta-hydroxycarbonzuren (BHA's), Retin-A®, Accutane® en/of topische retinoïden.
- Als u onlangs bent behandeld of momenteel wordt behandeld met azelaïnezuur.
- Als u in de afgelopen twee weken tetracycline-antibiotica hebt ingenomen.
- Als u in de afgelopen 6 maanden bent behandeld met Accutane® (isotretinoïne).
- Als u in de afgelopen 3 maanden een kuur met steroïden hebt ondergaan.
- Als u in de afgelopen 6 tot 8 weken een huidpeeling of een andere behandeling voor een gladdere huid hebt laten uitvoeren.
- Als u in de afgelopen 3 maanden bent bestraald of chemotherapie hebt ondergaan.

Gebruik de beurer Velvet Skin Pro in geen geval op de volgende plaatsen:

- Op slijmvliesen bij neus en oren.
- Op of in de omgeving van een actief implantaat, zoals een pacemaker, een apparaat tegen incontinentie, een insulinepomp enz.
- Bij vrouwen in het gezicht boven de jukbeenderen, rondom de ogen, wenkbrauwen of wimpers, omdat dat ernstig oogletsel tot gevolg kan hebben.
- Bij mannen in het hele gezicht en de hals.
- Op tepels, genitaliën (zowel mannelijk als vrouwelijk) en rondom de anus.
- Op piercings of andere metalen voorwerpen, zoals oorknopjes en sieraden.
- Op een tatoeage of permanente make-up in de te behandelen zone.
- Op donkerbruine of zwarte vlekken, zoals grote zomersproeten, moedervlekken, leverschimmels, blaren of wratten.
- Op eczeem, psoriasis, laesies, open wonden of acute infecties. Wacht tot de betreffende plek is genezen voordat u de beurer Velvet Skin Pro gebruikt.
- Op beschadigde of droge huid of op plaatsen met een risico op de groei van kwaadaardige cellen.
- Op een lichaamsdeel waar u later mogelijk haar wilt laten staan.



Waarschuwingen voor zonnebaden voor en na behandeling!

Zonnen voor de behandeling

1. Wacht na het zonnen ten minste 2 weken voordat u het apparaat gebruikt.
2. Controleer voor de behandeling of u verbrand bent door de zon. Als de zonnebrand nog niet is weggetrokken, mag u het apparaat niet gebruiken totdat de huid volledig is hersteld.
3. Voer een huidverdraagzaamheidstest uit op de gebruikte huid (zie hoofdstuk 7, stap 2) om de geschikte energiestand vast te stellen.



Zonnen na de behandeling

1. Wacht na de behandeling ten minste 48 uur voordat u gaat zonnen. Als de huid nog rood is, mag deze niet worden blootgesteld aan de zon!

2. Bedek de behandelde huid de eerste twee weken na de behandeling met kleding als u de zon in gaat of smeer de huid in met zonnebrandcrème (ten minste beschermingsfactor 30).

Bruinen met kunstmatig licht


De aanwijzingen onder 'Zonnen voor de behandeling' en 'Zonnen na de behandeling' gelden ook voor het bruinen met kunstmatig licht en bruiningslotion.

Las voor en na bezoek aan de sauna of het zwembad een pauze in van 24 uur voordat u apparaat gebruikt, omdat het chloor huidirritaties kan veroorzaken.

Aanwijzing


Deze lijst biedt geen garantie voor volledigheid. Raadpleeg uw huisarts of een dermatoloog als u niet zeker weet of u de beurer Velvet Skin Pro veilig kunt gebruiken.

5. Wat is beurer Velvet Skin Pro?



Voor het gebruik van de beurer Velvet Skin Pro

beurer Velvet Skin Pro is een op licht gebaseerd apparaat voor ontharing met een langdurig effect voor persoonlijk gebruik. Ontharing op basis van laser en licht is een goed gedocumenteerde en beproefde methode. Het is bij klinische toepassing over de hele wereld gedurende meer dan 15 jaar gebleken een veilige en effectieve methode te zijn voor een langdurige reductie van de haargroei.



Tijdens een impuls van de beurer Velvet Skin Pro

Hoe verwijdert licht het haar?

Ontharing met licht is gebaseerd op de theorie van selectieve fothermolyse, waarbij optische energie wordt gebruikt om haargroei tegen te gaan. Om dat thermische resultaat te bereiken, moet de haarschacht selectief lichtenergie opnemen en deze omzetten in warmte.

Die selectiviteit wordt bereikt als de optische energie, die aan het weefsel wordt afgegeven, hoofdzakelijk wordt opgenomen door het pigment van de haarschacht, terwijl de huid en het omliggende weefsel koel blijven. Melanine is het pigment in de haarschacht dat verantwoordelijk is voor de absorptie van het licht en dat de warmte produceert, die uiteindelijk de haargroei uitschakelt. Daarom kan des te meer licht worden geabsorbeerd en kan het licht bij de ontharing des te effectiever zijn, naarmate er meer melanine in het haar aanwezig is (dat wil zeggen, naarmate het haar donkerder is).



Na het gebruik van de beurer Velvet Skin Pro



Anagene fase –
groeifase

Welke invloed heeft de haargroeycyclus op ontharing met licht?


Elke haar op ons lichaam doorloopt de drie fasen van de haargroeycyclus: de anagene fase, de catagene fase en de telogene fase. Deze fasen zijn erg belangrijk voor de mate waarin ontharing met licht effectief is.

De anagene fase is de groeifase, terwijl de catagene fase de overgangsfase en de telogene fase de rustfase is.



Catagene fase –
overgangsfase

De duur van een volledige haargroeycyclus verschilt per persoon en is afhankelijk van de plek op het lichaam waar het haar groeit. In de regel bedraagt de duur echter 18 tot 24 maanden. Op een bepaald moment bevindt het grootste deel van de haarfollikels op een huidoppervlak zich in de rustfase. Op de haren in een rustfase heeft de beurer Velvet Skin Pro geen effect.





Telogene fase –
rustfase

De haren in de anagene groeifase reageren echter positief op de behandeling met de beurer Velvet Skin Pro. Een langdurige ontharing kan alleen door middel van behandelingen gedurende ten minste een volledige haargroeicyclus met de beurer Velvet Skin Pro worden bereikt.

Bij beurer Velvet Skin Pro staat veiligheid op de eerste plaats

- **IPL-technologie bij de beurer Velvet Skin Pro – maximale veiligheid bij een laag energieverbruik**

Met de IPL-technologie (Intense Pulsed Light) zijn langdurige ontharingsresultaten mogelijk met een fractie van de energie die nodig is voor andere op licht gebaseerde ontharingsapparaten. Omdat de beurer Velvet Skin Pro zo weinig energie gebruikt, wordt het risico op schade of complicaties gereduceerd, wat een gunstig effect op de algehele veiligheid heeft.

- **beurer Velvet Skin Pro beschermt uw huid**

Ontharing met licht is niet geschikt voor van nature donkere huidtinten en gebruinde huid. In de beurer Velvet Skin Pro is een huidtypesensor geïntegreerd, waarmee de kleur van het te behandelen huidoppervlak kan worden bepaald, zodat gebruik alleen mogelijk is bij daarvoor geschikte huid. Deze veiligheidsfunctie voorkomt dat u huid behandelt die te donker of te veel gebruind is. Het lichtvlak van het apparaat heeft een geïntegreerde uv-bescherming die schadelijke uv-straling tegenhoudt.

- **beurer Velvet Skin Pro beschermt uw ogen**

De beurer Velvet Skin Pro heeft ter bescherming van de ogen een geïntegreerde huidcontactsensor. Deze is ontwikkeld om te voorkomen dat een lichtimpuls wordt verzonden als het apparaat in de lucht wordt gehouden. Er wordt alleen een lichtflits verzonden als de huidcontactsensor op de huid aansluit.

6. Beschrijving van het apparaat



1. **AAN/UIT-knop** – door te drukken op de -knop wordt uw apparaat in- en uitgeschakeld. Het apparaat schakelt automatisch uit wanneer het gedurende 5 minuten niet wordt gebruikt. Bij het inschakelen van het apparaat gaan alle lampjes van de energiestandweergave kort branden, waarna het apparaat overgaat naar energiestand 1.

2. **Toets voor automatische huidtypeherkenning** – Door op de -toets te drukken, kunt u de aanbevolen energiestand voor uw behandeling op het desbetreffende deel van de huid vaststellen. Als er op deze toets wordt gedrukt, knipperen alle energiekeuzetoetsen gedurende tien seconden. Wanneer de huidcontactsensor volledig contact maakt met de gewenste behandelingsplek en er een lichtimpuls afgegeven wordt, wordt de aanbevolen energiestand (al naar gelang de huidskleur van de behandelde plek) automatisch ingesteld; het lampje van de energiestandweergave gaat branden. Er moet worden opgemerkt dat de aanbevolen energiestand alleen geselecteerd wordt als de bijbehorende toets ingedrukt wordt, niet wanneer de huidskleur wijzigt of wanneer van behandelingsplek wordt gewisseld.
3. **Energiekeuzetoetsen** – met de toetsen + (hogere energiestand) en – (lagere energiestand) kunnen zes verschillende energiestanden geselecteerd worden. Selecteer de energiestand al naar gelang uw persoonlijk welbevinden of aan de hand van uw huidverdraagzaamheidstest. Om de optimale energiestand te selecteren, kunt u voor iedere behandelingsplek de toets voor de automatische huidtypeherkenning gebruiken.
- Door op de toetsen + of - te drukken (na het inschakelen van het apparaat), wordt de energiestand steeds één stap verhoogd of verlaagd. Elke volgende keer dat u op een van deze toetsen drukt, verandert de energiestand tussen de laagste (met “1” gekenmerkt) en de hoogste stand (met “6” gekenmerkt).
 - Al naar gelang de geselecteerde energiestand branden overeenkomstig veel groene lampjes van de energiestandweergave.
4. **Weergave accuniveau** – deze weergave geeft informatie over het accuniveau:
- Rood – accu wordt geladen.
Aanwijzing: als naast dit rode lampje ook het bij energiestand 1 horende lampje brandt, is het apparaat ingeschakeld.
 - Groen – de accu is volledig opgeladen en het apparaat is met de externe stroomvoorziening verbonden.
 - Rood, langzaam knipperend – laag acculaadniveau (ongeveer 30 procent).
 - Rood, snel knipperend – zeer laag acculaadniveau (ongeveer 10 procent).
Aanwijzing: de weergave van het accuniveau brandt alleen groen of rood wanneer het apparaat ingeschakeld is.
5. **Controlelampje** – deze weergave op de achterkant van het apparaat heeft meerdere verschillende statuslampjes (zie onderstaande tabel).

Weergave	Modus	
Brandend, groen	Aan	Klaar voor lichtimpuls. Bij het afgeven van een lichtimpuls of tussen lichtimpulsen brandt er geen lampje.
Oplichtend, oranje	Activatie (lichtimpuls) wordt geblokkeerd.	Het apparaat geeft vanwege ontbrekend huidcontact geen lichtimpuls af.
Oplichtend, rood	Activatie (lichtimpuls) wordt geblokkeerd.	Het apparaat geeft wegens een niet toegestane huidskleur (hogere Fitzpatrick-waarde volgens de aanwijzing op de achterkant van de gebruiksaanwijzing) geen impuls af.
Knipperend, oranje	Indicatie van het einde van de levensduur	Geeft het spoedige einde van de levensduur van de flitslamp aan.
Brandend, rood	Einde van de levensduur bereikt	Het apparaat is permanent geblokkeerd, de flitslamp heeft zijn lichtgrens bereikt, er is een interne storing opgetreden of het behandelingsvlak is niet op de juiste wijze op het apparaat geplaatst.

7. Ingebruikname

STAP 1: Controleer of beurer Velvet Skin Pro voor u geschikt is

WAARSCHUWING

Controleer voordat u de beurer Velvet Skin Pro voor de eerste keer gebruikt of het apparaat voor u geschikt is.

Om te controleren of de beurer Velvet Skin Pro geschikt is voor u, leest u hoofdstuk “4. Waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen” en bepaal aan de hand van de “Tabel voor haar- en huidskleuren” op de achterzijde van de gebruiksaanwijzing welke lichtintensiteit het beste geschikt is voor uw huid en lichaamsbehandling en of deze methode wel voor u geschikt is (als dat niet het geval is, wordt dat in de tabel aangegeven met een ‘x’).

STAP 2: Huidverdraagzaamheidstest

WAARSCHUWING

Voer een huidverdraagzaamheidstest uit voordat u de beurer Velvet Skin Pro gebruikt.

Met de huidverdraagzaamheidstest moet worden vastgesteld hoe uw huid reageert op een behandeling met de beurer Velvet Skin Pro. Bovendien helpt de test u bij het instellen van de optimale energiestand voor elke te behandelen zone.

Voer op elk gedeelte van de huid dat u wilt behandelen, **48 uur** voor de daadwerkelijke behandeling een huidverdraagzaamheidstest uit.

Aanwijzing

Bij gezichtsbehandelingen dient de huidverdraagzaamheidstest te worden uitgevoerd op een gedeelte zonder haar, bijvoorbeeld onder het oor of op de zijkant van de hals.

1. Zorg ervoor dat de huid voor de behandeling geschoren, schoon en droog is (vrij van alle resten van poeder, crème, make-up, antitranspirant of deodorant).

WAARSCHUWING

Reinig de huid IN GEEN GEVAL met brandbare vloeistoffen, zoals alcohol of aceton, kort voordat u de beurer Velvet Skin Pro gebruikt.

2. Stel het apparaat in zoals beschreven in punt 2 tot en met 5 van hoofdstuk 8.1 “Beginnen met de behandeling”.
3. Plaats het lichtvlak van het apparaat op het gewenste testgedeelte van de huid en zorg ervoor dat er volledig contact is met de huid.
4. Het apparaat is automatisch ingesteld op de laagste energiestand. Verzend de eerste impuls met energiestand 1 door op de activeringstoets te drukken. U ziet een felle lichtflits, hoort een knallend geluid en ervaart mogelijk een licht branderig en/of warm gevoel. Het apparaat is binnen max. 3 seconden gereed voor de volgende impuls als het controlelampje op de beurer Velvet Skin Pro continu groen brandt.
5. Haal het lichtvlak van de huid en plaats het op de volgende plek van het testgedeelte.

Aanwijzing

Verhoog de energiestand alleen als de vorige energiestand geen onaangenaam gevoel veroorzaakt. Verhoog de energiestand niet als energiestand 1 een onaangenaam gevoel veroorzaakt.

Aanwijzing

U kunt de toets voor automatische huidtypeherkenning gebruiken om de aanbevolen energiestand voor de desbetreffende behandelingsplek automatisch vast te stellen. Zorg ervoor dat de aanbeveling op basis van uw huidtype wordt getroffen. U kunt de energiestand op elk moment aanpassen.

6. Met de energiekeuzetoets “+” kunt u de energiestand met 1 stand verhogen. De energiestandweergave brandt overeenkomstig de geselecteerde energiestand. Verzend de tweede impuls met energiestand 2 door op de activeringstoets te drukken.
7. Herhaal de stappen 5 en 6 alleen als u zich goed voelt, tot u de hoogste energiestand (stand 6) hebt bereikt. Breek de test af als de behandeling een onaangenaam gevoel teweegbrengt, omdat bij het verhogen van de energiestanden het risico op nadelige gevolgen bestaat. Breek de test onmiddellijk af als u nadelige effecten constateert, zoals een extreem rode huid of de vorming van blaasjes.
8. Wacht 48 uur en onderzoek dan de behandelde oppervlakken.
Als de behandelde huid er normaal uitziet (geen reactie of lichte roodheid), kunt u beginnen met een volledige behandeling op de hoogste energiestand die u bij de test als aangenaam hebt ervaren. Laat een volledige behandeling van het gedeelte van de huid achterwege als u daar zelfs bij de laagste energiestand extreme roodheid, zwellingen of vorming van blaasjes constateert.

Aanwijzing

Voer geen volledige behandeling uit met een energiestand die u niet eerst hebt getest!
Behandel de geteste oppervlakken op zijn vroegst 1 week na de test.

STAP 3: Plan het ontharen met beurer Velvet Skin Pro voor een optimaal resultaat

Een gemiddelde haargroeiacyclus kan 18 tot 24 maanden duren. Tijdens die periode kunnen meerdere behandelingen met de beurer Velvet Skin Pro nodig zijn voor een langdurige ontharing. De effectiviteit van de ontharing verschilt per persoon en is bovendien afhankelijk van lichaamszone en haarkleur en van hoe de beurer Velvet Skin Pro wordt gebruikt.

De standaardplanning voor ontharing met de beurer Velvet Skin Pro gedurende een volledige haargroeiacyclus:

- De eerste 3 tot en met 4 ontharingssessies met de beurer Velvet Skin Pro dienen ongeveer twee weken na elkaar plaats te vinden.
- De ontharingssessies 5 tot en met 7 met de beurer Velvet Skin Pro dienen ongeveer vier weken na elkaar plaats te vinden. Daarna zult u de beurer Velvet Skin Pro normaal gesproken van tijd tot tijd en wanneer nodig gebruiken, tot u een langdurig resultaat hebt bereikt.

Dit komt overeen met het aanbevolen behandelingsschema, waarmee aantoonbaar de beste resultaten worden bereikt. U kunt uw persoonlijke behandelingsschema ook anders inkleden en toch tevredenstellende resultaten bereiken.

Aanwijzing

Als dezelfde delen van het lichaam binnen twee weken meerdere keren worden behandeld, levert dat geen betere ontharingsresultaten op.

Typische nazorg met de beurer Velvet Skin Pro na het bereiken van een langdurige ontharing:

Als gevolg van hormonale of andere fysiologische veranderingen kunnen haarfollikels in de rustfase actief worden. Daarom kunnen van tijd tot tijd ontharingsbehandelingen met de beurer Velvet Skin Pro nodig zijn als nazorg.

STAP 4: Bereid de te behandelen zone voor

Zorg ervoor dat de huid voor de behandeling geschoren, schoon en droog is (vrij van alle resten van poeder, crème, make-up, antitranspirant of deodorant).



WAARSCHUWING

Reinig de huid niet met brandbare vloeistoffen, zoals alcohol of aceton, kort voordat u de beurer Velvet Skin Pro gebruikt.

STAP 5: Stel de energie-intensiteit in / automatische huidtypeherkenning

Energiestand

De energiestand bepaalt de intensiteit van de lichtimpuls die door de beurer Velvet Skin Pro aan de huid wordt afgegeven (van de laagste stand (-) tot de hoogste stand (+)). De energiestandweergave van het apparaat geeft de verhogingen van de energiestand aan. Bij een hogere energiestand nemen ook de ontharingsresultaten toe, evenals het gevaar voor mogelijke bijwerkingen en complicaties. Begin de eerste ontharingssessie altijd met de via de automatische huidtypeherkenning vastgestelde en door de huidverdraagzaamheidstest bevestigde energiestand.

Automatische huidtypeherkenning/huidtypemeting

Met de automatische huidtypeherkenning kunt u de voor uw huidskleur geschikte energiestand op het apparaat laten weergeven.



Aanwijzing

- Kies voor uw veiligheid altijd het donkerste stuk huid (bijvoorbeeld de buitenkant van uw onderbeen of de rug van uw hand).
Belangrijk: alvorens het apparaat op een andere plek op het lichaam te gebruiken, moet u opnieuw een meting uitvoeren.
- Het apparaat verzendt geen lichtimpulsen als het zich in de huidtypeherkenningsmodus bevindt.
- Als u de huidtypeherkenning voortijdig wilt afbreken, kunt u op een van de energiekeuzetoetsen (+ of -) drukken om weer naar de normale modus terug te keren.

Als de huid tijdens of na uw eerste ontharingssessie met de aanbevolen energiestand slechts licht of helemaal niet geïrriteerd raakt, kunt u de energiestand bij de volgende behandelingen telkens met 1 stand verhogen.



WAARSCHUWING

Verhoog de energiestand niet als u tijdens of na de behandeling met de beurer Velvet Skin Pro abnormale pijn voelt! (Zie stap 6 “Vertrouwd raken met mogelijke bijwerkingen”).

Verhoog de energiestand niet tijdens een ontharingssessie, zelfs niet als u geen onaangenaam gevoel constateert.

De huid kan ook enige tijd na de behandeling tekenen van irritatie vertonen.

STAP 6: Vertrouwd raken met mogelijke bijwerkingen bij het gebruik van de beurer Velvet Skin Pro

Als u de beurer Velvet Skin Pro volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing gebruikt, komen bijwerkingen en complicaties in samenhang met het gebruik van beurer Velvet Skin Pro zelden voor.

Toch is aan het gebruik van elke cosmetische behandelingsmethode, ook aan methoden die zijn ontwikkeld voor privégebruik, een zeker risico verbonden. Daarom is het belangrijk dat u de risico's en complicaties, die kunnen optreden bij ontharingssystemen die zijn gebaseerd op lichtimpulsen, begrijpt en accepteert.

Complicatie	Waarschijnlijkheid van het optreden van de complicatie	Bijwerking	Waarschijnlijkheid van het optreden van de bijwerking
Effect van meerdere impulsen op hetzelfde huidgedeelte	Gering	Lichte irritatie van de huid	Gering
		Roodheid van de huid	Gering
		Verhoogde gevoeligheid van de huid	Gering
		Verwondingen van de huid en brandwonden	Zelden
		Littekenvorming	Zelden
		Pigmentveranderingen	Zelden
		Extreme roodheid en zwellingen	Zelden
		Infecties	Verwaarloosbaar
		Hematoom	Verwaarloosbaar

Een licht pijnlijke huid

Hoewel ontharing met lichtimpulsen thuis over het algemeen geen problemen oplevert, ervaren de meeste gebruikers tijdens de ontharingssessie toch een licht onaangenaam gevoel, dat meestal wordt omschreven als een licht stekend gevoel op de behandelde delen van de huid. Het stekende gevoel duurt normaal gesproken tot het einde van de behandeling of tot enkele minuten daarna. Alles wat dat licht onaangename gevoel overschrijdt, is niet normaal en duidt erop dat u de beurer Velvet Skin Pro niet langer moet gebruiken, omdat het niet voor uw huid geschikt is, of dat de energiestand te hoog is.

Roodheid van de huid

Uw huid kan meteen na het gebruik van de beurer Velvet Skin Pro, maar ook nog binnen de 24 uur daarna rood worden. De roodheid trekt over het algemeen binnen 24 uur weer weg. Raadpleeg uw huisarts als de roodheid niet binnen 2 tot 3 dagen is weggetrokken.

Verhoogde gevoeligheid van de huid

De huid van behandelde lichaamszones is gevoeliger, met mogelijk een droge huid of vervellen tot gevolg.

Verwondingen van de huid en brandwonden

Er is zeer zelden sprake van brandwonden of wonden in de huid na een behandeling. Het kan enkele weken duren voordat de brandwonden of wonden zijn geneeld en in heel zeldzame gevallen kan een zichtbaar litteken achterblijven.

Littekenvorming

Hoewel het zeer zelden gebeurt, kan blijvend littekenweefsel worden gevormd. Een dergelijk litteken neemt normaal gesproken de vorm aan van een vlakke, witte laesie op de huid (hypotroof). Het kan echter ook breed en rood (hypertroof) of breed en uitdijend over de randen van de verwonding (keloïde) zijn. Mogelijk zijn aanvullende cosmetische behandelingen nodig om het uiterlijk van het litteken te verbeteren.

Pigmentveranderingen

beurer Velvet Skin Pro is gericht op de haarschacht, in het bijzonder op de cellen met pigment in de haarfollikel en op de haarfollikel zelf. Niettemin bestaat het gevaar voor hyperpigmentatie (te veel pigment of bruine verkleuring) of hypopigmentatie (verbleken) van de omringende huid. Dit risico op veranderingen van de huidpigmentatie is groter bij mensen met een donkere huidskleur. Normaal gesproken zijn de verkleuringen en pigmentveranderingen van voorbijgaande aard; blijvende hyper- of hypopigmentatie treedt slechts zelden op.

Extreme roodheid en zwellingen

In zeldzame gevallen kan de behandelde huid zeer rood worden en opzwellen. Dit komt vaker voor in gevoelige lichaamszones. De roodheid en zwellingen zouden binnen 2 tot 7 dagen moeten afnemen en

dienen regelmatig te worden gekoeld met ijs. Voorzichtig reinigen van de huid is geen probleem, maar u dient zonlicht te mijden.

Infecties

Een geïnfecteerde huid treedt uiterst zelden op, maar is wel een mogelijke complicatie bij brandwonden en wonden die zijn veroorzaakt door de beurer Velvet Skin Pro.

Hematoom

Het gebruik van de beurer Velvet Skin Pro heeft in zeer zeldzame gevallen blauwpaarse bloeditstoringen tot gevolg; het kan 5 tot 10 dagen duren voordat die zijn weggetrokken. Na het wegtrekken van de bloeditstoring, kan een mogelijk blijvende, roestbruine verkleuring van de huid achterblijven (hyperpigmentatie).

STAP 7: Wat mag worden verwacht van een behandeling met de beurer Velvet Skin Pro?

Voor veel gebruikers van de beurer Velvet Skin Pro is het wellicht de eerste ervaring met een op lichtimpulsen gebaseerd apparaat dat is ontwikkeld voor privégebruik. beurer Velvet Skin Pro is eenvoudig te bedienen en ontharingssessies zijn kort van duur. Tijdens een sessie met de beurer Velvet Skin Pro zijn de volgende verschijnselen normaal:

- **Ventilatorgeluid** – De ventilator van de koeling van de beurer Velvet Skin Pro maakt een geluid dat doet denken aan dat van een föhn. Dat is normaal.
- **Een knallend geluid bij elke impuls** – Als de beurer Velvet Skin Pro een impuls verzendt, gaat dat gepaard met een lichtflits en een soort knallend geluid; beide zijn normaal.
- **Lichte afdruk van het lichtvlak** – Dat draagt bij aan en is noodzakelijk voor het plaatsen van aan elkaar grenzende lichtimpulsen; het is een onderdeel van de veiligheidsfunctie van de beurer Velvet Skin Pro.
- **Een warm en kriebelend gevoel** – Het is normaal dat u bij elke lichtimpuls een enigszins warm en licht kriebelend gevoel ervaart, veroorzaakt door de lichtenergie. Denk erom dat u het apparaat bij de eerste ontharingssessies altijd met lage energiestanden gebruikt. Tot een uur na het gebruik van de beurer Velvet Skin Pro kunt u een zekere warmte ervaren.
- **Lichtrode of roze kleur van de huid** – Tijdens of direct na een sessie met de beurer Velvet Skin Pro is het niet ongewoon als de huid lichtrood of roze wordt. Normaal gesproken is dit het beste waarneembaar rondom de haren. Breek het gebruik van de beurer Velvet Skin Pro echter onmiddellijk af als de huid volledig rood wordt, bij blaarvorming of bij het ontstaan van brandwonden.

8. Gebruik



WAARSCHUWING

Als u het apparaat voor uw gezicht wilt gebruiken, lees dan eerst de aanwijzingen in hoofdstuk 8.2 tot en met 8.3, voordat u verder gaat met hoofdstuk 8.1 “Beginnen met de behandeling”.

8.1 Beginnen met de behandeling

1. Haal het apparaat uit de verpakking.
2. Controleer het apparaat, de netstekker, opzetstukken en het netsnoer op beschadigingen.
3. Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet.
4. Laad het apparaat voor het eerste gebruik volledig op (laadtijd ca. 2 uur).

Aanwijzing

Zorg ervoor dat de huid voor de behandeling geschoren, schoon en droog is (vrij van alle resten van poeder, crème, make-up, antitranspirant of deodorant).

Laat het apparaat enkele minuten afkoelen wanneer u vindt dat het apparaat onaangenaam heet aanvoelt. Na een korte afkoelfase kunt u de behandeling zoals gebruikelijk voortzetten.

WAARSCHUWING

Reinig de huid niet met brandbare vloeistoffen, zoals alcohol of aceton, kort voordat u de beurer Velvet Skin Pro gebruikt.

5. Druk op de ON/OFF-toets om het apparaat aan te zetten.
6. Selecteer middels de '+/-' -toetsen de juiste energiestand voor uw huidskleur of gebruik de automatische huidtypeherkenning (☺).
7. Plaats het apparaat in een hoek van 90 graden op de huid, zodat het opzetstuk volledig contact maakt met de huid. De geïntegreerde huidcontactsensor verhindert lichtimpulsen als er geen contact met de huid wordt gemaakt.
8. Het controlelampje op de achterkant van het apparaat brandt groen om aan te geven dat u verder kunt gaan met de behandeling.
9. Druk op de activeringstoets om een lichtimpuls af te geven.
10. Het apparaat is uitgerust met een "Auto-Flash"-modus. Wanneer u de activeringstoets voor 3 op elkaar volgende lichtimpulsen ingedrukt houdt, wordt deze modus geactiveerd. Het apparaat geeft nu zonder opnieuw de activeringstoets in te drukken automatisch lichtimpulsen af zolang er voldoende huidcontact bestaat.

Aanwijzing

Als u op de *activeringstoets* drukt terwijl uw huid te donker of te sterk gebruind is, gaat het *controlelampje* van het apparaat rood branden. In dat geval verzendt het apparaat geen impuls naar dit huidgedeelte.

Als u op de activeringstoets drukt terwijl er onvoldoende contact is tussen het apparaat en de huid, gaat het controlelampje op het apparaat oranje branden. In dat geval verzendt het apparaat ook geen impuls naar dit gedeelte van de huid.

WAARSCHUWING

Behandel een gedeelte van de huid niet meer dan één keer per behandelingssessie!
Het meerdere keren behandelen van een gedeelte van de huid tijdens een ontharingsbehandeling vergroot de kans op bijwerkingen.
Probeer elkaar overlappende impulsen te vermijden.

Aanwijzing

Pas de impulsen van de beurer Velvet Skin Pro in rijen toe – van het begin van een rij tot het einde. Op die manier is het gemakkelijker om controle te houden over reeds behandelde huidoppervlakken en te voorkomen dat u een reeds behandeld deel of overlappende delen van de huid opnieuw behandelt.

Het lichtvlak van de beurer Velvet Skin Pro is zo ontworpen dat het op het behandelde gedeelte van de huid gedurende korte tijd een afdruk achterlaat. Deze zichtbare afdruk kunt u gebruiken om de volgende impuls precies op de juiste plaats te verzenden.

11. Haal het apparaat van de huid en plaats het op het volgende te behandelen gedeelte van de huid. Zorg er bij het verplaatsen voor dat te behandelen huidgedeelten elkaar niet overlappen en dat u ook geen huidgedeelten overslaat. Het apparaat wordt meteen weer opgeladen en is binnen max. 3 seconden (op de hoogste stand) gereed voor de volgende impuls (als het controlelampje op het

apparaat continu groen brandt). Herhaal de procedure totdat u het volledige huidoppervlak hebt behandeld.

Na de behandeling met de beurer Velvet Skin Pro

- Druk op de AAN-/UIT-knop om het apparaat uit te schakelen als u de ontharingsbehandeling met de beurer Velvet Skin Pro hebt voltooid.
- Het wordt aanbevolen om het beurer Velvet Skin Pro-apparaat, in het bijzonder het lichtvlak, na iedere ontharingssessie te reinigen.
- Na het reinigen kunt u het beurer Velvet Skin Pro-apparaat het beste opbergen in de originele doos en uit de buurt van water.

8.2 Gezichtsbehandeling

WAARSCHUWING

Gebruik de beurer Velvet Skin Pro op het gezicht niet met een hogere energiestand dan stand 3. Gebruik de beurer Velvet Skin Pro bij vrouwen niet op het gezicht boven de jukbeenderen of bij de ogen, wenkbrauwen en wimpers, omdat dat ernstig oogletsel tot gevolg kan hebben. Gebruik de beurer Velvet Skin Pro niet op het gezicht, hals of het kingebed van mannen. Gebruik de beurer Velvet Skin Pro niet op de slijmvliezen bij neus en oren.

De huid van het gezicht is zeer gevoelig en vereist een speciale behandeling. Neem te allen tijde alle waarschuwingen en veiligheidsaanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing in acht om nadelige gevolgen te vermijden. Wij raden u aan eerst een behandeling op het lichaam uit te voeren om het apparaat te leren kennen, voordat u uw gezicht behandelt.

U kunt met het beurer Velvet Skin Pro-apparaat alle zones van het gezicht onder de jukbeenderen behandelen, zoals de bovenlip, de wangen, de kaak, de kin en de hals.

Aanwijzing

Om de behandeling van het gezicht gemakkelijker te maken, kunt u de meegeleverde precisiekop gebruiken. Dit verkleint het lichtvlak en maakt een nauwkeurigere toepassing mogelijk.

U kunt de precisiekop eenvoudig op de kop van het apparaat zetten door het op het lichtvlak te plaatsen en vast te drukken.

Breng de precisiekop voor het gezicht zo aan dat de inkeping in de precisiekop zich boven de huidcontact-/huidtypesensor bevindt. Als de huidcontact-/huidtypesensor bedekt is, kan er geen lichtimpuls worden verzonden.

Gebruik de precisiekop alleen bij een energiestand van 3 of lager en alleen als uw huidskleur lichter is dan huidtype 5.

Gebruik de precisiekop niet langer dan 80 impulsen achter elkaar.

Anders kan het rode filter te heet worden, wat verbrandingen tot gevolg kan hebben.



1. Voer 48 uur voor de behandeling absoluut een plaatselijke huidverdraagzaamheidstest uit (zie hoofdstuk 7, stap 2). De huidverdraagzaamheidstest dient te worden uitgevoerd op een gedeelte zonder haar, bijvoorbeeld onder het oor of op de zijkant van de hals, om de geschikte energiestand te bepalen.

WAARSCHUWING

Behandel de geteste oppervlakken op zijn vroegst 1 week na de huidverdraagzaamheidstest.

Aanwijzing

Gezichtsbehandeling kan hormonaal bepaald zijn, zodat voor een langdurige haarreductie wellicht meerdere behandelingssessies noodzakelijk zijn.

8.3 Huidverzorging na een gezichtsbehandeling

- Breng een kalmerende lotion aan, zoals aloë vera.
- Vermijd gedurende minstens 24 uur het gebruik van peelingcrèmes en blekende crèmes of vergelijkbare producten, omdat die een geïrriteerde huid tot gevolg zullen hebben.
- Vermijd gedurende minstens 48 uur na de behandeling blootstelling van meer dan 15 minuten aan direct zonlicht. Als onlangs behandelde huid gedurende die periode wordt blootgesteld aan zonlicht, dient u te allen tijde een beschermend middel tegen zonnebrand met beschermingsfactor 30 of hoger te gebruiken.
- Verwijder geen haren op de behandelde huid door middel van harsen of epileren.

Houd er rekening mee dat een volledige ontharing mogelijk pas resultaat heeft na een volledige haargroeyclus.

9. Reiniging en onderhoud

Het wordt aanbevolen om het beurer Velvet Skin Pro-apparaat, in het bijzonder het *lichtvlak*, na iedere ontharingssessie te reinigen.



LET OP

Dompel de beurer Velvet Skin Pro of de onderdelen nooit onder in water!

- Gebruik een droge, schone doek en een schoonmaakmiddel dat speciaal is ontwikkeld voor het reinigen van elektronische apparatuur om de oppervlakken van de beurer Velvet Skin Pro en in het bijzonder het lichtvlak zacht af te nemen.

10. Wat te doen bij problemen

“Ik kan mijn beurer Velvet Skin Pro niet inschakelen”

- Zorg ervoor dat de accu van het apparaat opgeladen is (zichtbaar middels het groene lampje van de accuniveauweergave).
- Wanneer het IPL-apparaat geen lichtimpuls afgeeft, controleer dan of
 - a. het behandelingsopzetstuk op de juiste wijze op het apparaat bevestigd is (het apparaat werkt niet als dit of niet op de juiste wijze op het apparaat zit).
 - b. het apparaat zich nog in de automatisch geactiveerde veiligheidsmodus bevindt, nadat geen huidcontact of geen toegestane huidskleur is herkend.
 - c. er sprake is van volledig huidcontact.
 - d. de behandelingsplek te klein, gewelfd of knokig is. Het behandelingsvlak moet volledig op de behandelingsplek rusten (probeer om de huid recht te trekken).
 - e. de afgifte van de lichtimpuls geblokkeerd wordt, wanneer het IPL-apparaat een te donkere huidskleur herkent. In dit geval brandt het controlelampje kort rood.
 - f. Bij veiligheidsproblemen en bij het bereiken van de levensduur brandt het controlelampje rood. Het apparaat wordt in dit geval automatisch uitgeschakeld.
- Algemene storingen:
 - a. Het behandelingsvlak moet volgens de aanwijzingen in het desbetreffende hoofdstuk gereinigd worden als het door vuil of stof is verontreinigd. Neem contact op met de klantenservice als u de verontreiniging niet zelf kunt verhelpen.
 - b. Als de lichtimpulsen na een verandering van behandelplek vertraagd worden afgegeven, gebruik het apparaat dan eventueel in een koelere omgeving. De afgifte van lichtimpulsen vertraagt bij een warme omgevingstemperatuur.
 - c. Schakel het apparaat uit wanneer er een algemene storing optreedt, wacht tien seconden en sluit het apparaat vervolgens opnieuw aan.
- Neem contact op met de klantenservice als u nog steeds problemen met het apparaat hebt.

11. Veelgestelde vragen

1. Werkt de beurer Velvet Skin Pro echt?

Ja. In door artsen uitgevoerde klinische tests is aangetoond dat met de technologie in het beurer Velvet Skin Pro-apparaat langdurige ontharingsresultaten kunnen worden behaald. De resultaten kunnen afhankelijk van de groeicyclus van het haar, de gebruikte energiestand en de dikte en de kleur van het haar echter verschillen.

2. Op welke delen van mijn lichaam kan ik de beurer Velvet Skin Pro gebruiken?

De beurer Velvet Skin Pro is ontwikkeld voor volledige ontharing van het lichaam. De lichaamszones die het meest met de beurer Velvet Skin Pro worden behandeld, zijn de benen, oksels, armen, bikinilijn en het gezicht onder de jukbeenderen.

3. Hoe lang duurt een behandelingssessie met de beurer Velvet Skin Pro?

De tijd varieert afhankelijk van de te behandelen lichaamszone. Een behandeling van het complete lichaam (benen, armen, oksels, bikinilijn en gezicht onder de jukbeenderen) neemt ongeveer 21 minuten in beslag op de laagste stand en met het grote opzetstuk.

4. Is de beurer Velvet Skin Pro veilig?

De beurer Velvet Skin Pro is met nadrukkelijke aandacht voor uw veiligheid ontwikkeld en werkt met een klinisch geteste technologie. Toch moet dit apparaat, net als alle andere producten of elektronische apparaten voor de huid, worden gebruikt met inachtneming van de gebruiks- en veiligheidsaankwijzingen voor de gebruiker.

5. Veroorzaakt de beurer Velvet Skin Pro pijn?

Bij een juist gebruik melden de meeste gebruikers van de beurer Velvet Skin Pro dat ze bij het verzenden van de lichtimpuls een enigszins warm gevoel ervaren. Gebruikers met dikkere en donkerdere haren kunnen iets meer onbehagen ervaren, maar dit onbehagen verdwijnt zodra de ontharingsbehandeling is afgerond. De beurer Velvet Skin Pro heeft 6 energiestanden die kunnen worden ingesteld op de gevoeligheid van uw huid.

6. Hoe vaak moet ik de beurer Velvet Skin Pro gebruiken?

Bij het behandelen van lichaamsbeharing met de beurer Velvet Skin Pro dienen de eerste vier sessies om de twee weken plaats te vinden. De vijfde tot en met de zevende sessie dienen om de vier weken plaats te vinden. Daarna dienen behandelingen plaats te vinden als er opnieuw sprake is van haargroei, tot het gewenste resultaat is bereikt.

Bij het behandelen van beharing in het gezicht onder de jukbeenderen dienen de eerste zes sessies om de twee weken plaats te vinden. De zevende tot en met de twaalfde sessie dienen om de vier weken plaats te vinden. Daarna dienen behandelingen plaats te vinden als er opnieuw sprake is van haargroei, tot het gewenste resultaat is bereikt.

7. Werkt de beurer Velvet Skin Pro ook bij wit, grijs of blond haar?

De beurer Velvet Skin Pro functioneert het beste bij donkere haartypen en haar dat meer melanine bevat. Melanine is het pigment dat het haar en de huid kleur geeft en dat de energie uit licht opneemt. Zwart en donkerbruin haar reageert het beste. Bruin en lichtbruin haar reageert ook, maar normaal gesproken zijn bij die haartypen meer ontharingssessies nodig. Bij rood haar is een zeker effect mogelijk. Wit, grijs en blond haar reageren gewoonlijk niet op de beurer Velvet Skin Pro, hoewel enkele gebruikers wel resultaat hebben geconstateerd na meerdere ontharingsbehandelingen.

8. Kan ik de beurer Velvet Skin Pro gebruiken op een bruine of zwarte huid?

Gebruik de beurer Velvet Skin Pro niet bij een van nature donkere huidskleur! Dat werkt niet! De beurer Velvet Skin Pro is een apparaat dat met licht werkt, dat ongewenste beharing verwijdert door middel van selectieve behandeling van het haarpigment. In de omringende huid is daarnaast een verschillende hoeveelheid pigmenten aanwezig. De hoeveelheid pigmenten in de huid van een persoon, die kan worden afgelezen aan de huidskleur, bepaalt de risicograad die verbonden is aan de toepassing van de beurer Velvet Skin Pro. Behandeling van een donkere huid met op licht gebaseerde ontharing kan nadelige gevolgen hebben, bijvoorbeeld verbranding, blaren en verandering van de huidskleur (hyper- of hypopigmentatie). In de beurer Velvet Skin Pro is een huidtypesensor geïntegreerd die bij

aanvang van elke behandelingssessie en van tijd tot tijd gedurende de sessie de kleur van de behandelde huid meet. De *huidtypesensor* verhindert het verzenden van lichtimpulsen door de beurer Velvet Skin Pro als wordt vastgesteld dat het apparaat wordt gebruikt op een donkere huid.

9. Wanneer zie ik de resultaten van de beurer Velvet Skin Pro?

Net als bij elk ander ontharingsapparaat dat met licht of laser werkt, zijn de resultaten niet meteen zichtbaar; u zou zelfs kunnen denken dat er helemaal niets is gebeurd. Het haar lijkt na een behandelingssessie soms door te groeien, maar normaal gesproken vallen veel van deze haren na twee weken uit. Bovendien groeien haren in drie verschillende fasen en heeft de beurer Velvet Skin Pro alleen invloed op het haar in de actieve groeifase. Dat is een van de belangrijkste redenen waarom meerdere sessies nodig zijn om het beoogde resultaat te bereiken.

10. Kunnen mannen gebruikmaken van de beurer Velvet Skin Pro?

Hoewel de beurer Velvet Skin Pro is ontwikkeld voor vrouwen, kan het apparaat ook geschikt zijn voor mannen. Het haar van mannen, met name het borsthaar, vergt echter meer ontharingssessies dan dat van vrouwen om het gewenste resultaat te bereiken.

11. Waarom groeit het haar, terwijl ik het een week geleden behandeld heb?

Het kan er absoluut alle schijn van hebben dat het haar tot twee weken na een ontharingssessie met de beurer Velvet Skin Pro nog steeds groeit. Dit proces staat bekend als 'uitstoting'; na ongeveer twee weken zult u constateren dat deze haren gewoon uitvallen of dat u ze kunt verwijderen door er licht aan te trekken. (We adviseren u echter om niet aan de haren te trekken – laat de haren op natuurlijke wijze uitvallen.) Het is ook mogelijk dat bij de behandeling met de beurer Velvet Skin Pro een paar haren zijn overgeslagen of dat haren zich in een andere groeifase bevinden. Deze haren worden bij volgende sessies behandeld; dat is ook de reden dat meerdere sessies nodig zijn met de beurer Velvet Skin Pro voor het beste resultaat.

12. Ik heb gehoord dat sommige haren na ontharing met licht dunner en fijner teruggroeien?

Dit fenomeen is uitvoerig gedocumenteerd door artsen en schoonheidsspecialisten die licht- en laserapparaten gebruiken voor ontharing. Het is mogelijk dat sommige haren na een ontharingsbehandeling met de beurer Velvet Skin Pro dunner en fijner teruggroeien. Normaal gesproken vormen deze haren een fractie van de oorspronkelijke beharing en een voortgezette behandeling kan bij deze haren tot het gewenste resultaat leiden.

13. Waarom kan ik me niet behandelen als ik een 'actieve' gebruinde huid heb?

Gebruik de beurer Velvet Skin Pro niet op een gebruinde huid of na het zonnen. Een gebruinde huid, met name na het zonnen, bevat een hoge dosis van het pigment melanine. Dat geldt voor alle huidtypen en huidskleuren, ook voor de huidtypen en huidskleuren die niet zo snel bruin lijken te worden. De aanwezigheid van een grote hoeveelheid melanine betekent een hoger risico dat de huid negatieve gevolgen zal ondervinden van het gebruik van de beurer Velvet Skin Pro, zoals verbranding, blaren en verandering van de huidskleur (hyper- of hypopigmentatie).

14. Is langdurig gebruik van de beurer Velvet Skin Pro gevaarlijk voor mijn huid?

Het gebruik van licht- en laserenergie in de esthetische geneeskunde wordt al meer dan 15 jaar uitvoerig gedocumenteerd in professionele, door experts gecontroleerde vaktijdschriften en door vooraanstaande instellingen zoals de Mayo Clinic. Deze tijdschriften en instellingen hebben geen melding gemaakt van enige vorm van bijwerkingen of schadelijke gevolgen van het langdurige gebruik van licht- en laserapparaten.

15. Kan ik de beurer Velvet Skin Pro gebruiken om het haar op mijn kin of andere beharing op mijn gezicht te verwijderen?

De beurer Velvet Skin Pro kan worden gebruikt voor ontharing van het gezicht onder de jukbeenderen. Bij gebruik in het gezicht moet er met name op worden gelet dat het gebied rond de ogen wordt ontzien: de beurer Velvet Skin Pro mag in geen geval rond of op de ogen worden gebruikt. En evenals voor en na de behandeling van andere lichaamsdelen dient ook bij de behandeling met de beurer Velvet Skin Pro van delen van het gezicht blootstelling aan zonlicht te worden vermeden. Goede middelen ter

bescherming tegen de zon zijn bedekkende kleding en zonnebrandcrème (ten minste beschermingsfactor 30), die voor en na behandelingen gedragen of aangebracht moeten worden.

16. Hoe lang moet ik na een onbeschermd blootstelling aan de zon wachten met een behandeling met de beurer Velvet Skin Pro?

U dient na een onbeschermd blootstelling aan de zon 2 weken te wachten voordat u een behandeling met de beurer Velvet Skin Pro kunt uitvoeren. Raadpleeg bij twijfels over blootstelling aan de zon uw huisarts.

17. Moet ik nog bepaalde dingen doen voordat ik de beurer Velvet Skin Pro gebruik?

Voorafgaand aan elke behandelingsessie met de beurer Velvet Skin Pro is het belangrijk om de te behandelen lichaamsgedeelten 2 weken lang niet bloot te stellen aan zonlicht. Daarbij kan een uv-zonnebrandcrème (beschermingsfactor 30+) uitkomst bieden, evenals kleren die de te behandelen gedeelten van de huid bedekken. Bovendien moet de te behandelen huid met een milde zeep en water worden gewassen en het haar tot op de huid worden afgeschoren.

18. Hoe moet ik de behandelde delen van de huid na de behandeling met de beurer Velvet Skin Pro verzorgen?

U kunt de huid die met de beurer Velvet Skin Pro is behandeld met in de handel verkrijgbare huidverzorgingsproducten reinigen en verzorgen. Let er vooral op dat u onbeschermd blootstelling aan de zon vermijdt. Zonnebrandcrèmes met een hoge beschermingsfactor (30+) en bedekkende kleding vormen een goede bescherming tegen de zon.

12. Verwijdering

Deponeer de gebruikte, volledig lege accu's in de daarvoor specifiek bestemde afvalbakken of bied ze bij het afvalverwerkingsstation of de elektriciteitszaak aan als chemisch afval. U bent wettelijk verplicht de accu's correct te verwijderen.

Deze tekens kunt u aantreffen op accu's met schadelijke stoffen:

Pb = batterij bevat lood,

Cd = batterij bevat cadmium,

Hg = batterij bevat kwik.



Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil worden weggegooid. Het verwijderen kan via gespecialiseerde verzamelpunten in uw land gebeuren. Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente.



De accu van het apparaat moet apart worden verwijderd. De accu mag niet met het huisvuil worden weggegooid.

Voor informatie over de verwijdering neemt u contact op met een geautoriseerde verkoper of de voor de verwijdering verantwoordelijke instantie.

13. Technische gegevens

Type	IPL 8800
Behandelingsoppervlak	4,5 cm ² / precisiekop 2 cm ²
Technologie	IPL (Intense Pulsed Light) voor privégebruik
Golflengte	475–1200 nm (groot opzetstuk), 550-1200 nm (precisiekop)
Max. energieniveau	max. 5 J/cm ²
Selecteerbare energiestanden	6

Snelheid	1 impuls elke max. 3 seconden (op de hoogste stand)	
Max. impulsen per lamp	600.000	
Afmetingen	ca. 17,5 x 6,5 x 20 cm	
Gewicht	ca. 480g	
Temperatuur	Gebruik	10–40 °C
	Opbergen	-10–70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	Gebruik	30–70 % rel. l.
	Opbergen	0–90 % rel. l. bij 55 °C (niet condenserend)
Accu	Li-Ion Akku, 7.4V, 2500mAh	
Impulsen per lading	550 flitsen	

Netvoeding

Modelnummer	YJS024Y-1201800
Ingang	100-240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A
Uitgang	12,0 V  1,8 A, 21,6 W
Beveiliging	dubbel geïsoleerd
Polariteit	
Classificatie	Veiligheidsklasse II
Gemiddelde efficiëntie bij gebruik	≥ 86,55 %
Energieverbruik bij nullast	≤ 0,08 W

Technische wijzigingen voorbehouden

14. Garantie/service

Meer informatie over de garantie en de garantievoorzieningen vindt u in het meegeleverde garantieblad.

Tabel voor haar- en huidskleuren

Skin Type Hair	I	II	III	IV	V	VI
Black	Energy 4-5-6	Energy 4-5-6	Energy 3-4	Energy 1-2-3	Energy 1-2-3	✗
Dark brown	Energy 4-5-6	Energy 4-5-6	Energy 3-4	Energy 1-2-3	Energy 1-2-3	✗
Brown	Energy 4-5-6	Energy 4-5-6	Energy 3-4	Energy 1-2-3	Energy 1-2-3	✗
Dark blonde	Energy 4-5-6	Energy 4-5-6	Energy 3-4	Energy 1-2-3	Energy 1-2-3	✗
Light blonde	Energy 4-5-6	Energy 4-5-6	Energy 3-4	Energy 1-2-3	Energy 1-2-3	✗
Red head	Energy 4-5-6	Energy 4-5-6	Energy 3-4	Energy 1-2-3	Energy 1-2-3	✗
Gray/white	✗	✗	✗	✗	✗	✗

NL Selecteer de energiestand voornamelijk aan de hand van uw persoonlijke comfortervaringen.
 ** Hoe hoger de energiestand, hoe effectiever de behandeling.

