

Controlelijst vóór de training

Om de functionaliteit en correcte staat vóór elke EMS-sessie te controleren

Nr.	Stap	Opmerking
1.	Vertrouwdheid met het product • Werking bekend op basis van handleiding / app • Contra-indicaties gelezen • Antelope Go-app geïnstalleerd • Apparaat geregistreerd	Daarnaast vind je meer video's op ons YouTube-kanaal en tutorials over de belangrijkste functies in de Antelope GO-app: Voor de eerste training – Met EMS van Antelope
2.	Visuele inspectie Booster, textiel, elektroden vrij van schade (scheuren, gaten, deuken, kabelbeschadiging)	
3.	Juiste pasvorm • Textiel past goed, elektroden hebben huid-contact • Booster correct geplaatst (geen opening in de magneethouder) • Verbinding tussen boven-/onderdeel tot stand gebracht (USB) • Batterij voldoende opgeladen • (indien nodig, contactgel aanbrengen of bevochtigen))	 
4.	Technische controle • Apparaat en programma gestart • Als geel stekker-symbool verschijnt: huid-contact controleren, contactgel aanbrengen indien nodig • Blijft de fout bestaan: training stoppen en service informeren	
5.	Noodstop / Veiligheid • Functie bekend: pauze in app, knop op apparaat, of verwijderen uit houder	  
6.	Foutmelding / Documentatie • Rapport via app (met loggegevens, datum, tijd) • Alternatief via e-mail/telefoon naar service	Antelope by Beurer Telefoon: +49 69 25786744 E-Mail: info@antelope.de Servicetijden: 10:00 – 15:00 CET, ma – vr
7.	Onderhoud • Onderhoud volgens handleiding • Booster opbergen in de daarvoor bestemde tas	Naar de handleiding