

DE Blutzucker-Teststreifen GL 44, GL 44 Professional, GL 50, GL 50 evo

FR Bandelettes de test de glycémie GL 44, GL 44 Professional, GL 50, GL 50 evo

IT Strisce reattive per la glicemia GL 44, GL 44 Professional, GL 50, GL 50 evo

DE Blutzucker-Teststreifen GL 44, GL 44 Professional, GL 50, GL 50 evo

Inhalt der Packung

- 2 Dosen mit je 25 Teststreifen zur Verwendung mit den **Beurer Blutzucker-Messgeräten GL 44, GL 44 Professional, GL 50, GL 50 evo**
- Dieser Beipackzettel






! Hinweis: Prüfen Sie vor der Verwendung, ob die Siegel der Dosen unversehrt sind. Bei beschädigtem Siegel: Teststreifen nicht verwenden!

⚠️ WARNUNG

- Nur zum Gebrauch bei der In-vitro-Diagnostik (Gebrauch außerhalb des Körpers).
- Medizinische Betreuer sowie andere, die dieses System an mehreren Patienten nutzen, müssen sich bewusst sein, dass alle Produkte oder Gegenstände, die mit menschlichem Blut in Kontakt gelangen, auch nach der Reinigung so behandelt werden müssen, als ob sie Krankheitsreger übertragen könnten.
- Lesen Sie diesen Beipackzettel sowie die Gebrauchsanleitung Ihres Blutzucker-Messgeräts, bevor Sie die Teststreifen nutzen. Verwenden Sie für zuverlässige Ergebnisse sowie, um den vollständigen Kundenservice, die Anwenderunterstützung und die Garantie des Herstellers zu erhalten, diese Teststreifen nur für die genannten Messgeräte.
- In der Dose mit Teststreifen ist ein Trockenmittel enthalten, das bei Einatmen oder Verschlucken Haut- und Augenirritationen verursachen kann. Halten Sie die Dose von Kleinkindern fern.
- Nur zur äußeren Anwendung (IVD). Nicht verschlucken. Teststreifen können bei Verschlucken lebensgefährlich sein (Erstickungsgefahr). Wurde ein Teil verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Jeder Teststreifen darf nur **einmal** und nur an **einem** Patienten verwendet werden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Teststreifen sind zur Messung des Blutzucker-Gehaltes im menschlichen Blut (venöses oder kapilläres Vollblut) mit den **Beurer Blutzucker-Messgeräten GL 44, GL 44 Professional, GL 50, GL 50 evo** außerhalb des Körpers (IVD) bestimmt. Die Teststreifen sind zur Eigenanwendung geeignet.

- ! Hinweise zur Handhabung und Aufbewahrung**
- Lesen Sie folgende Informationen zur Handhabung und Aufbewahrung Ihrer Teststreifen gründlich. Nur wenn Sie alle Hinweise beachten, ist sichergestellt, dass die Teststreifen genaue Messergebnisse liefern.
- Teststreifen an einem kühlen, trockenen Ort über 2°C und unter 30°C lagern. Teststreifen nie direktem Sonnenlicht oder Hitze aussetzen. Keine Lagerung im Kühlschrank oder Gefriertruhe.
 - Erlaubte relative Luftfeuchtigkeit unter 90%.
 - Teststreifen nur in Originaldose aufbewahren – keinesfalls andere Behältnisse für die Teststreifen verwenden.
 - Teststreifen-Dose nach Entnahme des Teststreifens sofort wieder fest verschließen.
 - Teststreifen nicht mehr verwenden bei Überschreiten des Verfallsdatums. Die Verwendung verfallener Teststreifen kann zu ungenauen Messwerten führen. Sie finden das Verfallsdatum auf der Dose neben dem Sanduhr-Symbol .
 - Nach Öffnen der Dose sind die Teststreifen 18 Monate haltbar. Notieren Sie das Ablaufdatum (Öffnungsdatum + 18 Monate)  auf dem beschriftbaren Etikett. Die Haltbarkeit verkürzt sich bei Überschneidung mit dem Verfallsdatum (siehe Datum neben dem Sanduhr-Symbol .
 - Verwenden Sie die Teststreifen nicht mehr, wenn eines der beiden Verfallsdaten ( ) abgelaufen ist.
 - Mit sauberen, trockenen Händen darf der Teststreifen überall angefasst werden.
 - Teststreifen unmittelbar nach Entnahme aus der Dose zur Messung verwenden.
 - Teststreifen nicht biegen, schneiden oder auf sonstige Weise verändern.
 - Teststreifen, die mit Flüssigkeiten in Kontakt gekommen sind, nicht mehr zur Messung verwenden.

Zur Funktionsweise

Die Teststreifen ermöglichen eine quantitative Messung der Glukose im Vollblut. Wenn der Spalt für Blutaufnahme mit einem Tropfen Blut in Kontakt kommt, dann füllt er sich durch einfache Kapillarwirkung automatisch. Das Blut wird in den absorbierenden Spalt des Teststreifens eingesogen und das Messgerät misst den Zuckerspiegel des Blutes. Der Test beruht auf der Messung eines elektrischen Stroms, der durch die chemische Reaktion der Glukose mit dem Enzym Glukose-Dehydrogenase (Aspergillus oryzae) des Streifens verursacht wird. Während der Reaktion transportiert ein Mediator Elektronen durch die Elektrodenoberfläche und generiert dadurch einen Strom. Das Messgerät analysiert diesen Strom. Der Stromfluss ist proportional dem Glukosegehalt der Blutprobe. Die Ergebnisse werden auf dem Display des Blutzucker-Messgerätes angezeigt. Es ist lediglich eine kleine Menge Blut erforderlich (0,6 Mikroliter) und die Messdauer beträgt ca. fünf Sekunden. Die Teststreifen erfassen Blutzuckerwerte von 20 bis 630 mg/dL (1,1 bis 35,0 mmol/L).

Verwendete Symbole • Symboles utilisés • Simboli utilizzati

| | | | |
|---|---|--|---|
|  | WARNUNG Warnhinweis auf Verletzungsgefahren oder Gefahren für Ihre Gesundheit | AVERTISSEMENT Avertissement, risque de blessure ou danger pour votre santé | AVERTENZA Avvertenza su pericoli di lesioni o pericoli per la salute |
|  | Hinweis Hinweis auf wichtige Informationen | Remarque Remarque relative à des informations importantes | Nota Informazioni importanti |
|  | Achtung, Begeleitdokumente beachten | Attention, consulter les documents joints | Prestare attenzione ai documenti di accompagnamento |
|  | Nicht zur Wiederverwendung/Nur zum Einmalgebrauch | Ne pas réutiliser/ Usage unique exclusivement | Non riutilizzare/ Strettamente monouso |
|  | Verwendbar bis | Utiliser avant le | Da consumarsi entro |
|  | Chargenbezeichnung | Code du lot | Designazione del lotto |
|  | In-vitro-Diagnostika | Diagnostic in vitro | Diagnostica in vitro |
|  | Artikelnummer | Référence de l'article | Codice articolo |
|  | Typennummer | Numéro de type | Codice tipo |
|  | Zulässige Lagerungstemperatur und -luftfeuchtigkeit | Température et taux d'humidité de stockage admissibles | Temperatura e umidità di stoccaggio consentite |
|  | Hersteller | Fabricant | Produttore |
|  | Inhalt ausreichend für 50 Prüfungen | Contenu suffisant pour 50 vérifications | Contenuto sufficiente per 50 controlli |
|  | Biogefährdung | Risques biologiques | Rischi biologici |
|  | Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist | Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé | Non utilizzare se la confezione è danneggiata |
|  | Geöffnet haltbar | Durée d'utilisation après ouverture | Periodo dopo l'apertura |
|  | Vor Regen schützen und trocken halten | Protéger de la pluie et conserver au sec | Proteggere dalla pioggia e mantenerne asciutto |
|  | Vor Sonnenlicht und Hitze schützen | Protéger de la lumière du soleil et de la chaleur | Proteggere dalla luce solare e dal calore |
|  | Kennzeichnung zur Identifikation des Verpackungsmaterials. A = Materialabkürzung, B = Materialnummer: 1-7 = Kunststoffe, 20-22 = Papier und Pappe | Étiquette d'identification du matériau d'emballage. A = Abréviation de matériau, B = Référence de matériau : 1 – 7 = plastique, 20 – 22 = papier et carton | Etichetta di identificazione del materiale di imballaggio. A = abbreviazione del materiale, B = codice materiale: 1-7 = plastica, 20-22 = carta e cartone |
|  | CE-Kennzeichnung Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. | Signe CE Ce produit répond aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. | Marchio CE Il presente prodotto soddisfa i requisiti delle direttive europee e nazionali vigenti. |

Teststreifen prüfen mit Kontrolllösung

Beim Öffnen einer neuen Dose mit Teststreifen müssen Sie prüfen, ob Ihr Messgerät mit diesen ordnungsgemäß zusammenarbeitet. Verwenden Sie dazu die Beurer Kontrolllösung LEVEL 3 + LEVEL 4 (REF 464.16). Wenn das Messergebnis im Kontrollbereich liegt, funktioniert das System ordnungsgemäß und Ihr Vorgehen ist richtig. Der Kontrollbereich für den Funktionstest mit Kontrolllösung ist auf der Teststreifen-Dose aufgedruckt. Die Einzelheiten über den Test mit Kontrolllösung entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanleitung Ihres Messgerätes und dem Beipackzettel der Kontrolllösung.

Blutzucker-Messung durchführen

Zur Gewinnung der Blutprobe, zur Blutzucker-Messung und zur Beurteilung der Messwerte lesen Sie die Gebrauchsanleitung Ihres Messgerätes.

Chemische Bestandteile des Teststreifen-Sensors:

- FAD Glukose-Dehydrogenase 6 %
- Potassium Ferricyanide 56 %
- Nichtreaktive Bestandteile 38 %

Einschränkungen

- Ein Hämatokritwert (Anteil an roten Blutkörperchen) zwischen 20% und 60% bei GL 44, GL 44 Professional und GL50evo bzw. zwischen 30% und 55% bei GL50 hat keinen signifikanten Einfluss auf die Messergebnisse.
- Ein sehr hoher oder sehr niedriger Hämatokritwert (Anteil an roten Blutkörperchen) kann zu Fehlmessungen führen. Bei Hämatokritwerten über dem zulässigen Bereich ist der angezeigte Blutzuckerwert möglicherweise zu gering, bei Hämatokritwerten unter dem zulässigen Bereich möglicherweise zu hoch. Falls Sie Ihren Hämatokritwert nicht kennen, fragen Sie Ihren behandelnden Arzt.
- Teststreifen nicht zur Blutzuckerbestimmung bei Neugeborenen verwenden.
- Verwenden Sie nur frisches kapilläres Vollblut. Verwenden Sie kein Serum oder Plasma.
- Verwenden Sie Kapillarblut ohne die Punktionsstelle zu quetschen. Beim Quetschen wird das Blut mit Gewebeflüssigkeit verdünnt und kann dadurch zu einem falschen Messergebnis führen.
- Verwenden Sie die Teststreifen nicht bei Höhen über 7010 m.

Entsorgung von Teststreifen

⚠️ WARNUNG

Bei der Entsorgung von Teststreifen unbedingt die allgemein gültigen Vorsichtsmaßnahmen für den Umgang mit Blut beachten. Alle Blutproben und Materialien, mit denen Sie oder Ihre Patienten in Kontakt gekommen sind, sorgfältig entsorgen, um eine Verletzung und Infizierung anderer Personen zu vermeiden.

Vergleich Messwerte mit Laborwerten

Präzision

Drei Löss des Blutzucker-Teststreifens wurden getestet, um die Präzision des Blutzuckermessgeräts GL 44 zu bewerten. Dazu gehören eine Wiederholbewertung anhand von venösem Blut und eine Laborpräzisionsbewertung anhand des Kontrollmaterials. Der Blutzuckergehalt der venösen Blutproben reicht von 42,7 bis 418,0 mg/dL (2,4 bis 23,2 mmol/L) und Kontrollmaterial dreier Konzentrationen wird verwendet.

Ergebnisse der Wiederholpräzisionsmessungen

| Probe | Venöses Blut | | Gesamt-mittelwert | | Gepoolte Standard-abweichung | | Gepoolter Variationskoeffizient (%) |
|-------|--------------|--------|-------------------|--------|------------------------------|--------|-------------------------------------|
| | mg/dL | mmol/L | mg/dL | mmol/L | mg/dL | mmol/L | |
| 1 | 42,7 | 2,4 | 36,0 | 2,0 | 2,0 | 0,1 | 5,6 |
| 2 | 62,0 | 3,4 | 59,2 | 3,3 | 3,5 | 0,2 | 5,9 |
| 3 | 120,5 | 6,7 | 127,1 | 7,1 | 4,1 | 0,2 | 3,2 |
| 4 | 201,0 | 11,2 | 213,8 | 11,9 | 6,7 | 0,4 | 3,1 |
| 5 | 316,5 | 17,6 | 329,9 | 18,3 | 10,1 | 0,6 | 3,1 |
| 6 | 418,0 | 23,2 | 433,5 | 24,1 | 14,5 | 0,8 | 3,3 |

Ergebnisse der Zwischenpräzisionsmessung

| Probe | Kontrollmaterial | | Gesamt-mittelwert | | Gepoolte Standard-abweichung | | Gepoolter Variationskoeffizient (%) |
|-------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------------------|--------|-------------------------------------|
| | mg/dL | mmol/L | mg/dL | mmol/L | mg/dL | mmol/L | |
| 1 | 70,0 | 3,9 | 71,3 | 4,0 | 1,0 | 0,1 | 1,4 |
| 2 | 135,6 | 7,5 | 136,3 | 7,6 | 1,4 | 0,1 | 1,1 |
| 3 | 351,5 | 19,5 | 350,8 | 19,5 | 2,8 | 0,2 | 0,8 |

Systemgenauigkeit

Drei Löss des Blutzucker-Teststreifens wurden getestet, um die Systemgenauigkeit des Blutzuckermessgeräts GL 44 zu bewerten und mit der Referenzmethode zu vergleichen, bei der Kapillarvollblutkonzentrationen von 36,0 mg/dL (2,0 mmol/L) bis 442,5 mg/dL (24,6 mmol/L) verwendet wurden.

Ergebnisse für die Systemgenauigkeit bei Glukosekonzentrationen <100 mg/dL (<5,55 mmol/L)

| Innerhalb ±5mg/dL (±0,28 mmol/L) | Innerhalb ±10mg/dL (±0,56 mmol/L) | Innerhalb ±15mg/dL (±0,83 mmol/L) |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 101/168 (60.12%) | 161/168 (95.83%) | 166/168 (98.81%) |

Ergebnisse für die Systemgenauigkeit bei Glukosekonzentrationen ≥100 mg/dL (≥5,55 mmol/L)

| Innerhalb ±5% | Innerhalb ±10% | Innerhalb ±15% |
|------------------|------------------|------------------|
| 182/432 (42.13%) | 358/432 (82.87%) | 426/432 (98.61%) |

Ergebnisse für die Systemgenauigkeit bei kombinierten Glukosekonzentrationen zwischen 36,0 mg/dL (2,0 mmol/L) und 442,5 mg/dL (24,6 mmol/L).

| Innerhalb ±15 mg/dL oder ±15% (±0,83 mmol/L oder ±15%) |
|--|
| 592/600 (98.67%) |

GL 44 im Vergleich zu YSI erfüllten die Norm EN ISO 15197:2015, derzufolge 95 % der gemessenen Blutzuckerwerte innerhalb folgender Bereiche liegen müssen: entweder ±15 mg/dL (± 0,83 mmol/L) der gemessenen Durchschnittswerte bei Anwendung des Referenzmessungsverfahrens bei Blutzuckerkonzentrationen <100 mg/dL (<5,55 mmol/L) oder ±15% bei Blutzuckerkonzentrationen von ≥100 mg/dL (≥5,55 mmol/L). 99 % der gemessenen einzelnen Blutzuckerwerte müssen in den Bereichen A und B des Consensus Error Grid (CEG) für Diabetes Typ 1 liegen.

Leistungsbewertung durch den Anwender

Eine Studie zur Bewertung der Glukosewerte von Blutproben aus kapillarem Fingerkuppenblut, die von 103 nicht speziell ausgebildeten Personen gewonnen wurde, ergab die folgenden Ergebnisse: 96,7% innerhalb ±15 mg/dL (±0,83 mmol/L) und 95,9% innerhalb ±15% der im medizinischen Laboratorium erhaltenen Werte bei Glukosekonzentrationen von mindestens 100 mg/dL (5,55 mmol/L). Weitere Angaben und Informationen zur Blutzuckerbestimmung und den unterschiedlichen Technologien finden Sie in allgemeiner einschlägiger medizinischer Fachliteratur.

| Beeinflussung | Blutzuckerwert | 50-100 mg/dL (2,8-5,6 mmol/L) | | 250-350 mg/dL (13,9-19,4 mmol/L) | |
|------------------|-------------------------------|---|-------|----------------------------------|--|
| | | Konzentration der getesteten Substanzen | | | |
| Acetaminophen | 7 mg/dL (0,46 mmol/L) | 6,6 mg/dL (0,37 mmol/L) | 4,5% | | |
| Ascorbinsäure | 4 mg/dL (0,23 mmol/L) | 3,3 mg/dL (0,18 mmol/L) | 5,1% | | |
| Bilirubin | 3,3 mg/dL (0,06 mmol/L) | 0,1 mg/dL (0,01 mmol/L) | -1,4% | | |
| Cholesterol | 400 mg/dL (10,34 mmol/L) | -6,8 mg/dL (-0,38 mmol/L) | -6,2% | | |
| Creatinin | 30 mg/dL (2,65 mmol/L) | 0,0 mg/dL (0,00 mmol/L) | -0,1% | | |
| Dopamin | 2,2 mg/dL (0,14 mmol/L) | 5,0 mg/dL (0,28 mmol/L) | 1,0% | | |
| EDTA | 5,0 mg/dL (0,17 mmol/L) | -2,0 mg/dL (-0,11 mmol/L) | -2,4% | | |
| Ephedrin | 40 mg/dL (2,42 mmol/L) | -3,9 mg/dL (-0,22 mmol/L) | 2,4% | | |
| Galactose | 20 mg/dL (1,11 mmol/L) | -3,1 mg/dL (-0,17 mmol/L) | 0,5% | | |
| Gentisinsäure | 7 mg/dL (0,45 mmol/L) | 7,2 mg/dL (0,40 mmol/L) | 2,9% | | |
| Glutathion | 1 mg/dL (0,03 mmol/L) | -2,6 mg/dL (-0,14 mmol/L) | -3,7% | | |
| Hämoglobin | 300 mg/dL (0,05 mmol/L) | -3,1 mg/dL (-0,17 mmol/L) | -2,6% | | |
| Heparin | 2,1 mg/dL (0,0018 mmol/L) | -3,0mg/dL (-0,17 mmol/L) | -1,3% | | |
| Ibuprofen | 50 mg/dL (2,43 mmol/L) | -2,6 mg/dL (-0,15 mmol/L) | -1,9% | | |
| Icodextrin | 1094 mg/dL (0,64–0,78 mmol/L) | -4,17 mg/dL (-0,23 mmol/L) | -2,9% | | |
| L-Dopa | 2 mg/dL (0,10 mmol/L) | 9,3 mg/dL (0,52 mmol/L) | 7,9% | | |
| Maltose | 278 mg/dL (7,72 mmol/L) | -1,53 mg/dL (-0,09 mmol/L) | -2,6% | | |
| Methylidopa | 4 mg/dL (0,19 mmol/L) | 7,3 mg/dL (0,41 mmol/L) | 0,9% | | |
| Pralidoxiniodid | 5 mg/dL (0,14 mmol/L) | 1,7 mg/dL (0,09 mmol/L) | -0,1% | | |
| Natriumsalicylat | 40 mg/dL (2,50 mmol/L) | -3,1 mg/dL (-0,17 mmol/L) | -0,6% | | |
| Salicylsäure | 60 mg/dL (4,34 mmol/L) | -0,1 mg/dL (-0,01 mmol/L) | 7,6% | | |
| Tolbutamid | 100 mg/dL (3,70 mmol/L) | 0,5 mg/dL (0,03 mmol/L) | -0,8% | | |
| Tolazamid | 2,5 mg/dL (0,08 mmol/L) | -2,3 mg/dL (-0,13 mmol/L) | 1,8% | | |
| Triglyceride | 800 mg/dL (9,37 mmol/L) | -7,50 mg/dL (-0,42 mmol/L) | -4,0% | | |
| Harnsäure | 16,5 mg/dL (0,98 mmol/L) | 6,6 mg/dL (0,37 mmol/L) | 1,8% | | |
| Xylose | 9,5 mg/dL (0,63 mmol/L) | 5,6 mg/dL (0,31 mmol/L) | 6,6% | | |

Die **Beurer Blutzucker-Messgeräte GL 44, GL 44 Professional, GL 50, GL 50 evo** sind Plasma-kalibriert.

Die Teststreifen sind gemäß folgender Richtlinien und Normen zertifiziert: IVD (98/79/EC) und EN 23640

Kundenservice-Adresse


Bei Fragen setzen Sie sich mit unserem Kundenservice in Verbindung. Die Serviceadress entnehmen Sie bitte dem beigefügten Adress-Beileger.

UNSERE VERPFLICHTUNG IHNEN GEGENÜBER: Unser Ziel ist, Sie mit hochwertigen Gesundheitsprodukten und bestem Kundenservice zufrieden zu stellen. Wenn Sie mit diesem Produkt nicht völlig zufrieden sind, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

Wie erhalten Sie diese Teststreifen?

Rezeptfrei erhältlich in Ihrer Apotheke oder an den Verkaufsstellen des Beurer Blutzucker-Messgerätes. Für weitere Fragen zum Bezug der Teststreifen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

50 Teststreifen REF 464.15

 Beurer GmbH, Söflinger Str. 218, 89077 Ulm, Germany
www.beurer-gesundheitsratgeber.com
www.beurer-healthguide.com
www.beurer.com



464.15_GL44-GL44PRO-50-50evo_LC1_TS_2025-09-05_04_IM_BEU_DE-FR-IT
 Irrtum und Änderungen vorbehalten

FR Bandelettes de test de glycémie GL44, GL50, GL50 evo

Contenu de la pochette

- 2 doses avec chacune 25 bandes de test pour une utilisation avec les **lecteurs de glycémie sanguine GL 44, GL 44 Professional, GL 50, GL 50 evo de Beurer**
- Cette notice

! Remarque: Avant utilisation, vérifiez que les scelllements des boîtes sont intacts. S'ils sont endommagés : ne pas utiliser les bandelettes de test !






⚠️ AVERTISSEMENT

- Exclusivement à usage diagnostic in vitro (utilisation extracorporelle).
- Les professionnels de santé ainsi que les autres personnes utilisant ce système sur différents patients doivent savoir que tous les produits ou objets qui sont entrés en contact avec du sang humain doivent être utilisés, même après nettoyage, comme s'ils étaient porteurs d'agents pathogènes.
- Lisez cette notice, ainsi que le mode d'emploi de votre lecteur de glycémie, avant d'utiliser les bandelettes de test. Pour obtenir des résultats fiables et profiter d'un service après-vente complet, de l'aide à l'utilisateur et de la garantie du fabricant, utilisez ces bandelettes de test uniquement avec les lecteurs cités.
- La boîte de bandelettes de test comporte un agent de séchage pouvant provoquer des irritations cutanées ou oculaires en cas d'inspiration ou d'ingestion. Ne laissez pas la boîte à portée des enfants.
- À usage externe uniquement (IVD). Ne pas ingérer. Avaler les bandelettes peut entraîner la mort (risque d'asphyxie). Au cas où une pièce a été avalée, faites immédiatement appel à un médecin.
- Chaque bandelette de test ne peut être utilisée **qu'une fois et sur un seul patient**.

Utilisation conforme aux indications

Les bandes de test servent à mesurer le contenu glycémique du sang humain (sang complet capillaire ou sang complet veineux) avec les **lecteurs de glycémie sanguine GL 44, GL 44 Professional, GL 50, GL 50 evo de Beurer**, à l'extérieur du corps (IVD). Les bandelettes de test sont destinées à un usage personnel.

! Conseils de manipulation et de conservation

- Lisez attentivement les informations suivantes relatives à la manipulation et à la conservation de vos bandelettes de test. Les bandelettes de test assurent des résultats de mesure précis uniquement si vous respectez tous les conseils.
- Conservez les bandelettes de test dans un lieu frais et sec, entre 2°C et 30°C. Ne jamais exposer les bandelettes de test à la lumière directe du soleil ou à la chaleur. Ne pas conserver au réfrigérateur ni au congélateur.
 - L'humidité relative doit être inférieure à 90 %.
 - Conservez les bandelettes de test dans leur boîte d'origine uniquement ; ne pas utiliser d'autre conteneur.
 - Après avoir retiré les bandelettes de test, refermez immédiatement la boîte.
 - Ne plus utiliser les bandelettes de test après la date de péremption. L'utilisation de bandelettes de test périmées peut entraîner des valeurs de mesure inexactes. La date de péremption se trouve sur la boîte, à côté du symbole de sablier .
 - Après l'ouverture de la boîte, les bandes de test peuvent être conservées pendant 18 mois. Notez la date de péremption (date d'ouverture + 18 mois ) sur l'étiquette inscriptible. La durée d'utilisation diminue en cas de chevauchement avec la date de péremption (voir la date inscrite à côté du symbole de sablier .
 - N'utilisez plus les bandelettes de test lorsqu'une des deux dates de péremption ( ) est dépassée.
 - Les bandelettes de test peuvent être touchées partout avec des mains propres et sèches.
 - Utilisez les bandelettes de test pour réaliser la mesure immédiatement après leur retrait de la boîte.
 - Ne pas plier, couper ou modifier d'une façon quelconque les bandelettes de test.
 - Ne plus utiliser à des fins de mesure les bandelettes entrées en contact avec des liquides.

