



Appliquez,  
mettez en forme,  
lissez,  
appréciez !

La stratification  
des composites  
désormais  
plus facile

avec le GC Modeling Liquid  
& les pinceaux GC

**GC**

# Simplifiez vos composites avec la technique au pinceau

Les composites directs peuvent être délicats : ils collent parfois à vos instruments, peuvent être difficiles à modeler ou à lisser comme vous le souhaitez, et vous vous retrouvez parfois avec des marges visibles ...

L'utilisation d'un pinceau et d'une résine à modeler pour appliquer des composites change la donne.



Application  
et modelage  
rapide & facile



Un résultat lisse  
avec une procédure  
de finition plus courte



Invisible  
pour de meilleurs  
résultats esthétiques

L'utilisation d'un pinceau imbibé de **GC Modeling Liquid** rend les composites moins collants et par conséquent plus faciles et plus rapides à appliquer et à modeler.

L'application de la dernière couche à l'aide d'un pinceau imbibé de GC Modeling Liquid permet également de la **lisser efficacement** et d'obtenir une très belle surface. Cela simplifie la procédure de finition et permet d'économiser un temps précieux !

Bien que légèrement jaunâtre lors de l'application, il devient totalement **transparent après photopolymérisation**, garantissant les meilleurs résultats esthétiques. Il peut être utilisé avec n'importe quel composite, y compris les gammes esthétiques GC G-ænial & Essentia.

GC Modeling Liquid la résine idéale pour la technique au pinceau :



- Faible viscosité
- Invisible après photopolymérisation
- Procédure simple et rapide
- 350 gouttes par flacon pour 350 restaurations !
- Compatible avec tous les composites directs
- Conservation à température ambiante



# La fin des composites collants

## Appliquez, mettez en forme, lissez, appréciez !



Déposez une goutte de GC Modeling Liquid sur le plateau



Utilisez-la rapidement et protégez-la de la lumière avec un couvercle.



Humidifiez le pinceau.



Retirez soigneusement les excès avec un mouchoir en papier.



Utilisez un pinceau plat pour créer la face palatine en émail.



Le pinceau rond sera très utile pour créer la partie proximale.



Appliquez la pâte dentine avec un pinceau plat.



Modélez le mamelon dentinaire avec un pinceau rond.



Grâce à ce pinceau, la couche finale aura une surface lisse.

## Egalement optimal pour les cas postérieurs

Le pinceau rond permet de monter les cuspidés et affiner la forme des fissures



Le pinceau se plie facilement pour un meilleur accès en postérieur.



Le pinceau peut être utilisé pour appliquer le matériau cuspidé par cuspidé.



Optimal pour créer les fissures & affiner la forme.



# Passez à la stratification facile des composites

avec GC Modeling Liquid & les pinceaux Gradia



012243 - GC Modeling Liquid, recharge 6mL

001533 - GC GRADIA, Brush Round, n°1 x10

001534 - GC GRADIA, Brush Flat, n°1 x10

001535 - GC GRADIA, Brush Holder x2

900743 - GC Composite Modeling Kit

GC Modeling Liquid, Gradia Brush Flat (x5),  
Gradia Brush Round (x5), Gradia Brush Holder (x2)  
& Bloc de mélange

## Alliez facilité de manipulation et esthétique

avec les composites GC



Gradia Direct Anterior / Posterior / X



G-aërial Anterior / Posterior



Essentia

**GC EUROPE N.V.**  
Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info.gce@gc.dental  
<http://www.gceurope.com>

**GC BENELUX B.V.**  
Edisonbaan 12  
NL-3439 MN Nieuwegein  
Tel. +31.30.630.85.00  
Fax. +31.30.605.59.86  
info.benelux@gc.dental  
<http://benelux.gceurope.com>

**GC AUSTRIA GmbH**  
Swiss Office  
Bergstrasse 31c  
CH-8890 Flums  
Tel. +41.81.734.02.70  
Fax. +41.81.734.02.71  
info.switzerland@gc.dental  
<http://switzerland.gceurope.com>

