

BACTI DESI WIPES +

233324

Lingettes imprégnées d'une solution détergente désinfectante pour le traitement rapide entre 2 patients des surfaces et des dispositifs médicaux.

LES + PRODUITS

- + Actif dès 2 min (EN 16615)
- + Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux en une seule opération
- + Activité virucide complète (virus nus et virus enveloppés) et sur Clostridium difficile (solution d'imprégnation)
- + Formule contact alimentaire



MODE D'EMPLOI

Lors de la 1^{ère} utilisation des lingettes : Mettre des gants et enlever le couvercle de la boîte. Retirer l'opercule et sortir la 1^{ère} lingette (au centre du rouleau). Faire passer la lingette par l'ouverture du couvercle de la boîte.

Utilisation : 1- Nettoyer soigneusement par essuyage mécanique la surface du matériel à traiter. 2- Temps de contact : selon l'activité antimicrobienne recherchée. 3- Ne pas rincer* (*ne nécessite pas de rinçage, sauf indication contraire du fabricant du revêtement de surface ou pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires, la peau et les muqueuses). 4- Jeter le support de nettoyage. 5- Refermer le couvercle après chaque utilisation. 6- Renouveler l'opération si nécessaire.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

*Activité de la solution d'imprégnation

**Activité de la lingette imprégnée

Activités	Normes	Souches	Temps de contact
Bactéricidie*	EN 16615**	Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae	2 min
	EN 13727		5 min
	EN 14561		
	EN 17387		
	EN 13697	Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, E.coli	
	EN 1276		
	EN 13727	Enterococcus faecium VRE	
Levuricidie*	EN 16615**	Candida albicans	2 min
	EN 17387		5 min
	EN 1650		
	EN 13697		10 min
	EN 14562		
	EN 13624	Candida auris	
	EN 13624		5 min

BACTI DESI WIPES +

233324

*Activité de la solution d'imprégnation

**Activité de la lingette imprégnée

Activités	Normes	Souches	Temps de contact
Fongicidie*	EN 1650	Aspergillus brasiliensis	5 min
	EN 13697		
	EN 17387		
	EN 13624		10 min
	EN 14562		
Virucidie*	EN 14476	Norovirus, Poliovirus, Adenovirus	10 min
		Rotavirus	
	EN 16777	Norovirus, Adenovirus	5 min
Mycobactéricidie*	EN 14563	M. terrae	5 min
	EN 14348	M. terrae	5 min
		M. avium	10 min
Sporicidie vis-à-vis de Clostridium difficile*	EN 17126	Clostridium difficile	10 min

REGLEMENTATION

Dispositif Médical de classe IIb.



0459

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT	Solide
pH	7
DENSITÉ	<1
PAYS DE FABRICATION	France
STOCKAGE	Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir éloigné de toute source d'ignition, de chaleur et de la lumière solaire directe. Stocker entre 5°C et 25°C.
DLU	24 mois

BACTI DESI WIPES +

233324

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.

Pour plus d'informations se référer à la fiche de données de sécurité. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	COLISAGE	PALETTISATION
233324	Colis de 12 boîtes de 150 lingettes	90 colis par palette