

EN - Single use nitrile examination glove. Powder-free. Food safe. Not Made With Natural Rubber Latex. Textured finish. Non-Sterile. Prevents Type I Allergies. Protection is limited to the hand only. If irritation occurs seek medical advice. Obsolescence:- When stored as recommended the product will not suffer any change in chemical properties for up to 5 years from date of manufacture. Service life cannot be specified and depends on application and responsibility of user to ascertain suitability of the glove for its intended use. Before usage, inspect the gloves for any defect or imperfections. Inappropriate glove use - Latitless activity and dexterity reduces with a poor-fitting glove, which can cause fatigue in the hands and fingers. Wrong size and poor fitting lead to poor hand protection. Glove donning - Choose the appropriate glove size. Check for any physical damages or contamination prior to each use of the glove. Discard if there is any damage or contaminant. Glove doffing:- Remove the gloves as soon as you see wearing or damage. When the gloves is covered in a contaminant that is not removable or presents a potential hazard it is advisable to wash left and right gloves off alternately using the glove and so that the gloves are removed without the contaminant contacting the skin. Hand Hygiene:- To maintain hand hygiene wash hands thoroughly before donning gloves and after removing gloves. Used gloves should be disposed of by incineration or as per the regulation of local authorities. To access and download Declaration of Conformity please visit gg-doc.com/skytec. The product is in compliance with the PPE regulation (EU) 2016/425. Tested according to EN ISO 21420:2020.

DE - Einweg-Untersuchungshandschuhaus Nitril. Puderfrei. Lebensmittel sicher. Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt. Strukturierte Oberfläche. Nicht keimfrei. Vermeidet Allergien vom Typ I. Der Schutzzist nur auf die Hand beschränkt. Bei Ausreten von Reizungen suchen Sie einen Arzt auf. Obsoleszenz: Wenn das Produkt wie empfohlen gelagert wird, verändert es seine chemischen Eigenschaften bis zu 5 Jahre lang ab dem Herstellungsdatum nicht. Die Lebensdauer kann nicht angegeben werden und hängt vom Einsatzbereich ab. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Handschuhes für die vorgesehene Verwendung zu prüfen. Überprüfen Sie die Handschuhe vor dem Gebrauch auf Schäden und Mängel. Unangemessener Gebrauch der Handschuhe: Bei schlechten Handschuhen verringern sie sich tastempfinden und Fingerfertigkeit, was zu Ermüdung der Hände und Finger führen kann. Falsche Größe und schlechter Sitz führen zu verringertem Handschutz. Anziehen der Handschuhe: Wählen Sie die richtige Handschuhgröße. Überprüfen Sie die Handschuhe vor jedem Gebrauch auf physische Schäden oder Verunreinigungen. Entsorgen Sie beschädigte und verunreinigte Handschuhe. Ausziehen der Handschuhe: Ziehen Sie die Handschuhe aus, sobald Sie verschleißt oder Beschädigungen feststellen. Wenn der Handschuh mit einer Verunreinigung bedeckt ist, dienichtenfremt werden kann oder ein mögliches Gefährdastellt, sollten beide Hände die Handschuhe abwechselnd mit der behandelnden Hand ausgezogen werden, sodass die Verunreinigung nicht mit der Haut in Berührung kommt. Handhygiene: Um die Handhygiene aufrecht zu verhalten, waschen Sie sich die Hände gründlich vor dem Anziehen und nach dem Ausziehen der Handschuhe. Gebrauchte Handschuhe sollten verbrannt oder gemäß den Vorschriften der örtlichen Behörden entsorgt werden. Die Konformitätsklärung können Sie unter gg-doc.com/skytec aufrufen und herunterladen. Das Produkt ist konform mit der PSA-Verordnung (EU) 2016/425. Geprüft nach EN ISO 21420:2020.

ES - Guante de examen de nitrilo de un solo uso. Sin polvo. Apto para uso alimentario. No fabricado con látex de caucho natural. Acabado texturizado. No estéril. Evita alergias de tipo I. La protección se limita únicamente al mano. Encasode irritación, consulte a su médico. Obsolescencia:- Si el producto se almacena según las recomendaciones, sus propiedades químicas no varían hasta 5 años después de la fecha de fabricación. No es posible precisar su vida útil, ya que depende del uso que se haga de él y de la responsabilidad del usuario a la hora de determinar la idoneidad de los guantes para el uso previsto. Antes de utilizar los guantes, compruebe que no tienen defectos o imperfecciones. Uso inadecuado de los guantes: La sensibilidad táctil y la dexteridad se reducen cuando los guantes no están correctamente ajustados, lo que puede provocar fatiga en las manos y los dedos. Utilizar un tamaño inadecuado o no ajustarlo bien disminuye la protección de las manos. Colocación de los guantes: Escija guantes de tamaño adecuado. Cada vez que vaya a utilizar un guante, verifique previamente si existen daños físicos o contaminación. Desérsi, deséchelo. Retirada de los guantes: Quite los guantes en cuanto detecte desgaste o daños en ellos. Si un guante está cubierto por alguna sustancia contaminante que no pueda retirarse o que presente un riesgo potencial, se recomienda ir quitándose los guantes derecho el izquierdo al empujando de modo que la que utilice esté siempre cubierta para que la sustancia contaminante no entre en contacto con la piel. Higiene de manos: Para mantener la higiene de manos, lave las con conciencia antes de colocar los guantes y una vez retirados. Los guantes usados deben eliminarse mediante incineración o según se indique en la normativa de las autoridades locales. Puede acceder a la declaración de conformidad y descargarla en la página gg-doc.com/skytec. Este producto cumple con el Reglamento (UE) 2016/425 sobre EPI. Probado según la norma EN ISO 21420:2020.

FR - Gant d'examen en nitrile à usage unique. Non poüdré. Approuvé pour la manipulation des aliments. Ne contient pas de latex en caoutchouc naturel. Finition texturée. Non stérile. Préviént les allergies de type I. La protection est limitée à la main. Veuillez consulter un médecin en cas d'irritation. Obsolescence : - Lorsque le produit est stocké conformément aux recommandations, il ne subira aucune modification de ses propriétés chimiques pendant une période pouvant aller jusqu'à 5 ans à compter de la date de fabrication. La durée de vie ne peut être spécifiée. Elle dépend de l'application qu'en fait l'utilisateur et s'il s'assure que le gant convient à l'usage auquel il est destiné. Veuillez vérifier que les gants ne présentent pas de défauts ou d'imperfections avant chaque utilisation. Utilisez un gant adapté des gants : - La sensibilité tactile et la dextérité diminuent avec un gant mal ajusté, ce qui peut entraîner une fatigue des mains et des doigts. Une mauvaise taille et un mauvais ajustement conduisent à une protection des mains inefficace. Enfilage des gants : - Choisissez la taille de gant adaptée. Veuillez vérifier que les gants ne sont pas endommagés ou contaminés avant chaque utilisation. Le cas échéant, jetez les gants immédiatement. Dénfilage des gants : - Retirez le gant dès que vous constatez qu'il est usé ou endommagé. Lorsque le gant est recouvert d'un contaminant qui ne peut pas être nettoyé ou qui présente un risque potentiel, il est conseillé d'enlever alternativement les gants gauche et droit en utilisant la main gantée de manière à ce que les gants soient enlevés sans que le contaminant n'entre en contact avec l'autre. Hygiène des mains : - Pour une hygiène des mains efficace, lavez-vous soigneusement les mains avant d'enfiler le gant et après les avoir retirés. Les gants usagés doivent être incinérés ou jetés conformément à la réglementation en vigueur dans le pays d'utilisation. Pour accéder à la déclaration de conformité et la télécharger, veuillez vous rendre sur le site gg-doc.com/skytec. Le produit est conforme au règlement EPI (UE) 2016/425. Testé selon la norme EN ISO 21420:2020.

IT - Guanto monouso in nitrile per esami medici. Senza polvere. Adatto per alimenti. Realizzato senza lattice di gomma naturale. Finitura testurizzata. Non sterile. Previene le allergie di tipo I. La protezione è limitata esclusivamente al mano. In caso di irritazione, consultare un medico. Obsolescenza: se il prodotto viene conservato secondo le modalità consigliate, le sue caratteristiche chimiche rimarranno inalterate per un massimo di 5 anni dalla data di produzione. Non è possibile fornire un'indicazione specifica sulla durata del guanto, perché dipende dal tipo di applicazione. L'utente si assume la responsabilità di verificare l'idoneità per l'uso previsto. Ispezione e guanti prima dell'uso e assicurarsi che non presentino difetti o imperfezioni. Utilizzo inappropriato: un guanto che non aderisce bene alla mano riduce la sensibilità tattile e la manualità e potrebbe causare un affaticamento della mano ed elle dita. L'uso di guanti della taglia sbagliata o poco aderenti può ridurre il livello di protezione della mano. Al momento di indossare i guanti scegliere guanti della taglia corretta. Ogni volta, prima di indossare i guanti, verificare che non siano danneggiati o contaminati. Se si non danno danni o segni di contaminazione, gettare i guanti. Rimozione dei guanti: se un guanto dovesse apparire danneggiato o usurato, rimuoverlo immediatamente. Se i guanti dovessero essere ricoperti di sostanze contaminanti che non possono essere rimosse o se presentano altri tipi di rischi potenziali, si consiglia di rimuoverli gradualmente, alternando prima una mano e poi l'altra, in modo da mantenere le mani protette ed evitare il contatto del contaminante con la pelle. Igiene delle mani: per una corretta igiene, lavare accuratamente le mani prima di indossare i guanti e dopo la rimozione. I guanti usati devono essere inceneriti o smaltiti in conformità alle disposizioni delle autorità locali. Per leggere e scaricare la Dichiarazione di conformità, visitare gg-doc.com/skytec. Il prodotto risulta conforme al regolamento (UE) 2016/425 sul DPL. Testato in conformità a EN ISO 21420:2020.

NL - Nitril onderzoekshandschoen voor eenmalig gebruik. Poedervrij. Veilig voor levensmiddelen. Niet gemaakt van natuurlijk rubberlatex. Getextureerde afwerking. Niet-steriel. Voorkomt allergieën van type I. De bescherming beperkt zich tot de hand. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt. Veroudering: bij opslag onder de aanbevolen omstandigheden zal het product geen verandering in chemische eigenschappen ondergaan tot 5 jaar na de productiedatum. De levensduur kan niet worden gespecificeerd en is afhankelijk van de toepassing en de verantwoordelijkheid van de gebruiker om na te gaan of de handschoen geschikt is voor het beoogde gebruik. Inspecteer de handschoen vóór gebruik

op defecten of onvolkomenheden. Nieuwst gebruik van de handschoenen: de tactiele gevoeligheid en de beweeglijkheid zijn minder bij slecht passen de handschoenen; dit kan vermoedelijk in de handen en vingers veroorzaken. Een verkeerde maat en een slechte pasvorm leiden tot minder goede bescherming van de handen. Handschoenen aantrekken: kies de juiste handschoenmaat. Controleer de handschoen vóór elk gebruik op eventuele beschadigingen of vervuiling. Gooi zeweg als zebeschadigd of vervuild zijn. Handschoenen uittrekken: trek de handschoenen uit zodra u slijtage of beschadiging vaststelt. Als de handschoen bedekt is met een verontreiniging die niet te verwijderen is of die een potentieel gevaar inhoudt, is het raadzaam om beetje bij beetje af te wisselen en de linker- en rechterhandschoen uit te trekken met de gehandschoende hand, zodat de handschoenen worden uitgetrokken zonder dat de verontreiniging in contact komt met de huid. Handhygiëne: voor een goede handhygiëne moeten de handen grondig worden gewassen voordat de handschoenen worden aangetrokken en nadat handschoenen zijn uitgetrokken. Gebruikte handschoenen moeten worden verwijderd door middel van verbranding of volgens de voorschriften van de plaatselijke autoriteiten. Voor het inzien en downloaden van onze conformiteitsverklaring kunt u terecht op gg-doc.com/skytec. Het product voldoet aan de PBM-verordening (EU) 2016/425. Getest overeenkomstig EN ISO 21420:2020.

PL - Jednorazowe nitrylowe rękawice diagnostyczne. Bezpudrowe. Bezpieczne dla żywności. Nie zawierają lateksu naturalnego. Teksturowane wykończenie. Niejałowe. Zapobiegają alergiom typu I. Ochrona jest ograniczona tylko do dłoni. Jeśli wystąpi podrażnienie, należy zasięgnąć porady lekarza. Starzenie się produktu przecho wywany zgodnie z zaleceniami nie zmienia swoich właściwości chemicznych przez okres do 5 lat od daty produkcji. Nie można określić okresu użytkowania, ponieważ zależy on od danego zastosowania i odpowiedzialności użytkownika za upewnienie się, że rękawice nadają się do tego zastosowania. Przed użyciem należy sprawdzić rękawice pod kątem wad lub niedoskonałości. Niewłaściwe używanie rękawic: zła dopasowanie rękawic obniża czułość i sprawność manuałą, mogą powodować zmęczenie dłoni i palców. Niewłaściwy rozmiar i zła dopasowanie prowadzą do słabej ochrony dłoni. Zakładanie rękawic: wybierz odpowiednią rozmiar rękawic. Przed każdym użyciem rękawic sprawdź, czy nie są fizycznie uszkodzone lub zanieczyszczone. Wyzucie, jeśli znajdziesz jakiegolwiek uszkodzenie lub zanieczyszczenie. Zdejmowanie rękawic: zdejmij rękawicę, gdy tylko zauważysz oznaki zużycia lub uszkodzenie. Gdy rękawica jest pokryta zanieczyszczeniem, którego nie można usunąć lub które stanowi potencjalne zagrożenie, zdecsięgnij przemiennie zdejmowanie lewej i prawej rękawicy używając: dłoni w rękawicy, tak aby rękawice zostały zdjęte bez kontaktu zanieczyszczenia ze skórą. Higiena rąk: aby zachować higienę rąk, przed założeniem i po zdjęciu rękawic należy dokładnie umyć ręce. Zużycie rękawic należy użyć do wać poprzez spaleni lub zgodnie z przepisami władz lokalnych. Deklaracja zgodności jest dostępna do pobrania na stronie gg-doc.com/skytec. Produkt jest zgodny z rozporządzeniem (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony in dywidualnej. Przetestowano zgodnie z normą EN ISO 21420:2020.

PT - Luva descartável de exame de nitrilo. Isenta de pó. Segura para alimentos. Não fabricada com látex de borracha natural. Acabamento texturizado. Não-estéril. Evita alergias tipo I. A proteção é limitada apenas à mão. Se surgir irritação, procure orientação médica. Obsolescência:- Quando armazenada conforme recomendado, o produto não sofre alteração nas propriedades químicas por até 5 anos a partir da data de fabrico. A vida útil não pode ser especificada e depende da aplicação e responsabilidade do utilizador para verificar a adequação da luva para o uso pretendido. Antes da utilização, inspecione as luvas quanto a defeitos ou imperfeições. Uso inadequado das luvas: - A sensibilidade tátil e a destreza diminuem com uma luva mal ajustada, o que pode provocar fadiga nas mãos e dedos. O tamanho errado ou ajustei inadequado conduz a uma proteção deficiente das mãos. Colocação das luvas: - Escolha o tamanho de luva apropriado. Verifique se há danos físicos ou contaminação antes de cada uso da luva. Descarte e não use qualquer dano ou contaminante. Retirada da luva: - Remova a luva assim que notar desgast ou dano. Quando a luva estiver coberta por um contaminante que não seja removível ou apresente um perigo potencial, é aconselhável retirá-la das luvas esquerda e direita alternadamente usando a mão enluvada para que as luvas sejam removidas sem que o contaminante entre em contacto com a pele. Higiene das mãos: - Para manter a higiene das mãos, lave bem as mãos antes de calçar as luvas e depois de retirá-las. As luvas usadas devem ser descartadas por incineração ou de acordo com a regulamentação das autoridades locais. Para aceder e baixar a Declaração de Conformidade, visite gg-doc.com/skytec. O produto está em conformidade com o regulamento do EPI (UE) 2016/425. Testada de acordo com EN ISO 21420:2020.

TR - Tek kullanımlık nitril kontrol eldiveni. Toz içermez. Gıda güvenli. Doğal Kauçuk Lateks ile Üretmemiştir. Dokulu Yüzey. Steril Değildir. Tip I Alerjileri Önler. Koruma sadece el ile sınırlıdır. Tahris oluşturma bbbi yarıdılmıdır. Eskime: - Önerilen şekilde depolandığında ürünün kimyasal özellikleri üretim tarihinden itibaren 5 yıl kadar değişmez. Hizmet ömrü belirliemez ve uygulamaya ve kullanıma n eldiverin kullanıma macına uygunluğunu test etme sorumluluğuna bağlıdır. Kullanımdan önce eldivenlerde herhangi bir kusur veya eksiklik olup olmadığını kontrol edin. Uygun suz eldiven kullanımı: - Ele tam oturmayan eldivenler dokunsal hassasiyeti ve el becerisini azaltır, budalelerde ve parmaklarda yorgunluğane den olabılır. Yanlış bedence uyumsuzluk, el korumasını azaltmasınan edene olur. Eldiven giyme: - Uygun eldiven boyutunu seçin. Eldiven her kullanımdan önce herhangi bir fiziksel hasar veya kırılma olup olmadığını kontrol edin. Herhang bir hasar veya kıriletilci varsa atın. Eldiven çıkarma: - Aşınma veya hasar gördüğünüz anda eldiveni çıkarın. Eldiven kullanımdan veya potansiyel bir tehlike arz eden bir kiretilci ile kaplandıında, eldiveni el kullanımlarado soğvesaj eldivenlerin donmuşumülo bırak çıkarılmas tavsiye edilir, böylece eldivenler kiretilci cilde temas etmeden çıkarılır. El hijiyeni - El hijiyenini korumak için eldiven giymeden önce ve eldivenler i çıkardktan sonra ellerinizi iyice yıkayın. Kullanılmış eldivenleri yaklaarak veya yerel makamları yönetmeliklerine uygun olarak imha edilmelidir. Uygunluk Beyannameişmek ve indirmek için lütfen gg-doc.com/skytec adresine gidin. Ürün, PPE yönetmeliği (AB) 2016/425 ile uyumludur. EN ISO 21420:2020'göre test edilmiştir.

HI - एक बार के उपयोग वाले नाइट्राइल परीक्षण दस्ताने। पाउडर-मुक्ता आहार के लिए सुरक्षति। प्राकृतिक रबर लेटेक्स से निर्मिति नहीं है। बनावटयुक्त फनिशि गैर-सुट्टाइल। टाइट। एलरजी की रोकथाम करता है। सुरक्षा केवल हाथों तक सीमित है। यदाजिलन हो तो मेडिकल सलाह लो। पुराना पड़ना:- अनुशंसा के अनुसार स्टोर करने पर उत्पाद के निर्माण की तारीख से 5 साल तक रासायनिक गुणों में कोई बदलाव नहीं आएगा। सेवा जीवन तय नहीं किया जा सकता है और यह इसके नयित उपयोग के लिए इस दस्ताने की उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग और उपयोगकर्ता की जमिमेदारी पर निर्भर करता है। उपयोग करने से पहले, इस दस्ताने का निरीक्षण कर ले कि इसमें कोई खराबी या कमी न हो। अनुचित दस्ताने का उपयोग:- खराब फिटिंग वाले दस्ताने से सुरक्ष संवेदनशीलता और नपिणता कम हो जाती है, जिससे हाथों और उंगलियों में थकान हो सकती है। गलत साइज और खराब फिटिंग से हाथों की सुरक्षा पर गलत असर होता है। दस्ताने पहनना:- दस्ताने का उचित साइज चुने। इस दस्ताने के प्रत्येक उपयोग से पहले किसी भी भौतिक क्षति या संदूषण की जाँच करें। यदा कोई क्षति या संदूषण देखि तो इसे हटा दें। दस्ताने उतारना:- जैसे ही आप दस्ताने को घसिते या क्षतिरिसूत होते देखें तो उसे हटा दें। जब दस्ताने पर कोई ऐसा दूषित पदार्थ पड़ा हो जो हटाने योग्य नहीं है या संभावित खतरा पैदा करता है तो सलाह दी जाती है कि उस दस्ताने वाले हाथ का उपयोग करते हुए बाएँ और दाएँ दस्ताने को बायीं-बारी से उतारें ताकि उस दूषित पदार्थ के तबचा के संपर्क में आए बिना दस्ताने हटा दिए जाएँ। हाथ की स्वच्छता:- हाथ की स्वच्छता बनाए रखने के लिए दस्ताने पहनने से पहले और दस्ताने उतारने के बाद हाथों को अच्छी तरह से धोएँ। उपयोग किए गए दस्तानों को जलाकर या स्थानीय अधिकृत नयिमाँ के अनुसार नपिटाया जाना चाहिए। अनुरपता की घोषणा तक पहुंचने और डाउनलोड करने के लिए कृपया gg-doc.com/skytec पर जाएँ। यह उत्पाद PPE बनियिम (EU) 2016/425 के अनुपालन में है। EN ISO 21420:2020 अनुसार परीक्षण किया गया है।

AR - قفاز قصص من النتريل للاستخدام مرة واحدة خال من البودرة. إيمن برى مولا غللي. غير مصنوع من اللطاط الطبيعي. ملمس حسيبي. غير معقم. يمنع الحساسية من النوع الأول. تقتصر الحماية على الأيدي فقط في حالة حدوث تهيج. التمس للمساعدة الطبية الففاد:- عند التخزين على الصو اللوحى به.إن يحدث أي تغير في الخواص الكيميائية للمنتج لمدة تصل إلى 5 سنوات من تاريخ التصنيع. لا يمكن تعدد العمر الافتراضي ويتوقف ذلك على الاستخدام ومسؤولية المستخدم من حيث التأكد من ملامة القفاز للاستخدام المقصود. قبل الاستخدام. أقصص القفازات بحدًا عن أي عيوب أو تلفيات. الاستخدام غير اللائق للقفازات:- تخفض حساسية الملمس ومستوى الهلارة عنداستخدام قفاز غير ملائم مما قد يؤدي إلى إيلدين البدين والأضاح. كما أن استخدام مقاس غير صحيح والارتداء الخاطى يؤيدان إلى ضعف حاجية البدين. ارتداء القفازات:- اختر مقاس القفاز المناسب. تحقق من عدم وجود أي أضرار مادية أو تلوث قبل كل استخدام للقفاز. تخفض من القفازات في حالة وجود أي تلف أو تلوث. خلع القفاز:- اترع القفاز بمجرد أن تظهر عليه أي علامات التآكل أو التلف. إذا كان القفاز يشتمل على مادة ملوثة غير قابلة للإزالة أو مثمل خطرًا محتملًا. فمن الأفضل إزالة القفازين للأيمن والأيسر بالتتابع باستخدام اليد المشتملة على القفاز بحيث يتم إزالة القفازات دون ملامسة للامادة الملوثة للبشرة. نظافة البدين:- للاعفاظ على نظافة البدين، اغسل يديك جيّدًا قبل ارتداء القفازات وبعد خلعها. يجب التخلص من القفازات المستعملة عن طريق العرق أو وفقًا للوائح السلطات المحلية. الوصول إلى إعلان اللطقة وتنزيله، يرجى زيارة: gg-doc.com/skytec. للمنتج متوافقي مع اللأمة معادات الوقاية الشخصية (الاتحاد الأوروبي) 2016/425. وقد تم أخيره طبقًا لمصفاة EN ISO 21420:2020.

EN ISO 374-1: 2016+A1:2018/ TYPE B



K P T

Degradation levels indicate the change in Puncture Resistance of the glove after exposure to the challenge chemical

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

Chemical	Code Letter	Breakthrough Time	Level	Mean Degradation % EN ISO 374-4:2019
40% Sodium Hydroxide	K	>480 min	6	9.8
30% Hydrogen Peroxide	P	>120 min	4	6.6
37% Formaldehyde	T	>30 min	2	41.3

Performance Level	1	2	3	4	5	6
Breakthrough Time (min)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

Performance Level	AQL	Inspection Levels
Level 3	< 0.65	G1
Level 2	< 1.5	G1
Level 1	< 4.0	S4

Tested in accordance to EN ISO 374-2:2019

Penetration air leak: PASS

Penetration water leak: PASS

Performance level: Level 2

Micro-organisms risk in accordance with EN ISO 374-5:2016

Protection against bacteria and fungi: PASS

Protection against Viruses: PASS

Products conforms to the requirements of: EU regulation 2016/425 of the European Parliament of the Council as Personal Protective Equipment (PPE). Type examination certificate Module B issued by: EU: SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland (Notified body No. 2777). Module D assessment carried out by: EU: SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland. (Notified Body No. 0598).

Intended: Medical and PPE Cat III

STATEMENT AND CAUTION Test results are taken from palm area of the glove. Glove performance quoted is based on laboratory data and may not reflect the actual duration of protection in the workplace due to the differentiation between mixtures and pure chemicals and other factors influencing the performance such as temperature, abrasion, degradation etc. The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture. When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves. The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen. There are no possible allergens within the glove that are known to cause harm to the wearer. Before usage, inspect the gloves for any defects or imperfections.



GLOBUS



Manufacture

Globus (Shetland) Ltd, T2 Trafford Point, Twining Road, Trafford Park, Manchester, M17 1SH, UK | T: +44 (0)161877 4747 | www.globusgroup.com

Globus EMEA FZE, Jafza View 1, Office 2201, Jebel Ali, P.O.Box 61195, Dubai, United Arab Emirates | T: +9714 882 9962

[EU] [REP]

Globus EMEA Ltd Authorized Representative in the European Community

Globus EMEA Ltd. 51 Dawson St. Dublin, DO2 AN25, Ireland

MADE IN SRILANKA

Globus is a registered trademark owned by Globus (Shetland) Ltd. © 2023 Globus (Shetland Ltd. All Rights Reserved | SKY-PCK-DISP-TX4524-1023_2