

EN- Single use nitrile glove. Powder-Free. Not Made With Natural Rubber Latex. Finger textured finish. Non-Sterile. Prevents Type I Allergies. Protection is limited to the hand only. If irritation occurs seek medical advice. Obsolescence: - When stored as recommended the product will not suffer any change in chemical properties for up to 5 years from date of manufacture. Service life cannot be specified and depends on application and responsibility of user to ascertain suitability of the glove for its intended use. Before usage, inspect the gloves for any defect or imperfections. Inappropriate glove use: - Tactile sensitivity and dexterity reduces with a poor-fitting glove, which can cause fatigue in the hands and fingers. Wrong size and poor fitting lead to poor hand protection. Glove donning:- Choose the appropriate glove size. Check for any physical damages or contamination prior to each use of the glove. Discard if there is any damage or contamination. Glove doffing:- Remove the glove as soon as you see wearing or damage. When the glove is covered in a contaminant that is not removable or presents a potential hazard it is advisable to ease left and right gloves off alternately using the gloved hand so that the gloves are removed without the contaminant contacting the skin. Hand Hygiene:- To maintain hand hygiene wash hands thoroughly before donning gloves and after removing gloves. Used gloves should be disposed by incineration or as per the regulation of local authorities. To access and download Declaration of Conformity please visit gg-doc.com/skytec. The product is in compliance with the PPE regulation (EU) 2016/425. Tested according to EN ISO 21420:2020.

DE- Einweghandschuh aus Nitril. Pulverfrei. Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt. Strukturierte Finger. Nicht keimfrei. Vermeidet Allergien vom Typ I. Der Schutz ist nur auf die Hand beschränkt. Bei Auftreten von Reizungen suchen Sie einen Arzt auf. Obsoleszenz: Wenn das Produkt wie empfohlen gelagert wird, verändert es seine chemischen Eigenschaften bis zu 5 Jahre lang ab dem Herstellungsdatum nicht. Die Lebensdauer kann nicht angegeben werden und hängt vom Einsatzbereich ab. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Handschuhs für die vorgesehene Verwendung zu prüfen. Überprüfen Sie die Handschuhe vor dem Gebrauch auf Schäden und Mängel. Ungemessener Gebrauch der Handschuhe: Beischlecht sitzenden Handschuhen verringern sich Tastempfinden und Fingerfertigkeit, was zu Ermüdung der Hände und Finger führen kann. Falsche Größe und schlechter Sitz führen zu verringertem Handschutz. Anziehen der Handschuhe: Wählen Sie die richtige Handschuhgröße. Überprüfen Sie die Handschuhe vor jedem Gebrauch auf physische Schäden oder Verunreinigungen. Entsorgen Sie beschädigte und verunreinigte Handschuhe. Ausziehen der Handschuhe: Ziehen Sie die Handschuhe aus, sobald Sie Verschleiß oder Beschädigungen feststellen. Wenn der Handschuh mit einer Verunreinigung bedeckt ist, die nicht entfernt werden kann oder eine mögliche Gefahr darstellt, sollten beide Handschuhe abwechselnd mit der behandschuhten Hand ausgezogen werden, sodass die Verunreinigung nicht mit der Haut in Berührung kommt. Handhygiene: Um die Handhygiene aufrechtzuerhalten, waschen Sie sich die Hände gründlich vor dem Anziehen und nach dem Ausziehen der Handschuhe. Gebrauchte Handschuhe sollten verbrannt oder gemäß den Vorschriften der örtlichen Behörden entsorgt werden. Die Konformitätserklärung können Sie unter gg-doc.com/skytec aufrufen und herunterladen. Das Produkt ist konform mit der PSA-Verordnung (EU) 2016/425. Geprüft nach EN ISO 21420:2020.

ES - Guante de nitrilo de un solo uso. Sin polvo. No fabricado con látex de caucho natural. Acabado texturizado en los dedos. No estéril. Evita alergias de tipo I. La protección se limita únicamente a la mano. En caso de irritación, consulte a su médico. Obsolescencia: Si el producto se almacena según las recomendaciones, sus propiedades químicas no varían hasta 5 años después de la fecha de fabricación. No es posible precisar su vida útil, ya que depende del uso que se haga de él y de la responsabilidad del usuario a la hora de determinar la idoneidad de los guantes para el uso previsto. Antes de utilizar los guantes, compruebe que no tienen defectos o imperfecciones. Uso inadecuado de los guantes: La sensibilidad táctil y la dexteridad se reducen cuando los guantes no están correctamente ajustados, lo que puede provocar fatiga en las manos y los dedos. Utilizar un tamaño inadecuado o no ajustarlo bien disminuye la protección de las manos. Colocación de los guantes: Escija guantes de tamaño adecuado. Cada vez que vaya a utilizar un guante, verifique previamente si existen daños físicos o contaminés antes de utilizarlo. Retirada de los guantes: Quite se los guantes en cuanto detecte desgaste o daños en ellos. Si un guante está cubierto por alguna sustancia contaminante que no pueda retirarse o que presente un riesgo potencial, se recomienda ir quitándose los guantes derecho e izquierdo de alternativamente de modo que la mano que utilice esté siempre cubierta para que la sustancia contaminante no entre en contacto con la piel. Higiene de manos: Para mantener la higiene de manos, lávelas concienzudamente antes de colocar los guantes y una vez retirados. Los guantes usados deben eliminarse mediante incineración o según se indique en la normativa de las autoridades locales. Puede acceder a la declaración de conformidad y descargarla en la página gg-doc.com/skytec. Este producto cumple con el Reglamento (UE) 2016/425 sobre EPI. Probado según la norma EN ISO 21420:2020.

FR - Gant en nitrile à usage unique. Non poudré. Ne contient pas de latex en caoutchouc naturel. Finition texturée sur les doigts. Non stérile. Préviene les allergies de type I. La protection est limitée à la main. Veuillez consulter un médecin en cas d’irritation. Obsolescence : - Lorsque le produit est stocké conformément aux recommandations, il ne subira aucune modification de ses propriétés chimiques pendant une période pouvant aller jusqu’à 5 ans à compter de la date de fabrication. La durée de vie utile ne peut être précisée. Elle dépend de l’application qu’en fait l’utilisateur et s’il s’assure que le gant convient à l’usage auquel il est destiné. Veuillez vérifier que les gants ne présentent pas de défauts ou d’imperfections avant chaque utilisation. Utilisation non adaptée des gants : - La sensibilité tactile et la dextérité diminuent avec un gant mal ajusté, ce qui peut entraîner une fatigue des mains et des doigts. Une mauvaise taille et un mauvais ajustement conduisent à une protection des mains inefficace. Enfilage des gants : - Choisissez la taille de gant adaptée. Veuillez vérifier que les gants ne sont pas endommagés ou contaminés avant chaque utilisation. Le cas échéant, jetez les gants immédiatement. Dénfilage des gants : - Retirez le gant dès que vous constatez qu’il est usé ou endommagé. Lorsque le gant est recouvert d’un contaminant qui ne peut pas être nettoyé ou qui présente un risque potentiel, il est conseillé de lelever alternativement les gants gauche et droit en utilisant la main gantée de manière à ce que les gants soient enlevés sans que le contaminant n’entre en contact avec la peau. Hygiène des mains : - Pour une hygiène des mains efficace, lavez-vous soigneusement les mains avant d’enfiler les gants et après les avoir retirés. Les gants usagés doivent être incinérés ou jetés conformément à la réglementation en vigueur dans le pays d’utilisation. Pour accéder à la déclaration de conformité et télécharger, veuillez vous rendre sur le site gg-doc.com/skytec. Le produit est conforme au règlement EPI (UE) 2016/425. Testé selon la norme EN ISO 21420:2020.

IT - Guanto monouso in nitrile. Senza polvere. Realizzato senza lattice di gomma naturale. Dita testurizzate. Non sterile. Previene le allergie di tipo I. La protezione è limitata esclusivamente alla mani. In caso di irritazioni, consultare un medico. Obsolescenza : se il prodotto viene conservato secondo le modalità consigliate, le sue caratteristiche chimiche rimarranno inalterate per un massimo di 5 anni dalla data di produzione. Non è possibile fornire un’indicazione specifica sulla durata del guanto, perché dipende dal tipo di applicazione. L’utente si assume la responsabilità di verificare l’idoneità per l’uso previsto. Ispezionare i guanti prima dell’uso e assicurarsi che non presentino difetti o imperfezioni. Utilizzo inappropriato: un guanto che non aderisce bene alla mano riduce la sensibilità tattile e la manualità e potrebbe causare un affaticamento della mano e delle dita. L’uso di guanti della taglia sbagliata o poco aderenti può ridurre il livello di protezione della mano. Al momento di indossare i guanti: scegliere guanti della taglia corretta. Ogni volta, prima di indossare i guanti, verificare che non siano danneggiati o contaminati. Se si notano danni o segni di contaminazione, gettare i guanti. Rimozione dei guanti: se un guanto dovesse apparire danneggiato o usurato, rimuoverlo immediatamente. Se i guanti dovessero essere ricoperti di sostanze contaminanti che non possono essere rimosse o se presentano altri tipi di rischi potenziali, si consiglia di rimuoverli gradualmente, alternando prima una mano e poi l’altra, in modo da mantenere le mani protette ed evitare il contatto del contaminante con l’apele. Igienizzare le mani: per una corretta igiene, lavare accuratamente le mani prima di indossare i guanti ed dopo la rimozione. I guanti usati devono essere inceneriti o smaltiti in conformità alle disposizioni delle autorità locali. Per leggere e scaricare la Dichiarazione di conformità, visitare gg-doc.com/skytec. Il prodotto risulta conforme al regolamento (UE) 2016/425 sui DPI. Testato in conformità a EN ISO 21420:2020.

NL- Nitrilhandschoen voor eenmalig gebruik. Poeder vrij. Niet gemaakt van natuurlijk rubber latex. Getextureerde afwerking op vingers. Niet-steriel. Voorkomt allergieën van type I. De bescherming beperkt zich tot de hand. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt. Veroudering: bij opslag onder de aangegeven omstandigheden zal het product geen verandering in chemische eigenschappen ondergaan tot 5 jaar na de productie datum. De levensduur kan niet worden gespecificeerd en is afhankelijk van de toepassing en de verantwoordelijkheid van de gebruiker om na te gaan of de handschoen geschikt is voor het beoogde gebruik. Inspecteer de handschoenen vóór gebruik

op defecten of onvolkomenheden. Onjuist gebruik van de handschoenen: de tactiele gevoeligheid en de beweeglijkheid zijn minder bij slecht passende handschoenen; dit kan vermoeidheid in de handen en vingers veroorzaken. Een verkeerde maat en een slechte pasvorm leiden tot minder goede bescherming van de handen. Handschoenen aantrekken: kies de juiste handschoenmaat. Controleer de handschoen vóór elk gebruik op eventuele beschadigingen of vervuiling. Gooi ze weg als ze beschadigd of vervuild zijn. Handschoenen uittrekken: trek de handschoenen uit zodra u slijtage of beschadiging vaststelt. Als de handschoen bedekt is met een verontreiniging die niet te verwijderen is of die een potentieel gevaar inhoudt, is het raadzaam om beetje bij beetje afwisselend de linker- en rechterhandschoen uit te trekken met de gehandschoende hand, zodat de handschoenen worden uitgetrokken zonder dat de verontreiniging in contact komt met de huid. Handhygiëne: voor een goede handhygiëne moeten de handen grondig worden gewassen voordat de handschoenen worden aangetrokken en nadat handschoenen zijn uitgetrokken. Gebruikte handschoenen moeten worden verwijderd door middel van verbranding of volgens de voorschriften van de plaatselijke autoriteiten. Voor het inzien en downloaden van onze conformiteitsverklaring kunt u terecht op gg-doc.com/skytec. Het product voldoet aan de PBM-verordening (EU) 2016/425. Getest overeenkomstig EN ISO 21420:2020.

PL- Jednorazowe rękawice nitylowe. Bezpydrowe. Nie zawierają lateksu naturalnego. Teksturowane palce. Niejabowe. Zapobiegają alergiom typu I. Ochroną jest ograniczoną tylko do dłoni. Jeśli wystąpi podrażnienie, należy za sięgnąć poradylekarza. Starzenie się: produkt przechowywany zgodnie z zaleceniami nie zmieni swoich właściwości chemicznych przez okres do 5 lat od daty produkcji. Nie można określić okresu użytkowania, ponieważ zależy on od datego zastosowania i odpowiedzialności użytkownika za upewnienie się, że rękawice nadają się do tego zastosowania. Przed użyciem należy sprawdzić rękawice pod kątem wad lub niedoskonałości. Niewłaściwe używanie rękawic: zła dopasowanie rękawic obniża czucie i sprawność manualną, mogą spowodować zmęczenie dłoni i palców. Niewłaściwy rozmiar i złe dopasowanie prowadzą do słabej ochrony dłoni. Zakładanie rękawic: wybierz odpowiedni rozmiar rękawic. Przed każdym użyciem rękawic sprawdź, czy nie są fizycznie uszkodzone lub zanieczyszczone. Wyruć je, jeśli znajdziesz je jakiegokolwiek uszkodzenie lub zanieczyszczenie. Zdejmowanie rękawic: zdejmuj rękawicę, gdy tylko zauważysz oznaki zużycia lub uszkodzenia. Gdy rękawica jest pokryta zanieczyszczeniem, którego nie można usunąć lub które stanowi potencjalne zagrożenie, zaleca się naprzemienne zdejmowanie lewej i prawej rękawicy używając dłoni w rękawicy, tak aby rękawice zostały zdjęte bez kontaktu z nieczyszczeniem ze skórą. Higiena rąk: aby zachować higienę rąk, przed założeniem i po zdjęciu rękawic należy dokładnie umyć ręce. Zużyte rękawice należy utylizować poprzez spalanie lub zgodnie z przepisami władz lokalnych. Deklaracja zgodności jest dostępna do pobrania na stronie gg-doc.com/skytec. Produkt jest zgodny z rozporządzeniem (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej. Przetestowano zgodnie z normą EN ISO 21420:2020.

PT - luva descartável nitril. Isenta de pó. Não fa bricada com látex de borracha natural. Textura de dedo. Não-estéril. Evita alergias tipo I. A proteção é limitada apenas à mão. Se surgir irritação, procure orientação médica. Obsolescência: - Quando armazenada conforme recomendado, o produto não sofrerá alteração nas propriedades químicas por até 5 anos a partir da data de fabrico. A vida útil não pode ser especificada e depende da aplicação e responsabilidade do utilizador para verificar a adequação da luva para o uso pretendido. Antes da utilização, inspeção as luvas quanto a defeitos ou imperfeições. Uso inadequado das luvas: - A sensibilidade tátil e a destreza diminuem com uma luva mal ajustada, o que pode provocar fadigas nas mãos e dedos. O tamanho errado e o ajuste inadequado do conduzem a uma proteção deficiente das mãos. Colocação das luvas: - Escolha o tamanho de luva apropriado. Verifique se há danos físicos ou contaminação antes de cada uso da luva. De arte se houver algum dano ou contaminante. Retirada da luva: - Remova a luva assim que notar desgaste ou dano. Quando a luva estiver coberta por um contaminante que não sejar removível ou apresente um perigo potencial, é aconselhável retirar as luvas esguerdas e direita a lterna damente usando a mão o nluva da para que as luvas sejam removidas sem que o contaminante entre em contacto com a pele. Higiene das mãos: - Para manter a higiene das mãos, lave bem as mãos antes de calçar as luvas e depois de retirá-las. As luvas usadas devem ser descartadas por incineração ou de acordo com a regulamentação das autoridades locais. Para aceder e baixar a Declaração de Conformidade, visite gg-doc.com/skytec. O produto está em conformidade com o regulamento EPI (UE) 2016/425. Testada de acordo com EN ISO 21420:2020.

TR - Tek Kullanımlık Nitril Eldiven. Toz içermez. Doğal Kauçuk Lateks ile Üretilmemiştir. Parmak dokulu. Steril Değildir. Tip I Alerjileri Önler. Korumasadece el ile sınırlıdır. Tahriş oluştursa tbbi ya rdim alın. Eskime: - Ünerilen şekilde depolandığında ürünün kimyasal özellikleri üretim tarihinden itibaren 5 yıla kadar değişmez. Hizmet ömrü belirtilmez ve uygulama ya ve kullanıcının eldivenin kullanım amaçına uygunluğunu tespit etme sorumluluğuna bağlıdır. Kullanımdan önce eldivenler de herhangi bir kusur veya eksi klik olup olmadığını kontrol edin. Uygunsuz eldiven kullanımı: - Ele tam otumayan eldivenler dokusal hassasiyeti ve el becerisini azaltır, bu da el deri ve parmaklarda yorgunluğa neden olabilir. Yanlış beden ve uyumsuzluk, el korumasının a zalmasına neden olur. Eldiven giyme: - Uygun eldiven boyutunu seçin. Eldiveni her kullanımdan önce herhangi bir fiziksel hasar veya kirlenme olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir hasar veya kirlenme varsa atın. Eldiven gi kma: - Aşınma veya hasar gördüğünüz anda eldiveni gi kın. Eldiven çıkarılma ya ve potansiyel bir tehlike arz eden bir kirlilik ile kaplandığında, eldiveni el kullanılarak sol ve sağ eldivenlerin dönüşümü olarak gi kılmas ı tavsiye edilir, böylece eldivenler kirlili cilde temas etmeden gi kılınır. El Hijyeni: - El hijiyenini korumak için eldiven giymeden önce ve eldivenleri çıkardıktan sonra ellerinizi iyice yıkayın. Kullanılmış eldivenler ya kılarak veya yerel makamların yetkililerine uygun olarak imha edilmelidir. Uygunluk Beyanına erişmek ve indirmek için lütfen gg-doc.com/skytec a dresine gidin. Ürün, PPE yönetmeliği (AB) 2016/425 ile uyumludur. EN ISO 21420:2020'a göre test edilmiştir.

HI - एकल-उपयोग नाइट्राइल दस्ताने। पाउडर-मुक्त। प्राकृतिक रबर लेटेक्स से निर्मित नहीं है। उंगलियों के टेक्सचर वाला। टेक्सचर की फनिशि वाला। गैर-सट्राइल। टाइप I एलर्जी की रोकथाम करता है। सुरक्षा केवल हाथों तक सीमित है। यदि जलन हो तो मेडिकल सलाह लें। पुराना पड़ना:- अनुशांसा के अनुसार स्टोर करने पर उत्पाद के निर्माण की तारीख से 5 साल तक रासायनिक गुणों में कोई बदलाव नहीं आएगा। सेवा जीवन तय नहीं किया जा सकता है और यह इसके नयिते उपयोग के लिए इस दस्ताने को उपयोगक्षता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग और उपयोगक्षता की ज़िम्मेदारी पर निर्भर करता है। उपयोग करने से पहले, इस दस्ताने का निरीक्षण करें ले कि इसमें कोई खराबी या कमी न हो। अनुचित दस्ताने का उपयोग:- खराब फिटिंग वाले दस्ताने से परस्पर संवेदनशीलता और निपणता कम हो जाती है, जिससे हाथों और उंगलियों में थकान हो सकती है। गलत साइज और खराब फिटिंग से हाथों की सुरक्षा पर गलत असर होता है। दस्ताने पहनना:- दस्ताने का उचित साइज चुन। इस दस्ताने के परत्येक उपयोग से पहले किसी भी भौतिक क्षतियों संदे़षण की जाँच करें। यदि कोई क्षतियाँ संदे़षण कर ले तो इसे हटा दें। दस्ताने उतारना:- जैसे ही आप दस्ताने को धंसिते या क्षतगिरस्त होते देखें तो उसे हटा दें। जब दस्ताने पर कोई ऐसा दूषित पदार्थ पड़ा हो जो हटाने योग्य नहीं है या संभावित खतरा पैदा करता है तो सलाह दी जाती है कि उस दस्ताने वाले हाथ का उपयोग करते हुए बाएं और दाएं दस्ताने को बारी-बारी से उतारें ताकि उस दूषित पदार्थ के त्वचा के संपर्क में आए बूनिया दस्ताने हटा दिए जाएँ। हाथ की सुवच्छता:- हाथ की सुवच्छता बनाए रखने के लिए दस्ताने पहनने से पहले और दस्ताने उतारने के बाद हाथों को अच्छी तरह से धोएं। उपयोग किए गए दस्तानों को जलाकर या स्थानीय अधिकृत नयियों के अनुसार निपटाया जाना चाहिए। अनुरपता की घोषणा तक पहुँचने और डाउनलोड करने के लिए कृपया gg-doc.com/skytec पर जाएँ। यह उत्पाद PPE बनियिम (EU) 2016/425 के अनुपालन में है। EN ISO 21420:2020 अनुसार परीक्षण किया गया है।

AR - قفاز النتريل القابل للتصرف واحد. - خال من البودرة. غير مصنوع من المطاط الطبيعي. ملمس خبيبي عند الالاع. يمنع الحساسية من النوع الأول. تقتصر الحيلة على الأيدي فقط. في حالة حدوث تهيج، اتس المساعدة الطبية. القدام: - عند التخزين على النحو الموصي به، لن يحدث أي تغير في الخواص الكيميائية المنتج لمدة تصل إلى 5 سنوات من تاريخ التصنيع. لا يمكن تحديد العمر الافتراضي ويتوقف ذلك على الاستخدام ومسؤولية المستخدم من حيث التأكد من ملاممة القفاز للاستخدام المقصود. قبل الاستخدام، أفض القفازات بحثًا عن أي عيوب أو تلفيات. الاستخدام غير الملائم للقفازات: - تتخفف حساسية اللبس ومستوى المهارة عند استخدم قفاز غير ملائم، مما قد يؤدي إلى إلهاق الديدن والأصابع. كما أن استخدام مقفلس غير صحيح والارتداء الخاطئ يؤديان إلى ضعف حماية الديدن. ارتداء القفازات: - اختر مقاس القفاز المناسب. تحقق من عدم وجود أي أضرار مادية أو تلوث قبل كل استخدام للقفاز. تطس من القفازات في حالة وجود أي تلف أو تلوث. طع القفاز: - انزع القفاز بمجرد أن تظهر عليه أي علامات للتآكل أو التلف. إذا كان القفاز يشتمل على مادة ملوثة غير قابلة للإزالة أو تمس خطرًا محتملًا، فمن الأفضل إزالة القفازين الأيمن والأيسر بالتناوب باستخدام اليد المشتملة على القفاز بحيث يتم إزالة القفازات دون ملامسة المادة الملوثة للبشرة. نظافة الديدن: - للحفاظ على نظافة الديدن، اغسل يدك جيدًا قبل ارتداء القفازات وبعد خلها. يجب التخلص من القفازات المستعملة عن طريق الحرق أو وفقًا للوائح السلطات المحلية. للوصول إلى إعلان المطابقة وتنزيله، يُرجى زيارة: gg-doc.com/skytec. للتعن متوافق مع لائحة معدات الوقاية الشخصية (الاتحاد الأوروبي) 2016/425. وقد تم اختياره طبقًا للمواصفة EN ISO 21420:2020.

ENISO374-1:
2016-AT2018/
TYPE B



KPT

Chemical	Code Letter	Breakthrough Time	Level	Mean Degradation % EN ISO 374-4:2019
40% Sodium Hydroxide	K	> 480min	6	-32.3
30% Hydrogen Peroxide	P	> 30 min	2	41.4
37% Formaldehyde	T	> 480min	6	21.6

Performance Level	1	2	3	4	5	6
Breakthrough Time (min)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

Degradation levels indicate the change in Puncture Resistance of the glove after exposure to the challenge chemical

Performance Level	AQL	Inspection Levels	Tested in accordance to EN ISO 374-2:2019 Penetration air leak: PASS Penetration water leak: PASS Performance level: Level 2 Micro-organisms risk in accordance with EN ISO 374-5:2016 Protection against bacteria and fungi: PASS Protection against viruses: PASS
Level 3	< 0.65	G1	
Level 2	< 1.5	G1	
Level 1	< 4.0	S4	

Products conforms to the requirements of: EU regulation 2016/425 of the European Parliament of the Council as Personal Protective Equipment (PPE). Type examination certificate Module B issued by: EU: SATRA Technology Europe, Braetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland (Notified body No. 2777). Module D assessment carried out by: EU: SGS Fimko Oy, Takomitie 8, FI-00380 Helsinki, Finland. (Notified Body No. 0598).

Intended:

PPE Cat III

	Comply to PPE Regulation (EU) 2016/425 Cat III
---	--

STATEMENT AND CAUTION Test results are taken from palm area of the glove. Glove performance quoted is based on laboratory data and may not reflect the actual duration of protection in the workplace due to the differentiation between mixtures and pure chemicals and other factors influencing the performance such as temperature, abrasion, degradation etc. The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture. When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves. The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen. There are no possible allergens within the glove that are known to cause harm to the wearer. Before usage, inspect the gloves for any defects or imperfections.

		
---	---	---

GLOBUS



Globus (Shetland) Ltd, T2 Trafford Point, Twining Road, Trafford Park, Manchester, M17 1SH, UK | T: +44 (0)161877 4747 | www.globusgroup.com

Globus EMEA FZE, Jafza View 1, Office 2201, Jebel Ali, PO Box 61195, Dubai, United Arab Emirates | T: +971 4 882 9962

 **Globus EMEA Ltd** Authorized Representative in the European Community

Globus EMEA Ltd. 51 Dawson St. Dublin, DO2 AN25, Ireland



MADE IN SRI LANKA