



# Touchboards


205 Westwood Ave, Long Branch, NJ 07740  
 Phone: 866-94 BOARDS (26273) / (732)-222-1511  
 Fax: (732)-222-7088 | E-mail: sales@touchboards.com

[www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)  
 USA 1-800-888-8458  
 Europe +31 (0)33-45 45 600  
 China 86-769-86018920



	A	B	C	D
1	1x	1x	6x M4 x 10mm	6x M4
2	5-sided wrench llave pentagonal Clef Allen Inbusschlüssel 5-kantige sleutel	Chiave a 5 lati 5 角レンチ 5角扳手 5 4mm 5mm	2x	2x 6x





**ADVERTENCIA:** Riesgo de energía almacenada: El mecanismo de elevación de la torre está bajo tensión y se moverá rápidamente hacia arriba por sí solo si se retira el equipamiento que hay conectado al mismo. Es por ello que NO deberá quitar equipamiento ni hacer ajustes en la tensión de elevación a menos que la estructura delantera se haya movido antes hacia la posición más alta de la torre. No seguir estas instrucciones podría provocar daños personales y/o materiales graves.

**AVERTISSEMENT:** Danger : Le mécanisme d'élévation dans la tour est sous tension et se lève rapidement, tout seul, dès que le matériel est retiré. Pour cette raison, NE PAS retirer votre matériel ou faire des ajustements à la tension d'élévation à moins que la partie avant n'ait été mise à la position la plus élevée de la tour ! Risque de blessure corporelle ou d'endommagement matériel en cas de non respect de cette instruction.

**WARNUNG :** Gefährdung durch gespeicherte Energie: Der Lift-Mechanismus im Turm steht unter Spannung und bewegt sich aus eigenem Antrieb schnell nach oben, sobald das befestigte Zubehör entfernt wird. Aus diesem Grunde darf das Zubehör NICHT ENTFERNT WERDEN oder die Einstellung der Spannung verändert werden, bevor der vordere Geräteteil sich auf der höchsten Position am Turm befindet! Werden diese Anweisungen nicht befolgt, kann es zu schweren Verletzungen oder Geräteschäden kommen!

**WAARSCHUWING :** Gevaar - opgeslagen energie: Het liftmechanisme in de toren staat onder spanning en kan uit zichzelf snel omhoog bewegen, zodra de bevestigde apparatuur wordt verwijderd. Daarom dient u GEEN apparatuur te verwijderen of aanpassingen te doen aan de liftspanning, tenzij u het voorgedeelte in de hoogste positie op de toren hebt geplaatst! Als u deze aanwijzingen niet opvolgt, kan dat leiden tot ernstig persoonlijk letsel en/of schade aan apparatuur!


**AVVERTENZA :** Rischio energia accumulata: Il meccanismo di sollevamento nella torre è sotto tensione e si muove rapidamente, automaticamente, non appena l'apparecchiatura collegata viene rimossa. Per questa ragione, NON rimuovere l'attrezzatura o apportare modifiche alla tensione del sollevamento a meno che il gruppo anteriore non sia stato spostato nel punto più alto della torre! La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe causare lesioni personali o danni alle apparecchiature!

警告 蓄積エネルギーの危険性: タワーのリフト機構には張力がかかるおり、付属していた器具が取り外された瞬間に高速で上に移動します。このため、前面の部品がタワーの最高位置にきていなければ、器具を取り外したり、張力を調節して増加させないようにしてください。この指示に従わない場合、重篤な身体傷害および/または器具の破損の原因となることがあります。


警告 储能危害：支柱中的升降机构有张力并会在拆除所安装的设备后自行快速上升。因此，在将前部装置移到支柱最顶端时，不要拆除设备或调节升降张力。不遵守本规定可能导致严重的人身伤害和/或设备损坏！

가 가 가 !


1




2 a




b




c



d



# 3 a



## b

Slide-out mouse tray and set aside.

Saque la bandeja del ratón y déjela aparte.

Retirer la tablette pour souris et la mettre de côté.


Schuif de muisplank naar buiten en leg deze weg.

Ausziehbare Mausablage.

Fare scorrere in fuori il ripiano per mouse e metterlo da parte.

スライド式マウストレイと保管

向外滑出鼠标托架并暂放一旁。



**Note round marks at bottom of mouse tray:  
top of tray does not have these marks.**

Observe las marcas redondeadas que hay en la parte inferior de la bandeja del ratón: la parte superior no incluye dichas marcas.

Remarquer les marques rondes au bas de la tablette à souris : le haut de la tablette ne présente pas ces marques.

Let op de ronde markeringen aan de onderkant van de muisplank: op de bovenkant van de plank komen deze markeringen niet voor.

Beachten Sie die runden Markierungen an der Unterseite der Mausablage: Die Oberseite der Ablage weist keine Markierungen auf.


Osservare i segni rotondi sulla parte inferiore del ripiano per mouse: questi segni non compaiono sulla parte superiore del ripiano.

マウストレイの底部には丸いマークがあります。マウストレイの上部にはこれらのマークがありません。


注意鼠标托架底部的圆形标记：托架的上部无此标记。

가


## c



## d



# 4 a




## b

### Align the 4 holes on template with 4 holes on bracket.

Alinee los 4 orificios de la plantilla con los 4 orificios de la abrazadera.  
Aligner les 4 trous du modèle avec les 4 trous du support.  
Lijn de 4 gaten in de sjabloon uit met de 4 gaten in de beugel.  
Allineare i quattro fori sulla dima con i quattro fori sulla staffa.  
テンプレートの4つの穴とブラケットの4つの穴を合わせます。  
将模板上的四个孔与托架上的四个孔对准。

4



## c

### Insert two screws from Step 4a into top two reference holes to secure template to bracket.

Inserte dos tornillos del paso 4a en los dos orificios de referencia superiores para fijar la plantilla a la abrazadera.

Insérer les deux vis de l'étape 4a dans les deux trous de référence supérieurs pour attacher le modèle au support.


Steek de twee schroeven uit stap 4a in de bovenste twee referentiegaten om de sjabloon vast te maken op de beugel.  
Setzen Sie zwei Schrauben aus Schritt 4a in die beiden oberen Referenzlöcher ein, um die Vorlage am Bügel zu befestigen.

Inserire le due viti dal punto 4a nei due fori di riferimento superiori per fissare la dima alla staffa.

ステップ4aの2本のスクリューを2つの上部基準穴に挿入して、 ブラケットの位置がテンプレートから外れないようにします。

将第4a步的两个螺丝插入上面的两个基准孔，以将模板固定在托架上。

4a 2



## d

### Punch 6 holes to be drilled.

Perfore 6 agujeros para taladrar.  
Poinçonner 6 trous à perforez.  
Pons 6 gaten om te boren.


Schlagen Sie mit einem Hammer auf den Lochstecker, um die 6 Bohrlöcher zu markieren.

Praticare con il bulino i sei fori da completare con il trapano.

ドリルする穴を6つ開けます。

冲出 6 个待钻的孔。

6



## e

$\varnothing 3/16"$  (4.5 mm)



### Drill for Steel

para acero

Foreuse pour acier

Boor voor staal

Stahlbohrer Taladro

Trapano per acciaio

スチール用ドリル

钢钻头



## f

### File

Lima



Vijl

Feile

Lima


ファイル

锉刀




# 5


a



b





c



d

- 6x** M4 x 10mm
- 6x** M4
- 1** 4mm
- 1** 7mm (9/32")



**Important:** Install these four screws but do not tighten at this time.

Importante: Instale estos cuatro tornillos, pero no los apriete aún.

Important : installer ces quatre vis, mais ne pas les serrer pour l'instant.

Belangrijk: breng deze vier schroeven aan, maar draai ze nog niet vast.

Wichtig: Setzen Sie die Schrauben ein, ziehen Sie sie aber noch nicht fest.


Nota bene: inserire queste quattro viti ma non serrarle in questa fase.

重要: この段階では4本のスクリューをはめ込みますが、まだ締めないでください。

重要说明： 安装这四个螺丝，但此刻不要拧紧。

: 4

# 6 a



# 6

## b

Note round marks at bottom of mouse tray: top of tray does not have these marks.

Observe las marcas redondeadas que hay en la parte inferior de la bandeja del ratón: la parte superior no incluye dichas marcas.

Remarquer les marques rondes au bas de la tablette à souris : le haut de la tablette ne présente pas ces marques.

Let op de ronde markeringen aan de onderkant van de muisplank: op de bovenkant van de plank komen deze markeringen niet voor.


Beachten Sie die runden Markierungen an der Unterseite der Mausablage: Die Oberseite der Ablage weist keine Markierungen auf.

Osservare i segni rotondi sulla parte inferiore del ripiano per mouse: questi segni non compaiono sulla parte superiore del ripiano.


マウストレイの底部には丸いマークがあります。マウストレイの上部にはこれらのマークがありません。

注意鼠标托架底部的圆形标记：托架的上部无此标记。


가



# c




# d




# 7 a

2x M6x35mm




# b




# c

2x  
M6x35mm






# d



**8 a**

2x

4x

**b****9**

**Cable Routing:** Route display cables down riser and into the cable box mounted under the worksurface. Use cable box to store excess cables.

Guía de cableado: Haga bajar los cables de la pantalla por el elevador hasta la caja para cables que hay debajo de la superficie de trabajo. Utilice esta caja para almacenar los cables sobrantes.

Câblage: Les câbles de l'écran passent dans la colonne pour aller dans la boîte de rangement sous la surface de travail. Utilisez la boîte pour dissimuler les câbles.

Kabelführung: Führt die Displaykabel den Riser hinunter und in die unter der Arbeitsfläche befestigte Kabelbox. Überflüssige Kabel können in der Kabelbox aufbewahrt werden.


Kabels trekken: Geleid de beeldschermkabels omlaag langs de staander en in het kabelvak dat bevestigd is onder het werkvlak. In het kabelvak bergt u overblijvende stukken kabel op.

Disposizione dei cavi: Instradare i cavi del display lungo il supporto di sollevamento e nella muffola montata sotto la superficie di lavoro. Riporre i cavi in eccesso nella muffola per cavi.

ケーブルの配線: ディスプレイのケーブルをライザ下から、作業スペース下に取り付けられたケーブルボックスに配線します。ケーブルボックスに余分なケーブルを収納します。

电缆敷设: 将显示器电缆沿着升降器向下，穿到工作台下面的电缆盒中。使用电缆盒放置过长的电缆。

Cable Routing( ):

**10 a**

**Important: Center laptop on tray.**

Importante: Centre el portátil en la bandeja.

Important : centrer l'ordinateur portable sur la tablette.


Belangrijk: Zet de laptop in het midden van de plank.

Wichtig: Richten Sie den Laptop mittig auf der Ablage aus.

Nota bene: centrare il laptop sul ripiano.

重要: ラップトップをトレイの中央に乗せます。

重要说明： 将笔记本电脑在托架上居中。

**b****1a**

**Important: Tighten the four screws from Step 5d after adjustments to security bracket are complete.**

Importante: Apriete los cuatro tornillos del paso 5d una vez que haya terminado de ajustar la abrazadera de seguridad.

Important : Serrer les quatre vis de l'étape 5d une fois les réglages du support de sécurité terminés.


Belangrijk: Draai de vier schroeven uit stap 5d vast nadat u de veiligheidsbeugel hebt ingesteld.

Wichtig: Ziehen Sie die vier Schrauben aus Schritt 5d fest, nachdem die Ausrichtung am Sicherungsbügel abgeschlossen ist.


Nota bene: serrare le quattro viti di cui al punto 5d una volta completate le regolazioni della staffa di sicurezza.

重要: セキュリティブラケットへの調整が完了したら、ステップ5dの4本のスクリューを締めます。

重要说明： 在调节好安全托架后，拧紧第 5d 步的四颗螺丝。

**5d**

7mm (9/32")



## Ergotron Warranty Policy

Ergotron warrants that its products will remain free of defects in material and workmanship for five (5) years. All subject to the exceptions, exclusions and limitations as set forth below.

Exceptions to this warranty include:

- Three (3) year warranty on all NeoFlex™ by Ergotron products
- Two (2) year warranty on all power supply components by Ergotron; battery carries up to one (1) year performance warranty (see Limitations below) and six (6)-month warranty against manufacturer's defect.

Note: In EU, the warranty against manufacturer's defects is two (2) years.

- OEM products resold by Ergotron are warranted by the respective manufacturer.

- Product that is refurbished by Ergotron and sold by Ergotron carries a 90-day warranty.

- Ergotron warranties are nontransferable.

Exclusive Remedy: If any Ergotron equipment is or becomes defective in material or workmanship during the warranty period, Ergotron will repair or replace the item or component at no charge under warranty.

Ergotron is not responsible for damage to or repair of your unit resulting from unauthorized repair or replacement by anyone other than the customer service department.

The Purchaser must contact Ergotron to obtain an RMA (Return Material Authorization) number. Ergotron will promptly repair or replace the item and ship it to Purchaser at no charge to the Purchaser.

Performance of repair or replacement does not renew or extend the warranty period.

THIS REMEDY IS THE EXCLUSIVE REMEDY FOR BREACH OF WARRANTIES TO THE EQUIPMENT, except in respect to personal injury. Purchaser shall give Ergotron immediate written notice of any personal injury resulting from use of Ergotron equipment.

Exclusions and Limitations: Ergotron disclaims liability for injuries or losses caused by or associated with installation or use of its equipment in any manner other than in strict compliance with the instructions set forth in its installation manuals, supplemental assembly and installation instruction sheets, technical bulletins or product literature or by equipment that has been altered, damaged or misused.

Warranty on fully charged batteries left in an unused state for more than three (3) consecutive months is automatically void. Warranty on fully discharged batteries left in an unused state for more than three (3) consecutive days is automatically void.

Two (2)-year warranty on all power supply components by Ergotron; battery carries a 90 day performance warranty and six (6) month warranty against manufacturer's defects. Performance warranty is extended to 1 year on the battery, if the customer provides proof of proper battery care to Ergotron for evaluation and final approval. Proper battery care is defined as using StyleLink software to show the battery was not discharged lower than 25% of remaining battery capacity more than 25 times in the life of the battery, and was fully recharged at a minimum of every 36 hours.

Purchaser has not relied upon and Ergotron disclaims any and all warranties other than the expressed warranty stated above, subject to the exclusions and limitations provided herein. Ergotron disclaims all other warranties, expressed or implied, including but not limited to the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Ergotron further disclaims liability to purchaser and all others for all consequential, incidental and special damages caused by or in connection with the products, their use or misuse, and their performance or nonperformance.

## Ergotron Política de garantía

Ergotron garantiza que sus productos estén libres de defectos de material o mano de obra por el término de cinco (5) años. Todo sujeto a las excepciones, exclusiones y limitaciones establecidas más abajo.

Las excepciones de esta garantía incluyen:

- Tres (3) años de garantía sobre todos los productos NeoFlex™ de Ergotron.
- Dos (2) años de garantía para todos los componentes de la fuente de alimentación de Ergotron; la batería tiene hasta un (1) año de garantía de funcionamiento y seis (6) meses de garantía por defectos de fabricación.
- Nota: En la UE, la garantía para defectos de fabricación es de dos (2) años.
- Los productos OEM revisados por Ergotron están garantizados por el fabricante respectivo.
- Los productos restaurados por Ergotron tienen una garantía de 90 días.
- La garantía Ergotron no son transferibles.

Recurso exclusivo: Si algún equipo Ergotron presenta o llegara a presentar defectos de material o mano de obra durante el período de garantía, Ergotron determinará con el cliente si el defecto del producto está cubierto por la garantía. Si Ergotron, a su exclusiva discreción, determina que el defecto es causado por el cliente, determinará que se reponga o se reemplace el artículo y reparará o reemplazará el artículo de acuerdo con su criterio. El comprador deberá obtener una autorización antes de devolver el producto a Ergotron. El comprador deberá contactar a Ergotron para obtener un número de RMA (Autorización de devolución de material). Ergotron reparará o reemplazará inmediatamente el producto y lo enviará al comprador sin cargo. La reparación o la reemplaza del producto no renueva ni extiende el período de la garantía.

ESTE RECURSO CONSTITUYE EL UNICO RECURSO DE QUE DISPONE EL COMPRADOR POR INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTIA CON RESPECTO AL EQUIPO, salvo en lo que resta a lesión personal. El comprador notificara de inmediato y por escrito a Ergotron acerca de cualquier lesión personal resultante del uso de los equipos Ergotron.

Exclusiones y limitaciones: Ergotron desconoce responsabilidad por lesiones o pérdidas causadas por, o vinculadas con, la instalación o uso de cualquier de los componentes de la fuente de alimentación de Ergotron. La garantía de funcionamiento en la batería puede extenderse hasta 1 año desde que deje de ser efectiva conforme a lo que se establece en las instrucciones impresas en sus manuales de instalación, prospectos complementarios con instrucciones de montaje e instalación, boletines técnicos o literatura de productos o por equipos que han sido alterados, dañados o mal utilizados.

La garantía sobre baterías totalmente cargadas que han sido dejadas sin usar durante más de tres (3) meses consecutivos se invalidará automáticamente. La garantía sobre baterías totalmente descargadas que han sido dejadas sin usar durante más de tres (3) meses consecutivos se invalidará automáticamente.

Dos (2) años de garantía para todos los componentes de alimentación eléctrica por Ergotron; el funcionamiento de la batería tiene una garantía de 90 días y una garantía de dos (2) años contra defectos de fabricación. La garantía de funcionamiento en la batería puede extenderse hasta 1 año desde que deje de ser efectiva conforme a lo que se establece en las instrucciones impresas en sus manuales de instalación, prospectos complementarios con instrucciones de montaje e instalación, boletines técnicos o literatura de productos o por equipos que han sido alterados, dañados o mal utilizados.

El comprador deberá contactar a Ergotron para obtener un número de RMA (Autorización de devolución de material). Ergotron reparará o reemplazará el artículo de acuerdo con su criterio. El comprador deberá obtener una autorización antes de devolver el producto a Ergotron. El comprador deberá contactar a Ergotron para obtener un número de RMA (Autorización de devolución de material). Ergotron reparará o reemplazará inmediatamente el producto y lo enviará al comprador sin cargo. La reparación o la reemplaza del producto no renueva ni extiende el período de la garantía.

ESTE RECURSO CONSTITUYE EL UNICO RECURSO DE QUE DISPONE EL COMPRADOR POR INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTIA CON RESPECTO AL EQUIPO, salvo en lo que resta a lesión personal. El comprador notificara de inmediato y por escrito a Ergotron acerca de cualquier lesión personal resultante del uso de los equipos Ergotron.

Exclusiones y limitaciones: Ergotron desconoce responsabilidad por lesiones o pérdidas causadas por, o vinculadas con, la instalación o uso de cualquier de los componentes de la fuente de alimentación de Ergotron. La garantía de funcionamiento en la batería puede extenderse hasta 1 año desde que deje de ser efectiva conforme a lo que se establece en las instrucciones impresas en sus manuales de instalación, prospectos complementarios con instrucciones de montaje e instalación, boletines técnicos o literatura de productos o por equipos que han sido alterados, dañados o mal utilizados.

La garantía sobre baterías totalmente cargadas que han sido dejadas sin usar durante más de tres (3) meses consecutivos se invalidará automáticamente. La garantía sobre baterías totalmente descargadas que han sido dejadas sin usar durante más de tres (3) meses consecutivos se invalidará automáticamente.

Tres (3) años de garantía sobre todos los componentes de la fuente de alimentación de Ergotron; la batería tiene hasta un (1) año de garantía de funcionamiento y seis (6) meses de garantía por defectos de fabricación.

Nota: para EUR, la garantía contra los defectos de fabricación es de dos (2) años.

- Los productos OEM revisados por Ergotron son garantizados por el fabricante respectivo.

- Los productos restaurados por Ergotron tienen una garantía de 90 días.

- La garantía Ergotron no son transferibles.

Recursos exclusivos: Una serie de equipamiento Ergotron que no devenga defectuoso de su material o mano de obra durante la période de garantie. Ergotron determinera avec le client si le défaut du produit est dû à une des causes énumérées ci-dessous. Cet élément devra être remplacé ou réparé par Ergotron.

CE RECOURS EST LE SEUL RECOURS POUR RETOUR DE CONTRAT PAR RAPPORT À L'ÉQUIPEMENT, sauf le cas des lesions personnelles. L'écheteur donnez une notice écrite immédiate de toute lesion personnelle résultante de l'utilisation du équipement Ergotron.

Exclusions et limitations: Ergotron décline toute responsabilité pour des lesions ou pertes causées par ou liées à l'installation ou à l'utilisation de son équipement d'une manière différente de la conforme aux instructions établies dans les manuels d'installation, l'assèmble supplémentaire et les feuilles d'instruction de l'installation, les bulletins techniques ou la publicité du produit ou causes par l'équipement altéré, endommagé ou mal utilisé.

La garantie de batteries à pleine charge et laissées inutilisées durant plus de trois (3) mois consécutifs n'annule automatiquement. La garantie de batteries complètement déchargées et laissées inutilisées durant plus de trois (3) mois consécutifs n'annule automatiquement.

Ergotron offre une garantie de deux (2) ans sur tous les composants du système d'alimentation; la batterie bénéficie d'une garantie de performance optimale de 90 jours y une garantie de deux (2) ans contre les défauts de fabrication. La garantie de performance optimale de la batterie peut être étendue jusqu'à un (1) an si l'utilisateur est en mesure de fournir à Ergotron la preuve d'un fonctionnement approprié (pour évaluation et accès final au produit sous garantie). Est considérée comme fonctionnement approprié l'utilisation du logiciel StyleLink prouvant que la batterie a été au moins 90% de son cycle de vie et qu'elle a été régulièrement et complètement rechargeé au minimum toutes les nuits.

L'écheteur a le droit de contacter Ergotron pour toute question relative à des défaillances d'équipement Ergotron. Ergotron décline toute responsabilité pour des lesions ou pertes causées par ou liées à l'assistance et les limitations et déclarations. Ergotron décline toute garantie expresse ou tacite, notamment les garanties de qualité marchande et de conformité à un échantillon. Ergotron décline toute autre responsabilité envers l'écheteur et tous les dommages directs ou indirects causés par ou en rapport avec les produits, leur utilisation ou mauvaise utilisation et leur performance ou non-performance.

## Ergotron Garantierichtlinien

Ergotron gewährt eine Produktpauschale von fünf (5) Jahren auf Fehlerfreiheit bei Material und Verarbeitung. Alle Ausnahmen und Beschränkungen dieser Garantie werden unten beschrieben.

Ausnahmen dieser Garantie beinhalten:

- Drei (3)-jährige Garantie auf alle NeoFlex™ Produkte von Ergotron.
- Ergotron gewährt eine Garantie von zwei (2) Jahren auf alle Netzteilkomponenten. Für den Akku gilt eine Leistungsgarantie von einem (1) Jahr (siehe Einschränkungen unten) und eine Garantie von sechs (6) Monaten auf Herstellergarantie.

Hinweis: Innerhalb der EU wird eine Garantie von zwei (2) Jahren auf Herstellergarantie gewährt.

• OEM-Produkte für die Ergotron als Wiederverkäufer auftritt, unterliegen den Garantiebestimmungen der jeweiligen Hersteller.

• Ergotron Garantien sind nicht übertragbar.

Ausnahmen und Einschränkungen: Ergotron lehnt eine Garantie während des Material- oder der Herstellungsfehler im Material oder der Herstellung auf, stellt Ergotron mit dem Kunden zusammen fest, ob die Produktaufmerksamkeit von der Garantieleistung gefordert wird. Ergotron kann nach eigenem Ermessen das Unternehmen Garantie für ein festgelegtes Ergotron-Standort oder überall im Raum zu Rücksenden zu können. Der Käufer muss sich mit Ergotron in Verbindung setzen, um eine RMA-Nummer (Autorisierungsnr. zur Rücksendung) zu erhalten. Ergotron wird daraufhin die Garantie umgedeutet oder reparieren oder ersetzen und kostenfrei an den Käufer zurückschicken. Eine Reparatur oder ein Austausch erneutert oder verlängert die Garantiedauer.

Bei DiesER RECHTSMEITTEL HANDELT ES SICH UM DAS EXKLUSIVE RECHTSMEITTEL BEI GARANTIEVERLETZUNGEN AN DEN ERGOTRON, außer im Falle von Personenschäden. Der Käufer unterrichtet Ergotron unverzüglich in schriftlicher Form von Personenschäden jeglicher Art, die durch den Umgang mit Ergotron-Produkten hervorgerufen wurden.

Ausnahmen und Einschränkungen: Ergotron lehnt die Haftung bei Personenschäden oder Verlusten ab, die durch unsachgemäßen Einbau oder Gebrauch der Geräte oder durch veränderte, beschädigte oder missbrauchte Geräte hervorgerufen wurden. Der sachgemäße Gebrauch wird in den Installationshandbüchern, der ausdrücklichen Montageanleitung, Ergänzungswartungen zur Lasterung, Technische Berichte oder Produktliteratur beschrieben.

Die Garantie auf alle aufgeladenen Batterien, die länger als drei (3) aufeinander folgende Monate nicht benutzt werden, erholt automatisch. Die Garantie auf alle aufgeladenen Batterien, die länger als drei (3) aufeinander folgende Monate nicht benutzt werden, erlischt automatisch.

Ergotron gewährt eine Garantie von zwei (2) Jahren auf alle Netzteilkomponenten; die Batterie hat eine neuig (90) Tage Leistungsgarantie und eine zweit (2) Jahre Garantie auf Materialfehler. Die Leistungsgarantie der Batterie verlängert sich um bis zu einem (1) Jahr, wenn der Kunde eine sachgemäße Behandlung der Komponenten gegenüber Ergotron nachweist.

Eine sachgemäße Behandlung der Komponenten erfordert den Einsatz von StyleLink Software, um zu prüfen, ob zu diesem Zeitpunkt die Batterie noch nicht mehr als 25 % unter 90 % gesunken ist.

Die Garantie auf alle aufgeladenen Batterien, die länger als drei (3) aufeinander folgende Monate nicht benutzt werden, erholt automatisch. Die Garantie auf alle aufgeladenen Batterien, die länger als drei (3) aufeinander folgende Monate nicht benutzt werden, erlischt automatisch.

Ergotron gewährt eine Garantie von zwei (2) Jahren auf alle Netzteilkomponenten; die Batterie hat eine neuig (90) Tage Leistungsgarantie und eine zweit (2) Jahre Garantie auf Materialfehler. Die Leistungsgarantie der Batterie verlängert sich um bis zu einem (1) Jahr, wenn der Kunde eine sachgemäße Behandlung der Komponenten gegenüber Ergotron nachweist.

Eine sachgemäße Behandlung der Komponenten erfordert den Einsatz von StyleLink Software, um zu prüfen, ob zu diesem Zeitpunkt die Batterie noch nicht mehr als 25 % unter 90 % gesunken ist.

Die Garantie auf alle aufgeladenen Batterien, die länger als drei (3) aufeinander folgende Monate nicht benutzt werden, erholt automatisch. Die Garantie auf alle aufgeladenen Batterien, die länger als drei (3) aufeinander folgende Monate nicht benutzt werden, erlischt automatisch.

Ergotron gewährt eine Garantie von zwei (2) Jahren auf alle Netzteilkomponenten; die Batterie hat eine neuig (90) Tage Leistungsgarantie und eine zweit (2) Jahre Garantie auf Materialfehler. Die Leistungsgarantie der Batterie verlängert sich um bis zu einem (1) Jahr, wenn der Kunde eine sachgemäße Behandlung der Komponenten gegenüber Ergotron nachweist.

Eine sachgemäße Behandlung der Komponenten erfordert den Einsatz von StyleLink Software, um zu prüfen, ob zu diesem Zeitpunkt die Batterie noch nicht mehr als 25 % unter 90 % gesunken ist.

Die Garantie auf alle aufgeladenen Batterien, die länger als drei (3) aufeinander folgende Monate nicht benutzt werden, erholt automatisch. Die Garantie auf alle aufgeladenen Batterien, die länger als drei (3) aufeinander folgende Monate nicht benutzt werden, erlischt automatisch.

Ergotron gewährt eine Garantie von zwei (2) Jahren auf alle Netzteilkomponenten; die Batterie hat eine neuig (90) Tage Leistungsgarantie und eine zweit (2) Jahre Garantie auf Materialfehler. Die Leistungsgarantie der Batterie verlängert sich um bis zu einem (1) Jahr, wenn der Kunde eine sachgemäße Behandlung der Komponenten gegenüber Ergotron nachweist.

Eine sachgemäße Behandlung der Komponenten erfordert den Einsatz von StyleLink Software, um zu prüfen, ob zu diesem Zeitpunkt die Batterie noch nicht mehr als 25 % unter 90 % gesunken ist.

Die Garantie auf alle aufgeladenen Batterien, die länger als drei (3) aufeinander folgende Monate nicht benutzt werden, erholt automatisch. Die Garantie auf alle aufgeladenen Batterien, die länger als drei (3) aufeinander folgende Monate nicht benutzt werden, erlischt automatisch.

Ergotron gewährt eine Garantie von zwei (2) Jahren auf alle Netzteilkomponenten; die Batterie hat eine neuig (90) Tage Leistungsgarantie und eine zweit (2) Jahre Garantie auf Materialfehler. Die Leistungsgarantie der Batterie verlängert sich um bis zu einem (1) Jahr, wenn der Kunde eine sachgemäße Behandlung der Komponenten gegenüber Ergotron nachweist.

Eine sachgemäße Behandlung der Komponenten erfordert den Einsatz von StyleLink Software, um zu prüfen, ob zu diesem Zeitpunkt die Batterie noch nicht mehr als 25 % unter 90 % gesunken ist.

Die Garantie auf alle aufgeladenen Batterien, die länger als drei (3) aufeinander folgende Monate nicht benutzt werden, erholt automatisch. Die Garantie auf alle aufgeladenen Batterien, die länger als drei (3) aufeinander folgende Monate nicht benutzt werden, erlischt automatisch.

Ergotron gewährt eine Garantie von zwei (2) Jahren auf alle Netzteilkomponenten; die Batterie hat eine neuig (90) Tage Leistungsgarantie und eine zweit (2) Jahre Garantie auf Materialfehler. Die Leistungsgarantie der Batterie verlängert sich um bis zu einem (1) Jahr, wenn der Kunde eine sachgemäße Behandlung der Komponenten gegenüber Ergotron nachweist.

Eine sachgemäße Behandlung der Komponenten erfordert den Einsatz von StyleLink Software, um zu prüfen, ob zu diesem Zeitpunkt die Batterie noch nicht mehr als 25 % unter 90 % gesunken ist.

Die Garantie auf alle aufgeladenen Batterien, die länger als drei (3) aufeinander folgende Monate nicht benutzt werden, erholt automatisch. Die Garantie auf alle aufgeladenen Batterien, die länger als drei (3) aufeinander folgende Monate nicht benutzt werden, erlischt automatisch.

Ergotron gewährt eine Garantie von zwei (2) Jahren auf alle Netzteilkomponenten; die Batterie hat eine neuig (90) Tage Leistungsgarantie und eine zweit (2) Jahre Garantie auf Materialfehler. Die Leistungsgarantie der Batterie verlängert sich um bis zu einem (1) Jahr, wenn der Kunde eine sachgemäße Behandlung der Komponenten gegenüber Ergotron nachweist.

Eine sachgemäße Behandlung der Komponenten erfordert den Einsatz von StyleLink Software, um zu prüfen, ob zu diesem Zeitpunkt die Batterie noch nicht mehr als 25 % unter 90 % gesunken ist.

Die Garantie auf alle aufgeladenen Batterien, die länger als drei (3) aufeinander folgende Monate nicht benutzt werden, erholt automatisch. Die Garantie auf alle aufgeladenen Batterien, die länger als drei (3) aufeinander folgende Monate nicht benutzt werden, erlischt automatisch.

Ergotron gewährt eine Garantie von zwei (2) Jahren auf alle Netzteilkomponenten; die Batterie hat eine neuig (90) Tage Leistungsgarantie und eine zweit (2) Jahre Garantie auf Materialfehler. Die Leistungsgarantie der Batterie verlängert sich um bis zu einem (1) Jahr, wenn der Kunde eine sachgemäße Behandlung der Komponenten gegenüber Ergotron nachweist.

Eine sachgemäße Behandlung der Komponenten erfordert den Einsatz von StyleLink Software, um zu prüfen, ob zu diesem Zeitpunkt die Batterie noch nicht mehr als 25 % unter 90 % gesunken ist.

Die Garantie auf alle aufgeladenen Batterien, die länger als drei (3) aufeinander folgende Monate nicht benutzt werden, erholt automatisch. Die Garantie auf alle aufgeladenen Batterien, die länger als drei (3) aufeinander folgende Monate nicht benutzt werden, erlischt automatisch.

Ergotron gewährt eine Garantie von zwei (2) Jahren auf alle Netzteilkomponenten; die Batterie hat eine neuig (90) Tage Leistungsgarantie und eine zweit (2) Jahre Garantie auf Materialfehler. Die Leistungsgarantie der Batterie verlängert sich um bis zu einem (1) Jahr, wenn der Kunde eine sachgemäße Behandlung der Komponenten gegenüber Ergotron nachweist.

Eine sachgemäße Behandlung der Komponenten erfordert den Einsatz von StyleLink Software, um zu prüfen, ob zu diesem Zeitpunkt die Batterie noch nicht mehr als 25 % unter 90 % gesunken ist.

Die Garantie auf alle aufgeladenen Batterien, die länger als drei (3) aufeinander folgende Monate nicht benutzt werden, erholt automatisch. Die Garantie auf alle aufgeladenen Batterien, die länger als drei (3) aufeinander folgende Monate nicht benutzt werden, erlischt automatisch.

Ergotron gewährt eine Garantie von zwei (2) Jahren auf alle Netzteilkomponenten; die Batterie hat eine neuig (90) Tage Leistungsgarantie und eine zweit (2) Jahre Garantie auf Materialfehler. Die Leistungsgarantie der Batterie verlängert sich um bis zu einem (1) Jahr, wenn der Kunde eine sachgemäße Behandlung der Komponenten gegenüber Ergotron nachweist.

Eine sachgemäße Behandlung der Komponenten erfordert den Einsatz von StyleLink Software, um zu prüfen, ob zu diesem Zeitpunkt die Batterie noch nicht mehr als 25 % unter 90 % gesunken ist.

Die Garantie auf alle aufgeladenen Batterien, die länger als drei (3) aufeinander folgende Monate nicht benutzt werden, erholt automatisch. Die Garantie auf alle aufgeladenen Batterien, die länger als drei (3) aufeinander folgende Monate nicht benutzt werden, erlischt automatisch.

Ergotron gewährt eine Garantie von zwei (2) Jahren auf alle Netzteilkomponenten; die Batterie hat eine neuig (90) Tage Leistungsgarantie und eine zweit (2) Jahre Garantie auf Materialfehler. Die Leistungsgarantie der Batterie verlängert sich um bis zu einem (1) Jahr, wenn der Kunde eine sachgemäße Behandlung der Komponenten gegenüber Ergotron nachweist.

Eine sachgemäße Behandlung der Komponenten erfordert den Einsatz von StyleLink Software, um zu prüfen, ob zu diesem Zeitpunkt die Batterie noch nicht mehr als 25 % unter 90 % gesunken ist.

Die Garantie auf alle aufgeladenen Batterien, die länger als drei (3) aufeinander folgende Monate nicht benutzt werden, erholt automatisch. Die Garantie auf alle aufgeladenen Batterien, die länger als drei (3) aufeinander folgende Monate nicht benutzt werden, erlischt automatisch.

Ergotron gewährt eine Garantie von zwei (2) Jahren auf alle Netzteilkomponenten; die Batterie hat eine neuig (90) Tage Leistungsgarantie und eine zweit (2) Jahre Garantie auf Materialfehler. Die Leistungsgarantie der Batterie verlängert sich um bis zu einem (1) Jahr, wenn der Kunde eine sachgemäße Behandlung der Komponenten gegenüber Ergotron nachweist.

Eine sachgemäße Behandlung der Komponenten erfordert den Einsatz von StyleLink Software, um zu prüfen, ob zu diesem Zeitpunkt die Batterie noch nicht mehr als 25 % unter 90 % gesunken ist.

Die Garantie auf alle aufgeladenen Batterien, die länger als drei (3) aufeinander folgende Monate nicht benutzt werden, erholt automatisch. Die Garantie auf alle aufgeladenen Batterien, die länger als drei (3) aufeinander folgende Monate nicht benutzt werden, erlischt automatisch.

Ergotron gewährt eine Garantie von zwei (2) Jahren auf alle Netzteilkomponenten; die Batterie hat eine neuig (90) Tage Leistungsgarantie und eine zweit (2) Jahre Garantie auf Materialfehler. Die Leistungsgarantie der Batterie verlängert sich um bis zu einem (1) Jahr, wenn der Kunde eine sachgemäße Behandlung der Komponenten gegenüber Ergotron nachweist.

Eine sachgemäße Behandlung der Komponenten erfordert den Einsatz von StyleLink Software, um zu prüfen, ob zu diesem Zeitpunkt die Batterie noch nicht mehr als 25 % unter 90 % gesunken ist.

Die Garantie auf alle aufgeladenen Batterien, die länger als drei (3) aufeinander folgende Monate nicht benutzt werden, erholt automatisch. Die Garantie auf alle aufgeladenen Batterien, die länger als drei (3) aufeinander folgende Monate nicht benutzt werden, erlischt automatisch.

Ergotron gewährt eine Garantie von zwei (2) Jahren auf alle Netzteilkomponenten; die Batterie hat eine neuig (90) Tage Leistungsgarantie und eine zweit (2) Jahre Garantie auf Materialfehler. Die Leistungsgarantie der Batterie verlängert sich um bis zu einem (1) Jahr, wenn der Kunde eine sachgemäße Behandlung der Komponenten gegenüber Ergotron nachweist.

Eine sachgemäße Behandlung der Komponenten erfordert den Einsatz von StyleLink Software, um zu prüfen, ob zu diesem Zeitpunkt die Batterie noch nicht mehr als 25 % unter 90 % gesunken ist.

Die Garantie auf alle aufgeladenen Batterien, die länger als drei (3) aufeinander folgende Monate nicht benutzt werden, erholt automatisch. Die Garantie auf alle aufgeladenen Batterien, die länger als drei (3) aufeinander folgende Monate nicht benutzt werden, erlischt automatisch.

Ergotron gewährt eine Garantie von zwei (2) Jahren auf alle Netzteilkomponenten; die Batterie hat eine neuig (90) Tage Leistungsgarantie und eine zweit (2) Jahre Garantie auf Materialfehler. Die Leistungsgarantie der Batterie verlängert sich um bis zu einem (1) Jahr, wenn der Kunde eine sachgemäße Behandlung der Komponenten gegenüber Ergotron nachweist.

Eine sachgemäße Behandlung der Komponenten erfordert den Einsatz von StyleLink Software, um zu prüfen, ob zu diesem Zeitpunkt die Batterie noch nicht mehr als 25 % unter 90 % gesunken ist.

Die Garantie auf alle aufgeladenen Batterien, die länger als drei (3) aufeinander folgende Monate nicht benutzt werden, erholt automatisch. Die Garantie auf alle aufgeladenen Batterien, die länger als drei (3) aufeinander folgende Monate nicht benutzt werden, erlischt automatisch.

Ergotron gewährt eine Garantie von zwei (2) Jahren auf alle Netzteilkomponenten; die Batterie hat eine neuig (90) Tage Leistungsgarantie und eine zweit (2) Jahre Garantie auf Materialfehler. Die Leistungsgarantie der Batterie verlängert sich um bis zu einem (1) Jahr, wenn der Kunde eine sachgemäße Behandlung der Komponenten gegenüber Ergotron nachweist.

Eine sachgemäße Behandlung der Komponenten erfordert den Einsatz von StyleLink Software, um zu prüfen, ob zu diesem Zeitpunkt die Batterie noch nicht mehr als 25 % unter 90 % gesunken ist.

Die Garantie auf alle aufgeladenen Batterien, die länger als drei (3) aufeinander folgende Monate nicht benutzt werden, erholt automatisch. Die Garantie auf alle aufgeladenen Batterien, die länger als drei (3) aufeinander folgende Monate nicht benutzt werden, erlischt automatisch.

Ergotron gewährt eine Garantie von zwei (2) Jahren auf alle Netzteilkomponenten; die Batterie hat eine neuig (90) Tage Leistungsgarantie und eine zweit (2) Jahre Garantie auf Materialfehler. Die Leistungsgarantie der Batterie verlängert sich um bis zu einem (1) Jahr, wenn der Kunde eine sachgemäße Behandlung der Komponenten gegenüber Ergotron nachweist.

Eine sachgemäße Behandlung der Komponenten erfordert den Einsatz von StyleLink Software, um zu prüfen, ob zu diesem Zeitpunkt die Batterie noch nicht mehr als 25 % unter 90 % gesunken ist.

Die Garantie auf alle aufgeladenen Batterien, die länger als drei (3) aufeinander folgende Monate nicht benutzt werden, erholt automatisch. Die Garantie auf alle aufgeladenen Batterien, die länger als drei (3) aufeinander folgende Monate nicht benutzt werden, erlischt automatisch.

Ergotron gewährt eine Garantie von zwei (2) Jahren auf alle Netzteilkomponenten; die Batterie hat eine neuig (90) Tage Leistungsgarantie und eine zweit (2) Jahre Garantie auf Materialfehler. Die Leistungsgarantie der Batterie verlängert sich um bis zu einem (1) Jahr, wenn der Kunde eine sachgemäße Behandlung der Komponenten gegenüber Ergotron nachweist.

Eine sachgemäße Behandlung der Komponenten erfordert den Einsatz von StyleLink Software, um zu prüfen, ob zu diesem Zeitpunkt die Batterie noch nicht mehr als 25 % unter 90 % gesunken ist.

Die Garantie auf alle aufgeladenen Batterien, die länger als drei (3) aufeinander folgende Monate nicht benutzt werden, erholt automatisch. Die Garantie auf alle aufgeladenen Batterien, die länger als drei (3) aufeinander folgende Monate nicht benutzt werden, erlischt automatisch.

Ergotron gewährt eine Garantie von zwei (2) Jahren auf alle Netzteilkomponenten; die Batterie hat eine neuig (