

English


Operating manual

Recirculating coolers

FC600	FC600S	FCW600	FCW600S
FC1200	FC1200S	FCW1200	FCW1200S
FC1600	FC1600S	FCW1600	FCW1600S

air-cooled

water cooled



Julabo
THE TEMPERATURE CONTROL COMPANY

JULABO GmbH
77960 Seelbach / Germany
Tel. +49 (0) 7823 / 51-0
Fax +49 (0) 7823 / 24 91
info.de@julabo.com
www.julabo.com

Congratulations!

You have made an excellent choice.

JULABO thanks you for the trust you have placed in us.

This operating manual has been designed to help you gain an understanding of the operation and possible applications of our circulators. For optimal utilization of all functions, we recommend that you thoroughly study this manual prior to beginning operation.

The JULABO Quality Management System



Temperature control devices for research and industry are developed, produced, and distributed according to the requirements of ISO 9001 and ISO 14001. Certificate Registration No. 01 100044846

Unpacking and inspecting

Unpack the recirculating cooler and accessories and check for damages incurred during transit. These should be reported to the responsible carrier, railway, or postal authority, and a request for a damage report should be made. These instructions must be followed fully for us to guarantee our full support of your claim for protecting against loss from concealed damage. The form required for filing such a claim will be provided by the carrier.

Printed in Germany

Changes without prior notification reserved

Important: keep operating manual for future use

Table of Contents

1.	Intended use.....	4
1.1.	Description.....	4
2.	Operator responsibility – Safety instructions	4
2.1.	Disposal.....	6
2.2.	EC Conformity	7
2.3.	Warranty conditions.....	10
2.4.	Technical specifications.....	11
2.5.	Cooling water connection	15
3.	Safety notes for the user	16
3.1.	Explanation of safety notes	16
3.2.	Explanation of other notes	16
3.3.	Safety instructions	16
4.	Operating controls and functional elements	18
5.	Operation.....	21
5.1.	Preparations	21
5.2.	Return flow safety device.....	22
5.3.	Bath fluids.....	23
5.4.	Tubing.....	23
5.5.	Power connection	24
5.6.	Filling	24
5.7.	Draining	25
6.	Manual operation.....	26
6.1.	Switching on	26
6.2.	Start.....	26
6.2.1.	Automatic / non-automatic start mode.....	27
6.3.	Setting the setpoint temperatures.....	28
6.3.1.	Setting the temperature	28
6.3.2.	Setting the control ratio for feed/return flow temperature	29
6.3.3.	Setting the safety temperatures.....	30
6.3.4.	Low liquid level protection.....	30
6.4.	PID control parameters.....	31
7.	Trouble shooting guide	33
7.1.	Other error messages.....	34
8.	Electrical connections.....	34
9.	Remote control	36
9.1.	Communication with a PC or data system.....	36
9.2.	List of commands	37
9.3.	Status messages	38
9.4.	Error messages	38
10.	Menu functions	39
10.1.	Selecting/exiting the configuration level	39
10.2.	Setting the parameters	39
10.3.	Adjustable parameters.....	40
11.	Cleaning / repairing the unit.....	41

1. Intended use

JULABO recirculating coolers have been designed for temperature application to specific fluids. The pump connections can be used for cooling applications in an external circuit at a constant temperature.



JULABO recirculating coolers are not suitable for direct temperature control of foods, semi-luxury foods and tobacco, or pharmaceutical and medical products. Direct temperature control means unprotected contact of the object with the bath medium (bath fluid).

1.1. Description

The recirculating cooler consists of

- control unit with splash-proof keypad (microprocessor technology)
- cooling compressor
- heater
- heating/cooling bath and recirculating pump

The electronics comprises two microprocessors that provide reciprocal monitoring via sensors for the working and safety circuit.

The actual and setpoint temperatures are permanently visible on the MULTI-DISPLAY (LED 1 + LED 2) and thus may be easily compared.

The bath tank is located in the lower part of the unit. The cooling machine draws heat from the bath liquid via the cooling coil (evaporator). If the setpoint lies above the ambient temperature, the integrated heater produces more heat.

The integrated circulating pump ensures constant conditions for the external cooling loop and provides a good circulation of the liquid in the bath tank.

The unit provides analog electrical connections and a serial interface.

Safety installations: High temperature and low temperature limits, both adjustable via the MULTI-DISPLAY, as well as low liquid level protection.

2. Operator responsibility – Safety instructions

The products of JULABO ensure safe operation when installed, operated, and maintained according to common safety regulations. This section explains the potential dangers that may arise when operating the recirculating coolers and also specifies the most important safety precautions to preclude these dangers as far as possible.

The operator is responsible for the qualification of the personnel operating the units.

- The personnel operating the units should be regularly instructed about the dangers involved with their job activities as well as measures to avert these dangers.
- Make sure all persons tasked with operating, installing, and maintaining the unit have read and understand the safety information and operating instructions.
- When using hazardous materials or materials that could become hazardous, the unit may be operated only by persons who are absolutely familiar with these materials and the unit. These persons must be fully aware of possible risks.

If you have any questions concerning the operation of your unit or the information in this manual, please contact us!

Contact: JULABO GmbH
Gerhard-Juchheim-Str. 1
77960 Seelbach / Germany

Tel. +49 (0) 7823 / 51-0 info.de@julabo.com
Fax +49 (0) 7823 / 24 91 www.julabo.com

Safety recommendations for the operator

- You received a product conceived for industrial use. Nevertheless, avoid strikes to the housing, vibrations, damages to the keypad foil (keys, display) or contamination.
- Make sure the product is regularly checked for proper condition. Regularly check (at least every 2 years) the proper condition of the mandatory, warning, prohibition and safety labels.
- Take care that the mains supply features a low impedance to avoid any negative affects on the instrument being operated in the same mains.
- This unit is designed for operation in a controlled electromagnetic environment. This means that transmitting devices (e.g. cellular phones) should not be used in the immediate vicinity. Magnetic radiation may influence other units with components susceptible to magnetic fields (e.g. a monitor). We recommend to keep a minimum distance of 1 m.
- Permissible ambient temperature: max. 40 °C, min. 5 °C.
- Permissible relative air humidity: 50 % (40 °C).
- Do not store in an aggressive atmosphere. Protect from contaminations.
- Do not expose to sunlight.

Appropriate Operation

Only qualified personnel is authorized to perform configuration, installation, maintenance and repairs of the water bath.

Routine operation can also be carried out by untrained personnel who should however be instructed by trained personnel.




Use

For the use according to the intended purpose, special material requirements have to be respected (bath fluids). Only use non-acid and non corroding materials.

Observe all warnings for the used materials (bath fluids) and the respective instructions (safety data sheets).

Only use the unit in well ventilated areas. The recirculating coolers are not for use in explosive atmosphere

When using hazardous materials or materials that could become hazardous, **the operator must** affix the enclosed safety labels (**1 + 2**) to the front of the unit so they are highly visible:

1		Danger area. Attention! Observe instructions. (operating manual, safety data sheet)
2		Carefully read the user information prior to beginning operation. Scope: EU
or		
2		Carefully read the user information prior to beginning operation. Scope: USA, NAFTA

Observe the instructions in the manuals for instruments of a different make that you connect to the recirculating cooler, particularly the corresponding safety instructions. Also observe the pin assignment of plugs and technical specifications of the products.

2.1. Disposal

This unit contains the refrigerants R134a or R404A, which at this time are not considered harmful to the ozone layer. However, over the long operating period of the unit, disposal rules may change. Therefore, only qualified personnel should handle the disposal.

Valid in EU countries



See the current official journal of the European Union – WEEE directive. Directive of the European Parliament and of the Council on waste electrical and electronic equipment (WEEE).

This directive requires electrical and electronic equipment marked with a crossed-out trash can to be disposed of separately in an environmentally friendly manner.

Contact an authorized waste management company in your country.

Disposal with household waste (unsorted waste) or similar collections of municipal waste is not permitted!

2.2. EC Conformity

EG-Konformitätserklärung nach EG Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II A EC-Declaration of Conformity to EC Machinery Directive 2006/42/EC, Annex II A

Hersteller / Manufacturer:

JULABO GmbH
Gerhard-Juchheim-Strasse 1
77960 Seelbach / Germany
Tel: +49(0)7823 / 51 - 0



Hiermit erklären wir, dass das nachfolgend bezeichnete Produkt
We hereby declare, that the following product

Produkt / Product: Umlaufkühler / Recirculating Cooler

Typ / Type: FC600, FCW600, FC600S,
FCW600S

Serien-Nr. / Serial-No.: siehe Typenschild / see type label

aufgrund seiner Konzipierung und Bauart in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den nachfolgend aufgeführten EG-Richtlinien entspricht.
due to the design and construction, as assembled and marketed by our Company – complies with fundamental safety and health requirements according to the following EC-Directives.

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG; Machinery Directive 2006/42/EC

EMV-Richtlinie 2014/30/EU; EMC-Directive 2014/30/EU

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU; RoHS-Directive 2011/65/EU

Angewandte harmonisierte Normen und techn. Spezifikationen:

The above-named product is in compliance with the following harmonized standards and technical specifications:

EN 50581 : 2012

Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elektronikgeräten hinsichtlich der Beschränkung gefährlicher Stoffe
Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances

EN ISO 12100 : 2010

Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risikominderung (ISO 12100:2010)
Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)

EN 61010-1 : 2010

Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte, Teil 1: Allgemeine Anforderungen
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use, Part 1: General requirements

EN 61010-2-010 : 2014

Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte, Teil 2-010: Besondere Anforderungen an Laborgeräte für das Erhitzen von Stoffen
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use, Part 2-010: Particular requirements for laboratory equipment for the heating of materials

EN 61326-1 : 2013

Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte-EMV-Anforderungen- Teil 1: Allgemeine Anforderungen
Electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - EMC requirements - Part 1: General requirements

EN 378-1 : 2016

Kälteanlagen und Wärmepumpen – Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen – Teil 1: Grundlegende Anforderungen, Begriffe, Klassifikationen und Auswahlkriterien
Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 1: Basics requirements, definitions, classification and selection criteria

EN 378-2 : 2016

Kälteanlagen und Wärmepumpen – Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen – Teil 2: Konstruktion, Herstellung, Prüfung, Kennzeichnung und Dokumentation
Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation

EN 378-3 : 2016

Kälteanlagen und Wärmepumpen – Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen – Teil 3: Aufstellungsort und Schutz von Personen
Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 3: Installation site and personal protection

EN 378-4 : 2016

Kälteanlagen und Wärmepumpen – Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen – Teil 4: Betrieb, Instandhaltung, Instandsetzung und Rückgewinnung
Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 4: Operation, maintenance, repair and recovery

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der techn. Unterlagen:

Authorized representative in charge of administering technical documentation:

Hr. Torsten Kauschke, im Hause / on the manufacturer's premises as defined above

Die Konformitätserklärung wurde ausgestellt

The declaration of conformity was issued and valid of

Seelbach, 17.10.2017

M. Juchheim, Geschäftsführer / Managing Director

EG-Konformitätserklärung nach EG Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II A
EC-Declaration of Conformity to EC Machinery Directive 2006/42/EC, Annex II A

Hersteller / Manufacturer:

JULABO GmbH
Gerhard-Juchheim-Strasse 1
77960 Seelbach / Germany
Tel: +49(0)7823 / 51 - 0



Hiermit erklären wir, dass das nachfolgend bezeichnete Produkt
We hereby declare, that the following product

Produkt / Product: Umlaufkühler / *Recirculating Cooler*

Typ / Type: FC1200, FC1200S, FC1200T **Serien-Nr. / Serial-No.:** siehe Typenschild / *see type label*

aufgrund seiner Konzipierung und Bauart in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den nachfolgend aufgeführten EG-Richtlinien entspricht.
due to the design and construction, as assembled and marketed by our Company – complies with fundamental safety and health requirements according to the following EC-Directives.

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG; Machinery Directive 2006/42/EC
EMV-Richtlinie 2014/30/EU; EMC-Directive 2014/30/EU
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU; RoHS-Directive 2011/65/EU

Angewandte harmonisierte Normen und techn. Spezifikationen:

The above-named product is in compliance with the following harmonized standards and technical specifications:

EN 50581 : 2012

Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elektronikgeräten hinsichtlich der Beschränkung gefährlicher Stoffe
Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances

EN ISO 12100 : 2010

Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsgrundsätze - Risikobeurteilung und Risikominderung (ISO 12100:2010)
Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)

EN 61010-1 : 2010

Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte, Teil 1: Allgemeine Anforderungen
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use, Part 1: General requirements

EN 61010-2-010 : 2014

Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte, Teil 2-010: Besondere Anforderungen an Laborgeräte für das Erhitzen von Stoffen
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use, Part 2-010: Particular requirements for laboratory equipment for the heating of materials

EN 61326-1 : 2013

Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte- EMV-Anforderungen- Teil 1: Allgemeine Anforderungen
Electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - EMC requirements - Part 1: General requirements

EN 378-1 : 2016

Kälteanlagen und Wärmepumpen – Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen – Teil 1: Grundlegende Anforderungen, Begriffe, Klassifikationen und Auswahlkriterien
Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 1: Basics requirements, definitions, classification and selection criteria

EN 378-2 : 2016

Kälteanlagen und Wärmepumpen – Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen – Teil 2: Konstruktion, Herstellung, Prüfung, Kennzeichnung und Dokumentation
Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation

EN 378-3 : 2016

Kälteanlagen und Wärmepumpen – Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen – Teil 3: Aufstellungsart und Schutz von Personen
Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 3: Installation site and personal protection

EN 378-4 : 2016

Kälteanlagen und Wärmepumpen – Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen – Teil 4: Betrieb, Instandhaltung, Instandsetzung und Rückgewinnung
Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 4: Operation, maintenance, repair and recovery

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der techn. Unterlagen:

Authorized representative in charge of administering technical documentation:

Hr. Torsten Kauschke, im Hause / *on the manufacturer's premises as defined above*

Die Konformitätserklärung wurde ausgestellt

The declaration of conformity was issued and valid of

Seelbach, 17.10.2017

M. Juchheim, Geschäftsführer / *Managing Director*

EG-Konformitätserklärung nach EG Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II A
EC-Declaration of Conformity to EC Machinery Directive 2006/42/EC, Annex II A

Hersteller / Manufacturer:

JULABO GmbH
 Gerhard-Juchheim-Strasse 1
 77960 Seelbach / Germany
 Tel: +49(0)7823 / 51 - 0



Hiermit erklären wir, dass das nachfolgend bezeichnete Produkt
We hereby declare, that the following product

Produkt / Product: Umlaufkühler / *Recirculating Cooler*

Typ / Type: FC1600, FC1600S, FC1600T,
 FCW1600S, FCW1600T

Serien-Nr. / Serial-No.: siehe Typenschild / *see type label*

aufgrund seiner Konzipierung und Bauart in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den nachfolgend aufgeführten EG-Richtlinien entspricht.
due to the design and construction, as assembled and marketed by our Company – complies with fundamental safety and health requirements according to the following EC-Directives.

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG; Machinery Directive 2006/42/EC

EMV-Richtlinie 2014/30/EU; EMC-Directive 2014/30/EU

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU; RoHS-Directive 2011/65/EU

Angewandte harmonisierte Normen und techn. Spezifikationen:

The above-named product is in compliance with the following harmonized standards and technical specifications:

EN 50581 : 2012

*Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elektronikgeräten hinsichtlich der Beschränkung gefährlicher Stoffe
 Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances*

EN ISO 12100 : 2010

*Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risikominderung (ISO 12100:2010)
 Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)*

EN 61010-1 : 2010

*Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte, Teil 1: Allgemeine Anforderungen
 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use, Part 1: General requirements*

EN 61010-2-010 : 2014

*Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte, Teil 2-010: Besondere Anforderungen an Laborgeräte für das Erhitzen von Stoffen
 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use, Part 2-010: Particular requirements for laboratory equipment for the heating of materials*

EN 61326-1 : 2013

*Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte- EMV-Anforderungen- Teil 1: Allgemeine Anforderungen
 Electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - EMC requirements - Part 1: General requirements*

EN 378-1 : 2016

*Kälteanlagen und Wärmepumpen – Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen – Teil 1: Grundlegende Anforderungen, Begriffe, Klassifikationen und Auswahlkriterien
 Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 1: Basics requirements, definitions, classification and selection criteria*

EN 378-2 : 2016

*Kälteanlagen und Wärmepumpen – Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen – Teil 2: Konstruktion, Herstellung, Prüfung, Kennzeichnung und Dokumentation
 Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation*

EN 378-3 : 2016

*Kälteanlagen und Wärmepumpen – Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen – Teil 3: Aufstellungsort und Schutz von Personen
 Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 3: Installation site and personal protection*

EN 378-4 : 2016

*Kälteanlagen und Wärmepumpen – Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen – Teil 4: Betrieb, Instandhaltung, Instandsetzung und Rückgewinnung
 Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 4: Operation, maintenance, repair and recovery*

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der techn. Unterlagen:

Authorized representative in charge of administering technical documentation:

Hr. Torsten Kauschke, im Hause / *on the manufacturer's premises as defined above*

Die Konformitätserklärung wurde ausgestellt

The declaration of conformity was issued and valid of

Seelbach, 17.10.2017

M. Juchheim, Geschäftsführer / *Managing Director*

2.3. Warranty conditions

JULABO GmbH warrants its products against defects in material or in workmanship, when used under appropriate conditions and in accordance with appropriate operating instructions

for a period of ONE YEAR.

Extension of the warranty period – free of charge



With the '1PLUS warranty' the user receives a free of charge extension to the warranty of up to 24 months, limited to a maximum of 10 000 working hours.

To apply for this extended warranty the user must register the unit on the JULABO web site www.julabo.com, indicating the serial no. The extended warranty will apply from the date of JULABO GmbH's original invoice.

JULABO GmbH reserves the right to decide the validity of any warranty claim. In case of faults arising either due to faulty materials or workmanship, parts will be repaired or replaced free of charge, or a new replacement unit will be supplied.

Any other compensation claims are excluded from this guarantee.

2.4. Technical specifications

		FC(W)600	FC(W)600S
Working temperature range	°C	-20 ... 80	-10 ... 80
Cooling capacity	°C	20 5 -10	20 5 -10
(water-glycol)	kW	0.6 0.4 0.21	0.5 0.3 0.1
Refrigerant		R134a	R134a
Heater capacity	kW	1.2	1.2
Pump capacity:			
Pressure max.	psi	7.25	17.4
Flow rate max.	lpm	20 / 14	22 / 15
with tubing connections	mm Ø	13.5 / 9.5	13.5 / 9.5
Pump connections		M16x1	M16x1
Noise level, 1 m distance	dBA	51	54
Filling volume	l	6 ... 8	6 ... 8
Dimensions (WxLxH)	mm	350 x 540 x 490	350 x 540 x 490
Ambient temperature	°C	5 ... 40	5 ... 40
Shipping weight	Kg	48	52
Mains power connection	V/Hz	230 / 50/60	230 / 50/60
Current consumption	A	7	8

		FC(W)1200	FC(W)1200S
Working temperature range	°C	-20 ... 80	-15 ... 80
Cooling capacity	°C	20 5 -10	20 5 -10
(water-glycol)	kW	1.3 0.75 0.37	1.2 0.65 0.26
Refrigerant		R134a	R134a
Heater capacity	kW	1.2	1.2
Pump capacity:			
Pressure max.	psi	7.25	17.4
Flow rate max.	lpm	20 / 14	22 / 15
with tubing connections	mm Ø	13.5 / 9.5	13.5 / 9.5
Pump connections		M16x1	M16x1
Noise level, 1 m distance	dBA	53	57
Filling volume	l	8 ... 11	8 ... 11
Dimensions (WxLxH)	mm	460 x 610 x 490	460 x 610 x 490
Ambient temperature	°C	5 ... 40	5 ... 40
Shipping weight	Kg	60	66
Mains power connection	V/Hz	230 / 50	230 / 50
Current consumption	A	7	8

All data have been determined at
ambient temperature: 20 °C

mains voltage: 230 V / 50 Hz
bath liquid: water-glycol

		FC(W)1600	FC(W)1600S
Working temperature range	°C	-20 ... 80	-15 ... 80
Cooling capacity	°C	20 5 -10	20 5 -10
(water-glycol)	kW	1.65 1.0 0.47	1.55 0.9 0.36
Refrigerant		R134a	R134a
Heater capacity	kW	1.2	1.2
Pump capacity:			
Pressure max.	bar	0.5	1.2
Flow rate max.	l/min	20 / 14	22 / 15
with tubing connections	mm Ø	13.5 / 9.5	13.5 / 9.5
Pump connections		M16x1	M16x1
Noise level, 1 m distance	dBA	53	57
Filling volume	l	8 ... 11	8 ... 11
Dimensions (WxLxH)	mm	460 x 610 x 490	460 x 610 x 490
Ambient temperature	°C	5 ... 40	5 ... 40
Shipping weight	Kg	65	66
Mains power connection	V/Hz	230 / 50/60	230 / 50/60
Current consumption	A	7	8

All data have been determined at
ambient temperature: 20 °C

mains voltage: 230 V / 50 Hz
bath liquid: water-glycol

Temperature selection		digital (keypad)
Resolution	°C	0.1
MULTI-DISPLAY indications		LED + LED
Resolution	°C	0.1
Display accuracy	%	0.5
Temperature stability	°C	±0.2
Temperature control		on/off
Control ratio for feed/return		
flow temperature, adjustable	%	0 ... 100
Temperature sensor (number)		PTC (3)
Level indication		spy-glass
Error message indication		LED
<u>Electrical connections:</u>		
Computer interface		RS 232
Stand-by input		conforming to Namur recommendations
Alarm output		potential-free
Return flow safety device	V	230

Safety installations

(adjustable via LED):

High temperature protection	°C	-25 ... 85
Low temperature protection	°C	-25 ... 85
Low liquid level protection		float switch
Classification according to DIN 12876-1		III
Overload protection for pump motor		contactor
Overload protection for cooling compressor		contactor
Alarm signal		optical + audible

Environmental conditions according to IEC 61 010-1:

Use only indoor.

Altitude up to 2000 m - normal zero.

Ambient temperature: +5 ... +40 °C

Air humidity:

Max. rel. humidity 80 % for temperatures up to +31 °C,

linear decrease down to 50 % relative humidity at a temperature of +40 °C

Max. mains fluctuations of ±10 % are permissible.

The unit corresponds to Class I

Overvoltage category II

Pollution degree 2

**Caution:**

The unit is not for use in explosive environment.

EMC requirements

The device is an ISM device of group 1 per CISPR 11 (uses HF for internal purposes) and is classified in class A (industrial and commercial sector).

Notice:

- Devices of class A are intended for the use in an industrial electromagnetic environment.
- When operating in other electromagnetic environments, their electromagnetic compatibility may be impacted.

Information about the used refrigerants

The **Regulation (EU) No. 517/2014 on fluorinated greenhouse gases** applies to all systems which contain fluorinated refrigerants and replaces (EC) 842/2006.

The aim of the Regulation is to protect the environment by reducing emissions of fluorinated greenhouse gases.

Among other things it regulates the emission limits, use and recovery of these substances. It also contains requirements for operators of systems which require / contain these substances to function.

Operator responsibility – Safety instructions

Under Regulation 517/2014, the operator of a system of this nature has the following duties:

- The operator must ensure that the equipment is checked at regular intervals for leaks.
- These intervals depend on the CO₂ equivalent of the system. This is calculated from the refrigerant fill volume and type of refrigerant. The CO₂ equivalent of your system is shown on the model plate.
- The operator undertakes to have maintenance, repair, service, recovery and recycling work carried out by certified personnel who have been authorized by JULABO.
- All such work must be documented. The operator must keep records and archive them for at least five years. The records must be submitted to the relevant authority on request.

Refer to the text of the Regulation for further information.

2.5. Cooling water connection

Only for water cooled models - FCW:

Cooling water pressure (IN / OUT)	max.	6 bar
Difference pressure (IN - OUT)		3.5 to 6 bar
Cooling water temperature		<20 °C

Recommended quality of cooling water:

pH – value	7,5 to 9,0
Sulfate [SO ₄ 2-]	< 100 ppm
Hydrocarbonate [HCO ₃ -] / Sulphate [SO ₄ 2-]	> 1 ppm
Hardness [Ca ²⁺ , Mg ²⁺] / [HCO ₃ -]	> 0,5 dH
Alkalinity	60 ppm < [HCO ₃ -] < 300 ppm
Conductivity	< 500 µs / cm
Chloride (CL-)	< 50 ppm
Phosphate (PO ₄ 3-)	< 2 ppm
Ammonia (NH ₃)	< 0,5 ppm
Free Chlorine	< 0,5 ppm
Ferri Ions (Fe ³⁺)	< 0,5 ppm
Mangano Ions (Mn ²⁺)	< 0,05 ppm
Carbon dioxide (CO ₂)	< 10 ppm
Hydrosulfide (H ₂ S)	< 50 ppm
Content of oxygen	< 0,1 ppm
Algae growth	impermissible
Suspended solids	impermissible



Notice:

Danger of corrosion of heat exchanger due to unsuitable quality of cooling water.

- Due to its high content of lime hart water is not suitable for cooling and causes calcination of the heat exchanger.
- Ferrous water or water containing ferrous particles will cause formation of rust even in heat exchangers made of stainless steel.
- Chlorous water will cause pitting corrosion in heat exchangers made of stainless steel.
- Due to its corrosive characteristics distilled and deionized water is unsuitable and will cause corrosion of the bath. .
- Due to its corrosive characteristics sea water is not suitable.
- Due to its microbiological (bacteria) components which settle in the heat exchanger untreated and unpurified river water and water from cooling towers is unsuitable.
- Avoid particulate matter in cooling water.
- Avoid putrid water.

3. Safety notes for the user

3.1. Explanation of safety notes



In addition to the safety warnings listed above, warnings are posted throughout the manual. These warnings are designated by an exclamation mark inside an equilateral triangle. “Warning of a dangerous situation (Attention! Please follow the documentation).”

The danger is classified using a signal word.
Read and follow these important instructions.



Warning:

Describes a possibly highly dangerous situation. If these instructions are not followed, serious injury and danger to life could result.



Caution:

Describes a possibly dangerous situation. If this is not avoided, slight or minor injuries could result. A warning of possible property damage may also be contained in the text.



Notice:

Describes a possibly harmful situation. If this is not avoided, the product or anything in its surroundings can be damaged.

3.2. Explanation of other notes



Note!

Draws attention to something special.



Important!

Indicates usage tips and other useful information.

3.3. Safety instructions

Follow the safety recommendations to prevent damage to persons or property. Further, the valid safety instructions for working places must be followed.



- Only connect the unit to a power socket with earthing contact (PE – protective earth)!
- The power supply plug serves as a safe disconnecting device from the line and must always be easily accessible.
- Place the instrument on an even surface on a pad made of non-flammable material.
- Never operate the unit without bath fluid in the bath.
- Do not stay in the area below the unit.

- Make sure you read and understand all instructions and safety precautions listed in this manual before installing or operating your unit.
- Never operate the unit without bath fluid in the bath.
- Do not drain the bath fluid while it is hot or cold!
Check the temperature of the bath fluid prior to draining (by switching the unit on for a short moment for example).
- Use suitable connecting tubing.
- Avoid sharp bends in the tubing, and maintain a sufficient distance from surrounding walls.
- Make sure that the tubing is securely attached.
- Regularly check the tubing for material defects (e.g., for cracks).
- Never operate damaged or leaking equipment.
- Always turn off the unit and disconnect the mains cable from the power source before performing any service or maintenance procedures, or before moving the unit.
- Always turn off the unit and disconnect the mains cable from the power source before cleaning the unit.
- Always empty the bath before moving the unit.
- Transport the unit with care.
- Sudden jolts or drops may cause damage in the interior of the unit.
- Observe all warning labels.
- Never remove warning labels.
- Never operate equipment with damaged mains power cables.
- Repairs are to be carried out only by qualified service personnel.

4. Operating controls and functional elements

1. Mains power switch, illuminated


7. Filling funnel


8. Drain tubing


9. Drain tap

10. Filling level indication




11. Pump pressure gauge







2. MULTI-Display temperature indication  (LED 1 + LED 2)





3. Indicator lights












STATE	CONTROL	MODE
●  Alarm	● INT Temp.	● LOCAL = Keyboard control mode
●  Heating	○ EXT Control	● RS 232 = Remote control mode
●  Cooling		○ PROG

4. Keys for actual values ACTUAL (LED 1)


- A  Key - Indication of feed temperature
- B  Key - Indication of return temperature
- C  Key - Indication of safety temperature
- 4.2  The "MENU" key is not required for normal operating

- 4.1**  The keys "EXT" and "SPEC" are not required for
- 4.3**  this model version.

5. Keys for setpoint values SET (LED 2)

- E  Key - Indication or setting of working temperature
- F  Key - Indication or setting of high temperature
- G  Key - Indication or setting of low temperature
- H  Key - Indication or setting of control ratio for feed/return flow temperature
- J  Key - Circulating pump On/Off
- 5.1  Key - "SPEC" - PID control parameters
- 5.2   Cursors left/right
- 5.3   Edit keys (increase/decrease setting)
- 5.4  Enter key (start, store)


6. Electrical connectors



- K Interface RS 232
- M Alarm output (for external alarm signal)
- L Stand-by input conforming to NAMUR recommendations (external emergency switch-off)

Rear

- 12.1 Pump connector: Feed
- 12.2 Pump connector: Return
- 13. Overflow port for bath tank
- 14. Connectors for solenoid valves
- 15. Mains power cable with plug





Only for water cooled models:

- 16.1 Cooling water OUTLET
- 16.2 Cooling water INLET

5. Operation

5.1. Preparations



- Place the unit in an upright position.
- The place of installation should be large enough and provide sufficient air ventilation to ensure the room does not warm up excessively because of the heat the instrument rejects to the environment. (Max. permissible ambient temperature: 40 °C).
For a fault (leakage) in the refrigeration system, the standard EN 378 prescribes a certain room space to be available for each kg of refrigerant.
> For 0.25 kg of refrigerant R134a, 1 m³ of space is required.
- Keep at least 20 cm of open space on the front and rear venting grids.
- Do not set up the unit in the immediate vicinity of heat sources and do not expose to sun light.
- Before operating the unit after transport, wait about one hour after setting it up. This will allow any oil that has accumulated laterally during transport to flow back down thus ensuring maximum cooling performance of the compressor.
- Connect the tubings for cooling the external system to the pump connectors for feed and return (12.1. and 12.2.) on the rear of the recirculating cooler.
Return flow safety device see page 22
- If necessary, connect a tube to the overflow port (13.) for controlled draining of the liquid.
Do not close the overflow port.
- **Only for water cooled models:**
Ensure circulation of cooling water by connecting the tubing to cooling water inlet (16.2.) and outlet (16.1) on the rear of the recirculating cooler.
Cooling water temperature: <20 °C
Quality of cooling water see page 15.



Caution:

Securely attach all tubing to prevent slipping.



Notice: Cooling water circuit

Risk of oil leaking from the cooling circuit (compressor) of the recirculating cooler into the cooling water in case of a fault in the circuit!
Observe the laws and regulations of the water distribution company valid in the location where the unit is operated.

5.2. Return flow safety device




Notice: Flood hazard!

In case the system to be cooled is located at a higher level than the recirculating cooler, take note of bath liquid flowing back when the unit is switched off.

Return flow safety device

Should the filling volume of the bath tank not be sufficient, prevent the liquid from flowing back by using shut-off valves..




In case the system to be cooled is located at a higher level than the recirculating cooler, prevent the bath liquid from flowing back when the unit is turned off.

For this purpose, connect electrical solenoid valves or mechanical shut-off valves to the connectors for feed and return (12.1. and 12.2.).

The solenoid valve is electrically connected to the connectors (14.). As soon as the recirculating cooler is switched off, the valves close automatically. (Filling - see page 24)

Order No. 8 980 701 Set of solenoid valve (230 V)



5.3. Bath fluids



Caution:

No liability for use of other bath liquids!
Please contact JULABO before using other than recommended bath fluids.
JULABO takes no responsibility for damages caused by the selection of an unsuitable bath fluid

Do not use alcohols.

Water:

The quality of water depends on local conditions.

- Due to the high concentration of lime, hard water is not suitable for temperature control because it leads to calcification in the bath.
- Ferrous water can cause corrosion - even on stainless steel.
- Chloric water can cause pitting corrosion.
- Distilled and deionized water is unsuitable. Their special properties cause corrosion in the bath, even in stainless steel.

Water: - No liability for use with water.
Danger of freezing at working temperatures <5 °C.

Recommended bath fluids:

Bath fluids	Temperature range
soft/decalcified water	5 °C to 80 °C



See website for list of recommended bath fluids.

Contact: see page 5

5.4. Tubing



Caution:

- Employ suitable connecting tubing.
- Make sure that the tubing is securely attached.
- Avoid sharp bends in the tubing, and maintain a sufficient distance from surrounding walls.
- Regularly check the tubing for material defects (e.g. for cracks).
- Preventive maintenance: Replace the tubing from time to time.

	Maximum pressure
Chloroprene tubing	0.5 bar
Textile reinforced tubing	4.5 bar

5.5. Power connection




Caution:

- Only connect the unit to a power socket with earthing contact (PE – protective earth)!
We disclaim all liability for damage caused by incorrect line voltages!
- The power supply plug serves as safe disconnecting device from the line and must be always easily accessible.
- Never operate equipment with damaged mains power cables.
- Regularly check the mains power cables for material defects (e.g. for cracks).


Make sure that the line voltage and frequency match the supply voltage specified on the type plate.


5.6. Filling



- Connect the tubing from the external system to the pump connectors and check for leaks.
- Hold the venting grid, pull out and remove.
- Check to make sure that the drain tap (9.) is closed.
- Move the filling funnel (7.) to the front and remove cap.
- Fill the bath tank and take care of the filling level (10.).

Activating the circulating pump with simultaneous filling of the external system.




- Turn the mains switch (1.) on (Switching on - see page 26).
- Press the key "J"  to activate the pump for filling the cooling loop for the external system. In case return flow safety devices (Set of solenoid valve) are connected to the connectors (14.) those will simultaneously be opened.
- Check the filling level (10.) and keep on filling the bath liquid using the funnel until you get within the level marked "MAX".
- Close the filling funnel and move it to the back.
- Replace the venting grid.

5.7. Draining




Notice:

- Do not drain the bath fluid while it is hot or cold! Check the temperature of the bath fluid prior to draining (by switching the unit on for a short moment, for example).
- Store and dispose of the used bath fluid according to the environmental protection laws.





- Turn the mains switch (1.) off.
- Hold the venting grid, pull out and remove.
- Take the drain tubing (8.) out of the holder and hold it into a pail.
- Open the drain tap (9.) and empty the unit completely.
- Close the drain tap and replace the drain tubing into the holder.
- Replace the venting grid.



- In case the recirculating cooler is placed on the floor, the unit may be drained using a suction pump unit.
- Connect the drain tubing (8.) to the suction pump unit.
 - Open the drain tap (9.).
 - Switch the pump on and fully empty the unit.

6. Manual operation

6.1. Switching on




Turn on the mains power switch (1.).
An illuminated switch indicates the unit is on.

The unit performs a self-test. All segments of the 4-digit MULTI-DISPLAY (LED 1 + LED 2) and all indicator lights will illuminate.


Then the model designation and software version appear on the MULTI-DISPLAY for about 3 seconds (Example: FC"1200", "n 9.0").

The display "OFF" indicates the recirculating cooler is ready to operate (rOFF - see page 36).

6.2. Start



Actual value Setpoint



- Press the Enter key (5.4) for about 2 seconds.

The MULTI-DISPLAY (LED 1) indicates the actual feed temperature (example: 20.3 °C).

The MULTI-DISPLAY (LED 2) indicates the setpoint for the bath temperature (example: -5.0 °C).


The indicator lights signal the actual operating mode.

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| - Display | Feed temperature (A) |
| - Display | Setpoint bath temperature (E) |
| - Circulating pump | On (J) |
| - Status | Cooling on ❄ |
| - Control | Internal temperature control |
| - Mode | Keypad control mode |

6.2.1. Automatic / non-automatic start mode

NOTE:


The recirculating cooler has been configured and supplied by JULABO according to N.A.M.U.R. recommendations. This means for the start mode, that the unit must enter a safe operating state after a power failure (non-automatic start mode). This safe operating state is indicated by „OFF“ or „rOFF“, resp. on the MULTI-DISPLAY (LED). A complete shutdown of the main functional elements such as heater and circulation pump is effected simultaneously. Should such a safety standard not be required, the AUTOSTART function (automatic start mode) may be activated, thus allowing the start of the recirculating cooler directly by pressing the mains power switch or using a timer.



Activating/deactivating AUTOSTART

1. Turn on the recirculating cooler with the mains power switch and press the Enter key to start operation.

2. **Simultaneously** press the safety temperature key (C) and the MENU key (4.2) to enter the setting mode.

Press the edit key  to select the parameter on the MULTI-DISPLAY (LED2).

„1“ - AUTOSTART off.

„0“ - AUTOSTART on.

Press the Enter key  to store the parameter.

3. **Simultaneously** press the safety temperature key (C) and the MENU key (4.2) to exit the setting mode.

The AUTOSTART function (automatic start mode) allows the start of the recirculating cooler directly by pressing the mains power switch or using a timer.




Warning:

For supervised or unsupervised operation with the AUTOSTART function, avoid any hazardous situation to persons or property.

The recirculating cooler does no longer conform to N.A.M.U.R. recommendations.

Take care you fully observe the safety and warning functions of the recirculating cooler.

6.3. Setting the setpoint temperatures




Set the setpoints before or after starting the unit.

Press the setpoint keys (E, F, G, H) to set a value and press the Enter key to store the value.

The values will stay in memory when the recirculating cooler is powered down.

6.3.1. Setting the temperature



Example: Setting the bath temperature




- 1 Press the setpoint key

The indicator light **blinks** and the value previously set appears on the MULTI-DISPLAY (LED) (example: -10.8 °C)..



- 2 Use the cursor keys to move left or right on the display until the numeral you wish to change is blinking.

- 3 Use the increase/decrease arrows to change the selected numeral (-, 0, 1, 2, 3, ... 9).



- 4 Press enter to store the selected value (example: -8.0 °C).

6.3.2. Setting the control ratio for feed/return flow temperature




In respect to the values for feed and return temperature and the factor set with the key "H" an almost constant temperature value may be maintained in the external system. The control function quickly responds to changing conditions (ambient temperature, reaction heat), and thus spares the use of an external sensor.

The control ratio for feed and return flow temperature is factory preset to "50:50".

For enabling optimum control performance for asymmetric experiments, this ratio may be adjusted from 0 to 100 %.

- 0 % control with full respect to feed temperature
- 100 % control with full respect to return temperature.

Setting:

1 Press the key .

Follow the instructions under section 6.3.1. page 28

- 2
- 3
- 4

Calculation example:

Look up the values for control ratio, actual feed and return temperatures on the display by pressing the keys (A, B, H).

Example: $\vartheta_{RETURN} = 22.5\text{ }^{\circ}\text{C}$
 $\vartheta_{FEED} = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$
 factor = 40 %




Formula for calculating the actual value:

$$\vartheta_{ACT} = \vartheta_{RETURN} * \frac{factor}{100} + \vartheta_{FEED} * \frac{(100 - factor)}{100}$$

$$\vartheta_{ACT} = 22.5\text{ }^{\circ}\text{C} * \frac{40}{100} + 20\text{ }^{\circ}\text{C} * \frac{(100 - 40)}{100}$$

$$\vartheta_{ACT} = 21\text{ }^{\circ}\text{C}$$

6.3.3. Setting the safety temperatures



This safety function is **independent** of the control circuit.

- ① Press the desired setpoint key (F, G).
Follow the instructions under section 6.3.1.
page 28
- ②
- ③
- ④

Recommendation:

Set the high temperature limit at least 5 K above the actual bath temperature.


Set the low temperature limit at least 5 K below the setpoint.

When the temperature of the bath liquid reaches the limits of the safety values, a complete shutdown of the circulating pump, heater and cooling compressor is effected.

The alarm light illuminates and an audible signal is triggered. An error message appears on the MULTI-DISPLAY (LED 2)
(see page 33).

Turn the mains switch (1.) off and on. The alarm state is cancelled and the circulator is put back into operation.
(Switching on - see page 26).

6.3.4. Low liquid level protection



As soon as the bath liquid falls below the "MIN" level (10.), a complete shutdown of the circulating pump, heater, and cooling compressor is effected.

The alarm light illuminates and an audible signal is triggered. An error message appears on the MULTI-DISPLAY (LED 2)
(see page 33).

6.4. PID control parameters


CONTROL


- INT
- EXT


For internal and external control two separate parameter sets are available.

The PID control parameters can be adapted to the requirements of the controlled member.

The values are preserved after switching off the recirculating cooler.



- The control parameters are indicated by operating the key  (5.1).









Indications in case of internal control  INT:

Parameter		Setting range
CP 1	Xp (example 4.0 K).	0.1 ... 100 K
CP 2	Tn (example 160 s).	1 ... 9999 s
CP 3	Tv (example 20 s).	0 ... 500 s

Each indicated control parameter can be optimized manually .


Setting:



- 1 Operate the key  as often until the desired control parameter is indicated. Example: CP3
- 2 Use the cursor keys   to move left or right on the display until the numeral you wish to change is blinking.
- 3 Use the increase/decrease arrows   to change the selected numeral (-, 0, 1, 2, 3, ... 9).
- 4 Press enter  to store the selected value


Optimization instructions for the PID control parameters:

The heat-up curve reveals inappropriate control settings




optimum setting


Inappropriate settings may produce the following heat-up curves:



X_p too low




T_v/T_n too low



X_p
or
 T_v too high

7. Trouble shooting guide



Whenever the microprocessor electronics registers a failure, an alarm is triggered and a **complete shutdown** is performed.

The alarm light illuminates and an audible signal is triggered. An error message appears on the MULTI-DISPLAY (LED 2).



Internal error



High temperature alarm



Low temperature alarm



The values reported by the safety sensor and the sensor in the feed connector differ by more than 25 K (defective sensor).



Low liquid level alarm



} Internal errors



Pump disconnection




Compressor disconnection



Heater disconnection

Turn the unit off with the mains switch (1), and eliminate the malfunction. If the unit cannot be returned to operation, contact an authorized service station.

7.1. Other error messages



Incorrect/invalid entry. Value too small or too large, or function not available.

Under menu item E_Sb the parameter is set to 1, and the connection between Pin 2 and Pin 3 of the stand-by connector is interrupted (see page 34).

8. Electrical connections




Notice:

Use shielded cables only.

The shield of the connecting cable is electrically connected to the plug housing.

Stand-by input (L)

Pin assignment:	Pin	Signal
	1	not used
	2	5 V / DC
	3	0 V




Activate the stand-by input:

Under menu item E_Sb, set the parameter to 1 (see page 40).

Connect an external contact 'AK' (e.g. for emergency switch-off) or an alarm contact of the superordinated application system. In case the connection between Pin 2 and Pin 3 is interrupted by opening the contact 'AK', a complete shutdown of the circulating pump, heater and cooling compressor is effected, and the unit enters the condition "stand-by". The message "E_Sb" appears on the MULTI-Display (LED2) (see page 34).

Alarm output (M)



This potential-free change-over contact is activated in case of an alarm.

Pins 2 and 3 are connected under the following conditions:


- alarm
- status "OFF" and "rOFF"
- mains switch "off"

Switching capacity max. 30 W / 40 VA

Switching voltage max. 125 V~/–

Switching current max. 1 A

Serial interface (K)



This interface is a 9-pole connector:

Pin 2 RxD Receive Data

Pin 3 TxD Transmit Data

Pin 5 Gnd

Pin 7 RTS Request to send

Pin 8 CTS Clear to send


Interface correspondence:

Circulator 9-pole		Computer 25-pole		Circulator 9-pole		Computer 9-pole
Pin 2 RxD	↔	Pin 2 TxD		Pin 2 RxD	↔	Pin 3 TxD
Pin 3 TxD	↔	Pin 3 RxD		Pin 3 TxD	↔	Pin 2 RxD
Pin 5 GND	↔	Pin 7 GND		Pin 5 GND	↔	Pin 5 GND
Pin 7 RTS	↔	Pin 5 CTS		Pin 7 RTS	↔	Pin 8 CTS
Pin 8 CTS	↔	Pin 4 RTS		Pin 8 CTS	↔	Pin 7 RTS

Accessories:

Order No.	Description
8 980 073	RS232 interface cable 9-pol./9-pol. , 2,5 m
8 900 110	USB interface adapter cable


Return flow safety device



Control connector for solenoid valves (14.)
(line voltage: 230 V).

9. Remote control

9.1. Communication with a PC or data system



For remote control, under the menu item **OP** (Operating mode) set the parameter to 1.

The message "rOFF" appears on the display.

In general, the computer (master) sends commands to the recirculating cooler (slave). The recirculating cooler sends data (including error messages) only when the computer asks for it.

A transfer sequence consists of:

- command
- space (↔; Hex: 20)
- parameter (the character separating decimals in a group is the period)
- end of file (↵; Hex: 0D)

The commands are divided into **in** or **out** commands.

in commands: asking for parameters to be displayed

out commands: setting parameters



The **out** commands are valid only in remote control mode.

Examples:

- Command to set the setpoint to 5.5 °C:
out_sp_00 ↔ 5.5↵
- Command to ask for the setpoint:
in_sp_00↵
- Response from the recirculating cooler:
↵

9.2. List of commands

Command	Parameter	Response of recirculating cooler
version	no	Number of software version
status	no	Status message (see below)
out_mode_04	0	Set control mode via PC
out_mode_04	1	Set control mode via programmer input (O)
in_mode_04	no	Ask for actual control mode
out_mode_05	0	Stop the recirculating cooler = rOFF
out_mode_05	1	Start the recirculating cooler
in_mode_05	no	Ask for actual condition (Start/Stop)
out_sp_00	xx.x	Set working temperature value
in_sp_00	no	Ask for working temperature value
in_sp_01	no	Ask for high temperature value
in_sp_02	no	Ask for low temperature value
out_sp_03	xxx	Set control ratio for feed/return flow temperature
in_sp_03	no	Ask for actual control ratio
in_pv_00	no	Ask for actual feed temperature
in_pv_01	no	Ask for actual temperature of external sensor
in_pv_02	no	Ask for actual heater capacity
in_pv_03	no	Ask for actual return temperature
in_pv_04	no	Ask for actual safety temperature
out_par_06	x.x	Control parameter Xp of the internal controller
in_par_06	x.x	out = set; in = ask
out_par_07	xx.xx	Control parameter Tn of the internal controller
in_par_07	xx.xx	out = set; in = ask
out_par_08	xx.xx	Control parameter Tv of the internal controller
in_par_08	xx.xx	out = set; in = ask

9.3. Status messages

Message	Description - Recirculating cooler ...
00 MANUAL STOP	... in condition "OFF" (LOCAL)
01 MANUAL START	... in keypad control mode (LOCAL)
02 REMOTE STOP	... in condition "rOFF" (RS 232)
04 REMOTE START	... in remote control mode (RS 232)



9.4. Error messages

Message	Description
-01 WORKING PROCESSOR ALARM	Internal error
-02 EXCESS TEMPERATURE ALARM	High temperature alarm
-03 LOW TEMPERATURE ALARM	Low temperature alarm
-04 SENSOR DIFFERENCE ALARM	Sensor difference alarm $ \vartheta_{\text{Safety sensor}} - \vartheta_{\text{Feed}} > 25\text{ }^{\circ}\text{C}$
-05 LOW LEVEL ALARM	Low liquid level alarm
-06 PROCESSOR COMMUNICATION ERROR	Internal error
-07 I2C-BUS WRITE ERROR	Internal error
-08 I2C-BUS READ ERROR	Internal error
-09 I2C-BUS READ/WRITE ERROR	Internal error
-10 COMMAND NOT ALLOWED IN CURRENT OPERATING MODE	Invalid command in current operating mode
-12 VALUE TOO SMALL	Value too small
-13 VALUE TOO LARGE	Value too large
-14 INVALID COMMAND	Invalid command
-15 WARNING: STAND-BY PLUG IS MISSING	External stand-by plug is missing (see page 34)
-16 WARNING: VALUE EXCEEDS TEMPERATURE LIMITS	Value lies outside the permissible range for the safety temperature limits. But value is stored anyway.
-17 PUMP ERROR	Pump disconnection
-18 COMPRESSOR ERROR	Compressor disconnection
-19 HEATER TRIAC SHORTED	Heater disconnection

10. Menu functions

Set the parameters for the recirculating cooler via the configuration or calibration level.

10.1. Selecting/exiting the configuration level







Simultaneously press the "MENUE" key (4.2) and

the edit key "↓" to select the configuration level or

the edit key "↑" to exit the configuration level.

Select the menu items of the configuration level one by one by pressing simultaneously the menu key and one of the cursors.

10.2. Setting the parameters




Example: Baud rate

- ① Select the configuration level by pressing the keys simultaneously.
- ② Select the menu item by pressing simultaneously the menu key and one of the cursors.
(example: press the cursor key "→" 3 times).
- ③ Set the baud rate (4800 Bauds) with the edit keys ("↑" or "↓").
- ④ Press the enter key to store the new parameter.


10.3. Adjustable parameters

Set the parameters for the following menu items in the configuration level:




OP - Operating mode

- 0 = Keypad control
- 1 = Remote control via RS 232




HAnd - Handshake of the serial interface

- 0 = XOn/XOff, software handshake
- 1 = RTS/CTS, hardware handshake *



PAr - Parity bits of the serial interface

- 0 = no
- 1 = odd
- 2 = even *



bAud - Baud rate of the serial interface

- 1200 Bauds
- 2400 Bauds
- 4800 Bauds*
- 9600 Bauds



E_Sb - External stand-by for emergency switch-off

- 0 = stand-by input is ignored *
- 1 = stand-by input is active
(Stand-by input - see page 34)

(* factory setting)

11. Cleaning / repairing the unit




Caution:

Always turn off the unit and disconnect the mains cable from the power source before cleaning the unit.

Prevent humidity from entering into the circulator.

Service and repair work may be performed only by authorized electricians.



In order to maintain a good condition of the cooling compressor, the condenser should be checked for contamination in regular intervals.

- Switch the unit off, disconnect the power plug.
- Hold the venting grid, pull out and remove.
- Remove the dirt from the condenser with a vacuum cleaner.
- Replace the venting grid.

The unit is ready to operate again.

Cleaning:

Clean the outside of the unit using a wet cloth and low surface tension water.

The recirculating cooler is designed for continuous operation under normal conditions. Periodic maintenance is not required.

The tank should be filled only with a bath fluid recommended by JULABO. To avoid contamination, it is essential to change the bath fluid from time to time.

Repairs:

Before asking for a service technician or returning a JULABO instrument for repair, please contact an authorized JULABO service station.

When returning the unit:

- Clean the unit in order to avoid any harm to the service personnel
- Attach a short fault description.
- When returning a unit, take care of careful and adequate packing.
- JULABO is not responsible for damages that might occur from insufficient packing.



JULABO reserves the right to carry out technical modifications with repairs for providing improved performance of a unit.