

ENSTYRKEGLASS

Individuell design (IND)

★★★★★

Som MAS, men best optikk ved krumme innfatninger og "unormal" bæreposisjon

HUSK INDIVIDUELLE MÅL!

Kode	Glasstype	Indeks	RX	Egenskaper	BU	SU		Leveringsområde	Lev.	Lev. tid
I2EK	Impression Mono 2 1,6	1,60	RX		2350	2300		RX: -10/+10 cyl 6	R	4-6 dg
I2EH	Impression Mono 2 1,67	1,67	RX		2525	2475		RX: -12/+12 Cyl 6	R	4-6 dg

For fargeskiftende, se Rodenstock-katalogen

Multiasfærisk design (MAS)

★★★★★

Svært god optikk, spesielt ved høye styrker og/eller cylinder/prismer. Form og tykkelse som AS

Asfærisk sentrering

Kode	Glasstype	Indeks	RX	Egenskaper	BU/RU	SU/RS		Leveringsområde	Lev.	Lev. tid
M2EK	Multigressiv Mono 2 1,6	1,60	RX		2095	2045		RX: -10/+10 cyl 6	R	4-6 dg
M2EH	Multigressiv Mono 2 1,67	1,67	RX		2270	2220		RX: -12/+12 Cyl 6	R	4-6 dg
M2RK	Mgr. Mono Road2 (RU) / Road Sun2 (RS)1,6	1,60	RX		2245	2245		RX: -10/+10 cyl 6	R	4-6 dg

For fargeskiftende, se Rodenstock-katalogen. NB! RS (Road Sun) har alltid inkludert 75% kontrastfarge

Dobbeltasfærisk design (DAS)

★★★★★

Litt bedre optikk enn AS. Det tynneste og flateste enstyrkealternativet.

Asfærisk sentrering

Kode	Glasstype	Indeks	RX	Egenskaper		SCXUV		Leveringsområde	Lev.	Lev. tid
GV_SEP167UV	Brilliant2 DAS 1,67	1,67	RX			2220		HHS: -15/+10 Cyl 4 For styrke pr Ø se prod.info	H	7-8 dg
GV_SEP174UV	Brilliant2 DAS 1,74	1,74	RX			2590		HHS: -20/+12 Cyl 6 For styrke pr Ø se prod.info	H	7-8 dg

For fargeskiftende, se Høyaprisliste komplett på intranettet.

Asfærisk design (AS)

★★★★★

Bedre optikk (mindre forvrengninger i kantene), flater og tynnere enn SF

Asfærisk sentrering

Kode	Glasstype	Indeks	LA	Egenskaper	BU	SU	SCX	Leveringsområde	Lev.	Lev. tid
COEL	Cosmolit 1,6 SU	1,60	LA			1545		LA: 700°-6/0 650°+0,25/+6 Cyl 2	R	2 dg
GV_SNL174S	Brilliant2 AS 1,74 LA SCX	1,74	LA				1845 1)	HHS: Ø70 -8/plan Ø75 -10/-8 cyl 2	H	3 dg
Kode	Glasstype	Indeks	RX	Egenskaper	BU	SU/SCXUV		Leveringsområde	Lev.	Lev. tid
COS	Cosmolit Optimal 1,5	1,50	RX		1645	1595		Ø80:-/+4 Ø75:-/+6 Ø70:-10/+8 660:-/+10 620:-10/+12 Cyl 5	R	3-6 dg
COE	Cosmolit 1,6	1,60	RX		1895	1845		750°-6/+6 700°:-10/+8 650°:-10/+10 600°:-10/+12 Cyl 5	R	3-6 dg
COEB2/COEY2	Cosmolit 1,6 CM IQ Br/Grå	1,60	RX			2195		750°-6/+6 700°:-10/+8 650°:-10/+10 600°:-10/+12 Cyl 5	R	3-6 dg
COH	Cosmolit 1,67	1,67	RX		2070	2020		750° -7/+6 700° -12/+8 650° -12/+12 Cyl 6	R	3-6 dg
COHB2/COHY2	Cosmolit 1,67 CM IQ Br/Grå	1,67	RX			2370		700° -12/+8 650° -12/+12 Cyl 6	R	3-6 dg
GV_SNL174UV	Brilliant2 AS 1,74 RX	1,74	RX			2195		HHS:+10/-15 cyl 5. For styrke pr Ø se prod.info	H	7 dg

1) Ikke tilgjengelig med UV bakflate

Sfærisk desig (SF)

★★★

Kode	Glasstype	Indeks	LA	Egenskaper	BU	SU		Leveringsområde	Lev.	Lev. tid
PIL	Perfalit 1,5 SU LA	1,50	LA			1170		LA: Ø70:-6/0 Ø66:+0,25/+6 Cyl 2	R	1-3 dg
PIEL	Perfalit 1,6 SU LA	1,60	LA			1420		LA: Ø70:-6/0 Ø65:+0,25/+6 Cyl 2	R	1-3 dg
PIHL	Perfalit 1,67 SU LA	1,67	LA			1595		LA: Ø70:-6/+6 Ø65:0/+6 Cyl 2	R	2-3 dg
Kode	Glasstype	Indeks	RX	Egenskaper	BU	SU	SCX	Leveringsområde	Lev.	Lev. tid
PI	Perfalit 1,5 RX	1,50	RX		1520	1470		Ø80:-/+6 Ø74:-/+6 Ø70:-/+10 660:-/+10 620:-/+10 Cyl 5	R	7-8 dg
PICB2/PICY2	Perfalit 1.54 CM IQ Br/Grå RX	1,54	RX			1820		Ø80:-/+4 Ø75:-6/+4 Ø70:-8/+6 650°:-/+8 Cyl 5	R	8-9 dg
PIE	Perfalit 1,6 RX	1,60	RX		1770	1720		750°-6/+6 700°:-10/+8 650°:0/+10 Cyl 5	R	7-8 dg
PIEB2/PIEY2	Perfalit 1.6 CM IQ Br/Grå RX	1,60	RX			2070		750°-6/+6 700°:-10/+8 650°:0/+10 Cyl 5	R	8-9 dg
280	Brilliant 1,6 Trans Xtractive Grå*	1,60	RX				2020 1)	Ø80:-8/+6 Ø75:-9/+8 Ø70°:-10/+8 Ø65:-11,5/+8 Ø60°:-13/+8 cyl 4	S	5-6 dg
PIH	Perfalit 1,67 RX	1,67	RX		1945	1895		750° -/+6 700° -12/+8 650° -12/+12 Cyl 5	R	8-9 dg

*Xtractive blir 60% mørke også i bil.

1) Ikke tilgjengelig med UV bakflate

Barnebrillekonseptet

Kode	Glasstype	LA	Egenskaper		SA	Leveringsområde	Lev.	Lev. tid
109	Brilliant Barn LA 1.5 SA	1.50	LA		670	Ø70:-6/+6 Ø65:-6 cyl 2	S	2-3 dg
230	Brilliant Barn RX 1,5 SA	1.50	RX		970	Ø80:-4/+4 Ø75:-7/+6 Ø70:-8/+8 Ø65:-10/+10 cyl 4	S	5-6 dg

Indexguide

Produkt	Lev	Index	Design		-18	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Tynnere	Lettere
Brilliant2 RX DAS 1,74	⚡	1,74	DAS	RX																													50 %	30 %
Brilliant2 RX AS 1,74	⚡	1,74	As	RX																													45 %	25 %
Brilliant2 RX DAS 1,67	⚡	1,67	DAS	RX																													45 %	25 %
Cosmolit RX 1,67	⌛	1,67	As	RX																													35 %	25 %
Brilliant2 RX DAS 1,6	⚡	1,6	DAS	RX																													35 %	25 %
Cosmolit RX 1,6	⌛	1,6	As	RX																													20 %	15 %
Perfalit RX 1,6	⌛	1,6	Sf	RX																													20 %	15 %
Perfalit RX 1,5	⌛	1,5	Sf	RX																													0 %	0 %
Brilliant2 LA AS 1,74	⚡	1,74	As	LA																													45 %	25 %
Perfalit LA 1,67	⌛	1,67	Sf	LA																													30 %	20 %
Perfalit LA 1,6	⌛	1,6	Sf	LA																													20 %	15 %
Perfalit LA 1,5	⌛	1,5	Sf	LA																													0 %	0 %

Best
Bedre
God, men bedre alternativ fins
Anbefales ikke

1,6 index anses som litt bedre enn 1,5 index, også ved lave styrker selv om det ikke blir merkbart tynnere. Dette skyldes at 1,6 materialet er sterkere (seigere) gir bedre UV-beskyttelse og blir dermed tryggere for kunden.

HHS = Høyeste HovedSnitt

 = inngår i glasspakkene

Solglass (m/UV-filter)

Enstyrke:							Sfærisk design	
Kode	Glasstype		Egenskaper	SA/Back	UBH	Leveringsområde	Lev.	Lev. tid
955/956/957	Brilliant Sol LA 1,5 SA/Back (85% Brun/Grå/G15)	1,50		820		Ø70:-5 Ø65:+5 cyl 2	S	2-3 dg
958/959/960	Brilliant Sol LA 1,5 Ubh (85% Brun/Grå/G15)	1,50			520	Ø75:-5/+4 Ø65:+5 cyl 2	S	2-3 dg
961/962/963	Brilliant Sol LA 1,6 SA/Back (85% Brun/Grå/G15)	1,60		1070		Ø75:-6 Ø65:+6 cyl 2	S	3-5 dg
991	Brilliant Sol RX 1,5 (85% Brun/Grå/G15)	1,50		1120	820	Ø80:-4/+4 Ø75:-7/+6 Ø70:-8/+8 Ø65:-10/+10 cyl 4	S	6-7 dg
992	Brilliant Sol RX 1,6 (85% Brun/Grå/G15)	1,60		1370		Ø75:-10/+4 Ø70:-10/+6 Ø65:-10/+8 cyl 4	S	6-7 dg
260/261/241	Brilliant Polarisert 1,5 (85% Brun/Grå/G15)	1,50		1270		Ø74:-4/+4 cyl 2 Ø70, Ø65 & Ø60:-8/+6 cyl 4	S	5-6 dg
273/274/275	Brilliant Polarisert 1,6 (85% Brun/Grå/G15)	1,60		1520		Ø80:-8/+8 Ø75:-9/+8 Ø70:-10/+8 Ø65:-11/+8 cyl 4	S	5-6 dg

Progressive:								
Kode	Glasstype		Egenskaper	SA/Back	UBH	Leveringsområde	Lev.	Lev. tid
601	Performance Sol 1,5 (85% Brun/Grå/G15) *	1,50		1320	1020	Ø75/80:-3/+4 Ø70/75:-8/+5 Ø65/70:-8/+6 cyl 4	S	6-7 dg
602	Premier Free Sol 1,5 (85% Brun/Grå/G15)*	1,50		2180		Ø75/80:-3/+4 Ø70/75:-8/+5 Ø65/70 og 60/65:-8/+6 cyl 4	S	6-7 dg
603	Premier Free Sol 1,6 (85% Brun/Grå/G15)*	1,60		2430		Ø75/80:-9/+4 Ø70/75 og Ø65/70:-10/+4 60/65:-10/+6 cyl 4	S	6-7 dg
696/697/607	Premier Free Polarisert 1,5 (85% Brun/Grå/G15)*	1,50		2330		Ø70/75, Ø65/70 & Ø60/65:-4/+6 cyl 4	S	5-6 dg
633/634/614	Premier Free Polarisert 1,6 (85% Brun/Grå/G15)*	1,60		2580		Ø75/80:-8/+7 Ø70/75:-9/+8 Ø65/70:-10/+8 Ø60/65:-10/+8 cyl 4	S	5-6 dg
638/639/613	Supreme Indiv. Polarisert 1,5 (85% Brun/Grå/G15)*	1,50		3180		Ø70/75:-4/+5 cyl 3 Ø65/70 & 60/65:-4/+6 cyl 4	S	5-6 dg
641/642/606	Supreme Indiv. Polarisert 1,6 (85% Brun/Grå/G15)*	1,60		3430		Ø75/80:-8/+7 Ø70/75:-9/+8 Ø65/70:-10/+8 Ø60/65:-10/+8 cyl 4	S	5-6 dg

* Høyde: 18 mm Add: 0,75 - 3,50

Solglass kode 991, 992, 601, 602 og 603: Husk å velg farge merket INKLUDERT ved glassbestilling i Heads.

NB! Polariserte glass egner seg ikke i nylorinfatninger. Glassene vil da kunne sprekke.

Økonomiglass:

Bedriftsavtaler: Plast - Lese/Kontor/Data

Kode	Glasstype		Egenskaper		HS(=SA)	Variabel	Leveringsområde	Lev	Lev. tid
WNA / WNB	Office3 080/150 1.5 (Kun bedriftsavtaler)	1,50			930	0,8/1,5	HHS: Ø65-4/+8, Ø70-4/+6, Ø75-/+4, cyl +4	R	5-6 dg
WEOZ HS	B2B Plast Enst. HS (Kun bedriftsavtaler)	1,50			400		Ø60:+0,25/+6 Ø65:+0,25/+6 Ø70:-6/+4 cyl 3	R	2-3 dg

Bestilles med nærstyrke. Progressivt høydemål. Min høyde 20 mm

Økonomi: Plast - Progressive							Basis	
Kode	Glasstype	Egenskaper	SC	Leveringsområde	Lev	Lev. tid		
618	Performance Free 1.5	1.50	1270	Ø75/80:-3/+4 Ø70/75:-8/+5 Ø65/70:-8/+6 cyl 4	S	5-6 dg		
619	Performance Free 1.6	1.60	1520	Ø75/80:-9/+4 Ø70/75:-10/+4 Ø65/70:-10/+6 cyl 4	S	5-6 dg		
498	Performance Free Short 1.5	1.50	1270	Ø75/80:-3/+4 Ø70/75:-8/+5 Ø65/70:-8/+6 cyl 4	S	5-6 dg		
499	Performance Free Short 1.6	1.60	1520	Ø75/80:-9/+4 Ø70/75:-10/+4 Ø65/70:-10/+6 cyl 4	S	5-6 dg		
Høyde		Normal: min 18 Short: min		Add : 0,75 - 3,50				

Økonomi: Plast - Bifokale

Kode	Glasstype	Egenskaper	SCXUV	SC	Add	Leveringsområde	Lev	Lev. tid
GV_SC8150	Bifo C28 1.50	1.50	2035	1645	1,00 - 3,0	+6/-10, cyl 4	H	6-8 dg
GV_SC8150PC	Bifo C28 1.50 Trans VII Brun	1.50	2385	1995	1,00 - 3,5	+5,5/-8 cyl 4	H	6-8 dg
GV_SC8160UV	Bifo C28 1.6	1.60	2285	1895	0,75 - 3,5	+6/-11 cyl 4	H	6-8 dg

Økonomi: Plast - Enstyrke							Sfærisk	
Kode	Glasstype	Egenskaper	SC	Leveringsområde	Lev.	Lev. tid		
114	Brilliant LA 1.5 SC	1.50	780	Ø70:-6/+6 Ø65:+6 cyl 2	S	2-3 dg		
111	Brilliant LA 1.6 SC	1.60	1030	Ø75:-6 Ø65:+6 cyl 2	S	2-3 dg		
251	Brilliant RX 1,5	1.50	1080	Ø80:-4/+4 Ø75:-7/+6 Ø70:-8/+8 Ø65:-10/+10 cyl 4	S	5-6 dg		
252	Brilliant RX 1,6	1.60	1330	Ø75:-10/+4 Ø70:-10/+6 Ø65:-10/+8 cyl 4	S	5-6 dg		

Økonomi: Plast - Lese/Kontor/Data								
Kode	Glasstype	Egenskaper	HT(=SC)	Variabel	Leveringsområde	Lev	Lev. tid	
WNA / WNB	Office3 080/150 1.5	1.50		1270	0,8/1,5	HHS: Ø65-4/+8, Ø70-4/+6, Ø75-/+4, cyl +4	R	5-6 dg

Bestilles med nærstyrke. Progressivt høydemål. Min høyde 20 mm

Komplett pris (Basic):								
Kode	Glasstype	Pris inkl. innf. og rabatt	Rabatt i Heads	Add	Leveringsområde	Lev	Lev. tid	
GV_SHL150S/Ubh	Brilliant Basic LA 1,5 Ubh	695	1200		HHS: Ø70:-6/+4, Ø65:-6/+6 Ø60:0/+8 cyl-2	H	6-8 dg	
GV_SHL150S/SC	Brilliant Basic LA 1,5 SC	1295	1420		HHS: Ø70:-6/+4, Ø65:-6/+6 Ø60:0/+8 cyl-2	H	6-8 dg	
GV_SMP150/Ubh	Performance Basic 1,5 Ubh	1695	1180	0,75 - 3,5	HHS: -10/+6 cyl -6	H	6-8 dg	
GV_SMP150/SC	Performance Basic 1,5 SC	2295	1400	0,75 - 3,5	HHS: -10/+6 cyl -6	H	6-8 dg	

Rabatt forutsetter valg av innfatning til 695,-. Velger dere å benytte innfatning til annen pris, justeres rabatten deretter.

HHS = Høyeste HovedSnitt
= inngår i glasspakkene

Symbolforklaring Egenskaper			
	Ekstra tynne glass		Fargeskiftende
	Egnet til garnityr		Solglass
	Ikke egnet for bilkjøring		Polariserte solglass

LIVSSTILS- & ARBEIDSGLASS

Vår moderne hverdag hvor alle bruker smarttelefoner, nettbrett og skjermer øker behovet for godt nærsyn samt rask og behagelig veksling mellom ulike avstander. Enkle enstyrkebriller blir ofte utilstrekkelig og man bør tilby bedre og mer avanserte produkter:

Nærfokuserte livsstils- og arbeidsglass

Nærglass med litt redusert (-) / økt (+) oppover i glasset. Kan tilpasses ulike styrker og behov. Hovedmålgruppen er presbyope (45-100 år)
Ideelt for de som ønsker en nærbrille (lesing, skjerm, innebrille) med mer dybde og fleksibilitet enn en ren enstyrkebrille

Individuell design				☆☆☆☆☆			Progressiv sentrering			
Kode	Glasstype	Indeks	RX	Egenskaper	BU	SU		Leveringsområde	Lev.	Lev. tid
IOBK / IOAK / IOCK	Impression Ergo 2 1,6 BOK/PC/ROM	1,60	RX		2655	2605		RX: -10/+8 cyl 6	R	4-6 dg
IOBH / IOAH / IOCH	Impression Ergo 2 1,67 BOK/PC/ROM	1,67	RX		2830	2780		RX: -10/+8 cyl 6	R	4-6 dg
Bestilles og monteres som progr. Styrkevariabel tilpasses hver enkelt addisjon			Høyde: Impr Ergo: min 16mm							

Styrkeoptimert design				☆☆☆☆				Progressiv sentrering		
Kode	Glasstype	Indeks	RX	Egenskaper	SAB/BU	SCX/SU		Leveringsområde	Lev.	Lev. tid
GV_SIDWV...150	Indoor Near/Screen/Room 1,5	1,50	RX		1920	1820		HHS: -8/+5 cyl -6	H	7-8 dg
GV_SIDWV...160UV	Indoor Near/Screen/Room 1,6	1,60	RX		2170	2070		HHS: -11/+7 cyl -6	H	7-8 dg
GV_SIDWV...167UV	Indoor Near/Screen/Room 1,67	1,67	RX		2345	2245		HHS: -12/+7 cyl -6	H	7-8 dg
MOBP/ MOAP/ MOCP	Multigr. Ergo 2 1,5 BOK/PC/ROM	1,50	RX		1920	1870		RX: -10/+8 cyl 5	R	4-6 dg
MOBK/ MOAK/ MOCK	Multigr. Ergo 2 1,6 BOK/PC/ROM	1,60	RX		2170	2120		RX: -10/+8 cyl 6	R	4-6 dg
MOBH/ MOAH/ MOCH	Multigr. Ergo 2 1,67 BOK/PC/ROM	1,67	RX		2345	2295		RX: -10/+8 cyl 6	R	4-6 dg

Bestilles og monteres som progr. Styrkevariabel tilpasses automatisk hver enkelt addisjon Høyde: Mgr. Ergo Bok: min 16mm Mgr. Ergo PC&Rom: min 20mm Indoor: min 17mm ned, 12 opp

Avstandsfokuserte livsstilsglass

Avstandsglass med litt redusert (-) / økt (+) nedover i glasset. Ofte kalt vertikallasfæriske glass eller glass med fast nært tillegg. 2 hovedmålgrupper:
1. Alle ikke-presbyope (ca. 10-40 år): Øynene slapper av ved nærarbeide - mindre spenninger og hodepine og mer utholdenhet
2. Tidlig presbyope+ (ca 40-55): Litt avhengig av add vil man se skarpere og bedre utholdenhet på nær og mellomavst., og dermed være mindre avhengig av en nærbrille.
Bruk primært 0.5 varianten til alle ikke-presbyope og 0.8/0.9 til tidlig presbyope.

Styrkeoptimert design				☆☆☆☆☆			Asfærisk sentrering			
Kode	Glasstype	Indeks	RX	Egenskaper	BU	SU		Leveringsområde	Lev.	Lev. tid
M2PK / M2BK	Multigressiv Mono Plus 2 P0.5/0.8 1,6	1,60	RX		2170	2120		RX: Ø75: +/-6, Ø70: -10/+8 Ø65: +/-10 Cyl: 6	R	4-6 dg
M2PKB2 / M2BKB2	Multigr. MP 2 CM IQ P0.5/0.8 1,6 Brun	1,60	RX			2470			R	4-6 dg
M2PKY2 / M2BKY2	Multigr. MP 2 CM IQ P0.5/0.8 1,6 Grå	1,60	RX			2470			R	4-6 dg
M2PH / M2BH	Multigressiv Mono Plus 2 P0.5/0.8 1,67	1,67	RX		2345	2295		RX: Ø75: +/-6, Ø70: -12/+8 Ø65: +/-12 Cyl: 6	R	4-6 dg
M2PHB2 / M2BHB2	Multigr. MP 2 CM IQ P0.5/0.8 1,67 Brun	1,67	RX			2645			R	4-6 dg
M2PHY2 / M2BHY2	Multigr. MP 2 CM IQ P0.5/0.8 1,67 Grå	1,67	RX			2645			R	4-6 dg

Bestilles med avstandsstyrke og monokulær PD. Asfærisk sentrering. Høyde min. 14 mm

Styrkeoptimert design				☆☆☆			Progressiv sentrering			
Kode	Glasstype	Indeks	RX	Egenskaper	SAB	SCXUV	SC	Leveringsområde	Lev.	Lev. tid
GV_SPP160...TF	Brilliant2 Relax FF 0.5/0.9 1,6	1,60	RX		1820	1770	1480	HHS: Ø75: -10/+6 cyl 6	H	6-8 dg
GV_SPP160ATF_SS...	Brilliant2 Relax FF 0.5/0.9 1,6 SS Br/Grå	1,60	RX		2170	2120		HHS: Ø75: -10/+6 cyl 6	H	7-9 dg
GV_SPP167...TF	Brilliant2 Relax FF 0.5/0.9 1,67	1,67	RX		1995	1945		HHS: Ø70: -10/+6 cyl 6	H	6-8 dg
GV_SPP167ATF_SS...	Brilliant2 Relax FF 0.5/0.9 1,67 SS Br/Grå	1,67	RX		2345	2295		HHS: Ø75: -13/+6 Ø70: -10/+6 cyl 6	H	7-9 dg

Bestilles med avstandsstyrke monokulær avst-PD. Progressiv sentrering (Anbef 1 mm under pupillesenter). Høyde min. 14 mm

PRISOPPBYGNING

Pristillegg på 1,5 indeks ubehandlede glass					Tillegg pr. glass	
Belegg	BEST med BLÅFILTER:	Som BEST, men filterer i tillegg sjenerende blått lys			BU, SAB	+ 850
	BEST:	Som GODT, men bedre herding og i tillegg bakflate UV			SU, SCXUV	+ 800
	GODT:	Som BASIS, men bedre antistatisk og hydrofob effekt			PU, SCX	+ 750
	BASIS:	Herding, antirefleks, antimuss (antistatisk, hydrofob)			EU, SC	+ 410
	Annet:				SA/Back	+ 300
Indeks	1,74	Tynnest og lettest og UV-cut			1,67 --> 1,74	+ 175
	1,67	Tynnere, lettere, bruddsikre og UV-cut			1,6 --> 1,67	+ 175
	1,6	Tynne, lette, bruddsikre og UV-cut			1,5 --> 1,6	+ 250
Farge	FARGESKIFTENDE	Lyse inne - mørke ute				+ 350
	FARGE	Helfarge og gradert farge				+ 150
	KONTRAST FARGE	Farge som fremhever kontraster (kun Rod)				+ 200
	POLARISERT FARGE (inkl farge)	Reduserer refleksjer fra vann og vei.				+ 300
Div	LA -> RX – Skreddersøm inkl. alle RX glass					300
	Prisme (kun RX)					inkl ≤ 5,0

HHS = Høyeste HovedSnitt
= inngår i glasspakkene

Veiledende priser Specsavers

Betegnelser

UCL (UltraClear)

overflatebehandling med antirefleks og ripebeskyttelse

UCSC (UltraClearSuperClean)

overflatebehandling med antirefleks, ripebeskyttelse og antismuss

*Alle priser er for to glass brilleteilpasning er bestandig inkludert i prisen. Det skilles ut med kr 295,- på kvittering da dette er mva fritt.

*Da det er et stort antall flerstyrke glasstyper er prisene oppgitt fra rimeligste til dyreste produkt.

*For enstyrkeglass er pris på forskjellige indexer definert. De fleste under 40 har behov for enstyrke, ikke progressive, glass.

*De rimeligste produktene inkluderer ikke overflatebehandling, men de fleste dyrere gjør det. Dvs at det ikke

Vil tilkomme noen ekstrakostnader på de høyeste prisene.

*Der pris er spesifisert med overflatebehandling betyr det at produktet ikke kan leveres uten.

Prisene er inkl. mva

Produkt/pris	fra	til
Innfatning	kr 195	kr 1 995
Glass		
Enstyrke 1,5 u/behandling	kr 0	
Enstyrke 1,6 inkl UCL	kr 1 000	
Enstyrke 1,6 inkl UCSC	kr 1 200	
Enstyrke 1,67 inkl UCSC	kr 1 800	
Enstyrke 1,74 inkl. UCSC	kr 2 400	
Bifokale	kr 700	kr 1 900
Progressive	kr 500	kr 6 400
Dataglass	kr 0	kr 3 300
Tillegg for overflatebehandling		
Farge med UV filter	kr 500	
Fargeskiftene	kr 700	
Drivewear (spesialglass for bilkjøring)	kr 500	
UCL	kr 500	
UCSC	kr 700	

GENERELLE TILLEGG OG INFO.

Egenskaper

-  Tynne glass
-  Godt egnet til garnityr
-  Fargeskiftende
-  Polariserte
-  Solglass
-  Ikke egnet for bilkjøring

Prisoppbygning

Fra inkludert grunnprodukt (Enstyrke index 1,5 ubehandlet) koster tillegg følgende for alle våre produkter. Med forbehold om at kombinasjonen eksisterer:

<u>Beskrivelse</u>	<u>Kode</u>	<u>extra pr. glasspar</u>
Antirefleksbelegg	AR	450
Herde- og antirefleksbelegg	SAH	700
Herding på forflate og SAH bakflate (kun til enkelte solglass)	SAHB	700
Herde-, antirefleksbelegg og smussavstøtende	SAQ	1 100
Antirefleksbelegg, smussavstøtende og superherding	SAX	1 600
Antirefleksbelegg, smussavstøtende, superherding og UV bakflate	SDU	1 600
Som SDU, men gir mindre blending av møtende trafikk (Kun på Drive)	SCD	1 600
Antirefleksbelegg, smussavstøtende, superherding og BlueCut	SAB	1 700
Silver Moon (Halvspeil, <u>kun</u> Rodenstock glass- Fargegr.1)	SM	900
Tynne og lette glass	1,6	900
Ekstra tynne og lette glass	1,67	1 500
Super tynne og lette glass	1,74	1 900
Asfærisk design for bedre optisk avbildning og tynnere glass. (Gjelder ikke progressive glass)	AS	0

Fargetillegg:

Helfarge		250
Gradert farge (se fargegrupper for tilgj. farger)		450
Filterfarger (Lamda, L..., fra Rodenstock)		400
Fargeskiftende glass (Transition /ColorMatic/SunShift)	TR / CM /SS	700
Polariserte fargeglass		800

Andre tillegg:

Skreddersøm	inkl alle flerstyrke og RX enstyrke
Brilleteilpasning (70000003) (Justering av innfatningen ut brillens levetid. Belastes kun ny innf. Unntak 199,- og br.#2)	300 per innf.
Grunnpris glass: (1 glass: 30000901 / 2 glass 30000902) (når kunden benytter egen innfatning)	500 pr par
Mattglass Legg til varen 31000101 på summary og skriv "mattglass" i meldingsfeltet.	600 pr glass
Balanseglass flerstyrke - 50% på ubehandlet glass (dvs. full pris på evt belegg, farge etc.) - Bruk rabattfunksjon (Balanseglassfunksjonen fungerer ikke)	50 %

KOMPLETT ENSTYRKE LISTE

Velg alltid først glasspakke. Benytt øvrig sortiment kun hvis glasspakkene ikke tilfredsstiller kundens behov.
Alle glasspriser forutsetter kjøp av komplett brille. Ved bruk av egen innf. tilkommer "Grunnpris glass" kr 250,- pr glass

	Produkt	Index	Egenskaper	SAB	SAX	SAQ	SAH	Ubh	Leveringsområde (maks/min hovedsnitt, maks cyl)	Farge gr.	Lev.tid	
Sfærisk	Polaris2 LA 1,5 SAQ	1,50				550		HH	LA: +8/-8, Cyl 2 (4 enkelte diámetro)	-	5-6 dg	
	Polaris2 LA 1,5 SAH	1,50					350	HH	LA: +8/-8, Cyl 2 (4 enkelte diámetro)	-	5-6 dg	
	Polaris2 LA 1,5 Ubh	1,50						inkl HH	LA: +8/-8, Cyl 2 (4 enkelte diámetro)	-	5-6 dg	
	Polaris2 LA 1,5 SS Br/Grå SAQ	1,50	☺			900		HH	LA: +4/-6, Cyl 2	-	5-6 dg	
	Polaris2 RX 1,5	1,50				550		inkl HH	RX: +10/-13, cyl 6	4	7-8 dg	
	Polaris2 RX 1,5 SS Br/Grå	1,50	☺			900		HH	RX: +8/-13 cyl 6	-	8-9 dg	
	Polaris2 LA 1,6 SAX	1,60	☺		1 250			HH	LA: +6/-8, Cyl 2 (3 enkelte diámetro)	-	5-6 dg	
	Polaris2 LA 1,6 SAQ	1,60	☺			1 000		HH	LA: +6/-12, Cyl 2 (4 enkelte diámetro)	-	5-6 dg	
	Polaris2 LA 1,6 SAH	1,60	☺				800	HH	LA: +6/-12, Cyl 2 (4 enkelte diámetro)	-	5-6 dg	
	Polaris2 LA 1,6 SS Br/Grå SAX	1,60			1 600			HH	LA: +6/-8, Cyl 2 (3 enkelte diámetro)	-	8-9 dg	
Asfærisk	Polaris2 RX 1,6	1,60	☺	1 300	1 250	1 000 ₃₎	800	HH	RX: +8/-13 cyl 6	4	7-8 dg	
	Polaris2 RX 1,6 SS Br/Grå	1,60	☺	1 650	1 600	1 350 ₃₎	1 150	HH	RX: +8/-13 cyl 6	-	8-9 dg	
	Polaris2 LA 1,67 SAQ	1,67	☺			1 300		HH	LA: +6/-7, Cyl 2 (3 enkelte diámetro)	-	5-6 dg	
	Polaris2 LA AS 1,67 SAX	1,67	☺			1 550		HH	LA: +6/-10 Cyl 2 (3 enkelte diámetro)	-	5-6 dg	
	Polaris2 LA AS 1,6 SAX	1,60	☺		1 250			HH	LA: +6/-7,5 cyl 2 (3 fra -6,0 til +2,0)	-	5-6 dg	
	Polaris2 RX AS 1,6	1,60	☺	1 300	1 250	1 000	800	HH	RX: +8/-10, cyl 6	4	7-8 dg	
	Polaris2 RX AS 1,6 SS Br/Grå	1,60	☺	1 650	1 600	1 350	1 150	HH	RX: +8/-10, cyl 6	-	8-9 dg	
	Polaris2 RX AS 1,67	1,67	☺	1 600	1 550	1 300 ₃₎	1 100	HH	RX: +10/-15, cyl 5	4	7-8 dg	
	Polaris2 RX AS 1,67 SS Br/Grå	1,67	☺	1 950	1 900	1 650 ₃₎	1 450	HH	RX: +10/-15, cyl 5	-	8-9 dg	
	Polaris2 LA AS 1,74 SAQ	1,74	☺			1 500		HH	LA: 0/-10, cyl 2	-	5-6 dg	
Polaris2 RX AS 1,74	1,74	☺	1 800	1 750			HH	RX: +10/-15, cyl 5	4	8-9 dg		
Utvidet enst.	Polaris2 RX DAS 1,67	1,67	☺	2 000	1 950			HH	RX: +10/-15, cyl 4	4	7-8 dg	
	Polaris2 RX DAS 1,67 SS Br/Grå	1,67	☺	2 350	2 300			HH	RX: +10/-15, cyl 4	-	8-9 dg	
	Polaris2 RX DAS 1,74	1,74	☺	2 200	2 150	1 900		HH	RX: +12/-18, cyl 4	4	7-8 dg	
	Polaris2 Relax 0.5/0.9 1,5	1,50				1 000		HH	RX: +6/-10, cyl 4	4	7-8 dg	
	Polaris2 Relax 0.5/0.9 1,5 SS Br/Grå	1,50	☺			1 350		HH	RX: +6/-10, cyl 4	-	8-9 dg	
Mineral	Polaris2 Relax 0.5/0.9 1,6	1,60	☺	1 750	1 700			HH	RX: +6/-10, cyl 4	4	7-8 dg	
	Polaris2 Relax 0.5/0.9 1,6 SS Br/Grå	1,60	☺	2 100	2 050			HH	RX: +6/-10, cyl 4	-	8-9 dg	
	Polaris2 Relax 0.5/0.9 1,67	1,67	☺	2 050	2 000			HH	RX: +6/-13, cyl 4	4	7-8 dg	
	Polaris2 Relax 0.5/0.9 1,67 SS Br/Grå	1,67	☺	2 400	2 350			HH	RX: +6/-13, cyl 4	-	8-9 dg	
	Polaris Mineral RX 1,6	1,60				1 050	725	500	R	Ø70: +8/-8 Ø65: +8/-8 Ø60: +8/-8 cyl 4	2	5-6 dg
Sfærisk og asfærisk enstyrke	Perfalux RX CM 1,6 brun	1,60	☺			1 400		850	R	Ø75: +4/-6 Ø70: +6/-6 Ø65: +8/-8 Ø60: +8/Plan cyl 6	-	1-5 dg
	Rodalent RX 1,8	1,80	☺			1 600			R	Ø70: -4,25/-13 Ø65: -13,25/-16 Ø60: -16,25/-18 cyl 4	1	3-6 dg
	SPESIAL:											
	Perfalit RX 1,6	1,60	☺		1 250				R	Ø75: -6/+4 Ø70: -10/+8 Ø65: -10/+10 Ø60: 0/+10 cyl 6	1	3-6 dg
	Perfalit RX 1,6 IQ CM Br/GR	1,60	☺		1 600				R	Ø75: -6/+4 Ø70: -10/+8 Ø65: -10/+10 Ø60: 0/+10 cyl 6	-	3-6 dg
	Cosmolit RX AS Optimal 1,5	1,50			800		350		R	Ø75: 0/+6 Ø70: 0/+8 66: 0/+10 62: 0/+12 cyl 4 1)	1	2-5 dg
	Cosmolit RX AS 1,67	1,67	☺		1 550				R	Ø75: -7/+6 Ø70: -12/+8 65: -12/+12 cyl 4 2) 4)	1	3-6 dg
	Cosmolit RX AS 1,67 IQ CM Br/GR	1,67	☺		1 900				R		1	3-6 dg
	Asphor RX AS 1,74	1,74	☺			1 500			S	Ø80: +1/0 Ø75: +2/0 Ø70: +6/0 Ø65: +10/0 Ø60: +10/0 Cyl 4	-	7 dg
	Impression 2 Mono 1,6	1,60	☺		1 950				R	Ø75: -6/+6 Ø70: -10/+8 65: -10/+10 cyl 4	1	4-7 dg
Impression 2 Mono 1,67	1,67	☺		2 250				R	Ø75: -6/+6 Ø70: -12/+8 65: -12/+12 cyl 6	1	4-7 dg	
Impr. 2 Mono 1,67 CM IQ BR/Grå	1,67	☺		2 600				R	Ø75: -6/+6 Ø70: -12/+8 65: -12/+12 cyl 6	-	4-7 dg	
Sfærisk og asfærisk enstyrke	Polaris2 RX 1,5 Curved	1,50			1 200			HH	RX: +4/-4, cyl 4	4	7-8 dg	
	Polaris2 RX 1,5 Curved SS Br/Grå	1,50	☺		1 550			HH	RX: +4/-4, cyl 4	-	8-9 dg	
	Polaris2 RX 1,6 Curved	1,60	☺	1 700	1 650			HH	RX: +6/-4, cyl 4	4	7-8 dg	
	Polaris2 RX 1,6 Curved SS Br/Grå	1,60	☺	2 050	2 000			HH	RX: +6/-4, cyl 4	-	8-9 dg	

Alle priser er pr glass.

LA= Lagerglass. Tillegg ikke mulig

Velg alltid lagerglass hvis det tilfredsstiller kundens behov

1) Kun ½ dioptrier fra -10

2) Med skreddersøm kan fås ned til diam 50, enkelte ganger ned mot diam 45

3) Dette glasset kommer med SAQ2 - litt glattere, mer antistatisk og litt mindre restrefleks enn SAQ

4) Rod garanterer cyl 4 (snart 5), men cyl kan ofte strekkes litt avhengig av sfærisk styrke og diameterbehov. Sjekk med Rod hva som er mulig, bestill med cyl 4 og skriv i kommentarfelt den cyl du vil bestille

Inngår i Platinapakke
Inngår i Gullpakke
Inngår i Sølvpakke
Inngår i Bronsepakke

Prismer:

Hoya: Enst 1,5: 3 dioptrier, Øvrig: 5 dioptrier

Rodenstock: egne merkevarer maks 4 dioptrier, Rod.merkevarer maks 6 dioptrier

Leverandørnummer:

R Rodenstock - 20112

S Sentralslip - 20117

H Hoya - 21888

KOMPLETT PROGRESSIV LISTE

Velg alltid først glasspakke. Benytt øvrig sortiment kun hvis glasspakkene ikke tilfredsstiller kundens behov.
Alle glasspriser forutsetter kjøp av komplett brille. Ved bruk av egen innf. tilkommer "Grunnpris glass" kr 250,- pr glass

	Navn	Indeks	Egenskap	SAB	SDU/SCD	SAX	SAQ	SAH	UBH	Min. Høyde	Lev	Leveringsområde (maks/min hovedsnitt, maks cyl)	rarge- gruppe	Lev.tid
Individuelle	VanView Individual 1,5	1,50		3 050	3 000					auto (16-22)	R	Ø75/80:-4/+4 Ø70/75:-8/+6 65/70 0/+8 cyl 4	2	4-7 dg
	VanView Individual CM IQ 1,54 Grå	1,54			3 350					auto (16-22)	R	Ø75/80:-4/+4 Ø70/75:-8/+6 65/70 0/+8 cyl 4	-	4-7 dg
	VanView Individual CM IQ 1,54 Br	1,54			3 350					auto (16-22)	R	Ø75/80:-4/+4 Ø70/75:-8/+6 65/70 0/+8 cyl 4	-	4-7 dg
	VanView Individual 1,6	1,60		3 500	3 450					auto (16-22)	R	Ø75/80:-4/+4 Ø70/75:-10/+6 65/70 0/+8 cyl 4	2	4-7 dg
	VanView Individual CM IQ 1,6 Grå	1,60			3 800					auto (16-22)	R	Ø75/80:-4/+4 Ø70/75:-10/+6 65/70 0/+8 cyl 4	-	4-7 dg
	VanView Individual CM IQ 1,6 Brun	1,60			3 800					auto (16-22)	R	Ø75/80:-4/+4 Ø70/75:-10/+6 65/70 0/+8 cyl 4	-	4-7 dg
	VanView Individual 1,67	1,67		3 800	3 750					auto (16-22)	R	Ø75/80:-4/+4 Ø70/75:-10/+6 65/70 0/+8 cyl 6	2	4-7 dg
	VanView Individual CM IQ 1,67 Grå	1,67			4 100					auto (16-22)	R	Ø75/80:-4/+4 Ø70/75:-10/+6 65/70 0/+8 cyl 6	-	4-7 dg
Styrkeoptimert	VanView Individual CM IQ 1,67 Brun	1,67			4 100					auto (16-22)	R	Ø75/80:-4/+4 Ø70/75:-10/+6 65/70 0/+8 cyl 6	-	4-7 dg
	VanView Individual 1,74	1,74			3 950					auto (16-22)	R	Ø70/75:-10/+6 65/70 0/+8 cyl 4	-	12-16
	Polaris Free2 1,5 S/H M/XS	1,50					2 400 1)			18/14 mm	H	+6/-8, cyl 6	4	7-8 dg
	Polaris Free2 1,5 S/H M/XS SS Br/Grå	1,50					2 750 1)			18/14 mm	H	+6/-8, cyl 6	-	8-9 dg
	Polaris Free2 1,6 S/H M/XS	1,60					2 850 1)			18/14 mm	H	+8/-10, cyl 6	4	7-8 dg
	Polaris Free2 1,6 S/H M/XS SS Br/Grå	1,60					3 200 1)			18/14 mm	H	+8/-10, cyl 6	-	8-9 dg
	Polaris Free2 1,67 S/H M/XS	1,67					3 150 1)			18/14 mm	H	+8/-12, cyl 6	4	7-8 dg
	Polaris Free2 1,67 S/H M/XS SS Br/Grå	1,67					3 500 1)			18/14 mm	H	+8/-12, cyl 6	-	8-9 dg
Styrkeoptimert	Polaris Free2 1,74 S/H M/XS	1,74					3 350 1)			18/14 mm	H	+8/-13, cyl 6	4	7-8 dg
	Polaris2 Pro III SPT 1,5	1,50					1 950 1)	1 750	1 400	18 mm	H	+6/-10, cyl 6	4	7-8 dg
	Polaris2 Pro III SPT 1,5 SS Br/Grå	1,50					2 300 1)			18 mm	H	+6/-10, cyl 6	-	8-9 dg
	Polaris2 Pro III SPT 1,6	1,60					2 400 1)	2 200		18 mm	H	+8/-13, cyl 6	4	7-8 dg
	Polaris2 Pro III SPT 1,6 SS Br/Grå	1,60					2 750 1)	2 550		18 mm	H	+8/-13, cyl 6	-	8-9 dg
	Polaris2 Pro IIIs SCT 1,5	1,50					1 950 1)	1 750	1 500	14 mm	H	+6/-10, cyl 6	4	7-8 dg
	Polaris2 Pro IIIs SCT 1,5 SS Br/Grå	1,50					2 300 1)			14 mm	H	+6/-10, cyl 6	-	8-9 dg
	Polaris2 Pro IIIs SCT 1,6	1,60					2 400 1)	2 200		14 mm	H	+8/-13, cyl 6	4	7-8 dg
Konv.	Polaris2 Pro IIIs SCT 1,6 SS Br/Grå	1,60					2 750 1)	2 550		14 mm	H	+8/-13, cyl 6	-	8-9 dg
	Polaris Pro II PA2 1,5	1,50					1 500 1)	1 300	950	20 mm	R	+8/-8, cyl 4	2	4-7 dg
	Polaris Pro II PA2 1,5 CM Brun/Grå	1,50					1 850	1 650		20 mm	R	+8/-8, cyl 4	-	4-7 dg
	Polaris Pro II PA2 1,6	1,60					1 950	1 750		20 mm	R	+8/-10, cyl 4	2	4-7 dg
	Polaris2 Pro 1 AMP 1,5	1,50					800	600	250	19 mm	H	+6/-10, cyl 6	4	7-8 dg
	Polaris2 Pro 1 AMP 1,6	1,60					1 250	1 050		19 mm	H	+6/-13, cyl 6	4	7-8 dg
							SA	AR	UBH					
							2 850	2 525	2 300	20/18/16 mm	R	Ø70/75:-8/+6 65/70:-10/+8 60/65:plan/+8 cyl 4	1	4-7 dg
Innere	Mgr MyView 2 L/M/XS 1,6	1,60					3 200	2 875	2 650	20/18/16 mm	R	Ø70/75:-8/+6 65/70:-10/+8 60/65:plan/+8 cyl 4	-	4-7 dg
	Mgr MyView 2 L/M/XS CM 1,6 Grå	1,60					3 200	2 875	2 650	20/18/16 mm	R	Ø70/75:-8/+6 65/70:-10/+8 60/65:plan/+8 cyl 4	-	4-7 dg
	Mgr MyView 2 L/M/XS CM 1,6 Br	1,60					3 200	2 875	2 650	20/18/16 mm	R	Ø70/75:-8/+6 65/70:-10/+8 60/65:plan/+8 cyl 4	-	4-7 dg
Organisk	SPESIAL:					SAX	SAQ							
	Impr. Hyperop/ XS 1,67	1,67				3 700				20/16 mm	R	Ø65/70 +6/+13 cyl 6	1	4-7 dg
	Impr. Myopl/ XS 1,67	1,67				3 700				20/16 mm	R	Ø65/70:-12/-4,25 Ø60/65:-16/-4,25 Ø50/55:-17/-4,25 cyl 6	1	4-7 dg
	Mgr MyView 2 L/M/XS 1,6	1,60				2850 2)				20/18/16 mm	R	-10/+8, cyl 2	1	4-7 dg
	Mgr MyView 2 L/M/XS 1,6 CM IQ Brun	1,60				3200 2)				20/18/16 mm	R	-10/+8, cyl 2	-	4-7 dg
	Mgr MyView 2 L/M/XS 1,6 CM IQ Grå	1,60				3200 2)				20/18/16 mm	R	-10/+8, cyl 2	-	4-7 dg
	Mgr MyView 2 L/M/XS 1,67	1,67				3 300				20/18/16 mm	R	-10/+8, cyl 2	1	4-7 dg
	Mgr MyView 2 L/M/XS 1,67 CM IQ Brun	1,67				3 650				20/18/16 mm	R	-10/+8, cyl 2	-	4-7 dg
	Mgr MyView 2 L/M/XS 1,67 CM IQ Grå	1,67				3 650				20/18/16 mm	R	-10/+8, cyl 2	-	4-7 dg
	PureLife 1,67/ XS	1,67				2 400				20/16 mm	R	Ø75/80:-4/+4 Ø70/75:-10/+6 Ø65/70:-10/+8 Cyl-4	1	4-7
							SA	AR	UBH					
	PureLife 1,8	1,80					2 600			20/16 mm	R	Ø65/70:-20/-4,25 cyl 4 Add: 1-3	1	3-6

VariView Indiv. kommer i designvariantene Far, Balance, Near og Drive. Drive kommer med spesialbelegget SCD og er ikke tilgjengelig som fargeskiftende

Inngår i Bronsepakke
Inngår i Sølvpakke
Inngår i Gullpakke
Inngår i Platinapakke

- 1) Dette glasset kommer med SAQ2 - litt glattere, mer antistatisk og litt mindre restrefleks enn SAQ
2) Benyttes til garnityr. SAX til SAQ pris

Forklaring diameterfeltet: 60/65 betyr 60 fysisk og 65 desentrert.

Prismer:
Rodenstock: egne merkevarer maks 5 dioptrier, Rod.merkevarer maks 6 dioptrier.
Hoya: Enst 1,5; 3 dioptrier, Øvrig: 5 dioptrier

Leverandørnummer:
R Rodenstock - 20112
S Sentralslip - 20117
H Hoya - 21888

LIVSSTILS- OG B2BGLASS

Sist oppdatert:

16.04.2018

Nærfokuserte Livsstilsglass

	Navn	Indeks	Egenskap	SAB	SDU	SAQ	SAH	UBH	Min. høyde	Lev	Lev.området	Lev.tid
Hovedsortiment	Indoor Free Near/Screen/Room 1,5 NY!	1,5		1550	1500	1250	1050		16/20/20	R	RX: Ø:6570->7580, Sph:-8/+8, Cyl:-6	6-8 dg
	Indoor Free Near/Screen/Room 1,6 NY!	1,6		2000	1950	1700			16/20/20	R	Ø:6570->7580, Sph:-10/8, Cyl:-6	6-8 dg
	Indoor Free Near/Screen/Room 1,67 NY!	1,67		2300	2250	2000			16/20/20	R	Ø:6570->7580, Sph:-10/8, Cyl:-6	6-8 dg
	Degresjon beregnes automatisk ut fra addisjon og designvariant											
	NB! Min monteringshøyde NEAR = 16mm, SCREEN / ROOM = 20 mm											
Hovedsortiment	NearFlex D08/D15 1.5 NYTT NAVN!	1,5		1350	1300	1050	850		20	R	Ø:65->75, Sph:-4/8, Cyl:-4	6-8 dg
	NearFlex D08/D15 1.6 NY!	1,6		1750	1700	1450			20	R	Ø:6570->7580, Sph:-8/8, Cyl:-6	6-8 dg
	Degresjon 0,8 D eller 1,5 D											
	Polaris B2B 2 LA 1,5 SAH 1)	1,5					350			H	LA: +8/-8, Cyl 2 (4 enkelte diometre)	5-6 dg
KO/S	Office B2B D08/D15 1.5 KO/ST 2)	1,5				950	750	400	20	R	Ø:65->75, Sph:-4/8, Cyl:-4	6-8 dg
	Polaris B2B 2 LA 1,5 SAH KO/ST 1) 2)	1,5					300			H	LA: +8/-8, Cyl 2 (4 enkelte diometre)	5-6 dg

Om ikke annet er spesifisert i avtalen er tilpasningsgebyr inkludert ved valg av innfatning inntil kr 300,-

	Navn	Indeks	Egenskap	SAB	SAX	SAQ	SAH	UBH	Min. høyde	Lev	Lev.området	Lev.tid
Garnityr	Multigressive Ergo 2 PC 1,6	1,6			1950		1500		20	R	Ø75/80:+4/-4 Ø370/75:+6/-10 Ø65/70:+8/-10 cyl 4 Skal lukkes	4-7 dg
	Multigressive Ergo 2 ROM 1,6	1,6			1950		1500		20	R	Ø75/80:+4/-4 Ø370/75:+6/-10 Ø65/70:+8/-10 cyl 4	4-7 dg

1) Glassene finnes ikke med AR. Bedriftsavtalekunder får derfor SAH til AR pris.

2) KO/ST brukes BARE til Stat og Kommune hvis det er spesifisert i avtalelisten at avtalen gjelder disse glass

Avstandsfokuserte Livsstilsglass

	Navn	Indeks	Egenskap	SAB	SAX	SAQ	SAH	UBH	Min. høyde	Lev	Lev.området	Lev.tid
Hovedsortiment	Polaris2 Relax Free 0.5/0.9 1,5	1,50		kommer	kommer	1 000			14	H	RX: +6/-10, cyl 4	4
	Polaris2 Relax Free 0.5/0.9 1,5 SS Br/Grå	1,50		kommer	kommer	1 350			14	H	RX: +6/-10, cyl 4	-
	Polaris2 Relax Free 0.5/0.9 1,6	1,60		1 750	1 700				14	H	RX: +6/-10, cyl 4	4
	Polaris2 Relax Free 0.5/0.9 1,6 SS Br/Grå	1,60		2 100	2 050				14	H	RX: +6/-10, cyl 4	-
	Polaris2 Relax Free 0.5/0.9 1,67	1,67		2 050	2 000				14	H	RX: +6/-13, cyl 4	4
	Polaris2 Relax Free 0.5/0.9 1,67 SS Br/Grå	1,67		2 400	2 350				14	H	RX: +6/-13, cyl 4	-

Inngår i Platinapakke

Inngår i Gullpakke

Inngår i Sølvpakke

Inngår i Bronsepakke

Prismer:

R: Mgr. Ergo: max 6 dioptrier
R: I. Free/ NFlex: max 5 dtr

Leverandørnummer:

R Rodenstock - 20112
H Hoya - 20888

NearFlex/Office B2B (Rod):

Progressiv oppmåling. Bestilles med nærstyrke og avstands PD
I Heads: velg "Enstyrke nær/mellom/sterk"

Avh.optikers valg

Indoor Free (Rod):

Progressiv oppmåling. Bestilles med avstandsstyrke, addisjon og avst PD.
Glassets degresjon er avhengig av add.
I Heads: velg "Flerstyrke nær/mellom/sterk"

Avh.optikers valg

Multigressiv Ergo (Rod):

Bestilles med avstandsstyrke, avstands-PD og addisjon. Progressive høydemål
Glassets degresjon er avhengig av add.
I Heads: velg "Flerstyrke"

Avh.optikers valg

	Navn	Indeks	Egenskap	SAQ	SAH	UBH	Lev	Lev.området	Farge-gruppe	Lev.tid
Org. Bifo.	Polaris Bifo 2 C28 1,5	1,5			800	450	H	+6/-10, cyl 4, Add 3,5	4	7-8 dg
	Polaris Bifo 2 C28 1,5 Trans Br	1,5			1200		H	+5,5/-8, cyl 4, Add 3,5		8-9 dg
	Polaris Bifo 2 C28 1.6	1,6		1450	1250		H	+6/-11, cyl 4, Add 3,5	4	7-8 dg
	Polaris Bifo CT 28 1.6 Spes	1,6			2750		S	Ø65/70: -12/+8 Cyl 4 Add: 1-4 1) 3)	-	?
	Trifolit C28 1,5	1,5		1995	1795	1895	R	Ø70/76 Ø65/71 Ø60/66 -6/+4 cyl 6 2)	1	3-6 dg
	Excelit AS Junior 1,5 (C40)	1,6		1845	1645	1745		Ø60/64 Ø55/59 Ø50/54 Ø45/49 40/44 0/+8 Cyl 4 3)	1	3-6 dg
				SA	XA	UBH				
Min. Bifo.	Polaris Bifo C28 Min 1,6	1,6		1450	1200	950	R	Ø70:+7/-10 Ø65:+8/-10 Ø60:+8/-10 cyl 4	2	5-6 dg
	Polaris Bifo C28 1,5 CM Brun	1,5		1300	1100	850	R	Ø70:+4/-4 Ø65:+6/-6 Ø60:+6/-6 cyl 4	-	5-6 dg

- 1) Kan ofte bestilles i høyere styrker. Kontakt Sentralslip for mer info. Benytt meldingsfelt i bestillingen
 2) Mellomaddisjon er 50% av næraddisjon
 3) Bestilles kun i Heads. Kan ikke benytte Opsysweb til å bestille. Innfatning må sendes til Sentralslip for innslip

Prismer:

Sentralslip: Maks 5 dioptrier

Rodenstock: egne merkevarer maks 4 dioptrier, Rod.merkevarer maks 6 dioptrier

Hoya: Maks 5 dioptrier

Leverandørnummer:

R Rodenstock - 20112

S Sentralslip - 20117

H Hoya - 21888

SOLGLASS

Sist oppdatert: 05.02.2018

GLASS FOR SOLBRILLER MED STYRKE

Alle Solaris glass fås kun med farge.
For solbriller med styrke utover utvalg under, vennligst velg glass + farge fra øvrige glasssortiment
For Rodenstock solbrillekonsept, se under

Solglass - Enstyrke LA:	Indeks	Egenskap	SAX	SAQ	SAHB	UBH	Høyde	Lev	Lev.området	Farge-gruppe	Lev.tid
Solaris LA 1,5 SAH (85% Brun/Grå/G15)	1,5				475		-	S	Ø75:-5/+4 Ø65:+5 cyl 2	-	2-3 dg
Solaris LA 1,5 Ubh (85% Brun/Grå/G15)	1,5					125	-	S	Ø70:-5 Ø65:+5 cyl 2	-	2-3 dg
Solaris LA 1,6 SAH (85% Brun/Grå/G15)	1,6				925		-	S	Ø75:-6 Ø65:+6 cyl 2	-	2-3 dg
Solglass - Enstyrke RX:											
Solaris RX 1,5 (85% Brun/Grå/G15)	1,5				475	125		S	Ø80:-4/+4 Ø75:-7/+6 Ø70:-8/+8 Ø65:-10/+10 cyl 4	-	6-7 dg
Solaris RX 1,6 (85% Brun/Grå/G15)	1,6				925		-	S	Ø80:-8/+8 Ø75:-9/+8 Ø70:-10/+8 Ø65:-11/+8 cyl 4	-	6-7 dg
Polariserte solglass - Enstyrke:											
Solaris RX 1,5 Polarisert (85% Brun/Grå/G15)	1,5				750		-	S	Ø74:-4/+4 cyl 2 Ø70, Ø65 & Ø60:-8/+6 cyl 4	-	5-6 dg
Perfalit RX 1,5 Polarisert (85% Brun/Grå/Grønn)	1,5				750		-	R	RX: Ø75: -6/+6 Cyl -4,0	-	5-6 dg
Solaris RX 1,6 Polarisert (85% Brun/Grå/G15)	1,6				1200		-	S	Ø80:-8/+8 Ø75:-9/+8 Ø70:-10/+8 Ø65:-11/+8 cyl 4	-	5-6 dg
Solaris RX 1,67 Polarisert (85% Brun/Grå/G15)	1,67				1500			S	Ø80:-7,5/+7 Ø75:-10/+8 Ø70:-11/+8 Ø65:-13/+8 Ø60:-13/+8 cyl 4	-	7-8 dg
Solglass - Progressive:											
Solaris3 Pro 1 1,5 (85% Brun/Grå/G15)	1,5				725	375	18	S	Ø75/80:-3/+4 Ø70/75:-8/+5 Ø65/70:-8/+6 cyl 4	-	6-7 dg
Solaris3 Pro 1 1,6 (85% Brun/Grå/G15)	1,6				1175		18	S	Ø75/80:-9/+4 Ø70/75:-10/+4 Ø65/70:-10/+6 Ø60/65:-10/+6 cyl 4	-	6-7 dg
Solaris Free 1,5 (85% Brun/Grå/G15)	1,5				2325		18	S	Ø75/80:-3/+4 Ø70/75:-8/+5 Ø65/70 og 60/65:-8/+6 cyl 4	-	
Solaris Free 1,6 (85% Brun/Grå/G15)	1,6				2775		18	S	Ø75/80:-9/+4 Ø70/75 og Ø65/70:-10/+4 60/65:-10/+6 cyl 4	-	
Polariserte solglass - Progressive:											
Solaris Free 1,5 Polarisert (85% Brun/Grå/G15)	1,5				2600		18	S	Ø70/75, Ø65/70 & Ø60/65:-4/+6 cyl 4	-	5-6 dg
Solaris Free 1,6 Polarisert (85% Brun/Grå/G15)	1,6				3050		18	S	Ø75/80-8/+7 Ø70/75-9/+8 Ø65/70-10/+8 Ø60/65-12/+8 cyl 4	-	5-6 dg
Solaris Free 1,67 Polarisert (85% Brun/Grå/G15)	1,67				3350		18	S	Ø75/80-9/+7 Ø70/75-10/+7 Ø65/70-11/+9 Ø60/65-12/+9 cyl 4	-	5-6 dg
Solaris Individual 1,5 Polarisert (85% Brun/Grå/G15)	1,5				2850		18	S	Ø75/80-8/+7 Ø70/75-9/+8 Ø65/70-10/+8 Ø60/65-12/+8 cyl 4	-	5-6 dg
Solaris Individual 1,6 Polarisert (85% Brun/Grå/G15)	1,6				3300		18	S	Ø75/80-9/+7 Ø70/75-10/+7 Ø65/70-11/+9 Ø60/65-12/+9 cyl 4	-	5-6 dg
Solaris Individual 1,67 Polarisert (85% Brun/Grå/G15)	1,67				3600		18	S	Ø75/80-9/+7 Ø70/75-10/+7 Ø65/70-11/+9 Ø60/65-12/+9 cyl 4	-	5-6 dg

NB! Alle priser er inkludert helfarge

RODENSTOCK SOLBRILLEKONSEPT

Benytt primært glass fra Sentralslip også til Rodenstock sine solbrilleinnfatninger. Hvis Sentralslipglassene ikke har tilstrekkelig leveringsområde eller tilfredsstillende farge, benyttes glass fra Rodenstock.

Enstyrke:			SAX	SAQ	SAH	UBH		Lev	Lev.området	Farge-gruppe	Lev.tid
1.valg: Passende Sentralslipglass								S			
2.valg: Perfalit RX 1,5 Sol	1,5		925		475	125	-	R	Ø80:-4/+4 Ø74:-4/+4 Ø70:-4/+4 66:-4/+4 62:-4/+4 cyl 2	1	4-7 dg
3. valg: Perfalit RX Optimal 1,5 + farge	1,5		925		475	125		R	Ø80:-6/+4 Ø74:-8/+8 Ø70:-10/+8 66:-10/+10 62:-12/+12 cyl 6	1	4-7 dg

Progressive:
Alle progressive glass kan benyttes. Ønsket design og kvalitet avgjør fra hvilken leverandør man skal bestille

Inngår i Platinapakke
Inngår i Gullpakke
Inngår i Sølvpakke
Inngår i Bronsepakke
Inngår i Standardpakken

SAHB = SAH på baksiden, kun herding på framsiden


SPESIALGLASS

Oppdater13.10.2016

	Produkt	Index	Egenskaper	SAX	SAQ	SAH	AR	P	Ubh	Leveringsområd	Farge gr.	Lev.tid
Organisk	Starlenti 1.5	1,50		1 895			1 420	1 320	1095	R	Se under	3-6 dager
	Perfastar 1.5	1,50		1 800			1 325	1 225	1000	R	Se under	3-6 dager
	Datalit Bifo 1.5	1,50		1 900		1 350		1 325	1100	R	Se under	3-6 dager
	Excelit AS 1,5 (C40)	1,50		1 900			1 425	1 325	1100	R	Se under	3-6 dager
	Perfastar BIFO	1,50		1 950			1 475	1 375	1150	R	Se under	2-3 uker
					SA	A			Ubh		R	
Mineralsk	Lentilux 1.7	1,70			1 850	1 650			1300	R	Se under	2-3 uker
	Excelent 1.5	1,50			4 140	3 940			3590	R	Se under	2-3 uker
	Rodalent 1,9	1,90			2 095					R	-4,25/-20	2-3 uker

Perfastar 1.5

- Lentikulærglass for høy hypermetropi.
- Hyperasfærisk forflate med 44mm optisk sone.
- Ingen ringskoto-effekt i periferien
- Progressiv oppmerking



PISLAS

Perfastar 1.5

65,60,55,50 Ø: +8/+22 Cyl 6 Prismer på forespørsel (maks 25 pdpt)


Lev. tid

PRIS UBH

3-6

Starlenti 1.5

- Lentikulærglass for høy hypermetropi.
- Sfærisk forflate med 34mm aperture.
- Progressiv oppmerking



PISL

Starlenti 1.5

65Ø: +6,25/+26 Cyl 6 Prismer på forespørsel (maks 25 pdpt)


Lev. tid


PRIS UBH

3-6

Lentilux 1.7

- Asfærisk lentikulærglass for høy myopi, estetisk pent.
- Optisk sone fra 30 til 40mm avhengig av styrken..
- Asfærisk oppmerking og monokulær PD.




LU	Lentilux 1.7	Lev. tid	PRIS UBH
		2-3 uker	

70,65,60,55,50,45,40 Ø: -24/-6 Cyl 4 Prismer på forespørsel (maks 25 pdpt)

Excelit AS 1.5 (C40)

- Bifokale for barn under behandling for akkomodativ strabisme.
- Temporalt desentrert nærsegment
- C-segment, bredde 40mm
- Bifokal oppmerking
- Monteres med avstandssenter i avstands-PD




EL	Excelit AS 1.5 (C40)	Lev. tid	PRIS UBH
		3-6 dgr.	

60/64. 55/59. 50/54. 45/49. 40/44 Ø: -6/+8 Cyl 6 Add 0.5 til 3 Prismer på forespørsel (maks 25 pdpt)

Datalit Bifo 1.5 (C40)

- Bifokal med stort nærsegment.
- For de som vil ha progressive, men trenger et veldig stort synsfelt på nært.
- C-segment, bredde 40mm
- Bifokal oppmerking




DABI	Datalit Bifo 1.5 (C40)	Lev. tid	PRIS UBH
		3-6 dgr.	

75Ø: -6/+4 70Ø: -6/+6 65,60Ø: -6/+8 Cyl 6 Add 0,5 til 3 Prismes på forespørsel (maks 25 pdpt)

Perfastar Bifo 1.5

- Bifokalt hyperasfærisk glass
- Rundt nærsegment på 22mm.
- Nærdel kan dreies fra standard
- Ingen ringskotom-effekt i periferien
- Bifokal oppmerking




PISLBO	Perfastar Bifo 1.5	Lev. tid	PRIS UBH
		2-3 uker	

65,60,55,50 Ø: +8/+16 Cyl 6 Add 2 til 3, og 3,50 og 4,0 Prismes på forespørsel (maks 25 pdpt)

Excellent 1.5

- Bifokal 50/50 med rett delelinje, som gir et veldig stort lesefelt.
- Minimalt bildesprang
- Segmentene kan bestilles med ulike prismeverdi
- Nærdel kan flyttes
- Trifokalt mulig
- Montering må tilpasses brukers fysiologi og arbeidssituasjon



EX	Excellent 1.5	Lev. tid	PRIS UBH
		2-3 uker	

65,60,55 Ø: -10/+6 Cyl 6 Add 0,5 til 7 Prismer på forespørsel (maks 25 pdpt)