

SOINS DES YEUX

Risques Chimiques



Station MURALE

Dimensions : 23 x 30 x 8 cm
1 x 200 ml et 1 x 500 ml

réf. STATION LAVE ŒIL MIXTE

code art. 820 52 03

- ➔ Solution de pH Neutre (flacon bleu) permettant de neutraliser les acides et les alcalins en quelques secondes
- ➔ Solution stérile de chlorure de sodium (flacon vert) permettant le nettoyage et la réhydratation de l'œil jusqu'à l'intervention médicale
- ➔ Convient pour un lavage des yeux en cas de projections d'acides ou de bases
- ➔ Scellé assurant l'intégrité du dispositif
- ➔ Durée de rinçage : 7 minutes - Notice sur le flacon
- ➔ Usage unique - Péréemption : 3 ans

CONTENU

- ✓ 1 Flacon lave œil 200 ml de solution pH Neutre
- ✓ 1 Flacon lave œil 500 ml de solution ophtalmique
- ✓ 1 Support pour fixation murale avec miroir et notice d'utilisation