



GL 48 mg/dL
& mmol/L

beurer
medical

target
scale



Farbige Zielbereichskala & Anzeige auf dem Display zur Unterstützung bei der Interpretation des Messergebnisses

test strip
ejection



Streifenabwurf Funktion zur hygienischen Entsorgung

wide
test strips



Extrabreite Teststreifen für das leichte Einstecken der Streifen in das Gerät



Elektronisches Tagebuch via gratis Webanwendung inkl. USB-Uploader

Großes, gut lesbares Display

Extragroße Teststreifen, einfache Messwertmarkierung für optimiertes Diabetesmanagement: vor dem Essen, nach dem Essen, generelle Markierung

Blutmengenkontrolle: Messung nur bei ausreichend großer Blutprobe

Starter Set: Messgerät GL 48, Stechhilfe LD 04, 10 Lanzetten, 10 Teststreifen, USB-Kabel, Etui, Gebrauchsanweisung, Kurzanleitung, Blutzucker-Tagebuch

Keton-Warnung im Display

GlukoMemory Software in Deutsch und Englisch:
Einfache Ergebnis- und Trendübersicht im Zielkorridor

Software zum Gratis-Download unter:
www.beurer.com > SERVICE > Download-Center

Erforderliche Blutmenge: 0,5 Mikroliter

Messdauer: ca. 5 Sekunden

Codefrei

Messwertspeicher für 900 Messwerte mit Datum, Zeit und Messwertmarkierung

Durchschnittswertberechnung für 7, 14, 30 oder 90 Tage für
- alle Messwerte - markierte Messwerte

Blutprobe: frisches Vollblut (kapillar) oder venöses Vollblut

Plasma kalibriert

Zur Eigenanwendung geeignet

Messbereich: 20 - 630 mg/dL / 1,1 - 35,0 mmol/L

Erfüllt die EN ISO 15197:2015 vollumfänglich (verpflichtend seit Mai 2016)

Abschaltautomatik

Produktmaße (L/H/T): 94 x 52 x 14 mm

Produktgewicht: 50 g

Zwei Knopfzellen Batterien (CR2032)



GL 48 mg/dL
& mmol/L

beurer
medical

Medizinprodukt, 5 Jahre Garantie

VE: 5 / Transportkarton: 4 x 5

PZN

15261752 mg/dL

15261812 mmol/L

HMV

21.34.02.1341 mg/dL

21.34.02.1340 mmol/L

EAN-Nr.:

4 211125 463663 (mg/dL)

4 211125 463670 (mmol/L)


Art.-Nr.:

463.66 (mg/dL)

463.67 (mmol/L)



VERBINDUNG



* geprüfte Online-Applikation „beurer HealthManager“ Cloud

GL48_2022-02-16_05_DS_DE_BEU Irrtum und Änderungen vorbehalten