

GL 48 mg/dL
& mmol/L

beurer
medical



hygienischen Entsorgung

Farbige Zielbereichskala & Anzeige auf dem Display zur Unterstützung bei der Interpretation des Messergebnisses



Elektronisches Tagebuch via PC-Software

Hintergrundbeleuchtetes Display mit selbsterklärender Benutzerführung

Easy to use: handliche Teststreifen, einfache Messwertmarkierung für optimiertes Diabetesmanagement: vor dem Essen, nach dem Essen, generelle Markierung

Blutmengenkontrolle: Messung nur bei ausreichend großer Blutprobe

Starter Set: Messgerät GL 48, Stechhilfe LD 04, 10 Lanzetten, 10 Teststreifen, USB-Kabel, Etui, Gebrauchsanweisung, Kurzanleitung, Blutzucker-Tagebuch

Keton-Warnung im Display

GlucoMemory Software in Deutsch und Englisch:
Einfache Ergebnis- und Trendübersicht im Zielkorridor

„beurer HealthManager“ Software zum Gratis-Download unter:
www.beurer.com > SERVICE > Download

Erforderliche Blutmenge: 0,5 Mikroliter

Messdauer: ca. 5 Sekunden

Codefrei

Messwertspeicher für 900 Messwerte mit Datum, Zeit und Messwertmarkierung

Durchschnittswertberechnung für 7, 14, 30 oder 90 Tage für
- alle Messwerte - markierte Messwerte

Blutprobe: frisches Vollblut (kapillar) oder venöses Vollblut

Plasma kalibriert

Messbereich: 20 - 630 mg/dL / 1,1 - 35,0 mmol/L

Erfüllt die EN ISO 15197:2015 vollumfänglich (verpflichtend seit Mai 2016)

Abschaltautomatik

Produktmaße (L/H/T): 95 x 53 x 15 mm

Produktgewicht: 52 g

Knopfzellen Batterien (CR2032)

Aufbewahrung/Transport:	Temperatur:	Rel. Luftfeuchtigkeit:
Gerät:	+2°C bis +30°C	< 90 %
Teststreifen:	+2°C bis +30°C	< 90 %

GL 48 mg/dL
& mmol/L

beurer
medical



Betrieb: +10°C bis +40°C < 90 %

Medizinprodukt, 5 Jahre Garantie

VE: 5 / Transportkarton: 4 x 5


EAN-Nr.: Art.-Nr.:

4 211125 463663 (mg/dL) 463.66 (mg/dL)

4 211125 463670 (mmol/L) 463.67 (mmol/L)



VERBINDUNG



Datenübertragung möglich in „beurer HealthManager“,
DiaBass, SiDiary, Glucomemory, mySugr.



* geprüfte Online-Applikation „beurer HealthManager“ Cloud

GL48_2020-06-15_03_DS_DE_BEU Irrtum und Änderungen vorbehalten