

GL 48 mg/dL

beurer
medical



Igigienico delle strisce reattive

Semplice interpretazione dei risultati attraverso la scala range personalizzabile dei valori glicemici alti - normali - bassi



Diario elettronico mediante software per PC

Display con guida utente autoesplicativa

Semplice da usare: strisce reattive ampie e maneggevoli con freccia per indicare il senso di inserzione. Sede di inserimento della striscia illuminata

Semplice da usare: facile marcatura delle misurazioni per ottimizzare la gestione del diabete: prima dei pasti, dopo i pasti, generale

Controllo quantità di sangue: misurazione solo con campione di sangue sufficiente

Starter kit: misuratore di glicemia GL 48, 10 strisce reattive, penna pungidito, 10 lancette pungidito, cavo USB, astuccio, istruzioni per l'uso, guida rapida, cartolina di garanzia e assistenza clienti

Avviso possibile presenza chetoni

Software scaricabili gratuitamente dal sito:
www.beurer-medical.it/assistenza/download-center

Quantità di sangue richiesta: 0,5 microlitri

Durata della misurazione: ca. 5 secondi

Senza codifica

900 valori memorizzabili con data, ora e marcatura impossibile cancellare i risultati

Calcolo della media di 7, 14, 30 o 90 giorni per
- tutti i valori misurati - i valori marcati

Campione di sangue: sangue intero fresco (capillare) o sangue intero venoso

Calibrato su plasma

Range di misurazione: 20 - 630 mg/dL

È completamente conforme alla norma EN ISO 15197:2015 - impossibile cambiare l'unità di misura

Spegnimento automatico

GL 48 mg/dL

beurer
medical


Cod. art.: 463.66

Codice CND:W0201060102

Numero RDM:



CONNESSIONE



Trasmissione dei dati possibile in Smart Digital Clinic, Diasend, DiaBass, SiDiary, HealthManager Pro.

sync via
USB



SOFTWARE

