

TRAITEMENT CANALAIRE



MicroMega

2Shape mini

Préparation endodontique conservatrice

micromega.coltene.com

 COLTENE

- Préservation de la dentine péri-cervicale
- Élimination d'un minimum de structure dentaire¹
- Respect de l'anatomie canalaire²
- Création d'un espace optimal pour une désinfection en profondeur et une obturation adéquate

Protocole*



Complétez votre procédure de traitement à l'aide de pointes de gutta-percha et de papier appropriées.

FINITION



Caractéristiques

- Faible conicité
- Ø 1 mm
- Traitement thermique T.Wire
- Efficacité de coupe
- Séquence de 2 limes
- Blister stérile
- 3 longueurs : 21, 25, 31 mm
- Usage multiple



Pour plus d'informations sur MicroMega 2Shape mini, veuillez scanner le code QR.

© COLTENE – micromega.coltene.com

Fabricant légal :
Micro-Mega SA
 12 rue du Tunnel
 FR-25000 Besançon
 T +33 3 81 54 42 42
 commercial@micro-mega.com

Références

MicroMega 2Shape mini, 5 pièces/boîte (B5)

20953211	B5 2Shape TS1 mini N25 4% L25 Classics S
20953212	B5 2Shape TS2 mini N25 6% L25 Classics S
20953213	B5 2Shape F35 mini N35 6% L25 Classics S
20953214	B5 2Shape F40 mini N40 4% L25 Classics S

(1) Enquête de satisfaction "Minimally Invasive", Caroline Dort, 2022-01-13

(2) PCD2, Shaping Ability of Two-shape and ProTaper Gold Files by using Cone-beam Computed Tomography, The Journal of Contemporary Dental Practice, March 2019;20(3):330-334. 1 Shalini Singh, 2 Tarun Gupta, 3 Vinisha Pandey, 4 Harshit Singhania, 5 Pooja Pandey, 6 Shweta Gangavane

* Extrait de la notice d'utilisation. Lire la notice avant utilisation.

Coltène/Whaledent AG
 Feldwiesenstrasse 20
 CH-9450 Altstätten
 T +41 71 757 5300
 info.ch@coltene.com

2Shape mini | Publicité
 Année du marquage CE : 2020 | Dispositif médical de classe IIa conformément à la directive 93/42/EEC
 Organisme notifié : GMED. Dispositif médical pour soins dentaires, réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale | Voir l'étiquetage du produit et la notice.



0459

COLTENE