


SWISS INSTRUMENTS

► Le slogan « I feel good » a été lancé lorsque EMS a inventé l'insert PIEZON® NO PAIN PS.



LE SAVIEZ-VOUS ?

Le prestigieux fabricant de montres suisses Jaeger Lecoultre a été le premier fournisseur Swiss Instruments de la société EMS lorsqu'elle n'était encore qu'une start-up, bien avant la création de son usine de fabrication et de son centre de recherche à Nyon, en Suisse.



► La technologie piézo-céramique qui caractérise la gamme PIEZON® a été inventée par Pierre Mabilie, cofondateur de la société EMS. PIEZON® offre une multitude d'applications cliniques.



INSTRUMENTS POUR LA GBT

42



TRAITEMENT PARODONTAL

46



TRAITEMENT ENDODONTIQUE

50




► Les EMS SWISS Instruments PIEZON® sont compatibles avec toutes les pièces à main PIEZON® Original de EMS.

INSTRUMENT PIEZON® PS



« Je ne me suis pas rendu compte
que le traitement était effectué
avec le PIEZON® »,

explique A. Tarasconi
après son premier
traitement GBT
avec l'instrument
PIEZON® PS
NO PAIN.



INSTRUMENT PS



DS-016A

99,90 €

RECOMMANDÉ POUR **PRESQUE TOUTES**
LES SITUATIONS

95 %



- Insert universel
- Traitement supra et sous-gingival
- Meilleur accès aux zones interproximales
- Confort optimal pour le patient et le praticien
- Peu invasif

DANS **95 %** DES CAS



UTILISEZ EXCLUSIVEMENT LES SWISS INSTRUMENTS EMS !

En accord avec la déclaration de la Fédération Dentaire Internationale (FDI) sur la « non-conformité des produits dentaires », sachez que les dispositifs EMS ont été conçus et testés pour être exclusivement utilisés avec les instruments EMS PIEZON®.

L'utilisation d'instruments "compatibles" peut blesser votre patient et abîmer le raccord de la pièce à main.

Un instrument PS EMS peut réaliser jusqu'à 3 000 traitements.
Très peu invasif = usure limitée garantie
Son coût est inférieur à 0,05 € par traitement.

UTILISEZ EXCLUSIVEMENT DES PRODUITS **ORIGINAUX EMS**



En raison de leur niveau de tolérance limité, il est recommandé de toujours utiliser des instruments EMS avec nos pièces à main. Votre matériel aura une durée de vie plus longue et vos traitements seront réalisés en toute sécurité. La garantie ne s'applique pas pour les pièces à main endommagées par des instruments qui ne sont pas d'origine EMS.

TRAITEMENT PARODONTAL

INSTRUMENT PS

Instrument universel, pour les traitements PIEZON® sous et supra-gingivaux.
Le meilleur accès interproximal, idéal dans 95 % des cas.



DS-016A

99,90 €



INSTRUMENT PI

Pour la maintenance implantaire.
Le surmoulage en plastique garantit l'intégrité des surfaces implantaire ainsi que des restaurations. Placez l'insert PI sur le porte-lime 120° (voir ci-dessous).



DT-065A

Livré par 4

109,90 €

PORTE-LIME 120°

Pour les instruments PI et bien d'autres encore.



DS-010A

99,90 €

INSTRUMENT P

Élimination du tartre persistant et dur en supra et sous-gingival jusqu'à 4 mm.



DS-011A

89,90 €

INSTRUMENT A

Élimination du tartre persistant et dur, supra-gingival uniquement.



DS-001A

79,90 €

INSTRUMENT PL1

Accès proximal, mésial et distal facile, supra et sous-gingival.
Coudé à gauche



DS-030A

119,90 €

INSTRUMENT PL2

Accès proximal, mésial et distal facile, supra et sous-gingival.
Coudé à droite



DS-031A

119,90 €

INSTRUMENT B

Élimination des dépôts minéralisés importants. Nettoyage des colorations récalcitrantes et élimination du tartre sur les faces linguales des dents.



DS-003A

79,90 €

TRAITEMENT PARODONTAL

INSTRUMENT PL4

Pour le traitement des furcations
et des concavités.
Coudé à gauche.



DS-033A 119,90 €

INSTRUMENT PL5

Pour le traitement des furcations
et concavités.
Coudé à droite.



DS-034A 119,90 €

INSTRUMENT HPL3

Pour le débridement en profondeur
des racines en vision directe
(technique chirurgicale Flap)
Insert diamanté de 70 µm



DS-075A 149,90 €

INSTRUMENT DPL3

Polissage de la surface
des dents préalablement
nettoyées et modelées.
Insert diamanté de 15 µm



DS-065A 149,90 €

INSTRUMENT PL3

Pour l'irrigation et la désinfection des poches.



DS-032A

99,90 €

BOÎTE PIEZON® APPLICATION

Inclus :

- Inserts A, P, PS
- 1 pièce à main Piezon® LED
- 4 guides lumière

Compatible avec :



BOÎTE PIEZON® APPLICATION

FS-441



1 029,00 €



TRAITEMENT ENDODONTIQUE

► Conçu pour répondre aux exigences endodontiques, le PIEZON[®] est utilisé en complément des instruments rotatifs. Le tableau ci-dessous décrit, étape par étape, les procédures de traitement endodontique les plus courantes.

La valeur ajoutée du dispositif PIEZON[®] est définie pour chaque étape.

	ÉTAPE	APPLICATION	INSTRUMENT PIEZON [®]
	Option 1 :	Accès à la chambre pulpaire	/
	Option 2 :	Descellement de couronnes cimentées	INSTRUMENT D EMS
		Nettoyage et irrigation du canal radiculaire	LIMES DE TYPE K EMS
	Élimination des tissus infectés dans le canal radiculaire	Accès à l'entrée du canal radiculaire	INSTRUMENT ESI EMS
		Extraction de morceaux de lime cassée	INSTRUMENT RT1 EMS
		Préparation rétrograde des canaux radiculaires	INSTRUMENT RT2 ET RT3 EMS
			INSTRUMENT BERRUTI ET RE2 EMS
	Pointes Gutta-percha pour le remplissage et l'obturation du canal radiculaire	Condensation de la gutta-percha	INSTRUMENT H EMS
			

UTILISEZ EXCLUSIVEMENT LES INSTRUMENTS ORIGINAUX EMS



► Comparaison entre deux préparations de canaux radiculaires, l'une à l'aide d'instruments manuels (à gauche), l'autre avec la méthode PIEZON® (à droite).

BOÎTE PIEZON® ENDO APPLICATION

► Utilisez dès maintenant PIEZON® Endo Application, la première boîte réservée à l'endodontie :

Inclus :

- 1 insert RT1
- 1 insert RT2
- Kit complet de limes Endo ISO
- 1 clé plate
- 6 limes ESI 015

Compatible avec :



Et les kits PIEZON® EMS intégrés au fauteuil :



PIEZON® ENDO APPLICATION

FS-445

399,00 €

LA SOLUTION PIEZON® POUR LES APPLICATIONS ENDODONTIQUES



INSTRUMENT D

Dépose de couronnes cimentées,
de bridges et de restaurations.



DS-005A

79,90 €



INSTRUMENT RT1

Insert diamanté pour la localisation
de l'entrée du canal radiculaire
et l'élimination des calcifications
dans le premier tiers coronaire
du système radiculaire.



DS-066A

149,90 €



INSTRUMENT RT2

Insert diamanté pour l'élimination
des épaulements et autres obstacles
ainsi que pour la création de canaux droits
pour accéder aisément aux limes brisées.




DS-067A

149,90 €



INSTRUMENT RT3

Insert très long et fin recouvert
d'un alliage de titane, destiné
à l'extraction de limes cassées
dans le canal radiculaire.
À utiliser avec un porte-lime
à 120° ou à 180°.



DT-062

189,90 €

Livré par 5

LA SOLUTION PIEZON® POUR LES APPLICATIONS ENDODONTIQUES



INSTRUMENT ESI

Lime en NiTi à pointe non coupante et arrondie, pour un nettoyage et une irrigation efficaces du système canalaire. À utiliser avec un porte-lime à 90° ou à 120°.



DT-069A

59,90 €

Livré par 6



INSTRUMENT BERUTTI

Insert diamanté pour la préparation du canal radiculaire rétrograde. À utiliser avec un porte-lime à 120° ou à 180°.



DT-060

189,90 €

Livré par 5



INSTRUMENT RE2

Pour la préparation d'isthmes rétrogrades reliant le canal radiculaire. À utiliser avec un porte-lime à 120° ou à 180°.



DT-061

189,90 €

Livré par 5



INSTRUMENT H

Pour la condensation latérale de la gutta-percha dans les canaux radiculaires.



DS-004A

79,90 €