

# BASIC SYSTEM



## INSTRUMENT SC

Dissociation du procès alvéolaire, incision osseuse verticale atraumatique et ostéotomie légère et délicate.



DS-100A

139,90 €

## INSTRUMENT SL1

Greffe osseuse et coupe atraumatique horizontale de l'os.



DS-101A

179,90 €

## INSTRUMENT SL2

Ostéotomie osseuse atraumatique.



DS-102A

179,90 €

## INSTRUMENT SL3

Décollement de la membrane de Schneider lors d'une élévation de sinus.



DS-103A

119,90 €

## INSTRUMENT SL4

Prélèvement osseux et de copeaux, ainsi que d'os autogène.



DS-104A

139,90 €

## BASIC SYSTEM

Instruments SC, SL1, SL2, SL3, SL4. avec Combitorque®.



FS-325

689,00 €

# IMPLANT SYSTEM



## INSTRUMENT MB1

Insert à pointe diamantée (Ø 1,15 mm) pour ostéotomie initiale dans le maxillaire.



DS-120A 179,90 €

## INSTRUMENT MB2

Insert à pointe diamantée (Ø 1,95 mm) pour forage préliminaire dans le maxillaire.



DS-121A 179,90 €

## INSTRUMENT MB3

Insert à pointe diamantée (Ø 2,50 mm) pour forage préliminaire dans le maxillaire.



DS-122A 179,90 €

## INSTRUMENT MB4

Insert cylindrique diamanté (Ø 2,80 mm) pour forage secondaire dans le maxillaire.



DS-123A 179,90 €

## INSTRUMENT MB5

Insert cylindrique diamanté (Ø 3,05 mm) pour forage secondaire dans le maxillaire.



DS-124A 179,90 €

## INSTRUMENT MB6

Insert cylindrique diamanté (Ø 3,30 mm) pour ostéotomie finale dans le maxillaire.



DS-125A 179,90 €

## IMPLANT SYSTEM

Inserts MB1, MB2, MB3, MB4, MB5, MB6. avec Combitorque®



FS-359 979,00 €

# BONE SYSTEM



## INSTRUMENT BC

Insert conique pour coupe et remodelage osseux fins et précis.



DS-105A

139,90 €

## INSTRUMENT BCL

Scie à os coudée gauche pour le prélèvement ramique.



DS-106A

179,90 €

## INSTRUMENT BCR

Scie à os coudée droite pour le prélèvement ramique.



DS-107A

179,90 €

## INSTRUMENT SL1

Scie pour greffes et incisions osseuses horizontales atraumatiques.



DS-101A

179,90 €

## BONE SYSTEM

Inserts BC, BCL, BCR, SL1. avec Combitorque®.



FS-327

619,00 €

# EXTRACTION SYSTEM



## INSTRUMENT EX1

Insert à pointe en titane pour extraction verticale dans la zone antérieure.



DS-111A

149,90 €

## INSTRUMENT EX2

Périotome ultrasonique pour syndesmotomie et ostéotomie périradiculaire.



DS-112A

139,90 €

## INSTRUMENT EXR

Pointe coudée droite pour extraction de dents et pour faciliter l'accès aux zones postérieures.



DS-113A

139,90 €

## INSTRUMENT EXL

Pointe coudée gauche pour extraction de dents et pour faciliter l'accès aux zones postérieures.



DS-114A

139,90 €

## EXTRACTION SYSTEM

Inserts EX1, EX2, EXR, EXL.  
avec Combitorque®.



FS-326

519,00 €

# PERIO SYSTEM



## INSTRUMENT PE1

Insert à boule diamantée pour l'élimination rapide du tartre.



DS-117A 179,90 €

## INSTRUMENT PE2

Insert à pointe diamantée (70 µm) pour élargir les furcations radiculaires.



DS-118A 179,90 €

## INSTRUMENT PE3

Insert à pointe diamantée (15 µm) pour élargir en douceur les furcations radiculaires.



DS-119A 179,90 €

## INSTRUMENT BC

Insert conique pour coupe et remodelage osseux fins et précis.



DS-105A 139,90 €

## PERIO SYSTEM

Inserts PE1, PE2, PE3, BC. avec Combitorque®.



FS-340 619,00 €

# SINUS SYSTEM



## INSTRUMENT SL1

Scie pour greffe osseuse et coupe atraumatique horizontale de l'os.



DS-101A 179,90 €

## INSTRUMENT SL2

Insert à boule diamanté pour ostéotomie atraumatique.



DS-102A 179,90 €

## INSTRUMENT SL4

Scalpel pour ostéoplastie et prélèvement de greffons osseux.



DS-104A 139,90 €

## INSTRUMENT SL5

Insert avec grande boule diamantée pour adoucir les parois de la fenêtre osseuse vestibulaire et pour une ostéoplastie précise.



DS-115A 179,90 €

## INSTRUMENT SL6

Spatule pour le décollement de la membrane de Schneider à l'intérieur du sinus.



DS-116A 119,90 €

## SINUS SYSTEM

Inserts SL1, SL2, SL4, SL5, SL6. avec Combitorque®.



FS-339 719,00 €

# RETRO SYSTEM



## INSTRUMENT RS1

Insert à pointe diamantée pour une préparation radiculaire rétrograde peu invasive.



DS-108A 179,90 €

## INSTRUMENT RS2

Insert à pointe sablée pour une préparation radiculaire rétrograde peu invasive.



DS-109A 139,90 €

## INSTRUMENT RS3

Insert à pointe diamantée pour une préparation radiculaire rétrograde peu invasive.



DS-110A 179,90 €

## INSTRUMENT SL4

Scalpel pour ostéoplastie et prélèvement de greffons osseux.



DS-104A 139,90 €

## RETRO SYSTEM

Inserts RS1, RS2, RS3, SL4.  
avec Combitorque®.



FS-328 559,00 €


# LE FRUIT DE L'EXPÉRIENCE

## DES CARACTÉRISTIQUES HORS DU COMMUN

- ▶ Un design exclusivement adapté aux caractéristiques spécifiques des ultrasons piézo-céramiques.
- ▶ Une conception basée sur 25 années d'expérience avec la méthode originale PIEZON® et une poursuite constante du développement de cette technologie inégalée.

Une précision de fabrication des instruments optimale - une qualité de coupe et une sécurité absolues pour toutes les applications.

Une qualité des matériaux et des procédés de fabrication remarquable - aucune fatigue des matériaux, aucun risque de rupture lorsque les instruments sont utilisés correctement.



Des oscillations parfaitement linéaires d'avant en arrière - vibrations haute fréquence pour une meilleure protection de la structure de l'os dans son ensemble.

Partie centrale de l'instrument parfaitement stable - une performance idéale pour une plus grande précision de coupe.

Température de l'instrument sous activation : 33°C

