

Bluephase® G4

Lampe à photopolymériser

Polyvision®
INSIDE 

Avec assistant
de photopolymérisation
intelligent

**Esthétique
Efficace**

Bluephase est un dispositif médical de Classe IIA / CE0123 fabriqué par Ivoclar Vivadent AG. Vous êtes invités à lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne ce dispositif médical ou sur son étiquetage. Ce dispositif médical n'est pas remboursé par les organismes d'assurance maladie.

B1218. RCS Annecy B 326 420 544 Sous réserve d'erreurs typographiques. Visuels non contractuels. Imprimé en France

Ivoclar Vivadent SAS
B.P. 118
F-74410 Saint-Jorioz
France
Tel. +33 450 88 64 00
Fax +33 450 68 91 52
www.ivoclarvivadent.fr

702866/EN/2018-11


**ivoclar
vivadent®**
passion vision innovation


**ivoclar
vivadent®**
passion vision innovation

Lampe LED intelligente – la polymérisation sereine

Emission de lumière homogène
et performante

La technologie brevetée Polyvision est votre assistant personnel pour la polymérisation des matériaux dentaires.

Ce système d'assistance automatique vous aide à obtenir des résultats de polymérisation fiables. La lampe à polymériser détecte automatiquement les mouvements pendant la procédure de photopolymérisation. Elle avertit l'utilisateur du fonctionnement incorrect par une vibration et allonge automatiquement le temps d'exposition de 10%. Si le mouvement risque d'empêcher le matériau de polymériser correctement, la lampe interrompra automatiquement le cycle d'exposition pour pouvoir le répéter. Bluephase G4 intègre également une sécurité anti-éblouissement pour éviter l'activation de la lampe dans le vide.

Autres avantages :

Performance de polymérisation fiable pour tous les matériaux photopolymérisables grâce à la technologie LED Polywave

Temps de polymérisation courts à partir de 10 secondes grâce à une intensité élevée de 1200 mW / cm²

Fibre optique large de 10 mm pour des polymérisations rapides en un temps

Programme de prépolymérisation supplémentaire pour l'élimination des excès des matériaux de collage

Affichage rétro-éclairé
pour une hygiène optimisée

Chargement de la batterie
par induction

Assistant de photopolymérisation
Polyvision[®]

Conditionnement

691258 Bluephase G4
691257 Bluephase G4 avec Click & Cure et radiomètre intégré

Une lampe à photopolymériser à plus haute intensité vous attend à l'IDS 2019.

IDS
2019