


Guide de référence NaviTip®

- Application contrôlée à proximité du tiers apical
- Canules souples en acier inoxydable pour naviguer facilement dans les canaux incurvés



LOK-TITE®


	30 ga	29 ga	30 ga	29 ga	30 ga	29 ga	30 ga	29 ga
20 unités	1354	5115	1250	5114	1349	5113	1249	5112
50 unités	1424	1377	1423	1376	1422	1374	1421	1378



Embout d'irrigation Sideport double

LOK-TITE®






	Sideport 31 ga	Sideport 31 ga
20 unités	5123	5121
50 unités	5124	5122



Embout floqué

LOK-TITE®

	FX 30 ga	FX 30 ga
20 unités	1452	1454

	Produit	Embout recommandé	Embout(s) compatible(s)
	File-Eze®	NaviTip® 30 ga	NaviTip® Sideport 31 ga
	EDTA 18%	NaviTip® Sideport 31 ga	NaviTip® 29 ga, NaviTip® 30 ga et NaviTip® FX® 30 ga
	UltraCal® XS	NaviTip® 29 ga	—
	Citric Acid	NaviTip® FX® 30 ga	NaviTip® 30 ga et NaviTip® Sideport 31 ga
	EndoREZ®	NaviTip® 29 ga	—