




Verres ionomères de restauration GC :

essentiels dans tout cabinet dentaire



La **puissance**
de la technologie avancée
du verre ionomère,
alliée à la **simplicité**
de la poudre et du liquide.

GC

Une technique simple qui renferme une technologie supérieure !

Ce qui rend les verres ionomères si spéciaux...

1

Indications multiples

2

Placement en bloc

3

Puissante adhésion chimique

4

Absence de hiatus marginal

5

Performance longue durée

6

Protection par le fluor

7

Bio-compatibilité

8

Largement prouvé

GC Fuji IX GP

Verre ionomère de restauration condensable, chémopolymérisable à viscosité élevée

Utilisation idéale pour les restaurations de classe I et II sur les dents de lait, les restaurations de classe I et II sur les dents permanentes non soumises à de lourdes charges, les restaurations de classe V et surface radiculaire, les reconstitutions corono-radiculaires et la technique sandwich.



GC Fuji IX GP Extra P-L

NOUVEAU

Le nouveau verre ionomère de restauration condensable, avec tous les avantages du verre ionomère conventionnel, plus...

- Un MEILLEUR confort de travail = une meilleure manipulation et un meilleur mélange
- Une réaction de prise PLUS rapide
- Une libération PLUS élevée de fluorure = 3 fois plus élevée que Fuji IX GP
- Une translucidité ACCRUE = une esthétique et une adaptation des teintes améliorées
- Une PLUS grande résistance = une durabilité maximisée pour une performance optimale



GC Fuji II LC Improved

Verre ionomère de restauration modifié, par adjonction de résine photopolymérisable

Utilisation idéale pour les classe III et V qui requièrent une certaine esthétique, les caries de la surface radiculaire, la technique sandwich, les restaurations pédiatriques, les reconstitutions de moignons, les liners et les bases.



GC Fuji VIII GP

Verre ionomère de restauration modifié, en par adjonction de résine chémopolymérisable et autopolymérisable

Utilisation idéale pour les restaurations de classe III, V et surface radiculaire.



GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

GC FRANCE s.a.s.

9 bis, Avenue du Bouton d'Or – BP 166
F-94384 Bonneuil sur Marne Cedex
Tel. +33.1.49.80.37.91
Fax. +33.1.49.80.37.90
info@france.gceurope.com
http://france.gceurope.com

GC

