



Een heldere blik



EXACLEAR van GC

Doorzichtig vinyl
polysiloxaan materiaal

Uw partner
voor transparant werk

GC

EXACLEAR van GC

Transparantie in uw werk

EXACLEAR is een innovatief, helder siliconen materiaal, dat aan de behoeften van veeleisende esthetische behandelingen voldoet en u op weg helpt naar goede resultaten. Dankzij de volledige transparantie is het bijzonder effectief in complexe klinische situaties.



Visuele controle op injectie van composiet.
*Geen handelsmerken van GC



Kristalhelder beeld

De hoge transparantie garandeert een goede visuele controle en zeer effectieve lichtuitharding door het silicone.

Dit leidt tot een hogere conversiegraad en voorkomt de vorming van een zuurstofinhibitielaag, waardoor het **polijsten makkelijker** verloopt.



Transparantie van EXACLEAR (uiterst rechts) in vergelijking met competitie.

Optimale consistentie voor een succesvolle procedure

Uitvloeïng zonder druk



Optimale consistentie voor een **makkelijke applicatie in de afdruklepel**

Uitvloeïng onder druk



Vloeibaar bij de applicatie voor een **perfecte aanpassing** aan de preparatie en **nauwkeurige reproductie van details**

Makkelijk te boren



Rigide en sterk na uitharding maar makkelijk te snijden en geschikt om injectiegaten in te boren

Scheurt niet



Voldoende **flexibel** voor verwijdering **zonder breken of vervormen**

Omdat ook de tijd telt

Na slechts **2 minuten** intra-oraal is de afdruk uitgeharden en kan het worden verwijderd.

Wanneer er op een model wordt gewerkt, hardt het materiaal binnen **7 minuten** uit.



2 min intra-oraal



7 min intra-oraal

Ontdek de injecteertechniek

Vervaardiging van directe veneers in de stoel

Het gebruik van EXACLEAR in combinatie met een injecteerbare composiet, zoals G-ænial Universal Injectable, stelt behandelaars in staat om zelfs esthetische restauraties zoals indirecte veneers te vervaardigen op een snelle en betaalbare manier met behulp van **minder invasieve preparaties**.

Dankzij de transparantie van EXACLEAR kunt u **elk klein detail** controleren en wordt de vorming van een zuurstofinhibitielaag voorkomen, waardoor het eindpolijsten makkelijker is. **G-ænial Universal Injectable** is zeer geschikt voor deze techniek door de thixotropie, sterkte en glans van het product.



1. Initiële situatie



2. Vul de afdrucklepel met EXACLEAR en maak een afdruk van de wax-up op het model



3. Verwijder na uitharding de heldere silicone uit de afdrucklepel



4. Boor een gat door de silicone sleutel om ruimte te maken voor de composiet-tip



5. Isoleer de aangrenzende tanden, ets het enamel en breng een adhesief aan



6. Plaats de silicone sleutel in de mond en injecteer G-ænial Universal Injectable via het gat in de sleutel



7. Belicht door de silicone sleutel heen en verwijder de sleutel dan



8. Verwijder overtollige composiet met een mesje



9. Eindresultaat na polijsten

Met dank aan dr. A. Salehi, Frankrijk

Behandeling aan de stoel van algemene slijtage met directe composieten

De injecteertechniek is ook ideaal om slijtage te behandelen of complexe morfologieën na te maken.

De transparantie van EXACLEAR helpt om zicht en controle op de injectie te behouden bij de gelijktijdige behandeling van meerdere tanden.

De grote buigsterkte en slijtvastheid van **G-ænial Universal Injectable** zijn ideaal voor dit soort posterieure behandelingen.



1. Initiële situatie



2. Vul de afdrucklepel met EXACLEAR en maak een afdruk van de wax-up op het model



3. Situatie na behandeling met behulp van de injecteertechniek

Met dank aan dr. A. Mak, Australië

EXACLEAR van GC

Een heldere blik



EXACLEAR	
012792	EXACLEAR, 2 cartridges van 48 ml, 6 mengnaalden II maat S
800100	60 mengnaalden II maat S

Uw partners in complexe klinische situaties

Injecteer- techniek

Eenvoudige controle
op injectie via
EXACLEAR



Met G-aenial Universal
Injectable
Injecteerbaar composiet,
zeer sterk en perfecte
thixotropie

Laagsgewijze opbouwtechniek

Gemakkelijke palatale
lichtuitharding via
EXACLEAR



Met Essentia
Zeer esthetische
composiet op basis van
een vereenvoudigd
kleurensysteem

Aanbrenging van orthodontische vezel- versterkte retainers

Efficiënte lichtuitharding
van adhesief en vezels via
EXACLEAR



Met everStickORTHO
Glasvezelversterking voor
esthetische orthodontische
retainers

Tijdelijk kroon- en brugwerk

Perfekte lichtuitharding
van het materiaal voor
kronen en bruggen via
EXACLEAR



Met TEMPSMART DC
Duaal uithardend
materiaal voor tijdelijke
kronen en bruggen

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<http://www.gceurope.com>

GC Europe NV
Benelux Sales Department
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 13
B-3001 Leuven
Tel. +32.16 74.18.60
info.benelux@gc.dental
<http://benelux.gceurope.com>

