








NaviTip®-handboek

- Zorg voor gecontroleerde applicatie in het apicale derde deel
- Flexibele, roestvrijstalen canules voor gemakkelijke toegang tot kromme kanalen



	Product	Aanbevolen tip	Compatibele tip(s)
	File-Eze®	NaviTip® 30 ga	NaviTip® Sideport 31 ga
	EDTA 18%	NaviTip® Sideport 31 ga	NaviTip® 29 ga, NaviTip® 30 ga en NaviTip® FX® 30 ga
	UltraCal® XS	NaviTip® 29 ga	—
	Citric Acid	NaviTip® FX® 30 ga	NaviTip® 30 ga en NaviTip® Sideport 31 ga
	EndoREZ®	NaviTip® 29 ga	—