

Herstart samen.

Onze producten voor de tandartspraktijk.



We hebben speciaal voor u een aantal van onze producten geselecteerd die kruisbesmetting kunnen voorkomen, de aerosolen verminderen of de behandel tijd kunnen verkorten, een complete oplossing bieden en de hygiëne protocollen kunnen ondersteunen.

Helpt
kruis-
besmetting
voorkomen

Eénmalig
gebruik

Minder
aerosol


Versnelde
procedure

Totaal
oplossing

Kerr™

De ketting van kruisbesmetting

Elk element in de praktijk vertegenwoordigt een schakel van een ketting: als één van de schakels is geïnfecteerd, kan deze alle andere besmetten. Het is daarom van essentieel belang om in de praktijk een correct hygiëneprotocol te volgen.



KavoKerr is bij uitstek uw geschikte partner om de ketting van kruisbesmetting te doorbreken met slimme, gebruiksvriendelijke en effectieve oplossingen voor elke stap van de workflow.

CaviCide™ & CaviWipes™ reinigen en desinfecteren

CaviCide is een desinfecterend middel, handig en klaar voor gebruik, voor zowel het reinigen en desinfecteren van (harde, niet-poreuze) oppervlakken en medische apparaten als ook het reinigen van semi-kritische uitrusting vóór het steriliseren. Het is effectief tegen tuberculose, virussen, bacteriën en schimmels. CaviCide is met slechts 17,2% alcoholgehalte minder agressief dan de meeste gangbare producten met een hoger alcoholgehalte.

CaviWipes zijn desinfectiedoekjes, éénmalig te gebruiken en gebruiksklaar, geïmpregneerd met de desinfecterende oplossing CaviCide voor een effectieve reiniging en een snelle, brede desinfectie.



Desinfectie binnen 3 minuten

Helpt
kruis-
besmetting
voorkomen

Eénmalig
gebruik

REF 4731221/15
REF 4731222/15
REF 4731223
REF 4731245
REF 4731160

CaviCide
CaviCide
CaviCide
CaviWipes
CaviWipes


Spray met 200 ML (case van 15 st.)
Spray met 700 ML (case van 15 st.)
Canister met 5 L
Box van 20 flatpacks met 45 doekjes/pack
Box van 12 canisters met 160 doekjes/canister

Pinnacle™ barrieres/hoezen voor de dentale praktijk

Dentale hoezen vormen een cruciaal onderdeel binnen de workflow voor tandheelkunde en mondhygiëne en zijn cruciaal voor de operatieve asepsis. De tandheekkundige hoezen voor éénmalig gebruik bieden verschillende voordelen op het gebied van infectiebeheersing en helpen tandartsen en mondhygiënisten om de reinigingstijd en de virale en hematische kruisbesmetting te verminderen. Ze helpen ook het gebruik van chemische stoffen te verminderen, waardoor de levensduur van uw meubels en apparatuur wordt verlengd. Bekijk ons volledige Kerr-assortiment tandheekkundige hoezen, verkrijgbaar in verschillende maten en vormen om aan uw behoeften te voldoen.

Eénmalig
gebruik

Helpt
kruis-
besmetting
voorkomen



REF 3511	Pinnacle	Headrest cover 27.9x24.1 cm (250 st.)
REF 3514	Pinnacle	Headrest cover 35.6x24.1 cm (250 st.)
REF 3600	Pinnacle	Light sleeve T-style 10.2x14.6 cm (500 st.)
REF 3650	Pinnacle	Light sleeve L-style 3.8x20.3 cm (500 st.)
REF 3700-C	Pinnacle	Cover-all - clear - 10.2x15.2 cm (1200 st.)
REF 3710-B	Pinnacle	Cover-all - blue - 10.2x15.2 cm (1200 st.)
REF 3735	Pinnacle	Sensor cover 3.5x20.5 cm (500 st.)
REF 3736	Pinnacle	Sensor cover 4x21 cm (500 st.)
REF 3760	Pinnacle	Syringe sleeve 6.4x25.4 cm (500 st.)
REF 3763-WA	Pinnacle	Syringe sleeve with adhesive 6.4x25.4 cm (500 st.)
REF 3767-WO	Pinnacle	Syringe sleeve with opening 6.4x25.4 cm (500 st.)
REF 3800	Pinnacle	Chair sleeve 69.9x61 cm (225 st.)
REF 3850-XL	Pinnacle	Chair sleeve XL 73.7x203 cm (125 st.)
REF 3870-NS	Pinnacle	No-slip chair sleeve 122x142 cm (150 st.)
REF 3900	Pinnacle	X-ray sleeve 37.5x65 cm (250 st.)
REF 4000-1	Pinnacle	H.P. sleeve for low speed handpiece 3.13x25.4 cm (500 st.)
REF 4050	Pinnacle	H.P. sleeve for low speed contra angle handpiece 5.1x25.4 cm (500 st.)
REF 4500	Pinnacle	Cure sleeve 7 and 8 mm tips (400 st.)
REF 4511-1	Pinnacle	Cure sleeve 11 mm tips (400 st.)

Steriele onderzoekskit

Deze steriele kits bieden een praktische oplossing om aan al uw behoeften tijdens een eerste bezoek te voldoen en bieden zowel een complete instrumentenset, een masker voor arts en assistent en een doek voor de patiënt, een pincet, sonde of compacte spiegel afzonderlijk verpakt. Alle materialen die voor de productie zijn gebruikt, zijn recyclebaar en biologisch afbreekbaar.

Eénmalig
gebruik

Helpt
kruis-
besmetting
voorkomen



REF PE9401	Sterile oral examination kit (25 st.) <i>25 individueel verpakte steriele wegwerpkits met: 1x tandheekkundige onderzoeksspiegel; 1x dubbelzijdige sonde (onderzoek / perio WHO-type 3,5, 5,5, 8,5 en 11,5 mm); 1x pincet; 2x maskers; 1x servet; 1x tissue-doekje; 2x katoenen rollen; 1x biologisch afbreekbare tray.</i>
REF PE9601	Sterile periodontal examination kit (100 st.)
REF PE9701	Sterile dental mirror, periodontal probe & tweezers kit (100 st.)
REF PE9710	Sterile dental examination mirror (180 st.)
REF PE9740	Sterile tweezers (200 st.)

OptiDam™ rubberdam

OptiDam is de eerste rubberdam met driedimensionale vorm en tepelontwerp voor een gemakkelijke en praktische toepassing. De rubberdam met zijn speciale anatomische frame past bij de contouren van de mond en vergroot daarom het toegankelijke mondbed. Bovendien zorgt het voor comfort van de patiënt tijdens de algehele procedure.

**Versnelde
procedure**

**Minder
aerosol**

REF 5200	OptiDam	Posterior intro kit (frame + 10 st.)
REF 5203	OptiDam	Anterior intro kit (frame + 10 st.)
REF 5204	OptiDam	Refill anterior (30 st.)
REF 5206	OptiDam	Refill anterior (60 st.)
REF 5201	OptiDam	Refill posterior (30 st.)
REF 5205	OptiDam	Refill posterior (60 st.)
REF 5202	OptiDam	Frame (2 st.)



OptiBond™ Universal bonding

OptiBond™ Universal is het één-component bonding dat de betrouwbaarheid van de gepatenteerde OptiBond GPDM-technologie combineert met het gebruiksgemak van een universele oplossing. Een effectieve en betrouwbare hechtkracht op elk oppervlak en elke ondergrond met elke etstechniek. Eindelijk effectiviteit en flexibiliteit gecombineerd in één enkel product.

**Versnelde
procedure**

**Minder
aerosol**

REF 36519	OptiBond Universal	Refill bottle 5 ml
-----------	--------------------	--------------------



OptiBond™ eXTRa Universal bonding

OptiBond eXTRa Universal, de KavoKerr-bonding met de exclusieve Smart pH-technologie, aangevuld met de gepatenteerde GPDM- en Ternary Solvent System-technologie. Uitzonderlijke compatibiliteit met alle harscementen, composieten en kernopbouw materiaal zonder hulproducten.

**Versnelde
procedure**

**Geen ets
geen spray
geen aerosol**

REF 36658	OptiBond eXTRa Universal	Bottle kit <i>5ml bottle primer, 5ml bottle adhesive, 25 mixing wells, 50 applicators, technique guide, IFU</i>
REF 36660	OptiBond eXTRa Universal	Bottle refill primer (5 ml)
REF 36661	OptiBond eXTRa Universal	Bottle refill adhesive (5 ml)



Temp-Bond™ Temp-Bond™ NE tijdelijk cement

Temp-Bond is een tijdelijk zelfpolymeriserend cement op basis van een oxide-zink-eugenol-formulering. Het is geïndiceerd voor tijdelijke kronen en bruggen, spalken en voor proefcementerende van permanente restauraties. De soepele vloeïng maakt het cement uitzonderlijk handelbaar en resulteert in een moeiteloze en uitstekende hechting op alle restauraties. De variatie Temp-Bond NE is een tijdelijk zinkoxide-cement zonder eugenol en biedt een optie voor patiënten die allergisch zijn voor eugenol. TempBond is (ook) verkrijgbaar in enkele doses voor optimale hygiëne.



REF 31377
REF 31973

TempBond
TempBond NE

Unidose
Unidose



Prophy Cups

De nieuwe kleurgecodeerde prophy cups zijn ontworpen om het ontstaan van trillingen en warmte tijdens de prophy-procedure te minimaliseren. Ze zijn uiterst effectief bij het polijsten langs de gingiva-rand en de interproximale gebieden, bij het behandelen van tandcontouren en het bereiken van de moeilijker bereikbare gebieden. De nieuwe kleurcodes van de Prophy Cups maken het selecteren van de gewenste vorm en hardheid veel eenvoudiger. Al onze Prophy Cups zijn latexvrij (niet gemaakt van natuur-rubber latex) en hebben een koper-zink-messing as. Kerr Prophy Cups passen uitstekend bij onze KaVo SMARTmatic prophylaxe-hoekstukken.



REF 9000/30 _ REF 9000/120
REF 9001/30 _ REF 9001/120
REF 9002/30 _ REF 9002/120
REF 9003/30 _ REF 9003/120
REF 9004/30 _ REF 9004/120
REF 9005/30 _ REF 9005/120
REF 9006/30 _ REF 9006/120
REF 9007/30 _ REF 9007/120
REF 9008/30 _ REF 9008/120
REF 9009/30 _ REF 9009/120
REF 9010/30 _ REF 9010/120
REF 9011/30 _ REF 9011/120

Screw Type / Soft / Ribbed
Screw Type/ Soft / Laminated
Screw Type/ Firm / Laminated
Screw Type/ Soft / Pointed
Screw Type / Soft / Spiral (*new design*)
Snap-on Type/ Soft / laminated
Latch Type/ Soft / laminated
Latch Type/ Soft / Ribbed
Latch Type/ Firm / Ribbed
Latch Type with Nylon Brush / Firm
Snap-On Type / Firm / Laminated
Latch Type/ Firm / Laminated

Turquoise
Light Grey
Dark Grey
Teal
Violet
Ochre
Light Green
Pink
Magenta
White
Orange
Forest Green

30 _ 120 st.
30 _ 120 st.
30 _ 120 st.
30 _ 120 st.
30 _ 120 st.
30 _ 120 st.
30 _ 120 st.
30 _ 120 st.
30 _ 120 st.
30 _ 120 st.
30 _ 120 st.
30 _ 120 st.

Pro-Cup™

Dankzij het exclusieve interne en externe lamellaire profiel, duwt Pro-Cup™ de profylaxepasta en het speeksel door middel van een spiraalvormig principe naar de rand van de cup. Op deze manier wordt de vorming van spatten voorkomen en wordt de profylaxepasta continu naar de tanden getransporteerd, waardoor de door wrijving geproduceerde warmte wordt verminderd. Verkrijgbaar in een zachte en stijve versie.

Minder
aerosol i.v.m.
traditionele
cupjes



REF 1810/30 _ REF 1810/120	Pro-Cup™ / Soft / Screw-type	30 _ 120 st.
REF 1811/30 _ REF 1811/120	Pro-Cup™ / Hard / Screw-type	30 _ 120 st.
REF 990/30 _ REF 990/120	Pro-Cup™ / Soft / Latch-type	30 _ 120 st.
REF 991/30 _ REF 991/120	Pro-Cup™ / Hard / Latch-type	30 _ 120 st.
REF 1812/30 _ REF 1812/120	Pro-Cup™ Junior / Soft / Screw-type	30 _ 120 st.
REF 1813/30	Pro-Cup™ Junior / Hard / Screw-type	30 st.
REF 992/30 _ REF 992/120	Pro-Cup™ Junior / Soft / Latch-type	30 _ 120 st.
REF 993/30 _ REF 993/120	Pro-Cup™ Junior / Hard / Latch-type	30 _ 120 st.

KaVoKerr Prophy Box SMARTmatic

Kerr Prophy Cups passen uitstekend bij de KaVo SMARTmatic prophylaxe-hoekstukken. U kunt deze perfecte combinatie testen door aanschaf van een van de 4 Kavokerr Prophy Boxes (introductie bundels bestaande uit een KaVo SMARTmatic-handstuk en complementaire Kerr-verbruiksartikelen).

Totaal
oplossing



REF 7500 BUN	Prophy box SMARTmatic S31	Incl. 30 ProCups screw-type
REF 7501 BUN	Prophy box SMARTmatic S33	Incl. 30 Prophy Cups snap-on type
REF 7502 BUN	Prophy box SMARTmatic S53	Incl. 30 ProCups latch-on type

Elke Prophy Box is wordt geleverd inclusief:

- 2x Kerr OptiView lip & cheek retractor
- 1x SMARTmatic prophylaxis contra-angle
- 2 tubes van elk 100g Kerr Cleanic one-step-polishing paste (mint en berry burst smaak)
- 12 stuks Prophy-Clips.

Cleanic™ all-in-one universele prophylaxie pasta



Cleanic is de enige all-in-one profylaxiepasta die uw patiënt uitstekende reinigings- en polijstresultaten garandeert met geringe slijtage van glazuur en dentine in een éénstapsprocedure. Dat komt door de klinisch bewezen geïntegreerde slijtvariabiliteit van natuurlijke perlietdeeltjes. Cleanic is (ook) verkrijgbaar in enkele doses voor optimale hygiëne.



REF 3140 Cleanic Monodose 200x 2g

Bib-Eze™ disposable servethouders


Met de Bib-Eze papieren servethouders zorgt u voor een makkelijke, snelle en hygiënische voorbereiding van uw patiënten en vervangt u de moeilijk te desinfecteren, herbruikbare metalen of plastic ketting. De zelfklevende uiteinden van de papieren servethouders hechten aan elk type servet, zijn rekbaar en passen elke patiënt.



REF 35053 Bib-Eze papier napkinholder doos met 250 st.

Short-Cut™ retractie draad

ShortCut is het alles-in-een toedieningssysteem voor GingiBRAID+ retractiedraad. Met slechts één hand meet en knipt u eenvoudig en hygiënisch de gewenste lengte draad. GingiBraid+ is een speciaal behandeld (al dan niet geïmpregneerd met 10% aluminium kaliumsulfaat) gevlochten retractiedraad voor een snelle absorptie, waardoor het onmiddellijk en effectief kan worden gebruikt. Het gevlochten retractiemateriaal is gemaakt van katoenvazel dat niet zal splitsen of in elkaar zakken in de sulcus. Een stevig koord dat zorgt voor een sterke fysieke retractie. Short-Cut heeft een ingebouwde draad-knipper en een wijzerplaat. Elke klik op de wijzerplaat levert 1 cm koord. Probeer 3-4 klikken voor anterieure en 4-5 klikken voor posterieure vereisten.



REF 13730	ShortCut dispenser	GingiBRAID+	0a	10% Aluminium Posassium Sulfaat	183 cm
REF 13731	ShortCut dispenser	GingiBRAID+	1a	10% Aluminium Posassium Sulfaat	183 cm
REF 13732	ShortCut dispenser	GingiBRAID+	2a	10% Aluminium Posassium Sulfaat	183 cm
REF 13740	ShortCut dispenser	GingiBRAID+	0n	niet-geïmpregneerd	183 cm
REF 13741	ShortCut dispenser	GingiBRAID+	1n	niet-geïmpregneerd	183 cm
REF 13742	ShortCut dispenser	GingiBRAID+	2n	niet-geïmpregneerd	183 cm

PeelVue+™ zelfklevende sterilisatiezakjes

PeelVue+ sterilisatiezakjes zijn kant-en-klare zelfklevende zakjes in 12 kleurgecodeerde afmetingen waarin u uw instrumenten en materialen veilig, snel en eenvoudig kunt verpakken vóór het steriliseren (autoclaaf en chemiclaaf). Inclusief geïntegreerde multi-parameter proces-indicatoren.



Box (200 pcs)	Suggested for	Size (mm)	Effective size (mm)
REF 31610 DX	Implants, rubber dam clamps	90 x 135	70 x 80
REF 31611	Handpieces, hand instruments	70 x 230	50 x 170
REF 31612	Handpieces, hand instruments	90 x 230	65 x 170
REF 31613	Burs	55 x 100	35 x 50
REF 31614	Impression trays, bur blocks	135 x 165	115 x 110
REF 31615	Multiple instruments and cassettes	215 x 380	195 x 290
REF 31616	Long hand instruments	85 x 305	60 x 210
REF 31617	Surgical and orthodontic instruments	108 x 305	85 x 210
REF 31618	Multiple instruments, small cassettes	205 x 305	185 x 210
REF 31619	Multiple instruments	135 x 305	110 x 210
REF 31643	Large cassettes	267 x 406	245 x 325
REF 31647	Large cassettes (I.M.S. type)	337 x 508	310 x 425

