

Redémarrez ensemble.

Nos produits pour le cabinet dentaire.



Nous avons sélectionné pour vous un certain nombre de nos produits qui peuvent prévenir la contamination croisée, réduire les aérosols ou le temps de traitement, proposer une solution complète et soutenir les protocoles d'hygiène.

Aide à
prévenir la
contamination
croisée

Usage
unique

Moins
d'aérosol


Procédure
accélérée

Solution
totale

Kerr™

La chaîne de la contamination croisée

Chaque élément en pratique représente un maillon d'une chaîne: si l'un des maillons est infecté, il peut infecter tous les autres. Il est donc essentiel de suivre un protocole d'hygiène correct dans la pratique.




KavoKerr est votre partenaire idéal pour briser la chaîne de contamination croisée avec une solution intelligente et facile à utiliser et des solutions efficaces pour chaque étape du flux de travail.

CaviCide™ & CaviWipes™ nettoyage et désinfection

CaviCide est un désinfectant, maniable et prêt à l'emploi, pour le nettoyage et la désinfection (surfaces dures, non poreuses) et les dispositifs médicaux, ainsi que le nettoyage des équipements semi-critiques avant stérilisation. Il est efficace contre la tuberculose, les virus, les bactéries et les champignons. CaviCide est moins agressif avec seulement 17,2% d'alcool que la plupart des produits actuels avec une teneur en alcool plus élevée.

Les CaviWipes sont des lingettes désinfectantes à usage unique et prêtes à l'emploi imprégnées de la solution désinfectante CaviCide pour un nettoyage efficace et une désinfection rapide et étendue.



Désinfection en moins de 3 minutes



- REF 4731221/15
- REF 4731222/15
- REF 4731223
- REF 4731245
- REF 4731160

- CaviCide
- CaviCide
- CaviCide
- CaviWipes
- CaviWipes

- Spray de 200 ML (caisse de 15 pcs..)
- Spray de 700 ML (caisse de 15 pcs..)
- Boîte de 5 L
- Boîte de 20 paquets plats avec 45 lingettes / paquet
- Boîte de 12 bidons avec 160 lingettes / bidon

Pinnacle™ couvertures pour la pratique dentaire


Les couvertures dentaires sont un élément essentiel du flux de travail de la dentisterie et de l'hygiène buccale et sont essentielles à l'asepsie chirurgicale. Les couvertures dentaires à usage unique offrent plusieurs avantages en termes de contrôle des infections et aident les dentistes et les hygiénistes dentaires à réduire le temps de nettoyage et la contamination croisée virale et hématiche. Ils contribuent également à réduire l'utilisation de produits chimiques et à prolonger la durée de vie de vos meubles et équipements. Découvrez notre gamme complète de couvertures dentaires Kerr, disponibles dans une variété de tailles et de formes pour répondre à vos besoins.



| | | |
|-------------|----------|---|
| REF 3511 | Pinnacle | Headrest cover 27.9x24.1 cm (250 pcs.) |
| REF 3514 | Pinnacle | Headrest cover 35.6x24.1 cm (250 pcs.) |
| REF 3600 | Pinnacle | Light sleeve T-style 10.2x14.6 cm (500 pcs.) |
| REF 3650 | Pinnacle | Light sleeve L-style 3.8x20.3 cm (500 pcs.) |
| REF 3700-C | Pinnacle | Cover-all - clear - 10.2x15.2 cm (1200 pcs.) |
| REF 3710-B | Pinnacle | Cover-all - blue - 10.2x15.2 cm (1200 pcs.) |
| REF 3735 | Pinnacle | Sensor cover 3.5x20.5 cm (500 pcs.) |
| REF 3736 | Pinnacle | Sensor cover 4x21 cm (500 pcs.) |
| REF 3760 | Pinnacle | Syringe sleeve 6.4x25.4 cm (500 pcs.) |
| REF 3763-WA | Pinnacle | Syringe sleeve with adhesive 6.4x25.4 cm (500 pcs.) |
| REF 3767-WO | Pinnacle | Syringe sleeve with opening 6.4x25.4 cm (500 pcs.) |
| REF 3800 | Pinnacle | Chair sleeve 69.9x61 cm (225 pcs.) |
| REF 3850-XL | Pinnacle | Chair sleeve XL 73.7x203 cm (125 pcs.) |
| REF 3870-NS | Pinnacle | No-slip chair sleeve 122x142 cm (150 pcs.) |
| REF 3900 | Pinnacle | X-ray sleeve 37.5x65 cm (250 pcs.) |
| REF 4000-1 | Pinnacle | H.P. sleeve for low speed handpiece 3.13x25.4 cm (500 pcs.) |
| REF 4050 | Pinnacle | H.P. sleeve for low speed contra angle handpiece 5.1x25.4 cm (500 pcs.) |
| REF 4500 | Pinnacle | Cure sleeve 7 and 8 mm tips (400 pcs.) |
| REF 4511-1 | Pinnacle | Cure sleeve 11 mm tips (400 pcs.) |

Kit d'examen stérile

Ces kits stériles offrent une solution pratique pour répondre à tous vos besoins lors d'une première visite et comprennent un ensemble d'instruments complet, un masque pour médecin et assistant et un chiffon patient, une pince à épiler, une sonde ou un miroir compact. Tous les matériaux utilisés pour la production sont recyclables et biodégradables.



| | |
|------------|--|
| REF PE9401 | Sterile oral examination kit (25 pcs.) 25 kits jetables stériles emballés individuellement avec: 1x miroir d'examen dentaire; 1x sonde double face (examen / perio OMS de type 3,5, 5,5, 8,5 et 11,5 mm); 1x pince à épiler; 2x masques; 1x serviette; 1x chiffon en tissu; 2x coton rouleau; 1x plateau biodégradable. |
| REF PE9701 | Sterile dental mirror, periodontal probe & tweezers kit (100 pcs.) |
| REF PE9710 | Sterile dental examination mirror (180 pcs.) |
| REF PE9740 | Sterile tweezers (200 pcs.) |

OptiDam™ barrage en caoutchouc

OptiDam est le premier barrage en caoutchouc avec une forme tridimensionnelle et une conception de mamelon pour une application facile et pratique. La digue en caoutchouc avec son cadre anatomique spécial épouse les contours de la bouche et augmente ainsi la zone buccale accessible. De plus, il assure le confort du patient pendant toute la procédure.

Procédure
accélérée

Moins
d'aérosol



| | | |
|----------|---------|---------------------------------------|
| REF 5200 | OptiDam | Posterior intro kit (frame + 10 pcs.) |
| REF 5203 | OptiDam | Anterior intro kit (frame + 10 pcs.) |
| REF 5204 | OptiDam | Refill anterior (30 pcs.) |
| REF 5206 | OptiDam | Refill anterior (60 pcs.) |
| REF 5201 | OptiDam | Refill posterior (30 pcs.) |
| REF 5205 | OptiDam | Refill posterior (60 pcs.) |
| REF 5202 | OptiDam | Frame (2 pcs.) |

OptiBond™ Universal bonding

OptiBond™ Universal est un adhésif monocomposant qui combine la fiabilité de la technologie brevetée OptiBond GPDM avec la facilité d'utilisation d'une solution universelle. Une force de liaison efficace et fiable sur tous les substrats. Enfin l'efficacité et la flexibilité sont réunies en un seul produit.

Procédure
accélérée

Moins
d'aérosol

| | | |
|-----------|--------------------|--------------------|
| REF 36519 | OptiBond Universal | Refill bottle 5 ml |
|-----------|--------------------|--------------------|



OptiBond™ eXTRa Universal bonding

OptiBond eXTRa Universal, la liaison KavoKerr avec la technologie exclusive Smart pH, complétée par la technologie brevetée GPDM et Ternary Solvent System. Compatibilité exceptionnelle avec tous les ciments résines, les composites et les matériaux de construction de base sans produits auxiliaires.

Procédure
accélérée

Pas de
gravure
pas de pulvérisation
pas d'aérosol

| | | |
|-----------|--------------------------|--|
| REF 36658 | OptiBond eXTRa Universal | Bottle kit <i>5ml bottle primer, 5ml bottle adhesive, 25 mixing wells, 50 applicators, technique guide, IFU</i> |
| REF 36660 | OptiBond eXTRa Universal | Bottle refill primer (5 ml) |
| REF 36661 | OptiBond eXTRa Universal | Bottle refill adhesive (5 ml) |




Temp-Bond™ Temp-Bond™ NE ciment temporaire


Temp-Bond est un ciment auto-polymérisant temporaire à base d'eugénol oxyde-zinc. Il est indiqué pour les couronnes et bridges temporaires, les attelles et pour la cimentation d'essai des restaurations permanentes. L'écoulement régulier rend le ciment exceptionnellement maniable et se traduit par une adhérence sans effort et excellente à toutes les restaurations. La variante Temp-Bond NE est un ciment d'oxyde de zinc temporaire sans eugénol et offre une option pour les patients allergiques à l'eugénol. TempBond est disponible en doses uniques pour une hygiène optimale.



Aide à
prévenir la
contamination
croisée



Usage
unique



Procédure
accélérée

REF 31377
REF 31973

TempBond
TempBond NE

Unidose
Unidose



Prophy Cups

Les nouvelles cupules sont conçues pour minimiser les vibrations et la chaleur pendant la procédure de prophylaxie. Elles sont extrêmement efficaces lors du polissage le long de la frontière gingivale et des zones interproximales, lors du traitement des contours dentaires et de l'atteinte des zones les plus difficiles. Le nouveau code couleur des Prophy Cups facilite la sélection de la forme et de la dureté souhaitées. Toutes nos cupules Prophy Cup sont sans latex (non fabriquées en latex de caoutchouc naturel) et ont une tige en laiton cuivre-zinc. Les cupules Prophy Cups sont parfaitement adaptées aux contre-angles de prophylaxie SMARTmatic de KaVo.



Moins
d'aérosol



REF 9000/30 _ REF 9000/120
REF 9001/30 _ REF 9001/120
REF 9002/30 _ REF 9002/120
REF 9003/30 _ REF 9003/120
REF 9004/30 _ REF 9004/120
REF 9005/30 _ REF 9005/120
REF 9006/30 _ REF 9006/120
REF 9007/30 _ REF 9007/120
REF 9008/30 _ REF 9008/120
REF 9009/30 _ REF 9009/120
REF 9010/30 _ REF 9010/120
REF 9011/30 _ REF 9011/120

Screw Type / Soft / Ribbed
Screw Type/ Soft / Laminated
Screw Type/ Firm / Laminated
Screw Type/ Soft / Pointed
Screw Type / Soft / Spiral (*new design*)
Snap-on Type/ Soft / laminated
Latch Type/ Soft / laminated
Latch Type/ Soft / Ribbed
Latch Type/ Firm / Ribbed
Latch Type with Nylon Brush / Firm
Snap-On Type / Firm / Laminated
Latch Type/ Firm / Laminated

Turquoise
Light Grey
Dark Grey
Teal
Violet
Ochre
Light Green
Pink
Magenta
White
Orange
Forest Green

30 _ 120 pcs.
30 _ 120 pcs.
30 _ 120 pcs.
30 _ 120 pcs.
30 _ 120 pcs.
30 _ 120 pcs.
30 _ 120 pcs.
30 _ 120 pcs.
30 _ 120 pcs.
30 _ 120 pcs.
30 _ 120 pcs.
30 _ 120 pcs.

Pro-Cup™


Grâce au profil lamellaire interne et externe exclusif, Pro-Cup™ pousse la pâte de prophylaxie et la salive jusqu'au bord de la cupule selon un principe en spirale. De cette manière, la formation d'éclaboussures est empêchée et la pâte de prophylaxie est transportée en continu vers les dents, réduisant ainsi la chaleur produite par le frottement. Disponible dans une version souple et rigide.



| | | |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------|
| REF 1810/30 _ REF 1810/120 | Pro-Cup™ / Soft / Screw-type | 30 _ 120 pcs. |
| REF 1811/30 _ REF 1811/120 | Pro-Cup™ / Hard / Screw-type | 30 _ 120 pcs. |
| REF 990/30 _ REF 990/120 | Pro-Cup™ / Soft / Latch-type | 30 _ 120 pcs. |
| REF 991/30 _ REF 991/120 | Pro-Cup™ / Hard / Latch-type | 30 _ 120 pcs. |
| REF 1812/30 _ REF 1812/120 | Pro-Cup™ Junior / Soft / Screw-type | 30 _ 120 pcs. |
| REF 1813/30 | Pro-Cup™ Junior / Hard / Screw-type | 30 pcs. |
| REF 992/30 _ REF 992/120 | Pro-Cup™ Junior / Soft / Latch-type | 30 _ 120 pcs. |
| REF 993/30 _ REF 993/120 | Pro-Cup™ Junior / Hard / Latch-type | 30 _ 120 pcs. |

KaVoKerr Prophy Box SMARTmatic

Les cupules Kerr Prophy utilisées avec le contre-angle KaVo SMARTmatic sont la combinaison idéale pour les soins de prophylaxie. Vous pouvez tester cette combinaison parfaite en achetant l'une des 4 boîtes Kavo Kerr Prophy (kits d'introduction comprenant une pièce à main KaVo SMARTmatic et des consommables Kerr complémentaires).




| | | |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------|
| REF 7500 BUN | Prophy box SMARTmatic S31 | Incl. 30 ProCups screw-type |
| REF 7501 BUN | Prophy box SMARTmatic S33 | Incl. 30 Prophy Cups snap-on type |
| REF 7502 BUN | Prophy box SMARTmatic S53 | Incl. 30 ProCups latch-on type |

Chaque coffret Prophy est livré comprenant:

- 2x Kerr OptiView lip & cheek retractor
- 1x SMARTmatic prophylaxis contra-angle
- 2 tubes de 100 g de pâte à polir en une étape Kerr Cleanic (saveur éclatée de menthe et de baies)
- 12 pcs Prophy-Clips.

Cleanic™ all-in-one pâte de prophy universelle

Cleanic est la seule pâte de prophylaxie tout-en-un qui garantit à votre patient d'excellents résultats de nettoyage et de polissage avec une faible usure de l'émail et de la dentine en une seule étape. Cela est dû à la variabilité d'usure intégrée cliniquement prouvée des particules de perlite naturelles. Cleanic est disponible en doses uniques pour une hygiène optimale.



REF 3140 Cleanic Monodose 200x 2 g

Bib-Eze™ porte-serviettes jetables


Avec les porte-serviettes en papier Bib-Eze, vous assurez une préparation facile, rapide et hygiénique de vos patients et vous remplacez la chaîne en métal ou en plastique réutilisable et difficile à désinfecter. Les extrémités auto-adhésives des porte-serviettes en papier adhèrent à tout type de serviette, sont extensibles et conviennent à tout patient.



REF 35053 Bib-Eze serviette en papier Boîte avec 250 pcs.

Short-Cut™ fil de rétraction

ShortCut est le système de fil de rétraction GingiBRAID +, tout-en-un. D'une seule main, vous mesurez et coupez la longueur de fil souhaitée de manière simple et hygiénique. GingiBraid + est un fil de rétraction tressé spécialement traité (non imprégné ou imprégné de sulfate d'aluminium et de potassium 10%) pour une absorption rapide, permettant une utilisation immédiate et efficace. Le fil de rétraction tressé est en fibre de coton. Un fil robuste qui offre une forte rétraction physique. Short-Cut a un coupe-fil intégré et un cadran. Chaque clic sur le cadran fournit 1 cm de fil. Essayez 3-4 clics pour les antérieurs et 4-5 clics pour les exigences postérieures.



| | | | | | |
|-----------|--------------------|-------------|----|---|--------|
| REF 13730 | ShortCut dispenser | GingiBRAID+ | 0a | sulfate d'aluminium et de potassium 10% | 183 cm |
| REF 13731 | ShortCut dispenser | GingiBRAID+ | 1a | sulfate d'aluminium et de potassium 10% | 183 cm |
| REF 13732 | ShortCut dispenser | GingiBRAID+ | 2a | sulfate d'aluminium et de potassium 10% | 183 cm |
| REF 13740 | ShortCut dispenser | GingiBRAID+ | 0n | non imprégné | 183 cm |
| REF 13741 | ShortCut dispenser | GingiBRAID+ | 1n | non imprégné | 183 cm |
| REF 13742 | ShortCut dispenser | GingiBRAID+ | 2n | non imprégné | 183 cm |

PeelVue+™ sachets de stérilisation autocollants

Les sachets de stérilisation PeelVue + sont des sachets auto-adhésifs prêts à l'emploi en 12 tailles à code couleur où vous pouvez emballer rapidement et en toute sécurité vos instruments et matériaux avant la stérilisation (autoclave et chemiclave). Y compris les indicateurs de processus multi-paramètres intégrés.

Aide à prévenir la contamination croisée

Unique utilisation

Procédure accélérée



Boîte (200 pcs)

Suggéré pour :

Taille (mm)

Taille efficace (mm)

| | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| REF 31610 DX | Implants, rubber dam clamps | 90 x 135 | 70 x 80 |
| REF 31611 | Handpieces, hand instruments | 70 x 230 | 50 x 170 |
| REF 31612 | Handpieces, hand instruments | 90 x 230 | 65 x 170 |
| REF 31613 | Burs | 55 x 100 | 35 x 50 |
| REF 31614 | Impression trays, bur blocks | 135 x 165 | 115 x 110 |
| REF 31615 | Multiple instruments and cassettes | 215 x 380 | 195 x 290 |
| REF 31616 | Long hand instruments | 85 x 305 | 60 x 210 |
| REF 31617 | Surgical and orthodontic instruments | 108 x 305 | 85 x 210 |
| REF 31618 | Multiple instruments, small cassettes | 205 x 305 | 185 x 210 |
| REF 31619 | Multiple instruments | 135 x 305 | 110 x 210 |
| REF 31643 | Large cassettes | 267 x 406 | 245 x 325 |
| REF 31647 | Large cassettes (I.M.S. type) | 337 x 508 | 310 x 425 |

