

NOUVEAUTÉS ET PROMOTIONS

Flyer valable du 04/01/21 au 26/02/21

Prix donnés à titre indicatif sous réserve d'erreurs typographiques

Les gratuités seront envoyées par EMS France directement au cabinet dentaire.

EMS⁺
MAKE ME SMILE.

S.O.S.

SAVE OUR SMILES*



AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER

AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER

La dernière innovation d'EMS conçue pour la GUIDED BIOFILM THERAPY :
une solution EFFICACE pour la prévention des caries, la maintenance parodontale, implantaire et orthodontique



KIT PIEZON® LED (FS-455) :
1 pièce à main PIEZON® LED +
1 instrument PS +
4 guides lumière

AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER

(Réf.: FT-229)

+ 1 KIT PIEZON® LED

= 7 990€ ~~8 780€~~

INCLUS :



AIRFLOW® APPLICATION
1 pièce à main AIRFLOW® MAX
1 canule d'aspiration avec miroir
1 dispositif EasyClean
1 filtre à eau et 1 filtre à air
1 kit de maintenance



PERIOFLOW® APPLICATION
1 pièce à main PERIOFLOW®
10 busettes PERIOFLOW®
1 Starter kit PIEZON® PI



PIEZON® APPLICATION
1 pièce à main PIEZON® LED
3 instruments PIEZON® PS
4 guides lumière

Ainsi que :

- ▶ 2 chambres à poudre PLUS et CLASSIC
- ▶ 1 réservoir PIEZON®
- ▶ 1 réservoir NIGHT CLEANER + recharge de 800 ml
- ▶ 1 pédale sans fil avec mode « Boost »
- ▶ 1 accessoire Clip+Clean

- ▶ 1 Biofilm Discloser
 - ▶ 3 bouteilles en aluminium de 400g de poudre AIRFLOW® PLUS
2 flacons de poudre AIRFLOW® CLASSIC
- Soit une quantité de poudre pour le traitement de 175 patients environ

NOUVEAUTÉS

POUDRE AIRFLOW® PLUS ADIEU LE PLASTIQUE !

- ▶ Bouteille en aluminium garantissant un stockage sans humidité
- ▶ Plus écologique : 1 seule bouteille remplace 4 bouteilles en plastique à usage unique
- ▶ Transformable en une bouteille d'eau réutilisable
- ▶ Formule brevetée : érythritol + CPC
- ▶ Faible granulométrie : 14 µm



Réf. DV-167/Z | 1 bouteille de 400g | prix 89€

BUSETTE PERIOFLOW® ENCORE PLUS FINE

- ▶ Avec une forme 25% plus fine, la nouvelle génération permet une flexibilité et une accessibilité optimales tout en diminuant la pression d'air dans les poches pour un traitement encore plus sûr et confortable.



Réf. DT-476 | 1 boîte de 40 busettes | prix 108€

AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER & AIRFLOW® STATION+



Grâce à un système indépendant d'acheminement de l'eau directement intégré dans le cart, cette station de prophylaxie vous permet d'intégrer la solution désinfectante de votre choix lors de vos traitements AIRFLOW® et PIEZON®

- ▶ 2 réservoirs d'irrigant pour les traitements AIRFLOW® et PIEZON®
- ▶ Propre en 1 clic : nettoyage et désinfection intégrale des 2 lignes d'eau
- ▶ Régulation de la température de l'irrigant jusqu'à 40°C



1 pièce à main
AIRFLOW® MAX (FS-465)
référence valable uniquement
pour cette promotion



KIT PIEZON® LED (FS-455) :
1 pièce à main PIEZON® LED +
1 instrument PS +
4 guides lumière



1 carton de 6 bouteilles
de Night Cleaner
(DV-154-A)

AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER (Réf.: FT-229)

& AIRFLOW® STATION+ (Réf.: DW-048A)

+ 1 PIÈCE À MAIN AIRFLOW® MAX

+ 1 KIT PIEZON® LED

+ 6 BOUTEILLES DE NIGHT CLEANER

= 9 155€ ~~10 382€~~

PIÈCE À MAIN AIRFLOW® MAX ORIGINALE EFFICACITÉ MAX. CONFORT MAX. SÉCURITÉ MAX.

Avec un nouveau design comportant une sortie hexagonale, EMS crée un nouveau standard : la GUIDED LAMINAR AIRFLOW TECHNOLOGY®.

Désormais, les particules de poudre AIRFLOW® PLUS se déplacent dans la buse de manière linéaire, sans turbulence, ce qui garantit une efficacité de traitement optimale.

La trajectoire laminaire entièrement contrôlée et très précise permet :

- ▶ de maximiser l'efficacité de la poudre et la visibilité de la zone de traitement.
- ▶ de réduire le temps de traitement
- ▶ de baisser la consommation de poudre
- ▶ de réduire les microgouttelettes en aérosol durant le traitement



AIRFLOW® HANDY 3.0 SUPRA

Aéropolisseur pour tous les traitements supra-gingivaux

1 AIRFLOW® HANDY 3.0 SUPRA

(Réf.: FT-220#adaptateur)

+ 4 FLACONS DE POUDRE CLASSIC COMFORT

= 1 047€ ~~1 286€~~

Poudre AF CLASSIC COMFORT | réf. DV-048
Adaptateurs disponibles sur la gamme AIRFLOW® Handy 3:
KaVo, W&H, Sirona, Bien-Air, NSK, Castellini, Midwest



BIOFILM DISCLOSER

Révéléateur de plaque en 2 tons

- ▶ Parce que vos patients ont besoin de voir pour comprendre, Biofilm Discloser est la solution idéale pour sensibiliser, motiver et éduquer vos patients à suivre vos instructions d'hygiène buccale !
- ▶ Facile à appliquer, il vous permettra de visualiser tout le biofilm et de l'éliminer rapidement et efficacement avec la technologie AIRFLOW® et la poudre PLUS.
- ▶ Présenté sous forme de pastilles pré-imbibées, Biofilm Discloser divulgue le biofilm en 2 tons :
Rougeâtre pour le biofilm récent
Bleu pour le biofilm mature.

Flacon de 250 pastilles | réf. DV-158 | prix 44€



PIÈCE À MAIN PIEZON® LED

2 KITS PIEZON LED®

(Réf.: FS-455)

+ 1 INSTRUMENT PSL

+ 1 INSTRUMENT PSR

= 1 580€ ~~1 710€~~

Kit PIEZON® LED livré avec :

- 1 Pièce à main PIEZON® LED
- 1 instrument PS
- 4 guides lumière

Instrument PSL | réf. DS-083A - Instrument PSR | réf. DS-084A



EMS France

32 route de Pontarlier - 39460 Foncine-le-Haut
Tél. +33 3 84 51 90 01 | info@ems-france.fr

WWW.EMS-DENTAL.COM

EMS⁺
MAKE ME SMILE.