



# Denk eerst roze

**Nu kunt u voorkomen  
dat donkere gebieden  
uw esthetische  
resultaten bederven.**



PO (Pink Opaquer) / A1 kleur  
**OVERLAPPEND**

3M™ Filtek™ Universal Restorative

## **Pink Opaquer**

Maskeert effectief metaal en donkere vlekken, biedt optisch oneindige dikte aan restauraties en verbetert de algehele kwaliteit van de restauratie. Voor gebruik in anterieure en posterieure gebieden.

# De dagelijkse uitdaging van het maskeren van verkleuring aangaan.

3M™ Filtek™ Universal Pink Opaquer heeft een optisch oneindige dikte vanaf slechts 1 mm, en maskeert zo effectief zowel tandverkleuringen als metaal.


De Pink Opaquer maakt deel uit van het 3M™ Filtek™ Universal Restorative portfolio, evenzeer met een unieke combinatie van nanovulpartikels, gepatenteerde monomeren met verminderde krimpspanning en pigmenten. Dankzij Filtek™ Universal Restorative kan met slechts één kleur een hoge esthetiek bereikt worden die aansluit bij het natuurlijke tandweefsel, zowel in anterieure als posterieure gebieden, waarbij een uitstekende verwerking wordt geboden. Een aanvullende Extra White kleur maakt dit geavanceerde esthetische aanbod compleet.

Filtek™ Universal Pink Opaquer is ook CE-goedgekeurd en kan veilig worden verwarmd tot 70 °C.



Dr. Paulo Monteiro

## Maskerende eigenschappen van de 1 mm dikke laag Pink Opaquer over gekleurde substraten




3M™ Filtek™ Universal Restorative Pink Opaquer kleur vertoont uitstekende maskerende eigenschappen (91,2%).<sup>1</sup>

ΔEab van 2,7 of minder voldoet aan de aanvaardbaarheidsdrempel voor kleuren in de tandheelkunde.<sup>2</sup>

1 Pereira-Sanchez N, et al, SCAD 11 Annual Conference, 2019, Abstract 5.  
2 Paravina et al. (2015). Journal of Esthetic and Restorative Dentistry, 27(S1), S1-S9

## 8 design kleuren. 1 universele opaciteit.



3M Nederland BV · Oral Care Solutions Division · Molengraaffsingel 29, 2629 JD Delft Nederland · infodental.nl@mmm.com · 3M.nl/OralCare  
3M en Filtek zijn handelsmerken van 3M of 3M Deutschland GmbH. A.u.b. recyclen.  
© 3M 2020. Alle rechten voorbehouden.

3M Belgium bvba / sprl · Oral Care Solutions Division · Hermeslaan 7, 1831 Diegem, België · infodental.be@mmm.com · 3M.be/OralCare  
3M en Filtek zijn handelsmerken van 3M of 3M Deutschland GmbH. A.u.b. recyclen.  
© 3M 2020. Alle rechten voorbehouden.