



# Rose tout simplement

Maintenant, vous pouvez garder les tissus dentaires sombres sans diminuer vos résultats esthétiques.



PO (Opaqueur rose)/Teinte A1  
SUPERPOSITION

Matériau 3M™ Filtek™ Universal Restorative\*

## Opaqueur rose

Masque efficacement le métal et les taches foncées en fournissant une épaisseur optiquement infinie aux restaurations, améliorant ainsi la qualité globale de la restauration. À utiliser sur la dentition antérieure ou postérieure.

# Relevez le défi quotidien du masquage des taches disgracieuses.


L'épaisseur nécessaire d'opaqueur rose 3M™ Filtek™ Universal est de seulement 1 mm, mais il masque efficacement la décoloration dentaire et le métal.

Il fait partie du système de restauration 3M™ Filtek™ Universal, une association unique de nanocharges, de monomères à faible stress de photopolymérisation et de pigments exclusifs. Ce système permet un résultat esthétique en sélectionnant une seule teinte qui va se fondre plus naturellement avec la dentition du patient. Une teinte complémentaire Extra Blanche pour les dents éclaircies complète cette offre esthétique.



Dr Paulo Monteiro

## Potentiel de masquage d'une couche épaisse d'1 mm d'opaqueur rose sur les substrats colorés



L'opaqueur rose 3M™ Filtek™ Universal présente une excellente capacité de masquage.<sup>1</sup>

Un ΔEab de 2,7 ou moins répond au seuil d'acceptabilité des couleurs en dentisterie.<sup>2</sup>

1 Pereira-Sanchez N, et al, SCAD 11 Annual Conference, 2019, Abstract 5.  
2 Paravina et al. (2015). Journal of Esthetic and Restorative Dentistry, 27(S1), S1-S9

## 8 teintes exclusives. 1 opacité universelle.

