



Because Time Is Everything

Productcatalogus


Praktijkorganisatie met kleur

Overzichtelijk en
tijdbesparend


LOSER & CO
öfter mal was Gutes...




Kleuren Zirc



Wit




Blauw



Groen



Beige



Grijs



Paars



Turquoise




Rood




Donker-
blauw



Koper



Neon
Blauw



Neon
Geel



Neon
Groen



Neon
Oranje



Neon
Lila



Neon
Roze

ZIRC KLEURCODEERSYSTEEM

4 - 5

Het Systeem	4
Eigenschappen en voordelen	5

ORGANISATIE EN OPBERGEN

6 - 17

Tubs en toebehoren	6
Trays	9
Rekken	10
Cassettes	11
Steri-containers en instrumenthouders	12
Bur Guards & Bur Blocks	14
Endo houders	16
E-Z ID kleurcoderingen en -banden	17

DROOG HOUDEN

18 - 21

Mr. Thirsty® one-step	18
Verdere hulpmiddelen bij het droog houden	19
Isolation	21

MONDSPIEGELS

22 - 25

Crystal HD® Mondspiegel	22
Mirror Magic® Anticondens	25

PRAKTIJK ACCESSOIRES

26 - 34

E-Z Access Shelf en toebehoren	26
Organizers & Kasttrays	27
Dispensers	28
Mengbekers en mengspatels	29
Accessoires aan de stoel	30
Leuk voor de patiënt	31
Freesblok-rek	32
Hygiëneproducten	34

HET SYSTEEM

U wilt werken in een georganiseerde, efficiënte en ontspannen sfeer? Zirc biedt daarvoor de juiste producten aan: Tubs, trays, cassettes en nog veel meer om uw materialen slim te organiseren, om instrumenten veilig schoon te maken, om een duidelijk overzicht te bieden en om ruimte te besparen.

Het kleurencodesysteem helpt u bij het structureren van de werkstappen en het verder vergroten van uw efficiëntie. Zirc biedt vele producten aan in 16 verschillende kleuren. U kunt niet alleen uw praktijk aantrekkelijker maken, u kunt ook materialen en instrumenten samenstellen volgens de kleur van de behandeling, behandelaar of spreekkamer.

Voorbeelden



Materiaalbak voor composietcarpules

Materiaalbak met deksel, toebehorenkit voor minifills



Materiaalbak voor Endo

Materiaalbak met deksel, antislipmat, scheidingswanden, schuiftray met indeling



Behandeltray voor tandreiniging

B-Lok-tray met deksel, E-Z Jett cassette, Mini Matt



DE EIGENSCHAPPEN

Het merendeel van de Zirc-producten is niet alleen desinfecteerbaar, maar ook autoclaveerbaar tot 136 °C. Bovendien hebben veel producten een antimicrobiële bescherming, die de groei van bacteriën remt en beschermt tegen afzettingen en verkleuring. Let op de volgende tekens bij de omschrijving van het product.

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Autoclaveerbaar |  Antimicrobiële bescherming |
|  Desinfecteerbaar |  Thermodesinfecteerbaar |



DE VOORDELEN

Gebruik het exclusieve kleurcoderingsysteem en bereik meer...

Efficiëntie – Word efficiënter in het opslaan, steriliseren, bijvullen en voorbereiden met kleurgecodeerde oplossingen. Wanneer materialen en instrumenten gemakkelijk herkenbaar en gemakkelijk toegankelijk zijn, en bovendien georganiseerd volgens klinici of spreekkamers, bespaart u tijd en moeite.

Productiviteit – Verhoog de productiviteit met een goed georganiseerde praktijk. Je zult veel minder tijd besteden aan het zoeken naar instrumenten en materialen en zal daarom minder frustratie ervaren. Dit leidt tot efficiëntere processen en meer tijd voor de patiënt.

Vereenvoudiging – Het systeem kan eenvoudig worden geïmplementeerd en uitgebreid. Nadat u een kleur hebt toegewezen aan elke procedure, elke kamer of elke clinicus, is het gemakkelijk om materialen te groeperen en snel te herkennen wat u nodig heeft. Zirc biedt drie kleurgroepen met heldere, klassieke of metallic kleuren die de stijl van uw tandartspraktijk perfect kunnen aanvullen.

Bescherming – Zirc-producten beschermen je effectief tegen besmetting en infecties. De materiaalttextuur en het ontwerp maken effectieve reiniging mogelijk. Tegelijkertijd bieden ze bescherming tegen schade en verwondingen tijdens herverwerking en transport.

Conformiteit – Voldoen aan de WIP-richtlijnen en aanbevelingen voor veilig transport van materialen en instrumenten tussen de behandelkamer en de herverwerkingszone.

Impressie – Maak indruk met een aantrekkelijke sfeer. Patiënten waarderen een opgeruimde, hygiënische behandelomgeving.












Besparing – Zirc-producten zijn niet duur. Bovendien zult u er in de toekomst van profiteren dat u minder tijd nodig heeft, minder instrumenten verloren of beschadigd raken en dat materialen hun houdbaarheidsdatum zelden overschrijden.



MATERIAALBAKKEN EN TOEBEHOREN



Complete materiaalbak


- Bak   
- Bodemmat (antislip)
- Scheidingsschotten (kort en instelbaar)
- Bakjes voor kleine artikelen, met transparant deksel (klein)  
- Bakjes voor kleine artikelen, met transparant deksel (groot)  
- Schuiftray met indeling (transparant)  
- Afsluitbaar afdekkap (transparant)  

Afmetingen: 31,9 x 28,5 x 10,2 cm











Art.nr.: 20Z455

Kleuren: (A-S)

Prijs: € 82,80



Toebehorenkit spuiten materiaalbak








- Lange houder voor kleine benodigdheden  
- Schuiftray met indeling  
- Standaard voor 20 spuiten   
- Spuitenhouder   

Art.nr.: 20Z489

Prijs: € 59,00



Toebehorenkit voor minifill-materiaalbak

- 4 lange houders voor kleine benodigdheden  
- Schuiftray met indeling  
- Minifill-houder   
- Bodemmat

Art.nr.: 20Z479

Prijs: € 59,00




Materialbak S AMS

Afmetingen: 31,1 x 27,6 x 7,0 cm
 Art.nr.: 20Z463
 Kleuren: (A-S)
 Prijs: € 24,15



Afdekkap S

Afmetingen: 32,4 x 28,5 x 4,0 cm
 Art.nr.: 20Z459
 Prijs: € 23,10



Bodemmat (antislip)

Afmetingen: 24,4 x 21,8 x 0,5 cm
 Art.nr.: 20Z462
 Prijs: € 8,00



Bakinzetstuk S AMS

- In de bak te plaatsen
- De onderverdeling biedt 10 vakken om de materialen gemakkelijk te organiseren
- Geplaatst op de bakrand, overige producten kunnen eronder worden bewaard

Art.nr.: 20Z465
 Prijs: € 18,40



Scheidingsschotten S AMS

Afmetingen: 25,4 x 23,0 x 3,2 cm
 Art.nr.: 20Z461
 Prijs: € 14,85



Tub-Box S AMS

- Voor het bewaren/organiseren van kleine benodigheden zoals borsteltjes, profylaxepasta's, canules, klemmen, implantaatbenodigheden etc.

Afmetingen: 9,5 x 9,2 x 4,8 cm
 Art.nr.: 20Z474
 Kleur: grijs
 Prijs: € 17,60



Schuiftrays S

- Passen in de bak en worden op de rand geplaatst, zodat opslag van materialen eronder mogelijk is

Schuiftray met indeling
 Afmetingen: 24,8 x 13,7 x 2,7 cm
 Art.nr.: 20Z466
 Prijs: € 14,58

Schuiftray zonder indeling
 Afmetingen: 24,8 x 13,7 x 2,7 cm
 Art.nr.: 20Z467
 Prijs: € 14,85



Bak voor kleine artikelen, met deksel S AMS

- Gebruik de bakjes voor kleine artikelen bijv. voor: borstels, klemmen, Wattenpellets, profylaxepasta's, spuitaanzetstukken, etc.
- Kleurmarkeringsbanden kunnen gebruikt worden voor het kenmerken van speciale inhoud
- Dienen voor het bewaren van kleine losse onderdelen van toebehoren en worden ook in schuifladen, op trays, etc. gebruikt
- Transparant deksel
- Kleur: Grijs

Klein
 Afmetingen: 5,7 x 4,1 x 2,9 cm
 Art.nr.: 20Z471
 Prijs: € 8,80

Groot
 Afmetingen: 8,5 x 5,6 x 2,9 cm
 Art.nr.: 20Z472
 Prijs: € 8,80

Lang
 Afmetingen: 21,3 x 5,7 x 2,9 cm
 Art.nr.: 20Z473
 Prijs: € 16,10



Standaard voor 20 spuiten



- Maakt gemakkelijk pakken van de composietspuiten mogelijk
- Inklapbaar voor ruimtebesparend bewaren in bakken of schuifladen
- Ruimte voor maximaal 20 spuiten

Art.nr.: 20Z487
Prijs: € 28,00



Standaarduitbreiding



- Uitbreiding voor de spuitstandaard voor 20 spuiten
- Biedt plaats aan nog eens 10 spuiten

Art.nr.: 20Z488
Prijs: € 12,10



Bevestigbare spuitenhouders



- Maakt snel pakken tijdens de behandeling mogelijk
- Snel en gemakkelijk aan elke kant van een bak of een behandelingstray bevestigbaar
- Geschikt voor 15 spuiten en 3 applicatiecanules

Art.nr.: 20Z486
Prijs: € 12,10



Bevestigbare minifill-houder



- Maakt snel en eenvoudig pakken tijdens de behandeling mogelijk
- Snel en gemakkelijk aan elke kant van een bak of een behandelingstray bevestigbaar
- Geschikt voor 8 minifills en 4 spuiten

Art.nr.: 20Z476
Prijs: € 12,10

TRAYS

'B-Lok' – De behandelingstray

De tray die alles overzichtelijk maakt! Eindelijk orde en overzicht op de behandelplaats! Het unieke 'B-Lok'-systeem maakt nauwgezette infectiecontrole en veilig transport van gecontamineerde instrumenten van behandelruimte naar hygiëneruimte mogelijk. De 'B-Lok'-deksel is vergrendelbaar en geschikt voor de 'B-Lok'-behandelingstray.

B-Lok-tray zonder onderverdeling


- Brede rand om de tray goed vast te kunnen pakken
- Antislippootjes voor goede stabiliteit
- Hoogglanzend oppervlak maakt snelle en grondige reiniging mogelijk

Afmetingen: 34,0 x 24,5 x 2,2 cm

Art.nr.: 20Z401

Kleuren: (A-S)

Prijs: € 16,10



B-Lok-tray met indeling

- Ruimte voor maximaal 12 handinstrumenten
- Antislippootjes voor goede stabiliteit
- Hoogglanzend oppervlak maakt snelle, grondige reiniging mogelijk
- Boorhouder voor 9 FG- en hoekstukinstrumenten
- Houder voor canules en speekselzuiger

Afmetingen: 34,0 x 24,5 x 2,2 cm

Art.nr.: 20Z451

Kleuren: (A-S)

Prijs: € 18,40



Mini Tray

- Hoogglanzend oppervlak maakt snelle, grondige reiniging mogelijk
- Antislippootjes voor goede stabiliteit
- Brede rand om de tray goed vast te kunnen pakken
- Mini-Trays zijn het meest geschikt voor onderzoeksets en profylaxesets

Afmetingen: 23,6 x 16,1 x 2,3 cm

Art.nr.: 20Z101

Kleuren: (A-S)

Prijs: € 14,66



Traydeksel

- Passend voor B-Lok-trays met en zonder onderverdeling
- Transparant – Niet steriliseren

Vergrendelbaar

- Sluitmechanisme aan de zijkant, voor zekere vergrendeling van het deksel

(standaard)

Afmetingen: 35,5 x 25,2 x 2,8 cm

Art.nr.: 20Z445

Prijs: € 21,28

(hoog)

Afmetingen: 35,5 x 25,2 x 3,4 cm

Art.nr.: 20Z446

Prijs: € 21,85



Niet vergrendelbaar

(standaard)

Afmetingen: 35,6 x 25,2 x 2,3 cm

Art.nr.: 20Z441

Prijs: € 20,70

Insti-Grip (2 st.)

- Uitsluitend bruikbaar in behandelingstrays met onderverdeling
- Gegarandeerd zorgvuldig en voor zichtig opbergen van instrumenten

Afmetingen: 16,8 x 0,6 x 1,0 cm

Art.nr.: 20Z454I

Prijs: € 3,00



Deksel voor minitray

- Verbeterde infectiecontrole door veilig transport van de gecontamineerde instrumenten binnen de praktijk, in een goed afgesloten tray.
- Transparant – Niet steriliseren

Minitraydeksel (vergrendelbaar)

- Sluitmechanisme aan de zijkant, voor zekere vergrendeling van het deksel

Afmetingen: 25,0 x 16,6 x 2,8 cm

Art.nr.: 20Z103

Prijs: € 18,98

Deksel voor minitray (niet vergrendelbaar)

Afmetingen: 24,4 x 16,8 x 2,3 cm

Art.nr.: 20Z102

Prijs: € 18,40

REKKEN

De voordelen:

Rekken zorgen voor gestructureerde opslag van materiaalbakken en trays en verzekeren een snelle toegang. In tegenstelling tot gestapelde opslagsystemen is de vervelende en tijdrovende verplaatsing geëlimineerd. Ruimtebesparend en gemakkelijk toegankelijk, de tubs en trays kunnen in het rek worden gesorteerd en snel terug genomen worden. Bovendien is een gelijktijdig transport van meerdere tubs en/of trays mogelijk.



In grootte verstelbaar

Maakt het mogelijk om mini-trays en cassettes op te slaan.


Verstelbaar rek met 6 posities S

- Geschikt voor zowel trays, bakken als cassettes
- Maakt opslag van de meeste standaardtrays mogelijk
- Eenvoudige montage zonder extra gereedschap
- Robuuste metalen constructie
- Antislippootjes
- Ruimte voor bijv. 6 trays of 3 bakken met deksels
- Aan beide zijden belaadbaar

Afmetingen: 29,9 x 34,8 x min. 24,8 cm - max. 42,6 cm

Art.nr.: 21Z105

Prijs: € 112,70




Verstelbaar rek met 8 posities S

- Eenvoudige montage zonder extra gereedschap
- Geschikt voor B-Lok-trays, bakken en cassettes
- Robuuste metalen constructie
- Antislippootjes
- Ruimte voor bijv. 4 bakken met deksel of 8 trays met deksel

Afmetingen: 29,9 x 45,7 x min. 24,8 cm - max. 42,6 cm

Art.nr.: 21Z410

Prijs: € 112,70



CASSETTES

Voordelen van de E-Z Jett-cassette:

- Verbeterde efficiëntie – minder tijdrovend voor het reinigen en sorteren van de instrumenten
- Meer veiligheid – minder risico op letsel en infectie
- Lange levensduur van de instrumenten – veilig, contactvrij bewaren
- Optimaal overzicht – ordening binnen de instrumentensets
- Gemakkelijk te openen opklapbare afdekking
- Antimicrobiële bescherming



Kleine E-Z Jett-cassette




- Ruimte voor maximaal 5 instrumenten
- Antislippootjes zorgen voor stabiliteit

Afmetingen: 20,1 x 7,8 x 3,0 cm

Art.nr.: 50Z925

Kleuren: (A-S)

Prijs: € 33,00



Middenmaat E-Z Jett-cassette – Slim Design




- Capaciteit maximaal 8 instrumenten
- Antislippootjes zorgen voor stabiliteit

Afmetingen: 17,9 x 10,3 x 3,0 cm

Art.nr.: 50Z911

Kleuren: (A-S)

Prijs: € 40,25



Middenmaat E-Z Jett-cassette




- Capaciteit maximaal 8 instrumenten
- Antislippootjes zorgen voor stabiliteit

Afmetingen: 20,1 x 11,3 x 3,0 cm

Art.nr.: 50Z927

Kleuren: (A-S)

Prijs: € 46,00



Grote E-Z Jett-cassette



- Capaciteit maximaal 10 instrumenten
- Als extra een afsluitbaar vak voor kleine benodigdheden
- Antislippootjes zorgen voor stabiliteit

Afmetingen: 20,1 x 17,7 x 3,0 cm

Art.nr.: 50Z930

Kleuren: (A-S)

Prijs: € 51,75

Compactcassette

- Maakt veilige en effectieve sterilisatie mogelijk van het maximaal mogelijke aantal instrumenten per cyclus
- Past in standaard ultrasonische apparatuur en autoclaven (de 20,3 cm kamer heeft ruimte voor maximaal 12 cassettes; Statim 2000 voor maximaal 4 cassettes)
- Capaciteit voor 8 standaardinstrumenten.
- Vergrendelingsschuif beveiligd de instrumenten (2 st. per cassette worden meegeleverd)
- Beschermt de instrumenten tegen ernstige beschadigingen
- De cassette kan tijdens de behandeling worden gebruikt om instrumenten weg te leggen
- Antislippootjes zorgen voor stabiliteit

Afmetingen: 18,1 x 9,8 x 1,6 cm

Art.nr.: 50Z915

Kleuren: (A-S)

Prijs: € 34,50

Vergrendelingsschuif (2 st.)

Art.nr.: 50Z9171

Kleur: grijs

Prijs: € 7,00



STERI-CONTAINER & MATTEN

Performance Tool Organizer

- Organiseer speciale instrumenten, zoals Pincetten, chirurgische instrumenten, vasculaire klemmen of scharen, tijdens behandeling en herverwerking
- Zorgt voor stabiele opslag en veilig transport
- Variabel inplugbare binnenste voeten maken individuele plaatsing mogelijk
- Biedt optimale stabiliteit dankzij de antislip-bodem en compacte opvouwbare zijpanelen

Afmetingen: 20,8 x 10,6 x 4,0 cm

Art. nr.: 50Z940

Kleuren: (A-S)

Prijs: € 66,70


Reserve-voeten (2 x 10 st.)

Art. nr.: 50Z944

Prijs: € 7,70



Binnenste voeten gemaakt van zacht rubber voor het fixeren van de instrumenten





Steri-container

Duurzame container voor sterilisatie en opbergen van instrumenten

- Gebruikt voor de kleurgecodeerde tussentijdse opslag van dergelijke instrumenten, die losjes opnieuw worden verwerkt, maar vervolgens worden gesorteerd op trays
- Voorbeeld: Statim 2000 geschikt voor 7 compacte Steri-containers



Standaard Steri-container

Afmetingen: 20,6 x 5,1 x 5,4 cm

Art.nr.: 50Z900

Kleuren: (A-S)

Prijs: € 13,80



Instrumentmat

- Antislip zacht rubber
- De voorzijde heeft een capaciteit van 10 handinstrumenten, de achterzijde van 4 chirurgische instrumenten
- Door het smalle ontwerp is het gemakkelijk om de instrumenten te pakken
- Organiseert instrumenten op basis van de volgorde van de behandeling
- Kan voor minitrays op maat worden gesneden
- Ook geschikt voor gebruik in schuifladen

Afmetingen: 17,2 x 5,1 x 1,0 cm

Art.nr.: 20Z464

Kleuren: (A-S)

Prijs: € 17,60



Compacte Steri-container

Afmetingen: 18,1 x 3,8 x 3,81 cm

Art.nr.: 50Z905

Kleuren: (A-S)

Prijs: € 13,80



Minimat

- Ruimte voor maximaal 8 instrumenten
- Antislip onderzijde voor betere stabiliteit
- Organiseert instrumenten tijdens de behandeling en de sterilisatie, met name geschikt voor veilig opbergen van de instrumenten in de thermo-desinfector

Afmetingen: 9,8 x 8,9 x 1,3 cm

Art.nr.: 20Z480

Kleuren: (A-S)

Prijs: € 15,40

Vergrendelingsschuif (2 st.)

Art.nr.: 50Z9171

Kleur: grijs


Prijs: € 7,00



BUR GUARDS & BOORBLOKKEN

Steri-Bur Guard en adapter

- Houdt de instrumenten veilig tijdens de ultrasone reiniging en de sterilisatie
- Voor alle FG- en hoekstukinstrumenten
- Instelbare hoogte voor extra lange boren (uitzondering: 50Z408I)
- Houdt de boren vast en verkrijgt zodoende een maximaal reinigingseffect
- Afvoergaten zorgen dat de boren niet gaan roesten



Bur Guard-adapter

- Geschikt voor lange en korte boren
- Adapter voor 2 boren
- Eén adapter is bij de levering inbegrepen



Boorbescherming met 12 gaten

Afmetingen: 7,3 x 1,0 x 3,9 cm

Art.nr.: 50Z406

Kleuren: (A-S)

Prijs: € 18,40



Boorbescherming met 12 gaten 'Chirurgie'

Afmetingen: 7,3 x 1,0 x 4,2 cm

Art.nr.: 50Z408I

Kleur: grijs

Prijs: € 18,98




Boorbescherming met 22 gaten

Afmetingen: 12,4 x 1,1 x 3,9 cm

Art.nr.: 50Z410

Kleuren: (A-S)

Prijs: € 18,98



Boorbescherming-adapter (5 st.)

Art.nr.: 50Z412

Prijs: € 6,00



Magnetisch boorblok

- Magnetische bodem houdt de boren goed vast/antislippootjes voor goede stabiliteit
- Afvoergaten zorgen dat de boren niet gaan roesten
- Voor alle FG- en hoekstukinstrumenten
- Deksel voor tegen stof beschermd bewaren van de boren: 2,5 cm hoog voor FG- en hoekstukinstrumenten, 5,1 cm hoog voor laboratorium- en chirurgische boren



Boorblok met 8 gaten

Afmetingen: 3,8 x 3,8 x 1,3 cm
 Art.nr.: 50Z400
 Kleuren: (A-S)
 Prijs: € 17,54



Boorblok met 14 gaten

Afmetingen: 7,5 x 3,8 x 1,3 cm
 Art.nr.: 50Z403
 Kleuren: (A-S)
 Prijs: € 18,40



Open ruimte voor gebruikte boren!

Boorblokdeksel

- Beschermt tegen verontreiniging tijdens opslag en besmetting tijdens transport
- Transparant – Niet steriliseren



Boorblokdeksel voor 8 gaten

Afmetingen: 4,1 x 4,1 x 2,7 cm
 Art.nr.: 50Z401
 Prijs: € 8,80



Boorblokdeksel voor boorblok met 14 gaten (standaard)

Afmetingen: 7,9 x 4,1 x 2,7 cm
 Art.nr.: 50Z404
 Prijs: € 8,80



Boorblokdeksel voor boorblok met 14 gaten (hoog)

Afmetingen: 7,9 x 4,1 x 5,7 cm
 Art.nr.: 50Z405
 Prijs: € 8,80

ENDO-INSTRUMENTENHOUDER

Steri-Endo Guard

De perfecte oplossing voor de organisatie en controle van de gebruiksfrequentie van uw endodontie-instrumenten! De Steri-Endo Guards nemen precies de instrumentenvolgorde op die u steeds voor een behandeling nodig hebt. Geen grote, onoverzichtelijke endodozen met onvoldoende steriliteitscontrole meer!

Efficiënt systeem voor organisatie, opslag en weer gebruiksklaar maken voor alle endodontie-instrumenten. De afsluitbeugel is naar keuze met 360° draai- en vergendelbaar. Grote tussenruimtes garanderen goed zicht op elk instrument en grondige reiniging en desinfectie.



Steri Endo Guard Engine


- Voor maximaal 11 machinale en 5 handinstrumenten

Afmetingen: 13,7 x 1,0 x 5,6 cm

Art.nr.: 50Z452

Kleuren: (A-S)

Prijs: € 35,70



Meetlatje voor lengtecontrole en positionering van de endostop

Schuimblokjes voor tussentijdse opslag en reiniging van de instrumenten

Schuifregelaar voor het controleren van de sterilisatie-frequentie

Steri Endo Guard Hand

- Voor maximaal 16 handinstrumenten

Afmetingen: 13,7 x 1,0 x 5,6 cm

Art.nr.: 50Z450

Kleuren: (A-S)

Prijs: € 35,70

Foamstukjes voor eenmalig gebruik (48 st.)

Art.nr.: 50Z451

Prijs: € 35,70

Foamstukjes voor eenmalig gebruik (144 st.)

Art.nr.: 50Z451V

Prijs: € 71,30

Assist standaard

- Reinigingsstandaard voor het wegleggen en reinigen van de endo-instrumenten tijdens de behandeling
- Geschikt voor alle Zirc materiaalbakken
- Foam inzetstuk houdt instrumenten op hun plaats en rechtop in de reinigungsoplossing
- Eenvoudige reiniging door afgeronde hoeken
- Kleur: Zwart

Afmetingen: 4,8 x 4,8 x 3,2 cm

Kleur: zwart

Art.nr.: 50Z462

Prijs: € 18,50



Assist standaard foam inzetstuk voor eenmalig gebruik (48 st.)

Art.nr.: 50Z466

Prijs: € 35,50

Assist standaard foam inzetstuk voor eenmalig gebruik (144 st.)

Art.nr.: 50Z466V

Prijs: € 71,30

Endo Assist

- Met schuifmaat voor lengtecontrole en positionering van de Endo-stops
- Geschikt voor rechts- en linkshandigen
- Inclusief kleine en grote ringen voor vrijwel elke vingergrootte
- Platte onderzijde, zodat de Endo Assist stevig staat
- Inclusief 12 foamstukjes voor eenmalig gebruik voor tussentijds bewaren en reinigen van de instrumenten
- Aan de zijkant aanpasbaar aan de steri-Endo Guard

Afmetingen: 3,8 x 4,5 x 4,1 cm

Art.nr.: 50Z460

Kleuren: (A-S)

Prijs: € 32,00



Foamstukjes voor eenmalig gebruik (48 st.)

Art.nr.: 50Z451

Prijs: € 35,70

Foamstukjes voor eenmalig gebruik (144 st.)


Art.nr.: 50Z451V

Prijs: € 71,30

E-Z ID MARKERINGSRINGEN & -TAPE


E-Z ID ringen


- Worden in een praktische dispenser geleverd – Geen tijdrovend zoeken naar losse ringen. Eenvoudigweg het instrument door een E-Z ID ring leiden en uit de dispenser halen
- Assortimentstandaard houdt de dispenser op zijn plaats en gesorteerd
- Verkrijgbaar in klein, groot en extra groot, passend voor vrijwel alle handgrepen
- De ringen zijn steriliseerbaar




Ringen van een kleur

Inhoud: 25 stuks
Kleuren: (A-S)


 Art.nr.: 70Z100
Prijs: € 8,91


 Art.nr.: 70Z200
Prijs: € 9,20


 Art.nr.: 70Z000
Prijs: € 9,49

Assortiment 'Classic'

Inhoud: 8 dispensers met 25 ringen
Kleuren: 2xA, 2xB, 2xD,
1xG, 1xI


 Art.nr.: 70Z105
Prijs: € 58,65


 Art.nr.: 70Z205
Prijs: € 59,80


 Art.nr.: 70Z005
Prijs: € 60,95

Assortiment 'Jewel'

Inhoud: 8 dispensers met 25 ringen
Kleuren: 1xI, 1xJ, 2xE, 1xM,
2xT, 1xU


 Art.nr.: 70Z115
Prijs: € 58,65

 Art.nr.: 70Z215
Prijs: € 59,80

 Art.nr.: 70Z015
Prijs: € 60,95

Assortiment 'Vibrant'

Inhoud: 8 dispensers met 25 ringen
Kleuren: 1xN, 1xO, 1xP, 1xQ,
2xR, 2xS

 Art.nr.: 70Z110
Prijs: € 58,65

 Art.nr.: 70Z210
Prijs: € 59,80

 Art.nr.: 70Z010
Prijs: € 60,95

E-Z ID tape

- Afrolldispensers (maat: 5,7 x 1,0 x 4,1 cm) met praktische afscheurhulp
- Dispensers verhinderen het verdraaien van de tape
- Assortimentstandaard houdt de dispensers veilig en georganiseerd
- De tapes zijn autoclaveerbaar



E-Z ID-markeringstape

Lengte: 3,0m
Art.nr.: 70Z300
Kleuren: (A-S)
Prijs: € 12,36

Assortiment 'Classic'

Inhoud: 8 rollen met een lengte
van 91 cm
Kleuren: 2xA, 2xB, 2xD,
1xG, 1xI
Art.nr.: 70Z305
Prijs: € 50,60

Assortiment 'Jewel'

Inhoud: 8 rollen met een lengte
van 91 cm
Kleuren: 1xI, 1xJ, 2xE, 1xM,
2xT, 1xU
Art.nr.: 70Z315
Prijs: € 50,60

Assortiment 'Vibrant'

Inhoud: 8 rollen met een lengte
van 91 cm
Kleuren: 1xN, 1xO, 1xP, 1xQ,
2xR, 2xS
Art.nr.: 70Z310
Prijs: € 50,60

MR. THIRSTY ONE-STEP



Uw derde hand – Efficiënte oplossing voor het verkrijgen van een droog en vrij werkveld

- Zorgt voor optimale retractie van tong en wangen
- Nauwkeurig afzuigen van vocht
- Eenvoudigweg op de afzuiging steken en in de mond van de patiënt plaatsen (bij de levering is een adapter inbegrepen)
- Aangenaam voor de patiënten
- Product voor eenmalig gebruik



Trial Kit (10 st.)

- 5 kleine (neonlila) en 5 grote (neonblauw) afzuigeropzetstukken

Art.nr.: 50Z98716
Prijs: € 38,50



Navulverpakking (25 st.)

Klein (neonlila)
Art.nr.: 50Z986SM16
Groot (neonblauw)
Art.nr.: 50Z986LG16
Prijs: € 77,00/Pak



Navulverpakking (100 st.)

Klein (neonlila)
Art.nr.: 50Z986SM-B16
Groot (neonblauw)
Art.nr.: 50Z986LG-B16
Prijs: € 247,50/Pak



Mr. Thirsty adapter

- Adapter 16 mm

Art.nr.: 50Z994
Prijs: € 7,50

VERDERE HULPMIDDELEN

Lingua-Fix®

Speekselzuiger en tevens tongweghouder

- Zorgt voor een droog werkveld
- Houdt de tong weg en voorkomt daardoor letsel
- Eenvoudig op de speekselzuiger aansluiten en gemakkelijk in de mond te plaatsen
- Comfortabel - geen scherpe randen en hoeken
- Groot zuigvlak voorkomt verstoppingen van de speekselzuiger en filtert fijne deeltjes
- Product voor eenmalig gebruik



Lingua-Fix


10 stuks Art.nr.: 50Z953S Prijs: € 15,50
50 stuks Art.nr.: 50Z953 Prijs: € 56,50



SE Cushion

Afzuigkussentje voor eenmalig gebruik voor de speekselzuiger

- Voorkomt vastzuigen aan het mondslijmvlies
- Verhindert pijn door koude lucht bij gevoelige tandhalzen
- Verhoogt het comfort voor de patiënt
- Vermindert de typerende afzuiggeluiden



SE Cushion (100 st.)

Art.nr.: 50Z970
Prijs: € 25,30



Pink Petal

Afzuiging zonder stress!

- Betrouwbaar hulpmiddel voor het positioneren en fixeren van de speekselafzuiger
- Schuif gewoon op bestaande speekselafzuiger en plaats deze tegen de wang achter in de mond
- Zeer effectief en comfortabel voor patiënten
- Ondersteuning door de assistent is niet langer nodig
- Product voor eenmalig gebruik



Pink Petal (50 st.)

Art.nr.: 50Z975
Prijs: € 27,50



Airway Armor

De bescherming die vertrouwen schept

- Accidenteel inslikken wordt vermeden
- Eenvoudig te plaatsen in de mond van de patiënt
- Aangenaam voor de patiënten
- Product voor eenmalig gebruik

Trial Kit (15 st.)

- omvat 5 stuks van elke grootte

Art.nr.: 50Z96OTRI
Prijs: € 45,00

Navulverpakking (25 st.)

Prijs: € 65,00/Pak

Small

Art.nr.: 50Z960SM



Medium

Art.nr.: 50Z960MD



Large

Art.nr.: 50Z960LG





Insti-Dam®

- Cofferdam voor eenmalig gebruik met flexibel frame
- Nauwkeurig voorgestanst uitscheurvast gat
- Meer gaten kunnen op elk moment worden aangebracht
- Het frame wordt veilig, ver buiten de mondopening, geplaatst
- Aangenaam voor de patiënten
- Röntgenopnamen zijn door het eenvoudig wegklappen van het frame zonder afnemen altijd mogelijk



Insti-Dam, latexvrij (20 st.)

Afmetingen: Ø 10,8 cm
 Kleur: blauw
 Art.nr.: 50Z459
 Prijs: € 69,30



Insti-Dam, bevat latex (20 st.)

Afmetingen: Ø 10,8 cm
 Kleur: natuurkleuren
 Art.nr.: 50Z455
 Prijs: € 62,00



Insti-Dam dispensers S AMS

- Handige dispensers voor montage aan de behandeltafel of aan de wand
- Antislipbodem voor stabiele stand
- Geschikt voor 35 voortand Insti Dam™ (50Z459 und 50Z455)

Afmetingen: 12,4 x 12,4 x 15,6 cm
 Kleuren: (A, N)
 Art.nr.: 50Z471
 Prijs: € 23,00



Relaxed-fit Insti-Dam®

Ideaal voor de isolatie van moeilijk te bereiken posterieure tanden

- Eenvoudig wegbuigen van het frame maakt röntgenopnamen mogelijk zonder dat de cofferdam hoeft te worden verwijderd
- Meer gaten kunnen bij de behandeling van meerdere tanden op elk moment worden aangebracht
- De doorsnede van 11,1 cm maakt een zekere positionering mogelijk buiten de mondopening
- Aangenaam voor de patiënten
- Product voor eenmalig gebruik



Relaxed-fit Insti-Dam, latexvrij (20 st.)

Afmetingen: Ø 11,1 cm
 Kleur: lila
 Art.nr.: 50Z457
 Prijs: € 80,30




ISOLATION

Het complete pakket voor efficiënt droog houden. De nadruk ligt op de veiligheid van de patiënt, het comfort van het behandelteam en de mogelijkheid om patiënten tijdelijk te behandelen, zelfs met beperkte assistentie.

Dentale aerosols zijn de meest gevaarlijke contaminatie overdragers in tandartspraktijken.

Onze innovatieve isolatie en afzuig hulpmiddelen zoals Mr. Thirsty One-Step, Insti-Dam en Pink Petal zijn toonaangevende producten die helpen aerosols en spatten te reduceren tijdens behandelingen. Het reduceren van aerosols zorgt voor een veiligere werkomgeving, zowel voor het klinische team als de patiënten



Isolation 360™ Power Pack

- Producten voor eenmalig gebruik

Inhoud: 5 Lingua-Fix
10 Pink Petal
20 SE Cushion
10 Mr. Thirsty One-Step (5x klein en 5x groot) + Adapter
10 Insti-Dam (5x Original en 5x Relaxed-Fit)
9 Airway Armor (3x Small, 3x Medium, 3x Large)

Art. nr.: 50Z950X
Prijs: € 115,00

Protection Pack

- Producten voor eenmalig gebruik

Inhoud: 3 Pink Petal
5 SE Cushion
2 Mr. Thirsty One-Step (1x klein en 1x groot) + Adapter
2 Insti-Dam (1x Original en 1x Relaxed-Fit)

Art. nr.: 50Z955
Prijs: € 9,00

CRYSTAL HD MONDSPIEGEL





Helderder = Beter = CRYSTALHD®

De mondspiegel met 40% meer lichtreflectie!

Crystal HD geeft je eindelijk een optimaal zicht, vooral in de achterste regio of in de endodontische behandeling. De afbeelding is schaduwwrij en eindelijk kleurecht. Dit alles leidt tot aanzienlijk minder belasting van de ogen en daardoor ook minder vermoeidheid. Alle Crystal HD mondspiegels zijn autoclaveerbaar. Vanwege de soepele overgang van het spiegelglas naar de plastic fitting, is er geen lastige vuilafzetting mogelijk.

**40%
HELDERDER**
dan rhodium-
spiegel



Reflectiegraad
Rhodium = 75%
Crystal HD® = 99%



Crystal HD compleet-mondspiegel



ALLE
MONDSPIEGELS
ZIJN AUTOCLA-
VEERBAAR



Thin Grip



Assortiment 'Vibrant' (12st.)

#4 (Ø22 mm) Art.nr.: 50Z353-NEON
#5 (Ø24 mm) Art.nr.: 50Z354-NEON
Kleuren: N, O, P, Q, R, S (elk 2x)
Prijs: € 84,70 / verpakking

Assortiment 'Jewel' (12st.)

#4 (Ø22 mm) Art.nr.: 50Z353-JWL
#5 (Ø24 mm) Art.nr.: 50Z354-JWL
Kleuren: I, E, J, M, T, U (elk 2x)
Prijs: € 84,70 / verpakking



Soft Grip



Assortiment 'Vibrant' (12st.)

#4 (Ø22 mm) Art.nr.: 50Z363-NEON
#5 (Ø24 mm) Art.nr.: 50Z364-NEON
Kleuren: N, O, P, Q, R, S (elk 2x)
Prijs: € 84,70 / verpakking

Assortiment 'Jewel' (12st.)

#4 (Ø22 mm) Art.nr.: 50Z363-JWL
#5 (Ø24 mm) Art.nr.: 50Z364-JWL
Kleuren: I, E, J, M, T, U (elk 2x)
Prijs: € 84,70 / verpakking



Soft Grip



Grijs / Zwart (4st.)

#4 (Ø22 mm) Art.nr.: 50Z361
#5 (Ø24 mm) Art.nr.: 50Z362
Kleur: grijs/zwart
Prijs: € 33,35 / verpakking

Grijs / Zwart (12st.)

#4 (Ø22 mm) Art.nr.: 50Z363
#5 (Ø24 mm) Art.nr.: 50Z364
Kleur: grijs/zwart
Prijs: € 84,70 / verpakking

Crystal HD-mondspiegelaanzetstukken



**VERSCHILLENDE
VARIANTEN
EN KLEUREN
BESCHIKBAAR**



Kunststof spiegelaanzetstukken



Verpakkingen met één kleur (12 st.)

#4 (Ø22 mm) Art.nr.: 50Z392
#5 (Ø24 mm) Art.nr.: 50Z393
Kleuren: (A-S en K = zwart)
Prijs: € 84,70/verpakking

Assortiment 'Classic' (12 st.)

#4 (Ø22 mm) Art.nr.: 50Z392-PSTL
#5 (Ø24 mm) Art.nr.: 50Z393-PSTL
Kleuren: A, B, D, G, I, K (elk 2 x)
Prijs: € 84,70/verpakking

Assortiment 'Jewel' (12 st.)

#4 (Ø22 mm) Art.nr.: 50Z392-JWL
#5 (Ø24 mm) Art.nr.: 50Z393-JWL
Kleuren: I, E, J, M, T, U (elk 2 x)
Prijs: € 84,70/verpakking

Assortiment 'Vibrant' (12 st.)

#4 (Ø22 mm) Art.nr.: 50Z392-NEON
#5 (Ø24 mm) Art.nr.: 50Z393-NEON
Kleuren: N, O, P, Q, R, S (elk 2 x)
Prijs: € 84,70/verpakking



Dubbelzijdig spiegelaanzetstuk



Assortiment 'Vibrant' (4 st.)

Afmetingen: #4 (Ø22 mm)
Art.nr.: 50Z394-NEON
Kleuren: N, O, R, S (elk 1 x)
Prijs: € 46,20



Één kleur (4 st.)

Afmetingen: #4 (Ø22 mm)
Art.nr.: 50Z394
Kleur: grijs
Prijs: € 46,20



Roestvrijstalen spiegelaanzetstukken



(1 st.)

#0 (Ø14 mm) Art.nr.: 50R388
Prijs: € 14,30/st.




(12 st.)

#3 (Ø20 mm) Art.nr.: 50R389
#4 (Ø22 mm) Art.nr.: 50R390
#5 (Ø24 mm) Art.nr.: 50R391
Prijs: € 84,70/verpakking

Welke spiegelgrootte voor jou?

- #0 Ø14mm
- #3 Ø20mm
- #4 Ø22mm
- #5 Ø24mm



Handgreep



Ergogreep handgreep (1 st.)

Art.nr.: 50Z347
Kleuren: (B-S en K = zwart)
Prijs: € 19,55/st.





zonder Mirror Magic®



met Mirror Magic®



MIRROR MAGIC®

Mirror Magic is de eenvoudige oplossing voor een helder zicht in de mondholte. De anticondensoplossing voorkomt beslaan van het spiegelloppervlak en houdt deze schoon. Dit betekent comfortabeler werken en een betere herkenning van belangrijke details. Met het gebruiksvriendelijke wegwerppad voor de handschoen wordt de spiegel tijdens de behandeling snel bevrijd van storende verontreinigingen. Wrijf eenvoudigweg de spiegel over de pad – klaar!



Trial Kit

- 2 flessen anticondensoplossing (elk met 6 ml)
- 24 zelfklevende reinigingspads voor eenmalig gebruik

Art.nr.: 50R200X
Prijs: € 28,00



Anti-Fog Solution

- 10 flesjes anticondensverwijderingsmiddel (elk 6 ml)

Art.nr.: 50R205
Prijs: € 85,00



Swipe Pads

- 96 reinigingspads voor eenmalig gebruik

Art.nr.: 50R210
Prijs: € 28,00



Organizer

- Bewaardoos voor het bewaren van max. 96 reinigingspads voor eenmalig gebruik en een flesjes anticondensoplossing (6 ml)

Art.nr.: 50R201
Prijs: € 18,98

Clarity Collection

- 10 flesjes anticondensverwijderingsmiddel (elk 6 ml)
- 96 reinigingspads voor eenmalig gebruik (zelfklevend)
- 1 Mirror Magic™ organizer
- 1 Crystal HD® mondspiegel

Art.nr.: 50R220
Prijs: € 110,00



E-Z ACCESS SHELF OPSLAGSYSTEEM

Nuttige accessoires voor meer plaats en overzicht aan de stoel. Uw derde hand bij de behandeling!



E-Z Access Shelf S AMS

- Extra weglegmogelijkheid en eenvoudig pakken van alle noodzakelijke materialen
- Gemakkelijk en zonder extra gereedschap aan standaardpost (doorsnede 4,5-7,0 cm) te monteren.
- Instelbaar in elke gewenste positie en 360° draaibaar
- Verhoogde kant voorkomt onopzettelijk omlaagrollen van kleine benodigdheden
- Gemakkelijk desinfecteerbaar door afzettingsbestendige oppervlakken
- Draagkracht: tot 11,5 kg
- Standard Access Shelf voor palen van Ø 4,5 tot 5,7 cm. Adapter voor doorsnede tot 7,0 cm verkrijgbaar

Afmetingen: 41,9 x 25,4 x 5,7 cm

Art.nr.: 20Z420

Kleuren: (A, G, I)

Prijs: € 130,00



Adapter en schroeven S AMS

E-Z Access Shelf-adapter voor dunnere palen

- Geschikt voor dunnere palen (Ø 3,5–4,5 cm)

Afmetingen: 5,1 x 4,8 x 1,9 cm

Art.nr.: 20Z422

Kleuren: (A, G, I)

Prijs: € 6,60



Schroeven voor dikkere palen

- Geschikt voor palen Ø 5,7 cm bis 6,0 cm

Lengte: 9,0 cm

Art.nr.: 20Z437

Kleuren: (A, G, I)

Prijs: € 11,00

Schroeven voor dikkere palen


- Geschikt voor palen Ø 6,1 cm bis 7,0 cm

Lengte: 11,4 cm

Art.nr.: 20Z438

Kleuren: (A, G, I)

Prijs: € 11,00



Wandhouder S AMS

- Voor montage van de E-Z Access Shelf aan muren of kasten
- 90° Montagehoek maakt draaiing van 180° mogelijk

Afmetingen: 16,5 x 14,6 x 12,4 cm

Art.nr.: 20Z426

Kleuren: (A, G, I)

Prijs: € 35,00



Zweefarm S AMS

- Maakt de positionering van de shelf direct boven de patiënt mogelijk bij gelijke draagkracht
- Naar keuze wand- of tafelmontage alsmede rechtstreeks aan de paal

Afmetingen: 25,4 x 10,2 x 11,4 cm

Art.nr.: 20Z428

Kleuren: (A, G, I)

Prijs: € 35,00



E-Z Access tafelmontage S AMS

- Uitsluitend geschikt voor absoluut loodrechte en vlakke oppervlakken

Afmetingen: 9,5 x 9,5 x 7,3 cm

Art.nr.: 20Z424

Kleuren: (A, G, I)

Prijs: € 19,00



Bevestigbare bekerhouder S AMS

- Geschikt voor alle standaardbekers
- Eenvoudigweg opklikken en klaar!

Afmetingen: 7,9 x 6,4 x 2,5 cm

Art.nr.: 20Z436I

Prijs: € 12,00

ORGANIZERS & KASTTRAYS

Kasttrays

- Voor de organisatie van instrumenten en materialen in schuifladen en kasten

Tray voor handinstrumenten

Afmetingen: 20,0 x 9,5 x 2,4 cm

Art.nr.: 20Z201

Kleuren: (A, B)

Prijs: € 10,00



Tray voor handinstrumenten

(aan de ene zijde diep - bijv. voor spiegels etc.)

Afmetingen: 20,0 x 9,5 x 2,5 cm

Art.nr.: 20Z202

Kleuren: (A, B)

Prijs: € 10,00



Tray met 3 vakken

(bijv. voor klemmen, matrijzen, wattenstaafjes etc.)

Afmetingen: 20,0 x 9,5 x 1,9 cm

Art.nr.: 20Z203

Kleuren: (A, B)

Prijs: € 10,00



Tray met 3 lange vakken


(bijv. voor polijstroken, pincetten etc.)

Afmetingen: 20,0 x 9,5 x 1,9 cm

Art.nr.: 20Z204

Kleuren: (A, B)

Prijs: € 10,00



Tray zonder onderverdeling

(bijv. voor pincetten, scharen, etc.)

Afmetingen: 20,0 x 9,5 x 1,9 cm

Art.nr.: 20Z205

Kleuren: (A, B)

Prijs: € 10,00



Tray met 6 kleine vakken

(bijv. voor kleine benodigdheden)

Afmetingen: 20,0 x 9,5 x 1,9 cm

Art.nr.: 20Z206

Kleuren: (A, B)

Prijs: € 10,00



Restauratie-organizer

- Speciaal voor de organisatie van uw restauratietoebehoren
- De vorm geeft de positie aan van de veneers, inlays, onlays etc. in de mond
- Inclusief 25 praktische schalen voor eenmalig gebruik voor bonding en cement
- Extra vak voor borstels en ander toebehoren
- Lichtdicht deksel dient als polymerisatiebescherming tegen voortijdige uitharding

Afmetingen: 17,5 x 11,8 x 1,6 cm

Art.nr.: 20Z495R

Kleur: Neon Lila

Prijs: € 34,00



Implantaat-organizer

- Speciaal voor de organisatie van implantaten en wortelstiften
- Afzonderlijke vakken bieden plaats voor meerdere toebehoren
- De vorm van de organizer is gelijk aan die van de tandboog
- Tandposities en patiëntnaam kunnen voor snelle identificatie in de desbetreffende vakken of op het deksel worden geschreven
- Deksel beschermt en fixeert de afzonderlijke onderdelen
- Oppervlaktereiniging mogelijk

Afmetingen: 17,5 x 11,8 x 1,6 cm

Art.nr.: 20Z490B

Kleur: blauw

Prijs: € 29,00



Schalen voor eenmalig gebruik

Art.nr.: 20Z496V (144 st.)

Prijs: € 26,45





DIVERSE DISPENSERS



Pelletdispensers S

- Gemakkelijk pakken van de pellets door veerdruk van onderen

Kleine pellets

Afmetingen: 4,8 x 4,8 x 5,2 cm

Art.nr.: 28R825

Kleur: wit

Prijs: € 35,50

Middelgrote pellets

Afmetingen: 4,8 x 4,8 x 5,2 cm

Art.nr.: 28R850

Kleur: wit

Prijs: € 35,50



Wattenrolldispenser S

- Stabiele antislipbodem
- Levert gelijktijdig drie wattenrollen
- Robuuste behuizing

Afmetingen: 10,6 x 5,2 x 10,2 cm

Art.nr.: 28R800

Kleuren: (A, B)

Prijs: € 36,00



Matrijzenbanddispensers S

- Bevat een rol doorzichtig matrijzenband (9,5 mm x 11,0 m – 0.002 gauge)
- Matrijs is na het afrollen reeds U-vormig gevormd
- Stalen snijapparaat om de matrijs gemakkelijk los te maken

Afmetingen: 5,1 x 5,4 cm

Art.nr.: 55Z200

Kleuren: (A, B)

Prijs: € 30,00

MENGBEKERS & MENGSPATELS



Mighty Mixer Bowl alginaatmengkbeke (36 st.)

- Voor eenmalig gebruik, vermindert reinigingstijd

Alginaatmengkbeke

Art.nr.: 50Z505ASTD
Kleuren: Assorti (R, P, N, J)
Prijs: € 25,00



Mighty Mixer Bowl alginaatmengkbeke (36 st.)

- Voor eenmalig gebruik, vermindert reinigingstijd

Alginaatmengkbeke

Art.nr.: 50Z505
Kleur: wit
Prijs: € 24,00



Mighty Mixer alginaatspatel

- Eenvoudige reiniging door gladde oppervlakken
- Handzame brede spatel voor gemakkelijk mengen van alginaten en gipsen

Alginaatspatel (4 st.)

Afmetingen: 18,6 x 0,5 x 3,2 cm
Art.nr.: 50Z501ASTD
Kleuren: Assorti (R, P, N, J)
Prijs: € 23,00



Mighty Mixer alginaatspatel

- Eenvoudige reiniging door gladde oppervlakken
- Handzame brede spatel voor gemakkelijk mengen van alginaten en gipsen

Alginaatspatel (1 st.)

Afmetingen: 18,6 x 0,5 x 3,2 cm
Art.nr.: 50Z501
Kleur: wit
Prijs: € 7,00



Delrin-spatel (10 st.)

- Flexibele, platte spatel
- Niet hechtende oppervlakken
- Resistent tegen chemische stoffen
- Geschikt voor het mengen van cementen, kunststoffen etc.

Art.nr.: 50Z523
Prijs: € 12,10



Mengspatel (100 st.)

• Artikel voor eenmalig gebruik
Afmetingen: 11,4 cm
Art.nr.: 50Z521
Prijs: € 24,50



Cementspatel

- Spatel met dubbel uiteinde van wit kunststof
- Voor vullingsmaterialen, cementen, etc.
- Eenvoudige reiniging door glad oppervlak

Afmetingen: 16,2 x 0,6 x 1,0 cm
Art.nr.: 50Z502
Prijs: € 7,50

ACCESSOIRES AAN DE STOEL

E-Z Storage Tub-systeem S

- Dekselvergrendeling voor direct pakken
- Scheidingswand voor individuele inrichting van de bak
- Deksel (wit of doorzichtig) afneembaar en desinfecteerbaar
- Tafelstandaard verkrijgbaar (zie organizer met frame)

Speciaal: E-Z Storage organizer met passend frame

- Leveringsomvang: Organizer met doorzichtig deksel, frame

E-Z Storage organizer (met wit deksel)

Afmetingen: 14,9 x 12,4 x 14,6 cm

Art.nr.: 29R605

Prijs: € 41,40

E-Z Storage organizer (met doorzichtig deksel)

Afmetingen: 14,9 x 12,4 x 14,6 cm

Art.nr.: 29R610

Prijs: € 41,40

Scharnieren (2 st.)

Afmetingen: 2,2 x 1,3 x 0,3 cm

Art.nr.: 29R627

Prijs: € 6,00




E-Z opslagrek S

- Loodrechte of schuine plaatsing van de organizer voor gemakkelijke toegang
- Standaard
- Houder voor wand- en kastmontage verkrijgbaar
- Robuuste metaalconstructie met witte kunststof bekleding
- Antislippootjes

Afmetingen: 17,8 x 12,7 x 12,1 cm

Art.nr.: 29R650

Prijs: € 25,30




E-Z Storage Wandhalterung S

- Witte metalen houder voor E-Z Storage Organizer Rack
- Voorgeboorde gaten voor wand- of kastmontage

Afmetingen: 13,0 x 2,5 x 3,8 cm

Art.nr.: 29R651

Prijs: € 6,00



Handi Hopper afvalbak S AMS

- Voor al het afval tijdens de behandeling direct aan de stoel
- Houdt de behandelingstray schoon
- Montageklem voor gemakkelijk afnemen van de houder
- Afvalzak, leverbaar in rood (bijv. voor gecontamineerd afval) en doorzichtig (bijv. voor gewoon afval)

Handi Hopper afvalbak

Afmetingen: 17,8 x 10,2 x 16,2 cm

Art.nr.: 20Z404

Kleuren: (G, I)

Prijs: € 22,00

Handi Hopper klem

Afmetingen: 5,7 x 0,6 x 2,5 cm

Art.nr.: 20Z408

Kleuren: (G, I)

Prijs: € 4,50



Handi Hopper afvalzak

Handi Hopper afvalzak 100 st./doos (rood)

Afmetingen: 18,7 x 14,9 x 6,7 cm

Art.nr.: 20Z405

Prijs: € 26,50

Handi Hopper afvalzak 100 st./doos (doorzichtig)

Afmetingen: 19,7 x 14,9 x 6,7 cm

Art.nr.: 20Z410

Prijs: € 26,50

LEUK VOOR DE PATIËNT

Opbergdozen

Veilig opbergen voor retainers, spalken en prothesen. De kleine attentie met veel effect: de ideale reclame voor uw praktijk!

Alle opbergdozen zijn uit één stuk gemaakt en hebben een solide vergrendeling. Ze zijn stapelbaar en dus ruimtebesparend.



Platte retainerdoos

Afmetingen: 2,5 cm diep en 7,6 cm breed

Assortiment (12 st.)

Art.nr.: 25X500

Kleuren: J, N, O, P, R, S (elk 2x)

Prijs: € 15,50/verpakking

12 st. in één kleur

Art.nr.: 25X500

Kleuren: (J, N, O, P, R, S)

Prijs: € 15,50/verpakking

Diepe retainerdoos

Afmetingen: 3,8 cm diep en 7,6 cm breed

Assortiment (12 st.)

Art.nr.: 25X550

Kleuren: J, N, O, P, R, S (elk 2x)

Prijs: € 16,70/verpakking

12 st. in één kleur

Art.nr.: 25X550

Kleuren: (J, N, O, P, R, S)

Prijs: € 16,70/verpakking

Prothesedoos

Afmetingen: 4,5 cm diep en 9,6 cm breed

Assortiment (12 st.)

Art.nr.: 30X800

Kleuren: I, E, J, M, T, U (elk 2x)

Prijs: € 17,00/verpakking

12 st. in één kleur

Art.nr.: 30X800

Kleuren: (I, E, J, M, T, U)

Prijs: € 17,00/verpakking


Mega Mirror

- 'Profylaxespiegel' voor patiëntenvoorlichting en als accessoire voor de behandelruimte. Vergemakkelijkt de acceptatie van de behandeling ook bij kleine patiënten.
- Spiegeldoorsnede: 6,35 cm

Art.nr.: 50Z309

Kleuren: (N, O, P, Q, R, S)

Prijs: € 23,00/Instr.





FREESBLOK REK

CAD/CAM Block Locker S


- Ruimtebesparende, moderne organisatie en opslag voor CAD/CAM-freesblokken
- Biedt snel overzicht en een professionele presentatie van de freesblokken
- Uittrekbare laden voor eenvoudig vullen en uitnemen
- Verkrijgbaar in twee verschillende maten
- Extra compartiment voor extra accessoires zoals frees- of polijstmaterialen
- Ladesegmenten zijn in 7 kleuren beschikbaar
- Labels en kaarten worden gebruikt om de afzonderlijke laden te markeren
- Kleur van het meubel: grijs (gepoedercoat)

Labels of kaarten kunnen worden toegepast om het type en de kleur van de freesblokken aan te geven.



Block Locker Organizer


Afmetingen: 14,0 x 4,7 x 19,7 cm
 Art. nr.: 50Z417 (E-U)
 Kleuren: E, J, N, Q, S, T, U
 Prijs: € 60,50



Block Locker groot

- Geschikt voor maximaal 48 pakketten met blokken en max. 312 individuele blokken

Afmetingen: 63,5 x 67,6 x 23,5 cm
 Art. nr.: 50Z416 (E-U)
 Kleuren: E, J, N, Q, S, T, U
 Prijs: € 975,00



Block Locker klein

- Kan tot 288 individuele blokken bevatten

Afmetingen: 49,5 x 40,6 x 23,5 cm
 Art. nr.: 50Z415 (E-U)
 Kleuren: E, J, N, Q, S, T, U
 Prijs: € 750,00

Lab-Pan laboratoriumwerkschalen



- Voor de organisatie van laboratoriumwerkzaamheden zoals afdrukken, modellen en restauraties
- Ideaal ook voor transport tussen praktijk en laboratorium
- Kleurgecodeerd (bijv. naar werkdagen of opdracht)
- Roestvrijstalen klem voor werkbriefjes etc.

Afmetingen: 19,1 x 14,6 x 17,8 cm

Art.nr.: 17Z101

Kleuren: (A-G alsmede M)

Prijs: € 8,00



Lab-Pan laboratoriumwerkschalen

om op te hangen 


- Om op te hangen aan een rail
- Het gunstige alternatief voor tijdrovende opbergsystemen

Afmetingen: 19,7 x 14,6 x 17,8 cm

Art.nr.: 17Z102

Kleuren: (A-G alsmede M)

Prijs: € 8,00



Hangrails voor laboratoriumwerkschalen

- Compleet met schroeven en moeren voor de wandmontage
- Geschikt voor 3 werkschalen

Lengte: 45,7 cm

Art.nr.: 17Z104

Prijs: € 11,00



HYGIËNEPRODUCTEN

Gelaatsbeschermingsdoeken voor eenmalig gebruik

- Snel en eenvoudig toepasbaar
- Bescherm uw patiënten absoluut tegen stof en spray
- Gazen gedeelte maakt vrij zicht voor de patiënt mogelijk
- Beschermt de make-up van uw vrouwelijke patiënten

Gelaatsbeschermingsdoeken voor eenmalig gebruik (50 st.)

Art.nr.: 8-1110 (W, B)

Kleuren: **W** = wit, **B** = blauw

Prijs: € 69,70



© Sabrina Dogan

Frotté gelaatsbeschermingsdoeken

- Wasbaar en duurzaam
- Snel en eenvoudig toepasbaar
- Bescherm uw patiënten absoluut tegen stof en spray
- Gazen gedeelte maakt vrij zicht voor de patiënt mogelijk
- Beschermt de make-up van uw vrouwelijke patiënten

Frotté gelaatsbeschermingsdoeken (12 st.)

Art.nr.: 8-4020 (W, B, M, G, S)

Kleuren: **W** = wit, **B** = blauw, **M** = mint, **G** = geel

of **S** = assorti (geel, mint, blauw – van elk 4 stuks)

Prijs: € 84,40



Patiëntbeschermingsafdekking

- Wasbaar, desinfecteerbaar en autoclaveerbaar
- Snel en gemakkelijk aan te trekken met behulp van klittenband
- Met 2 metalen clips voor een extra papieren doek
- Vloeistofbestendig, ook bestand tegen agressieve vloeistoffen
- Ondoordringbaar voor bacteriën (99,998%), antimicrobiële kleding
- In de kleuren blauw en wit verkrijgbaar
- Lange levensduur, daarom kostenefficiënt

Patiëntbeschermingsafdekkingen, niet-gevoerd (4 st.)

Art.nr.: 8-3105 (W, B)

Kleuren: **W** = wit, **B** = blauw

Prijs: € 87,10

Patiëntbeschermingsafdekkingen, gevoerd (2 st.)

- bijv. als warmtedeken in de chirurgie te gebruiken

Art.nr.: 8-3150 (W, B)

Kleuren: **W** = wit, **B** = blauw

Prijs: € 76,20



Alle prijzen in deze catalogus zijn exclusief de wettelijke belasting toegevoegde waarde en zijn geldig tot en met 31.12.2021. Vergissingen en prijswijzigingen voorbehouden. De afbeeldingen kunnen wat betreft kleur etc. afwijken van het oorspronkelijke product. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.



LOSER & CO

öfter mal was Gutes...



LOSER & CO GMBH · DISTRIBUTIE VAN TANDHEELKUNDIGE PRODUCTEN
e-mail: info@loser.eu · www.loser.eu

Ⓝ MIRA BEZEMER · MOBIEL: +31 (0) 623 21 06 27
e-mail: mbezemer@loser.eu

Ⓝ BART LAMBRECHTS · MOBIEL: +32 (0) 478 33 92 99
e-mail: blambrechts@loser.de