


LM

feel the
difference



MET PLEZIER WERKEN
IN DE TANDHEELKUNDE.



LMDental

Catalogus | Nederlands

LOSER & CO
öfter mal was Gutes...



LM

feel the
difference



LM - Excellente instrumenten

LM ontwikkelt moderne handinstrumenten, die precies zijn afgestemd op de behoeften van de gebruiker. Veel van de productontwikkelingen zijn tot nu toe een uniek sellingpoint voor de Finse fabrikant. Dikke heft, geoptimaliseerde vorm, elastische oppervlakken, gering gewicht alsmede uniforme kleurcodering. Deze innovaties uit de jaren '80 zijn in de 21e eeuw de standaard geworden voor tandheeskundige instrumenten.

De eisen die worden gesteld aan ergonomisch werken zijn voor LM altijd de richtlijn geweest bij de ontwikkeling van nieuwe instrumenten. Uit de groeiende informatie over ergonomisch gevormde instrumenten heeft de onderneming LM-ErgoSense instrumenten ontwikkeld. Een heft die inmiddels de ergonomische norm is geworden. Bovendien hebben de instrumenten met de moderne oppervlaktecoating nog andere eigenschappen die de gebruiker duidelijke voordelen bieden: PA-instrumenten die niet geslepen hoeven te worden of onderhoudsvrije restauratieve instrumenten zijn uiteindelijk geïntegreerd in de praktijk van alledag.

4 LM-DENTAL

Instrumententechnologie | LM Dental Tracking System™ | keuze uit heften

11 DIAGNOSTIEK

Spiegelheften | Sondes | Parodontometers | Furcatiesondes | Diagnostische instrumentenset

18 PARODONTOLOGIE

Sharp Diamond Instrumenten | LM-DuraGradeMAX® Instrumenten | LM-ErgoMix implantaatserie

38 RESTAURATIE

LM Dark Diamond™ Instrumenten | LM-Arte | Andere Applicatie-instrumenten

49 INSTRUMENTEN OPSLAG EN ONDERHOUD

LM-ServoMax traysysteem | LM-Servo cassettes | Coderingsproducten | LM-RondoPlus slijpmachine | Aanwijzingen voor instrumentenverzorging

52 ENDODONTIE

Wortelkanaalsonde | Wortelkanaalextractoren | Wortelkanaalstoppers | Wortelkanaalspreiders

53 TANDEXTRACTIE

Wortelhevels | Luxatie-instrumenten | Wortelrestenverwijderaar

56 IMPLANTAATCHIRURGIE

Instrumenten voor implantaatpositionering

58 ORTHODONTIE

Uitneembare apparatuur | Orthodontische handinstrumenten

Alle prijzen in deze catalogus zijn exclusief btw en verzendkosten (bij bestellingen onder de € 100) en zijn geldig tot en met 31-12-2021. Vergissingen en prijswijzigingen voorbehouden. De afbeeldingen kunnen wat betreft kleuren etc. afwijken van het originele product. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.

PLANMECA

LM-Dental maakt deel uit van de Planmeca-groep, wereldmarktleider op het gebied van tandheeskundige apparatuur.
www.planmeca.com

Toonaangevende ERGONOMIE

Hoe wordt de ergonomie van de handinstrumenten gedefinieerd? In de eerste plaats wordt de basis gevormd door een antislip en natuurlijke grip van het instrument. In de tweede plaats voorkomen lichtgewicht en optimaal ontwerp op effectieve wijze werkgerelateerde ziekten. In de derde plaats garanderen een nauwkeurig contactgevoel en eenvoudige hantering van de instrumenten goede klinische eindresultaten. De betrouwbaarheid, duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid zijn eigenschappen die zowel tandarts als patiënt duidelijk kan merken. Dit zijn de basisprincipes van de instrumentenergonomie die een van de oprichters van LM, de tandarts Pekka Kangasniemi, reeds in de jaren '80 heeft gedefinieerd.

Ook nu hebben wij bij de productontwikkeling het doel om samen met de behandelaars innovatief bezig te zijn. Dankzij nieuw onderzoek weten wij nu meer dan ooit over ergonomische instrumenten. Het resultaat is LM-ErgoSense, dat perfect in de hand ligt, een ontspannen grip mogelijk maakt en een nauwkeurig contactgevoel biedt.

Steeds betere lagen, die nieuwe voordelen bieden

Door steeds betere coatingtechnologie kunnen wij onze tandheelkundige instrumenten van nieuwe kenmerken voorzien, die unieke voordelen bieden. Parodontale instrumenten die niet geslepen hoeven te worden en onderhoudsvrije restauratieve instrumenten zijn eindelijk realiteit geworden. De instrumenten uit het "Dark Diamond"-assortiment met diamantachtige, onderhoudsvrije coating maken nauwkeurig, ergonomisch modelleren van composieten mogelijk.

Slijpen of niet slijpen?

Een onderwerp waarover in de parodontologie heftig wordt gediscussieerd is de vraag of instrumenten nageslepen moeten worden of niet. In beide gevallen zijn parodontologie-instrumenten van LM metallurgisch gezien van absolute topkwaliteit. Op grond van de hoge duurzaamheid en hardheid van het metaal van het lemmet zijn ze efficiënt, gaan lang mee en zijn comfortabel. Dankzij het vooruitstrevende materiaalonderzoek en de vooruitstrevende micro-coatingtechnologie kan LM zowel bij niet van een coating voorziene als bij wel van een coating voorziene producten de hoogste kwaliteit bieden.

Zonder slijpen – De van een micro-coating voorziene Sharp Diamond instrumenten zijn extreem scherp en hoeven niet te worden geslepen.

Slijpen – Hoewel het niet van een coating voorziene LM-DuraGradeMAX superstaal hoogste slijtvastheid biedt, moet deze toch worden nageslepen.

De keuze is aan u.

Elastisch, ergonomisch oppervlaktemateriaal en optimaal contouren

- Comfortabele en antislip grip

Metalen kern van een speciale legering

- Lichte constructie

- Metaal/metaalverbinding voor betere tactiele gevoeligheid

Optimale stijfheid

- Goede sensibilliteit en efficiëntie
- uitstekende corrosiebestendigheid

Eindafwerking met de hand

- Scherpe snijkanten

Met precisie gevormde punten

- extreem scherpe, gladde snijkanten

Uiterst moderne productietechniek

LM-Dental heeft zijn totale productontwikkeling en zijn productieprocessen erop gericht om optimale en gelijkblijvende kwaliteit te bereiken en om de gebruikers het optimale instrumentarium ter beschikking te stellen.

LM levert uitstekende kwaliteit voor perfecte en betrouwbare behandelingsresultaten. Alle producten worden in Scandinavië geproduceerd en met de hand afgewerkt, met als gevolg een instrument met de hoogste kwaliteit en functionaliteit.



NIET VAN EEN COATING VOORZIEN

LM-DuraGradeMAX
superstaal

- Hoge slijtagebestendigheid
- Corrosiebestendig
- Kan worden geslepen

VAN EEN COATING VOORZIEN

DARK DIAMOND
Onderhoudsvrije coating

- Exclusieve diamantachtige coating voor restauratieve instrumenten
- Extreem hard en glad oppervlak
- Gemakkelijk, onderhoudsvrij inbrengen en modelleren van composieten
- Donkere kleur voor maximaal contrast

ONDERHOUDSVRIJ

PA-instrumenten zonder slijpen

Parodontale instrumenten moeten aan de ene kant scherp en effectief en aan de andere kant ook glad en licht zijn. Dankzij de nieuwe micromembraancoating met moderne PVD-technologie (in het Engels Physical Vapor Deposition) bezitten Sharp Diamond instrumenten deze optimale eigenschappen. Sharp Diamond instrumenten hoeven tijdens gebruik niet te worden geslepen! Ze zijn stevig en toch precies en bieden u en uw patiënten unieke voordelen.

Verdere informatie vindt u op pagina 18.




VAN EEN COATING VOORZIEN


SHARP DIAMOND-coating – zonder slijpen

- Micromembraancoating, met moderne PVD-technologie
- Niet meer slijpen
- Lang aanhoudende scherppte
- Maximale slijtagebestendigheid

ZONDER SLIJPEN



Snijkant van de Sharp Diamond curette en vergroting van de kant na de test.



De snijkanten van een typerende niet van een laag voorziene curette en vergroting van de kant na de test.

GEWOON SCHERP.

MICROCOATING DIE NIET GESLEPEN HOEFT TE WORDEN.

U zult plezier hebben van de volledige controle en de verbeterde tactiele gevoeligheid terwijl u het tandsteen gemakkelijk en efficiënt verwijdert.

Besparing van tijd en geld



Lang aanhoudende, uitstekende scherppte

Als beste gewaardeerde ergonomie met sensationele grip*

Verbeterde productiviteit en klinische resultaten


DIAMANTACHTIGE EIGENSCHAPPEN

Zonder slijpen	◆◆◆◆◆
Uitstekende scherppte.....	◆◆◆◆◆
Als beste gewaardeerde ergonomie.....	◆◆◆◆◆
Minimaal onderhoud	◆◆◆◆

HARDHEID

De hardheid draagt doorslaggevend bij aan de duurzaamheid van het instrument. Instrumenten van Sharp Diamond bereiken een uitstekende hardheidsgraad.

SLIJTAGEBESTENDIGHEID**



Referentieonderzoeken: * (1) Sormunen E., Nevala N: Evaluation of ergonomics and usability of dental scaling instruments; Dental scaling simulation and Field study, part III. Finnish Institute of Occupational Health, LM-Instruments Oy. (2) Nevala N, Sormunen E, Remes J, Suomalainen K: Ergonomic and productivity evaluation of scaling instruments in dentistry. The Ergonomics Open Journal 2013; 6, 6-12. ** Leppänen J. et al.: The influence of PVD coatings on the wear performance of steel dental currettes. Key Engineering Materials Vol. 674 (2016), 289-295.

LM ErgoSense

GEWELDIG GOED IN DE HAND LIGGEND EN UNIEKE INTELLIGENTIE

De nieuwe handinstrumenten LM-ErgoSense zijn een unieke combinatie van ergonomisch ontwerp en nieuwe geïntegreerde intelligentie. Zij worden in nauwe samenwerking met praktijkmensen en wetenschappers ontwikkeld. De ergonomische handinstrumenten voelen beter aan en liggen aangenaam in de hand.

Het als beste beoordeelde handinstrument.

De meerwaarde van de ergonomische tastzin van een instrument werd door verscheidene wetenschappelijke onderzoeken bevestigd. Vastgesteld werd dat een handinstrument met een dikkere siliconen heft aangenamer is, minder vermoeidheid veroorzaakt en productiever is dan een instrument met een dunnere heft (1). LM-ErgoSense kreeg de beste waardering bij 10 van 14 gespecificeerde gebruikseigenschappen vergeleken met de andere instrumenten in het kader van een tandsteenverwijderingssimulatie (1). Het werd bovendien als beste instrument beoordeeld.

De meeste onderzoeksdeelnemers hadden voorkeur voor de siliconen heft van de LM-ErgoSense vanwege zijn betere grip, het comfort en het functionele ontwerp. De beoordelingen van de deelnemers waren gebaseerd op hun actieve klinische ervaring met de LM-ErgoSense instrumenten. In een ander onderzoek, naar ergonomie, gebruikersvriendelijkheid en arbeidsproductiviteit, werden de dikkere van een siliconenlaag voorziene handinstrumenten van LM-Dental met betrekking tot 18 bruikbaarheidscriteria gunstiger beoordeeld dan die van andere fabrikanten (2).

LM instrumenten zijn dienovereenkomstig met de eisen voor de identificatie van medische hulpmiddelen in de EU met een unieke device identificatiecode (UDI) gemarkeerd.



De geschiedenis van LM-ErgoSense

Referentie-onderzoeken:

(1) Sormunen E., Nevala N: Evaluation of ergonomics and usability of dental scaling instruments; Dental scaling simulation and Field study, part III. Finnish Institute of Occupational Health, LM-Instruments Oy.

(2) Nevala N, Sormunen E, Remes J, Suomalainen K: Ergonomic and productivity evaluation of scaling instruments in dentistry. The Ergonomics Open Journal 2013; 6, 6-12.



“Voelt geweldig
in de hand.”


Uitstekende tactiele gevoeligheid

Grotere doorsnede
en optimaal ontwerp

Beste beoordelingen
in klinische tests

LM-Dental heeft het idee van een ergonomisch instrument verder ontwikkeld. Een geavanceerde RFID-chip is nu geïntegreerd in de handvatten van de LM ErgoSense instrumenten, om te zorgen voor een volledige en betrouwbare traceerbaarheid van het instrument.

Beste beoordelingen
in klinische studies



INNOVATIE VAN LM

LM Dental Tracking System™ GEDOCUMENTEERD WORKFLOWS EN PATIENTVEILIGHEID



LM Dental Tracking System™ (DTS) – het eerste systeem met RFID-technologie voor het volgen van en het toezicht houden op tandheelkundige instrumenten en materialen.

De opslag, het gebruik en de verwerking van het LM ErgoSense handinstrument met RFID-technologie zijn door de DTS-readers en serversoftware dus altijd zichtbaar, traceerbaar en gedocumenteerd.



Meer informatie
www.dentaltracking.com



LM Dental Tracking System

NIEUWE INTELLIGENTIE IN DE PRAKTIJK EN KLINIEK

Met het LM Dental Tracking System™ (DTS) kunnen tandheelkundige instrumenten, hoekstukken, implantaten en materialen worden gescand met behulp van RFID-technologie en permanent worden gecontroleerd.

De voordelen:



Verhoogde veiligheid van de patiënt

- gedocumenteerd gereedmaken
- Volledige materiaal traceerbaarheid
- Toezicht op de vervaldata
- Risicoverlaging



Kostenreductie

- Geautomatiseerde controles
- vermindering van de voorraad
- materiaalstroom archivering
- Gestandaardiseerde processen en geoptimaliseerde logistiek



Financieel Management

- Dagelijks praktijk management
- budgettering en planning op lange termijn
- lokaliseren ontbrekende accessoires



Leermiddelen

- competentie test door simulatie-oefeningen
- Controle in opleiding
- Gedocumenteerde procedures



CONNECTION
ANALYSIS
DATA
SEARCHING
VERIFICATION
CODING
SENDING

Profiteer van de informatie!



RFID herkenning

Alle instrumenten en producten met identificatiecode kunnen worden gescand met DTS™ readers, om het betrouwbaar volgen gedurende de gehele gebruikscyclus mogelijk te maken - van opslag tot onderhoud aan klinische toepassing.

DTS™ Readers

De DTS™ readers (hetzij meerdere- of single-readers) kunnen in alle praktijkgebieden worden geplaatst. Informeer de gebruikers zodanig over foutmeldingen ten behoeve van het gebruik van niet-gesteriliseerde instrumenten of verlopen materiaal.

DTS™ serversoftware


De DTS™ server wordt gebruikt om gelabelde producten op te nemen, te volgen en te controleren op het gebruik van cycli.

Analyse

De software analyseert en documenteert de in het systeem geregistreeerde materialen en het gebruik (cycli) ervan.

Actie

De verkregen informatie kan het informatiebeheer en de documentatie daarvan verbeteren en de kosteneffectiviteit en de veiligheid van de patiënt verhogen.



LM DTS™ RFID scan kabinet

In de nieuwe LM DTS™ kabinet worden producten opgeslagen en tegelijkertijd gescand. Door de met alle bijgeleverde RFID-stickers kan de LM DTS™ kabinet verpakkingen herkennen die in de kast worden bewaard, de uitnamen van een medewerker en operatie documenten op serie- en lotnummers voor traceerbaarheid opslaan. Persoonlijk inloggen met ID-kaart en makkelijk te bedienen gebruikersinterface. Betrouwbare RFID scanning.



Persoonlijk inloggen met ID-kaart

Makkelijk te bedienen gebruikersinterface

Betrouwbare RFID scanning

Heftkeuze

De beslissing voor het ergonomische handinstrument zal met het oog op klachten of zelfs pijn bij het werk aan de patiënt een groot verschil maken. De doorsnede van de heft van het handinstrument of het materiaal van het heftoppervlak zijn bepalend. Bij instrumenten die ongeveer 2000 uur per jaar in de hand worden gehouden, zijn ontwerp, gewicht en tastzin bepalend voor het welbevinden en de productiviteit van de gebruiker.

LM-instrumenten zijn verkrijgbaar met verschillende heften. Dankzij de elastische siliconenlaag en de geoptimaliseerde contourering zijn alle varianten buitengewoon ergonomisch. De keuze van de heft wordt zowel door het individuele gevoel in de hand als door het toepassingsgebied bepaald. Een alternatief gebruik van de hefttypes zal de belasting van de hand nog verder verminderen.



Kleuren, namen en codes

Voor eenvoudigere kleurcodering en -organisatie van het werk zijn de LM-ErgoSense en de LM-ErgoMax instrumenten nu in nieuwe, heldere kleuren verkrijgbaar. De naam en het codenummer op de heft vergemakkelijken de identificatie van het instrument bij klinisch gebruik en bij de verzorging.



LM-ErgoSense

Het ontwerp met de grootste doorsnede biedt een sensationele grip, die zich bij wetenschappelijke klinische onderzoeken als ergonomisch en efficiënt heeft bewezen. De unieke intelligente heft is optioneel verkrijgbaar met RFID-tracking. Door de compatibiliteit met het Dental-Tracking-System zijn er veel mogelijkheden om het bestandsbeheer en de patiëntveiligheid te verbeteren (meer informatie vindt u onder www.dentaltracking.com).



LM-ErgoMax

Klassiek, ergonomisch ontwerp. Kan bij alle klinische behandelingen worden toegepast en garandeert een uitstekende tactiele gevoeligheid en een ontspannen heft.



Codes en diameters

LM-ErgoSense

ES = ErgoSense-heft
(Ø 13,7 mm)

LM-ErgoMax

XSI = ErgoMax heft
(Ø 11,5 mm)

LM

feel the
difference

DIAGNOSTIEK



SPIEGELHEFTEN

Eenvoudige schacht

De schroefdraad van de spiegelheft LM 25 is in overeenstemming met de internationale norm M2.5. De spiegelschacht moet een doorsnede hebben van 2,5 mm.

Kegelvormig handvat

De schroefdraad van de spiegelheft LM 28 is in overeenstemming met de internationale norm UNF4-48. De spiegelschacht moet een doorsnede hebben van 2,6 mm.



Heft-opties:



LMErgoSense



LMErgoMax

ErgoSingle spiegelheft

LMErgoSingle € 12,80

- LM 25 ESI RED
- LM 25 ESI GREY
- LM 25 ESI BLUE

LMErgoSingle € 12,80

- LM 28 ESI RED
- LM 28 ESI GREY
- LM 28 ESI BLUE

- Goed uitgebalanceerd, betere bereikbaarheid
- Kleuren: rood, grijs, blauw

Spiegelheft 25

LMErgoSense € 10,20

- LM 25 ES RED
- LM 25 ES GREY
- LM 25 ES BLUE

LMErgoMax € 8,70

- LM 25 XSI RED
- LM 25 XSI GREY
- LM 25 XSI BLUE

- Met één uiteinde
- Uitvoering met eenvoudige schacht
- Kleuren: rood, grijs, blauw

Spiegelheft 28

LMErgoSense € 10,20

- LM 28 ES RED
- LM 28 ES GREY
- LM 28 ES BLUE

LMErgoMax € 8,70

- LM 28 XSI RED
- LM 28 XSI GREY
- LM 28 XSI BLUE

- Met één uiteinde
- Uitvoering met kegelvormige steel, UNF4-48, met speciale schroefdraad
- Kleuren: rood, grijs, blauw

Spiegelheft, ortho

LMErgoSense LM 25-26 ES € 45,60

LMErgoMax LM25-26XSI € 39,10

LMErgoSense LM 28-26 ES € 45,60

LMErgoMax LM28-26XSI € 39,10

- Bausch-Verbiest-ontwerp
- Orthodontische spiegelheft
- Voor het meten van de sagittale overjet en verticale overbeet
- 25 mm lang millimeterassortiment

Spiegelheft JM

LMErgoSense LM25-473 ES € 21,90

LMErgoMax LM25-473XSI € 18,80

- Voor het inbrengen van een implantaat

SONDES

Voor de diagnose van tandsteen en cariës, het onderzoek van pockets, restauraties en furcaties.

- De meeste sondes en parodontometers zijn ook verkrijgbaar in een uitvoering met één uiteinde.



Sonde 5-8

LMErgoSense	LM 5-8 ES	€ 17,20
LMErgoMax	LM 5-8 XSI	€ 14,90


- Standaardsonde voor diagnostische en operatieve ingrepen



Sonde 5-9

LMErgoSense	LM 5-9 ES	€ 17,20
LMErgoMax	LM 5-9 XSI	€ 14,90

- Standaardsonde voor diagnostische en operatieve ingrepen



Met name voor het sonderen van de distale vlakken van zijtanden.

Sonde, gecentreerd 9-17C

LMErgoSense	LM 9-17C ES	€ 17,20
LMErgoMax	LM 9-17C XSI	€ 14,90

- Gecentreerde punt (17C)
- Lange onderschacht en "back action"-punt (17C)



Sonde 17-23

LMErgoSense	LM 17-23 ES	€ 17,20
LMErgoMax	LM 17-23 XSI	€ 14,90

- Voor distale vlakken
- Lange onderschachten en "back action"-punt (17)
- Voor gebieden in de nabijheid van de approximaalcontacten (17)
- Ook voor het sonderen van fissuren in de occlusaalvlakken (23)
- Voor het sonderen van subgingivale tandsteen (23)



Met name voor het sonderen van de distale vlakken.

Sonde 17C-23

LMErgoSense	LM 17C-23 ES	€ 17,20
LMErgoMax	LM 17C-23 XSI	€ 14,90

- Voor distale vlakken
- Gecentreerde punt (17C)
- Lange onderschacht en "back action"-punt (17C)
- Ook voor het sonderen van fissuren in de occlusaalvlakken (23)
- Voor het sonderen van subgingivale tandsteen (23)



Sonde 3-6

LMErgoSense	LM 3-6 ES	€ 17,20
LMErgoMax	LM 3-6 XSI	€ 14,90

- Standaardsonde met name voor de sondering van de tandgebieden



Sonde 18-19

LMErgoSense	LM 18-19 ES	€ 17,20
LMErgoMax	LM 18-19 XSI	€ 14,90

- Voor prothetische kronen, bruggen en inlay/onlayvullingen
- uitstekend contactgevoel bij de randen



TOPFAVORIET!

Voor het sonderen van subgingivale wortelvlakken

Hoge gevoeligheid aan de randen.

Heft-opties:



LMergoSense



LMergoMax

Flexplorer 11F-12F

LMergoSense	LM 11F-12F ES	€ 20,20
LMergoMax	LM 11F-12F XSI	€ 17,90

- Flexibele sonde met hoek zoals bij Gracey 11/12
- Zeer geschikt voor parodontale diagnose van subgingivale tandsteen en voor de sondering van diepe pockets

Sonde 11-12

LMergoSense	LM 11-12 ES	€ 17,20
LMergoMax	LM 11-12 XSI	€ 14,90

- Hoek zoals bij Gracey 11/12
- Voor het sonderen van subgingivale wortelvlakken
- Voor het sonderen van subgingivale cariës en tandhalscariës.

Sonde 29

LMergoSense	LM 29 ES	€ 13,40
LMergoMax	LM 29 XSI	€ 11,70

- Holst-ontwerp
- Zijwaarts gebogen schacht
- Met één uiteinde

Sonde 9


LMergoSense	LM 9 ES	€ 13,40
LMergoMax	LM 9 XSI	€ 11,70

- Met één uiteinde

SONDES – PARODONTOMETER

Combinatie-instrumenten voor de diagnostiek van cariës en parodontose.

- De meeste sondes en parodontometers zijn ook verkrijgbaar in een uitvoering met één uiteinde.
- Kleurgecodeerde schalen vergemakkelijken het meten van tandvleespockets.



Sonde - Parodontometer
23-52B

LMErgoSense LM 23-52B ES € 38,90
LMErgoMax LM 23-52B XSI € 33,80

Sonde - Parodontometer
8-520B

LMErgoSense LM 8-520B ES € 38,90
LMErgoMax LM 8-520B XSI € 33,80

Sonde - Parodontometer
23-520B

LMErgoSense LM 23-520B ES € 38,90
LMErgoMax LM 23-520B XSI € 33,80

Sonde - Parodontometer
23-530B

LMErgoSense LM 23-530B ES € 38,90
LMErgoMax LM 23-530B XSI € 33,80



Williams-parodontometer

- LMErgoSense** LM 51 ES € 29,60
- LMErgoMax** LM 51 XSI € 25,70

- Met één uiteinde



Sonde - WHO-parodontometer 8-550B

- LMErgoSense** LM 8-550B ES € 38,90
- LMErgoMax** LM 8-550B XSI € 33,80



Sonde - WHO-Parodontometer 23-550B


- LMErgoSense** LM 23-550B ES € 38,90
- LMErgoMax** LM 23-550B XSI € 33,80



WHO-parodontometer 550B

- LMErgoSense** LM 550B ES € 29,60
- LMErgoMax** LM 550B XSI € 25,70


- Met één uiteinde



De WHO-sonde werd ontwikkeld voor de CPITN-methode.

Diagnose:

- 0 = gezond
- 1 = sonderingsbloeding
- 2 = supra- en/of subgingivale tandsteen, vullings- of kroonrestanten
- 3 = tandvleespockets, tot 5 mm
- 4 = tandvleespockets, dieper dan 6 mm





North-Carolina-parodontometer 54B

- LMErgoSense** LM 54B ES € 29,60
- LMErgoMax** LM 54B XSI € 25,70

- Met één uiteinde



Marquis 12 sonde 53B

- LMErgoSense** LM 53B ES € 29,60
- LMErgoMax** LM 53B XSI € 25,70

- Met één uiteinde
- Net als 530B, maar zonder kogelvormig uiteinde

FURCATIESONDES

Voor het onderzoek van de graad en diepte van furcatieaëties.



■ Voor het onderzoek van furcatieaëties vanuit verschillende toegangshoeken in het gebied van de boven- en onderkaak.



2-mm-schaal kogelvormig



Naberssonde

- LMErgoSense** LM 20-21 ES € 38,90
- LMErgoMax** LM 20-21 XSI € 33,80

- Flexibele schacht

Furcatiesonde

- LMErgoSense** LM 20B-21B ES € 38,90
- LMErgoMax** LM 20B-21B XSI € 33,80

- 2 mm schaal (0-2-4-6-8)
- Kogelvormige punt (Ø 0,5 mm)

PARODONTOLOGIE
- VAN EEN COATING VOORZIENE SHARP DIAMOND INSTRUMENTEN



NIEUWE COATING!

LMSharpDiamond Profylaxe en parodontologie zonder slijpen

LM Sharp Diamond instrumenten hoeven niet te worden geslepen. Zij zijn gefabriceerd uit een uiterst duurzame speciale metaallegering en de slijpbestendigheid wordt door een beschermende micromembraancoating aanzienlijk verbeterd.

Eigenschappen en comfort

- Behoud van vorm, grootte en functie gedurende de gehele levensduur
- Vervaardigd uit een uiterst duurzame speciale legering
- Enorme slijtagebestendigheid
- Uitstekende scherpheid en precisie
- Hoge tactiele gevoeligheid
- Buitengewoon behandelcomfort
- Tijdbesparend




www.lm-dental.com/sharpdiamond



LM DUAL GRACEY™


- Dual Gracey instrumenten combineren de voordelen van universele en Gracey-curettes in één instrument.
- Voor alle tandvlakken geschikt



Opbouw:


- Twee snijkanten
- De werkbladen zijn in verhouding tot de onderschacht 15° gebogen
- Boogvormige snijdende kanten (rode lijnen)
- Afgeronde punt

Doorsnede



STANDAARD- EN MINI-GRACEY-CURETTES

Mini Gracey: Vergeleken met het standaard model met een langere onderschacht en een korter werkblad. Zeer geschikt voor diepe, nauwe pockets.



Gebruik van de Dual Gracey in de specifieke gebieden:

Voortanden

- Alle vlakken

Syntette Anterior

Premolaren en molaren

- Buccaal-linguaal

Syntette Anterior

- Mesiaal

Syntette, posterieur

- Distaal

Syntette, posterieur

NIEUW



Syntette Anterior SD

LM 275-276SD ES € 69,90

NIEUW



Mini Syntette Anterior SD

LM 275-276MSD ES € 69,90

- Met Sharp Diamond-coating - slijpen niet nodig
- Combinatie van de Gracey-curettes 1/2 en 7/8
- Voor de verwijdering van supra- en subgingivale aanslag
- Voor concave en convexe vlakken
- Voor de behandeling van distale en mesiale vlakken in dezelfde interdentale ruimte met dezelfde instrumentpunt
- Voor verticale zowel als horizontale technieken

NIEUW



LM-Syntette SD, posterieur

LM 215-216SD ES € 69,90



Mini Syntette SD, posterieur

LM 215-216MSD ES € 69,90

- Met Sharp Diamond-coating - slijpen niet nodig
- Combinatie van Gracey-curettes 11/12 en 13/14
- Voor de verwijdering van supra- en subgingivale aanslag
- Voor concave en convexe vlakken
- Voor de behandeling van distale en mesiale vlakken in dezelfde interdentale ruimte met dezelfde instrumentpunt
- Voor verticale zowel als horizontale technieken

NIEUWE COATING!

GRACEY-CURETTES

NIEUW



Gracey 1/2 SD

LMErgoSense LM 201-202SD ES € 59,90

- Met Sharp Diamond-coating - slijpen niet nodig
- Voor voortanden en premolaren



Mini Gracey 1/2 SD

LMErgoSense LM 201-202MSD ES € 59,90

- Met Sharp Diamond-coating - slijpen niet nodig
- Voor voortanden en premolaren



NIEUW



Gracey 7/8 SD

LMErgoSense LM 207-208SD ES € 59,90

- Met Sharp Diamond-coating - slijpen niet nodig
- Voor premolaren en molaren
- Voor buccale en linguale vlakken



Mini Gracey 7/8 SD

LMErgoSense LM 207-208MSD ES € 59,90

- Met Sharp Diamond-coating - slijpen niet nodig
- Voor premolaren en molaren
- Voor buccale en linguale vlakken



ZONDER SLIJPEN



NIEUW



Gracey 11/12 SD

LMErgoSense LM 211-212SD ES € 59,90

- Sharp Diamond-coating – slijpen niet nodig
- Voor premolaren en molaren
- Voor mesiale vlakken



Mini Gracey 11/12 SD

LMErgoSense LM 211-212MSD ES € 59,90

- Sharp Diamond-coating – slijpen niet nodig
- Voor premolaren en molaren
- Voor mesiale vlakken



NIEUW



Gracey 13/14 SD

LMErgoSense LM 213-214SD ES € 59,90

- Sharp Diamond-coating – slijpen niet nodig
- Voor premolaren en molaren
- Voor distale vlakken



Mini Gracey 13/14 SD

LMErgoSense LM 213-214MSD ES € 59,90

- Sharp Diamond-coating – slijpen niet nodig
- Voor premolaren en molaren
- Voor distale vlakken



Mini Gracey 15/16 SD

LMErgoSense LM 245-246MSD ES € 59,90

- Sharp Diamond-coating – slijpen niet nodig
- Voor mesiale vlakken van molaren
- Lemmetschacht dankzij betere bereikbaarheid sterker afgehoekt dan bij Mini-Gracey 11/12



Mini Gracey 17/18 SD

LMErgoSense LM 247-248MSD ES € 59,90-

- Sharp Diamond-coating – slijpen niet nodig
- Voor distale vlakken van molaren
- Lemmetschacht dankzij betere bereikbaarheid sterker afgehoekt dan bij Mini-Gracey 13/14

NIEUWE COATING!

UNIVERSELE CURETTES

NIEUW



Columbia 4L-4R SD

LMErgoSense LM 219-220SD ES € 59,90

- Met Sharp Diamond-coating - slijpen niet nodig
- Voor snijtanden, hoektanden en premolaren
- Voor massievere tandsteen

NIEUW



Barnhart 5-6 SD

LMErgoSense LM 227-228SD ES € 59,90

- Met Sharp Diamond-coating - slijpen niet nodig
- Voor molaren
- Kortere onderschacht



SIKKELSCALER

NIEUW



LM-SharpJack SD

LMErgoSense LM 315-316SD ES € 59,90

- Met Sharp Diamond-coating - slijpen niet nodig
- Scaler voor voortanden/zijtanden
- Extra lange, dunne, aan twee kanten snijdende lemmets voor gemakkelijke en efficiënte interproximale toegang
- Optimaal afgehoekte schacht



Sickle LM23 SD

LMErgoSense LM 313-314SD ES € 59,90

- Met Sharp Diamond-coating - slijpen niet nodig
- Posterieure scaler
- Kortere lemmets en langere onderschacht vergeleken met mini-sikkel



ZONDER SLIJPEN



Micro-sikkel SD

LMErgoSense LM 301-302SD ES € 59,90

- Met Sharp Diamond-coating - slijpen niet nodig
- Elegant werkblad
- Lange schacht



Mini-sikkel SD

LMErgoSense LM 311-312SD ES € 59,90

- Met Sharp Diamond-coating - slijpen niet nodig
- Elegant, licht gebogen lemmet
- Voor alle tandvlakken



NIEUW



Scaler H6-H7 SD

LMErgoSense LM 146-147SD ES € 59,90

- Met Sharp Diamond-coating - slijpen niet nodig
- Voor alle tandvlakken
- Langere schacht en kleinere buiging naar opzij vergeleken met LM-SharpJack

NIEUW



Scaler LM Nebraska 128 SD

LMErgoSense LM 128-128SD ES € 59,90

- Met Sharp Diamond-coating - slijpen niet nodig
- Voortandscaler
- Langere schacht met eenvoudig gebogen werkblad



LM

feel the
difference

ZO IS PARO LEUK.



LMSyntette

Dual Gracey, een combinatie van de Gracey-curettes 11/12 en 13/14 voor de verwijdering van supra- en subgingivale aanslag.

Voor zowel concave als convexe vlakken. Voor de behandeling van distale en mesiale vlakken in dezelfde interdentale ruimte met dezelfde instrumentpunt. Voor zowel verticale als horizontale technieken.



Opbouw:

- Twee ellipsvormige snijdende kanten
- Ronde punt

Aan het eind van de jaren 70 kampte de Zweedse tandarts Leif Ericsson, hoofd van de afdeling parodontologie in het Västerwik-ziekenhuis, met het probleem van de complexiteit en de hoeveelheid instrumenten die de parodontologen ter beschikking stonden.

Lees de geschiedenis van de LM-Syntette, van de originele Dual Gracey op www.lm-dental.com/lm-syntette



LM-Syntette

- LMErgoSense** LM 215-216 ES € 51,00
- LMErgoMax** LM 215-216 XSI € 44,50

- Voor alle tandvlakken

Ook verkrijgbaar als Sharp Diamond van een coating voorzien LMErgoSense instrument dat niet hoeft te worden geslepen, zie pagina 19.

Mini-Syntette

- LMErgoSense** LM 215-216M ES € 51,00
- LMErgoMax** LM 215-216M XSI € 44,50

- Uitsluitend geschikt voor nauwe, diepe pockets
- Met name zeer geschikt voor de palatinale en linguale vlakken van premolaren en snijtanden

Ook verkrijgbaar als Sharp Diamond van een coating voorzien LMErgoSense instrument dat niet hoeft te worden geslepen, zie pagina 19.

GRACEY-CURETTES

Curettes voor specifieke gebieden, voor de verwijdering van diepzittende subgingivale tandsteen. Voor het bewerken van subgingivale wortelvlakken.

Instrumenteren:

Plaats het bovenste derde deel of de bovenste helft van de snijdende kant van een Gracey-curette tegen het tandvlak. (De snijdende kant is steeds de volgende buitenste boog.) Overtuig u ervan dat de onderschacht evenwijdig loopt aan het tandvlak. Pas voor de verwijdering van aanslag middelhoge en voor het gladmaken van wortels lichte zijwaartse druk toe en activeer de curette door verticale, diagonale of horizontale trekbewegingen.





Opbouw:

- Het werkblad is in verhouding tot de onderschacht 20° gebogen
- Een boogvormige snijdende kant (rode lijn)
- Ronde, snijdende punt




Heft-opties:



Gebruik van de Gracey-curettes voor specifieke gebieden

Snijtanden

● Alle vlakken



Premolaren en molaren

○ Buccaal-linguaal




○ Mesiaal



○ Distaal

STANDARD- EN MINI-GRACEY

Mini-Gracey: Vergeleken met standaardmodellen langere onderschacht en korter werkblad. Zeer geschikt voor diepe, nauwe pockets.



Gracey 1/2

LM ErgoSense LM 201-202 ES € 45,90
LM ErgoMax LM 201-202 XSI € 39,50

- Voor snijtanden en premolaren

Ook verkrijgbaar als Sharp Diamond van een coating voorzien LM-ErgoSense-instrument dat niet hoeft te worden geslepen, zie pagina 20.

Mini-Gracey 1/2

LM ErgoSense LM 201-202M ES € 45,90
LM ErgoMax LM 201-202M XSI € 39,50



Gracey 3/4

LM ErgoSense LM 203-204 ES € 45,90
LM ErgoMax LM 203-204 XSI € 39,50

- Voor snijtanden en premolaren



Gracey P3-P4

LM ErgoSense LM 266-267 ES € 45,90
LM ErgoMax LM 266-267 XSI € 39,50

- De korte schacht maakt het instrument stijver



Gracey 5/6

LMErgoSense LM 205-206 ES € 45,90
LMErgoMax LM 205-206 XSI € 39,50

- Voor snijtanden en premolaren
- Met name voor approximaalvlakken




Gracey 9/10

LMErgoSense LM 209-210 ES € 45,90
LMErgoMax LM 209-210 XSI € 39,50

- Voor buccale en linguale vlakken van molaren in de horizontale techniek

TOPFAVORIET



Gracey 11/12

LMErgoSense LM 211-212 ES € 45,90
LMErgoMax LM 211-212 XSI € 39,50

- Voor mesiale vlakken van premolaren en molaren.

Ook verkrijgbaar als Sharp Diamond van een coating voorzien LM-ErgoSense instrument dat niet hoeft te worden geslepen, zie pagina 21.



Mini-Gracey 11/12

LMErgoSense LM 211-212M ES € 45,90
LMErgoMax LM 211-212M XSI € 39,50

- Voor mesiale vlakken van premolaren en molaren.

Ook verkrijgbaar als Sharp Diamond van een coating voorzien LM-ErgoSense instrument dat niet hoeft te worden geslepen, zie pagina 21.



Gracey 7/8

LMErgoSense LM 207-208 ES € 45,90
LMErgoMax LM 207-208 XSI € 39,50

- Voor premolaren en molaren
- Voor buccale, mesiale en linguale vlakken

Ook verkrijgbaar als Sharp Diamond van een coating voorzien LM-ErgoSense instrument dat niet hoeft te worden geslepen, zie pagina 20.



Mini-Gracey 7/8

LMErgoSense LM 207-208M ES € 45,90
LMErgoMax LM 207-208M XSI € 39,50

- Voor premolaren en molaren
- Voor buccale, mesiale en linguale vlakken

Ook verkrijgbaar als Sharp Diamond van een coating voorzien LM-ErgoSense instrument dat niet hoeft te worden geslepen, zie pagina 20.

TOPFAVORIET



Gracey 13/14

LMErgoSense LM 213-214 ES € 45,90
LMErgoMax LM 213-214 XSI € 39,50

- Voor distale vlakken van premolaren en molaren.

Ook verkrijgbaar als Sharp Diamond van een coating voorzien LM-ErgoSense instrument dat niet hoeft te worden geslepen, zie pagina 21.



Mini-Gracey 13/14

LMErgoSense LM 213-214M ES € 45,90
LMErgoMax LM 213-214M XSI € 39,50

- Voor distale vlakken van premolaren en molaren.

Ook verkrijgbaar als Sharp Diamond van een coating voorzien LM-ErgoSense instrument dat niet hoeft te worden geslepen, zie pagina 21.



Gracey 15/16

LMErgoSense LM 245-246 ES € 45,90
LMErgoMax LM 245-246 XSI € 39,50

- Voor mesiale vlakken van molaren
- Lemmetschacht voor betere bereikbaarheid met sterkere hoek dan bij Gracey 11/12



Klinische toepassing

Mini-Gracey 15/16

LMErgoSense LM 245-246M ES € 45,90
LMErgoMax LM 245-246M XSI € 39,50

- Lemmetschacht dankzij betere bereikbaarheid sterker afgehoekt dan bij Mini-Gracey 11/12

Ook verkrijgbaar als Sharp Diamond van een coating voorzien LMErgoSense instrument dat niet hoeft te worden geslepen, zie pagina 21.



Gracey 17/18

LMErgoSense LM 247-248 ES € 45,90
LMErgoMax LM 247-248 XSI € 39,50

- Voor distale vlakken van molaren
- Lemmetschacht voor betere bereikbaarheid met sterkere hoek dan bij Gracey 13/14



Klinische toepassing

Mini-Gracey 17/18

LMErgoSense LM 247-248M ES € 45,90
LMErgoMax LM 247-248M XSI € 39,50

- Lemmetschacht voor betere bereikbaarheid met sterkere hoek dan bij Mini-Gracey 13/14

Ook verkrijgbaar als Sharp Diamond van een coating voorzien LMErgoSense instrument dat niet hoeft te worden geslepen, zie pagina 21.

MACRO-GRACEY

Het lange werkblad van het standaardmodel, gecombineerd met de verlengde onderschacht van het minimodel. Maakt een uitstekende toegang tot diepe tandvleespockets in de interdentale ruimte mogelijk.

Macro-Gracey 5/6

LMErgoSense LM 205-206AF ES € 45,90
LMErgoMax LM 205-206AF XSI € 39,50

- Voor snijtanden en premolaren
- Met name voor approximaalvlakken

Macro-Gracey 7/8

LMErgoSense LM 207-208AF ES € 45,90
LMErgoMax LM 207-208AF XSI € 39,50

- Voor premolaren en molaren
- Voor buccale, mesiale en linguale vlakken

Macro-Gracey 11/12

LMErgoSense LM 211-212AF ES € 45,90
LMErgoMax LM 211-212AF XSI € 39,50

- Voor mesiale vlakken van premolaren en molaren

Macro-Gracey 13/14

LMErgoSense LM 213-214AF ES € 45,90
LMErgoMax LM 213-214AF XSI € 39,50

- Voor distale vlakken van premolaren en molaren

RIGID-GRACEY

Vergeleken met standaardmodellen dikkere en stijvere lemmetschacht en iets breder werkblad. Maakt toepassing van sterke druk mogelijk.

Rigid-Gracey 1/2

LMErgoSense LM 201-202R ES € 45,90
LMErgoMax LM 201-202R XSI € 39,50

- Voor snijtanden en premolaren

Rigid-Gracey 7/8

LMErgoSense LM 207-208R ES € 45,90
LMErgoMax LM 207-208R XSI € 39,50

- Voor premolaren en molaren
- Voor buccale, mesiale en linguale vlakken

Rigid-Gracey 11/12

LMErgoSense LM 211-212R ES € 45,90
LMErgoMax LM 211-212R XSI € 39,50

- Voor mesiale vlakken van premolaren en molaren

Rigid-Gracey 13/14


LMErgoSense LM 213-214R ES € 45,90
LMErgoMax LM 213-214R XSI € 39,50

- Voor distale vlakken van premolaren en molaren

Rigid-Gracey 15/16

LMErgoSense LM 245-246R ES € 45,90
LMErgoMax LM 245-246R XSI € 39,50

- Voor mesiale vlakken van molaren
- Lemmetschacht voor betere bereikbaarheid met sterkere hoek dan bij Gracey 11/12




GRACEY MESIAAL-DISTAAL

Dit instrument is voorzien van een mesiaal en een distaal werkuiteinde. Dat is een voordeel bij de behandeling van steeds slechts één kwadrant.

Distaal

Alle modellen van Gracey mesiaal-distaal zijn voorzien van coderingen, aan de hand waarvan u gemakkelijk het mesiale van het distale werkdeel kunt onderscheiden.

Mesiaal



Gracey 11/14

LMErgoSense LM 211-214 ES € 45,90

LMErgoMax LM 211-214 XSI € 39,50

Gracey 12/13

LMErgoSense LM 212-213 ES € 45,90

LMErgoMax LM 212-213 XSI € 39,50

Gracey 15/18

LMErgoSense LM 245-248 ES € 45,90

LMErgoMax LM 245-248 XSI € 39,50

Gracey 16/17

LMErgoSense LM 246-247 ES € 45,90

LMErgoMax LM 246-247 XSI € 39,50

MINI-GRACEY MESIAAL-DISTAAL

Vergeleken met standaardmodellen hebben minimodellen een langere onderschacht en een korter werkblad. Zeer geschikt voor diepe, nauwe pockets.

Mini-Gracey 11/14

LMErgoSense LM 211-214M ES € 45,90

LMErgoMax LM 211-214M XSI € 39,50

Mini-Gracey 12/13

LMErgoSense LM 212-213M ES € 45,90

LMErgoMax LM 212-213M XSI € 39,50

Mini-Gracey 15/18

LMErgoSense LM 245-248M ES € 45,90

LMErgoMax LM 245-248M XSI € 39,50

Mini-Gracey 16/17

LMErgoSense LM 246-247M ES € 45,90

LMErgoMax LM 246-247M XSI € 39,50

MACRO-GRACEY MESIAAL-DISTAAL

Macromodellen beschikken over het lange werkblad van het standaardmodel, gecombineerd met de verlengde onderschacht van het minimodel. Maakt een uitstekende toegang tot diepe tandvleespockets in de interdentale ruimte mogelijk.

Macro Gracey 11/14

LMErgoSense LM 211-214AF ES € 45,90

LMErgoMax LM 211-214AF XSI € 39,50

Macro Gracey 12/13

LMErgoSense LM 212-213AF ES € 45,90

LMErgoMax LM 212-213AF XSI € 39,50

Heft-opties:



LMErgoSense




LMErgoMax

UNIVERSELE CURETTES

Voor de verwijdering van gemiddelde tot vaste aanslag van alle supra- en subgingivale tandvlakken.

Instrumenteren:

Plaats voor het verwijderen van aanslag een van de snijdende kanten van de universele curette tegen de tand. Kantel het instrument in de richting van de tand met een hoek van 70-80° tussen de tand en het lemmet. Pas druk toe vanaf de zijkant en activeer de curette met verticale, diagonale of horizontale trekbewegingen. Door eenvoudig kantelen van het instrument op de ene of de andere zijde kunnen beide snijkanten van dezelfde curette worden gebruikt.




Opbouw:


- Werkgedeelte loodrecht op de onderschacht
- Twee snijdende kanten (rode lijn)
- Ronde punt



Heft-opties:



McCALL




Sterk lemmet met stijve schacht

McCall 13S-14S

- LM ErgoSense LM 222-223 ES € 45,90
- LM ErgoMax LM 222-223 XSI € 39,50

- Voor snijtanden en premolaren



Mini McCall 13S-14S

- LM ErgoSense LM 222-223M ES € 45,90
- LM ErgoMax LM 222-223M XSI € 39,50

- Voor diepe, nauwe pockets
- Scherpere, iets afgeronde punt (niet sikkelvormig)



Curette LM 15-16

- LM ErgoSense LM 225-226 ES € 45,90
- LM ErgoMax LM 225-226 XSI € 39,50

- de variant op McCall 13S-14S
- voor het verwijderen van grote hoeveelheden tandsteen



McCall 17-18

- LM ErgoSense LM 277-278 ES € 45,90
- LM ErgoMax LM 277-278 XSI € 39,50

- Met name voor brede molaarvlakken
- Sterk werkblad van gelijke breedte



McCall 17S-18S

- LM ErgoSense LM 279-280 ES € 45,90
- LM ErgoMax LM 279-280 XSI € 39,50

- Uitstekend geschikt voor smalle interdentale ruimtes
- Met kleiner lemmet en een korter werkblad dan bij 17-18

LANGER


Bij Langer-curettes wordt het werkblad van universele curettes gecombineerd met de instrumentenhalshoek van Gracey-curettes. Door de hoek wordt de bereikbaarheid van moeilijk toegankelijke gebieden verbeterd en kunnen mesiale zowel als distale vlakken met hetzelfde instrumenteuiteinde worden behandeld.



Langer 1/2

LMErgoSense LM 281-282 ES € 45,90
LMErgoMax LM 281-282 XSI € 39,50

- Voor de premolaren en molaren in de onderkaak



Langer 3/4

LMErgoSense LM 283-284 ES € 45,90
LMErgoMax LM 283-284 XSI € 39,50

- Voor de premolaren en molaren in de onderkaak




Langer 5/6

LMErgoSense LM 285-286 ES € 45,90
LMErgoMax LM 285-286 XSI € 39,50

- Voor de snijtanden in de boven- en onderkaak

MINI-LANGER

Mini Langers hebben langere schachten en kortere werkdelen als normale Langers. Geschikt voor smalle interdentaal ruimtes. Betere toegang tot diepe en nauwe pockets en furcaties.



Mini-Langer 1/2

LMErgoSense LM 281-282M ES € 45,90
LMErgoMax LM 281-282M XSI € 39,50

- Voor de premolaren en molaren in de onderkaak



Mini-Langer 3/4

LMErgoSense LM 283-284M ES € 45,90
LMErgoMax LM 283-284M XSI € 39,50

- Voor de premolaren en molaren in de onderkaak



Mini-Langer 5/6

LMErgoSense LM 285-286M ES € 45,90
LMErgoMax LM 285-286M XSI € 39,50

- Voor de snijtanden in de boven- en onderkaak

GOLDMAN FOX



Goldman-Fox 3

LMErgoSense LM 233-234 ES € 45,90

LMErgoMax LM 233-234 XSI € 39,50

- Voor premolaren en molaren

COLUMBIA




Columbia 2L-2R

LMErgoSense LM 217-218 ES € 45,90

LMErgoMax LM 217-218 XSI € 39,50

- Voor snijtanden en premolaren




Columbia 4L-4R

LMErgoSense LM 219-220 ES € 45,90

LMErgoMax LM 219-220 XSI € 39,50

- Voor snijtanden, hoektanden en premolaren

Ook verkrijgbaar als Sharp Diamond van een coating voorzien LM-ErgoSense instrument dat niet hoeft te worden geslepen, zie pagina 22.



Columbia 13-14

LMErgoSense LM 237-238 ES € 45,90

LMErgoMax LM 237-238 XSI € 39,50

- Voor molaren

BARNHART



Barnhart 5-6

LMErgoSense LM 227-228 ES € 45,90

LMErgoMax LM 227-228 XSI € 39,50

- Voor molaren

Ook verkrijgbaar als Sharp Diamond van een coating voorzien LM-ErgoSense-instrument dat niet hoeft te worden geslepen, zie pagina 22.

SIKKELSCALERS

Voor de verwijdering van supragingivale aanslag.

Instrumenteren:

Plaats voor de verwijdering van aanslag het bovenste derde gedeelte van de snijdende kant tegen de tand. Kantel het instrument in de richting van de tand, om een hoek van 70-80° tussen tand en lemmer te verkrijgen. Pas druk vanaf de zijkant toe en activeer de scaler met verticale, diagonale of horizontale trekbewegingen. Om de controle te behouden, moeten de trekbewegingen niet meer dan 2-3 mm lang zijn.



Opbouw:

- Driehoekige doorsnede
- Werkblad loodrecht op de onderschacht
- Twee snijdende kanten (rode lijn)
- Scherpe punt




Heft-opties:



LM ErgoSense



LM ErgoMax



Elegant werkblad, vooral voor smalle interdentale ruimten.

Micro-sikkel

- LM ErgoSense LM 301-302 ES € 45,90
- LM ErgoMax LM 301-302 XSI € 39,50

- 204SD-ontwerp
- Elegant werkblad
- Langere schacht

Ook verkrijgbaar als Sharp Diamond van een coating voorzien LM-ErgoSense instrument dat niet hoeft te worden geslepen, zie pagina 23.



Sikkel LM204S

- LM ErgoSense LM 303-304 ES € 45,90
- LM ErgoMax LM 303-304 XSI € 39,50

- Een sterk gebogen schacht en een bijzonder slank werkblad



Voor alle tandvlakken, vooral voor approximaalvlakken

Mini-sikkel

- LM ErgoSense LM 311-312 ES € 45,90
- LM ErgoMax LM 311-312 XSI € 39,50

- Elegant, licht gebogen lemmer
- Voor alle tandvlakken



Ook verkrijgbaar als Sharp Diamond van een coating voorzien LM-ErgoSense instrument dat niet hoeft te worden geslepen, zie pagina 23.



Sikkel LM23

- LM ErgoSense LM 313-314 ES € 45,90
- LM ErgoMax LM 313-314 XSI € 39,50

- Korter lemmer en langere onderschacht vergeleken met de Mini-sikkel

Ook verkrijgbaar als Sharp Diamond van een coating voorzien LM-ErgoSense instrument dat niet hoeft te worden geslepen, zie pagina 22.



Crane-Kaplan

LMErgoSense LM 322-323 ES € 45,90

LMErgoMax LM 322-323 XSI € 39,50

- Uiterst sterk, stijf, sterk gebogen lemmet
- Voor de verwijdering van massieve supragingivale tandsteen.



Mini-Kaplan

LMErgoSense LM 333-334 ES € 45,90

LMErgoMax LM 333-334 XSI € 39,50

- Soortgelijke hoek maar eleganter lemmet dan bij de Crane-Kaplan



Push-scaler H4-H5

LMErgoSense LM 144-145 ES € 45,90

LMErgoMax LM 144-145 XSI € 39,50

- Het beitelachtige werkblad wordt met stotende bewegingen gebruikt, terwijl men bij het sikkelachtige werkblad trekkende handbewegingen uitvoert.
- Werkvlak 90°




Scaler H6-H7

LMErgoSense LM 146-147 ES € 45,90

LMErgoMax LM 146-147 XSI € 39,50

- Voor de verwijdering van tandsteen van alle tandvlakken

Ook verkrijgbaar als Sharp Diamond van een coating voorzien LMErgoSense instrument dat niet hoeft te worden geslepen, zie pagina 23.



Laplander

LMErgoSense LM 148-149 ES € 45,90

LMErgoMax LM 148-149 XSI € 39,50

- Net als H6-H7, maar met een laterale buiging
- Gemakkelijke toegang tot molaren en approximaalvlakken



Scaler LM Nebraska 128

LMErgoSense LM 128-128 ES € 45,90

LMErgoMax LM 128-128 XSI € 39,50

- Voortandscaler
- Langere schacht met eenvoudig gebogen werkblad

Ook verkrijgbaar als Sharp Diamond van een coating voorzien LMErgoSense instrument dat niet hoeft te worden geslepen, zie pagina 23.

HOE-SCALER

Voor de verwijdering van supra- en subgingivale aanslag.

Geschikt voor diepe, nauwe pockets en concave wortelvlakken. Voor zowel verticale als horizontale technieken



Opbouw:

- Elegant, haakachtig lemmet met afgeronde hoeken
- Ellipsvormige snijdende kant



Hoe-scaler, anterior

LMErgoSense LM 112-113 ES € 45,90

LMErgoMax LM 112-113 XSI € 39,50

- Voor labiale en linguale vlakken
- Ook zeer geschikt voor naar linguaal gekantelde onderste snijtanden




Hoe-scaler, lateraal

LMErgoSense LM 134-135 ES € 45,90

LMErgoMax LM 134-135 XSI € 39,50

- Voor buccale en linguale vlakken van alle tanden
- Kan ook voor furcaties worden gebruikt



Hoe-scaler, posterieur

LMErgoSense LM 156-157 ES € 45,90

LMErgoMax LM 156-157 XSI € 39,50

- Voor mesiale en distale vlakken van molaren
- Kan ook voor furcaties worden gebruikt



CHIRURGISCHE HEFT LM-ERGOHOLD 3



LM-ErgoHold 3

LMErgoHold LM 9003 € 38,60

- Uitstekende grip, met elastische siliconenlaag
- Precieze controle van het lemmet
- Gecontroleerde draaibewegingen
- Gevoel voor de lemmetpositie blijft behouden
- Gecontroleerde doorvoer in het weefsel
- Past op alle lemmets met bevestiging nr. 3 (lemmets 10, 10A, 11, 11K, 11P, 12, 12D, 15, 15C en 15S)

DIAMANTVIJLEN

Van een diamantcoating voorziene vijl die dient voor de reiniging van diepe, concave wortelvlakken op anatomisch lastig toegankelijke plaatsen.

Zij kunnen worden gebruikt met multidirectionele trekbewegingen.



Concaviteitenvijl SV 5-6

LMErgoSense LM 255-256D ES € 91,90

LMErgoMax LM 255-256D XSI € 79,60

- Kleine, van een diamantcoating voorziene boogvormige punt
- Voor acute furcatielaesies




Furcatievijl SV 7-8

LMErgoSense LM 257-258D ES € 91,90

LMErgoMax LM 257-258D XSI € 79,60

- Kleine, van een diamantcoating voorziene eivormige punt
- Voor diepe furcatielaesies



Diamantvijl mes-dist

LMErgoSense LM 263-264D ES € 91,90

LMErgoMax LM 263-264D XSI € 79,60

- Uiterst fijn, van een diamantcoating voorzien instrument voor de definitieve aanslagverwijdering van het worteloppervlak
- Eenvoudige toegang in de mesiale en distale zijanten en in zich ontwikkelende groeven, dankzij een fijn, flexibel lemmet



Furcatievijl

LMErgoSense LM 261-262D ES € 91,90

LMErgoMax LM 261-262D XSI € 79,60

- Uiterst fijn, van een diamantcoating voorzien instrument voor de definitieve aanslagverwijdering in furcaties en wortelruithollingen.
- Eenvoudige toegang dankzij een fijn en flexibel lemmetontwerp

FURCATIE-INSTRUMENTEN

Zeer geschikt voor de reiniging van de furcaties bij tanden met meerdere wortels.



Furcator KS

LMErgoSense LM 259-260 ES € 36,60

LMErgoMax LM 259-260 XSI € 31,50

- Excavator met fijn afgeronde hoeken
- Ook geschikt voor de reiniging van nauwe approximaalcaviteiten en uithollingen in de snijtanden en premolaren
- Voor de reiniging van de furcatiebovenzijde en de binnenoppervlakken, met name de concaviteiten en uithollingen daarin



Heft-opties:



LMErgoSense



LMErgoMax

UITWISSELBARE PUNTEN

LM-ErgoMix

De handinstrumentenserie LM-ErgoMix biedt het tandheelkundig team een bijzonder economisch, milieuvriendelijk en ergonomisch alternatief. Als u denkt dat de punt moet worden vervangen, hoeft u alleen maar de Lock-Grip-siliconenbevestiging te openen, een nieuwe punt te plaatsen en de bevestiging weer te sluiten. Er is geen extra gereedschap nodig!

Gebruik de LM-ErgoMix zoals gebruikelijk en reinig en steriliseer het net als andere instrumenten. De goed sluitende constructie garandeert een hoge mate van hygiëne.

Het vervangen van de punt biedt vele voordelen:

- Altijd scherpe instrumenten
- Geen tijdrovend slijpen nodig
- Beperkt afval zoveel mogelijk
- Maakt individuele combinaties van de punten mogelijk



Patent aangevraagd

TITANIUM PUNTEN VOOR IMPLANTATEN

Een geweldige serie instrumenten voor implantaat-debridement. De ErgoMix-Structur garandeert een uitstekende tactiele gevoeligheid en optimale stabiliteit.



Mini-universele curette voor implantaten

LMErgoMix LM 283-284MTI EM € 81,90

- Elegante werkbled
- Vooral geschikt voor smalle interdentaal ruimten



Mini-Gracey 1/2 voor implantaten

LMErgoMix LM 201-202MTI EM € 81,90

- Voor snijtanden en premolaren



Mini-Gracey 11/12 voor implantaten

LMErgoMix LM 211-212MTI EM € 81,90

- Voor mesiale vlakken van premolaren en molaren



Mini-Gracey 13/14 voor implantaten

LMErgoMix LM 213-214MTI EM € 81,90

- Voor distale vlakken van premolaren en molaren

LM-ERGOMIX VERVANGENDE ONDERDELEN

Vervangende heft		
LM-ErgoMix heft, donkergrijs	LM 9011 EM	€ 34,50
Vervangende borgheften		
Oranje	LM 9020 EM	€ 30,60
Lichtblauw	LM 9021 EM	€ 30,60
Grijs	LM 9022 EM	€ 30,60
Geel	LM 9023 EM	€ 30,60
Donkergrijs	LM 9024 EM	€ 30,60
Rood	LM 9025 EM	€ 30,60
Vervangende punt, titanium		
Mini-universele curette voor implantaten L	LM 283MTI EM	€ 19,70
Mini-universele curette voor implantaten R	LM 284MTI EM	€ 19,70
Mini-Gracey 1 voor implantaten	LM 201MTI EM	€ 19,70
Mini-Gracey 2 voor implantaten	LM 202MTI EM	€ 19,70
Mini-Gracey 11 voor implantaten	LM 211MTI EM	€ 19,70
Mini-Gracey 12 voor implantaten	LM 212MTI EM	€ 19,70
Mini-Gracey 13 voor implantaten	LM 213MTI EM	€ 19,70
Mini-Gracey 14 voor implantaten	LM 214MTI EM	€ 19,70

RESTAURATIE – VAN EEN COATING VOORZIENE DARK-DIAMOND-INSTRUMENTEN

LM-ErgoSense Dark-Diamond-instrumenten met antikleeflaag voor het plaatsen en contoureren van composieten. De diamantachtige coating vermindert de kleverigheid en zorgt voor aangename en nauwkeurige instrumentatie.

De eigenschappen van Dark Diamond:

- Exclusieve diamantachtige coating
- Harde oppervlakken
- Gladde oppervlakken
- Donkere coating
- LM-ErgoSense-heft

Voordelen:

- Kleefvrij plaatsen en modelleren van het composiet
- Krasbestendig
- Gemakkelijk te reinigen
- Maximaal contrast met de vulling en minimale reflectie
- Extreme precisie en tastzin



Dark-Diamond-instrumenten kunnen net als elk ander LM-instrument worden gereinigd en weer gereedgemaakt voor gebruik.

De Dark-Diamond-coating maakt het oppervlak van de punt extreem glad en hard en maakt het kleefvrij aanbrenge- en modelleren van composiet mogelijk.

LMErgoSense
DARK DIAMOND



Burnisher

LMErgoSense LM 31-32DD ES € 52,60

- Met Dark Diamond antikleefcoating
- Voor het aanbrenge- en modelleren van composiet





Burnisher - plugger, kogelvormig,
1,5–2,5 mm

LMErgoSense LM 471-473DD ES € 52,60

- Met Dark Diamond antikleefcoating
- Voor het modelleren van composiet



Modelleerder MH Mini

LMErgoSense LM 707-708DD ES € 52,60

- Met Dark Diamond antikleefcoating
- Voor het aanbrengen van kleine en middelgrote approximale vullingen
- Het cilindervormige werkblad blijft bij de lichtuitharding niet steken



Kunststof instrument, anterior

LMErgoSense LM 43-47DD ES € 52,60

- Met Dark Diamond antikleefcoating
- Voor het plaatsen, aanbrengen en contoureren van composiet



Minispatel

LMErgoSense LM 444-445DD ES € 52,60


- Met Dark Diamond antikleefcoating
- Voor het plaatsen en contoureren van composiet



Modeller MH

LMErgoSense LM 708-709DD ES € 52,60

- Met Dark Diamond antikleefcoating
- Voor het aanbrengen van grote approximale vullingen
- Het cilindervormige werkblad blijft bij de lichtuitharding niet steken



Plugger-modelleerder IO

LMErgoSense LM 482-483DD ES € 52,60

- Met Dark Diamond antikleefcoating
- Voor het aanbrengen en modelleren van composiet
- De kegelvormige werkdelen zijn optimaal geschikt voor het vormen van de oclusaalvlakken



Kunststof instrument, posterieur

LMErgoSense LM 48-702DD ES € 52,60

- Met Dark Diamond antikleefcoating
- Voor het plaatsen, aanbrengen en contoureren van composiet

Heft-opties:



LMErgoSense



LMErgoMax

RESTAURATIE – LM-ARTE



STYLEITALIANO
SHADE GUIDES

LM-Arte is een innovatieve instrumentenset voor esthetische restauraties die speciaal werd ontworpen voor de composietlaag. Elk instrument is van een kleurcodering voorzien en volgens de desbetreffende indicatie benoemd, om restauraties te vereenvoudigen en efficiënter te maken.

LM-Arte instrumenten werden in samenwerking met Style Italiano ontwikkeld, een werkgroep bestaande uit enthousiaste tandartsen en wetenschappers die zich hebben gespecialiseerd in de esthetische restauratieve tandheelkunde.



Oprichter van Style Italiano, Walter Devoto DDS en Angelo Putignano MD, DDS.



NIEUW



LM-Arte Solo Anterior

LMErgoSense LM 431-433 ES € 47,80

LMErgoMax LM 431-433 XSI € 42,40

- Het universele instrument voor esthetische anterieure restauraties
- Voor het precies aanbrengen en contouren in het labiale en cervicale gebied




LM-Arte Solo Posterior

LMErgoSense LM 434-438 ES € 47,80

LMErgoMax LM 434-438 XSI € 42,40

- Het universele instrument voor esthetische posterieure restauraties
- Voor het modelleren bij laag- en bulkvulling technieken en het vormgeven van oclusale vlakken




LM-Arte Applica

LMErgoSense LM 46-49 ES € 47,80

LMErgoMax LM 46-49 XSI € 42,40

- Een zeer dunne en flexibele spatel voor het aanbrengen en modelleren van composiet




LM-Arte Applica Twist

LMErgoSense LM 464-494 ES € 47,80

LMErgoMax LM 464-494 XSI € 42,40

- Dunne en smalle spatel met gekromde zijken voor het modelleren van moeilijk toegankelijke plaatsen zoals de approximaalwanden of de randlijst in de matrijsband





LM-Arte Modella

LMErgoSense LM 442-443 ES € 47,80
LMErgoMax LM 442-443 XSI € 42,40


- Een zeer dunne en flexibele spatel voor het aanbrengen en modelleren van composiet



LM-Arte Fissura

LMErgoSense LM 481-487 ES € 47,80
LMErgoMax LM 481-487 XSI € 42,40

- Extreem scherpe punten voor het modelleren van de anatomie van het occlusaalgebied



LM-Arte Eccesso

LMErgoSense LM 307-308 ES € 47,80
LMErgoMax LM 307-308 XSI € 42,40


- Voor de verwijdering van composieten cementrestanten



LM-Arte Condensa

LMErgoSense LM 488-489 ES € 47,80
LMErgoMax LM 488-489 XSI € 42,40

- Lange en ronde plugger speciaal voor het modelleren van composiet



LM-Arte Misura

LMErgoSense LM 496-497 ES € 47,80
LMErgoMax LM 496-497 XSI € 42,40

- Voor horizontale en verticale diktemeting van de composietlagen van restauraties



LM-Arte Posterior Misura

LMErgoSense LM 498-499 ES € 47,80
LMErgoMax LM 498-499 XSI € 42,40

- Voor horizontale en verticale diktemeting van composietlagen op posterieure restauraties
- De vorkvormige punt maakt de meting en modellering van de composietwanden mogelijk met behulp van een matrijs



LM-Arte Set

LMErgoSense LM 6840 ES € 276,90

- Inhoud:
 LM-Arte Applica, LM-Arte Condensa, LM-Arte Fissura, LM-Arte Misura, LM-Arte Eccesso und LM-Servo 5 cassette

Heft-opties:



LMErgoSense



LMErgoMax

APPLICATIE-INSTRUMENTEN

Voor het opbrengen van isoleermiddel of een dun ondervullingsmateriaal (liner) op dentinevlakken.



Applicatie-instrument, stijf

- LMErgoSense** LM 29H-30H ES € 27,20
- LMErgoMax** LM 29H-30H XSI € 24,10



Applicatie-instrument - plugger, vormbaar

- LMErgoSense** LM 30-34 ES € 27,20
- LMErgoMax** LM 30-34 XSI € 24,10

- De punt van de 30 kan worden gebogen voor beter bereiken van moeilijk toegankelijke plaatsen



Applicatie-instrument - Plugger, stijf

- LMErgoSense** LM 30H-34 ES € 27,20
- LMErgoMax** LM 30H-34 XSI € 24,10



Plugger, cilindervormig, 1,0–1,5 mm

- LMErgoSense** LM 340-360 ES € 31,10
- LMErgoMax** LM 340-360 XSI € 27,60



Plugger, cilindervormig, 1,2-2,0 mm

- LMErgoSense** LM 350-380 ES € 31,10
- LMErgoMax** LM 350-380 XSI € 27,60



Plugger, cilindervormig, 1,8–2,5 mm

- LMErgoSense** LM 370-390 ES € 31,10
- LMErgoMax** LM 370-390 XSI € 27,60

BURNISHER

Voor fixeren, modelleren en fineren.



Burnisher

- LMErgoSense** LM 31-32 ES € 31,10
- LMErgoMax** LM 31-32 XSI € 27,60

- Voor het aanpassen van vullingen aan caviteitsranden
- Voor het condenseren en modelleren van plastische vullingen
- Voor het aandrukken van inlays en onlays



Burnisher - Plugger, kogelvormig, 1,5–2,5 mm

- LMErgoSense** LM 471-473 ES € 31,10
- LMErgoMax** LM 471-473 XSI € 27,60

- Voor het aanduwen van het vulmateriaal
- Voor het polijsten
- Voor het condenseren en modelleren van plastische vullingen



Burnisher 27-29

- LMErgoSense** LM 476-477 ES € 31,10
- LMErgoMax** LM 476-477 XSI € 27,60

- Voor het modelleren van de occlusaalvlakken
- Voor het aanpassen van vullingen aan de caviteitsranden

VOOR COMPOSITIETEN



Flow Instrument IO

LMErgoSense LM 484-485 ES € 34,90

LMErgoMax LM 484-485 XSI € 31,10

- Voor de lichte behandeling en modellering van vloeibare composieten



Modeller MH

LMErgoSense LM 708-709 ES € 34,90

LMErgoMax LM 708-709 XSI € 31,10

- Voor het verdichten van grote proximale vullingen in meerdere lagen
- De cilindervormige werkuiteinden blijven tijdens de lichtuitharding niet in het composiet steken
- Voor het fixeren van de matrijsband tijdens het uitharden



Modelleerder MH Mini

LMErgoSense LM 707-708 ES € 34,90

LMErgoMax LM 707-708 XSI € 31,10

- Voor het verdichten van kleine of middelgrote proximale vullingen in meerdere lagen
- De cilindervormige werkuiteinden blijven tijdens de lichtuitharding niet in het composiet steken
- Voor het fixeren van de matrijsband tijdens het uitharden



Plugger-modelleerder IO p

LMErgoSense LM 482-702 ES € 34,90

LMErgoMax LM 482-702 XSI € 31,10

- Combinatie-instrument voor premolaren



Plugger-modelleerder IO

LMErgoSense LM 482-483 ES € 34,90

LMErgoMax LM 482-483 XSI € 31,10

- Kegelvormige werkdelen die uitstekend geschikt zijn voor bijvoorbeeld modelleren van de occlusaalvlakken en het verdichten van kunststof van elke soort
- De composieten hechten niet aan de zorgvuldig gepolijste lemmets



Plugger-modelleerder IO m

LMErgoSense LM 483-703 ES € 34,90

LMErgoMax LM 483-703 XSI € 31,10

- Combinatie-instrument voor molaren



Kunststof instrument, anterior

LMErgoSense LM 43-47 ES € 34,90

LMErgoMax LM 43-47 XSI € 31,10

- Voor het plaatsen, aanbrengen en contouren van composiet



Kunststof instrument, posterieur

LMErgoSense LM 48-702 ES € 34,90

LMErgoMax LM 48-702 XSI € 31,10

- Voor het plaatsen en contouren van composiet



Vormcondensator, 1,5-2,5 mm

LMErgoSense LM 702-703 ES € 34,90

LMErgoMax LM 702-703 XSI € 31,10

- Voor het condenseren en modelleren van grote vullingsvlakken



Composietspatel 6

LMErgoSense LM 446-447 ES € 34,90

LMErgoMax LM 446-447 XSI € 31,10

- Voor het plaatsen en contouren van composiet



Minispatel

LMErgoSense LM 444-445 ES € 34,90

LMErgoMax LM 444-445 XSI € 31,10

- Voor het plaatsen en contouren van composiet

CARVER

Voor het uitsnijden en modelleren van zacht vullingsmateriaal volgens de anatomie van de tand en voor verwijdering van zachte restanten.



1/2 Hollenback

LMErgoSense LM 741-751 ES € 34,90

LMErgoMax LM 741-751 XSI € 31,10

- Approximaal- een tandhalsvlakken



Nyström I

LMErgoSense LM 74-75 ES € 34,90

LMErgoMax LM 74-75 XSI € 31,10

- Approximaal- een occlusaalvlakken



Nyström III

LMErgoSense LM 76-77 ES € 34,90

LMErgoMax LM 76-77 XSI € 31,10

- Interdentale ruimten en contactvlakken

LEPELVORMIGE EXCAVATORS

Voor de verwijdering van zachte, carieuze dentine en provisorische vullingen.




Opbouw:

- Lepelvormig werkblad
- Werkblad ronde punt
- Lange snijdende kant voor gemakkelijker bewerking van grotere vlakken



Heft-opties:



Excavator, lepelvormig, 1,0 mm

LM ErgoSense LM 522-523 ES
€ 36,60

LM ErgoMax LM 522-523 XSI
€ 32,40

Excavator, lepelvormig, 1,5 mm

LM ErgoSense LM 533-534 ES
€ 36,60

LM ErgoMax LM 533-534 XSI
€ 32,40

RONDE EXCAVATORS

Cariologie:

- Voor de verwijdering van zachte, carieuze dentine
- Voor de verwijdering van provisorische vullingen

Chirurgie:

- Voor het snijden van het parodontale ligament voorafgaand aan de extractie
- Voor de verwijdering van granulatieweefsel na de extractie



Opbouw:

- Kringvormig werkdeel
- Gebogen snijdende kant



Excavator, rond, 1,0 mm

LM ErgoSense LM 61-62 ES
€ 36,60

LM ErgoMax LM 61-62 XSI
€ 32,40



Excavator, rond, 1,5 mm

LM ErgoSense LM 63-64 ES
€ 36,60

LM ErgoMax LM 63-64 XSI
€ 32,40



Excavator, rond, 2,0 mm

LM ErgoSense LM 65-66 ES
€ 36,60

LM ErgoMax LM 65-66 XSI
€ 32,40

DRIEHOEKIGE EXCAVATORS

Cariologie:


- Voor de verwijdering van carieuze dentine
- Voor excavatie achteraf in combinatie met weefselsparende preparatie
- Voor het horizontale fineren van de buitenranden van caviteiten

Parodontologie:

- Voor het verwijderen van aanslag op moeilijk toegankelijke plaatsen zoals linguale vlakken in het voorste gedeelte van de onderkaak
- Voor het verwijderen van aanslag bij concave wortelgroeven en furcaties

Chirurgie:

- Voor de verwijdering van granulatieweefsel in combinatie met apexsecties, flap-operaties en extracties



Opbouw:

- Kringvormig werkblad en boogvormige snijkant
- Schachthoeken vergemakkelijken de behandeling van moeilijk toegankelijke buccale, distale en linguale vlakken



Het driehoekig
lemmet maakt
"back action"
mogelijk

Back Action driehoek-excavator,
1,0 mm

LMErgoSense LM 611-621 ES € 36,60
LMErgoMax LM 611-621 XSI € 32,40



Back Action driehoeks-
excavator, 1,5 mm

LMErgoSense LM 631-641 ES € 36,60
LMErgoMax LM 631-641 XSI € 32,40



Back Action driehoek-
excavator, 2,0 mm

LMErgoSense LM 651-661 ES € 36,60
LMErgoMax LM 651-661 XSI € 32,40



Back Action driehoekige
excavator, 3,5 mm

LMErgoSense LM 671-681 ES € 36,60
LMErgoMax LM 671-681 XSI € 32,40

- Voor het horizontaal fineren van de buitenste
caviteitsranden

GINGIVARANDTRIMMER

Voor het fineren van glazuurkanten
op approximaalvlakken en bij
de toepassing van kunststof-,
amalgam- of keramiekvullingen.



Gingivarandtrimmer,
1,2 mm, distaal

LMErgoSense LM 121-122 ES € 36,60
LMErgoMax LM 121-122 XSI € 32,40



Gingivarandtrimmer,
1,2 mm, mesiaal

LMErgoSense LM 125-126 ES € 36,60
LMErgoMax LM 125-126 XSI € 32,40

SPATELS



Spatels

LMErgoSense LM 450-460 ES € 27,10
LMErgoMax LM 450-460 XSI € 24,10

RETRACTIEGROEVENPLUGGER

Voor het stoppen van retractiegroeven
in de tandvleespocket.



De praktische buiging van het lemmet maakt
het gemakkelijker om om de tand heen te
komen en maakt ook het stoppen van de draad
in een loodrechte beweging mogelijk.



Retractiegroevenplugger,
2,0 mm

LMErgoSense LM 490-491 ES € 34,00
LMErgoMax LM 490-491 XSI € 30,10



Retractiegroevenplugger,
2,6 mm

LMErgoSense LM 492-493 ES € 34,00
LMErgoMax LM 492-493 XSI € 30,10



Maehlum

- LMErgoSense** LM 71-73 ES € 34,90
- LMErgoMax** LM 71-73 XSI € 31,10

- Voor het verwijderen van resten van de gingivarand (71)
- Uiteinde in de vorm van een vierkant met afgeronde hoeken, voor het anatomisch modelleren van de occlusaalvlakken (73)



Universele carver, occlusaal-proximaal

- LMErgoSense** LM 71-72 ES € 34,90
- LMErgoMax** LM 71-72 XSI € 31,10

- Voor het verwijderen van resten van de gingivarand (71)
- Voor het anatomisch modelleren van de occlusaalvlakken (72)



Cleoid-Discoïd

- LMErgoSense** LM 731-732 ES € 34,90
- LMErgoMax** LM 731-732 XSI € 31,10

- Voor het anatomisch modelleren van de occlusaalvlakken van kleine vullingen

RESTANTENSCALER



Restantenscaler

- LMErgoSense** LM 785-795 ES € 45,90
- LMErgoMax** LM 785-795 XSI € 40,60

- Voor de verwijdering van kleefstof-, cement- en composietresten



Mini-restenscaler

- LMErgoSense** LM 784-794 ES € 45,90
- LMErgoMax** LM 784-794 XSI € 40,60

- Slanke scaler voor het verwijderen van resten in de smalste interdentale ruimten

VULLINGVERWIJDERAAR



Vullingverwijderaar

- LMErgoSense** LM 764-766 ES € 45,90
- LMErgoMax** LM 764-766 XSI € 40,60

- Voor de verwijdering van provisorische vullingen en kronen
- Voor het afnemen van bruggen tijdens proefplaatsing

KRONENOPENER



Allereerst wordt een groef geboord van de onderzijde van de kroon tot het occlusaalvlak. De groef moet zo diep zijn dat deze doorloopt tot het cement. vervolgens wordt het werkblad van de kroonopener in de lengte in de groef geplaatst en gedraaid om de spleet te verbreden.

Het lemmer wordt gedraaid, tot de kroon loslaat en omhoogkomt. Het lemmer blijft vastzitten in de groef en kan probleemloos worden gecontroleerd, ook bij gebruik van veel kracht.

Kroonopener

- LMErgoSense** LM 767-768 ES € 31,10
- LMErgoMax** LM 767-768 XSI € 27,60

- Het lemmer is dubbelgehoekt, met een buiging van 45°
- voor hevelen en verwijderen

INSTRUMENTENSET



LM-CompoSet


- LMErgoSense** LM 6657 ES € 223,40
- LMErgoMax** LM 6657 XSI € 202,90

Inhoud:
LM-Servo 5 cassette, minispatel, kunststof instrument (anterior), vormcondensator, plugger-modelleerder IO, mini-restenscaler

LM-MULTIHOLDER-SYSTEEM

LM-MultiHolder-instrumenten en verscheidene uitwisselbare werkdelen van kunststof - een werkelijk multifunctioneel instrument!

- Met de hoekalternatieven kunnen ook de moeilijkste behandelingsplaatsen gemakkelijk worden bereikt
- Optimale combinatie van staal en kunststof, het staal is onbuigzaam en alleen het werkblad is desgewenst flexibel



LM-MultiHolder PK I

- LMErgoSense** LM 750-756 ES € 37,40
- LMErgoMax** LM 750-756 XSI € 32,90



LM-MultiHolder PK II

- LMErgoSense** LM 752-754 ES € 37,40
- LMErgoMax** LM 752-754 XSI € 32,90



LM-MultiHolder PK III

- LMErgoSense** LM 752-756 ES € 37,40
- LMErgoMax** LM 752-756 XSI € 32,90

- Deel van het gingivaconcept van Style Italiano, zie pagina 41

LM-GENGIVA



Gingivaretractorset

- LMErgoSense** LM 7556K ES € 83,20
- LMErgoMax** LM 7556K XSI € 75,70

Inhoud:

LM-gingiva / LM-MultiHolder PK III handinstrument
- Nadere informatie vindt u op pagina 48

LM-gingivaretractors (blauw)
- Voor optimale werkomstandigheden bij ingrepen aan de tandvleesrand.
- Assortimentsverpakking met drie afmetingen (ca. 90 stuks, 30 st./maat):
- S voor snijtanden
- M voor premolaren
- XL voor molaren
- Nadere informatie vindt u op pagina 48

LM-MultiLever
Voor de verwijdering van eenweggingivaretractors

Heft-opties:



LMErgoSense




LMErgoMax





LM-MultiLever

LM 7550 € 5,90

- Voor het afnemen van werkdelen van kunststof



HULPSTUKKEN VOOR LM-MULTIHOLDER




LM-contactvormer

Lichtdoorlatende punt voor correct gevormde, smalle contacten.

- Bruikbaar met alle matrijzen
- Hecht niet aan composietvullingen
- Disposable artikel

Vier maten voor caviteiten van verschillende grootte, ca. 60 st./verpakking

LM 7622	XS	€ 27,20
LM 7624	S	€ 27,20
LM 7626	M	€ 27,20
LM 7628	L	€ 27,20
LM 7620	Assortiment	€ 54,60
		ca. 120 st. (30 st./maat)




LM-gingivaretractors (blauw)

Voor het bieden van ideale werkverhoudingen bij behandelingen in het gebied van de tandvleesrand.

- Disposable artikel

Drie maten, ca. 60 st./verpakking

LM 7502	S voor snijtanden	€ 32,80
LM 7504	M voor premolaren	€ 32,80
LM 7506	XL voor molaren	€ 32,80
LM 7500	Assortiment	€ 39,90
	ca. 90 st. (30 st./maat)	



LM-cervicale matrijzen

Voor anatomisch correcte vullingen aan de tandvleesrand.

- Beschermt tegen vocht
- Voorkomt het ontstaan van luchtblaasjes
- Disposable artikel

Vier verschillende modellen al naar gelang tandgrootte en -vorm, ca. 60 st./verpakking

LM 7602	voor snijtanden	€ 28,00
LM 7604	voor hoektanden en premolaren	€ 28,00
LM 7606	voor kleine molaren	€ 28,00
LM 7608	voor grote molaren	€ 28,00
LM 7600	assortiment	€ 54,80
	ca. 120 st. (30 st./maat)	



LM-MultiHolder IntroKit

Het introductiepakket bevat de instrumenten LM-MultiHolder PK I en PK II (XSI of ES), een MultiLever en monsters voor alle verkrijgbare werkdelen.

De in totaal 44 werkdelexemplaren bestaan uit 4 stuks per werkdeel voor elke maat.

LM 7555K ES	€ 95,60
LM 7555K XSI	€ 84,50

- U kunt de monsterverpakking van de LM-MultiHolder IntroKit ook afzonderlijk bestellen: LM 7555


LM-SERVOMAX TRAYSYSTEMEM

LM-ServoMax – optimaal werkverloop en rationele instrumentenverzorging.

Met LM-ServoMax traysystemen kunnen de instrumenten en toebehoren tijdens de behandeling en verzorging optimaal worden georganiseerd en gerationaliseerd. Het traysysteem maakt een goede infectiecontrole mogelijk en bespaart tijd doordat minder instrumenten hoeven te worden gebruikt. Het gebruik van een traysysteem verlengt de levensduur van de instrumenten en beschermt ook het personeel. Met zijn veelzijdige modules kunnen alle instrumenten en toebehoren overzichtelijk in een tray worden bewaard. Het traysysteem is aanpasbaar voor zowel een speciale behandeling als ook voor individuele behoeften.



Rationele instrumentenverzorging met minimale handeling.



LM-SERVOMAX MODULE

■ Alle modules hebben een universeel ontwerp met standaardafmetingen en zijn niet fabrikantspecifiek. De modules zijn vervaardigd uit uiterst bestendige speciale kunststof en beschikken over een goede weerstand tegen gebruikelijke reinigings-/sterilisatiemethoden en -middelen (max. 134 °C / 273 °F). De module wordt leeg geleverd.



LM-ServoMax trayset
LM 6410 € 56,90

- Inhoud: 1 set universele klemhouders en 2 metalen clips
- Afmetingen: 288 x 185 x 29 mm



LM-ServoMax universele klemhouder, 2 st.
LM 6416 € 20,60



LM-ServoMax metalen clips, 2 st.
LM 6415 € 9,30



LM-ServoMax standaardtray
LM 6420 € 21,60



LM-ServoMax Restauratie-/endodontietray
LM 6430 € 35,70



LM-ServoMax schuimstofblok, 20 st.
LM 6435 € 11,50

- Voor de reiniging van de endodontievijlen

LM-ServoMax tray voor ultrasonische sondes
LM 6460 € 29,70

- Voor zes ultrasonische sondes



LM-ServoMax boor-/endovijlentray
LM 6450 € 35,70

- Voor acht boren en veertien vijlen
- Inclusief polijst- en meetassortiment voor vijlen



LM-ServoMax spuitenhouders
LM 6495 € 74,30

- Standaard die op de LM-ServoMax tray kan worden geplaatst, waarmee de anesthesiespuit veilig in de naaldbescherming kan worden geplaatst.



LM-ServoMax houder voor afvalbekers
LM 6490 € 13,70



LM-ServoMax
Instrumentenrek € 28,30

- LM 6471 zwart
- LM 6472 oranje
- LM 6473 blauw
- LM 6474 rood
- LM 6475 groen

- Kleurgecodeerde rails voor bevestiging van instrumenten in de LM-ServoMax tray
- De lengte kan worden aangepast aan de grootte van de instrumenten
- Verpakking 2 st./kleur

LM-SERVO CASSETTES

In de LM-Servo-cassettes zijn de handinstrumenten veilig vastgezet maar draaien vrij. Dit garandeert een optimaal reinigingsresultaat en een veilige infectiecontrole. De cassettes kunnen met siliconen knopjes worden gecodeerd en met metalen clips aan de LM-ServoMax tray worden bevestigd (LM 6415).



LM-Servo 5
LM 6650 € 37,90

- Voor vijf instrumenten
- Afmetingen: 180 x 86 x 28 mm



LM-Servo 8
LM 6680 € 42,10

- Voor acht instrumenten
- Afmetingen: 180 x 136 x 28 mm

LM-SERVO E CASSETTES

De LM-Servo Evolution-serie werd ontwikkeld om de veiligheid en traceerbaarheid te verbeteren. De cassettes zijn voorzien van beschermende afdekkingen, die verwondingen door scherpe/spitse instrumenten voorkomen en de lemmets beschermen. De optionele markering maakt een volledige en betrouwbare traceerbaarheid mogelijk met het unieke LM Dental Tracking System™.

De cassettes kunnen met siliconen knopjes worden gecodeerd en met een speciale sluiting (LM 6417) aan de LM-ServoMax tray worden bevestigd.

NIEUW



LM-Servo 5E € 45,40

- LM 6551 Grijs
- LM 6552 Blauw
- LM 6553 Groen
- LM 6554 Geel

- Voor vijf instrumenten
- De cassette is voorzien van beschermende afdekkingen
- Afmetingen: 180 x 83 x 26 mm

NIEUW



LM-Servo 8E € 50,40

- LM 6581 Grijs
- LM 6582 Blauw
- LM 6583 Groen
- LM 6584 Geel

- Voor acht instrumenten
- De cassette is voorzien van beschermende afdekkingen
- Afmetingen: 180 x 133 x 26 mm

CODERINGSPRODUCTEN

Codeknopen € 7,60 / Verpakking

- LM 6000 blauw
- LM 6001 groen
- LM 6002 oranje
- LM 6003 rood
- LM 6004 geel
- LM 6005 bruin

- Op beide zijden van de Servocassettes kunnen steeds drie codeknopen worden aangebracht
- Verpakking 20 st./Kleur



Coderingen € 7,60

- LM 5000 blauw
- LM 5001 groen
- LM 5002 oranje
- LM 5003 rood
- LM 5004 geel
- LM 5005 zwart
- LM 5006 wit
- LM 5007 bruin
- LM 5008 paars
- LM 5009 roze
- LM 5010 donkergrijs
- LM 5011 lichtgroen

- Voor de codering van handinstrumenten
- Verpakking 50 st./kleur

LM-RONDOPLUS SLIJPMACHINE – BEDIENING EN ONDERHOUD

Bij de behandeling van hard weefsel worden de instrumenten snel bot. Efficiëntie en resultaten worden dan dienovereenkomstig minder. Parodontale instrumenten moeten daarom regelmatig worden geslepen.



Licht en snel

- Eenvoudige procedure – het lemmet wordt in de juiste slijppositie gehouden en de slijpsteen draait
- Het slijpen van een instrument duurt maar een paar seconden

Veelzijdig

- Voor parodontale en preparatie-instrumenten
- Voor links- en rechtshandig slijpen
- De draairichting kan worden gekozen

Veilig en nauwkeurig

- Het oplegvlak heeft twee niveaus, een bovenste voor preparatie-instrumenten en onderste voor parodontale instrumenten
- De oorspronkelijke vorm van het lemmet blijft behouden
- Lagere draaisnelheid - het lemmet wordt niet oververhit en de eigenschappen worden niet beïnvloed

Fijnkorrelige keramische steen, korreling 400 grit. Als vervangende onderdelen zijn zowel fijnere als grovere slijpstenen verkrijgbaar.

LM-RONDOPLUS SLIJPMACHINE



Patentbescherming



- Inclusief een interactieve demo- en gebruiksaanwijzings-cd en een praktische korte instructie!

LM-RondoPlus
LM 8600 € 1.271,10

Inhoud:

Slijpmachine, voetschakelaar, slijpsteen (400 grit), 2 LM-Fingos, 5 poetsbanden, een cd met gebruiksaanwijzing en een korte instructie



Op de beide zijden van de LM-RondoPlus ligt een LM-Fingo-teststift. Bij de scherptetest kan de stift aan de LM-RondoPlus of aan de vinger worden vastgemaakt. Fingo bestaat uit acryl en past voor alle maten.

Vervangende onderdelen

Slijpsteen:

■ LM 8660 600 grit (wit)	€ 69,20
■ LM 8640 400 grit, grover (grijs)	€ 69,20
■ LM 8632 320 grit, het grofst (zwart)	€ 69,20

LM 8630 Voetschakelaar	€ 123,60
LM 8550 Poetsbanden, 5 st.	€ 7,90
LM 8602 LM-Fingo, 2 st.	€ 12,90
LM 8606 LM-Fingo, 6 st.	€ 35,60

INSTRUMENTENVERZORGING – REINIGINGSKRINGLOOP

1. Voorbehandeling/Voorbereiding

Bij het weer gereed maken voor gebruik in de thermodesinfector is een voorbehandeling tot een tijd van maximaal 5 uur niet noodzakelijk. Bij handmatig weer gereed maken voor gebruik legt u de instrumenten in een geschikt reinigings-/desinfectiebad. Houd u aan de aanwijzingen van de fabrikant.

2. Spoelen

Spoel de instrumenten zeer goed onder stromend warm water. Let op de watertemperatuur. Denaturatiegevaar.

3. Reinigen

a) Reinigungsautomat/thermodesinfector
b) Handmatige reiniging: Reinig de instrumenten grondig met een zachte borstel. Houd u aan de aanwijzingen van de fabrikant van het reinigings-/desinfectiemiddel.
c) Ultrasoon bad: Let er bij het gebruik van cassettes op dat het instrument vrij toegankelijk is. Houd u aan de aanwijzingen van de fabrikant van het reinigings-/desinfectiemiddel.

4. Spoelen

Spoel de instrumenten zeer goed onder stromend warm water.

5. Drogen

De instrumenten moeten volledig gedroogd zijn. Bij resterend vocht moet worden nagedroogd.

6. Controle en slijpen


Slijp, onderhoud of vervang de instrumenten indien nodig. **Opgelet!** LM Sharp Diamond-instrumenten hoeven niet te worden geslepen!

7. Verpakken

Verpak de gecontroleerde en gereinigde instrumenten voor de sterilisatie.

8. Sterilisatie

Autoclaaf: Leg de gereinigde, gedroogde en ordelijk verpakte instrumenten in de autoclaaf.



Belangrijk!

- Onderhoud de machines regelmatig
- Houd u aan de bedieningshandleidingen
- Let vooral op de juiste dosering en sterilisatietijd
- Gebruik LM-Servocassettes voor het beschermen van de instrumenten en voorkom verwondingen door scherpe/spitse instrumenten

WORTELKANAALSONDE



De lange, scherpe punt van dit instrument vergemakkelijkt het zoeken en openen van wortelkanalen, om deze toegankelijk te maken voor geschikte preparatie-instrumenten.

Belangrijk! Gebruik de instrumenten uitsluitend voor het doel waarvoor zij bestemd zijn!



Wortelkanaalsonde

- LM**ErgoSense LM 27-28 ES € 17,10
- LM**ErgoMax LM 27-28 XSI € 14,90

Heft-opties:



LMErgoSense




LMErgoMax

WORTELKANAAL EXCAVATORS

Vergeleken met ronde excavators heeft de wortelkanaalextractor een langere onderschacht en een sterker afgehoekt lemmet.

- Verlengde en op de juiste wijze gebogen schachten alsmede uiterst effectieve lemmethoeken maken de preparatie van pulpa-uitthollingen van allerlei soort mogelijk
- Werkzaam bij de reiniging van pulpa-uittholling en het zoeken van wortelkanalen, alsmede de verwijdering van provisorische vullingen



Wortelkanaalextractor, 1,0 mm

- LM**ErgoSense LM 612-622 ES € 35,80
- LM**ErgoMax LM 612-622 XSI € 31,50



Wortelkanaalextractor, 1,5 mm

- LM**ErgoSense LM 632-642 ES € 36,60
- LM**ErgoMax LM 632-642 XSI € 31,50



Wortelkanaalextractor, 2,0 mm

- LM**ErgoSense LM 652-662 ES € 36,60
- LM**ErgoMax LM 652-662 XSI € 31,50

WORTELKANAALSPREIDER

Voor het verdichten van de wortelkanaalvullingsmaterialen bij de laterale condensatie



Wortelkanaalspreider, 0,4 mm

- LM**ErgoSense LM 24 ES € 31,30
- LM**ErgoMax LM 24 XSI € 26,80



Wortelkanaalspreiders, 0,23 mm

- LM**ErgoSense LM 22 ES € 31,30
- LM**ErgoMax LM 22 XSI € 26,80

WORTELKANAALPLUGGER

Voor het verticaal stoppen van wortelkanaalvullingen.



Wortelkanaalplugger, 0,5 - 1,0 mm

- LM**ErgoSense LM 41-42 ES € 31,10
- LM**ErgoMax LM 41-42 XSI € 26,80

Met vertrouwen extraheren en atraumatisch luxeren

Gerennommeerde LM-ergonomie en tactiele gevoeligheid nu ook bij extractie-instrumenten

- Ergonomisch ontwerp
 - voelt prettig in de hand en kan gemakkelijk worden gedraaid
- Veilige LM-ErgoTouch oppervlakken
 - lichtere antislipgreep
- Optimaal uitgebalanceerde
 - gecontroleerde greep
- Lichtgewicht
 - aangenaam voor de handen
- Duidelijke kleurcodering
 - gemakkelijke identificatie
- LM-DuraGradeMAX superstaal
 - solide en scherpe lemmets
- Vastzittende, nauwe verbinding met het lemmet - hygiënisch



Waardering


Beste product 2014,
Dental Product Shopper

LM-LIFTOUT

Luxatie-instrumenten voor de atraumatische tandextractie.

Met behulp van de LM-LiftOut luxatie-instrumenten kan de tandextractie zo atraumatisch mogelijk worden uitgevoerd. Dat is belangrijk, opdat de wond snel geneest en indien nodig aansluitend een implantaat kan worden geplaatst. De dunne punt van het instrument wordt ingevoerd in de parodontale ruimte en langzaam bewogen in de richting van de wortel, terwijl het instrument zachtjes heen en weer wordt gedraaid.

De LM-LiftOut is niet geschikt als wortelhevel.



RECHT LEMMET



2,5 mm

LM-LiftOut S2
LM 812220 € 95,00



3 mm

LM-LiftOut S3
LM 812230 € 95,00



4 mm

LM-LiftOut S4
LM 812240 € 95,00



5 mm

LM-LiftOut S5
LM 812250 € 95,00

GEBOGEN LEMMET



3 mm

LM-LiftOut C3
LM 812430 € 95,00



4 mm

LM-LiftOut C4
LM 812440 € 95,00




5 mm

LM-LiftOut C5
LM 812450 € 95,00

LM-SLIMLIFT

Luxatie-instrumenten voor extreem smalle plaatsen.

De LM-SlimLift instrumenten zijn speciaal ontwikkeld voor plaatsen die met traditionele luxatie-instrumenten niet bereikt konden worden. Zij maken een extractie op de meest atraumatische wijze mogelijk. Dat is belangrijk, opdat de wond snel geneest. De extreem fijne punt van het instrument wordt in zeer smalle parodontale openingen ingevoerd. Het instrument wordt langzaam volgen in de richting van de wortel, terwijl het zachtjes heen en weer wordt gedraaid. De LM-SlimLift is niet geschikt als wortelhevel.

**RECHT LEMMET**

LM-SlimLift S3
LM 812630 € 95,00



LM-SlimLift S4
LM 812640 € 95,00



LM-SlimLift S5
LM 812650 € 95,00



Het extreem slanke ontwerp van het lemmet maakt een uiterst atraumatische extractie mogelijk.

GEBOGEN LEMMET

LM-SlimLift C3
LM 812830 € 95,00



LM-SlimLift C4
LM 812840 € 95,00



LM-SlimLift C5
LM 812850 € 95,00

VERZORGING**Beschermende cassette**

LM 810001 € 21,60

LM-LiftOut en LM-TwistOut instrumenten worden geleverd in een praktische beschermende cassette. Deze beschermt zowel het instrument als ook het personeel tijdens de verzorging van het instrument.

De cassette verhindert het doorsteken van de sterilisatieslang door het instrument, voor veilige steriliteit.

- De cassette kan met kleurknopjes worden gecodeerd
- De cassette is compatibel met de LM-ServoMax tray

**Slijpsteen**

LM 818002 € 25,90

Slijp de extractie-instrumenten zo nu en dan met deze ronde slijpsteen. Deze eenvoudige en snelle procedure houdt uw instrumenten in toetoeestand en altijd gebruiksklaar.

- Geschikt voor LM-SlimLift, LM-LiftOut, LM-TwistOut en LM-RootOut instrumenten

LM-TWISTOUT

Wortelhevel voor krachtige tandextractie.

LM-TwistOut instrumenten moeten in situaties worden gebruikt waarin voor tandextractie kracht en hevelbewegingen moeten worden toegepast.



RECHT LEMMET



LM-TwistOut S3
LM 814230 € 95,00



LM-TwistOut S4
LM 814240 € 95,00



LM-TwistOut S5
LM 814250 € 95,00

GEBOGEN LEMMET



LM-TwistOut C3
LM 814430 € 95,00



LM-TwistOut C4
LM 814440 € 95,00



LM-TwistOut C5
LM 814450 € 95,00

WORTELRESTENVERWIJDERAAR



Wortelrestenverwijderaar

LMErgoSense LM 769-771 ES € 47,70
LMErgoMax LM 769-771 XSI € 41,90

- Voor het verwijderen van wortelpunten
- Het meest geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen



LM-RootOut
LM 812210 € 95,00

- Ontworpen voor gevoelige wortels.
- Niet geschikt voor uitgebreid verwijderen van wortelpunten.
- Lijkt op de wortelrestenverwijderaar van Heidbrink
- Ergonomisch grijpontwerp met goed houvast

NIEUW

IMPLANTAATCHIRURGIE
– INSTRUMENTEN VOOR IMPLANTAATPOSITIONERING

Optimaal inbrengen van implantaten

Instrumentendoorvoer voor een vakkundige mesio-distale implantaatinbrenging

De LM Implant Misura MR-instrumenten bieden ondersteuning bij de positionering van de eerste spiraalboor op de juiste afstand van de steunpijler, d.w.z. tot het implantaat of de natuurlijke tand naast het implantaat, rekening houdende met de botbiologie.

Daardoor blijft voldoende botsubstantie tussen implantaat en tand behouden, zodat de alveolaire kam langdurig stabiel blijft. Een duurzaam esthetisch resultaat wordt bereikt als rekening wordt gehouden met de botbiologie en het implantaat op de juiste afstand wordt gepositioneerd.



Implantaat naast een natuurlijke tand



Implantaat naast een ander implantaat in de tandeloze kaak.



LM Implant Misura MR van **STYLEITALIANO**

De instrumenten werden door tandarts Marco Redemagni ontwikkeld. Style Italiano is een werkgroep bestaande uit enthousiaste artsen en wetenschappers die zich hebben gespecialiseerd in de esthetische restauratieve tandheelkunde.



“Deze instrumenten zijn gewoonweg onmisbaar als de eerste boor wordt geplaatst”

Marco Redemagni
MD, DDS

Nadere informatie vindt u op www.styleitaliano.org en www.facebook.com/styleitaliano.

Scan de QR-Code om meer informatie en klinische informatie over LM Implant Misura MR te verkrijgen.



i Markeringen op de punt vergemakkelijken het controleren van de bucco-linguale positie van de implantaatboring.



Keuze van de juiste maat

De instrumenten zijn verkrijgbaar in verschillende diameters. Elk instrument beschikt over een dikker werkdeel voor het inzetten van aangrenzende implantaten en over een dunner werkdeel voor het aanhouden van de juiste afstand tussen implantaat en natuurlijke tand. Kies de juiste grootte van het instrument ten opzichte van de diameter van het implantaat:

Instrument- kleur	Eerste boor Ø		Afstand in mm	
	1,5 mm Implantaat Ø	2,0 mm Implantaat Ø	Tand - Implantaat	implantaat - Implantaat
Grijs	3,4-3,5	4,0	3,0	5,0
Groen	3,75	4,25	3,1	5,3
Geel	4,0-4,1-4,15	4,6	3,3	5,6
Oranje	4,3	4,8	3,4	5,8
Blauw	4,8-4,85	5,35	3,7	6,3



LM Implant Misura MR
3,0–5,0

LMErgoSense LM 400-401 ES
€ 57,90



LM Implant Misura MR
3,1–5,3

LMErgoSense LM 402-403 ES
€ 57,90



LM Implant Misura MR
3,3–5,6

LMErgoSense LM 404-405 ES
€ 57,90



LM Implant Misura MR
3,4–5,8

LMErgoSense LM 406-407 ES
€ 57,90



LM Implant Misura MR
3,7–6,3

LMErgoSense LM 408-409 ES
€ 57,90



LM Implant Misura MR-kit

LMErgoSense LM 6843 ES
€ 327,40

Vijf LM Implant Misura-instrumenten (3,0-5,0, 3,1-5,3, 3,3-5,6, 3,4-5,8, 3,7-6,3) en LM-Servo 5-instrumentencassette

LMActivator

Activator en aligner van silicone voor het wisselgebit:

- Lijnt de tanden uit
- Activeert de groei van de onderkaak
- Maakt de tandenboog breder

Voordelen:

- Gelijktijdige uitlijning en correctie van de sagittale en verticale verhouding.
- Anatomisch gevormde insert voor het uitlijnen van afzonderlijke tanden.
- Behandelingsmogelijkheid bij het wisselgebit:
 - Behandeling van verstoringen en vroege tekenen van beetafwijkingen, als de wortels en ligamenten nog in ontwikkeling zijn.
 - Ondersteuning van een gezonde groei en een gezonde ontwikkeling van gelaat en kaak

Patiëntvriendelijk:

- Van flexibele en aangenaam voelende medische silicone
- Kortere behandel tijd
- Gelijktijdige uitlijning, nivellering en correctie van voor- en zijtanden (geen gescheiden fasen).
- Biocompatibel (ISO 10993, duurzaam contact). Geen kleurstoffen, pvc, ftalaten, weekmakers, latex, bisfenol-A of geurstoffen.
- Myofunctionele research toont een correlatie tussen beetafwijkingen en orofaciale disfuncties die door een myofunctionele behandeling kunnen worden gecorrigeerd.



OVERJET*



Vooraf



Na 1 jaar

DIEPE BEET MET PALATINAAL IMPINGEMENT*



Vooraf



Na 1 jaar

FRONTALE ENKELE TAND KRUISBEET**



Vooraf



Na 15 dagen

NAUWE STAND***



Vooraf



Na 10 maanden

* Klinische foto's met de welwillende toestemming van dr. Rita Myrland en dr. Mari Dubland, Universiteit van Tromsø, Noorwegen. ** Pellegrino Gioacchino, Management of eruptive problems with preformed silicone orthodontic devices, Posterlezing bij de 21e jaarbijeenkomst van het Deutschen Gesellschaft für Kinderzahnheilkunde 25-09 - 27-09-2014; Freiburg, Deutschland *** Pellegrino Gioacchino, Deep bite correction with a preformed appliance, poster met mondelinge presentatie op het 12e congres van de European Academy of Paediatric Dentistry; 5 tot 8 juni 2014; Sopot, Polen

INDICATIES

		Melkgebit	Vroeg wisselgebit	Laat wisselgebit	Vroeg blijvend gebit
Overmatige overjet, overmatige overbite, diepe beet	Sterk		■	■	
	Gemiddeld		■	■	■
	Licht		■	■	■
Frontale smalle stand (snijtanden en hoektanden)	Sterk		■	■	
	Gemiddeld		■	■	■
	Licht		■	■	■
Dentoalveolaire voorste kruisbeet van 1-2 tanden	Sterk		■		
	Gemiddeld		■		
	Licht		■		
Gedraaide voortanden	Sterk		■	■	
	Gemiddeld		■	■	■
	Licht		■	■	■
Klasse II	Sterk		■	■	
	Gemiddeld		■	■	■
	Licht		■	■	■
Schaarbeet/volledige linguale kruisbeet van de zijtanden in de onderkaak (d.w.z de zijtanden in de onderkaak bevinden zich geheel op de linguale zijde van de zijtanden van de bovenkaak)	Sterk	■			
	Gemiddeld	■			
	Licht	■			
Tandvleeslachen (begin van de behandeling voorafgaand aan het doorbreken van de blijvende middelste snijtanden van de bovenkaak)	Sterk		■		
	Gemiddeld		■		
	Licht		■		
Open beet (High model van de LM-Activator)	Sterk		■		
	Gemiddeld		■	■	
	Licht		■	■	

Contra-indicaties:

- Skelettale klasse III
- Afwijking middellijn > 3 mm*
- Zeer smalle bovenkaak*
- Palatinaal beïnvloede tanden*
- Volledig doorgebroken voortanden die gekanteld (torquebeweging) moeten worden*
- Tandem die een intrusie vereisen

*Combinatiebehandeling mogelijk (LM-activator samen met andere apparaten, zoals Quad Helix)

De behandelend tandarts is als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de diagnose, behandeling en inschatting of een behandeling met LM-Activator, LM-Trainer of een ander LM-Dental-product voor een bepaalde patiënt geschikt is, alsmede voor het resultaat van een behandeling met LM-Activator, LM-Trainer of een ander LM-Dental-product. De keuze en toepassing van de producten mogen alleen door de behandelend tandarts worden bepaald en de toepassing moet voor elke afzonderlijke patiënt individueel worden bepaald. Houd u aan de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.



"Onze resultaten toonden duidelijke verbeteringen met betrekking tot overjet, overbeet, sagittale molarenverhouding en nauwe stand bij de behandelde personen."

Myrland, Rita, et al. "One year treatment effects of the eruption guidance appliance in 7- to 8-year-old children: a randomized clinical trial." The European Journal of Orthodontics (2014); cju014. <http://dx.doi.org/10.1093/ejo/cju014>

"Een voordeel van de Eruption Guidance Appliance (EGA) is dat deze niet alleen de doorbraak van de tanden bepaalt maar gelijktijdig inwerkt op de transversale, sagittale en verticale verhouding van de beide tandbogen."

Keski-Nisula, Katri, et al. "Orthodontic intervention in the early mixed dentition: A prospective, controlled study on the effects of the eruption guidance appliance." American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 133.2 (2008): 254-260. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ajodo.2006.05.039>

LMActivator 2

Nieuwe eigenschappen: Harde incisale versterking bij diepe beet | Smalle en brede versies voor verschillende kaakvormen | Oppervlaktekwaliteit (A-1, SPI AR-106)



Versterking met harde incisale vlakken.



NIEUW

LM-Activator 2 Low Short
€ 59,90

Model met een korter molarengedeelte voor patiënten bij wie de tweede molaren nog niet zijn doorgebroken. Deze wordt in een gele doos geleverd.

Maat	Smal	Smal hard incisaal	Breed	Breed hard incisaal
35	94235LSN	94235LSNR	94235LSW	94235LSWR
40	94240LSN	94240LSNR	94240LSW	94240LSWR
45	94245LSN	94245LSNR	94245LSW	94245LSWR
50	94250LSN	94250LSNR	94250LSW	94250LSWR
55	94255LSN	94255LSNR	94255LSW	94255LSWR
60	94260LSN	94260LSNR	94260LSW	94260LSWR
65	94265LSN	94265LSNR	94265LSW	94265LSWR
70	94270LSN	94270LSNR	94270LSW	94270LSWR



NIEUW

LM-Activator 2 Low Long
€ 59,90

Model met een langer molarengedeelte voor patiënten bij wie de tweede molaren al zijn doorgebroken. Deze wordt in een blauwe doos geleverd.

Maat	Smal	Smal hard incisaal	Breed	Breed hard incisaal
35	94235LLN	94235LLNR	94235LLW	94235LLWR
40	94240LLN	94240LLNR	94240LLW	94240LLWR
45	94245LLN	94245LLNR	94245LLW	94245LLWR
50	94250LLN	94250LLNR	94250LLW	94250LLWR
55	94255LLN	94255LLNR	94255LLW	94255LLWR
60	94260LLN	94260LLNR	94260LLW	94260LLWR
65	94265LLN	94265LLNR	94265LLW	94265LLWR
70	94270LLN	94270LLNR	94270LLW	94270LLWR



NIEUW

LM-Activator 2 High Short
€ 59,90

Model met een korter molarengedeelte voor patiënten bij wie de tweede molaren nog niet zijn doorgebroken. Deze wordt in een oranje doos geleverd Het hoge model van de LM-Activator is in het gebied van de tweede premolaren en molaren dikker. Speciaal ontworpen voor de behandeling van skelettale en dento-alveolaire gevallen van open beet.

Maat	Smal	Smal hard incisaal	Breed	Breed hard incisaal
35	94235HSN	94235HSNR	94235HSW	94235HSWR
40	94240HSN	94240HSNR	94240HSW	94240HSWR
45	94245HSN	94245HSNR	94245HSW	94245HSWR
50	94250HSN	94250HSNR	94250HSW	94250HSWR
55	94255HSN	94255HSNR	94255HSW	94255HSWR
60	94260HSN	94260HSNR	94260HSW	94260HSWR
65	94265HSN	94265HSNR	94265HSW	94265HSWR
70	94270HSN	94270HSNR	94270HSW	94270HSWR



NIEUW

LM-Activator 2 High Long
€ 73,60

Model met een langer molarengedeelte voor patiënten bij wie de tweede molaren al zijn doorgebroken. Deze wordt in een groene doos geleverd Het hoge model van de LM-Activator is in het gebied van de tweede premolaren en molaren dikker. Speciaal ontworpen voor de behandeling van skelettale en dento-alveolaire gevallen van open beet.

Maat	Smal	Smal hard incisaal	Breed	Breed hard incisaal
35	94235HLN	94235HLNR	94235HLW	94235HLWR
40	94240HLN	94240HLNR	94240HLW	94240HLWR
45	94245HLN	94245HLNR	94245HLW	94245HLWR
50	94250HLN	94250HLNR	94250HLW	94250HLWR
55	94255HLN	94255HLNR	94255HLW	94255HLWR
60	94260HLN	94260HLNR	94260HLW	94260HLWR
65	94265HLN	94265HLNR	94265HLW	94265HLWR
70	94270HLN	94270HLNR	94270HLW	94270HLWR

LMActivator

De LM-Activator werd voor het eerst geïntroduceerd in 2004 en is sindsdien door honderdduizenden patiënten wereldwijd gebruikt. Klinisch en wetenschappelijk getest.



LM-Activator Low Short
€ 59,90

Model met een korter molarengedeelte voor patiënten bij wie de tweede molaren nog niet doorgebroken zijn. Deze wordt in een gele doos geleverd.

Maat	Smal
10	94010LS
15	94015LS
20	94020LS
25	94025LS
30	94030LS
35	94035LS
40	94040LS
45	94045LS
50	94050LS
55	94055LS
60	94060LS
65	94065LS
70	94070LS



LM-Activator Low Long
€ 59,90

Model met een langer molarengedeelte voor patiënten bij wie de tweede molaren al zijn doorgebroken. Deze wordt in een blauwe doos geleverd.

Maat	Smal
40	94040L
45	94045L
50	94050L
55	94055L
60	94060L
65	94065L
70	94070L



LM-Activator High Short
€ 59,90

Model met een korter molarengedeelte voor patiënten bij wie de tweede molaren nog niet zijn doorgebroken. Deze wordt in een oranje doos geleverd Het hoge model van de LM-Activator is in het gebied van de tweede premolaren en molaren dikker. Speciaal ontworpen voor de behandeling van skeletale en dento-alveolaire gevallen van open beet.

Maat	Smal
20	94020HS
25	94025HS
30	94030HS
35	94035HS
40	94040HS
45	94045HS
50	94050HS
55	94055HS
60	94060HS
65	94065HS
70	94070HS



LM-Activator High Long
€ 59,90

Model met een langer molarengedeelte voor patiënten bij wie de tweede molaren al zijn doorgebroken. Deze wordt in een groene doos geleverd Het hoge model van de LM-Activator is in het gebied van de tweede premolaren en molaren dikker. Speciaal ontworpen voor de behandeling van skeletale en dento-alveolaire gevallen van open beet.

Maat	Smal
45	94045H
50	94050H
55	94055H
60	94060H
65	94065H
70	94070H

LM-ACTIVATOR MOTIVATIEMATERIAAL

Voor een succesvolle behandeling is de instemming van de patiënt absoluut noodzakelijk. De eerste maand is doorslaggevend voor wat betreft het wennen aan de apparatuur (het kost in het algemeen drie tot vier weken voor men eraan gewend is, ervan uitgaande dat de apparatuur regelmatig wordt gedragen). Om de patiënt(e) en zijn/haar naasten te motiveren, is zowel voor kinderen als voor jongeren materiaal over dit onderwerp verkrijgbaar. Het is belangrijk dat de patiënt(e) en zijn/haar naasten begrijpen dat een onregelmatige toepassing hetzelfde is als geen behandeling.



LM-Activator Klinische marketingbrochure in het Engels
M1061EN



Instructies voor patiënten in het Engels
LM 94533 15 st.



Beloningskaarten € 6,80
LM 94511 Skateboard 65 st.
LM 94512 Football/voetbal 65 st.
LM 94513 Fiets 65 st.
LM 94514 Paard en ruiter 65 st.



Motivatiemateriaal voor patiënten
LM 94531 Poster en sticker 15 st.
€ 13,50
- Een muurposter om de toepassing overdag en 's nachts te volgen. Er staat een spelletjesachtige weg op waarop men zich voortbeweegt en waarop, als bevestiging van een succesvolle toepassing elke dag een sticker kan worden geplakt.

LM-ORTHOSIZER

LM-OrthoSizer is een meethulp voor de keuze van de juiste maat LM-Activator. Deze kan met of zonder greep worden gebruikt.

De gemeten maat is slechts een richtwaarde en een LM-Activator moet altijd worden uitgetest om de juiste maat te verzekeren.



LM-OrthoSizer

LM 9400 LM-OrthoSizer zonder greep € 33,20

- Meet de afstand tussen de bovenste snijtanden van het distale vlak van de linker zijsnijtand tot het distale vlak van de rechter zijsnijtand
- Orthosizer is ook compatibel met spiegelheften:
 - LM 25 ES
 - LM 25 XSI
 - LM 25 SI
 - LM 28 ES
 - LM 28 XSI

NIEUW



LM-Activator 2 OrthoSizer

LM 9402 LM-Activator 2 OrthoSizer zonder greep € 33,20

- Een verder verbeterd assortiment voor metingen in de boven- en onderkaak.
- Meet de afstand tussen de snijtanden van het distaalvlak van de linker zijsnijtand tot de rechter zijsnijtand zowel in de bovenkaak als in de onderkaak.

LMTrainer



LM-Trainer Medium
LM 94100T € 59,90

- Insert voor snij- en hoektanden
- Lipbumper



LM-Trainer Small
LM 94100S € 59,90

- Insert voor snijtanden, lipbumper
- Kleiner en zachter vergeleken met de middelste LM-Trainer



LM-Trainer beugels
LM 94100TB € 59,90

- Wordt in combinatie met klemmen en draden toegepast
- Brengt de onderkaak voor klasse-II-correctie naar voren
- Voorkomt irritatie en verwondingen van de weke delen
- Lipbumper

NIEUW



LM-Trainer 2 M
LM 94100T2 € 59,90

NIEUW



LM-Trainer beugels 2 M
94100TB2M € 59,90

NIEUW



LM-Trainer beugel 2 S
94100TB2S € 59,90

ORTHODONTISCHE HANDINSTRUMENTEN



Spiegelheft, ortho

LMErgoSense LM25-26 ES € 45,60

LMErgoMax LM25-26XSI € 39,10

LMErgoSense LM28-26 ES € 45,60

LMErgoMax LM28-26XSI € 39,10

- Voor het meten van overjet en overbite
- 25 mm lange millimeterschaal



Ligatuur On-Off SL

LMErgoSense LM414-17CLES € 34,00

LMErgoMax LM414-17CLXSI € 29,20

- Het sondeachtige uiteinde (17CL) kan zowel voor het plaatsen als voor het verwijderen van ligaturen worden gebruikt. Ligaturen kunnen aan de onderschacht worden geplaatst.
- Het gedeelde uiteinde (414) is met name aangepast voor het doorvoeren van een ligatuuring via bijvoorbeeld de vierde vleugel van een klem.



Kunststof ligaturen-adaptor

LMErgoSense LM416-417 ES € 34,00

LMErgoMax LM416-417XSI € 29,20

- Voor het aanbrengen van orthodontische rubberen ligaturen



Boogdraad-tucker

LMErgoSense LM412-413 ES € 37,30

LMErgoMax LM412-413XSI € 32,10

- Het buigen van een boogdraaduiteinde kan problematisch zijn.
- De afgevlakte, bolvormige eindstukken hebben kleine gaatjes van een millimeter waarin de draad gemakkelijk kan worden ingevoerd en gedraaid.
- Het lange lemmeret past ook in de kleinste tussenruimten.




Tucker ligatuurinstrument - Scaler U15

LMErgoSense LM414-150 ES € 34,00

LMErgoMax LM414-150XSI € 29,20

- Voor het plaatsen van ligaturen en boogdraden (414)
- Voor het verwijderen van cementresten na verwijdering van de kaakorthopedische apparatuur (150)



Tucker ligatuurinstrumenten

LMErgoSense LM 414-415 ES € 34,00

LMErgoMax LM 414-415 XSI € 29,20

- Voor het plaatsen van ligaturen en boogdraden
- Voor het plaatsen van boogdraden
- Het gedeelde uiteinde is met name aangepast voor het doorvoeren van een ligatuuring via bijvoorbeeld de vierde vleugel van een klem.

NIEUW



Ligature Director

LMErgoSense LM 411-415 ES € 34,00


LMErgoMax LM 411-415 XSI € 29,20

- Voor het plaatsen van ligaturen en boogdraden
- Voor het plaatsen van boogdraden
- Het gedeelde uiteinde is met name aangepast voor het doorvoeren van een ligatuuring via bijvoorbeeld de vierde vleugel van een klem. Voor een gemakkelijker en meer ergonomische passing is de punt van het gedeelde uiteinde (411) met 90° gedraaid.

Fabrikant:

LM Dental

LM-Instruments Oy
Norrbyn rantatie 8, FI-21600 Parainen
Finland
www.lm-dental.com



LOSER & CO

öfter mal was Gutes...



LOSER & CO GMBH · DISTRIBUTIE VAN TANDHEELKUNDIGE PRODUCTEN
e-mail: info@loser.eu · www.loser.eu

 MIRA BEZEMER · MOBIEL: +31 (0) 623 21 06 27
e-mail: mbezemer@loser.eu

 BART LAMBRECHTS · MOBIEL: +32 (0) 478 33 92 99
e-mail: blambrechts@loser.de