




Lames de syndesmotome avec un manche en étui

1809

Contenu : 20 lames et un manche de support tel illustré



CRYOSTEEL
ice-tuned



SET
149,90 €*

Un maintien
parfait à la prise

Daviers-SET

GX100

Volume: 10 formes
(6 pour le maxillaire,
4 pour la mandibule)



Gamme complète avec
plus d'informations!



DAVIERS maxillaire

incisives Fig. 1
prémolaires Fig. 7
molaire droite Fig. 17
molaire gauche Fig. 18
racines Fig. 51A
dent sagesse Fig. 67A

DAVIERS mandibulaire

incisives + Fig. 13
prémolaires Fig. 22
molaires Fig. 33A
racines Fig. 33A
dent de sagesse Fig. 79

SET
799,-€*



par pièce
83,90 €*

NOUVEAU!

CRYOSTEEL
ice-tuned

PROMO • Printemps 2021

Action promotionnelle du 01 mars au 30 juin 2021

www.carlmartin.de - info@carlmartin.de

*Prix promotionnels Carl Martin. Prix par pièce/boîte en EUR, plus TVA, départ usine, valides jusqu'au 30.06.2021.
Recommandation de prix promotionnels chez tous revendeurs spécialisés de **Carl Martin GmbH participants**.
NON-DENTAL-articles disponibles seulement jusqu'à épuisement du stock! / Livraison d'articles comparables réservée!
Modifications de prix, erreurs de prix ou écarts de produits réservés.



Denta

Heiveldekens 2 - 2550 Kontich
T: 03 450 93 20 - F: 03 457 85 73
vente@denta.be
www.denta.be

Porte-aiguilles

1155TC/15

CRILE-WOOD

15cm

TC 83,75 €*




1149TC/17

LICHTENBERG

17cm

TC 104,95 €*



1152TC/14

CASTROVIEJO

14cm

TC 99,90 €*




LS1152TC/16

CASTROVIEJO

16cm

TC 156,45 €*



- résistance à l'usure • durée de vie prolongée
- maintien sûr des aiguilles

TC = tungstène

Porte-aiguille

1160/14

1160/17

MATHIEU

14cm + 17cm

14cm
52,45 €*

17cm
62,95 €*



Ciseaux à gencives-SET

9011

Volume: IRIS 12cm,
LA GRANGE MICRO-dentelures 12cm



Ciseaux à gencives

802/12
courbés,
12cm

29,40 €*



8055C/12
droit
12cm

36,95 €*



8075C/12
courbés,
12cm

36,95 €*



818/14
courbés
14cm

36,95 €*




Ciseaux à sutures

léger sillon
pour l'enlèvement
atraumatique de suture

868
11,5cm

38,15 €*



Ciseaux à couronnes

828
courbés
10,5 cm

19,95 €*



Plus d'informations

Mikro-SET

LSRH-Mikro-Set1

Volume: LS1152RH/16, LS852RH/16,
LS792DE-RH/16, 990

ROCKHARD
the power coating

SET
269,- €*



Stylo d'huile

Pince

Micro-Porte-aiguille

Micro-Ciseaux

Manche de bistouri

871A/3

871A/5



5,80 €*



29,90 €*

Lames de bistouri boîte de 100

871B/11



871B/15



par boîte
31,40 €*

871B/15C



boîte
41,90 €*

871B/12D



boîte
41,90 €*

tranchant des
deux côtés



Container pour lames de bistouri utilisées


874



7,90 €*



Vidéo du produit



l'extracteur de lames permet le retrait aisé et sécurisé des lames de bistouri

Ecarteurs de joues

633
15,5cm
CAWOOD-MINNESOTA

19,50 €



Élévateur APICAL

579
très fin,
1,8mm

38,75 €*



Syndesmotome

1801/3
16cm
CHOMPRET

41,95 €*



Curettes osseuses

1145/8
2,8mm

1145/9
3,3mm

par pièce
20,95 €



Décolleurs

1804 WILLIGER
6mm

28,30 €*



1805 WILLIGER
10mm

28,30 €*



1864/24G
4mm

36,75 €*



1865
5mm

32,90 €*



Pince gouge

1830/2
FRIEDMANN

104,90 €



Daviers pour fragments

1209RH



1209-20RH



Plus d'informations



SET
199,- €*

Volume: 1209RH, 1209-20RH

par pièce
129,90 €

Instruments pour luxation-SET

9588

Volume: 588/1, 2, 3, 4
+ 993 (Pierre à affûter)



SET
159,- €*

Instruments pour luxation - très fins, pointes plates, pointes travaillées légèrement tranchantes



588/5
2,5mm
droit



588/1
3,0mm
droit



588/6
4,0mm
droit



588/2
5,0mm
droit



par pièce
39,90 €*



588/7
2,5mm
courbé



588/3
3,0mm
courbé



588/8
4,0mm
courbé



588/4
5,0mm
courbé

Instruments pour luxation

Le LUXATEUR est un instrument destiné à l'extraction par une technique de séparation des tissus et de la dent qui a la même fonction qu'un élévateur. Cet instrument possède une lame extra-plaie et tranchante de manière à sectionner les ligaments. Par des mouvements de rotations et de coupe il mobilise la dent à l'inverse de l'élévateur qui élève, mobilise et sert de levier. L'avantage du LUXATEUR est, qu'il diminue les traumatismes exercés sur la dent et les tissus adjacents. Le LUXATEUR existe dans 8 formes différentes comme illustré ci-dessous.

Élévateurs BEIN

559/1 4,5mm



559/2 3,5mm



559/3 2,5mm



par pièce
27,75 €*

COFFRET 2 Stylos

990


- pas de décolorations brunes provoquées par l'huile ou le spray - entretien et conservation précis et aisés
- huile synthétique de qualité, stérilisable jusqu'à 260°
- convient à tous les types de stérilisations
- transparente et non toxique
- approuvée USDA, FDA et DAB



Plus d'informations



SET
20,95 €*



entretien et conservation précis et aisés

Précelles

771A/2
manche strié



15,70 €*

770AS/2
COLLEGE



15,70 €*

773A/2
COLLEGE




8,35 €*

773/2
COLLEGE



8,35 €*

772DP/2
avec "stop pin"



17,90 €*

794
AMSTERDAM



15,70 €*

770CS/2
MERIAM

15,70 €*

773C/2
MERIAM

8,35 €*

Précelles chirurgicales

792/13
13cm



792/14.5
14,5cm

13 cm
10,45 €*

14,5 cm
10,45 €*

793/14.5
14,5 cm



10,45 €*

786
ADSON
12 cm



24,95 €*

798A
DE BAKY
15cm



- pour le maintien ferme des tissus muqueux
- la micro striure empêche une perforation des tissus

31,40 €*

Précelles

773D
Diamantée
Universelle



pour la pose ou dépose des inlays céramiques

41,90 €*

708
Diamantée
Universelle



pour la pose ou dépose des inlays céramiques

59,90 €*

Seringue à carpules

1950
avec 3 crochets d'aspiration automatique

Stérilisable à 135°C Cette seringue peut également être

inappropriée pour la désinfection thermique


Appropriée à toutes les ampoules demandées avec „ferme-trou“ (1,8ml). Siletage métrique




52,45 €*



Instruments pour obturations



Instruments pour obturations



Instrument pour amalgame




Spatule de HEIDMANN




Spatules à ciment




Excavateurs



Instruments à composites



Sondes paros



Paro-SET

SI-Paro-SET1

Volume: 1x SI-972/5-6-GE,
7-8-GR, 11-12-OR, 13-14-BL,
SI-972/H6-H7-HBL

SET
99,90 €*



Fig. 13-14

11-12

GRACEY

7-8

5-6

Détartréur

H6-H7

Colori

- Silicon Grip -

VALIDÉ



plus d'informations

Manches de miroir

Sondes d'exams

Colori

Également livrable en:

490RO

490GR

490GE

490SC

490BL

Manche de plastique thermoresistant jusqu'à 200° C

489 manche creux, léger

11,05 €*
par pièce

ERGOFORM

483 massif

4,15 €*
par pièce

485 manche creux

7,90 €*
par pièce

476 massif

4,95 €*
par pièce

LS483 massif

5,15 €*
par pièce

LIQUIDSTEEL

LS485 manche creux, léger

9,90 €*
par pièce

1081/33

4,15 €*
par pièce

1082/9

7,25 €*
par pièce

1082/23

7,25 €*
par pièce

1083/6

7,25 €*
par pièce

LS1083/6

6,25 €*
par pièce

LS1081/70

6,25 €*
par pièce

LIQUIDSTEEL

Miroirs TwinSide

470/4 Ø 22mm
plan, boîte de 6

RHODIUM-EFFECT
Front Surface

- Double face

boîte
31,45 €*
par pièce



TwinSide

Miroirs OneSide

471/4 Ø 22mm
plan, boîte de 6

RHODIUM-EFFECT
Front Surface

boîte
20,90 €*
par pièce



OneSide

COMFORT PLUS

Miroirs de bouche, boîte de 12

480/4 Ø 22mm
plan, standard
inappropriés pour la
désinfection thermique

boîte
10,45 €*
par pièce

STANDARD



478/3 Ø 20mm
RHODIUM-EFFECT
Front Surface

boîte
20,90 €*
par pièce

478/4 Ø 22mm
RHODIUM-EFFECT
Front Surface

boîte
20,90 €*
par pièce



Instrument enlève couronne

1112 RH

Couverture de façon similaire au diamant TITAN CARBURE



plus d'informations



99,90 €*
par pièce

revêtement très dur et antidérapant

PINCE DE FURRER

1164



73,40 €*
par pièce

Pied à coulisse

1596 BOLEY



34,90 €*
par pièce

Instruments pour digue

604 IVORY



49,95 €*
par pièce

607 STOKE



49,95 €*
par pièce

610 AINSWORTH



69,90 €*
par pièce

carl martin
Solingen

FINEST DENTAL INSTRUMENTS

NEUENKAMPER STR. 80 - 86 · D-42657 SOLINGEN · GERMANY
TEL. +49(0)212/81 00 44 · FAX +49(0)212/8 73 45
E-MAIL: INFO@CARLMARTIN.DE · INTERNET: WWW.CARLMARTIN.DE