

XMIND prime



IT'S TIME
FOR EFFICIENT
3D DIAGNOSIS

AANBIEDINGEN LENTE

Benelux | Prijzen excl. btw
Voor tandheelkundige dealers.

Geldig van 15 februari
tot 30 juni 2021

ACTEON
MINIMALLY
INVASIVE
SOLUTIONS

OVERZICHT

EQUIPMENT

HANDINSTRUMENTEN	Bliss.....	4
	Mondspiegels	10
	Fotospiegels.....	11

IMAGING

EXTRAORALE RADIOLOGIE	X-Mind® Prime 2D/3D - 2D Ceph/3D Ceph.....	12/13
	X-Mind® trium.....	14

EQUIPMENT

BOTCHIRURGIE	Piezotome® Cube.....	16
	Kits met tips	18
	ImplantCenter 2	19
	Karretjes.....	21

INTRAORALE RADIOLOGIE	PSPIX®2	22
	Fosforplat.....	24
	X-Mind® DC	26
	X-Mind® Unity	27
	Sopix®2 - U Sense/U Sense HD.....	28
	X-Mind® unity + Sopix®2.....	29

ULTRASOON	Newtron® P5 XS B.LED	30
	Newtron Booster.....	31
	Tips	32

POLYMERISATIE	Mini LED™ STANDARD	35
	Mini LED™ SUPER CHARGED	35
	Mini LED™ ORTHO 2	35

POLISHER	Air N GO® Easy	36
-----------------	----------------------	----

ELEKTROSURGE/AMALGAMATOR	37
---------------------------------	-------	----

PHARMA

HYGIËNE	Riskontrol®.....	38
	Expasyl™ Exact	39

CONTACTGEGEVENS	43
------------------------	-------	----

Speciale aanbiedingen geldig van 01 februari tot 18 juni 2021. Deze promoties zijn enkel geldig bij de deelnemende verdelers. Prijzen excl. btw. Toepassingsgebied: Benelux. Niet-contractueel document. Copyright © 2021 ACTEON® - Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document mag op geen enkele wijze worden gekopieerd of verstuurd zonder voorafgaande toestemming van ACTEON. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door ACTEON®. Aanmaakdatum: 01/2021.

NIEUW

Bliss
by Acteon
» P.4

U SENSE
» P.28



EXPASYL
EXACT
» P.39




NIEUW!

IT'S TIME FOR
SUPERIOR
COMFORT

Bliss
by Acteon

INDUSTRIELE EN AMBACHTELIJKE
PRODUCTIE, ERFGOED
VAN DE FRANSE MESSENMAKERIJ



In de productievestiging in de regio Thiers (Puy-de-Dôme), zette ACTEON® de eeuwenoude kennis van de messenmakerij in voor de ontwikkeling van kwaliteitsvolle manuele instrumenten. Het verhaal begint in 1948 met de messenmaker Marcel Dubost. De fabriek begon met de productie van tandheelkundige instrumenten, om in te spelen op de vraag van de tandchirurgen. Vandaag, heeft ACTEON® het juiste evenwicht gevonden tussen ambachtelijk werk, industrie en technologische vernieuwing.



HANDINSTRUMENTEN

TECHNOLOGIE VAN DE
HANDGREPEN BLISS
NIETS WORDT OVER
HET HOOFD GEZIEN

Om de hand van de tandarts en het instrument zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, beruiste ACTEON® op wetenschappelijk onderzoek naar de ergonomie van de manuele tandheelkundige instrumenten.



ULTRALICHT
15g

ECHT ERGONOMISCH

- 10 mm: optimale diameter van de handgreep voor een verminderde knijpkracht¹
- 15g: ultralicht voor minder vermoeidheid van de hand¹

UNIEKE
HANDGREEP
SOFT TOUCH*

UNIEK COMFORT

- Platte vlakken voor een betrouwbare grip en een uniforme druk van de vingers
- Bijzondere gevoeligheid

40%
SCHERPER
DAN DE
CONCURRENTIE**

LIGT STEVIG EN AANGENAAM IN DE HAND

- Oppervlak «soft touch*» dat niet wegglijdt
- Silicone zonder verend effect, voor een optimale grip
- Optimale precisie en controle

100%
GOEDGEKEURD
DOOR DE
PROFESSIONALS²

* Aangenaam gevoel

**Studie CATRA, Cutlery & Allied Trades Research Association (CATRA), onafhankelijk laboratorium gespecialiseerd in slijptests en die de scherpte heeft gemeten van de reinigingsapparatuur Bliss en zijn belangrijkste concurrenten, december 2019.

¹ Aangenaam gevoel

1 - The effects of periodontal instrument handle on hand muscle load and pinch force, D. Rempel; D. Lee; K. Dawson; P. Loomer; JADA 143 (10) - October 2012

2 - Interne evaluatie op 20 artsen in 8 verschillende landen. 100% antwoordde dat de handgreep Bliss comfortabel is

CURETTES VAN GRACEY

U VERDIENT EEN OPTIMAAL COMFORT,
UW PATIENTEN OOK




Gracey 1-2: de kromming past zich perfect aan de anatomie van de voorste tanden aan



Gracey 15-16: de lange sikkel is handig voor de zones achterin

50€
45 €



- Afgerond uiteinde
- Afgeronde achterkant
- Halfronde dwarsdoorsnede
- Figuur 70°



Gracey 1-2 Ref. 402.01SI
Gracey 5-6 Ref. 402.05SI
Gracey 11-12 Ref. 402.11SI
Gracey 13-14 Ref. 402.13SI
Gracey 15-16 Ref. 402.15SI
Gracey 17-18 Ref. 402.17SI

UNIVERSELE CURETTES

U VERDIENT EEN OPTIMAAL COMFORT,
UW PATIENTEN OOK





Barnhart 5-6: Optimale hoek voor de achterste en mesiale zijden



Columbia 13-14: Kromming van de as en het actief gedeelte optimaal voor de toegang tot de achterzijden.

50€
45 €



- Afgerond uiteinde
- Twee scherpe zijden
- Halfronde dwarsdoorsnede
- Figuur 90°



BARNHART 5-6 Ref. 408.05SI
COLUMBIA 4L-4R Ref. 405.04SI
COLUMBIA 13-14 Ref. 405.13SI
LANGER 5-6 Ref. 406.06SI

Minder beweging

Minder druk

HANDINSTRUMENTEN

ASSEN



M23: Efficiënt achterin dankzij de tegenkromming en de fijne punt

H6-H7: Efficiënt voorin, in de interproximale en premolare zones

GEMAKKELIJKE TOEGANG TOT NAUWE INTERPROXIMALE OPPERVLAKKEN



M23
Ref. 404.235I

H6-H7
Ref. 406.075I



- Scherp uiteinde
- Driehoekige doorsnede van het mes
- Twee scherpe randen
- Figuur 90°

50 €
45 €

DUBBEL UITEINDE



H5-L5: Makkelijk te plaatsen en aan te passen aan alle voorste tanden

L128-L5 mini: Uitstekende aanpassing, ideaal voor de interproximale toegang

DUBBELE EFFICIENTIE DUBBELE PRESTATIES



H5-L5
Ref. 406.055I

N128-L5
Ref. 406.085I

N128-L5 mini
Ref. 406.095I

De versie Mini is aangewezen voor nauw contact en voor een betere interproximale toegang.

HANDINSTRUMENTEN

DIAGNOSEKIT BLISS



233.30	Cassette Easy Clip	29,70 €
210.005I	Handgreep Spiegel	33 €
MP3624PH	Spiegel PURE REFLECT® n°5, doos van 12	47,60 €
263.075I	EXP17-23 - Dubbele onderzoekssonde	33 €
220.025.	Pincet Collège 15 cm gesatineerd	14,80 €

De diagnosekit verenigt de instrumenten die onmisbaar zijn voor diagnose. Van de diagnose tot de behandeling, elk consult begint met deze drie instrumenten.

158,10 €
129 €

HANDGREEP SPIEGEL
EN SPIEGEL N°5



ONDERZOEKSSONDE



PINCET



Andere modellen zijn verkrijgbaar. Om ons gamma van manuele instrumenten te ontdekken, raadpleeg:



BEHANDELINGSKIT BLISS



233.30	Cassette Easy Clip	29,70 €
210.005I	Handgreep Spiegel	33 €
MP3624PH	Spiegel PURE REFLECT® n°5, doos van 12	47,60 €
263.075I	EXP17-23 - Dubbele onderzoekssonde	33 €
194.135I	CMS2 - Spatel modelleren	42 €
220.025.	Pincet Collège 15 cm gesatineerd	14,80 €

De diagnosekit is de basis van de restauratie. Een combinatie van onmisbare diagnostische instrumenten en een instrument toegespitst op restauratie.

200,10 €
180 €

HANDGREEP SPIEGEL
EN SPIEGEL N°5



ONDERZOEKSSONDE



PINCET



SPATEL



PURE REFLECT

Pure Reflect® Micro-spiegels



Ø3 mm
Ref. MP3303PH

72-€
61 €

Ø5 mm
Ref. MP3305PH


72-€
61 €

7x2 mm
Ref. MP3306RPH

78-€
66 €

9x3 mm
Ref. MP3310RPH

78-€
66 €



n°0 Ø14mm n°1 Ø16mm n°2 Ø18mm n°3 Ø20mm n°4 Ø22mm n°5 Ø24mm n°6 Ø26mm



n°7 Ø28mm n°8 Ø30mm n°9 Ø40mm n°10 Ø55mm

PURE REFLECT®

N°	Ref.	Aant.	Price
0	MP3614PH	12	88 €
1	MP3616PH	12	88 €
2	MP3618PH	12	88 €
3	MP3620PH	12	81 €
4	MP3622PH	12	47 €
5	MP3624PH	12	47 €
6	MP3626PH	12	92 €
7	MP3628PH	1	22 €
8	MP3630PH	1	23 €
9	MP3640PH	1	26 €
10	MP3655PH	1	31 €

246-€

195 €

**5 DOOSJES
NR.4 OF NR.5
EN
1 HEFT XL STYLE****



XL Style

Ref. 210.00XL
11 €

*Ref. MP3622PH of MP3624PH

**Ref. 210.00XL

Medische apparaten klasse I - CE
Fabrikant: Prodont Holliger (Frankrijk)

FOTOSPIEGELS PURE REFLECT®

249-€
211 €

2 FOTOSPIEGELS PURE REFLECT® 1 DRAAIENDE HOUDER INBEGREPEN



Ref. MZP214

DRAAIENDE HOUDER

voor fotospiegels.

Geanodiseerd aluminium, licht conusvormig. Dankzij het bovenstuk met scharnieren kunt u foto's vanuit verschillende posities nemen zonder de spiegel aan te raken. Beide zijden van onze dubbelzijdige fotospiegels kunnen worden gebruikt zodat ze langer meegaan. Op ons nieuwe heft passen alle soorten en vormen fotospiegels.



Occlusaal oppervlak
volwassene
Ref. MZP516



Vestibulair oppervlak
Ref. MZP536



Groot linguaal oppervlak
Ref. MZP556



Occlusaal oppervlak
Kind
Ref. MZP526



Klein linguaal oppervlak
Ref. MZP546



Laterale vorm
Ref. MZP566

Medische apparaten klasse I - CE - Fabrikant: Prodont Holliger (Frankrijk)

EXTRAORALE RADIOLOGIE

X MIND prime

IT'S TIME FOR EFFICIENT 2D AND 3D DIAGNOSIS



Medische apparaten klasse IIb - (IMQ - CE 0051).
Fabrikant: de Götzen ACTEON® group (Italië).

Eenvoudige 2D
diagnose

Eenvoudige
positionering

Eenvoudige
gebruikers-
interface

Eenvoudige
installatie

Eenvoudige
training

56

2D- en 3D- onderzoeken
voor al uw klinische
toepassingen

1

minuut om uw
implantaatverslag
te bewerken met de
intuïtieve AIS-software

1 to 1
Face to face
positionering

0

vloerruimte gebruikt
dankzij innovatief aan de
wand gemonteerd systeem**

100%

Mac* en Windows*
compatibel
met AIS-software

X-MIND® PRIME PAN 2D*: Unieke panoramische oplossing

X-Mind® prime
23-975-€
13 990 €

Ref. W1200001:
XMP 2D WALL 220-240V

X-Mind® prime met Ceph
40-275-€
23 900 €

CEPH: Ref. W1200009

X-MIND® PRIME PAN 3D*: CBCT-oplossing voor panoramische en 3D-onderzoeken


X-Mind® prime 3D
68-340-€
39 500 €

Ref. W1200005:
XMP 3D WALL 220-240V

X-Mind® prime 3D met Ceph
78-350-€
52 500 €

CEPH: Ref. W1200010

- ▶ Nauwkeurige panoramische onderzoeken
- ▶ Verbeterde communicatie met uw patiënten
- ▶ Minimum aan voorbereiding voor onderzoeken
- ▶ Scherp beeld bij eerste weergave
- ▶ Rolstoelvriendelijk



- ▶ Kies uw 2D- en 3D-onderzoek uit een brede selectie aan klinische toepassingen
- ▶ Plan uw behandeling
- ▶ Communiceer efficiënt met uw patiënt



*Exclusief certificering en installatiekosten
**Behalve voor de modellen met Ceph

IT'S TIME FOR
TRUE LOW
DOSE CBCT

X MIND
trium



3-in-1

systeem voor panora-
mische, 3D- en cefalome-
trische onderzoeken

3D




mapping van botdichtheid
voor een betere sla-
gingskans

Tot 50%

dosisreductie*

75 µm

beeld met hogere resolutie
voor betrouwbare diagnose



Een brede selectie FOV's

Met X-Mind® trium kunt u kiezen uit een brede selectie Field Of Views, zodat u zich kunt focussen op het interessegebied voor de diagnose en de blootstelling van de patiënt aan röntgenstraling kunt beperken:



ø 40x40 mm



ø 60x60 mm



► trium : ø 80x80 mm
► trium True Low Dose:
ø 80x90 mm



► trium : ø 110x80 mm
► trium True Low Dose:
ø 110x90 mm



AIS



	PANORAMISCH CEFALOMETRISCH	WERKSTATION MET STANDAARD BEELDSCHERM PANORAMISCH 3D	PANORAMISCH CEFALOMETRISCH 3D
X MIND trium			
TRUE LOW DOSE	42-627-€ 29 900 €	76-074-€ 46 500 €	87-660-€ 59 000 €

*Verhouding gebaseerd op DAP-metingen met standaard X-Mind® Trium-instellingen 90 kV-8 mA-300 prjs

Medische apparaten klasse IIb (IMQ - CE 0051). Fabrikant: de Götzen ACTEON group (Italië).

X-MIND® trium is een laserproduct van klasse 3R volgens IEC 60825-1:2007. Vermijd directe blootstelling van de ogen aan laserstraling. De laseroutput bekijken met vergrotende optische instrumenten (bijv. chirurgische microscoop en vergrootbril) kan gevaarlijk zijn voor de ogen, dus mag de gebruiker de straal niet richten op een gebied waar zulke instrumenten doorgaans worden gebruikt.

PIEZOTOME CUBE

IT'S TIME FOR
ATRAUMATIC
EXTRACTIONS



6 696,50 €
4 990 €



Ref. F50100

Wordt geleverd met een multifunctionele voetschakelaar, een Piezotome® CUBE LED handstuk, 1 handstukhouder, een Essential II-kit (6 tips), een Piezotome® dynamometrische sleutel, 1 irrigatielijn staander, 2 autoclaveerbare irrigatielijnen, 5 clips en 15 perforators.

BESTEL UW EXTRA KIT VOOR SLECHTS

947 €
790 €

Crestal Sinus Lift

Minimaal invasieve chirurgie voor laterale sinus-lift

SinusLift

Sinus Lift™ Kit
Ref. F87519
Inserts SL1, SL2, SL3,
SL4, SL5 Réf. F87519



Medische apparaten klasse IIa (GMED) - CE0459.
Fabrikant: Satelec® (Frankrijk)

ACTEON®: EEN GESCHIEDENIS VAN TEMPERATUURREGELING

Dr. Harder

The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants - 2009;24:484-490

May/June 2009 - Volume 24 , Issue 3

Performance of Ultrasonic Devices for Bone Surgery and Associated Intraosseous Temperature Development

Sonke Harder /Stefan Wolfart /Christian Mehl /Matthias Kern

Doel: Het doel van deze studie is het evalueren en vergelijken van de snij-efficiëntie en de intraossale temperatuur gegenereerd door drie moderne generatoren gebruikt in de botchirurgie.

Materiaal en Methode: De apparaten en inzetstukken (rechterzaag) die gebruikt worden: (1) Piezosurgery II professional, inzetstuk OT7 (Mectron); (2) Piezotome, inzetstuk BS1 (Acteon); en (3) SurgySonic, inzetstuk ES007 (American Dental Systems/Günther Jerney).

De handstukken werden geïmmobiliseerd en runderdijbenen werden overlans verplaatst onder het inzetstuk in werking tot een snede met een diepte van 3 mm verkregen wordt. De intraossale temperatuur wordt gemeten doorheen een glazen plaatje.


De snijprestatie werd bepaald door de tijd die nodig is om een snede van 3 mm te verkrijgen. Vervolgens vond een statistische analyse plaats (uitgevoerd door Wilcoxon rank sum test).

Resultaten: De mediane intraossale temperatuursverhoging bedroeg 3,0°C (2,2°C tot 4,2°C) voor SurgySonic, 2,2°C (1,8°C tot 3,2°C) pour le Piezosurgery II, en **1,1°C (0,7°C tot 1,6°C) voor Piezotome**. De mediane snijprestatie bedroeg **0.31 mm/s (0,11 tot 0,46 mm/s) voor Piezotome**, 0,25 mm/s (0,23 tot 0,27 mm/s) voor Piezosurgery II, en 0,04 mm/s (0,03 tot 0,05 mm/s) voor SurgySonic.

Conclusie

Van de drie geteste generatoren hebben Piezotome en Piezosurgery II blijf gegeven van aanzienlijk betere snijprestaties dan SurgySonic.

Piezotome produceert de minste intraossale temperatuursverhoging.



Harder, Sönke & Wolfart, Stefan & Mehl, Christian & Kern, Matthias. (2009). Performance of Ultrasonic Devices for Bone Surgery and Associated Intraosseous Temperature Development. *The International journal of oral & maxillofacial implants*. 24. 484-90.

Bij aankoop van een Piezotome®2, Implant Center™ 2 ou Piezotome® Cube **maak uw keuze uit alle chirurgie kits**



929 €
750 €

Extractiekit
Ref. F87546
Tips Ninja® LC1, LC2 (x2), LC2L, LC2R.



1.224 €
790 €

Botchirurgiekit
Ref. F87509
Tips BS1S, BS2L, BS2R, BS4, BS5, BS6.



792 €
750 €

Kamsplijtingskit
Ref. F87567
Tips CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6.



686 €
650 €

Piezocision™ Kit
Ref. F87576
Tips PZ1, PZ2L, PZ2R, PZ3.



1.201 €
790 €

Intralift™ Kit
Ref. F87536
Tips TKW1, TKW2, TKW3, TKW4, TKW5 (Ø 3 mm).



947 €
790 €

Sinus Lift Kit
Ref. F87519
Tips SL1, SL2, SL3, SL4, SL5.



616 €
550 €

Crown Extension Kit
Ref. F87554
Tips BS6, CE1, CE2, CE3.



1.224 €
790 €

Essential Kit
Ref. F87528
Tips BS1S, BS4, SL1, SL2, SL3, LC2.

MEER
MOGELIJKHEDEN



BS1L «Lang»
Snedediepte 15 mm met autoclaveerbare universele sleutel
Ref. F87527
223 €



BS1RD
Afgeronde zaag, 280° actief oppervlak
Ref. F87557
239 €

IMPLANTCENTER 2

De combinatie van technologieën voor krachtige en veilige botchirurgie

12.795 €
8 990 €

3 modi:

- ▶ Piezotome® (botchirurgie)
- ▶ Newtron® (klassieke behandelingen: perio, endo,...)
- ▶ I-Surge™ (implantatiemotor).



Ref. F27200
Wordt geleverd met een LED-motor, een LED-motorsnoer, een progressieve voetschakelaar, 2 beugels, 2 handstukhouders, 2 steriliseerbare irrigatielijnen en 30 perforators.

Piezotome® LED-handstuk + snoer
Ref. F12815

1.436,20 €
790 €



IMPLANTCENTER 2

Accessoires



Newtron® LED-handstuk
F12609
Voor Piezotome® 2
en ImplantCenter™ 2

Newtron® LED-snoer
F12830
Voor Piezotome® 2
En ImplantCenter™ 2

Medische apparaten klasse IIa (GMED) - CE 0459

~~1.541 €~~
950 €

Irrigatielijnen



4 pcs ~~628 €~~
447 €

10 universele irrigatielijnen

F57370
Steriel, voor eenmalig gebruik, met
geïntegreerde cassette en stroomregelaar

Medische apparaten klasse Is (GMED) - CE 0459

X 4



4 pcs ~~662 €~~
447 €

Autoclaveerbare irrigatielijlijn + 10 steriele perforators

F57374

Medische apparaten klasse I (GMED) - CE 0459

Cocoon-karretje

F24417
Kleur: wit
Twee aansluitingen voor water en
elektriciteit
Afmetingen (DxBxH): 45 x 40 x 80 cm
3 bladen: 40 x 30 cm

~~384 €~~
349 €



Karretje Newtron®

F03739
Kleur: wit
Twee aansluitingen voor water en
elektriciteit
Afmetingen (DxBxH): 48 x 40 x 77cm
3 glazen bladen: 42 x 36 cm

~~580 €~~
510 €




ImplantCenter™-karretje

F27125
Afmetingen (DxBxH): 66 x 54 x 79 cm
3 glazen bladen: 60 x 50 cm
Aansluitingen voor water en elektriciteit

~~1.209 €~~
1050 €



INTRAORALE RADIOLOGIE



FIBER[®]
2PIXEL


DIFFERENTIATIE VAN HET TANDWEEFSEL

FIBER2PIXEL[®]-technologie is gebaseerd op het gebruik van breedwerkende optische microvezels voor het geleide transport van fotonemissies met het oog op het produceren van contrastrijke beelden.


**Pedodontologie
grootte 0**



**Endodontie
grootte 1**



**Endodontie
grootte 1**



**Orthodontie
grootte 1**




**Cariologie
grootte 2**




**Implantologie
grootte 2**




Oclusaal grootte 4



Bitewing grootte 3



- ▶ Dankzij de FIBER2PIXEL[®]-technologie produceert PSPIX^{®2} nauwkeurige beelden en opvallend contrast voor een betrouwbare diagnose.
- ▶ Er zijn verscheidene groottes verkrijgbaar, aangepast aan de morfologie van de patiënt en de klinische toepassing.



INTRAORALE RADIOLOGIE

PSPIX²

De eerste persoonlijke beeldplaatscanner

7-356 €
5 690 €



beeldplaat



- ▶ Compact ontwerp en makkelijk bereikbaar: de kleinste beeldplaatscanner op de markt voor uw persoonlijk gemak.
- ▶ Beelden in enkele seconden: u hoeft niet langer naar een andere ruimte te gaan om uw beelden te scannen.
- ▶ Dankzij het exclusieve 'klik & scan'-concept werkt de nieuwe PSPIX[®] volledig intuïtief: maak uw keuze op het grote touchscreen, plaats uw beeldplaat en de PSPIX[®] doet de rest...



Ref. S_702_0013

Wordt geleverd met 4 ERLM (2x grootte 1, 2x grootte 2), 200 beschermende zakjes (100x grootte 1, 100x grootte 2), een bewaardoos voor de beeldvormingsplaten, 1 pen voor het touchscreen, 1 beschermende hoes voor het PSPIX²-systeem, 1 voeding 100-240 VAC, 1 ethernetkabel, ACTEON[®] Imaging Suite-software (AIS).



Standaard fosforplaat

Compatibel met Dürr Vistascan en PSPIX®

113 €
87 €



	PSPIX ² <i>Doos met 2</i>
Grootte 0 (22 x 35mm)	Ref. 990215
Grootte 1 (24 x 40mm)	Ref. 990216
Grootte 2 (31 x 41mm)	Ref. 990217
Grootte 3 (27 x 54mm)	Ref. 990218

Beschermhoes en karton voor fosforplaat

Voor PSPIX® en PSPIX® (vorige generatie)




PSPIX®
vorige generatie

Compatibel met

PSPIX®	✓
SOREDEX®* Digora	✓
INSTRUMENTARIUM®* Express	✓
KAVO®*	✓

Beschermhoesjes voor fosforplaat

Voor PSPIX² en PSPIX® (vorige generatie)



41 €
32 €



	PSPIX ²	PSPIX
Compatibel met		
PSPIX®	✓	✓
SOREDEX®* Digora	✓	✓
INSTRUMENTARIUM®* Express	✓	✓
DÜRR DENTAL®* Vistascan®*	✓	✓
KAVO®*	✓	✓

	PSPIX ² en PSPIX <i>Doos met 250</i>
Grootte 0	Ref. 700342L
Grootte 1	Ref. 700343L
Grootte 2	Ref. 700344L
Grootte 3	Ref. 700345L



PSPIX²

- Bescherming tegen krassen, licht en kruisbesmetting
- Ergonomisch en eenvoudig te gebruiken

	PSPIX ² <i>Doos met 300</i>	PSPIX <i>Doos met 250</i>
Grootte 0	Ref. 700546	Ref. 700338L
Grootte 1	Ref. 700547	Ref. 700339L
Grootte 2	Ref. 700548	Ref. 700340L
Grootte 3	Ref. 700549	Ref. 700341L

87 €
63 €

74 €
59 €

ERLM PSPIX² - Medische apparaten klasse IIa (GMED) - CE0459.

ERLM PSPIX - Medische apparaten klasse IIa (Eurofins) - CE0537. Fabrikant: Soredex - Distributor: Sopro®

ERLM PSPIX² - Medische apparaten klasse IIa (GMED) - CE0459.

ERLM PSPIX - Medische apparaten klasse IIa (Eurofins) - CE0537. Fabrikant: Soredex - Distributor: Sopro®

INTRAORALE RADIOLOGIE

X MIND DC


4-160-€
2 690 €

Intraorale röntgenopnamen

- ▶ Zeer hoge kwaliteit
- ▶ Minimale belichtingstijd: 0,02 s
- ▶ Precieze en flexibele positionering
- ▶ Programmeerbare timer
- ▶ Snel wisselen van traditionele naar digitale modus
- ▶ Montage boven of onder



Versie aan de wand:	Montage boven lange conus	Montage boven vierkante conus	Montage onder lange conus	Montage onder vierkante conus
Extensor 0,40 m	Ref. 5.92.23137	Ref. 5.92.23167	Ref. 5.92.23130	Ref. 5.92.23160
Extensor 0,80 m	Ref. 5.92.23138	Ref. 5.92.23168	Ref. 5.92.23131	Ref. 5.92.23161
Extensor 1,10 m	Ref. 5.92.23139	Ref. 5.92.23169	Ref. 5.92.23132	Ref. 5.92.23162



Wordt geleverd met een generator (lange conus), een pantograaf, een extensor en een timer.

Medische apparaten klasse IIb (IMQ - CE 0051).
Fabrikant: De Gotzen (Italië)

Beschermhoesjes voor SOPIX-serie

(500 stuks in één karton)
Voor SOPIX-sensor grootte 1 - Ref. 403026
Voor SOPIX-sensor grootte 2 - Ref. 403027



238-€
149 €

INTRAORALE RADIOLOGIE

X MIND unity

5-076-€
3 090 €

Een scherp en contrastrijk beeld

- ▶ De aanpasbare parameters zoals kV, mA en belichtingstijd gecombineerd tot een focus van 0,4 mm, zorgen ervoor dat de X-Mind® unity ongeëvenaarde beelddefinitie levert voor een betrouwbaardere diagnose.



reddot design award
winner 2013

Medische apparaten klasse IIb (IMQ - CE 0051).
Fabrikant: de Gotzen (Italië)

Versie aan de wand:	Montage boven		Montage onder	
	Lange conus	Vierkante conus	Lange conus	Vierkante conus
Extensor 0,40 m	W0800003	W0800006	W0800012	W0800015
Extensor 0,80 m	W0800004	W0800007	W0800013	W0800016
Extensor 1,10 m	W0800005	W0800008	W0800014	W0800017



X-MIND® unity - Mobiel

Mobiele steun: W0800127

Extra
500 €

Mobiele versie:

Lange conus	Korte conus	Lange vierkante conus	Korte vierkante conus
W0800085	W0800091	W0800128	W0800129

Medische apparaten klasse IIb (IMQ - CE 0051). Fabrikant: de Gotzen ACTEON (Italië)

INTRAORALE RADIOLOGIE

Uitzonderlijke beeldkwaliteit, geschikt voor de meest complexe endodontische behandelingen



SOPIX²

SOPIX² levert een uitstekende beeldkwaliteit dankzij de beste technologieën op de markt.

SOPIX² USB-sensor grootte 1 - Hoge definitie

▶ Ref. S_802_0008.

Wordt geleverd met een sensorhouder en 10 beschermhoesjes voor de sensor.

Ook verkrijgbaar in grootte 2 (Ref. S_802_0009)

€7.200 €5.650

6.090 €
3 990 €



▶ Dankzij de Technologie **Ace**, geen enkel risico op overmatige belichting.

▶ Ultrasnel: De opnames zijn meteen te zien op het scherm

▶ **Ace** De gepatenteerde ACE-technologie staat bij elke opname borg voor kwaliteitsvolle beelden, voor een precieze en betrouwbare diagnose zonder overmatige belichting. U bespaart tijd omdat u geen overbodige opnames meer hoeft te maken.

Een voordelige oplossing voor een perfecte diagnose



U-SENSE

3.485 €
2 490 €

Ref. W1300001
GROOTTE 1

4.655 €
3 590 €

Ref. W1300002
GROOTTE 2



U-SENSE kan ontsmet worden door onderdompeling en beschermt worden met de beschermingshoesjes voor eenmalig gebruik, voor nog meer hygiëne en veiligheid voor de patiënten en behandelaars.

Medische inrichting van klasse IIa Fabrikant: De Gotzen

INTRAORALE RADIOLOGIE


X MIND ^{unity} + SOPIX² ^{INSIDE} = 9.908 €
6 990 €

Sensor SOPIX² INSIDE Grootte 1

▶ Ref. S_802_5010

Wanneer de generator X-Mind[®] Unity gecombineerd wordt met SOPIX² Inside, ontvangt de patiënt enkel de dosis die nodig is voor zijn morfologie. Zo beschermt u de patiënt en het personeel van uw praktijk tegen overbodige blootstelling.

Een doeltreffende bescherming met een minimale blootstellingstijd.



SOPIX[®] inside: Medische apparaten klasse IIa (GMED) - CE0459. Fabrikant: Sopro[®] (Frankrijk)

NEUTRON

P5XS B. LED

Bescherm het glazuur door perfect gecontroleerde trillingen en tipjes van hoogwaardig medisch staal

Ref. F62100
Wordt geleverd met een Newtron® Slim B.LED-handstuk met blauwe ring, een witte LED-ring, een F.L.A.G.-kit (5x 1,5 ml), een voeding, 3 tips (N°1, N°1S, H3), een autoclaveerbare platte sleutel en een reservoir van 300 ml.

▶ Dankzij de eenvoudige en precieze stroomregeling worden krachtigere cavitatie en maximale efficiëntie van de tip (fragmentatie van de afzettingen, desinfectie) gewaarborgd.



2.527,50 €
1 790 €

Medische apparaten klasse IIa (GMED) - CE 0459

NEUTRON

BOOSTER

Bescherm het glazuur door perfect gecontroleerde trillingen en tipjes van hoogwaardig medisch staal.

COMPACT EN EFFICIËNT

Handstuk: No LED
Gewicht handstuk: 52g
Gewicht van het apparaat: 1600g
Afmetingen (LxWxH):
129x160x87mm



Ø4x6mm water
Provide connection for hoses:
inner diameter: 4mm,
outer diameter: 6mm

Medische apparaten klasse IIa (GMED) - CE 0459

1.158,60 €
890 €




Ref. F60203
Geleverd met NEWTRON® handstuk, universele sleutel en een tip nr. 1.

750,10 €
450 €



NEWTRON® SLIM B.LED HANDSTUK
Autoclaveerbaar

- ▶ Met blauwe LED-ring: Ref. F12900
- ▶ Met witte LED-ring: Ref. F12905



541,90 €
279 €



NEWTRON® HANDSTUK
Autoclaveerbaar **F12281**



DE ACTEON® TIPS ZORGEN VOOR:



Perfect gecontroleerde trillingen
Precieze behandelingen



Staalhardheid dat het dichtst het tandglazuur benadert
Beschermde tanden



Voortdurende aanpassing van de frequentie
Constante doeltreffendheid



HET tactiel gevoel blijft behouden
Verbeterd klinisch comfort



Tip past perfect op schroefdraad
Maximale transmissie van de kracht



Normale schroefdraad met ACTEON® tips



Versleten schroefdraad doos gebruik van tips van derden




Gebroken schroefdraad doos gebruik van tips van derden

NEWTRON TIP

NEWTRON TIP

periodontics

VERMOGEN
0 TO 25%



VERMOGEN
50 TO 100%

scaling



perioPrecision

perioSoft



Kit of 4 inserts

VERMOGEN
50 TO 100%

VERMOGEN
25 TO 50%


VERMOGEN
50 TO 100%

perfectmargin Rounded



perioMaintenance BDR

VERMOGEN 0 TO 30%



VERMOGEN
50 TO 100%

VERMOGEN
25 TO 50%

perfectmargin Shoulder



implantProtect Pure Titanium

VERMOGEN 0 TO 30%



VERMOGEN
50 TO 100%

excavus



*Naar keuze tussen alle tips op de pagina 32, 33 et 34. Niet cummeleerbare aanbieding.

*Naar keuze tussen alle tips op de pagina 32, 33 et 34. Niet cummeleerbare aanbieding.

NEWTRON TIP

POLYMERISATIE

endodontics

VERMOGEN
25 TO 50%



IRRISAFE™
(Blister da 4)
x1 104 €
x3 69 € pce
x17 61 € pce

IRR 20-21mm - F43807
IRR 20-25mm - F43808
IRR 25-21mm - F43805
IRR 25-25mm - F43806



ET40
F88012
x1 158 €
x3 105 € pce
x17 93 € pce



ET40D
F88014
x1 167 €
x3 111 € pce
x17 98 € pce

endosuccess

Canal Access Prep

VERMOGEN
25 TO 50%



CAP1
F88181
x1 111 €
x3 74 € pce
x17 65 € pce



CAP2
F88182
x1 111 €
x3 74 € pce
x17 65 € pce



CAP3
F88183
x1 111 €
x3 74 € pce
x17 65 € pce



endosuccess

Retreatment

VERMOGEN
25 TO 50%

VERMOGEN
100%



ET18D
F88017
x1 167 €
x3 111 € pce
x17 98 € pce



ETBD
F88020
x1 167 €
x3 111 € pce
x17 98 € pce



ET20
F88011
x1 167 €
x3 111 € pce
x17 98 € pce



ET25
F88018
x1 167 €
x3 111 € pce
x17 98 € pce



ET25S
F88021
x1 167 €
x3 111 € pce
x17 98 € pce



ET25L
F88022
x1 167 €
x3 111 € pce
x17 98 € pce



ETPR
F88019
x1 158 €
x3 105 € pce
x17 93 € pce

endosuccess

Apical Surgery

VERMOGEN
25 TO 50%



AS3D
F00065
x1 137 €
x3 91 € pce
x17 81 € pce



AS6D
F00079
x1 137 €
x3 91 € pce
x17 81 € pce



AS9D
F00067
x1 137 €
x3 91 € pce
x17 81 € pce



ASLD
F00080
x1 137 €
x3 91 € pce
x17 81 € pce



ASRD
F00081
x1 137 €
x3 91 € pce
x17 81 € pce

*Naar keuze tussen alle tips op de pagina 32, 33 et 34. Niet cummeleerbare aanbieding.

Medische apparaten klasse IIa (GMED) - CE 0459

MINILED

STANDARD

988-€
790 €

Uithardingslamp

Polymerisatie van elk type composiet in minder dan 12 seconden (3 mm).
3 modi: snel, pulserend en oplopend.

Vermogen: 1 250 mW/cm²

Ref. F02507

Wordt geleverd met een opalescente lichtgeleider van Ø 7,5 mm en een lichtschild.



MINILED

SUPERCHARGED

+269-€
990 €

Eenvoudig en krachtig

Polymerisatie van elk type composiet in 3 seconden.
3 modi: snel, pulserend en oplopend.

Vermogen:

- ▶ 2 000 mW/cm² met lichtgeleider van Ø 7,5 mm
- ▶ 3 000 mW/cm² met lichtgeleider van Ø 5,5 mm

Ref. F05214

Wordt geleverd met een opalescente lichtgeleider van Ø 5,5 mm en een lichtschild.

MINILED

ORTHO 2

+314-€
990 €

Snelle polymerisatie van enkele elementen tot een halve boog

4 polymerisatiecycli: 4, 8, 12 en 32 seconden.

Vermogen: 3 000 mW/cm²

Ref. F05220

Wordt geleverd met 1 opalescente lichtgeleider van Ø 5,5 mm.



Medische apparaten klasse I - CE

POLISHERS

AIR N GO EASY

1.276 €
990 €

Alle klinische toepassingen kunnen makkelijk worden uitgevoerd dankzij de all-in-one airpolisher



- ▶ Een uniek aanpasbaar handstuk voor supra- en subgingivale behandelingen
- ▶ Vloeiende en precieze bewegingen
- ▶ 4 nozzles: SUPRA, PERIO easy*, PERIO* en PERIO Maintenance*
- ▶ Eenvoudig te hanteren en onderhouden handstuk

AIR-N-GO® easy met KaVo*-adapter	Ref. F10100
AIR-N-GO® easy met Sirona*-adapter	Ref. F10101
AIR-N-GO® easy met W&H*-adapter	Ref. F10102
AIR-N-GO® easy met Bien-Air*-adapter	Ref. F10103
AIR-N-GO® easy met Midwest*-adapter	Ref. F10105

Wordt geleverd met een omvormbaar AIR-N-GO® easy-handstuk, een SUPRA-nozzle, 1 introductiekit met zakjes van 20 g «CLASSIC»- en «PEARL»-poeder, 1 AIR-N-GO easy-onderhoudsset (extra o-ringen, spuit met siliconenvet en borstels, canule, reinigingsboor).

*KaVo, Sirona, W&H, Bien-Air en Midwest zijn geregistreerde handelsmerken.

AIR-N-GO® «CLASSIC»-poeder

- 4 flessen van 250 g
- ▶ Pepermunt: Ref. F10250
 - ▶ Citroen: Ref. F10251
 - ▶ Framboos: Ref. F10252
 - ▶ Cola: Ref. F10253
 - ▶ Neutraal: Ref. F10254
 - ▶ 4 smaken: Ref. F10255

86 €

100%
compatible
POUDRES



Medische apparaten klasse IIa (GMED) - CE 0459 -

ELEKTROSURGE/AMALGAMATOR

SERVOTOME®

Hoogfrequentie elektrosonde



1.783 €
1 399 €

Ref. F57210
Wordt geleverd met één voetschakelaar, een doos met 10 elektroden, een geleidende armband.



met een geleidende armband

Medische apparaten klasse IIb (GMED) - CE 0459

Softly™

437 €
375 €

Amalgamator voor vooraf gemeten capsules

Ref. F03160



ECOLOGISCH, EENVOUDIG,
SNEL EN HYPOALLERGEEN

€1.188
950 €



Mengt al uw alginaten in 5 seconden en zonder luchtballen!

- ▶ Mooi
- ▶ Discreet
- ▶ Eenvoudig te gebruiken
- ▶ Kleine grootte (20x24x30 cm)
- ▶ Lichtgewicht (18 kg)

Ref. 3055.00
Wordt geleverd met 4 schalen, 1 doseerfles, 1 spatel, 1 menger



CHROMALG'X™



PRALG'X™



HYGIËNE



Video Riskontrol

BESCHERMING

20 keer minder kans op kruisbesmetting

Total Protec by
RisKontrol®

28,9-€

26 €

Niet-steriele wegwerptips met plastic omhulsel (x 100)

 **Ref. 201 750**



Medische apparaten klasse I - CE

FLEXIBEL

Respect voor de anatomie van de patiënt

DROGE LUCHT

gegarandeerd door twee gescheiden kanalen

UNIVERSEEL

Geschikt voor alle lucht water spuiten

ECONOMISCH

Vereenvoudig processen / Bespaar tijd

ECOLOGISCH

Milieuvriendelijk

Classic by
RisKontrol®

49,80-€

29 €



Niet-steriele wegwerptips (x 250)

 Ref. 201 664

 Ref. 201 665

 Ref. 201 666

 Ref. 201 667

 Ref. 201 668

Medische apparaten klasse I - CE



EXPASYL EXACT: HETZELFDE VERTROUWDE PRODUCT,
HANDIGER IN GEBRUIK

EXPASYL™ EXACT

NU DANKZIJ DE NIEUWE MONO DOSIS
VERPAKKINGEN OOK TE GEBRUIKEN
IN UNIVERSELE ADAPTORS



Video Expasyl Exact



EXPASYL™ EXACT (0.3g CAPSULES)		PRICE LIST
Ref. 261 011	Expasyl™ Exact x 50	290 €
Ref. 261 010	Expasyl™ Exact x 20	127 €
Ref. 261 036	Applicator	100 €

EFFECTIEF EN ATRAUMATISCH

- ▶ Expasyl™ genereert een druk die 37 keer lager is dan draad (143 vs 5396 kPa)
- ▶ De epitheliale hechting blijft behouden (boven de 2400 kPa is de integriteit van de epitheliale hechting niet gegarandeerd). Het risico op gingivale recessie en botresorptie wordt verminderd.
- ▶ Atraumatisch voor patiënt.

SNEL, SIMPEL EN KOSTEN BESPAREND



Spoel en droog het preparaat voorzichtig op bij een gezond parodontium



Plaats het uiteinde van de canule om een gesloten ruimte te creëren



Extrudeer het materiaal langzaam



Injecteer de pasta in de sulcus rondom de tand om voor de best mogelijke afdrukkwaliteit te zorgen. Laat Expasyl™ Exact max. 1-2 min uitwerken. Het tandvlees wordt wit, indicatie van de compressie die door het materiaal wordt uitgeoefend



Verwijder de pasta met een zachte lucht en water nevel met gelijktijdige afzuiging



De sulcus wordt geopend en het element is helemaal droog. Geen blessure. Geen pijn. Geen bloeding. De afdruk kan gemaakt worden.

Medische apparaten klasse I - CE - Alleen voor professioneel tandheelkundig gebruik.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

General Manager

Marc COLIN
Tel.: +32 (0) 496 529 763
marc.colin@acteongroup.com

Area Sales Manager Netherlands / Switzerland

Julie PAEMELAIRE
Tel.: +31 (0) 630 982 228
Julie.paemelaire@acteongroup.com

Area Sales Manager Belux

Raphaël NEF
Tel.: +32 (0) 472 711 580
raphael.nef@acteongroup.com

Area Sales Manager Imaging Benelux / Switzerland

Eliel VICENTE
Tel.: +31 (0) 641 371 224
eliel.vicente@acteongroup.com

Imaging Sales Promoter and Technical Manager

Kris VLEMINCKX
Tel.: +32 (0) 488 253 771
kris.vleminckx@acteongroup.com

ACTEON KLANTENSERVICE

U kunt de klantenservice van ACTEON op de volgende manieren bereiken:

IMAGING

PSPIX - SOPIX - CAMERAS - X MIND
cs@acteongroup.com
Tel.: +33 (0) 186 656 928

X MIND TRIUM - X MIND PRIME
imaging.italysupport@acteongroup.com
Tel.: +39 (0) 331 37 67 62

EQUIPMENT/PHARMA

sav@acteongroup.com
Tel.: +33 (0) 556 349 163

Verkoopadministratie

Sabine PARIS
Belgium
Tel.: +33 (0) 556 349 332
Fax: +33 (0) 556 349 331
sabine.paris@acteongroup.com

Sonia AMAR
Luxembourg / Netherlands
Tel.: +33 (0) 556 349 250
Fax: +33 (0) 556 349 331
sonia.amar@acteongroup.com

PSPiX²

OPTIMALE BESCHERMING TEGEN KRUISBESMETTING



- > Beschermhoes met geïntegreerd karton **beschermt tegen kruisbesmetting.**
- > De touchscreen pen **zorgt voor een hygiënischer gebruik.**
- > **Verwijderbare onderdelen** die kunnen worden gereinigd in een **thermodesinfector.**

Medische apparaten klasse I. Fabrikant: Sopro® (Frankrijk)

OPTIONEEL

AFNEEMBARE ONDERDELEN VOOR DE AUTOCLAAF*

Ref. 990241

Bevat 1 autoclaveerbaar opvangbak en 1 autoclaveerbaar geleidingsstuk voor ERLM-plaatjes

thermische desinfectie bij 93°C met een temperatuurhoudtijd van 5 minuten.

*sterilisatie bij 121°C (250°F) gedurende 30 minuten, 30 minuten droogtijd.