

NATIONALE PROMOTIE NEDERLAND / BELGIË

LENTE COLLECTIE

Geldig van 1. Mei
tot 31. Juli 2021

Voor bestellingen kunt u contact opnemen
met uw gebruikelijke dental depot.

INSTRUMENT MANAGEMENT SYSTEM

VRAAG NU AAN VOOR EEN ADVIES OP MAAT IN UW PRAKTIJK OF VIRTUEEL

Meer dan ooit staat infectiepreventie voorop. Doet u er alles aan om uw patiënten en personeel een veilige omgeving te bieden? Als u in uw praktijk nog geen Instrument Management System (IMS™) gebruikt, is dit wellicht het moment om dit veilige, betrouwbare en efficiënte systeem te overwegen voor het organiseren en her-gebruiken van instrumenten. **Plan een virtuele advies afspraak om te ontdekken hoe IMS Cyclus, de verspreiding van ziekten helpen voorkomen en de veiligheid van uw praktijk kan verbeteren.**



Dit is wellicht het juiste moment om dit veilige, betrouwbare en efficiënte systeem te overwegen voor het organiseren en het her-gebruiken van instrumenten.

- Tijdbesparend
- Voldoet aan de hygiënerichtlijnen
- Bescherm uw team en patiënten
- Werk slimmer, niet harder

Voor het maken van een virtuele afspraak of voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Olaf Westening (Country Manager the Netherlands & Denmark)

Tel.: +31 6 54964445 | owesting@hu-friedy.com

Charles Hubin (Country Manager Belgium)


Mobile: + 32 474 92 75 74 | Tél: +32 87 68 18 48 | chubin@hu-friedy.com

INSTRUMENT MANAGEMENT SYSTEM

WILT U MEER INFORMATIE OVER HET **IMS™ CONCEPT** EN **ONTDEKKEN WELKE AANBIEDING** WIJ VOOR U HEBBEN, NEEM DAN **CONTACT OP MET ONZE ADVISEURS.**

Kies een praktische en gestandaardiseerde oplossing voor uw klinische verrichtingen met een kleurcode: steriliseerbare instrumenten in een speciale cassette, en verbruiksartikelen in een box met dezelfde kleur als de cassette.


CASSETTES IMS™ INFINITY HU-FRIEDY®



1/4 DIN CASSETTE **IME14DIN5_**

1/4 DIN cassette IMS™ voor 5 instrumenten
Afmetingen: 72 x 184 x 34 mm
(zonder instrumenten)

Adviesprijs 126,20 €
Prijs Promo 109,50 €



1/2 DIN CASSETTE **IME12DIN1_**

1/2 DIN cassette IMS™ voor 10 instrumenten
Afmetingen: 152 x 184 x 34 mm
(zonder instrumenten)

Adviesprijs 141,25 €
Prijs Promo 123,00 €

KLEURCODE VAN DE CASSETTES

Vervang in het art.nr. de kolom _ door het nummer van de door u gewenste kleur.

Rood	●	0
Grijs	●	1
Wit	●	2
Oranje	●	3
Violet	●	4
Geel	●	5
Roze	●	6
Zwart	●	7
Blauw	●	8
Groen	●	9
Lichtblauw	●	11

IMS™ CONTAINERSYSTEEM HU-FRIEDY®

GEBUIK VOOR UW OPERATIES HET IMS™ CONTAINERSYSTEEM:

Tijdsbesparing bij sterilisatie, minder zakjes, tijdsbesparing bij het gereedmaken van de operatiekamer.

DIN CONTAINER **IMDINCO3M**

DIN container voor
3 containercassettes

Adviesprijs 276,60 €
Promo 240,50 €



CONTAINERCASSETTE **IMECC12_S**

Operatiecassette voor container met handvat aan het deksel.
Voor 16 instrumenten, met ruimte voor accessoires.
Afmetingen: 268 x 176 x 34 mm.

Adviesprijs 238,80 €
Prijs Promo 207,50 €



IMS™ TUBS HU-FRIEDY

IMS™ SIGNATURE SERIES™ TUBS **IMS-140_**

Complete box met
deksel en accessoires

Adviesprijs 80,35 €
Promo 70,00 €



1 DIN CASSETTE

Afmetingen: 290 x 184 x 34 mm (zonder instrumenten)

REF	OMSCHRIJVING	Prijs	Prijs Promo
IMEDIN13_	IMS™ Infinity DIN cassette, 13 instrumenten met ruimte voor accessoires	191,60 €	166,75 €
IMEDIN14_	IMS™ Infinity DIN cassette, 16 instrumenten met ruimte voor accessoires	188,10 €	163,50 €
IMEDIN16_	IMS™ Infinity DIN cassette, 14 instrumenten met extra veel ruimte voor accessoires	191,60 €	166,75 €
IMEDIN18_S	IMS™ Infinity DIN operatiecassette, 18 instrumenten + 4 klemmen (2 x I1000) voor scharnierende instrumenten	205,30 €	178,50 €
IMEDIN20_	IMS™ Infinity DIN cassette, 20 instrumenten, universeel gebruik. De klemmen moeten apart worden besteld	191,60 €	166,75 €

IMS™ VERBRUIKSARTIKELEN EN ACCESSOIRES

INPAKPAPIER, DUBBELLAAGS IMS VERPAKKINGSMATERIAAL HU-FRIEDY®

- Twee vellen verpakkingsmateriaal die op twee hoeken ultrasoon met elkaar verbonden zijn, voor snel en gemakkelijk verpakken en waarborging van de conformiteit.
- Vellen in twee verschillende kleuren, om snel te kunnen vaststellen of de inhoud nog steriel is.
- De grote sterkte en robuustheid voorkomen scheuren en lekragen, zodat de inhoud goed beschermd blijft tijdens opslag en transport.
- Gemaakt van SMS-prolypropyleenmateriaal (Spunbond Meltblown Spunbond), waardoor ongebruikt of niet-verzadigd verpakkingsmateriaal kan worden hergebruikt op grond van recyclecode '5'
- Compatibel met veel gebruikelijke sterilisatiecycli.
- Het artikelnummer en het formaat zijn op ieder vel afgedrukt, voor gemakkelijke en snelle identificatie bij nabestellingen.
- Niet gemaakt met natuurlijke latex, vergroot de veiligheid voor patiënten en gebruikers met een latexallergie.



OMSCHRIJVING	REF	Adviesprijs	Prijs Promo
Dubbel klevend voor 1/4 DIN cassette, (480 vellen) 38 x 38 cm NIEUW	IMS-2215	162,30 €	141,25 €
Dubbel klevend voor 1/2 DIN cassette, (480 vellen) 51 x 51 cm NIEUW	IMS-2220	288,55 €	251,00 €
Dubbel klevend voor DIN cassette, (240 vellen) 61 x 61 cm NIEUW	IMS-2224	207,90 €	181,00 €
Standaard voor 1/4 DIN cassette, (1000 vellen) 37,5 x 37,5 cm	IMS-1211M	270,45 €	235,25 €
Standaard voor 1/2 DIN cassette, (500 vellen) 50 x 50 cm	IMS-1212M	241,90 €	210,50 €
Standaard voor DIN cassette, (500 vellen) 60 x 60 cm	IMS-1210M	308,10 €	268,00 €



HU-FRIEDY'S BAGETTE™ ZELFKLEVENDE STERILISATIE ZAKJES HU-FRIEDY®

De bagettes zijn gemaakt van een zeer stabiel materiaal, beschikken over versterkte naden en een zelfklevende sluiting, voor zeer eenvoudige hantering. Twee geïntegreerde indicatorstroken (aan de binnen- en buitenzijde) geven aan dat de benodigde sterilisatieparameters zijn bereikt.

OMSCHRIJVING	REF	Adviesprijs	Prijs Promo
89 x 229 mm, 200 zakjes – voor losse instrumenten, voor 3-6 handinstrumenten	IMS-1236	20,95 €	18,25 €
190 x 330 mm, 100 zakjes – voor 1/4DIN-cassette (5 instrumenten)	IMS-1237	40,45 €	35,25 €
254 x 356 mm, 100 zakjes – voor 1/2DIN-cassette (8 en 10 instrumenten)	IMS-1238	50,20 €	43,50 €
305 x 432 mm, 100 zakjes – voor DIN-cassettes (tot 20 instrumenten)	IMS-1239	75,30 €	65,50 €

IMS-1461

IMS™ zelfklevende tape, lood-/latexvrij

Adviesprijs 10,00 €

Promo 8,50 €



INFECTION CONTROL

BACTRYL™ DISINFECTANT CROSSTEX**

KANT-EN-KLARE SPRAY EN DOEKJES VOOR HET REINIGEN EN DESINFECTEREN VAN OPPERVlakken EN TANDHEELKUNDIGE MEDISCHE HULPMIDDELEN

- kant-en-klaar breedspectrumreinigings- en desinfectiemiddel (reiniging en desinfectie in een stap)
- volledig getest, voldoet aan de strengste EU-normen (EN14885)
- doekjes voldoen aan de nieuwe, verplichte norm EN 16615, zowel in schone als vuile omstandigheden.
- desinfectiemiddel van de VAH-lijst
- werkt op molecuulniveau tegen gram-positieve en gram-negatieve bacterië, mycobacteriën, bacteriën, virussen (HIV, HBV, HCV) en schimmels. Werkt tegen alle onhuide virussen.
- Geschikt voor oppervlakken van werkbanks, lampen, instrumentenwagens, tandheelkundige eenheden, schaalpjes, afvoeren, instrumenten en interieurs van tandheelkundige praktijken, met lang aanhoudende bacteriostatische werking
- Veilig voor tandheelkundigen en patiënten
- Verkrijgbaar als spray of doekje

OF 7,10 € PER FLES VAN 1 LITER

500046**

4 x 1000 ml fles
+ 2 x spray-elementen
verpakking

Prijs Promo

28,40 €



500047**

110 doekjes/
houder

Prijs Promo

9,16 €

Fabrikant: Cantel Medical (Italy) s.r.l.

GEZICHTSMASKERS VOOR MEDISCHE PROCEDURES - EN14683 TYPE IIR STANDAARD CROSSTEX**

Met aan de binnen- en buitenkant een vloeistofbestendige laag voor optimale bescherming tegen vloeistoffen; voorzien van een extra lange aluminium neusbeugel die de neus en jukbeenderen goed afsluit.

De platte, elastieke oorlussen verminderen de druk op de oren en zitten vast aan de buitenzijde van het masker. Dit voorkomt huidirritatie en biedt optimaal draagcomfort.

GCPBLEU

Gezichtsmaskers voor medische procedures - EN14683 Type IIR Standaard lichtblauw, doos van 50 stuks



Adviesprijs

14,50 €

Prijs Promo

9,50 €

**GEMAAKT
IN EUROPE**



DIAGNOSTISCHE INSTRUMENTEN HU-FRIEDY®



EXS3A6

Sonde #3A
handle #6

Adviesprijs 20,30 €

Promo 17,50 €



EXS6A6

Sonde #6A
handle #6

Adviesprijs 20,30 €

Promo 17,50 €



EXS236

Sonde Shepherd 's Hook
#23 handle #6

Adviesprijs 20,30 €

Promo 17,50 €



EXTU176

Sonde Wilkins/Tufts
#TU17 handle #6

Adviesprijs 20,30 €

Promo 17,50 €



EXS96

Sonde #9
handle #6

Adviesprijs 20,30 €

Promo 17,50 €



MIR4HD12E

HD-mondspiegel,
enkelzijdig, Verp. van
12 stuks

Adviesprijs 90,05 €

Promo 78,50 €



MIR4DSHD6E

HD-mondspiegel,
dubbelzijdig, Verp. van
6 stuks

Adviesprijs 78,60 €

Promo 68,25 €



EXTU17/236

Sonde Wilkins/Tufts
#TU17/23 handle #6

Adviesprijs 27,40 €

Promo 23,75 €



DP2

Pincet College #2
16 cm

Adviesprijs 22,50 €

Promo 19,50 €



DP3

Pincet #3
16 cm

Adviesprijs 23,80 €

Promo 20,75 €



DP17

Pincet #17
16 cm

Adviesprijs 23,10 €

Promo 20,00 €



DP18

Pincet #18
16 cm

Adviesprijs 24,65 €

Promo 21,50 €



MH0175E

Spiegelhandgreep standaard
Europese schroefdraad

Adviesprijs 21,05 €

Promo 18,25 €



MHE6

Nr. 6 Spiegelhandgreep
Europese schroefdraad

Adviesprijs 23,10 €

Promo 20,00 €

ENDO INSTRUMENTEN

BLACK LINE COFFERDAMKLEMMEN HU-FRIEDY®

PRESTATIEKENMERKEN

- **Satin Steel™**: is corrosiebestendig en ondersteunt door zijn flexibiliteit en herstellend vermogen
- De **donkere coating** zorgt voor beter intraoraal contrast en beter zicht
- Door de **matte afwerking** verminderen de lichtreflecties en verblindingseffecten



Adviesprijs

20,30 €

Prijs Promo

17,50 €



DEZE AANBIEDING IS GELDIG VOOR ALLE **48 BLACK LINE COFFERDAMKLEMMEN**. GA NAAR **PAGINA F20** VAN ONZE CATALOGUS

BESTEL 4 COFFERDAMKLEMMEN NAAR KEUZE EN ONTVANG GRATIS EEN DOOS NIET-LATEX COFFERDAMMEN



19500

15,2 x 15,2 cm Medium Paars Pepermint, 15 vellen per verpakking

Adviesprijs

29,50 €

Prijs Promo

26,50 €



GETUIGENIS VAN DR. MAXIME DROSSART

Cofferdamklem RDCM212X is bijzonder geschikt om een goede retractie van het weefsel te verkrijgen en een preparatie te isoleren, zelfs subgingivaal. Een belangrijke stap tijdens het opbouwen! Bovendien maakt Black Line een goed contrast tussen de preparatie en het opbouw materiaal mogelijk zonder te verblinden, zelfs bij intensieve verlichting en optische hulpmiddelen.



Fotocredit: dokter Maimé Drossart

Dr Maxime Drossart

Tandarts Orale Chirurgie, afgestudeerd aan de tandheelkundige faculteit van Deescar in Parijs in 2009, verbonden aan de consultatie van Biomimetica met Dr Gil Tirlet en Dr. Romain's Biomaterials Associate.

INSTRUMENTEN HU-FRIEDY®



RDAF6

Rubber Dam Frame, Adult

Adviesprijs

36,20 €

Prijs Promo

31,50 €

RDF4E

Cofferdam klemtang #4 europa, 17,5 cm



Adviesprijs

131,85 €

Prijs Promo

114,50 €



RDPA

Cofferdam gaatjestang Ainsworth, 17,5 cm

Adviesprijs

221,90 €

Prijs Promo

193,00 €

IMS-1271

IMS™ Accessory Box, small, 40 x 32 x 25 mm



Adviesprijs

41,10 €

Prijs Promo

35,75 €

IMS-1273

IMS™ Accessory Box, large, 89 x 29 x 25 mm



Adviesprijs

55,55 €

Prijs Promo

48,25 €



DE MEEST GEAVANCEERDE SCALER OIT


EVEREDGE™ SCALERS ZIJN SCHERP.

EVEREDGE™ 2.0 SCALERS ZIJN ZELFS NOG SCHERPER.

Door gebruik te maken van verbeterde afwerkingsprocessen, creëerden de vakmensen van Hu-Friedy meer dan 60 % scherpere snijranden dan de dichtsbijzijnde concurrent.† Minder kracht betekent gemakkelijker, comfortabeler scaling voor de behandelaar, waardoor keer op keer de beste klinische resultaten worden bereikt.



Nadere informatie over **EVEREDGE™ 2.0** vindt u op onze website HuFriedy.eu



GRACEY CURETTES HU-FRIEDY®

OMSCHRIJVING	Handle 9	Handle CCH	Resin 8 Color
1/2 Gracey Standard	● SG1/291E2	● SG1/2C8E2	● SG1/2C8E2
7/8 Gracey Standard	● SG7/897E2	● SG7/8C8E2	● SG7/8C8E2
11/12 Gracey Standard	● SG11/1293E2	● SG11/12C8E2	● SG11/12C8E2
13/14 Gracey Standard	● SG13/1498E2	● SG13/14C8E2	● SG13/14C8E2

AFTER FIVE™ CURETTES HU-FRIEDY®

OMSCHRIJVING	Manche 9	Manche CCH	Resin 8 Color
1/2 After Five Gracey	● SRPG1/291E2	-	● SRPG1/2C8E2
7/8 After Five Gracey	● SRPG7/897E2	● SRPG7/8C8E2	● SRPG7/8C8E2
11/12 After Five Gracey	● SRP11/1293E2	● SP11/12C8E2	● SRP11/12C8E2
13/14 After Five Gracey	● SRP13/1498E2	● SP13/14C8E2	● SRP13/14C8E2

MINI FIVE™ CURETTES HU-FRIEDY®

OMSCHRIJVING	Handle 9	Handle CCH	Resin 8 Color
1/2 Mini Five Gracey	● SAS1/291E2	● SAS1/2C8E2	● SAS1/2C8E2
7/8 Mini Five Gracey	● SAS7/897E2	● SAS7/8C8E2	● SAS7/8C8E2
11/12 Mini Five Gracey	● SAS11/1293E2	● SS11/12C8E2	● SAS11/12C8E2
13/14 Mini Five Gracey	● SAS13/1498E2	● SS13/14C8E2	● SAS13/14C8E2

SICKLE SCALERS HU-FRIEDY®

OMSCHRIJVING	Handle 9	Handle CCH	Resin 8 Color
H6/H7 Scaler	● SH6/79E2	● SH6/7C8E2	● SH6/7C8E2
204S Scaler	● S204S9E2	● S204SC8E2	● S204SC8E2
204SD Scaler	● S204SD9E2	● S204SDC8E2	● S204SDC8E2
Nevi Anterior 1	● SCNEV119E2	-	● SCNEV11C8E2
Nevi Posterior 2	● SCNEV129E2	-	● SCNEV12C8E2
Nevi Posterior 3	● SCNEV139E2	-	● SCNEV13C8E2
Nevi Posterior 4	● SCNEV149E2	-	● SCNEV14C8E2

Aanbieding geldig voor alle **EVEREDGE™ 2.0** instrumenten.

Handle 9



Adviesprijs **Prijs Promo**

53,50 € **46,50 €**

Handle CCH



Adviesprijs **Prijs Promo**

56,25 € **48,50 €**


Resin 8 Color



Adviesprijs **Prijs Promo**

53,50 € **46,50 €**

† Products tested: Hu-Friedy EverEdge 2.0 H7, American Eagle XP-H6-7, PDT-H6-7, LM-EVEN H6-7, and GM Hartzell H6-7. For more information, contact David Platt, Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, 3232 N. Rockwell St., Chicago, IL 60618.



SSDGRIT

Keramische slijpsteen, duale korrelstructuur

Adviesprijs **Prijs Promo**

38,25 € **33,25 €**

HARMONY™ ERGONOMISCHE SCALERS EN CURETTES

Ontworpen met de TrueFit™-technologie

Aangezien bijna 70% van de mondhygiënisten te maken heeft met pijnklachten in de handen, polsen en armen, heeft de HuFriedyGroup pro-actief een innovatief en echt ergonomisch ontworpen oplossing voor handmatig scalen ontwikkeld. De NIEUWE ergonomische Harmony™-scalars en curettes zijn ontworpen met de TrueFit™-technologie en op basis van de succesvolle reeks EverEdge™ 2.0-instrumenten. Ze vormen de nieuwste toevoeging aan de reeks hoogwaardige handinstrumenten.



Veilige en behendige grip

De handgreep van siliconen is 30% verlengd, wat zorgt voor een veilige en behendige grip tijdens het gebruik van het instrument.³ Het geometrische patroon is zo ontworpen dat de grip in alle richtingen maximaal is.

Vermindert de benodigde knijpkracht met maar liefst 65%⁴

Hierdoor vermindert de vermoeidheid van de hand en het letselrisico door herhalende bewegingen.^{5,6,7,8}

Vermindert de druk op het gebitselement met 37%⁴

De ergonomische Harmony™-scalars en curettes kunnen het comfort voor de patiënt vergroten en ze verminderen vermoeidheid bij de behandelaar, doordat er bij het scalen minder druk op het gebitselement hoeft te worden uitgeoefend.

Vertrouwen in handen hebben

De robuuste metalen handgreep, voorzien van een dieptestructuur met dubbele spiraal, is ontworpen voor een optimaal tactiel gevoel en ter vermindering van tactiele vermoeidheid.



Hoe scherper hoe beter: 72% scherper

De uiteinden van EverEdge™ 2.0-instrumenten zijn 72% scherper dan die van de eerstvolgende concurrent en maken dat behandelaars sneller kunnen werken bij het verwijderen van tandsteen.² Scherpere scalars vragen minder druk om toch hetzelfde resultaat te bereiken, voor een comfortabelere ervaring voor u en voor uw patiënten.

Niet te zwaar, niet te licht

De ergonomische Harmony™-scalars en curettes zijn perfect uitgebalanceerd en zijn qua gewicht vergelijkbaar met onze hoogwaardige metalen handgreep EverEdge™ 2.0 nr. 9.

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING	CODE
Scaler #6/7 sikkel handle #Harmony	SH6/7XE2
Scaler #204S handle #Harmony sikkel spits	S204SX2
Scaler #204SD handle #Harmony sikkel	S204SDXE2
Scaler #23 handle #Harmony	SM23XE2
Curette Columbia #13/14 handle #Harmony	SC13/14XE2

Adviesprijs

69,00 €

Prijs Promo

60,00 €



Meer informatie over **HARMONY™** is te vinden op onze site **HuFriedy.eu**


1) Hayes MJ, Cockrell D, Smith DR. A systematic review of musculoskeletal disorders among dental professionals. Int J Dent Hygiene. 2009;7:159-165. 2) Gegevens beschikbaar. Op aanvraag verkrijgbaar. 3) Vergelijken met de metalen handgreep Hu-Friedy nr. 9, dit zijn nominale waarden. Gegevens beschikbaar. Op aanvraag verkrijgbaar. 4) Gegevens beschikbaar. Op aanvraag verkrijgbaar. 5) Int J Dent Hygiene 7, 2009; 159-165. DOI: 10.1111/j.1601-5037.2009.00395.x; Hayes MJ, Cockrell D, Smith DR. A systematic review of musculoskeletal disorders among dental professionals. 6) Rempel, David, et al. "The Effects of Periodontal Curette Handle Weight and Diameter on Arm Pain." The Journal of the American Dental Association, vol. 143, no. 10, 2012, pp. 1105-1113, doi:10.14219/jada.archive.2012.00411. 7) Lalumandier, James A, and Scott D McPhee. "Prevalence and Risk Factors of Hand Problems and Carpal Tunnel Syndrome among Dental Hygienists." Journal of Dental Hygiene, vol. 75, no. 11, 2001, pp. 130-134. 8) Mulimani P, Hoe VCW, Hayes MJ, Idiculla JJ, Abas ABL, Karanth L. Ergonomic interventions for preventing musculoskeletal disorders in dental care practitioners. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 10. Art. No.: CD011261. DOI: 10.1002/14651658.CD011261.p2.

COMPOSITIE INSTRUMENTEN

AKRO-FLEX™ COMPOSITIEINSTRUMENT HU-FRIEDY®


MAAK DE MOOISTE RESTAURATIES

Akro-Flex™ is een zeer flexibel composietinstrument, waarmee tandartsen composietmaterialen moeiteloos kunnen bewerken bij het maken van esthetische restauraties. Door gebruik te maken van een buigzaam materiaal, kan de Akro-Flex ook worden gebruikt als een stevig penseel.



ZEER DUN PROFIEL

Door de zeer dunne werkuiteinden zijn nauwe proximale ruimten gemakkelijk bereikbaar. De flexibele en veelzijdigewerkuiteinden zorgen voor een betere zichtbaarheid dan conventionele composietinstrumenten.



ONGEËVENAARDE FLEXIBILITEIT

Doordat gebruik is gemaakt van nikkel-titanium, een materiaal dat bekend staat om zijn grote elasticiteit, werkt Akro-Flex™ als een stevig penseel. De veerkrachtige werkuiteinden zijn ideaal voor het creëren van nauwkeurige anatomische details met verfijnde, artistieke bewegingen.



ERGONOMISCHE HANDGREEP

De gladde en lichte handgreep biedt meer controle dankzij de grote diameter. Het is een ergonomische oplossing die maximaal comfort biedt en vermoeidheid van de hand vermindert. Een minder vermoeide hand zorgt dat tandartsen hun carrières langer kunnen voortzetten.

AKRO-FLEX

Akro-Flex™
composietinstrument

Adviesprijs

74,20 €

Prijs Promo

64,50 €



BEKIJK ONZE
PRAKTISCHE
VIDEO OP
YOUTUBE



Patent pending.

COMPOSITIE INSTRUMENTEN



KOL CORNER

Instrumenten ontworpen in samenwerking met **Dr. Gaetano Paolone** en **Dr. Salvatore Scolavino**, opinieleider Hu-Friedy.

CALIBRA™ COMPOSITIEINSTRUMENT HU-FRIEDY®

VOOR GEKALIBREERDE RESTAURATIES

Calibra™ is een met **XTS™ (AITiN)**gecoat compositieinstrument dat de juiste anatomische curve aan de dentinemateriaallaag van een restauratie geeft en de ideale ruimte laat voor de laatste laag glazuurmateriaal. † Het **Calibra™ „IN“** -werkuiteinde wordt gebruikt om het dentinale skelet te definiëren, terwijl het **Calibra™ „OUT“** -werkuiteinde de kans verkleint dat overtollig compositiemateriaal wordt aangebracht tijdens de laatste laag van de restauratie. Calibra™ fungeert als een gids en helpt bij het voorkomen van overcontouren aan de preparatierand terwijl het helpt bij het verminderen van overmatige opbouw van compositiedikte en het modelleren van de laatste laag compositiemateriaal.

TNCALIBRA


XTS PFI WeRestore.it ††
Calibra™

Adviesprijs

Prijs Promo

64,20 €

55,75 €



CALIBRA™
OUT POINT



CALIBRA™
IN POINT

HOE WERKT CALIBRA™ « IN »



HOE WERKT CALIBRA™ « OUT »



Calibra™ bestaat uit twee werkende delen: „IN“ definieert de dentinestructuur. „OUT“ hiermee kunt u de dikte en vorm van de laatste laag controleren zonder overmaat. Dit instrument vormt in feite zowel de eerste remklauw ooit gemaakt om de dikte te controleren (een alternatief met siliconen sagitale sleutel) en het eerste model voor het maken van eerste lagen ooit gemaakt.

Video's met dank aan werestore.it † In archief, beschikbaar op aanvraag. †† WeRestore.it is geen eigendom van of gelieerd aan Hu-Friedy.




CALIBRA™ VAN
WERESTORE.IT
BEKIJK ONZE
LIVE VIDEO

NAALDVOERDERS & SCHAREN HU-FRIEDY®

WIST U? Kruipolie en IMS-smeermiddel verzorgen uw instrumenten. IMS smeermiddel (**ILS**) er voor zorgt dat vrije bewegende instrumenten en problematische verbindingdelen soepel blijven.



3-0, 4-0, 5-0, 6-0



NH5038

Perma Sharp™
Naaldvoerder Crile-Wood
Micro, 15 cm

Adviesprijs 147,00 €

Promo 127,75 €

5-0, 6-0, 7-0, 8-0



NH5052

Perma Sharp™
Naaldvoerder, Fine
Swedish, 15 cm

Adviesprijs 159,25 €

Promo 138,50 €

5-0, 6-0, 7-0, 8-0



NH5024CORT

Perma Sharp™ naald-
voerder Cortellini Micro
Castro, ronde greep, recht

Adviesprijs 426,95 €

Promo 371,50 €

5-0, 6-0, 7-0, 8-0, 9-0, 10-0



NH5024R

Perma Sharp™
Naaldvoerder Castroviejo
recht 18 cm

Adviesprijs 426,95 €

Promo 371,50 €

3-0, 4-0



NH5024SIM

Perma Sharp™
Naaldvoerder Castroviejo
Simion, 18 cm

Adviesprijs 426,95 €

Promo 371,50 €



S17SC

Super Cut™ schaar Iris
#17 spits, recht 11,5 cm

Adviesprijs 85,70 €

Promo 74,50 €



S18SC

Super Cut™ Schar Iris #18
fine angled, recht, 11,5 cm

Adviesprijs 85,70 €

Promo 74,50 €



S17SCX

Super Cut™ schaar Iris #17,
recht / Delicat, 11,5 cm,
Black Line

Adviesprijs 116,85 €

Promo 101,50 €



S18SCX

Super Cut™ Schar Iris
#18 fine angled, 11,5 cm,
Black Line

Adviesprijs 116,85 €

Promo 101,50 €



S5082

Perma Sharp™ schaar
Iris #5082 recht, 11,5 cm

Adviesprijs 175,00 €

Promo 152,25 €



S5083


Perma Sharp™ schaar
Iris #5083 gebogen,
11,5 cm

Adviesprijs 193,15 €

Promo 168,00 €

LUXATIE-INSTRUMENTEN EN HEVELS HU-FRIEDY®

SET LUXATIEHEVELS



ELKIT

Set luxatie-instrumenten handle #510
EL3S, EL5S, EL3C, EL5C incl. **SSLUX**


Adviesprijs

335,50 €

Prijs Promo

291,00 €

ELEVATOREN



EA30

Cryer #A30, handle #510, rechts

EA31

Cryer #A31, handle #510, links

Prijs 97,35 €

Promo 84,50 €

EA1C

Gouge Coupland #A1C handle #510, klein

EA2C

Gouge Coupland #A2C handle #510, middel

EA3C

Gouge Coupland #A3C handle #510, groot

Prijs 97,35 €

Promo 84,50 €

EWJS

Warwick-James handle #504 recht

EWJL

Warwick-James handle #504 links


EWJR

Warwick-James handle #504 rechts

Prijs 93,05 €

Promo 81,00 €

BERG UW HEVELS OP IN EEN
IMS™ CASSETTE



IME12D80E4

IMS™ 1/2 DIN cassette voor 4 hevels
 Verkrijgbaar in siliconekleur naar keuze

Adviesprijs

147,05 €

Prijs Promo

128,00 €

PROCEDURESETS

STERIELE OMNIA KLEDINGSETS

Vereenvoudig uw tandheelkundig werk met steriele kledingsets.



MEER WETEN
OVER DE
BESCHERMINGS-
SETS VAN OMNIA.

DENTSET OMNIA*

Steriele set bestaande uit afdekdoeken voor de patiënt en oppervlakken. Daartoe behoren ook hoezen voor handstukken en zelfklevende folies voor handgrepen en toetsenborden. De set is dubbel verpakt. Het handige verwijderbare etiket vergemakkelijkt de vervolgbaarheid van de procedure.

AANTAL	1	1	2	2	4
OMSCHRIJVING	Absorberend/vloeistofbestendig afdeklaken 100 x 150 cm met U-vormige uitsparing 6,5 x 30 cm [†]	Absorberende/waterbestendige afdekdoek 75 x 90 cm	Absorberende/vloeistofbestendige afdekdoek 50 x 75 cm	Omnisleevehoezen 120 x 7 cm	2Cross20 zelfklevende folies 20 x 20 cm
MATERIAAL	NWF + PE	NWF + PE	NWF + PE	PE	LDPE
KLEUR	Lichtblauw	Lichtblauw	Lichtblauw	Transparent	Lichtblauw

12.T0003.00

Dentset (steriel)

Adviesprijs

18,00 €

Prijs Promo

16,50 €

[†] Nummers in vet wijzen op de zelfklevende zijde

CHIRURGENSET OMNIA*

Deze steriele kledingset is ontworpen voor de chirurg. De set is ideaal voor alle tandheelkundige implantaties, parodontologie en maxillofaciale ingrepen. De set wordt geleverd in een dubbele steriele verpakking, gewikkeld in medisch papier. Het handige verwijderbare etiket vergemakkelijkt de vervolgbaarheid van de procedure.

AANTAL	1	1	1	2
OMSCHRIJVING	Chirurgisch gevouwen Expo-model jas (maat L) en 2 handdoeken gewikkeld in medisch papier	Operatiemuts met verstelbaar koorden	SPIRITUS PLUS® gelaatsmasker met koorden	Antislip schoenbeschermers
MATERIAAL	Softesse®	NWF	NWF	NWF
KLEUR	Lichtblauw	Lichtblauw	Lichtblauw	Lichtblauw

12.T0010.00

Chirurgenset (steriel)

Adviesprijs

13,00 €

Prijs Promo

11,75 €

IRRIGATIESETS

MECHANISCHE IRRIGATIESETS OMNIA*

FYSIODISPENSER EN PIËZO-ELEKTRISCHE CHIRURGIE

Voordelen voor tandartsen/kaakchirurgen, tandheelkundig personeel en voor de patiënt, voor alle chirurgische ingrepen.

- Een goede irrigatie tijdens het prepareren van de plaats van implantatie is een fundamenteel gegeven voor de botintegratie van het implantaat en daarmee ook voor het succes van de operatie.
- Omnia biedt een brede selectie aan mechanische irrigatiesets, die compatibel zijn met de meeste verkrijgbare fysiodispensers.
- De irrigatiesystemen omvatten een perforateur, een roller of klem voor het controleren van de flow, aansluitingen en een geïntegreerde peristaltische pomp.
- Door de handige eindkap kan de irrigatielijn gemakkelijker op het handstuk worden aangesloten en kunnen onze slangen worden aangesloten zonder alle koelnaalden van de verschillende handstukken, waarvan de diameters vaak verschillen.
- De mechanische irrigatiesystemen bieden de volgende opties:
 - a. alleen interne irrigatie;
 - b. alleen externe irrigatie;
 - c. interne en externe irrigatie



MEER TE WETEN
KOMEN OVER ONZE
IRRIGATIELIJNEN

REFERENTIE (10 stuks per verpakking)	OMSCHRIJVING	Prijs	Prijs Promo
32.F0015.00	Nouvag 3000/Nouvag7000/MD10, MD 11, MD20 zonder kraan, MD30/ Straumann-model Nouvag/SM12 Sem2/SU100/CBM; Nouvag 8000 met kraan, MD10S, MD20 met kraan, Impla6000 Sweden&Martina, 1/2Y	77,00 €	61,50 €
32.F0134.00	NSK Surgic XT, Surgic XT Plus, Osseocision®, VarioSurg, SurgicPro, Kyocera Implantor Neo, Bonart Piezo surgical system, Dentium iCTmotor, NSK 3i Osseocision, Delfine Intra-Lock 1/2 Y	77,00 €	61,50 €
32.F0139.00	Nobel Biocare80/W&H Implantmed/Implant Med new design 2005/ Implantmed SI 923/Astratech Implant SI 923/Surgical Motor System/Ace/ Straumann/InnovaCorp. 3i/Centerpulse/Lifecore/DU 900/FRIOS® UNIT S/ FRIOS® UNIT S/I, Osseoset 100/Osseoset 200/Osseocare, Elcomed SA 310/SA2006, Piezomed, W&H SI 1023, 1/2Y	77,00 €	61,50 €
32.F0170.00	Bien Air Chiropro 980/EMS PIEZON® MASTER surgery/Esacrom Surgisonic I/UBS-Ultrasonic bone surgery/Surgibone - Acrobone - Easybone Silfradent, BioSAFin Easy Surgery, MyTUTOR, Heracle Sweden&Martina, Cefla dental Chair, Osseodoc BienAir, 1/2Y	77,00 €	61,50 €
32.F0194.00	Acteon Implant centre, Piezotome, Dual 2000 De Godzen; Assitant Novaxa, Suni Satelec Expert, Acteon I-Surge, I-Surge Plus, Acteon Piezotome/Piezotome 2, Acteon Solo, Acteon Implant center/Implant center 2 Led, 1/2Y	105,00 €	84,00 €

Raadpleeg alstublieft onze website voor meer informatie over al onze irrigatielijnen:
<https://www.omniaspa.eu/en/products/oral-irrigation-kits.html>

STERIEL GEDESTILLEERD WATER OMNIA*

Steriel gedestilleerd water is een onmisbaar hulpmiddel voor het koelen van de operatieplaats tijdens implantologie. Omdat het geen natriumchloride bevat, zorgt het gegarandeerd voor de nietoxidatie van alle chirurgische hulpmiddelen tijdens een operatie. Daarnaast leidt de niet-kristallisatie van natrium tot een aanzienlijke vereenvoudiging van het herstel van handstukken.



32.E0020.00

Irrigatieoplossing met steriel gedestilleerd water, 1l zak

Adviesprijs **35,00 €**
Prijs Promo **31,50 €**



32.E0021.00

Irrigatieoplossing met steriel gedestilleerd water, 500 ml zak

Adviesprijs **38,00 €**
Prijs Promo **34,25 €**



32.E0022.00

Irrigatieoplossing met steriel gedestilleerd water, 250 ml zak

Adviesprijs **42,00 €**
Prijs Promo **37,75 €**



@HuFriedyEU



@hu_friedy_europe



@Hu-Friedy Mfg. Co., LLC.EU



@Omnia spa



@Omnia S.p.A.

Introducing... HuFriedyGroup

The Best In Practice

Wie zijn wij

Wij zijn een combinatie van verschillende bedrijven, die zich aaneengesloten hebben zodat u kunt beschikken over de producten, diensten en oplossingen die u nodig heeft om in de praktijk de beste te zijn. Met onze passie voor infectiepreventieoplossingen, onze instrumenten van topkwaliteit en onze service- en ondersteuningsprogramma's helpt de HuFriedyGroup u om uw werk te perfectioneren en iedere patiënt het hoogste niveau van zorg te bieden dat mogelijk is.

Welke merken behoren tot de HuFriedyGroup?

Onder de paraplu van HuFriedyGroup schuilt een combinatie die bestaat uit de volgende merken, producten, diensten en oplossingen: Accutron, Crosstex International, Hu-Friedy, J & J Instruments, Omnia, Palmero Healthcare, SPSmedical.

* Producten geleverd door Omnia ** Producten geleverd door Crosstex. Alle overige producten geleverd door Hu-Friedy.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Olaf Westening (Netherlands)

Mobiel + 31 (0) 6 54964445 | owestening@hu-friedy.com

Charles Hubin (Belgium/Luxemburg)

Mobiel + 32 (0) 474 92 75 74 | chubin@hu-friedy.com

Voor meer informatie over Hu-Friedy producten of om een bestelling te plaatsen, bel 00800 48 37 43 39 of bezoek HuFriedy.eu

Voor meer informatie over Crosstex producten, bel +39 05 24 52 74 53 of bezoek crosstex.com

Voor meer informatie over Omnia producten of om een bestelling te plaatsen, bel +39 05 24 52 74 53 of bezoek omniaspa.eu

Hu-Friedy® EverEdge™, After Five™, Mini Five™, Micro Mini Five™, IMS™, Signature Series™, Harmony™, TrueFit™, Akro-Flex™, Perma Sharp™, Super Cut™, Bagette™, Bactryl™ zijn handelsmerken van Hu-Friedy Mfg. Co., LLC dochterondernemingen en aanverwante bedrijven. Alle andere product- en bedrijfsnamen waarnaar wordt verwezen, zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaren. Prijswijzigingen en fouten voorbehouden. Alle vermelde bedragen zijn in euro's en exclusief de geldige b.t.w.

©2021 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. All rights reserved. HFL-057/0421