

Geldig tot 17/12/2021

**Bien Air**<sup>+</sup>  
Dental

# PROMOTIES 2021

**NEW**  
LUBRICARE



DISCOVER THE BEST OF SWISS TECHNOLOGY

SWISS  MADE

Bien-Air Benelux

Länggasse 60 - Case Postale 2500 Bienne 6 - Switzerland Tél. 0041 32 344 64 64 sales.benelux@bienair.com www.bienair.com

NEW

Bien Air<sup>+</sup>  
Dental

# Lubricare 2



Lubricare 2 onderhoud van handstukken (oliën en reinigen) , wat dagelijks noodzakelijk is

>>> Tot 4 handstukken in korte tijd

 IN SLECHTS 20 SEC.

Tot 4 handstukken in korte tijd. Dankzij de voorgeprogrammeerde instellingen welke aangepast zijn aan ieder handstuk. De Lubricare 2 kan automatisch tot maximaal 4 handstukken terzelfder tijd verwerken in zeer korte tijd. De Lubricare 2 verwijdert alle overtollige oliën , welke een snel onderhoud toelaat. Hij reinigt een turbine in ongeveer 20 seconden en een hoekstuk in 40 seconden.


>>> **Stelsel Clean AirBlow**

Gebruik makend van 2 elektro kleppen en een afzonderlijke leiding voor lucht, kan het systeem perfecte zuivere lucht aanleveren zonder menging met olie. Het verwijderen van water voor het oliën, in de kop, welk resulteert in het maximaal oliën en een minimale inactiviteit van het instrument.



Onderhoud :  
snel, efficiënt en  
economisch

>>> Met Spraynet<sup>®</sup>  
Voor een perfecte hygiëne

 **99.99%** vermindering  
van micro-organismen

Voor een nog beter resultaat, raadt Bien-Air het gebruik van de Spraynet aan. Deze is bewezen een doeltreffende resultaat te hebben met een vermindering van 99,99% van de micro-organismen.



>>> **Reiniging in eenvoud**

Het bedieningsscherm is glad welke een gemakkelijk reiniging toelaat en de deur is afneembaar voor een betere toegang. Lubricare 2 heeft een ingebouwde afzuiging voor de oliedampen en aerosols te voorkomen tijdens de werking.

S W I S S  M A D E

**SPECIALE AANBIEDING**

# HYGIËNE PACK

## LUBRICARE 2

# 2 199 €

1 x LUBRICARE 2 REF. 1601156-001  
1 x DUO PACK MAINTENANCE  
1 x GRATIS OPLEIDING

# GRATIS OPLEIDING

hoe roterende  
instrumenten reinigen



SCAN DE QR-CODE  
OF CONTACTEER ONS  
+32 477 87 90 18

+ DUO PACK ONDERHOUD  
Spraynet® et Lubrifluid®

Compatibel met instrumenten en  
onderhoudsprodukten van andere  
fabrikanten

Lubricare 2 is compatibel met alle turbines en elektrische hand-  
stukken van Bien-Air, Lubrifluid en Spraynet, alsook met hand-  
stukken en onderhoudsprodukten van andere fabrikanten. Extra  
koppelingen en houders kunnen noodzakelijk zijn om produkten  
niet geleverd door Bien-Air te gebruiken.


24 MAANDEN  
GARANTIE

S W I S S  M A D E

EX BTW

Prijzen ex. BTW, onder voorbehoud van fouten/drukfouten

# KRUISCONTAMINATIE VERKOMEN DOOR DE ANTI-RETOUR KLEP



COVID-19

**MET ANTI-RETOUR KLEP**



## TURBINES

PREMIUM GAMMA



DE KRACHTIGSTE  
OP DE MARKT

TORNADO

**859 €**

2 JAAR GARANTIE

1X TORNADO LED REF 1600908-001  
OF TORNADO LK REF 1600907-001



KLEIN KOPJE  
KRACHTIGSTE  
OP DE MARKT

TORNADO S

**859 €**

2 JAAR GARANTIE

1X TORNADO S LED REF 1600933-001  
OF TORNADO S LK REF 1600932-001



MEEST BETROUWBARE  
VAN DE MARKT

TORNADO X

**759 €**

5 JAAR GARANTIE

1X TORNADO X LED REF 1601085-001  
OF TORNADO X LK REF 1601086-001

## HOEKSTUKKEN

PREMIUM



BESCHIKBAAR IN  
**micro**  
SERIES

CA EVO.15 1:5L

**959 €**

3 JAAR GARANTIE

1X CA EVO.15 1:5L MICRO-SERIES REF 1600940-001  
OF 1X CA EVO.15 1:5L STANDARD REF 1600941-001



BESCHIKBAAR IN  
**micro**  
SERIES

CA EVO.15 1:1L

**679 €**

2 JAAR GARANTIE

1X CA EVO.15 1:1L MICRO-SERIES REF 1600938-001  
OF 1X CA EVO.15 1:1L STANDARD REF 1600939-001

DUO PACKS



DUO PACK  
TORNADO

**1 629 €**

~~2 180 €~~

2X TORNADO LED REF 1600908-001  
OF  
2 X TORNADO LK REF 1600907-001



DUO PACK  
TORNADO X

**1 439 €**

~~1 980 €~~

2X TORNADO X LED REF 1601085-001  
OF  
2 X TORNADO X LK REF 1601086-001

DUO PACKS



DUO PACK MIX  
CA EVO.15

**1 549 €**

~~2 050 €~~

1X CA EVO.15 1:5L MICRO-SERIES REF 1600940-001  
3 JAAR GARANTIE  
+  
1 X CA EVO.15 1:1L MICRO-SERIES REF 1600938-001  
2 JAAR GARANTIE  
OF  
1X CA EVO.15 1:5L STANDARD REF 1600941-001  
3 JAAR GARANTIE  
+  
1X CA EVO.15 1:1L STANDARD REF 1600939-001  
2 JAAR GARANTIE



DUO PACK  
CA EVO.15 1:5L


**1 819 €**

~~2 380 €~~

2X CA EVO.15 1:5L MICRO-SERIES REF 1600940-001  
3 JAAR GARANTIE  
OF  
2X CA EVO.15 1:5L STANDARD REF 1600941-001  
3 JAAR GARANTIE

# TURBINES & KOPPELINGEN : CLASSIC GAMMA

## TURBINES MET LICHT

BORA  /  
BORA LK

**629€**

BORA LED REF 1600638-001  
OF  
BORA LK REF 1600732-001

- 17 watts
- 59 dBA
- 3 sprays (gescheiden 2X3)
- Led licht
- Tot 3 jaar garantie\*

PRESTIGE LED/  
PRESTIGE LK

**759€**

PRESTIGE LED REF 1600641-001  
OF  
PRESTIGE LK REF 1600734-001

- 12 watts
- 59 dBA
- 3 sprays (gescheiden 2X3)
- Led licht
- Tot 3 jaar garantie\*



## PLANCARE

PROGRAMMA VAN BIEN-AIR VOOR EXTRA GARANTIE

**149€**

REF 2500675

Dankzij ons Plancare extra Garantie van Bien-Air, geniet u 12 maanden extra assistentie op uw volledig Bien-Air gamma.

Voor meer inlichtingen contacteer ons op: +32 477 87 90 18

## TURBINES ZONDER LICHT

BORALINA

**359€**

BORALINA REF 1600373-001

- 12 Watts
- 62 dBA
- 1 spray (gescheiden 2X1)
- Tot 2 jaar garantie\*

BLACKPEARL ECO 4V

**299€**

BLACKPEARL ECO 4V REF 1600040-001

- 13 Watts
- 62 dBA
- 1 spray (gescheiden 2X1)
- Tot 2 jaar garantie\*

## KOPPELING ZONDER SPRAY REGULERING

KOPPELING  
UNIFIX 4 WEG

**179€**

REF 1600363-001



KOPPELING  
RA LK 

**219€**

REF 1600902-001



## KOPPELING MET SPRAY REGULERING

KOPPELING  
UNIFIX

**259€**

REF 1600086-001



KOPPELING  
LK 

**249€**

REF 1600866-001



# HOEKSTUKKEN- HANDSTUKKEN - MICROMOTORS

## CLASSIC



BESCHIKBAAR IN  
**micro**  
SERIES

CA 1:5L

**679€**

2 JAAR GARANTIE

1X CA 1:5L  
MICRO-SERIES  
REF 1600690-001  
OF 1X CA 1:5L STANDARD  
REF 1600386-001



BESCHIKBAAR IN  
**micro**  
SERIES

CA 1:1L

**609€**

2 JAAR GARANTIE

1X CA 1:1L  
MICRO-SERIES  
REF 1600691-001  
OF 1X CA 1:1L STANDARD  
REF 1600384-001



CA 10:1L

**759€**

2 JAAR GARANTIE

1X CA 10:1L  
REF 1600385-001



BESCHIKBAAR IN  
**micro**  
SERIES

PM 1:1

**399€**

1X PM 1:1 MICRO-SERIES  
REF 1600693-001  
OF 1X PM 1:1 STANDARD  
REF 1600383-001



CA 8:1

**649€**

STANDARD  
REF 1600911-001



MICROMOTOR  
MC3 LED / MC3 LK

**699€**

GARANTIE 18 MAANDEN

1X MC3 LED REF 1600680-001  
OF 1X MC3 LK REF 1600077-001



MICROMOTOR  
MC2 LED / MC2 ISOLITE 300

**699€**

GARANTIE 18 MAANDEN

1X MC2 LED REF 1600681-001  
OF 1X MC2 ISOLITE 300 REF 1600078-001

## DUO PACKS



BESCHIKBAAR IN  
**micro**  
SERIES

DUO PACK CA 1:5L

**1 229€**

~~1 720€~~  
GARANTIE 2 JAAR

2X CA 1:5L MICRO-SERIES  
REF 1600690-001  
OF 2X CA 1:5L STANDARD  
REF 1600386-001



BESCHIKBAAR IN  
**micro**  
SERIES

DUO PACK CA 1:1L

**1 099€**

~~1 520€~~  
GARANTIE 2 JAAR

2X CA 1:1L MICRO-SERIES  
REF 1600691-001  
OF 2X CA 1:1L STANDARD  
REF 1600384-001

EX BTW

Prijzen ex. BTW, onder voorbehoud van fouten/drukfouten

# NEW CHIROPRO

## IMPLANTOLOGIE

Algemene tandarts of implantoloog bevestigt, de nieuwe Chiropro is de snelste en eenvoudigste oplossing voor al uw implantaten,



### PURE EENVOUD INTUITIEVE NAVIGATIE

Dankzij zijn unieke bedieningsknop, wordt de navigatie een kinderspel. Draai aan de draaiknop voor de verschillende instellingen en druk om te bevestigen.

Jullie wilden eenvoud ?

SWISS  MADE

- ✓ Intuïtief menu  
één enkele draaiknop
- ✓ Hoekstuk Led CA 20:1 L micro-series  
Tot 3 jaar garantie\*
- ✓ Micromotor MX-i LED met ceramische lagere  
Tot 4 jaar garantie\*\*
- ✓ Maximaal koppel van 70 Ncm



### NEW CHIROPRO met 1 hoekstuk 20:1 L

# 2 999 €

SET CHIROPRO 3RD GENERATION  
REF. 1700707-001

De Set bevat :

- 1X New Chiropro toestel
- 1X hoekstuk 20 :1 L Mirco-Series
- 1X micro-motor MX-I Led 3<sup>de</sup> generatie
- 1X kabel MX-I Led 3<sup>de</sup> generatie
- 1X voetpedaal
- 1X handstukhouder

### Handstuk PM 1 :1 externe irrigatie 409€

1X PM 1:1 REF 1600052-001

- Externe spray
- Compatibel met de micromotors Micro-Series
- Zonder licht



### CA 20:1L 999€

1X CA 20:1L MICRO-SERIES  
REF 1600692-001  
OF 1X CA 20:1L STANDARD  
REF 1600598-001

- Glasvezel techniek voor licht
- Hoge corrosie weerstand
- Gebreveteerde irrigatie technologie



BESCHIKBAAR IN  
micro  
SERIES

### SET MX-i LED + Kabel (VOOR NIEUWE CHIROPRO)

# 1 168€ ~~1 468€~~

REF 1700744-001

KABEL :

# 499€

REF 1601009-001  
Afzonderlijk verkocht

MX-I 3<sup>RD</sup> GEN :

# 969€

REF 1601008-001  
Afzonderlijk verkocht



\* De standaard garantie Bien-Air is 2 jaar, mogelijkheid van 1 jaar extra via ons Plancare Bien-Air programma.  
\*\* De standaard garantie Bien-Air is 3 jaar, mogelijkheid 1 jaar extra via ons Plancare Bien-Air programma

**NEW CHIROPRO PLUS**

IMPLANTOLOGIE

ORALE CHIRURGIE

**PURE EENVOUD**

De Chiropro Plus is speciaal ontwikkeld voor maxio-faciale chirurgen. Dankzij zijn veelzijdige combinaties, is de Chiropro Plus de ideale oplossing voor al uw implantologie, parodontologie en orale chirurgische ingrepen alsook het verwijderen van wijsheidstanden.



SWISS  MADE

- ✓ Intuitive navigatie  
Eén enkele draaiknop als bediening
- ✓ Hoekstuk met licht CA 20:1 L Micro-Series  
Tot 3 jaar garantie\*\*
- ✓ Micromotor MX-i Led PLUS automatisch gekoeld door de ceramische lagers  
Tot 3 jaar Garantie\*\*
- ✓ MX-I Led plus micromotor met koeling en industriële ceramische lagers



**Hoekstuk 1:2.5 L MS**

**999 €**

REF 1601055-001  
Nieuw Hoekstuk CA 1:2,5 L

- Ratio 1:2,5 L voor al uw paro en chirurgische ingrepen
  - gebreveteerde irrigatie technologie
  - glasvezel als licht
  - multiplicator 1:2,5L – maximale snelheid 100 000rpm
  - hoge weerstand tegen corrosie
- Tot 2 jaar garantie\*



**NEW CHIROPRO PLUS**  
met 1 hoekstuk 1 :2,5L of 20 :1 L

**3 499 €**

1 X SET 3DE GENERATIE PLUS BEVAT HOEKSTUK 1:2,5L  
REF.1700751-001  
OF  
1 X SET 3DE GENERATIE PLUS BEVAT HOEKSTUK 20:1L  
REF.1700709-001

Set bevat :

- 1X New Chiropro Plus toestel
- 1X hoekstuk 1 :2,5 L of 20:1 L
- 1X micromotor MX-i LED 3<sup>de</sup> generatie

- 1X voetpedaal
- 1X handstukhouder

**HANDSTUK 1:2  
EXTRA  
GARANTIE**

**899 €**

1X PM 1:2 REF 1600436-001

Tot 2 jaar garantie\*

- Externe spray
- Tussenstuk met irrigatie en spanklem
- Compatibel met micromotors van de Micro-Series
- Zonder licht

**SET MX-i PLUS  
+ KABEL**  
(voor nieuwe chiropro Plus)

**1 198 €** ~~+498€~~

REF 1700758-001

KABEL :

**519 €**

REF 1601069-001  
afzonderlijk verkocht

MX-i PLUS :

**979 €**

REF 1600755-001  
afzonderlijk verkocht



\* De standaard garantie Bien-Air is 2 jaar, mogelijkheid van 1 jaar extra via ons Plancare Bien-Air programma.  
\*\* De standaard garantie Bien-Air is 3 jaar, mogelijkheid 1 jaar extra via ons Plancare Bien-Air programma

# IMPLANTOLOGIE & CHIRURGIE



## SET iChiropro

**4 299 €**

1 x SET iCHIROPRO RÉF. 1700440-001  
(BEVAT HOEKSTUK MET LICHT CA 20:1L MICRO-SERIES)

- Ingrepen multi-implantaten
- Vooringestelde programma's
  - Operatie verslag en patiënten dossier
  - Verbonden CoDiagnostix (plan software voor plaatsen implantaten)
  - Interface multi-gebruiker
  - Scanner barcodes implantaten
  - Koppel > 70 NCM

### Offre :

- 1 x iChiropro toestel
- 1 x hoekstuk CA 20:1L Micro-séries
- 1 x micromotor MX-i LED
- 1 x kabel MX-i LED
- 1 x voetpedaal
- 1 x houder handstukhouder

IPAD NIET INBEGREPEN

### WEGWERP IRRIGATIELIJN

**69 €**

1 x RÉF. 1500984-010



Set van 10 irrigatielijnen  
Steriel en éénmalig gebruik

### BEDIENINGSKNOP (VOOR NEW CHIROPPO)

**71 €**

1 x RÉF. 1307031-001



Bedieningsknop steriliseerbaar

### STERIELE BESCHERMINGSFILMS

**54 €**


10 x STERIELE BESCHERMINGSFILMS IPAD  
RÉF. 1501746-010

of 10 x FILMS STERIEL BESCHERMINGSFILMS  
NEW CHIROPPO  
RÉF. 1502329-010



Set van 10 films  
Steriel en éénmalig gebruik

# Spraynet® verwijdert **99.99%** voor nieuwe chiropro Plus



Omdat patiëntveiligheid altijd onze prioriteit is geweest, zijn Bien-Air-instrumenten speciaal ontworpen om uw patiënten te beschermen tegen kruisbesmetting. Ons assortiment van onderhoudsproducten biedt u de garantie van een onberispelijke hygiëne en een optimale levensduur optimaal van uw Bien-Air instrumenten.

**Ons Spraynet® desinfectiemiddel (exclusief Bien-Air) is nu meer dan ooit uw bondgenoot.**

Voor meer informatie over Bien-Air-reinigingsproducten:  
[www.maintenance.bienair.com](http://www.maintenance.bienair.com)

## HYGIENE & ONDERHOUD



### REINIGING & DESINFECTIE

**209 €**

OF 34,83€/ PER FLES

VERPAKKING VAN 6 FLESSEN  
1X SPRAYNET

RÉF. 1600036-006



### OLIËN

**209 €**

OF 34,83€/ PER FLES

VERPAKKING VAN 6 FLESSEN  
1X LUBRIFLUID

RÉF. 1600064-006



### SPECIAAL CHIRURGIE

(REINIGING VOOR INSTRUMENTEN MET  
PHYSIOLOGISCHE VLOEISTOFFEN)

**189 €**

OF 31,5€/ PER FLES

VERPAKKING VAN 6 FLESSEN  
1X AQUACARE

RÉF. 1600617-006



### LUBRIMED (VERPAKKING VAN 6 CARTRIDGES)

**29 €**

1 X LUBRIMED  
RÉF. 1600037-006




# BIEN-AIR

## BINNEN

## HANDBEREIK !

# EEN NETWERK VAN ERKENDE DEALERS TOT UW DIENST

Neem contact met ons  
op om uit te vinden wie uw  
Bien-Air dealer is



## UW VERTROUWD TEAM :

Uw Contactpersoon

**Karl BEERNAERT**

Area Sales Manager Benelux

☎ 0032 477 87 90 18

Voor bestellingen

☎ 0041 32 344 64 64

✉ [sales.benelux@bienair.com](mailto:sales.benelux@bienair.com)



**Dienst  
na verkoop**

✉ [services.benelux@bienair.com](mailto:services.benelux@bienair.com)

\* Uw bestellingen zullen geleverd worden door een erkende Bien-Air dealer