

# COLTENE

## Promoties

Juli – September 2021



.....  
**MicroMega One RECI**

→ p. 2



.....  
**PRESIDENT The Original**

→ p. 13



.....  
**ONE COAT 7 UNIVERSAL**

→ p. 17



# MicroMega One RECI

NIEUW

## Ontdek de nieuwe richtingen



### EEN UNIEKE RECIPROCERENDE VIJL

- ▶ Snij-efficiëntie: gepatenteerde asymmetrische en variabele doorsnede
- ▶ Veiligheid: weerstand tegen cyclische vermoeidheid<sup>(1)</sup>
- ▶ Flexibiliteit: respect voor de anatomie van het wortelkanaal dankzij de C.Wire warmtebehandeling<sup>(2)</sup>
- ▶ Minimaal-invasief: behoud van de peri-cervicale zone en het tandweefsel<sup>(3)</sup>

(1) Gianluca Plotino, DDS, PhD,\* Hany Mohamed Aly Ahmed, BDS, HDD (Endo), PhD,† Nicola Maria Grande, DDS, PhD,‡ Stephen Cohen, MA, DDS, FICD, and Frederic Bukiet, DDS, MSc, PhD. Current Assessment of Reciprocation in Endodontic Preparation: A Comprehensive Review—Part II: Properties and Effectiveness

(2) PHILLIP L Tomson, Stéphane R Simon - Contemporary cleaning and shaping of the root canal system - Prim Dent J. 2016;5(2): 46-53

(3) PJ Van Der Vyver, C. Jonker. Reciprocating instruments in Endodontics: a review of the literature, SADJ. 2014 Oct;69(9):404-9

Maximum torque:  
4 N.cm

Rotatiesnelheid:  
300 - 400 tr/min


Reciproc hoek:  
170/60



►► 5 MATEN



►► 3 LENGTES



### MicroMega One RECI

MicroMega One RECI,  
5 pcs/pack (B5)

54,50 €


	L21 mm	L25 mm	L31 mm
B5 One RECI n20 4% steriel	60029878	60029883	60029888
B5 One RECI n25 4% steriel	60029879	60029884	60029889
B5 One RECI n25 6% steriel	60029880	60029885	60029890
B5 One RECI n35 4% steriel	60029881	60029886	60029891
B5 One RECI n45 4% steriel	60029882	60029887	60029892
B5 One RECI steriel assortiment 1 × 20.04 + 1 × 25.04 + 1 × 25.06 + 1 × 35.04 + 1 × 45.04	60029898	60029899	60029900



Voor meer informatie betreffende onze MicroMega One RECI : bezoek onze website : [micro-mega.com/one-reci](http://micro-mega.com/one-reci)



SCAN  
Scan de QR-code voor het uploaden van een gedetailleerde lijst met referenties die u terugvindt op [channel.micro-mega.com](https://channel.micro-mega.com)



# MicroMega Dual Move

Draadloze motor EMB



Oriënteer het hoekstuk op de perfecte positie voor een optimale zichtbaarheid



Controleer uw wortelkanaalpreparatie met visuele en auditieve zintuigen



Voor alle praktische niveaus, voor alle NITI vijlen !



Houd controle over uw behandeling !



**NIEUW :  
FUNCTIE  
RECIPROC  
BESCHIKBAAR**

Rotatiesnelheid:  
1 000 tr/min



## Dual Move motor EMB



Dual Move met continue rotatie + reciproc

52002004 1 027 €

- 1 x Dual Move handstuk + batterij
- 1 x Houder voor handstukken
- 1 x Gegevensoverdrachtkabel
- 1 x Lader met adapters
- 1 x Spuitmond
- 1 x Siliconenkoker
- 1 x Meertalige instructie

# AANBOD Dual Move/One RECI

30 doosje met 5 instrumenten erin



MicroMega  
Dual Move

~~2 629€~~

1 599€



MicroMega  
One RECI  
× 25



MicroMega  
One G  
× 4



MicroMega  
One Flare  
× 1



## Promotie aanbod in detail

Réf.	Beschrijving	Réf.
60032991	1 × One Flare	20952201
	4 × One G	20948202
	1 × One RECI 20.04	60029883
	11 × One RECI 25.04	60029884
	11 × One RECI 25.06	60029885
	1 × One RECI 35.04	60029886
	1 × One RECI 45.04	60029887
	1 × Dual Move <b>VOOR 1€</b>	52002004

# MicroMega One Flare®

**Voor veiligere behandelingen.**

Uw nieuwe generatie  
heat-treated instrument!



THERMISCHE  
BEHANDELING =

- + meer  
flexibiliteit
- + meer  
weerstand



4 mm  
+/- 1 mm



Rotatiesnelheid:  
250 - 400 tr/min

Maximum  
torque:  
3 N.cm

## MicroMega One Flare

Navulling

Toegangsvijl One Flare 17 mm

20952201	43,60 €
----------	---------

5 x One Flare



# MicroMega One G



De unieke glijpadvijl  
voor continue rotatie

Rotatiesnelheid:  
250 - 400 tr/min

Maximum  
torque:  
1,2 N.cm



**Eenvoudig:** 1 enkel  
glijpadinstrument in continue  
rotatie, steriel en éénmalig gebruik.  
Eenvoudig en vlug protocol.

**Efficiënt:** Tijdbesparend voor  
de volledige endodontische  
behandeling.

**Veilig:** Geruystellend voor de  
behandelaar en breukbestendig  
dankzij de innovatieve cross-section.



**1 MicroMega One G**  
instrument  
voor glijpad

Standaard  
sequentie

## MicroMega One G



**Glijpadvijl**

**One G, 21 mm**

20948201	49 €
----------	------

5 x B5 One G n14/3%  
L21 Classics steriele



**Glijpadvijl**

**One G, 25 mm**

20948202	49 €
----------	------

5 x B5 One G n14/3%  
L25 Classics steriele



**Glijpadvijl**

**One G, 29 mm**

20948203	49 €
----------	------

5 x B5 One G n14/3%  
L29 Classics steriele

# MicroMega One Curve

Een uniek gamma instrumenten voor continue rotatie Heat treatment C.Wire

## INTELLIGENT

- ▶ Een enkel instrument voor de vormgeving van het wortelkanaal.
- ▶ Verminderde behandelingstijd.

## EFFICIENT

- ▶ C.Wire: Warmtebehandeling van Nickel-Titanium, een exclusiviteit van One Curve.
- ▶ Voorbuigbaar.

Optimale  
rotatiesnelheid:  
300 tr/min

Maximum  
torque:  
2,5 N.cm

Rotatiesnelheid:  
300 - 450 tr/min

## MicroMega One Curve

### B5 One Curve Classics

53,73 €

5 × B5 One Curve Classics

	L21 mm	L25 mm	L31 mm
B5 One Curve n25/4%	20949431	20949441	20949451
B5 One Curve n25/6%	20949401	20949402	20949403
B5 One Curve n35/4%	20949432	20949442	20949452
B5 One Curve n45/4%	20949433	20949443	20949453



# MicroMega 2Shape

Two files to shape\*

\*Slechts 2 vijlen om in vorm te brengen

## VEREENVOUDIGDE ENDODONTIE

Intuïtieve sequence met 2 shaping instrumenten in continue rotatie.

- ▶ Progressieve beweging in 3 golven met opwaartse circumferential filling movement.
- ▶ Breng het roterende instrument in het wortelkanaal tot er een weerstand voelbaar is. Voer aan de hand van de weerstand een circumferential borstelbeweging uit om de primaire beperkingen te elimineren. Verwijder de vijl uit het wortelkanaal, maak de groeven schoon en bevloei het wortelkanaal. Ga dan verder met de progressieve neerwaartse beweging.

Rotatiesnelheid:  
250 - 400 tr/min

Maximum  
torque:  
2,5 N.cm

## MicroMega 2Shape

### Navulling 2Shape

47,51 €

1 × 2Shape  
ref. naar keuze

	TS1 n025 4%	TS2 n025 6%	F35 n035 6%	F40 n040 4%
<b>Langte 21 mm</b>	20953001	20953002	20953003	20953004
<b>Langte 25 mm</b>	20953011	20953012	20953013	20953014
<b>Langte 31 mm</b>	20953021	20953022	20953023	20953024



# HyFlex™ EDM

EEN BREUKWEERSTAND  
TOT **700%** HOGER\*







- + Hogere breukweerstand
- + Minder vijlen nodig voor een succesvolle behandeling

\*Bron : interne studies COLTENE

- + EENVOUDIG
- + NAUWKEURIG
- + EFFICIËNT

**45,60€**  
PER DOOSJE  
MET 3 VIJLEN

-  SECTIE **DRIEHOEKIGE**
-  SECTIE **TRAPEZIUM**
-  SECTIE **RECHTHOEKIGE**

	Orifice Opener 25/12	Handvijl	Glijpadvijl naar keuze afhankelijk van de anatomie van het kanaal		Vorbereiding 20/05	Vormgeving 25/~ OneFile
			15/03	10/05		
						
	<b>Refill pack x3</b> Rotatiesnelheid 400 tr/min en 2,5 Ncm		<b>Refill pack x3</b> Rotatiesnelheid 300 tr/min en 1,8 Ncm	<b>Refill pack x3</b> Rotatiesnelheid 300 tr/min en 1,8 Ncm	<b>Refill pack x3</b> Rotatiesnelheid 400 tr/min en 2,5 Ncm	<b>Refill pack x3</b> Rotatiesnelheid 400 tr/min en 2,5 Ncm
Formaat 21 mm	-	382010	60023493	60022269	60022275	60022270
Formaat 25 mm	-	Of vijl naar uw voorkeur	60023492	60019594	60022276	60019595
Formaat 15 mm	60019596		-	-	-	-

## Kit Shaping Set

60022267 **21 mm**  
60019363 **25 mm**

- 1 x 25/12 
- 1 x 10/05 
- 1 x 25/~ 



Orifice Opener  
25/12

Glijpadvijl  
10/05

Vorbereidingsvijl  
20/05

Vormgevingsvijl  
25/~



## Kit Shaping Set Medium

60022277 **21 mm**  
60022278 **25 mm**

- 1 x 10/05 
- 1 x 20/05 
- 1 x 25/~ 

## HyFlex EDM Finishing Set (optioneel)

60019364

1 x 40/04

1 x 50/03

1 x 60/02



## Refill pack x 3

40/04  
60019597

50/03  
60019598

60/02  
60019599



# MicroMega REMOVER

NIEUW

Het essentiële onderdeel  
voor uw herbehandeling

- ▶ Slechts één vijl nodig voor de verwijdering van afdichtingsmaterialen
- ▶ Respect voor de anatomie van het wortelkanaal
- ▶ Efficiënt zonder enig oplosmiddel
- ▶ Inactieve tip



OneFlare

REMOVER



400 rpm

Maximum torque:  
3 N.cm

400-800 rpm

Maximum torque:  
2.5 N.cm

WL - 3 mm

REMOVER

B5 MicroMega REMOVER

~~53,45 €~~ 40 €

5 x B5 MicroMega REMOVER  
n30/7% Classics

20952301 19 mm

20952311 23 mm

-25%

BIJ AANKOOP VAN 4

## MENING VAN SPECIALISTEN

Dr Nicolas  
Guernier

★★★★★ 5

Een veilige en snelle verwijdering

Dr Fabien  
Ambert

★★★★★ 4,5

- Vijl voor alle gebieden
- Eenvoudig efficiënt en snel
- Onmisbaar

Dr Davy  
Aubeux

★★★★★ 5

- Efficiënt
- Veilig
- Snel

Dr Michel  
Ardouin

★★★★★ 5

- Ongelooflijk efficiënt
- Desobturatie is vaak heel complex in verschillende stappen maar wordt met gebruik van deze vijl bijna anekdotisch

Dr Nicolas  
Gardon

★★★★★ 4,5

Verwijdert in feite makkelijk en vlug de vullingsmaterialen

# CanalPro™

## IRRIGATIE EN SPOELING

- ▶ Innovatief modulair systeem voor het veilige en efficiënt vullen van injectiespuiten met irrigatie oplossingen.
- ▶ Bescherming tegen besmetting
- ▶ Veilige en hygiënische toepassing
- ▶ Snelle bediening met één hand
- ▶ Preventie van materiaalverspilling



### SyringeFill CanalPro

#### Vrijstaand station

60031347    229 €

- 1 × Houder fles met basis
- 3 × Capjes

#### Fleshouder voor wandmontage

60031348    128 €

- 1 × Houder voor fles
- 3 × Capjes

Als het gaat om irrigatie zijn de CanalPro oplossingen de beste keuze voor een geslaagde endodontische behandeling. Wij hebben onze endodontische oplossingen ontwikkeld om de tijd te minimaliseren die u besteedt aan irrigatie. Zo heeft u de beste aanpak voor de kanaalreiniging met de beste resultaten.



### CanalPro NaOCl

Voor irrigatie en reiniging van het wortelkanaal en na preparatie.

**CanalPro NaOCl 3 %**  
1 × 500 ml

60019655V    32 €

**CanalPro NaOCl 6 %**  
1 × 500 ml

60019656V    32 €



### CanalPro EDTA 17 %

Verwijderen van de smeerlaag en het openen van de tubuli voor een betere verdeling van de desinfectiemiddelen.

**CanalPro EDTA 17 %**  
1 × 500 ml

60019651    66,88 €

**CanalPro EDTA 17 %**  
1 × 100 ml

60019654    19,77 €



### CanalPro CHX 2 %

Bijkomende irrigatie bij een herbehandeling, zeer efficiënt tegen E. faecalis en schimmels.

**CanalPro CHX 2 %**  
1 × 500 ml

60019658    51,15 €

**CanalPro CHX 2 %**  
1 × 100 ml

60019659    18,16 €

### CanalPro SyringeFill Cap



1 × SyringeFill Cap

60019662    9,17 €

### CanalPro Spuiten

50 ×	●	●	●	●	
5 ml	60019321	60019322	60019323	60019324	12,76 €
10 ml	60011173	60011174	60011175	60011176	15,45 €



# AFFINIS®

## PERFECT IMPRESSIONS

Vier kenmerken onderscheiden het A-silicoon :  
AFFINIS van andere afdrukmaterialen met  
oppervlakte activatoren :

- ▶ Innovatieve oppervlakteaffiniteit
- ▶ Geoptimaliseerde vloeibaarheid
- ▶ Modellen van uitstekende kwaliteit
- ▶ Eerste autoclaveerbare afdrukken



AFDRUKKEN ZIJN  
STERILISEERBAAR EN  
AUTOCLAVEERBAAR



\*AANBOD ALLEEN GELDIG  
VIA UW COLTENE  
VERTEGENWOORDIGER



AFFINIS Klassiek



AFFINIS PRECIOUS



### AFFINIS

#### Putty

~~91,03 €~~ 60,68 €

- Putty soft 6530
- Putty soft fast 6531
- Putty super soft 6535

2 x 300 ml Basis en catalysator  
2 x Lepel

#### Klassiek of PRECIOUS

~~57,91 €~~ 38,60 €

- Klassiek Light 6501
- Klassiek Light fast 6601
- Klassiek Regular 6511
- Klassiek Regular fast 6611
- PRECIOUS light 6775
- PRECIOUS regular 6776

2 x 50 ml  
12 x Universele mixingtips

#### System 360

~~197,24 €~~ 131,49 €

- Putty 6472
- Heavy Body 6487
- MonoBody 6482

2 x 380 ml Verpakking  
1 x Fixatie ring

# PRESIDENT The Original

EEN KLEINE STAP VOOR DE TANDARTS  
EEN GROTE STAP VOOR DE TANDHEELKUNDE



Putty



Putty soft



Putty soft fast



Putty super soft



Xtra light body



Light body



Regular body

**-33%\***

OP HET GAMMA  
PRESIDENT THE ORIGINAL  
ALLEEN IN SEPTEMBER

\*AANBOD GELDIG  
ALLEEN VIA  
UW COLTENE  
VERTEGENWOORDIGER

## PRESIDENT The Original

### Gamma Putty

~~71,84 €~~ 48,13 €

- Putty 60019942
- Putty soft 60019943
- Putty soft fast 60022166
- Putty super soft 60019944

2 x 300 ml Basis en catalysator  
2 x Lepel

### System 360

~~165,20 €~~ 110,68 €

- MonoBody 60019946
- Heavy body 60019948

2 x 380 ml  
1 x Fixatie ring

### Gamma Light cartridge 50 ml

~~47,11 €~~ 31,56 €

- Xtra light body 60019937
- Light body 60019938
- Regular body 60019939

2 x 50 ml  
12 x Universele mixingtips



# JET BLUE® BITE

## Beetregistratiemateriaal

- ▶ Blijft op de aangebrachte plaats
- ▶ Geen weerstand bij toebijten
- ▶ Na het uitharden wordt het produkt zeer hard maar blijft gemakkelijk verwerkbaar
- ▶ Kies uw ideale werktijd en uithardingstijd

**-20%**

OP NAVULLINGEN  
JET BLUE BITE

JET BLUE BITE

### Navullingen JET BLUE BITE

~~27,05 €~~ 21,64 €

Fast	6491
Super Fast	6493
1 x	50 ml
6 x	Mixingtips
6 x	Platte tips



VERWERKINGSTIJD	
SUPER FAST	FAST
20 SEC.	30 SEC.

UITHARDINGSTIJD	
SUPER FAST	FAST
30 SEC.	40 SEC.

# DuoTEMP™

## Tijdelijk vulmateriaal met dubbele zekerheid



- ▶ 40 sec. polymeriseren
- ▶ Licht en speekseluithardend
- ▶ Goede randafsluiting
- ▶ Eenvoudig te verwijderen.

### Makkelijke en snelle applicatie



Eén component, niet mengen. Goede retentie in de caviteit. Gemakkelijke verwijdering

**-25%**

OP ECO KIT  
DUOTEMP

DuoTEMP

### Eco Kit DuoTEMP

7090 ~~77,86 €~~ 58,40 €

5 x Spuiten van 5 g



# BRILLIANT EverGlow®

Universeel submicron hybride composiet



## BRILLIANT EverGlow

Navullingen  
BRILLIANT EverGlow Draaispuit

49,99 €

1 x Draaispuit 3 g



Navullingen  
BRILLIANT EverGlow Tips

73,43 €

20 x Tips 0,2



## BRILLIANT EverGlow Flow

Navullingen  
BRILLIANT EverGlow Flow

29,42 €

1 x 2 g Spuit  
5 x Standaard applicatietips  
5 x Fijne applicatietips



Introkit  
BRILLIANT EverGlow Flow

60019760

107,94 €

4 x Draaispuit 2 g (A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3,5/B3)

DENTINE	
BLEACH	60019697 (Spuit) 60019706 (Tips)
A1/B1	60019698 (Spuit) 60019707 (Tips)
A2/B2	60019699 (Spuit) 60019708 (Tips)
A3/D3	60019700 (Spuit) 60019709 (Tips)
A3,5/B3	60019701 (Spuit) 60019710 (Tips)
C2/C3	60019702 (Spuit) 60019716 (Tips)
A4/C4	60019703 (Spuit) 60019717 (Tips)

GLAZIUR	
BLEACH TRANSLUCENT	60019704 (Spuit) 60019718 (Tips)
BLEACH TRANSLUCENT	60019705 (Spuit) 60019719 (Tips)

OPAQUE	
OPAQUE A3	60019745 (Spuit) 60019748 (Tips)
OPAQUE A1	60019744 (Spuit) 60019747 (Tips)
OPAQUE BLEACH	60019743 (Spuit) 60019746 (Tips)



IDEAAL OM OP HOOGGLANS TE BRENGEN MET ShapeGuard

BLEACH BL	60019752
A1/B1	60019753
A2/B2	60019754
A3/D3	60019755

A3,5/B3	60019756
A4/C4	60019757
TRANSLUCENT TRANS	60019758
OPAQUE A3,5/B3	60019751



VERSTERKT COMPOSITEBLOK VOOR PERMANENTE RESTAURATIES


# BRILLIANT Crios

**Blokje en schijf 100 % versterkte composit voor permanente restauraties.**


Het wordt gebruikt met het CAD/CAM Cerec™\* systeem voor indirecte restauraties in de stoel.

\*Is geen merk van COLTENE

## INDICATIES



\*AANBOD ALLEEN GELDIG VIA UW COLTENE VERTEGENWOORDIGER



BRILLIANT Crios

CEREC/inLab – 5 blocs

111,64 €

74,80 €

5 x

Blocs (maat 12 of 14)



	Low Translucent		High Translucent	
	Maat 12	Maat 14	Maat 12	Maat 14
<b>BLEACH</b>	60019998 BL LT 12	60019985 BL LT 14	-	-
<b>A1</b>	60019999 A1 LT 12	60019986 A1 LT 14	60020007 A1 HT 12	60019994 A1 HT 14
<b>A2</b>	60020000 A2 LT 12	60019987 A2 LT 14	60020008 A2 HT 12	60019995 A2 HT 14
<b>A3</b>	60020001 A3 LT 12	60019988 A3 LT 14	60020009 A3 HT 12	60019996 A3 HT 14
<b>A3.5</b>	60020002 A3.5 LT 12	60019989 A3.5 LT 14	-	-
<b>B1</b>	60020003 B1 LT 12	60019990 B1 LT 14	60020010 B1 HT 12	60019997 B1 HT 14
<b>B2</b>	60020004 B2 LT 12	60019991 B2 LT 14	-	-
<b>B3</b>	60020005 B3 LT 12	60019992 B3 LT 14	-	-
<b>C2</b>	60020006 C2 LT 12	60019993 C2 LT 14	-	-



# ONE COAT 7 UNIVERSAL

## All-in-one

Lichtuithardende éénstapsbonding aangepast voor alle applicatietechnieken met of zonder etsen.

- ▶ Eenstapsbonding, geschikt voor alle applicatietechnieken zowel total-etch, self-etch en selective-etch
- ▶ Uitzonderlijke hechtingswaarden zowel op glazuur als op dentine
- ▶ Uitstekende verzegeling van de caviteit
- ▶ Excellent postoperatief comfort

### ONE COAT 7 UNIVERSAL

#### Navulling fles

60019539	89,98 €
1 x 5 ml	Fles
1 x	Accessoires



#### Navulling unidoses

60019540	116,42 €
50 x 0,1 ml	Unidose
50 x	Applicatieborstel
1 x	Accessoires



#### EDITOR'S CHOICE



Beoordeling : Uitstekend + + + + +  
 Zeer goed + + + +  
 Goed + + +



96%

Aanbevolen voor zijn uitstekende eigenschappen door Dental Advisor



\*AANBOD ALLEEN GELDIG VIA UW COLTENE VERTEGENWOORDIGER



# roeko

## BEHANDELINGS-ACCESSOIRES



**-20%**

BIJ AANKOOP VAN 4

**-20%**

VANAF 20 STUKS

### Endo-Frost

Koude spray Endo-Frost,  
200 ml

240000	<b>10,60€</b>
--------	---------------

### Protecta Active Carbon

Chirurgisch mondmasker  
met actieve koolstof,  
× 50 stks

60013736	<b>22,22€</b>
----------	---------------

### Hoofdstleunzakken

- ▶ Polyethyleen blad bedekt met een absorberende cellulose laag
- ▶ Keuze uit 3 afmetingen voor bijna alle soorten stoelen

100 stks, 27 × 28 cm

670007	<del>25,99€</del>	<b>20,80€</b>
--------	-------------------	---------------

100 stks, 27 × 31 cm

670008	<del>27,17€</del>	<b>21,74€</b>
--------	-------------------	---------------

100 stks, 27 × 34 cm

670009	<del>28,35€</del>	<b>22,68€</b>
--------	-------------------	---------------

### Luna Gold

- ▶ Geen risico op weefselontsteking
- ▶ Absorbeert vocht gedurende de behandeling
- ▶ Rafelt niet uit wanneer hij vol speeksel zit
- ▶ Niet gebleekt met chloor
- ▶ Hoge kwaliteit, gemaakt in Duitsland

300 g, maat 1

109121	<del>12€</del>	<b>9,60€</b>
--------	----------------	--------------

300 g, maat 2

109122	<del>12€</del>	<b>9,60€</b>
--------	----------------	--------------

300 g, maat 3

109123	<del>12€</del>	<b>9,60€</b>
--------	----------------	--------------

roeko

# VacuSoft

## Afzuigcanule met groot volume voor zachte en stille afzuiging

De trechtervormige geometrie van de tips optimaliseert de doorstroming, waardoor het geluidsniveau wordt verminderd en wordt voorkomen dat door de zwaartekracht veroorzaakte terugstroming van de opgezogen media - de zogenaamde reflux - in de mond van de patiënt plaatsvindt.

- ▶ Zachte tips zorgen voor zacht contact met het mondslijmvlies
- ▶ Geluidsarme aspiratie zonder reflux
- ▶ Flexibele aanpassing aan de behandelingssituatie en inspelen op de behoeften van speciale patiëntengroepen, bijvoorbeeld patiënten met dementie, kankerpatiënten, kinderen



### VacuSoft sensitive comfort

Extra zachte tip die ideaal is voor aspiratie bij (druk) gevoelige patiënten.



### VacuSoft comfort

Een zachte tip voor aspiratie in niet-gecompliceerde behandelingscasussen.



### VacuSoft solid comfort

Stabiele tip te gebruiken in situaties waarbij meer weerstand nodig is zoals bij retractie.



## VacuSoft

### Introkit VacuSoft

60023549 **23,30 €**

- 2 x Base
- 5 x Tips sensitive comfort
- 5 x Tips comfort
- 5 x Tips solid



### Navulling VacuSoft Embout

50 x **39,33 €**

- 50 x VacuSoft Tips naar keuze

200 x **133,73 €**

- 200 x VacuSoft Tips naar keuze

### Navulling VacuSoft Base

60023550 **17,64 €**

- 10 x VacuSoft Base



	50 x	200 x
Blauwe tip sensitive comfort	60023551	60023556
Groene Tip comfort	60023552	60023557
Zwarte tip solid comfort	60023554	60023558

ONTDEK UW ASSISTENTE JENI !

# CanalPro™ Jeni

Digitaal assistentiesysteem  
voor wortelkanaalbehandeling

CanalPro Jeni

## CanalPro Jeni, complete set

60023659 **3 327,75 €**

- 1 x besturingsapparaat
- 1 x motor met apex meetcontact
- 1 x volledig geïsoleerd hoekstuk 1:1
- 1 x bluetooth-pedaal
- 1 x stroomvoorziening
- 1 x apex kabelset
- 1 x apex kabelklem



VRAAG AAN UW  
COLTENE/MICROMEGA  
VERTEGENWOORDIGER  
NAAR ONZE PROMOTIE

**HEEFT U INTERESSE IN MEER INFORMATIE, EEN DEMONSTRATIE OF EEN WORKSHOP OVER...**

HyFlex CM/EDM, BRILLIANT EverGlow, Fill-Up!, COMPONEER, BioSonic,...

## AARZEL DAN NIET EN CONTACTEER ONS VIA MAIL:


**Nederland**  
Neeltje.Drenth@coltene.com  
T +31(0) 64 320 40 60

**België - Vlaanderen**  
(NL) Carine.Bulte@coltene.com  
T +32 (0) 468 17 24 96

Niet contractuele documenten en foto's, prijzen mogen op ieder ogenblik aangepast worden zonder verwittiging.  
Bij een foutieve prijs behoudt COLTENE zich het recht deze prijs aan te passen. aanbiedingen geldig tot en met 30 september 2021.  
Design : www.filigranestudio.fr. © COLTENE, Adobe Stock, Istockphoto.

**Coltene/Whaledent AG**  
Feldwiesenstrasse 20  
9450 Altstätten/Switzerland

T +41 71 757 53 00  
info.ch@coltene.com

 COLTENE.benelux  
www.coltene.com

 **COLTENE**