



# COLTENE

Juillet – Septembre 2021

## Promotions



.....  
**MicroMega One RECI**

→ p.2



.....  
**PRESIDENT The Original**

→ p.13



.....  
**ONE COAT 7 UNIVERSAL**

→ p.17



# MicroMega One RECI



Explorez de nouvelles directions



## UNE LIME UNIQUE EN RÉCIPROCITÉ

- ▶ Efficacité de coupe : section dissymétrique et variable brevetée
- ▶ Sécurité : résistance à la fatigue cyclique<sup>(1)</sup>
- ▶ Flexibilité : respect de l'anatomie canalaire grâce au traitement thermique C.Wire<sup>(2)</sup>
- ▶ Mini-invasif : préservation de la zone péri-cervicale et des tissus dentaires<sup>(3)</sup>

(1) Gianluca Plotino, DDS, PhD,\* Hany Mohamed Aly Ahmed, BDS, HDD (Endo), PhD,† Nicola Maria Grande, DDS, PhD,‡ Stephen Cohen, MA, DDS, FICD, and Frederic Bukiet, DDS, MSc, PhD. Current Assessment of Reciprocation in Endodontic Preparation: A Comprehensive Review—Part II: Properties and Effectiveness

(2) PHILLIP L Tomson, Stéphane R Simon - Contemporary cleaning and shaping of the root canal system - Prim Dent J. 2016;5(2): 46-53

(3) PJ Van Der Vyver, C. Jonker. Reciprocating instruments in Endodontics: a review of the literature, SADJ. 2014 Oct;69(9):404-9

Couple maximum :  
4 N.cm

Vitesse de rotation : 300 -  
400 tr/min


Angles de réciprocité :  
170/60



►► 5 TAILLES



►► 3 LONGUEURS



MicroMega One RECI

MicroMega One RECI,  
5 pcs/pack (B5)

54,50 €


	L21 mm	L25 mm	L31 mm
B5 One RECI n20 4% Sterile	60029878	60029883	60029888
B5 One RECI n25 4% Sterile	60029879	60029884	60029889
B5 One RECI n25 6% Sterile	60029880	60029885	60029890
B5 One RECI n35 4% Sterile	60029881	60029886	60029891
B5 One RECI n45 4% Sterile	60029882	60029887	60029892
B5 One RECI Assortiment Sterile 1 x 20.04 + 1 x 25.04 + 1 x 25.06 + 1 x 35.04 + 1 x 45.04	60029898	60029899	60029900



Pour plus d'informations concernant  
MicroMega One RECI, visitez notre  
site web : [micro-mega.com/one-reci](http://micro-mega.com/one-reci)



Scannez le QR Code pour télécharger  
la liste détaillée des références  
ou retrouvez-la sur [channel.micro-mega.com](https://channel.micro-mega.com)



# MicroMega Dual Move

Moteur endo sans-fil



Orientez le contre-angle jusqu'à la position parfaite pour une visibilité optimale !



Contrôlez votre préparation canalair avec vos sens visuels et auditifs !



Tous niveaux de pratique, toutes limes NITI !



Gardez la maîtrise de votre traitement !



NOUVEAU :  
FONCTION  
RÉCIPROCITÉ  
DISPONIBLE

Vitesse  
de rotation :  
1 000 tr/min



## Dual Move motor EMB



Dual Move avec rotation  
continue + reciprocité

52002004 1 027 €

- 1 x Pièce à main Dual Move + batterie
- 1 x Support de la pièce à mains
- 1 x Câble de transfert de données
- 1 x Chargeur avec adaptateurs
- 1 x Buse de pulvérisation
- 1 x Manchon en silicone
- 1 x Notice multilingue

# OFFRE Dual Move/One RECI

30 blisters de 5 instruments



MicroMega  
Dual Move

~~2 629€~~

1 599€



MicroMega  
One RECI  
× 25



MicroMega  
One G  
× 4



MicroMega  
One Flare  
× 1



## Détail de l'offre

Réf.	Désignation	Réf.
60032991	1 × One Flare	20952201
	4 × One G	20948202
	1 × One RECI 20.04	60029883
	11 × One RECI 25.04	60029884
	11 × One RECI 25.06	60029885
	1 × One RECI 35.04	60029886
	1 × One RECI 45.04	60029887
	1 × Dual Move <b>POUR 1 €</b>	52002004

# MicroMega One Flare®

L'endo sécurisée.



TRAITEMENT  
THERMIQUE =  
+ de flexibilité  
+ de résistance



4 mm  
+/- 1 mm



Vitesse de rotation : 250 - 400 tr/min

Couple maximum : 3 N.cm

## MicroMega One Flare

Réassort

Lime d'évasement One Flare, 17 mm

20952201 43,60 €

5 × One Flare



# MicroMega One G



La lime unique de cathétérisme en rotation continue.

Vitesse de rotation : 250 - 400 tr/min


Couple maximum : 1,2 N.cm



**Simplicité** : 1 seul instrument de cathétérisme en rotation continue. Protocole simple et rapide.

**Efficacité** : Pré-élargissement efficace. Gain de temps sur l'ensemble du traitement canalair.

**Sécurité** : Résistant à la fracture et au dévissage grâce à sa section et son pas innovants.



1 **MicroMega One G** seul instrument de cathétérisme

Séquence de mise en forme habituelle

## MicroMega One G



Lime de cathétérisme  
One G, 21 mm

20948201 49 €

5 × B5 One G n14/3%  
L21 Classics sterile



Lime de cathétérisme  
One G, 25 mm

20948202 49 €

5 × B5 One G n14/3%  
L25 Classics sterile



Lime de cathétérisme  
One G, 29 mm

20948203 49 €

5 × B5 One G n14/3%  
L29 Classics sterile

# MicroMega One Curve

Une gamme d'instrument unique en rotation continue. Traitement thermique C.Wire

## INTELLIGENT

- ▶ Un seul instrument pour la mise en forme.
- ▶ Un temps de mise en forme réduit.

## EFFICIENT

- ▶ C.Wire : Traitement thermique du Nickel Titane.
- ▶ Pré-courbable.

Vitesse de rotation optimale : **300 tr/min**

Couple maximum : **2,5 N.cm**

Vitesse de rotation : **300 - 450 tr/min**

## MicroMega One Curve

### B5 One Curve Classics

53,73 €

5 × B5 One Curve Classics

	L21 mm	L25 mm	L31 mm
B5 One Curve n25/4%	20949431	20949441	20949451
B5 One Curve n25/6%	20949401	20949402	20949403
B5 One Curve n35/4%	20949432	20949442	20949452
B5 One Curve n45/4%	20949433	20949443	20949453



# MicroMega 2Shape

Two files to shape\*

\*2 limes de mise en forme

## L'ENDODONTIE SIMPLIFIÉE

Séquence intuitive de 2 instruments de mise en forme en rotation continue, traitée thermiquement. Dynamique instrumentale TS1 et TS2.

- ▶ Mouvement de descente progressif en trois vagues avec appui pariétal de remontée.
- ▶ Introduire l'instrument en rotation jusqu'à la rencontre d'une résistance. Effectuer un mouvement de brossage pariétal au contact de la résistance pour libérer les contraintes primaires. Retirer la lime, nettoyer les spires, irriguer avant de poursuivre la progression.

Vitesse de rotation : **250 - 400 tr/min**

Couple maximum : **2,5 N.cm**

## MicroMega 2Shape

### Réassort 2Shape

47,51 €

1 × 2Shape réf. au choix

	TS1 n025 4%	TS2 n025 6%	F35 n035 6%	F40 n040 4%
<b>Long. 21 mm</b>	20953001	20953002	20953003	20953004
<b>Long. 25 mm</b>	20953011	20953012	20953013	20953014
<b>Long. 31 mm</b>	20953021	20953022	20953023	20953024



# HyFlex™ EDM

UNE RÉSISTANCE À LA RUPTURE  
JUSQU'À **700%** SUPÉRIEURE\*







- + Plus de **résistance**
- + **Réduction du nombre de limes** nécessaires pour la réussite du traitement

\*Source : essais internes COLTENE

- + SIMPLE
- + PRÉCIS
- + EFFICACE

**45,60€**  
LE KIT OU LE RÉASSORT  
HYFLEX EDM

-  SECTION TRIANGULAIRE
-  SECTION EN TRAPÈZE
-  SECTION CARRÉE

	Orifice Opener 25/12	Lime manuelle	Limes de sécurisation au choix suivant l'anatomie canalaire		Lime de préparation 20/05	Mise en forme 25/~ OneFile
						
	<b>Réassort x3</b> Vitesse de rotation 400 tr/min et 2,5 Ncm		<b>Réassort x3</b> Vitesse de rotation 300 tr/min et 1,8 Ncm	<b>Réassort x3</b> Vitesse de rotation 300 tr/min et 1,8 Ncm	<b>Réassort x3</b> Vitesse de rotation 400 tr/min et 2,5 Ncm	<b>Réassort x3</b> Vitesse de rotation 400 tr/min et 2,5 Ncm
Long. 21 mm	-	382010	60023493	60022269	60022275	60022270
Long. 25 mm	-	ou lime de votre choix	60023492	60019594	60022276	60019595
Long. 15 mm	60019596		-	-	-	-

## Kit de mise en forme simple

60022267 **21 mm**  
60019363 **25 mm**

1 x 25/12   
1 x 10/05   
1 x 25/~ 



Orifice Opener  
25/12



Lime de cathétérisme  
10/05



Lime de préparation  
20/05



Lime de mise en forme  
25/~



## Kit de mise en forme medium

60022277 **21 mm**  
60022278 **25 mm**

1 x 10/05   
1 x 20/05   
1 x 25/~ 



## Kit de finition HyFlex EDM (facultatif)

60019364

1 x 40/04   
1 x 50/03   
1 x 60/02 

## Réassort x 3

40/04  
60019597

50/03  
60019598

60/02  
60019599



# MicroMega REMOVER

NOUVEAU


La pièce essentielle  
pour votre retraitement

- Une seule lime nécessaire pour le retrait des matériaux d'obturation
- Respect de l'anatomie canalaire
- Efficace sans aucun solvant
- Pointe inactive



OneFlare

REMOVER



REMOVER

B5 MicroMega REMOVER

53,45 € 40 €

5 x B5 MicroMega REMOVER  
n30/7% Classics

20952301 19 mm

20952311 23 mm

## AVIS DE SPÉCIALISTES

**Dr Nicolas Guernier** ★★★★★ 5  
*Une désobturation rapide et sécurisée*

**Dr Fabien Ambert** ★★★★★ 4,5  
*- Lime tout terrain  
- Simplement efficace et rapide  
- Indispensable*

**Dr Davy Aubeux** ★★★★★ 5  
*- Efficacité  
- Sécurité  
- Rapidité*

**Dr Michel Ardouin** ★★★★★ 5  
*- Une efficacité redoutable.  
- La désobturation, étape souvent compliquée du retraitement, en deviendrait presque anecdotique.*

**Dr Nicolas Gardon** ★★★★★ 4,5  
**REMOVER :**  
*Retirer Efficacement les Matériaux d'Obturation, Vite, Et, Relax*

# CanalPro™

## IRRIGATION ET RINÇAGE

- ▶ Système modulaire innovant pour le remplissage sûr et efficace des seringues avec des solutions d'irrigation.
- ▶ Protection contre la contamination
- ▶ Application sûre et propre
- ▶ Utilisation rapide à une main
- ▶ Prévention du gaspillage de matériau



### SyringeFill CanalPro

#### Sur table

60031347	229 €
----------	-------

- |     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 1 × | Support pour bouteille incl. base |
| 3 × | SyringeFill Cap                   |

#### Murale

60031348	128 €
----------	-------

- |     |                        |
|-----|------------------------|
| 1 × | Support pour bouteille |
| 3 × | SyringeFill Cap        |

Quand il est question d'irrigation, les solutions endodontiques CanalPro sont votre meilleur choix pour un traitement réussi. Nous avons développé nos solutions endodontiques de manière à minimiser le temps consacré à l'irrigation, vous offrant ainsi la meilleure approche pour le nettoyage des canaux et les meilleurs résultats.



### CanalPro NaOCI

Pour l'irrigation/le débridement des canaux radiculaires pendant et après l'instrumentation.

**CanalPro NaOCI 3 %**  
1 × 500 ml

60019655V    **32 €**

**CanalPro NaOCI 6 %**  
1 × 500 ml

60019656V    **32 €**



### CanalPro EDTA 17 %

Élimine les boues dentinaires et ouvre les tubules dentinaires pour améliorer la diffusion des solutions de désinfection.

**CanalPro EDTA 17 %**  
1 × 500 ml

60019651    **66,88 €**

**CanalPro EDTA 17 %**  
1 × 100 ml

60019654    **19,77 €**



### CanalPro CHX 2 %

Irrigant additionnel en cas de reprise de traitement canalaire. Très efficace contre E. Faecalis et fungi.

**CanalPro CHX 2 %**  
1 × 500 ml

60019658    **51,15 €**

**CanalPro CHX 2 %**  
1 × 100 ml

60019659    **18,16 €**

### CanalPro SyringeFill Cap



**1 × SyringeFill Cap**

60019662    **9,17 €**

### Seringues CanalPro

50 ×	●	●	●	●	
5 ml	60019321	60019322	60019323	60019324	<b>12,76 €</b>
10 ml	60011173	60011174	60011175	60011176	<b>15,45 €</b>



# AFFINIS®

## PERFECT IMPRESSIONS

Quatre caractéristiques distinguent le silicone A AFFINIS des autres matériaux pour empreintes contenant des activateurs de surface :

- ▶ Affinité de surface innovante
- ▶ Fluidité optimisée
- ▶ Modèles de meilleure qualité
- ▶ Premières empreintes autoclavables



EMPREINTES  
STÉRILISABLES  
EN AUTOCLAVE !



\*OFFRE VALABLE UNIQUEMENT  
AUPRÈS DE VOTRE REPRÉSENTANT  
COLTENE DE SECTEUR



AFFINIS Classique



AFFINIS PRECIOUS



### AFFINIS

#### Putty

~~91,03 €~~ 60,68 €

- Putty soft 6530
- Putty soft fast 6531
- Putty super soft 6535

2 × 300 ml Base et catalyseur  
2 × Cuillères

#### Classique ou PRECIOUS

~~57,91 €~~ 38,60 €

- Classique Light 6501
- Classique Light fast 6601
- Classique Regular 6511
- Classique Regular fast 6611
- PRECIOUS light 6775
- PRECIOUS regular 6776

2 × 50 ml  
12 × Embouts mélangeurs universels

#### System 360

~~197,24 €~~ 131,49 €

- Putty 6472
- Heavy Body 6487
- MonoBody 6482

2 × 380 ml Réassort  
1 × Bague de serrage

# PRESIDENT The Original

UN PETIT PAS POUR LE DENTISTE  
UN GRAND PAS POUR LA DENTISTERIE



Putty



Putty soft



Putty soft fast



Putty super soft



Xtra light body



Light body



Regular body

**-33%\***

SUR LA GAMME  
PRESIDENT THE ORIGINAL  
DURANT TOUT LE MOIS  
DE SEPTEMBRE

\*OFFRE VALABLE  
UNIQUEMENT  
AUPRÈS DE VOTRE  
REPRÉSENTANT  
COLTENE DE  
SECTEUR

## PRESIDENT The Original

### Gamme Putty

~~71,84 €~~ 48,13 €

- Putty 60019942
- Putty soft 60019943
- Putty soft fast 60022166
- Putty super soft 60019944

2 x 300 ml Base et catalyseur  
2 x Cuillères

### System 360

~~165,20 €~~ 110,68 €

- MonoBody 60019946
- Heavy body 60019948

2 x 380 ml  
1 x Bague de serrage

### Gamme Light cartouche 50 ml

~~47,11 €~~ 31,56 €

- Xtra light body 60019937
- Light body 60019938
- Regular body 60019939

2 x 50 ml  
12 x Embouts mélangeurs universels



# JET BLUE® BITE

## Matériau d'enregistrement de l'occlusion

- ▶ Reste exactement à l'endroit de l'application
- ▶ Pas de résistance à la fermeture, ni de reprise !
- ▶ Précis grâce à sa dureté, tout en étant suffisamment flexible pour un ajustage aisé
- ▶ Choisissez votre temps idéal de travail et de prise

**-20%**

SUR LES RÉASSORTS  
JET BLUE BITE

TEMPS DE TRAVAIL	
SUPER FAST	FAST
20 SEC.	30 SEC.

TEMPS DE PRISE EN BOUCHE	
SUPER FAST	FAST
30 SEC.	40 SEC.

JET BLUE BITE

### Réassort JET BLUE BITE

~~27,05 €~~ 21,64 €

- Fast 6491
- Super Fast 6493
- 1 × 50 ml
- 6 × Embouts mélangeurs
- 6 × Embouts plats



# DuoTEMP™

## Une double sécurité pour garder le sourire !



- ▶ Durcissement dual
- ▶ Intégrité marginale élevée
- ▶ Retrait facile
- ▶ Un matériau avec des indications multiples

### Application facile et rapide



Un seul composant, pas de mélange. Bonne rétention dans la cavité. Dépose facile.

**-25%**

SUR LE KIT ÉCO  
DUOTEMP

DuoTEMP

### Kit Éco DuoTEMP

7090 ~~77,86 €~~ 58,40 €

5 × Seringues de 5 g



# BRILLIANT EverGlow®

Aptitude au polissage exceptionnelle  
et brillant durable



## BRILLIANT EverGlow

Réassorts  
BRILLIANT EverGlow en seringue

49,99 €

1 × Seringue 3 g

Réassorts  
BRILLIANT EverGlow en tips

73,43 €

20 × Tips 0,2

## BRILLIANT EverGlow Flow

Réassorts  
BRILLIANT EverGlow Flow

29,42 €

1 × 2 g Seringue  
5 × Aiguilles d'application standards  
5 × Aiguilles d'application fines 0,4 mm

Kit intro  
BRILLIANT EverGlow Flow

60019760 107,94 €

4 × Seringue de 2 g (A1/B1,  
A2/B2, A3/D3, A3,5/B3)

DENTINE	
BLEACH	60019697 (Seringue) 60019706 (Tips)
A1/B1	60019698 (Seringue) 60019707 (Tips)
A2/B2	60019699 (Seringue) 60019708 (Tips)
A3/D3	60019700 (Seringue) 60019709 (Tips)
A3,5/B3	60019701 (Seringue) 60019710 (Tips)
C2/C3	60019702 (Seringue) 60019716 (Tips)
A4/C4	60019703 (Seringue) 60019717 (Tips)

ÉMAIL	
BLEACH TRANSLUCENT	60019704 (Seringue) 60019718 (Tips)
BLEACH TRANSLUCENT	60019705 (Seringue) 60019719 (Tips)

OPAQUE	
OPAQUE A3	60019745 (Seringue) 60019748 (Tips)
OPAQUE A1	60019744 (Seringue) 60019747 (Tips)
OPAQUE BLEACH	60019743 (Seringue) 60019746 (Tips)



COMPLÉMENT  
IDÉAL AVEC  
ShapeGuard

BLEACH BL	60019752
A1/B1	60019753
A2/B2	60019754
A3/D3	60019755

A3,5/B3	60019756
A4/C4	60019757
TRANSLUCENT FRANS	60019758
OPAQUE A3,5/B3	60019751



BLOC COMPOSITE RENFORCÉ POUR RESTAURATION DÉFINITIVE


# BRILLIANT Crios

**Bloc 100 % composite renforcé pour les restaurations permanentes.**


Il est utilisé avec le système CAD/CAM CEREC™\* pour les restaurations indirectes au fauteuil.

\*N'est pas une marque COLTENE

## INDICATIONS



\*OFFRE VALABLE UNIQUEMENT AUPRÈS DE VOTRE REPRÉSENTANT COLTENE DE SECTEUR



BRILLIANT Crios

CEREC/inLab – 5 blocs

111,64 €

74,80 €

5 x

Blocs (taille 12 ou 14)



	Low Translucent		High Translucent	
	Taille 12	Taille 14	Taille 12	Taille 14
<b>BLEACH</b>	60019998 BL LT 12	60019985 BL LT 14	-	-
<b>A1</b>	60019999 A1 LT 12	60019986 A1 LT 14	60020007 A1 HT 12	60019994 A1 HT 14
<b>A2</b>	60020000 A2 LT 12	60019987 A2 LT 14	60020008 A2 HT 12	60019995 A2 HT 14
<b>A3</b>	60020001 A3 LT 12	60019988 A3 LT 14	60020009 A3 HT 12	60019996 A3 HT 14
<b>A3.5</b>	60020002 A3.5 LT 12	60019989 A3.5 LT 14	-	-
<b>B1</b>	60020003 B1 LT 12	60019990 B1 LT 14	60020010 B1 HT 12	60019997 B1 HT 14
<b>B2</b>	60020004 B2 LT 12	60019991 B2 LT 14	-	-
<b>B3</b>	60020005 B3 LT 12	60019992 B3 LT 14	-	-
<b>C2</b>	60020006 C2 LT 12	60019993 C2 LT 14	-	-



# ONE COAT 7 UNIVERSAL

Tout en un

Adhésif monocomposant, photopolymérisable adapté pour toutes les techniques d'application avec ou sans mordantage.

- ▶ Des valeurs d'adhésion exceptionnelles sur l'émail comme sur la dentine
- ▶ Excellent scellement marginal
- ▶ Sensibilité postopératoire minimisée

## ONE COAT 7 UNIVERSAL


### Réassort flacon

60019539	<del>89,98 €</del>	<b>44,99 €</b>
1 × 5 ml	Flacon	
1 ×	Accessoires	



### Réassort unidoses

60019540	<del>116,42 €</del>	<b>58,21 €</b>
50 × 0,1 ml	Unidose	
50 ×	Brossettes noires	
1 ×	Accessoires	



Avec l'optimisation du système ONE COAT 7.0, l'adhésif tout-en-un ONE COAT 7 UNIVERSAL est à présent proposé pour toutes les indications. Le triangle magique : peu importe la technique - automordantage, mordantage total ou mordantage sélectif -, ONE COAT 7 UNIVERSAL répond à tous les besoins. Collage total sans efforts sur tous les matériaux, tels que l'or, le titane, la céramique, zircon et les composites, sans ajout de primer ni de silane.



## EDITOR'S CHOICE



Système de notation : Excellent + + + + +  
Très bien + + + +  
Bien + + +



**96%**  
note globale  
obtenue par  
les éditeurs  
Dental



\*OFFRE VALABLE UNIQUEMENT AUPRÈS DE VOTRE REPRÉSENTANT COLTENE DE SECTEUR



# roeko

## ACCESSOIRES POUR LE TRAITEMENT



**-20%**  
A L'ACHAT DE 4



**-20%**  
A PARTIR DE 20 PIÈCES

### Endo-Frost

Spray de refroidissement  
Endo-Frost, 200 ml

240000	<b>10,60€</b>
--------	---------------

### Protecta Active Carbon

Masque charbon actif  
avec attaches élastiques,  
× 50 pcs

60013736	<b>22,22€</b>
----------	---------------

### Protège-tête

- ▶ Feuille de polyéthylène recouverte d'une couche de cellulose absorbante
- ▶ 3 tailles pour presque tous les types de fauteuil

100 pcs, 27 × 28 cm

670007	<del>25,99€</del>	<b>20,80€</b>
--------	-------------------	---------------

100 pcs, 27 × 31 cm

670008	<del>27,17€</del>	<b>21,74€</b>
--------	-------------------	---------------

100 pcs, 27 × 34 cm

670009	<del>28,35€</del>	<b>22,68€</b>
--------	-------------------	---------------

### Luna Gold

- ▶ Pas de risque d'inflammation des tissus
- ▶ Absorbe l'humidité tout au long du traitement
- ▶ Ne s'effiloche pas lorsqu'il est plein de salive
- ▶ Non blanchi au chlore
- ▶ Qualité supérieure fabriquée en Allemagne

300 g, taille 1

109121	<del>12€</del>	<b>9,60€</b>
--------	----------------	--------------

300 g, taille 2

109122	<del>12€</del>	<b>9,60€</b>
--------	----------------	--------------

300 g, taille 3

109123	<del>12€</del>	<b>9,60€</b>
--------	----------------	--------------

roeko

# VacuSoft

## Canule d'aspiration gros volume pour une aspiration douce et silencieuse

La géométrie conique spéciale des embouts garantit une aspiration optimisée des flux, elle est ainsi plus silencieuse. Parallèlement, elle empêche le renvoi par gravité des fluides aspirés (ou reflux) dans la bouche du patient.

- ▶ Contact tout en douceur avec la muqueuse buccale grâce aux embouts souples
- ▶ Faible bruit d'aspiration, sans reflux
- ▶ Flexibilité d'adaptation au traitement en cours et selon le type de patients : enfants, patients atteints d'un cancer et patients atteints d'un handicap.



### VacuSoft sensitive comfort

Un embout très souple qui garantit une aspiration en douceur aux patients particulièrement sensibles (à la pression)



### VacuSoft comfort

Les embouts souples pour une aspiration en douceur lors d'interventions simples.



### VacuSoft solid comfort

Embout stable pour les aspirations nécessitant un écartement plus ferme.



## VacuSoft

### Kit intro VacuSoft

60023549 23,30 €

- 2 × VacuSoft Base
- 5 × Embout sensitive confort
- 5 × Embout confort
- 5 × Embout solide



### Réassort VacuSoft Base

60023550 17,64 €

- 10 × VacuSoft Base



### Réassort VacuSoft Embout

39,33 €

- 50 × VacuSoft Embout au choix

133,73 €

- 200 × VacuSoft Embout au choix

	50 ×	200 ×
Embout bleu sensitive confort	60023551	60023556
Embout vert confort	60023552	60023557
Embout noir solid confort	60023554	60023558



DÉCOUVREZ L'ASSISTANT ENDO JENI !

# CanalPro™ Jeni

Système d'assistance numérique  
pour le traitement canalaire

CanalPro Jeni

## CanalPro Jeni, set complet

60023659 **3 327,75 €**

- 1 x Dispositif de commande
- 1 x Moteur avec contact de mesure de l'apex
- 1 x Contre-angle entièrement isolé 1:1
- 1 x Pédale Bluetooth
- 1 x Bloc d'alimentation
- 1 x Set de câble d'apex
- 1 x Étrier pour câble d'apex



DEMANDEZ UNE  
DÉMO À VOTRE  
REPRÉSENTANT  
COLTÈNE  
MICROMEGA

## UN RENSEIGNEMENT, UNE DÉMO, UN WORK-SHOP...

HyFlex CM/EDM, BRILLIANT EverGlow, Fill-Up!, COMPONEER, BioSonic,...

### VOS INTERLOCUTEURS PRIVILÉGIÉS :

#### Belgique - Flandres

(NL) Carine.Bulte@coltene.com

T +32 (0) 468 17 24 96

#### Belgique - Wallonie

(FR) Celine.Poels@coltene.com


T +32 (0) 475 36 07 99

Documents et photos non contractuels. Les prix peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis.  
En cas d'erreur de prix sur un produit, COLTENE se réserve le droit de modifier ce prix. Offres valables jusqu'au 30 septembre 2021.  
Design : www.filgranestudio.fr. Crédits photo : banque d'image COLTENE, Adobe Stock, Istockphoto.

#### Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20  
9450 Altstätten/Switzerland

T +41 71 757 53 00  
info.ch@coltene.com

 COLTENE.benelux  
www.coltene.com

 **COLTENE**