

# KaVo Dental Excellence

SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2021



**Instrumentation**

Pages 2 à 5



**Entretien et Maintenance**

Pages 6 et 7



**Prophylaxie**

Pages 8 à 13



**Chirurgie**

Pages 14 et 15



**Service Après-Vente**

Pages 16 à 19

**Par les experts, pour les experts.**



Fabriqué en  
Allemagne

# SÉRIE MASTER

**PROMO PACK**

**3 instruments au choix**

**+**

**le 4<sup>ème</sup> instrument\* pour 1€ de plus**



Code promo : 88001505

\*Instrument le moins cher

Pour en savoir plus, contactez votre distributeur.

Profitez d'une puissance maximale conjuguée au niveau de **confort KaVo le plus innovant**

- Technologie de triple engrenage
- Micro filtre de spray remplaçable
- Flexibilité grâce aux têtes interchangeable
- Garantie 24 mois



**KaVo MASTERmatic LUX M25 L 1:5**  
Notre référence en terme de contre-angle rouge grâce à une réduction de la taille de la tête (H: 13,5 mm ; diamètre 10,3 mm), combinaison brevetée tête / manche, pièce de guidage en carbure, technologie triple engrenage et filtre de spray remplaçable, spray à 3 sorties système de serrage par bouton poussoir, roulements à billes en céramique, faible volume sonore (55 dB(A))  
Réf. 1.009.3630



**KaVo MASTERmatic LUX M05 L Mini 1:5**  
Mini tête (H: 12,6 mm, diamètre 9 mm) pour fraises à tiges courtes, technologie triple engrenage, spray à 1 sortie avec système de serrage à bouton poussoir, roulements à billes céramiques, tête 43 % plus petite que celle du GENTLEpower 25 LP, parfaite pour les zones difficiles d'accès et idéale pour le traitement des enfants et des personnes âgées, faible volume sonore (55 dB(A))  
Réf. 1.009.3640



**KaVo MASTERmatic LUX M20 L 1:1**  
Pour la préparation des cavités et des couronnes, la finition, l'excavation des caries et les traitements endodontiques, conduite de lumière par barreau de verre jusqu'à 25 000 lux, filtre de spray remplaçable, flexibilité de traitement maximale grâce aux 14 têtes interchangeables  
Réf. 1.009.3620



**KaVo MASTERmatic LUX M07 L 2,7:1**  
Conduite de lumière par barreau de verre jusqu'à 25 000 lux, pour des applications d'excavation des caries et de prophylaxie, filtre de spray remplaçable, flexibilité de traitement maximale grâce aux 14 têtes interchangeables  
Réf. 1.009.3610

**KaVo MASTERmatic LUX M20 L 1:1 + Tête INTRA L67 ou L68**

**KaVo MASTERmatic LUX M07 L 2,7:1 + Tête INTRA L67 ou L68**



**Tête INTRA L67 2:1**  
Avec système de serrage à bouton-poussoir pour fraises de contre-angles d'un diamètre de 2,35 mm, vitesse de fonctionnement max. : 20 000 tr / min  
Réf. 1.008.1832



**Tête INTRA L68 1:1**  
Avec un système de serrage avec bouton poussoir pour les fraises de contre-angles d'un diamètre de 2,35 mm, avec système de serrage renforcé, vitesse de fonctionnement max. : 40 000 tr / min  
Réf. 1.008.1833

## Nouveau!!! Puissance augmentée



**KaVo MASTERtorque LUX M9000 L/LS\***  
Puissance maximale jusqu'à **31 watts**, 57 dB(A), hauteur de tête de 13,1mm, spray à 4 sorties  
Réf. 1.008.7900 L  
Réf. 1.008.5400 LS  
\*LS = raccord Sirona



**KaVo MASTERtorque Mini LUX M8700 L/LS\***  
Petite tête : hauteur de tête de 12,1 mm, 59 dB(A), pour fraises standards et miniatures, puissance de **30 watts**, spray 3 sorties  
Réf. 3.001.0000 L  
Réf. 3.001.0600 LS  
\*LS = raccord Sirona



**KaVo MASTERmatic LUX M10 L 1:1**  
Pour des procédures extraorales simples, adaptée aux fraises ou pièces à main pour contres-angle, filtre de spray non remplaçable  
Réf. 1.009.3570

**Autres modèles disponibles sur:** [www.kavo.com/fr-fr](http://www.kavo.com/fr-fr)



# SÉRIE EXPERT

**PROMO PACK**

**4 instruments au choix**

**+**

**le 5<sup>ème</sup> instrument\* pour 1€ de plus**

Code promo : 88002410

\*Instrument le moins cher

Pour en savoir plus, contactez votre distributeur.

## Faites confiance aux performances **high tech de KaVo**


- Système de serrage avec pièce de guidage en carbure
- Micro filtre de spray remplaçable
- Conduites de spray air/eau internes séparées
- Garantie 18 mois



**Contre-angle multiplicateur EXPERTmatic LUX E25 L (1 : 5)**  
Pièce de guidage en carbure conduite de lumière par barreau de verre jusqu'à 25 000 lux, travail rapide et précis grâce à une tête de petite taille, bouton poussoir et roulements à billes en céramique, conduites eau et air internes et spray à 3 sorties avec filtre de spray remplaçable  
Réf. 1.007.5550



**Autres modèles disponibles sur :** [www.kavo.com/fr-fr](http://www.kavo.com/fr-fr)




**Contre-angle EXPERTmatic LUX E20 L (1 : 1)**  
Conduite de lumière par barreau de verre jusqu'à 25 000 lux, efficacité d'accès grâce à une tête encore plus petite, spray 1 sortie, conduites eau et air internes, facile à manipuler grâce au bouton-poussoir  
Réf. 1.007.5540



**Contre-angle réducteur EXPERTmatic LUX E15 L (5,4 : 1)**  
Conduite de lumière par barreau de verre jusqu'à 25 000 lux, efficacité d'accès grâce à une tête encore plus petite, spray 1 sortie, conduites eau et air internes, facile à manipuler grâce au bouton-poussoir  
Réf. 1.007.5530



**Pièce à main EXPERTmatic LUX E10 C (1 : 1, sans lumière)**  
Spray 1 sortie, avec spray eau et air internes, compatible avec fraises ou mandrins pour pièces à main et contre-angles  
Réf. 1.007.5560

**Nouveau !!! Puissance augmentée**



**EXPERTtorque LUX E680 L**  
Puissance jusqu'à **29 watts**, conduite de lumière par barreau de verre, spray à 4 sorties, hauteur de tête de 13,6 mm, 62 dB(A)  
Réf. 1.006.8700

**Haute puissance**



**EXPERTtorque Mini LUX E677 L**  
Tête de petite taille : hauteur de tête de 12,2 mm, pour fraises standards et miniatures, spray à 3 sorties, conduite par barreau de verre, puissance de **27 watts**, 65 dB(A)  
Réf. 1.007.3600

**Tête de petite taille**



## QUATTROcare PLUS

Votre parc d'instrument a augmenté, ne négligez pas son entretien

Pour qu'une élimination efficace des protéines à l'intérieur des instruments soit également garantie, il est nécessaire de procéder au préalable à un nettoyage intensif avec le spray KaVo CLEANspray and DRYspray. La rapidité du KaVo QUATTROcare PLUS soulage non seulement votre cabinet, mais vous offre également la sécurité d'un entretien parfait. La récompense : une plus grande longévité de vos instruments.

Le dispositif de dosage automatique à emplacements individuels garantit l'utilisation de la quantité d'huile adaptée à chaque instrument en fonction du modèle. Ceci permet d'éviter une consommation excessive d'huile d'entretien tout en assurant un fonctionnement optimal des instruments. KaVo QUATTROcare PLUS est un système universel.

En d'autres termes, vous pouvez nettoyer aussi bien vos instruments KaVo de haute qualité avec KaVo QUATTROcare PLUS que les instruments de tous les fabricants courants.

### QUATTROcare PLUS 2124A

3 raccords d'entretien INTRAMatic courts et 1 raccord d'entretien MULTIFlex, avec 1 bouteille de spray QUATTROcare Plus, raccords d'entretien pour tous les instruments de marques concurrentes classiques disponibles en tant qu'accessoires, garantie 12 mois

- Cycle de lubrification pour 4 instruments durant seulement 1 min
- Processus d'entretien automatisé contrôlé par un programme
- Lubrification optimale, grâce au dosage mesuré automatique, en fonction de la sortie
- Manipulation facile qui évite l'entretien inadapté
- Nettoyage par air comprimé du système de transmission et des conduits de spray, grâce à la fonction de purge
- Aucune fuite de résidu d'huile après la lubrification
- Programme d'entretien des pinces de serrage intégré
- Dispositif complet livré avec quatre raccords (1 MULTIFlex/3 INTRAMatic courts)
- Conception moderne et ergonomique

Réf. 1.008.3805

2338€ **1990€**



### QUATTROcare plus Spray 2140P (carton de 6 sprays)

Spray d'entretien pour les appareils de lubrification KaVo QUATTROcare PLUS, propulseur en aérosol respectueux de l'environnement, 500 ml chacun.

Pack. 2140 P (6 sprays) :

Réf. 1.005.4525

240€ **173,50€**

Soit 28,90€ le spray



## Gamme de sprays KaVo pour un retraitement manuel de vos instruments dentaires

### KaVo CLEANspray/DRYspray

Spray de nettoyage et de séchage pour un nettoyage manuel intensif et validé de l'intérieur des instruments. Prouvé comme éliminant les protéines résiduelles, selon les experts.

• Pack. KaVo CLEANspray 2110 P (4 boîtes) :

Réf. 1.007.0579

**78€** Soit 19,50€ le spray

• Pack. KaVo DRYspray 2117 P (4 boîtes) :

Réf. 1.007.0580

**121€** Soit 30,25€ le spray

• Ensemble de démarrage KaVo CLEAN / DRYspray 2116 P :

Réf. 1.007.0573

**97€**



### Spray KaVo

Spray de lubrification universel pour la lubrification manuelle des instruments KaVo, propulseur en aérosol respectueux de l'environnement, 500 ml chacun.

Pack. 2112 A (6 boîtes) :

Réf. 0.411.9640

240€ **173,50€**

Soit 28,90€ le spray

## PROMO PACK

1 QUATTROcare PLUS acheté  
+  
6 Sprays QUATTROcare

2578€ **1990€**

Code promo : 88002342

## Emboût d'entretien

### Emboût d'entretien des turbines SIRONA T1

Réf. 1.000.7156

165€ **153€**



### Emboût d'entretien des turbines MORITA

Réf. 1.000.6063

172€ **160€**



### Emboût d'entretien pour turbines NSK

Réf. 1.000.8786

170€ **158€**



### Emboût d'entretien de MIDWEST Low Speed

Réf. 1.000.8459

141€ **131€**



### Emboût d'entretien des turbines W&H

Réf. 1.001.7888

180€ **167€**



### Emboût d'entretien BORDEN 2 canaux

Réf. 1.002.1217

134€ **124€**



### Emboût d'entretien des turbines Bien-Air

Réf. 1.001.7860

199€ **185€**





## Deux instruments en un : idéal pour les applications supragingivales et sous-gingivales.

Le nouveau PROPHYflex4, outil tout-en-un, est une véritable merveille technologique. Que vous traitiez une zone supragingivale ou sous-gingivale, le PROPHYflex 4 est adapté à presque toutes les situations cliniques.

### Supragingival



#### Confortable dans la main.

Choisissez la longueur qui vous convient pour une prise en main ergonomique et moins fatigante donc plus agréable pour vos procédures.



#### Un concentré de bonheur.

Le jet de poudre précis et homogène empêche la dispersion de poudre et l'effet brouillard.



#### Puissance ajustable.

Que vous souhaitiez un nettoyage sans poudre ou une puissance maximale, vous restez toujours maître des performances de nettoyage grâce aux trois niveaux de réglage.

### Sous-gingival




#### Le biofilm, c'est terminé.

Le jet intégré vous offre une précision de travail inégalée, tandis que les repères alignés sur ceux de votre sonde WHO permettent une évaluation parfaite de la poche.



#### Nettoyage en douceur des poches

La longueur de l'aéropolisseur est ajustable à votre convenance pour une prise en main optimale facilitant les traitements en région sous-gingivale.



#### Un instrument polyvalent et performant grâce au jet intégré.

Idéal pour les applications sous-gingivales, l'insert Perio est aussi parfaitement adapté pour le nettoyage des implants, des couronnes et des bridges, ainsi que pour le blanchiment des collets exposés.

### Mon conseil pour une fiabilité optimale :



**Annett Preuß**  
Spécialiste des ventes en Allemagne chez KaVo Kerr Instruments


« Après chaque application et avant chaque préparation, raccordez le PROPHYflex 4 sur le raccord turbine et mettez-le en marche pendant une minute avec de l'eau, puis sans eau. Cela vous permet d'éliminer tous les résidus de poudre restants dans le PROPHYflex 4 et ainsi d'éviter tout risque de bouchage. Vous pouvez également évacuer les résidus de poudre restants dans la pièce à main en activant le premier des trois niveaux d'ajustement. Il ne vous reste ensuite plus qu'à nettoyer et à préparer l'instrument, et le voilà prêt pour le prochain traitement. »

## PROPHYflex 4


Un aéropolisseur pensé pour un nettoyage tout confort. Deux instruments en un : idéal pour les applications supragingivales et sous-gingivales.

Vous souhaitez rendre vos traitements prophylactiques quotidiens plus faciles, plus rapides, plus complets et encore plus agréables lors des longues séances ? Le nouveau KaVo PROPHYflex 4 répond à toutes vos attentes. Extrêmement léger et parfaitement équilibré, il bénéficie d'une conception ergonomique pour un confort d'utilisation absolu.


### Supragingival



### Supragingival



### Sous-gingival



PROPHYflex 4 BLEU  
Réf. 3.002.8000  
PROPHYflex 4 ROSE  
Réf. 3.002.8800  
PROPHYflex 4 CITRON  
Réf. 3.002.8200

1224 € **1049 €**



- PROPHYPEARLS KAVO neutre (80 sticks de 15g)

Réf. 1.010.1826  
137€ **126,50 €**

- PROPHYPEARLS KAVO (80 sticks de 15g) (menthe, orange, cassis, pêche et sélection)

151€ **139,50 €**



- Poudre PROPHYflex orange

Réf. 1.007.0014  
122€ **112,60 €**

- Poudre PROPHYflex menthe

Réf. 1.007.0017  
146€ **124 €**

- Poudre PROPHYflex Perio (4x100g)

Réf. 1.009.3732 **89 €**

- Poudre PROPHYflex berry

Réf. 1.007.0015  
146€ **124 €**

- Poudre PROPHYflex cherry

Réf. 1.007.0016  
146€ **124 €**

- PROPHYflex 4 Perio Kit

Réf. 1.011.9403  
322€ **294 €**

## PROMO PACK

OFFRE 1

**1 PROPHYflex 4**  
+ « Power Cannula » incluse  
+ 1 Poudre PROPHYflex menthe

1346€ **1049 €**

Code promo : 88002055

OFFRE 2

**1 PROPHYflex 4 Perio kit**  
+ 1 Poudre PROPHYflex Perio

411€ **294 €**

Code promo : 88002386

## Découvrez TRY KaVo

Vous souhaitez essayer gratuitement le PROPHYflex 4 pendant 10 jours.

Contactez le conseiller KaVo de votre région. Voir détail en dernière page.

# SONICflex

Le détartreur polyvalent

## KaVo SONICflex System



**KAVO**  
Dental Excellence

### SONICflex

Le détartreur polyvalent adapté à presque toutes les indications. Grâce à sa polyvalence, le SONICflex KaVo sera bientôt l'un des instruments que vous utiliserez le plus. Avec plus de 50 inserts faciles et rapides à remplacer, il s'adapte à vos exigences à travers une large variété d'applications. Une oscillation douce, parfaite pour les patients sensibles à la douleur.

Une très large variété d'indications et d'utilisations pour des approches de traitement tout en douceur. Aucun dispositif supplémentaire n'est nécessaire, connectez-le simplement au raccord MULTiflex KaVo ou au raccord Sirona.



## PROMO PACK

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| <b>OFFRE 1</b> | <p><b>1 SONICflex 2008 L / LS* (au choix)</b><br/>                 + 3 inserts inclus<br/>                 + 1 Kit de 3 inserts scaler<br/>                 + 1 Cassette de stérilisation</p> | <p>2417€ <b>1490€</b><br/>                 Code promo: 88002039</p> |
| <b>OFFRE 2</b> | <p><b>1 SONICflex 2003 (au choix)</b><br/>                 + 3 inserts inclus<br/>                 + 1 Kit de 3 inserts scaler<br/>                 + 1 Cassette de stérilisation</p>         | <p>2417€ <b>1490€</b><br/>                 Code promo: 88000791</p> |

\*L = Raccord KaVo  
\*LS = Raccord Sirona

## Découvrez TRY KaVo

Vous souhaitez essayer gratuitement le SONICflex pendant 10 jours.

**Contactez le conseiller KaVo de votre région. Voir détail en dernière page.**



## Ils ont testé pour vous



### Extrait du cas clinique du Dr CAIRE:

« En conclusion l'air abrasion humide est un procédé qui s'impose pour obtenir une parfaite adhésion, par son pouvoir nettoyant. Ce micro sablage augmente les valeurs d'adhérence en modifiant l'architecture de surface des matériaux et de la dent. »

Avec la généralisation d'une dentisterie adhésive basée sur l'économie tissulaire, et des systèmes de fabrication d'éléments prothétiques produits par CFAO, le micro sablage devient une étape incontournable du processus d'assemble final. »



### Extrait du cas clinique du N. Mandikos:

« Ainsi, les particules d'aluminium sous pression sont emprisonnées dans le jet d'eau et ne sont pas projetées dans la bouche ou sur l'espace de travail clinique. Le RONDOflex 360 permet au clinicien de pré-traiter proprement la surface de la dent ou l'intrados de la prothèse. »



### Extrait du Témoignage du Dr Lukyanenko:

#### **RONDOflex PLUS 360 est l'alternative aux dispositifs d'air abrasion conventionnels**

Les particules de poudre sont éjectées dans un flux d'air à grande vitesse. Lorsque ces particules sont dirigées vers la cible, la substance dentaire est éliminée au moyen de l'énergie cinétique. Le jet de poudre à l'extrémité distale de la canule est entouré d'une gaine d'eau. Cela signifie que toutes les particules de poudre sont piégées par l'eau, ce qui réduit la contamination et le stress sur l'environnement immédiat, tout en offrant la même efficacité. Pas de bouche desséchée et pas de poussière ressentie par le patient après le traitement.



Retrouver l'ensemble l'intégralité des témoignages, cas cliniques et FAQ sur [www.kavo.com/fr-fr](http://www.kavo.com/fr-fr)

## RONDOflex™ plus 360

Système d'air abrasion avec spray de pulvérisation permettant de réduire la quantité de dispersion de poudre et d'éliminer en douceur et sans douleur les matériaux présents à la surface de la dent.

Les particules d'alumine sous pression sont emprisonnées dans le jet d'eau ce qui évite la dispersion. Le RONDOflex plus 360 diffuse un jet d'eau et de poudre d'alumine concentré et homogène.

Le RONDOflex plus 360 se connecte sur le même raccord MULTiflex qu'une turbine à air, ce qui rend l'appareil encore plus pratique.


#### Applications possibles :

- Préparation mini-invasive des cavités
- Préparation des surfaces adhésives avant les techniques de mordantage
- Préparation des surfaces adhésives pour les appareils orthodontiques
- Préparation du scellement des sillons
- Ouverture des sillons
- Élimination des résidus d'adhésif dans des bridges, couronnes, etc. (extra-oral)

#### Informations relatives au produit :

Livré avec 2 canules (diamètre 0,46 mm ou 0,6 mm ainsi que 2 réservoirs de poudre et 2 flacons de poudre (75 g chacun), facile à connecter au système KaVo MULTiflex, garantie 12 mois  
Réf. 1.002.2179

1850 € **1490 €**



#### Consommables :

• Poudre RONDOflex 27 µ, abrasion moyenne, 1000 g :  
Réf. 1.000.5957

48 € **43,20 €**

• Poudre RONDOflex 50 µm, abrasion forte, 1000 g :  
Réf. 1.000.5956

48 € **43,20 €**



## PROMO PACK

OFFRE 1

**1 RONDOflex plus 360**

+ 1 poudre 27µm 1000g  
+ 1 Poudre 50µm 1000g

1946 € **1490 €**

Code promo : 88002323

OFFRE 2

**1 RONDOflex plus 360**

+ un Raccord MULTiflex 465 RN

2093 € **1490 €**

Code promo : 88002388

## Découvrez TRY KaVo

Vous souhaitez essayer gratuitement le RONDOflex pendant 10 jours.

Contactez le conseiller KaVo de votre région. Voir détail en dernière page.



**NEW** SURGmatic S201 XL Pro :  
conçu pour durer grâce à l'hexagone

Grâce au nouveau système de serrage hexagonal, les pressions exercées sur les instruments et les manches au cours du traitement sont atténuées. Ainsi, le nombre de cycles de traitement passe à plus de 2 000, ce qui est nettement supérieur à la moyenne du marché.

**Nouveau système de serrage hexagonal**

Distribution uniforme des forces exercées sur plusieurs surfaces d'appui afin d'éviter de coincer les fraises ou forets

**Fibre optique**

Pour une vision fiable du champ opératoire

**EXPERTgrip**

Pour une meilleure préhension, un confort et une hygiène accrus

**Démontable**

La tête peut être séparée du manche pour faciliter le nettoyage

**Refroidissement**

Refroidissement externe et interne de type Kirschner / Meyer





Découvrez  
**TRY KaVo**

Vous souhaitez essayer gratuitement nos moteurs de chirurgie pendant 10 jours.


Contactez le conseiller KaVo de votre région.  
Voir détail en dernière page.

**Test comparatif du produit réalisé au couple maximal de 80 Ncm :**

- Test réalisé jusqu'à la défaillance sur trois lots de produits de production industrielle
- Le nombre moyen de cycles de chargement de couple jusqu'à la défaillance est présenté
- Test interrompu à 2 000 cycles
- Les instruments testés sont soumis à une pression à l'aide d'un banc d'essai qui simule de manière réaliste le processus de luxation des implants par rapport à la charge de couple



**S201 L and S201 XL :**  
De fortes charges en bordure peuvent entraîner une déformation importante et des contraintes sur le système de serrage.



**S201 L Pro and S201 XL Pro :**  
La distribution du couple sur une plus grande surface permet de réduire la déformation du manche, tout en déplaçant la pression du bord du manche vers le milieu de l'axe. La déformation du manche est ainsi évitée.

Gamme chirurgie

**MASTERSurg LUX sans fil**

Le moteur de chirurgie KaVo MASTERSurg LUX sans fil vous permet d'effectuer des interventions à un niveau inégalé. Notre philosophie est de vous permettre de réaliser des performances exceptionnelles au quotidien, grâce à des fonctionnalités pratiques qui feront toute la différence.




Réf. 1.009.1200  
4847€ **4590€**



Réf. 1.008.3500  
3645€ **3490€**



Première mondiale : SURGmatic™ S201 L Pro et SURGmatic™ S201 XL Pro



Grâce au système de serrage amélioré des modèles S201 L Pro et XL Pro, KaVo offre une réelle avancée en terme d'utilisation. En effet, le système hexagonal au niveau de la tête permet une distribution du couple sur une surface plus large lors du processus de vissage de l'implant.



Réf. 1.013.7540  
1537€ **1300€**

SURGmatic S201 L Pro (avec Tête)



Réf. 1.013.7541  
1537€ **1300€**

SURGmatic S201 XL Pro (avec Tête)

Pièce à main de chirurgie INTRA



Réf. 1.009.1010  
1332€ **1090€**

Pièce à main INTRA  
Chirurgie S11L (avec lumière)



Réf. 0.524.5600  
1190€ **990€**

Pièce à main INTRA  
Chirurgie 3610N1



Réf. 0.524.5610  
1190€ **990€**

Pièce à main INTRA  
Chirurgie 3610N2



Réf. 0.524.5620  
1190€ **990€**

Pièce à main INTRA  
Chirurgie 3610N3

PROMO PACK

**1 MASTERSurg LUX Wireless**  
+ 1 SURGmatic S201 XL Pro (avec Tête)  
+ 1 Kit de tuyaux stériles S600

6483€ **4590€**  
Code promo : 88002230

ou

**1 EXPERTSurg LUX**  
+ 1 SURGmatic S201 XL Pro (avec Tête)  
+ 1 Kit de tuyaux stériles S600

5281€ **3490€**  
Code promo : 88002229


**Moins cher**  
peut-être.

**Meilleur**  
certainement pas.



## KaVo BOX™

Réparations faites dans nos usines KaVo



**Un instrument à réparer ou à réviser? Un seul click et KaVo s'occupe de tout!**  
**Enlèvement et retour GRATUIT - Pièces d'origines - Réparation garantie 1 an.**



**1** Rendez-vous sur [www.kavobox.com](http://www.kavobox.com)  
Commandez votre réparation.  
Si vous n'avez pas d'emballage adéquat, vous pouvez commander gratuitement une KaVo Box vide.



**2** Insérez votre instrument KaVo dans votre KaVo BOX™, UPS l'enlèvera gratuitement le jour ouvré suivant votre demande.



**3** Recevez rapidement votre instrument KaVo réparé et contrôlé. L'envoi retour est également gratuit.

Assurez-vous que votre Instrument Kavo reste un Instrument Kavo. Choisissez une réparation effectuée dans nos usines avec la KaVo BOX™.

Lorsqu'un instrument KaVo doit être réparé, optez pour le service d'excellence Kavo Box. Choisissez le meilleur service: la réparation en usine « KaVo Original » avec la KaVo BOX™. Le recours à des pièces qui ne sont pas d'origine KaVo compromet le fonctionnement de vos Instruments, vos traitements, et annule la garantie KaVo. Choisir la réparation en usine « KaVo Original », c'est s'assurer que seules des pièces de rechange KaVo d'origine sont utilisées. Offrez à vos instruments un traitement de premier ordre ou la qualité, la longévité sont au rendez-vous, et ce, à des prix fixes et attractifs.

### Un service premium pour une marque d'excellence:

- Réparation en usine directement chez KaVo.
- Des professionnels spécialisés très expérimentés et compétents.
- La meilleure qualité de réparations effectuées par les équipes techniques KaVo en utilisant les pièces détachées d'origines, les outillages et bancs de tests KaVo.
- Retour rapide par messagerie express dans votre cabinet.


### Vos avantages:

- Des prix forfaitaires intéressants pour presque toutes les réparations.
- Couverture totale des coûts de réparations dans le cadre de la garantie.
- Enlèvement et envoi retour gratuit.
- Une année de garantie sur les réparations et pièces de rechange remplacées.
- Commande en ligne en toute simplicité sur [www.kavobox.com](http://www.kavobox.com)



## KAVO BOX

Comment ça marche ?



Votre réparation en quelques clicks.

- Choisissez votre forfait de réparation
- Commander l'enlèvement gratuit de l'instrument à réparer
- KaVo procède à la réparation et au retour de l'instrument à votre cabinet

## Nouveau !

KaVo BOX™ PLUS 2: Garantie complémentaire



## Optez pour la sérénité

La crise sanitaire a indéniablement augmenté la taille du parc d'instruments dont vous devez disposer, pour garantir à vos patients un niveau d'hygiène irréprochable.

Lors de vos réparations, choisissez KaVo Box™ PLUS 2 et bénéficiez d'une garantie totale de 2 ans sur vos instruments réparés.

Avec KaVo Box™ PLUS 2, optimisez la gestion de vos investissements en maintenant la valeur de vos instruments.

## KaVo BOX™

Nos prix de réparation forfaitaire

|                  |                                   |   |  |   |   |   |
|------------------|-----------------------------------|---|--|---|---|---|
|                  |                                   |   |  |   |   |   |
| Tête<br>99 €     | Raccord<br>109 €                  | Contra-angle bague bleue/verte sans tête<br>109 € | Pièce à main<br>159 €                        | Détartreur<br>209 €                                     | PROPHYflex RONDoflex<br>209 €             | Contra-angle bague bleue/verte avec tête<br>219 € |
|                  |                                   |   |  |   |   |   |
| Turbine<br>285 € | Contra-angle bague rouge<br>319 € | Moteur<br>319 €                                   | Seringue multifonctions avec Canule<br>359 € | Seringue 3 fonctions avec Canule (bague bleue)<br>155 € | Unité de contrôle de laboratoire<br>275 € | Turbine / Pièce à main de laboratoire<br>319 €    |

Tous les prix indiqués sont hors TVA

KaVo Original Factory repair



### KaVo Box™ PLUS 2 - Garantie complémentaire

- 2 ans de garantie totale après réparation
- Souscription au moment de la réparation
- Enlèvement et retour GRATUIT



Rendez-vous sur [www.kavobox.com](http://www.kavobox.com)



Suivez-nous sur    



Pour bénéficier des promotions KaVo, merci de contacter votre dépôt dentaire ou votre conseiller commercial KaVo. Ces offres sont valables uniquement auprès des dépôts dentaires KaVo agréés et participants. Les prix indiqués dans ce flyer sont les prix conseillés par KaVo; les prix du dépôt dentaire prévalent et sont d'application. Les prix indiqués sont HTVA. Sous réserve de fautes d'impressions. Dans la limite des stocks disponibles.

**Marc Temmerman**

Sales Manager  
Benelux  
+32 471 12 69 93  
marc.temmerman@kavo.com

Belgique et Grand Dûché du Luxembourg

**Marino Sabbadini**

Conseiller équipement et instrumentation  
Flandre  
+32 490 42 50 62  
marino.sabbadini@kavo.com

**Raphaël Vaneetveld**

Conseiller équipement et instrumentation  
Wallonie, Bruxelles et Grand Dûché du  
Luxembourg  
+32 495 46 10 17  
raphael.vaneetveld@kavo.com

**Pel Sterk**

Responsable service technique  
Belgique et Grand Dûché du Luxembourg  
+31 683 15 06 00  
pel.sterk@kavo.com

**KAVO**  
Dental Excellence

Rendez-vous sur [www.kavo.com/fr-fr](http://www.kavo.com/fr-fr)