

KaVo Dental Excellence

SEPTEMBER - DECEMBER 2021



Instrumenten

Pagina 2 tot 5



Verzorging en Onderhoud

Pagina 6 en 7



Profylaxe

Pagina 8 tot 13



Chirurgie


Pagina 14 en 15



Aftersales

Pagina 16 tot 19

Door experts, voor experts.




geproduceerd
in Duitsland

MASTER ASSORTIMENT

PROMOTIEPAKKETTEN

3 instrumenten
naar keuze
+
het vierde instrument*
voor 1€ extra



Promotiecode : 88001505

*goedkoopste instrument

Neem voor meer informatie contact op met uw vertegenwoordiger.

Geniet van een maximaal vermogen
gecombineerd met het meest
innoverende comfortniveau van KaVo

- Drievoudige versnellingstechnologie
- Vervangbaar waterfilter
- Flexibiliteit dankzij verwisselbare koppen
- 24 maanden garantie



KaVo MASTERmatic LUX M25 L 1:5
Onze referentie op het gebied van het rode hoekstuk dankzij een verkleining van de kop (H: 13,5 mm; diameter 10,3 mm), gepatenteerde kop/handgreepcombinatie, hardmetalen geleidstuk, drievoudige tandwieltechnologie en vervangbare waterfilter, spray met 3 uitgangen, klemsysteem met drukknop, keramische kogellagers, laag geluidsvolume (55 dB (A))
Ref. 1.009.3630



KaVo MASTERmatic LUX M05 L Mini 1:5
Minikop (H: 12,6 mm, diameter 9 mm) voor boren met korte schacht, drievoudige tandwieltechnologie, spray met 1 uitgang met klemsysteem met drukknop, keramische kogellagers, kop 43% kleiner dan die van de GENTLEpower 25 LP, perfect voor moeilijk bereikbare zones en ideaal voor de behandeling van kinderen en ouderen, laag geluidsvolume (55 dB(A))
Ref. 1.009.3640



KaVo MASTERmatic LUX M20 L 1:1
Voor de preparatie van caviteiten en kronen, de afwerking, de excavatie van caries en de endodontische behandelingen, lichtregeling door glasvezel tot 25.000 lux, vervangbare waterfilter, maximale behandelbaarheid dankzij de 14 verwisselbare koppen
Ref. 1.009.3620



KaVo MASTERmatic LUX M07 L 2,7:1
Lichtregeling door glasvezel tot 25.000 lux, voor caries-excavaties en profylaxetoepassingen, vervangbare waterfilter, maximale behandelbaarheid dankzij de 14 verwisselbare koppen
Ref. 1.009.3610

KaVo MASTERmatic LUX M20 L 1:1 + Kopje INTRA L67 of L68

KaVo MASTERmatic LUX M07 L 2,7:1 + Kopje INTRA L67 of L68



Kopje INTRA L67 2:1
Met klemsysteem met drukknop voor hoekstukkoboren met een diameter van 2,35 mm, maximale rotatiesnelheid tijdens werking : 20.000 rpm
Ref. 1.008.1832



Kopje INTRA L68 1:1
Met klemsysteem met drukknop voor hoekstukkoboren met een diameter van 2,35 mm, versterkt klemsysteem, maximale rotatiesnelheid tijdens werking: 40.000 rpm
Ref. 1.008.1833

Nieuw!!! Verhoogd vermogen



KaVo MASTERtorque LUX M9000 L/LS*
Maximaal vermogen tot **31 watt**, 57 dB(A), kophoogte van 13,1 mm, spray met 4 uitgangen
Ref. 1.008.7900 L
Ref. 1.008.5400 LS
*LS = Sirona Koppeling



KaVo MASTERtorque Mini LUX M8700 L/LS*
Kleine kop: 12,1 mm kophoogte, 59 dB(A), voor standaard- en miniatuurboren, vermogen van **30 watt**, spray met 3 uitgangen
Ref. 3.001.0000 L
Ref. 3.001.0600 LS
*LS = Sirona Koppeling



KaVo MASTERmatic LUX M10 L 1:1
Voor eenvoudige extraorale procedures, geschikt voor boren of handstukken voor hoekstukken, niet-vervangbare waterfilter
Ref. 1.009.3570

Extra instrumenten en koppen op : www.kavo.com



EXPERT ASSORTIMENT

PROMOTIEPAKKETTEN

4 instrumenten naar keuze
+
het vijfde instrument*
voor 1€ extra

Promotiecode : 88002410

*goedkoopste instrument


Neem voor meer informatie contact op met uw vertegenwoordiger.

Vertrouw op prestaties hightech van KaVo

- Klemsysteem met hardmetalen geleidestuk
- Vervangbaar waterfilter
- Afzonderlijke interne lucht-/waterleidingen
- 18 maanden garantie

KaVo EXPERTmatic E25 L 1:5
Hardmetalen hoekstuk, lichtgeleiding door glasvezel tot 25.000 lux, snel en nauwkeurig werken dankzij een kleine kop, drukknop en keramische kogellagers, interne water- en luchtleidingen en spray met 3 uitgangen met vervangbare waterfilter
Ref. 1.007.5550

Extra instrumenten en koppen op : www.kavo.com



KaVo EXPERTmatic E20 L 1:1
Lichtgeleiding door glasvezel tot 25.000 lux, gemakkelijke toegang dankzij een nog kleinere kop, spray met 1 uitgang, interne water- en luchtleidingen, gemakkelijk te hanteren dankzij de drukknop
Ref. 1.007.5540

KaVo EXPERTmatic E15 L 5,4:1
Lichtgeleiding door glasvezel tot 25.000 lux, gemakkelijke toegang dankzij een nog kleinere kop, spray met 1 uitgang, interne water- en luchtleidingen, gemakkelijk te hanteren dankzij de drukknop
Ref. 1.007.5530

KaVo EXPERTmatic E10 C 1:1
Spray met 1 uitgang, met interne water- en luchtleiding uitwisselbaar met boren voor handstukken en hoekstukken
Ref. 1.007.5560

Nieuw!!! Verhoogd vermogen

KaVo EXPERTtorque LUX E680 L
Vermogen tot **29 watt**, lichtgeleiding door glasvezel, spray met 4 uitgangen, kophoogte 13,6 mm, 62 dB(A)
Ref. 1.006.8700

Hoog vermogen

KaVo EXPERTtorque Mini LUX E677 L
Kleine kop : kophoogte 12,2 mm, voor standaard- en miniaturboren, spray met 3 uitgangen, lichtgeleiding door glasvezel, vermogen van **27 watt**, 65 dB(A)
Ref. 1.007.3600

kleine kop

QUATTROcare PLUS

Goed onderhoud loont altijd

Dankzij het onderhoud van de QUATTROcare PLUS blijven uw instrumenten er als nieuw uitzien.

Het goedgekeurde reinigingsproces en de juiste hoeveelheid olie zorgen voor het juiste onderhoud van uw instrumenten. Ze zijn perfect gesmeerd en klaar om opnieuw gebruikt te worden.

QUATTROcare PLUS 2124A

3 korte INTRAMatic koppelingen en 1 MULTIFlex koppeling, met 1 fles QUATTROcare Plus spray, koppelingen voor diverse instrumenten van andere merken verkrijgbaar als accessoires, 12 maanden garantie

- Smeercyclus voor 4 instrumenten gedurende slechts 1 min.
- Geautomatiseerd, programmagesturd onderhoudsproces
- Optimale smering dankzij automatische dosering
- Gemakkelijke bediening die onjuist gebruik vermijdt
- Persluchtreiniging van lucht en water kanalen dankzij de ontluuchtingsfunctie
- Geen oliekkage na smering
- Geïntegreerd spantangonderhoudsprogramma
- Compleet apparaat geleverd met vier koppelingen (1 MULTIFlex/3 INTRAMatic short)
- Modern en ergonomisch ontwerp

Ref. 1.008.3805

2338€ **1990€**



QUATTROcare plus Spray 2140P (doos met 6 sprays)

Onderhoudsspray voor KaVo QUATTROcare PLUS, milieuvriendelijk drijfgas, elk 500 ml.

Pack. 2140 P (6 sprays) :

Ref. 1.005.4525

240€ **173,50€**

28,90€ per fles



KaVo-assortiment sprays voor handmatige reiniging van uw tandheelkundige instrumenten

KaVo CLEANspray/DRYspray

Reinigings- en droogspray voor intensieve inwendige reiniging van de instrumenten. Bewezen efficiëntie om resterende proteïnen te verwijderen, volgens experts.

• Pack. KaVo CLEANspray 2110 P (4 sprays) :
Ref. 1.007.0579

78€ 19,50€ per fles

• Pack. KaVo DRYspray 2117 P (4 sprays) :
Ref. 1.007.0580

121€ 30,25€ per fles

• Startset KaVo CLEAN / DRYspray 2116 P :
Ref. 1.007.0573

97€



Spray KaVo

Universele smeerspray voor handmatige smering KaVo instrumenten, aerosol drijfgas milieuvriendelijk, 500 ml elk.

Pack. 2112 A (6 sprays) :
Ref. 0.411.9640

240€ **173,50€**

28,90€ per fles

PROMOTIEPAKKETTEN

1 QUATTROcare PLUS
+
6 QUATTROcare Sprays

2578€ **1990€**

Promotiecode: 88002342

Onderhoudskoppelingen

Turbine-onderhoudskoppeling SIRONA T1

Ref. 1.000.7156

165€ **153€**



Turbine-onderhoudskoppeling MORITA

Ref. 1.000.6063

172€ **160€**



Turbine-onderhoudskoppeling NSK

Ref. 1.000.8786

170€ **158€**



Turbine-onderhoudskoppeling MIDWEST Low Speed

Ref. 1.000.8459

141€ **131€**



Turbine-onderhoudskoppeling W&H

Ref. 1.001.7888


180€ **167€**



Turbine-onderhoudskoppeling BORDEN 2 grachten

Ref. 1.002.1217

134€ **124€**



Turbine-onderhoudskoppeling Bien-Air

Ref. 1.001.7860

199€ **185€**



Twee handstukken in één: ideaal voor supragingivale en subgingivale toepassingen

De nieuwe PROPHYflex 4: met dit alles-in-een apparaat kunt u haast toveren. Of u nu in het supragingivale of het subgingivale gebied werkt, het apparaat kan voor alle elementen, alle patiënten en bij bijna alle indicaties worden gebruikt.

Supragingivaal



Ligt fijn in de hand.

Voor uitgebalanceerde, stressloze en ergonomisch verantwoorde behandelingen kiest u de handstukgrootte die het beste bij u past.



Tevredenheid: daar draait het om.

Met de homogene, geconcentreerde poederstraal vermijdt u poedernevel en behoudt u de tandstructuur.



Aanpasbaar vermogen.

Dankzij de drie opties kunt u zelf de mate van reiniging kiezen: van poedervrij tot maximale reinigingskracht.

Mijn tip om de betrouwbaarheid van het apparaat nog verder te vergroten.



Annett Preuß
Salesspecialist
Instrumenten
Duitsland
bij KaVo Kerr

« Laat de PROPHYflex 4, aangesloten op een turbinekoppeling, na gebruik en voor hergebruik een minuut draaien met water en daarna zonder water. Zo zorgt u ervoor dat er geen poederresidu achterblijft in de PROPHYflex 4, waardoor deze zou kunnen verstopen. U kunt ook achtergebleven poederresidu uit het PROPHYflex 4-handstuk blazen door de eerste van de drie standen te gebruiken. Nadat u het apparaat heeft gereinigd en heeft herverwerkt, kunt u het voor de volgende behandeling gebruiken.»

Subgingivaal




Geen biofilm meer.

Dankzij de geconcentreerde straal kunt u met zeer grote precisie werken en dankzij de markering die gelijk is met uw pocketsonde, heeft u altijd goed overzicht over de pocket.



Oog voor pockets.

Individueel aanpasbare lengtes van handstukken: zo kunt u nog beter sturen wanneer u pockets reinigt en al helemaal bij subgingivale toepassingen.



Een fijn alles-in-een-instrument dankzij de geconcentreerde straal.


De periotip is bedoeld voor subgingivale toepassingen, maar kan ook worden gebruikt om implantaten, kronen en bruggen te reinigen en verkleuringen op blootliggende tandhalzen te verwijderen.

PROPHYflex 4


Een air polishing-apparaat ontworpen voor comfortabel reinigen. Twee instrumenten in één: ideaal voor supragingivale en subgingivale toepassingen.

De nieuwe PROPHYflex4, een alles-in-een tool, is een Technologisch hoogstaand apparaat. Of u nu een supragingivaal of subgingivaal gebied behandelt, PROPHYflex 4 is geschikt voor bijna alle klinische situaties.


Supragingivaal



Supragingivaal



Subgingivaal



PROPHYflex 4 BLEU
Ref. 3.002.8000
PROPHYflex 4 ROSE
Ref. 3.002.8800
PROPHYflex 4 CITRON
Ref. 3.002.8200



• PROPHYPEARLS KAVO neutraal (80 sticks de 15g)

Ref. 1.010.1826
137€ **126,50 €**

• PROPHYPEARLS KAVO (80 sticks de 15g)
(munt, orange, kersen, perzik selectie)

151€ **139,50 €**



• Poeder PROPHYflex orange

Ref. 1.007.0014
122€ **112,60 €**

• Poeder PROPHYflex munt

Ref. 1.007.0017
146€ **124 €**

• Poeder PROPHYflex Perio
(4x100g)

Ref. 1.009.3732 **89 €**

• Poeder PROPHYflex berry

Ref. 1.007.0015
146€ **124 €**

• Poeder PROPHYflex cherry

Ref. 1.007.0016
146€ **124 €**

• PROPHYflex 4 Perio Kit

Ref. 1.011.9403
322€ **294 €**

PROMOTIEPAKKETTEN

AANBIEDING 1

1 PROPHYflex 4
+ « Power Cannula » inbegrepen
+ 1 Poeder PROPHYflex munt

1346€ **1049 €**

Promotiecode: 88002055

AANBIEDING 2

1 PROPHYflex 4 Perio kit
+ 1 PROPHYflex Perio poeder

411€ **294 €**

Promotiecode: 88002386

Ontdek Probeer nu KaVo

probeer gratis de PROPHYflex 4 gedurende 10 dagen.

Neem contact op met de KaVo adviseur uit uw regio.
Zie details op de laatste pagina.

SONICflex

De veelzijdige scaler

KaVo SONICflex System



KAVO
Dental Excellence

SONICflex

De veelzijdige scaler is geschikt voor vrijwel elke indicatie. Dankzij zijn veelzijdigheid zal de SONICflex KaVo een van de instrumenten die u het meest zult gebruiken. Met meer dan 50 eenvoudig en snel te vervangen wisselbare tips, is het apparaat geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Een zachte oscillatie, perfect voor patiënten zijn die gevoelig zijn voor pijn.

Een zeer breed scala aan indicaties en toepassingen voor zachte behandelingsstrategien. Geen extra apparaat aansluiting nodig, sluit deze eenvoudig aan op de MULTiflex KaVo-koppeling of op de Sirona-koppeling.



PROMOTIEPAKKETTEN

1 SONICflex quick Set 2008 L/LS*

AANBIEDING 1

- + 3 profylaxe tips inbegrepen
- + 1 kit met 3 profylaxe tips
- + 1 sterilisatiecassette

2447€ **1490€**
Promotiecode: 88002039

SONICflex quick Set 2003

AANBIEDING 2

- + 3 profylaxe tips inbegrepen
- + 1 kit met 3 profylaxe tips
- + 1 sterilisatiecassette

2447€ **1490€**
Promotiecode: 88000791

*L = KaVo Koppeling
*LS = Sirona Koppeling

Ontdek Probeer nu KaVo

probeer gratis de SONICflex gedurende 10 dagen.

Neem contact op met de KaVo adviseur uit uw regio.
Zie details op de laatste pagina.

We hebben voor u getest



Uittreksel uit de klinische casus van Dr. CAIRE:

« Samenvattend: schuring door vochtige lucht is een noodzakelijk proces om een perfecte hechting te verkrijgen, dankzij reinigende kracht. Dit microzandstralen verhoogt de adhesiewaarden door de oppervlaktestructuur van de materialen en het tandweefsel te veranderen.

Met de veralgemening van adhesieve tandheelkunde op basis van weefseconomie, en productiesystemen voor prothetische componenten geproduceerd door CFAO, wordt micro zandstralen een essentiële stap in het eindmontageproces. »



Uittreksel van de klinische casus van Dr. N. Mandikos:

« Zo worden de aluminiumdeeltjes onder druk gevangen in de waterstraal en worden niet in de mond of op de klinische werkruimte geprojecteerd. Met de RONDOflex 360 kan de tandarts het oppervlak van het tandweefsel of prothese netjes voorbehandelen. »



Uittreksel uit de getuigenis van Dr. Lukyanenko:

RONDOflex PLUS 360 is het alternatief voor conventionele luchtschuurapparaten

De poederdeeltjes worden met hoge snelheid in een luchtstroom uitgestoten. Wanneer deze deeltjes naar het bewuste tand oppervlak worden gericht, wordt het tandweefsel verwijderd door middel van kinetische energie. De poederstraal aan het distale uiteinde van de canule is omcirkeld door een watermantel. Dit betekent dat alle poederdeeltjes worden opgevangen door water, wat vervuiling en belasting van de directe omgeving vermindert, terwijl het dezelfde efficiëntie biedt. Geen uitgedroogde mond en geen stof gevoeld door de patiënt na de behandeling.



Vind alle getuigenissen en klinische gevallen op www.kavo.com

RONDOflex™ plus 360

Luchtschuursysteem met sproeinevel om de hoeveelheid dispersie te verminderen. Verwijdert moeiteloos voorzichtig en pijnloos materiaal van het tandoppervlak.

De onder druk staande aluminiumoxide deeltjes worden gevangen in de waterstraal waardoor verspreiding wordt voorkomen. De RONDOflex plus 360 verspreidt een waterstraal en geconcentreerd en homogeen aluminiumoxidepoeder.

De RONDOflex plus 360 wordt aangesloten op dezelfde MULTIflex-aansluiting als een lucht turbine, waardoor het apparaat nog praktischer wordt.

Mogelijke toepassingen:

- Minimaal invasieve caviteitspreparatie
- Voorbereiding van de hechtoppervlakken voor de etstechnieken
- Voorbereiding van de hechtoppervlakken voor de orthodontische toepassingen
- Preparatie van fissuursealingen
- Openmaken van fissuren
- Verwijdering van cementresten in bruggen, kronen, enz. (extra-oraal)

Productinformatie:

Geleverd met 2 canules (diameter 0,46 mm of 0,6 mm) alsook 2 poederreservoirs en 2 poederflacons (75 g elk), eenvoudig aan te sluiten op het KaVo MULTIflex-systeem, 12 maanden garantie

Ref. 1.002.2179

1850€ **1490€**



Bijbehorende producten:

• RONDOflex-poeder 27 µ, gemiddeld abrasievermogen, 1000g:
Ref. 1.000.5957

48€ **43,20€**

• RONDOflex-poeder 50 µm, sterk abrasievermogen, 1000g:
Ref. 1.000.5956

48€ **43,20€**



PROMOTIEPAKKETTEN

AANBIEDING 1

1 RONDOflex plus 360

+ 1 Poeder 27µm 1000g
+ 1 Poeder 50µm 1000g

1946€ **1490€**

Promotiecode: 88002323

AANBIEDING 2

1 RONDOflex plus 360

+ 1 MULTIflex Koppeling 465 RN

2093€ **1490€**

Promotiecode: 88002388

Ontdek Probeer nu KaVo

probeer gratis de RONDOflex gedurende 10 dagen.

Neem contact op met de KaVo adviseur uit uw regio.

Zie details op de laatste pagina.

NEW SURGmatic S201 XL Pro:
ontworpen om lang mee te gaan dankzij de zeshoek

Dankzij het nieuwe zeshoekige klemstelsel worden de op de instrumenten uitgeoefende druk sterk verminderd. Het aantal behandelingscycli stijgt tot meer dan 2.000, wat aanzienlijk hoger is dan het marktgemiddelde.

Nieuw zeshoekig klemstelsel

Uniforme verdeling van krachten uitgeoefend op meerdere steunvlakken om vastlopen te voorkomen

Glasvezel

Voor een betrouwbaar zicht op het operatieveld

EXPERTgrip

Voor een betere grip, meer comfort en hygiëne

Demonteerbaar

De kop kan worden gescheiden van het boorschacht om het schoonmaken te vergemakkelijken

Koeling

Externe en interne koeling
Kirschner / Meyer-type





**Ontdek
Probeer nu
KaVo**

Probeer nu gratis onze chirurgische motoren gedurende 10 dagen.


Neem contact op met de KaVo adviseur uit uw regio. Zie details op de laatste pagina.

Vergelijkende test van het product uitgevoerd bij maximaal koppel van 80 Ncm:

- Test uitgevoerd tot falen op drie batches van industriële producties
- Het gemiddelde aantal koppellaadcycli totdat het falen wordt gepresenteerd
- Test onderbroken na 2000 cycli
- De geteste instrumenten worden onderworpen aan een druk, door een testbank gesimuleerd, die het proces van dislocatie bij implantaten vergelijkt bij koppelbelasting.



S201 L and S201 XL :
Zware lasten aan de rand kunnen aanzienlijke vervorming veroorzaken en beperkingen op de aandrijving.



S201 L Pro and S201 XL Pro:
De verdeling van het koppel over een groter oppervlak, maakt het mogelijk om de vervorming van de boorschacht te verminderen. De druk verschuift vanaf de rand van de boorschacht naar het midden. Vervorming wordt op deze manier voorkomen.

Chirurgieprogramma

MASTERSurg LUX draadloos

Met de draadloze chirurgiemotor KaVo MASTERSurg LUX kunt u procedures op een ongeveend niveau uitvoeren. Onze filosofie bestaat uit u in staat te stellen elke dag uitzonderlijke prestaties te leveren, dankzij praktische functies die een groot verschil zullen maken.



Ref. 1.009.1200
4847€ **4590€**

EXPERTSurg LUX


De chirurgische motor die meer precisie en kracht biedt, voor nog meer veiligheid en betrouwbaarheid. Werk veilig en met hoge precisie dankzij een van de lichtste en kleinste micromotoren ter wereld met de unieke automatische kalibratiefunctie. Vertrouw op de hoge vermogensniveaus van het 80 Ncm-koppel van het instrument, en bespaar tijd dankzij de intuïtieve programmering van uw werkstappen en parameters.



Ref. 1.008.3500
3645€ **3490€**



Wereldpremière: SURGmatic™ S201 L Pro en SURGmatic™ S201 XL Pro



Dankzij het verbeterde klemstelsel van de S201 L Pro- en XL Pro-modellen, biedt KaVo echte vooruitgang op het gebied van gebruik. Het zeshoekige klemstelsel maakt een koppelverdeling mogelijk over een groter gebied tijdens het implantaatschroeven.



Ref. 1.013.7540
1537€ **1300€**
SURGmatic S201 L Pro (met kopje)



Ref. 1.013.7541
1537€ **1300€**
SURGmatic S201 XL Pro (met kopje)

Chirurgische handstukken INTRA



Ref. 1.009.1010
1332€ **1090€**

INTRA chirurgisch handstuk S11L (met licht)



Ref. 0.524.5600
1190€ **990€**

INTRA chirurgisch handstuk 3610N1



Ref. 0.524.5610
1190€ **990€**

INTRA chirurgisch handstuk 3610N2



Ref. 0.524.5620
1190€ **990€**

INTRA chirurgisch handstuk 3610N3

PROMOTIEPAKKETTEN

1 MASTERSurg LUX Wireless

+ 1 SURGmatic S201 XL Pro (met kopje)
+ Steriele slangenset (10pcs)

6483€ **4590€**
Promotiecode: 88002230

of

1 EXPERTSurg LUX

+ 1 SURGmatic S201 XL Pro (met kopje)
+ Steriele slangenset (10pcs)


5281€ **3490€**
Promotiecode: 88002229

Goedkoper
misschien.

Beter
zeker niet.



KaVo BOX™ KaVo fabrieksreparaties



Heeft u een instrument om te repareren of te reviseren? GRATIS ophalen en retourneren-originele onderdelen-1 jaar garantie op reparatie.



1 Ga naar www.kavobox.com
Registreer u op onze site.
Uw KaVo BOX™ wordt op uw verzoek
kosteloos opgestuurd.



2 Plaats uw KaVo-product in de
KaVo BOX™. UPS haalt het pakket
de volgende werkdag gratis op.



3 Ontvang uw gerepareerde en
gecontroleerde KaVo-product snel
retour. De verzendkosten zijn gratis.

Zorg ervoor dat uw Kavov Instrument een Kavov Instrument blijft.
Kies voor een reparatie uitgevoerd in onze fabrieken met de KaVo BOX™.

Wanneer een KaVo instrument gerepareerd moet worden, kies dan voor Kavov Box Service Excellence. Kies de beste service: de "KaVo Original" fabrieksreparatie met de KaVo BOX™. Het gebruik van onderdelen die dat niet zijn KaVo origineel brengt de werking van uw instrumenten, uw behandelingen in gevaar en maakt de garantie ongeldig KaVo. Kiezen voor "KaVo Original" fabrieksreparatie betekent ervoor zorgen dat alleen KaVo-reserveonderdelen origineel worden gebruikt. Geef uw instrumenten een eersteklas behandeling of kwaliteit, een lange levensduur zijn er, en tegen vaste en aantrekkelijke prijzen.

De beste service voor onze klanten :

- Fabrieksreparaties rechtstreeks bij KaVo
- Zeer ervaren en competente, gespecialiseerde professionals
- De beste kwaliteit van reparaties uitgevoerd door de technische teams van KaVo en gebruikmakend van de originele reserveonderdelen, het gereedschap en de testapparatuur van KaVo
- Snelle terugzending per express koerier naar uw praktijk


Uw voordelen :

- Interessante vaste prijzen voor bijna alle reparaties
- Totale dekking van de reparatiekosten in het kader van de garantie
- Gratis ophaal- en retourzending van uw KaVo Box™
- Een jaar garantie op gerepareerde functies en vervangen onderdelen
- Eenvoudig online regelen op www.kavobox.com



KAVO BOX

Hoe het werkt ?



Uw reparatie in een paar klikken.

- Kies je reparatiepakket
- Bestel gratis afhaling van het te repareren instrument
- KaVo reparaties en retouren
- van het instrument naar uw praktijk

Nieuw !

KaVo BOX™ PLUS 2: Repair cost protection



Kies voor rust

De gezondheids crisis heeft ongetwijfeld de voorraad van uw instrumenten vergroot, waardoor u in de gelegenheid bent om uw patiënten een onberispelijk niveau van hygiëne te garanderen.

Kies bij het uitvoeren van uw reparatie voor KaVo Box™ PLUS 2 en profiteer van volledige 2 jaar garantie op uw gerepareerde instrumenten.

Met KaVo Box™ PLUS 2 optimaliseert u het beheer van uw beleggingen door het onderhouden van uw instrumenten.

KaVo BOX™

Onze vaste prijzen

Kop	Koppeling	Hoekstuk blauw / groen zonder kop	Handstuk	Scaler	PROPHYflex RONDOflex	Hoekstuk blauw / groen met kop
99 €	109 €	109 €	159 €	209 €	209 €	219 €
Turbine	Hoekstuk rood	Motor	MF-spuit	3F-spuit	Techniek stuurkast	Techniek turbine / handstuk
285 €	319 €	319 €	359 €	155 €	275 €	319 €

Alle vermelde prijzen zijn KaVo-catalogusprijzen (excl. btw)

KaVo Original Factory repair



KaVo Box™ PLUS 2 - Repair cost protection

- Volledige bescherming tegen reparatiekosten gedurende 2 jaar na reparatie
- GRATIS ophaal- en retourzending van uw KaVo Box™

Ga naar www.kavobox.com

Volg ons op



Marc Temmerman

Sales Manager
Benelux
+32 471 12 69 93
marc.temmerman@kavo.com

België en Groothertogdom Luxemburg

Marino Sabbadini

Adviseur apparatuur en instrumenten
Vlaanderen
+32 490 42 50 62
marino.sabbadini@kavo.com

Raphaël Vaneetveld

Adviseur apparatuur en instrumenten
Wallonie, Brussel en GH
+32 495 46 10 17
raphael.vaneetveld@kavo.com

Pel Sterk

Service Manager
België en GH
+31 683 15 06 00
pel.sterk@kavo.com

Nederland

Marc Temmerman

Adviseur apparatuur
Nederland
+32 471 12 69 93
marc.temmerman@kavo.com

Sandra Kranenburg

Adviseur instrumenten
Nederland
+31 6 27 83 63 21
sandra.kranenburg@kavo.com

Pel Sterk

Service Manager
Nederland
+31 683 15 06 00
pel.sterk@kavo.com

Om te profiteren van KaVo-promoties, kunt u contact opnemen met uw dentaldepot of uw KaVovertegenwoordiger. Deze aanbiedingen zijn enkel geldig in de door KaVo erkende en deelnemende dentaldepots. Alle getoonde prijzen, promoprijzen en voordelen zijn exclusief btw. De prijzen van het dentaldepot gelden en zijn van toepassing. Onder voorbehoud van drukfouten.

KAVO
Dental Excellence

Ga naar www.kavo.com