



DENTA Petit Équipement



Du 01-10-2021 jusqu'au 31-12-2021

**COMPTOIR DENTAIRE
DE BRUXELLES**

NOUVEAU **BRAVO G4**
SCICAN/COLTENE

Prix promotionnels
compétitifs

+ votre remise DENTA !

Cavex Alginate Mixer 3

La meilleure chose qui puisse arriver
à un pack d'alginate !



CAVEX

Nous avons le plaisir de vous inviter à une après-midi exceptionnelle **avec buffet lunch !**

Atelier

“**Démoulage de l’empreinte en alginate et fabrication de gouttière avec VacuFormer**”



le Vendredi **17 Décembre 2021** de **12h30 à 16h30**

par **Betty Guns** (Cavex)

NAXHELET, Rue Naxhelet 1, 4520 **Wanze**

Nous avons le plaisir de vous inviter à un workshop au cours duquel vous apprendrez à réaliser d'une manière simple et rapide des gouttières de blanchiment, attelles et protège-dents de haute qualité, sans l'intervention du laboratoire dentaire.

Le Cavex VacuFormer System prévoit toutes les étapes qui sont nécessaires pour aller de l'empreinte en alginate au produit fini souhaité. Au cours du workshop, vous découvrirez toutes les facettes (prise d'empreinte – coulage – thermoformage – finition) ainsi que des conseils et astuces pratiques. Vous pourrez ensuite, sous la direction d'un prothésiste dentaire, mettre en pratique toutes les connaissances que vous venez d'acquérir.

Chacun (**dentiste – assistant – hygiéniste dentaire etc.**) peut apprendre à travailler avec ce système ingénieux qui, en dehors de l'acquisition du Cavex VacuFormer System, ne nécessite pas d'autres investissements.



Pour une assistance personnelle optimale: maximum 16 participants

Workshop + buffet de lunch 80 euros HTVA par personne.

La deuxième inscription (par cabinet) est à **60 euros** HTVA par personne.

Votre paiement tient lieu d'inscription. Le prix du cours sera déduit de votre commande de produits Cavex pendant le cours avec un minimum de **400 euros** HTVA.

Inscrivez-vous en formant le **03 450 93 20** ou e-mail: **vente@denta.be**



**Avec
buffet lunch**



**COMPTOIR DENTAIRE
DE BRUXELLES**

Tél. 03 450 93 20

2

e-mail: vente@denta.be

Cavex Alginate Mixer 3

V43072 Alginate Mixer 3

- + 10 x 500 g CA 37NS ou
- + 10 x 500 g Impressional NS ou
- + 10 x 500 g Colorchange ou
- + 10 x 500 g Orthotrace ou
- + 10 x 500 g Cream NS ou
- + 10 x 500 g Cream FS



Prix: 1295,00

Une remise de 5%

Promo
1229,00

Try and Buy

Essayez l'appareil dans votre cabinet, ni d'obligation, ni dépense
03 450 93 20 ou vente@denta.be



Cavex Alginate Mixer II

V30968 Alginate Mixer II

- + 10 x 500 g CA 37NS ou
- + 10 x 500 g Impressional NS ou
- + 10 x 500 g Colorchange ou
- + 10 x 500 g Orthotrace ou
- + 10 x 500 g Cream NS ou
- + 10 x 500 g Cream FS



Prix: 1095,00

Une remise de 8%

Promo
999,00

TranSform : Porte-empreintes modelables à la chaleur

V40122 Emballage 12 pièces

Prix: 6,74

Une remise de 11%

Par 5 / pièce
5,95

A40122-ASSBT DENTÉ ASSORTIMENT

- 2 x porte-empreinte supérieur large, medium et small
- 2 x porte-empreinte inférieur large, medium et small

A40122-ASSTL ÉDENTÉ ASSORTIMENT

- 2 x porte-empreinte supérieur large, medium et small
- 2 x porte-empreinte inférieur large, medium et small

Prix: 9,19

Une remise de 10%

Promo
8,20

DENTÉ



ÉDENTÉ



Pentamix 3

A32639 Malaxeur dynamique

Prix: 952,88

Une remise de 26%

Promo
699,00



3M

Pentamix Lite

A38384 Malaxeur dynamique

Prix: 513,29

Une remise de 19%

Promo
415,00



3M

Capmix

A01238 Vibreur de capsules universel

Prix: 477,75

Une remise de 23%

Promo
365,00



3M

Rotomix

A01084 Malaxeur rotatif

Prix: 746,99

Une remise de 23%

Promo
575,00



3M

Silvermix

A34221 Malaxeur

Prix: 352,20

Une remise de 38%

Promo
218,00



3M

Promix One

A44221 Malaxeur

Prix: 399,00

Une remise de 15%

Promo
339,00



Dentsply Sirona

A42707
1 x pièce à main
1 x Cure Tip (blue light)
1 x Transillumination Tip
2 x Batteries
1 x Charging Base

Prix: 1426,98

Une remise de **15%**

PRIX PROMO

1199,00

JAMAIS LA
PERFORMANCE
CLINIQUE N'A
ÉTÉ AUSSI
BELLE.



SmartLite® Pro

Lampe à photo-polymériser LED modulaire

Plus qu'une simple lampe de polymérisation

- ⊕ Une lampe à photo-polymériser modulaire unique avec embout de transillumination et radiomètre Intégré a la station de chargement
- ⊕ Un superbe boîtier entièrement en métal
- ⊕ Technologie optique d'avant-garde fournit résultats de haute qualité
- ⊕ L'association visionnaire de la performance clinique et de la polyvalence modulaire

SmartLite® Pro. Conçue pour la performance.

Pour en savoir plus, visitez www.dentsplysirona.com ou contactez votre représentant de Dentsply Sirona.

A44280 SMARTLITE PRO SLEEVES

100 pièces



Prix
15,20

Dentsply
Sirona

Appareils à photopolymériser LED

Elipar DeepCure - S LED

A39687 Lampe sans fil, pièce à main en acier inoxydable (250 g), guide lumineux 10 mm et écran de protection oculaire.

3M

Prix: 1164,36

Promo

749,00

Une remise de 35%



Elipar DeepCure - L LED

A39686 Puissance lumineuse : 1.470 mW/cm² Lampe sans fil corps en plastique robuste incassable (180 g), livrée avec alimentation électrique universelle avec 5 adaptateurs, guide lumineux 10 mm, écran de protection oculaire et 3 disques de polymérisation.

3M

Prix: 609,90

Promo

439,00

Une remise de 28%



MiniLED Active

A41670 Puissance lumineuse 1.492 mW/cm² Longueur d'ondes 420-480 nm Sans fil


ACTEON SATELEC

Prix: 617,00

Promo

389,00

Une remise de 36%



MiniLED SuperCharged

A34219 Puissance lumineuse 2.000 mW/cm² Longueur d'ondes 420-480 nm Guide optique opalescent ø 7,5 mm Sans fil

ACTEON SATELEC

Prix: 1269,50

Promo

849,00

Une remise de 33%



MiniLED Ortho 2

A34280 Puissance lumineuse 3.000 mW/cm² Longueur d'ondes 420-480 nm Guide optique opalescent ø 5,5 mm Sans fil

ACTEON SATELEC

Prix: 1314,40

Promo

895,00

Une remise de 31%



Ultima Curing Light

V41652 Alumium ou noir

ELSODENT



Promo

799,00

Une remise de 35%

Prix: 1242,00

D-Light Pro

A41075 Puissance lumineuse 1.400mW/cm² Longueur d'ondes 400-480nm Embout lumineux ø 8 mm Sans fil

'GC'

Prix: 1250,00

Promo

795,00

Une remise de 36%



Demi Plus

A35076

Kerr

Prix: 1238,66

Une remise de 45%

Promo

669,00

A38649 **PINNACLE DEMI SLEEVES**
100 pièces Prix: 20,50

A32229 **PINNACLE DEMI SLEEVES**
250 pièces Prix: 28,43



BLUEPHASE G4

A42559 Intensité lumineuse: 1200 mW/cm², Conducteur de lumière 10 mm

A42560 **Bluephase G4 avec radiomètre**

ivoclar vivadent

Prix: 1405,00

Promo

999,00

Une remise de 28%

A39851 **BLUEPHASE G4 SLEEVES** 100 pièces



Prix: 1225,00

Une remise de 35%

Promo

785,00

Prix

31,90

BLUEPHASE POWERCURE

A44084

- chargeur de batterie inclus
- guide optique 10>9 mm
- 50 housses de protection
- 1 écran de protection
- 3 capuchons de protection
- mode d'emploi.

ivoclar vivadent

A39851 **BLUEPHASE SLEEVES**
100 pièces



Prix
31,90

Promo

1139,00

Une remise de 27%

Prix: 1580,00



Une remise de 32%

V41570 Prix: 1399,00

VALO Grand Cordless Kit

- 1 x lampe à photopolymériser à LED VALO Grand
- 4 x piles (rechargeables)
- 1 x chargeur de piles
- 1 x bloc d'alimentation avec fiches universelles pour le chargeur de piles
- 1 x écran protecteur
- 1 x support pour pièce à main
- 1 x échantillon de manchons protecteurs

- 5972 Black
- 4865 Red Rock
- 4864 Sapphire
- 4866 Midnight

Prix Promo
945,00

Une remise de 36%

VALO Grand Corded Kit

- 1 x lampe à photopolymériser à LED VALO - cordon de 2,13 m
- 1 x bloc d'alimentation avec fiches universelles - cordon de 1,83 m
- 1 x support pour pièce à main
- 1 x écran protecteur
- 1 x échantillon de manchons protecteurs

- 5971 Black

A43071 Prix: 1249,00

Promo
799,00



Une remise de 36%

V38461 Prix: 1199,00

VALO Cordless Kit

- 1 x lampe à photopolymériser à LED VALO Cordless
- 4 x piles (rechargeables)
- 1 x chargeur de piles
- 1 x bloc d'alimentation avec fiches universelles pour le chargeur de piles
- 1 x écran protecteur
- 1 x support pour pièce à main
- 1 x échantillon de manchons protecteurs

- 5941 Black
- 5946 Teal
- 5945 Fuchsia

Prix Promo
763,00

Une remise de 35%

VALO Corded Kit

- 1 x lampe à photopolymériser à LED VALO - cordon de 2,13 m
- 1 x bloc d'alimentation avec fiches universelles - cordon de 1,83 m
- 1 x support pour pièce à main
- 1 x écran protecteur
- 1 x échantillon de manchons protecteurs

- 5919 Black

A38517 Prix: 1161,00

Promo
748,00

A44328 VALO GRAND CORDED BARRIER SLEEVES

100 pièces
Prix: 21,90



A43817 VALO CORDED BARRIER SLEEVES

100 pièces
Prix: 21,90



A42306 VALO GRAND CORDLESS BARRIER SLEEVES

100 pièces
Prix: 21,90



A42273 VALO CORDLESS BARRIER SLEEVES

100 pièces
Prix: 21,90



PROPEX IQ® STARTERKIT A42299

1x Propex IQ Localisateur d'Apex avec accessoires

Prix:
746,01

Une remise de 24%

Promo
564,00



X-SMART IQ® AVEC PROPEX IQ® APEX LOCATOR KIT D'INTRO WAVEONE® GOLD

A42482

N° DE RÉF. BOOPPIQW1GKIT

- 1x X-Smart IQ inclus pièce à main
- 1x Propex IQ Localisateur d'Apex
- 1x Support d'iPad (iPad n'est pas inclus)
- 1x Getting started guide
- 3x Limes WaveOne Gold Glider (25mm)
- 31x Limes WaveOne Gold (5x blisters avec 3 limes Primary, 4x blisters assortiment Small, Primary, Medium, Large)

Prix:
2680,59

Une remise de 10%

Promo
2399,00



X-SMART IQ® AVEC PROPEX IQ® APEX LOCATOR KIT D'INTRO PROTAPER NEXT®

A42481

N° DE RÉF. BOOPPIQPTNKIT

- 1x X-Smart IQ inclus pièce à main
- 1x Propex IQ Localisateur d'Apex
- 1x Support d'iPad (iPad n'est pas inclus)
- 1x Getting started guide
- 3x Limes ProGlider (25mm)
- 30x Limes ProTaper Next (10x blisters assortiment avec 3 limes)

Prix:
2746,62

Une remise de 12%

Promo
2399,00



X-SMART IQ® AVEC PROPEX IQ® APEX LOCATOR KIT D'INTRO PROTAPER GOLD®

A42483

N° DE RÉF. BOOPPIQPTGKIT

- 1x X-Smart IQ inclus pièce à main
- 1x Propex IQ Localisateur d'Apex
- 1x Support d'iPad (iPad n'est pas inclus)
- 1x Getting started guide
- 3x Limes ProGlider (25mm)
- 30x Limes ProTaper Gold (1x blister avec 6 limes S1, S2, F1, F2 et assortiment)

Prix:
2680,59

Une remise de 10%


Promo
2399,00



CanalPro™ Jeni

Système d'assistance numérique
pour le traitement canalaire

Jeni - prêts - partez !



« Conduite » autonome dans le canal endodontique
grâce à un logiciel révolutionnaire

- 4 systèmes de limes NiTi programmés :
HyFlex CM & EDM, MicroMega One Curve et MicroMega 2Shape
- Notification de rinçage
- Détection des risques de fracture
- Programme Doctor's Choice permettant de sauvegarder des séquences individuelles
- Localisateur d'apex intégré garantissant une mesure précise
et continue de la longueur de travail

A44184

Prix: 3300,00

Une remise de **15%**

PRIX PROMO

2785,00

**Réservez une démonstration
sans obligation dans votre cabinet !**

www.coltene.com

COLTENE

Calamus Dual

- A33995
 1 x Calamus Dual
 1 fouloir iso 40
 1 brosse de nettoyage
 2 x 10 cartridges Gutta Percha 20G + 23G
 1 écran de cartouche de recharge
 1 manchon de protection thermique
 1 instrument pour courber les canules des cartouches



Prix: 3022,15

Une remise de 23%

Promo
2299,00

Endo Activator

- A34640 + Activator Tips
 25 x Small (#15/.02),
 25 x Medium (#25/.04),
 25 x Large (#35/.04)
 100 x Protective Barriers



- A35850
**Endo Activator
 Protection Barriers**
 100 pièces

Prix: 464,21

Une remise de 27%

Promo
338,00

Prix
22,70



Propex II

- A31781 Locateur d'apex



Jusqu'à épuisement du stock



Prix: 1169,18

Une remise de 23%

Promo
899,00

Propex Pixi

- A37893 Locateur d'apex



Prix: 605,77

Une remise de 25%

Promo
449,00

X-Smart iQ WaveOne Gold Starterkit

- A39680 X-Smart IQ moteur sans fil avec contre-angle
 X-Smart iQ iPad Mini couvercle protective
 5 Blisters Wave One Gold Primary 25 mm (15 limes)
 4 Blisters Wave One Gold Assortiment 25 mm (16 limes)
 1 Blister Proglider 25mm (3 limes)



Prix: 2571,53

Une remise de 32%

Promo
1734,00

X-Smart iQ ProtaperNext Starterkit

- A39679 X-Smart IQ moteur sans fil avec contre-angle
 X-Smart iQ iPad Mini Protective Case
 10 Blisters Protaper Next Assortiment X1-X3 25 mm (30 limes)
 1 Blister Proglider 25 mm (3 limes)



Prix: 2571,53

Une remise de 32%

Promo
1734,00

X-Smart Plus

- A37389 X-Smart Plus moteur d'endo



Prix: 1614,65

Une remise de 13%

Promo
1399,00

ThermaPrep 2

- A35194 Thermaprep 2 four + 30 x 6 Thermafil obturateurs



Prix: 462,83

Une remise de 16%

Promo
388,00

Technique endodontique simplifiée KaVo Kerr Association idéale d'innovations endodontiques

PACKAGE DEAL

Achetez A42864 Elements e-motion
à **PRIX PROMO** et achetez

TRAVERSE ROTARY GLIDE PATH FILES

A43066-13/21 MM

A43066-13/25 MM

A43066-13/31 MM

TF ADAPTIVE FILES

A37796-ML1/23 MM

A37796-ML1/27 MM

K-FLEX FILES

A16803 - K-FLEX FILES 25 MM-10

A16804 - K-FLEX FILES 25 MM-15


à **1 euro !**

A42864 ELEMENTS E-MOTION MOTEUR D'ENDODONTIE

Prix: 1804,97

PROMO

1388,00



KAVO  **Kerr**

Kavo Kerr transforme l'endodontie et vous permet d'aller plus loin

À vous de jouer ! Vous avez désormais le contrôle

Elements IC

A42978

- 1 Backfill pièce à main
- 1 Downpack pièce à main
- 1 Dual Charging Base
- 1 Chargeur
- 1 Needle Bender
- 1 Heat Plugger

PROMO
1999,00

Prix: 2945,59

elements™ IC

Unité d'obturation



PACKAGE DEAL

Achetez

- 15 x V42089 Gutta Percha-cartridges +
- 1 x A39759 Buchanan Heat Plugger
- + 3 x V13952 Buchanan Hand Plugger

à prix conseillé et achetez

A42978 Elements IC avec

50 % de remise
sur le PRIX PROMO !



A39759

Buchanan Heat Plugger
5 pièces : XF, F, FM, M, ML

Prix: 333,30

Une remise de 10%

Promo
299,00



V42089 Gutta Percha-cartridges

- 10 pièces
- 23 ga medium body,
- 23 ga heavy body ou
- 25 ga light body

Prix: 65,65

Une remise de 34%

Promo
43,20

V13952 Buchanan Hand Plugger


- Taper 4/ Nr 0 (Jaune),
- Taper 6/ Nr 1 (Rouge) ou
- Taper 8/ Nr 2 (Bleu)

Prix: 77,77

Une remise de 10%

Promo
69,90

KAVO Kerr




Endo
it your
way!

Find the VDW
endo motor
that matches
your style

VDW.GOLD[®]RECIPROC[®]
Comprehensive endo motor
with integrated apex locator

RECIPROC[®] blue
one file endo



GOLD RECIPROC MOTEUR + CA 6:1

A37250 Moteur endodontie avec localisateur d'apex intégré Gold Reciproc

- 1 contre angle (CA) réducteur 6:1 (long. de câble 1,8 m)
- 2 protections en silicone pour le CA
- 2 clips labiaux
- 1 câble pour le clip labial (1,7 m), 2 pinces instrumentales pour lime
- 1 câble de pince instrumentale
- 1 pédale avec câble (1,7 m)
- 1 alimentation avec prise adaptable (1,8 m)

Prix: 2671,41

Une remise de 26%

PRIX PROMO

1974,00

vdw-dental.com/motor

VDW.GOLD®RECIPROC® Promo Bundle

V04 6056 000 000 A41423 Jusqu'à épuisement du stock

- VDW.GOLD®RECIPROC® moteur contre-angle 6:1 inclus
- 54 instruments RECIPROC® blue (25 mm), stériles, 42 × R25, 6 × R40, 6 × R50
- 180 pointes de papier RECIPROC® blue, assortiment, stériles, 90 × R25, 60 × R40, 30 × R50
- 60 pointes de gutta-percha RECIPROC® blue, assortiment, 36 × R25, 12 × R40, 12 × R50
- 1 dent d'exercice endo, creuse
- carte d'utilisateur, brochure, mode d'emploi

Prix recommandé
EUR 3473,00

- 26 %

Prix d'action

EUR 2564,00

Votre avantage EUR 909,83



EDDY® Starter Kit

Disponible pour Multiflex® (V04 1443 000 000) A39798
ou Sirona® (V04 1444 000 000) A42612

Embout d'endo-irrigation unique oscillant
à activation sonore

- Pièce à main sonore de W&H, modèle Proxeo ZA-55 LM (Multiflex®) ou ZA-55 LS (Sirona®) avec éclairage et réglage de puissance
- 4 EDDY® embouts d'irrigation, stériles

Prix recommandé
EUR 1478,68

- 20%

Prix d'action

EUR 1179,00

Votre avantage 299,68



A39545 **EDDY EMBOUTS D'IRRIGATION**
5 x 2 pièces (stérile)

Prix: 52,53

Une remise de 14%

Promo
43,20



VDW.FLO Endo Organizer

A44315 Dimension: 390 x 300 x 38 mm

Le plateau VDW.FLO Endo Organizer met de l'ordre et du système dans votre matériel. Organiser les instruments libres, l'irrigation, l'obturation et la post-endodontie et suivez votre inventaire. Déterminez la division individuellement à l'aide du jeu d'étiquettes joint ou utiliser les autocollants pré-imprimés pour étiqueter le VDW.FLO Endo Organizer en particulier à votre flux de travail.



Prix: 50,91

Une remise de 12%

Promo
44,55

DUAL MOVE Draadloze motor EMB

A42102 AVEC ROTATION CONTINUE + RECIPROCITÉ

- 1 x Pièce à main Dual Move + batterie
- 1 x Support de la pièce à mains
- 1 x Câble de transfert de données
- 1 x Chargeur avec adaptateurs
- 1 x Buse de pulvérisation
- 1 x Manchon en silicone
- 1 x Notice multilingue



Prix: 1027,00

Promo
660,00

Une remise de 35%

DUAL PEX

A42103 Locateur d'apex



Prix: 518,67

Promo
399,00

Une remise de 23%

Raypex 6

A38982 Locateur d'apex



Prix: 893,06

Promo
719,00

Une remise de 19%

WD-73M

A02404 Pièce à main Endo 70:1



Prix: 556,00

Promo
474,00

Une remise de 14%

WD-74M

A33484 Pièce à main 128:1



Prix: 586,00

Promo
569,00

Une remise de 2%

Z-EVO

A46335 Moteur endo avec localisateur d'apex intégré.



Prix: 1099,00

Une remise de 9%

Par pièce
999,00



Z-EVO MINI

A46340 Petit, léger et plus silencieux que jamais



Prix: 660,00

Une remise de 9%

Par pièce
599,00



CanalPro Apex Locator Compact

A41836 Locateur d'apex



Prix: 594,19

Une remise de 25%

Promo
444,00



Apex ID

A37701 Locateur d'apex



Prix: 858,25

Une remise de 37%

Promo
539,00



BeeFill 2in1

A42924 BeeFill 2in1 Starter Kit



- 1 x V040541000000 BeeFill 2in1 obturation device
- 1 x V040547000040 BeeFill heat plugger ISO 40.03
- 1 x V041025000000 2Seal Easymix sealer starter kit
- 1 x V040532053045 BeeFill cartridges 25G
- 1 x V040532053060 BeeFill cartridges 23G
- 1 x V041063001002 Machtou Plugger 1-2
- 1 x V041063003004 Machtou Plugger 3-4

Prix: 2781,60

Une remise de 17%

Promo
2299,00



Z-APEX

A46354 Détecteur d'apex sans fil



Prix: 250,00

Une remise de 8%

Par pièce
229,00



Z-ACTIVATOR

A46359 Activateur ultrasonique sans fil

Prix: 470,00

Une remise de 8%

Par pièce
429,00



Z-UP & Z-DOWN

A46353 Obturation

Une remise de 10%

Par pièce
1149,60

Prix: 1280,00



A l'achat de **2 x** pièces à main, contre-angles ou turbines **une réduction de 10 % extra** sur les prix promo !

<p>Tornado Led turbine pour Unifix</p> <p>A41541</p>  <p>Prix: 1586,38 Une remise de 45% Promo 859,00</p>	<p>Tornado^S LK turbine</p> <p>A41911</p>  <p>Prix: 1586,38 Une remise de 45% Promo 859,00</p>	<p>Tornado X LK Multiflex turbine</p> <p>A42275</p>  <p>Prix: 1407,57 Une remise de 50% Promo 699,00</p>	
<p>Bora Led turbine</p> <p>A41339</p>  <p>Prix: 1183,51 Une remise de 50% Promo 589,00</p>	<p>Bora L turbine pour Unifix</p> <p>A28766</p>  <p>Prix: 712,46 Une remise de 17% Promo 589,00</p>	<p>Bora LK turbine pour Multiflex</p> <p>A41314</p>  <p>Prix: 1183,51 Une remise de 50% Promo 589,00</p>	
<p>Boralina turbine</p> <p>A30844</p>  <p>Prix: 448,38 Une remise de 11% Promo 399,00</p>	<p>Prestige L turbine pour Unifix</p> <p>A37513</p>  <p>Prix: 1328,30 Une remise de 39% Promo 799,00</p>	<p>EVO.15 1:5 L contre-angle standard</p> <p>A41665</p>  <p>Prix: 1366,02 Une remise de 38% Promo 836,00</p>	
<p>EVO.15 1:5 L Micro series</p> <p>A42165</p>  <p>Prix: 1366,02 Une remise de 38% Promo 839,00</p>	<p>EVO.15 1:1 L contre-angle standard</p> <p>A41629</p>  <p>Prix: 1089,10 Une remise de 41% Promo 639,00</p>	<p>EVO.15 1:1 L contre-angle Micro series</p> <p>A42004</p>  <p>Prix: 1089,10 Une remise de 41% Promo 639,00</p>	
<p>Pièce à main 1:1</p> <p>A32074</p>  <p>Prix: 527,21 Une remise de 26% Promo 389,00</p>	<p>Pièce à main 1:1 Micro series</p> <p>A42003</p>  <p>Prix: 527,21 Une remise de 26% Promo 389,00</p>	<p>Pièce à main 1:2</p> <p>A41666</p>  <p>Prix: 1430,27 Une remise de 44% Promo 799,00</p>	
<p>Micro moteur MC3 LED</p> <p>A36143</p>  <p>Prix: 1196,44 Une remise de 41% Promo 699,00</p>	<p>Micro moteur MC2 LED</p> <p>A40718</p>  <p>Prix: 1157,95 Une remise de 48% Promo 599,00</p>	<p>Micro moteur MC2 IR</p> <p>A30211</p>  <p>Prix: 861,44 Une remise de 30% Promo 599,00</p>	<p>Micro moteur MC3 LK</p> <p>A28858</p>  <p>Prix: 1100,72 Une remise de 36% Promo 699,00</p>
<p>Micro moteur MC2 ISOLITE 300</p> <p>A30109</p>  <p>Prix: 1052,86 Une remise de 43% Promo 599,00</p>	<p>Spraynet</p> <p>A02418 500 ml</p>  <p>Prix: 53,58 Promo 34,50</p>	<p>Spray Lubrifluid</p> <p>A02028 500 ml</p>  <p>Prix: 53,58 Promo 34,50</p>	<p>Aquacare</p> <p>A22727 500 ml</p>  <p>Prix: 37,16 Promo 29,90</p>

Garantie 24 mois

KaVo *Master Series*

MASTERtorque

V37721 **MASTERtorque M9000 L**
avec Direct Stop Technology (DST)
Gris, gris foncé ou brun

Prix: 1598,00

Une remise de 51%

PRIX PROMO
769,00



MASTERtorque Mini LUX

V39630 **MASTERtorque M8700 L of LS**

Prix: 1598,00

Une remise de 51%

PRIX PROMO
779,00



SUPERDEAL KaVo

A l'achat de 4 instruments
Master Series
vous obtenez le moins
cher à 1 euro !

A l'achat de 5 instruments
Expert Series
vous obtenez le moins
cher à 1 euro !

Garantie 18 mois

KaVo *Expert Series*

EXPERTtorque

A35483 **EXPERTtorque LUX E680L**



Prix: 1187,00

Une remise de 53%

Promo
549,00

EXPERTmatic

A35485 **EXPERTmatic LUX E25L 1:5 FG**



Prix: 1311,00

Une remise de 54%

Promo
599,00

EXPERTmatic

A35489 **EXPERTmatic LUX E15L 5,4:1**



Prix: 1097,00

Une remise de 53%

Promo
499,00

EXPERTmatic

A35488 **EXPERTmatic E20C 1:1 RA**



Prix: 750,00

Une remise de 37%

Promo
469,00

EXPERTmatic

A35487 **EXPERTmatic LUX E20L 1:1 RA**



Prix: 962,00

Une remise de 53%

Promo
449,00

KaVo Spray

A21087 500 ml

Prix: 40,00

Promo
20,70



A21114 Spray-canule
Intra/Quick plastique CA
Prix: 6,20



A21106 Spray-canule
Multiflex plastique FG
Prix: 6,20



EXPERTmatic

A35491 **EXPERTmatic E10-C 1:1 RA**



Prix: 603,00

Une remise de 50%

Promo
299,00

OMNIDENT SPRAY D'HUILE UNIVERSAL

A36201 500 ml

Prix: 14,90



PRIX PROMO
Par 3 / pièce

13,90

Accouplement MULTIFLEX LUX

A02174 **465 LRN**

4-trous



Prix: 474,00

Une remise de 41%

Promo
279,00

Accouplement MULTIFLEX LED

A34339 **465 LED**

4-trous



Prix: 503,00

Une remise de 41%

Promo
309,00

M20 L (1:1)

A39632 Vitesse de rotation 40.000



Une remise de 45%

Promo **429,00**

Tête standard

A02234 **L68 1:1** 2.35 mm

Une remise de 49%



Promo **209,00**

A40936 **L80 1:1** FG 1.60 mm

Une remise de 37%



Promo **309,00**

Tête chirurgie

A02195 **L22 1:1** round burand/orU-inverted cone bur size 0 and 2



Une remise de 22%

Promo **299,00**

M05 L (1:5)

A39718 Vitesse de rotation 200.000

Une remise de 55%



Promo **799,00**

M25 L (1:5)

A39631 Vitesse de rotation 200.000

Une remise de 55%



Promo **799,00**

M10 L (1:1)

A39635 Vitesse de rotation 40.000



Une remise de 48%

Promo **595,00**

SonicFill

A36126 Réalisez en une seule étape des restaurations efficaces et pérennes. (sans refills)

Prix **402,99**

V43333 SONICFILL 3 UNIDOSE REFILL A1, A2, A3 ou B1

Prix: 97,97 **PROMO: 89,50**



M07 L (2.7:1)

A39633 Vitesse de rotation 14.800



Une remise de 48%

Promo **469,00**

Tête standard

A40937 **L66 B 3:1** 2.35 mm

Une remise de 27%



Promo **299,00**

A40938 **L52 Mini 1:1** 2.35 mm

Une remise de 22%



Promo **299,00**

A37601 **L67 2:1** 2.35 mm

Une remise de 49%



Promo **209,00**

Tête prophylaxis

A40939 **L31 2:1** polishing cups and brushes



Une remise de 36%

Promo **179,00**

A40940 **L61 R** dampened stroke 0.8 mm 36 snap-in positions. Interdental files, e.g. intensive



Une remise de 37%

Promo **359,00**

A37599 **L53** back-and-forth rotation by approx. 60° contra-angle bur 2.35 mm



Une remise de 11%

Promo **339,00**

A33974 **L61 G** dampened stroke 0.8 mm rotates freely Interdental files, e.g. intensive



Une remise de 38%

Promo **299,00**

M29 L (7.4:1)

A39634 Vitesse de rotation 5.400



Une remise de 9%

Promo **539,00**

Tête endo

A37599 **L53** back-and-forth rotation by approx. 60° For root canal handpieces 2.35 mm



Une remise de 11%

Promo **339,00**

A40917 **L3** back-and-forth rotation by approx. 90° For manual root canal handpieces



Une remise de 11%

Promo **339,00**

A40941 **L3 Y** 0.4 mm stroke. For manual root canal handpieces



Une remise de 11%

Promo **339,00**

A40947 **L62 10:1** 540 For root canal handpieces 2.35 mm



Une remise de 36%

Promo **309,00**

Duo-Packs

A46490 **DUO-PACK E20L EXPERTMATIC LUX 1:1** 2 x E20L



Prix: 1924,00

Une remise de 59%

Promo **779,00**

A46492 **DUO-PACK E25L + E20L EXPERTMATIC LUX** E25L + E20L



Prix: 2273,00

Une remise de 60%

Promo **899,00**

A46489 **DUO-PACK E25L EXPERTMATIC LUX 1:5** 2 x E25L



Prix: 2622,00

Une remise de 61%

Promo **999,00**

A46491 **DUO-PACK E680L EXPERTTORQUE LUX** 2 x E680L



Prix: 2374,00

Une remise de 59%

Promo **959,00**



SUPERDEAL !



SONICflex

Le détartreur polyvalent

A02358 **SONICFLEX SET 2003 L**
WITH TIPS NO. 5/6/7, WITH LIGHT

A36612 **SONICFLEX QUICK SET 2008 L**
WITH TIPS NO. 5A/6A/7A, WITH LIGHT

A38030 **SONICFLEX QUICK SET 2008 LS**
WITH TIPS NO. 5A/6A/7A, WITH LIGHT



PROPHYLAXIS




8 48 brush heads 60 61 62 Implant 24 25 26 27 30 31 32 33 58 59 45 42 43 71 72 49 50 51 52 34 35 73 74 75 76 12 97 98

PROPHYLAXIS

PARODONTOLOGY

MINIMALLY INVASIVE

PROSTHETICS



ROOT TIP RESECTION

SURGERY

ENDODONTICS



Steri cassette

PACKAGE DEAL 1

Achetez A02358 **SONICFLEX SET 2003 L WITH TIPS NO. 5/6/7, WITH LIGHT**
+ A02434 **SONICFLEX SCALER INSERT SET 5/6/7** + A36943 **STERI CASSETTE**

à prix promo **1180,00**

PACKAGE DEAL 2

Achetez A36612 **SONICFLEX QUICK SET 2008 L, WITH TIPS NO. 5A/6A/7A, WITH LIGHT**
OU A38030 **SONICFLEX QUICK SET 2008 LS, WITH TIPS NO. 5A/6A/7A, WITH LIGHT**

+ A42990 **SONICFLEX SCALER INSERT SET A 5/6/7** + A36943 **STERI CASSETTE** à prix promo **1180,00**

Turbines Synea Fusion

Garantie: 12 mois

A37657 **TG-97 L** (pour Roto Quick)
A37658 **TG-98 L** (pour Roto Quick)

A37657 **TG-97 LM** (pour Multiflex)
A37658 **TG-98 LM** (pour Multiflex)

A37657 **TG-97 L N** (pour NSK coupling)
A37658 **TG-98 L N** (pour NSK coupling)



Prix: 825,00

Promo
548,00

Une remise de 33%

Prix: 825,00

Une remise de 33%

Promo
548,00

Prix: 825,00

Une remise de 33%

Promo
548,00

Turbines Synea Vision

Garantie: 24 maanden

A38969 **TK-97 L** (pour Roto Quick) Ring Led+
A38970 **TK-98 L** (pour Roto Quick) Ring Led+

A38973 **TK-97 LM** (pour Multiflex)
A38974 **TK-98 LM** (pour Multiflex)



Prix: 1323,00

Une remise de 35%

Promo
848,00

Prix: 1115,00

Une remise de 28%

Promo
798,00

Spray service oil W&H

A01489 **F1** 400 ml
Prix: 29,83



Par 2 / pièce
25,30

Pièces à mains et contre-angles Synea Fusion

Garantie: 24 mois

A37653 **WG-99 LT** 1:5

A37655 **WG-56 LT** 1:1

A37654 **WG-66 LT** 2:1



Prix: 1052,00

Une remise de 47%

Promo
549,00

Prix: 729,00

Une remise de 39%

Promo
439,00

Prix: 864,00

Une remise de 39%

Promo
519,00

Pièces à mains et contre-angles Synea Vision

Garantie: 36 mois

A37652 **WK-99 LT** 1:5

A37549 **WK-93 LT** 1:4,5

A37580 **WK-56 LT** 1:1



Prix: 1387,00

Une remise de 39%

Promo
838,00

Prix: 1387,00

Une remise de 39%

Promo
838,00

Prix: 932,00

Une remise de 29%

Promo
659,00

P. à m. et contre-angles Synea Vision

A37596 **WK-66 LT** 2:1

A34809 **WS-75 LG** 20:1

A01881 **WS-75** 20:1



Prix: 1031,00

Une remise de 34%

Promo
679,00

Prix: 1386,00

Une remise de 35%

Promo
899,00

Prix: 1169,00

Une remise de 34%

Promo
769,00

Instruments Surgical

Garantie: 36 mois

A28895 **WI-75 E/KM** 20:1

A39292 **S-11 L G** 1:1

A01882 **S-11** 1:1



Prix: 932,00

Une remise de 32%

Promo
629,00

Prix: 1378,00

Une remise de 35%

Promo
889,00

Prix: 896,00

Une remise de 30%

Promo
622,00

SUPERDEAL : contre-angle à usage unique 375 pièces + 1 Proxeo pièce à main

YOUNG™



Contra Elite™

Young-Proxeo handstuk

A42183-01

Contra Elite, Soft, Latex Free
375 pièces + 1 Proxeo p. à m.



Classic Elite™

Young-Proxeo handstuk

A42183-02

Classic Elite, Soft, Latex Free
375 pièces + 1 Proxeo p. à m.

Prix: 341,65

Une remise de 21%

Promo
269,00



Contra Petite Web™

Young-Proxeo handstuk

A42183-03

Contra Petite Web, Soft, Latex Free
375 pièces + 1 Proxeo p. à m.



Classic Petite Web™

Young-Proxeo handstuk

A42183-04

Classic Petite Web, Soft, Latex Free
375 pièces + 1 Proxeo p. à m.

ZOOBY contre-angle à usage unique

ZOOBY™

Package Deal

Achetez A42184 ZOOBY DISPOSABLE PROPHY ANGLES & PROXEO HANDPIECE HP-44M à prix promo (268,00) et achetez A42128 ZOOBY PEDIATRIC BIBS + A42230 ZOOBY DISCLOSING TABLETS PLAQUE CONTROL, DUAL-COLOR DETECTION à **1 euro !**



ZOOBY Pediatric Bibs assortiment
5 x 20 pièces



500 pièces
Zoooby Disposable Prophy Angles (Latex Free)

250 pièces
ZOOBY disclosing tablets plaque control, dual-color detection

Proxeo Twist LatchShort

A42771 **WP-66W**
Pièce à main 4:1

Max. speed: 10,000 rpm



Prix: 406,00

Une remise de 12%

Promo
358,00

A42776 **Prophy Cups soft Apple Green**
144 pièces Latex-free

Prix
69,70



A42774 **Prophy Cups firm Dark Green**
144 pièces Latex-free

Prix
69,70



A42780 **Prophy Brushes cup-shaped, soft / clear**
144 pièces

Prix
100,00



PACKAGE DEAL

Achetez A42771 WP-66 W PROXEO TWIST CONTRA-ANGLE HANDPIECE FOR LATCHSHORT SYSTEM (THERMO WASHER DISINFECTABLE, STERILIZABLE) à prix promo et achetez A42776 PROPHY CUPS APPLE GREEN PROXEO TWIST OU A42774 PROPHY CUPS DARK GREEN PROXEO TWIST

à **1 euro !**



Proxeo Twist Cordless

A46570 **Set PL-40 HW + PL-66 W** (LatchShort) Prix: 1190,00

Promo
1071,00

Une remise de 10%

A42776 **Prophy Cups soft Apple Green**
144 pièces Latex-free Prix: 69,70

A42774 **Prophy Cups firm Dark Green**
144 pièces Latex-free Prix: 69,70

A42780 **Prophy Brushes cup-shaped, soft / clear**
144 pièces Prix: 100,00



A42777 **PL-40 H** Prix: 1290,00

PRIX PROMO
899,00

Une remise de 30%

A42778 **Prophy Angle Cups soft Apple Green**
100 pièces Latex-free Prix: 77,00

A42779 **Prophy Angle Cups firm Dark Green**
100 pièces Latex-free Prix: 77,00



The new freedom of rotary polishing



PL 40 HW + PL 66 W

PL 40 H



proxeo TWIST Cordless Polishing System

AIR-N-GO easy

V35406 La nouvelle génération d'aéropolisseur portatif à double fonction SUPRA et PERIO



Prix: 1275,80

Une remise de 30%

Promo
884,00



A40739 KIT PERIO AIR-N-GO easy

Prix: 591,80

Une remise de 25%

Promo
439,00



AIR-FLOW pièce à main EL-540#

A40119



Prix
256,00

AIR-FLOW PERIO pièce à main EL-542#

A38203



Prix
369,00

AIR-FLOW PLUS pièce à main EL-545#

A39375



Prix
369,00



RONDOflex™ plus 360

A02354 Prix: 1850,00

Promo
1275,00

Applications possibles :

- Préparation mini-invasive des cavités
- Préparation des surfaces adhésives avant les techniques de mordantage
- Préparation des surfaces adhésives pour les appareils orthodontiques
- Préparation du scellement des sillons
- Ouverture des sillons
- Élimination des résidus d'adhésif dans des bridges, couronnes, etc. (extra-oral)

Informations relatives au produit :

Livré avec 2 canules (diamètre 0,46 mm ou 0,6 mm ainsi que 2 réservoirs de poudre et 2 flacons de poudre (75 g chacun), facile à connecter au système KaVo MULTiflex, garantie 12 mois

Réf. 1.002.2179

Accessoires :

A21156

Poudre RONDOflex 27 µ, abrasion moyenne, 1 000 g : Réf. 1.000.5957 - 48€ | **43,20€**

A29228

Poudre RONDOflex 50 µ, abrasion forte, 1 000 g : Réf. 1.000.5956 - 48€ | **43,20€**

Système d'air abrasion avec spray de pulvérisation permettant de réduire la quantité de dispersion de poudre et d'éliminer en douceur et sans douleur les matériaux présents à la surface de la dent



Package Deal

1 RONDOflex plus 360 + 1 poudre 27 µm 1000 g + 1 poudre 50 µm 1000 g Prix: 1946,00 **PROMO: 1277,00**


1 RONDOflex plus 360 + A02174 Accouplement MULTiflex 465 LRN Prix: 2324,00 **PROMO: 1276,00**

PROPHYflex 4



Un aéropolisseur pensé pour un nettoyage tout confort. Deux instruments en un : idéal pour les applications supragingivales et sous-gingivales.

Le nouveau PROPHYflex4, outil tout-en-un, est une véritable merveille technologique. Que vous traitiez une zone supragingivale ou sous-gingivale, le PROPHYflex 4 est adapté à presque toutes les situations cliniques.



A01651

Nouveau!!

La « Power Cannula » permet de répondre à la spécificité du traitement des tâches et des surfaces fortement colorées. (Supra-Gingival) Réf. 1.012.1000

Prix: 158,00



Prix: 1261,00

Promo
929,00

Prophy Box PROPHYflex 4 V42155

- 1 KaVo-PROPHYflex 4 (bleu marine, citron vert ou rose)
- 1 kit standard Kerr OptiView (2 pièces)
- 1 petit kit Kerr OptiView (2 pièces)
- 1 KaVo PROPHYpearls neutres (80 bâtonnets)
- 1 KaVo PROPHYpearls Sélection (80 bâtonnets)

Prophy box PROPHYflex 4 bleu marine : Réf. 1.013.5078
Prophy box PROPHYflex 4 citron vert : Réf. 1.013.5079
Prophy box PROPHYflex 4 flamant rose : Réf. 1.013.5080



Prix: 1224,00

Promo
879,00

PROPHYflex 4 V42110

PROPHYflex 4 bleu : Réf. 3.002.8000
PROPHYflex 4 rose : Réf. 3.002.8800
PROPHYflex 4 citron : Réf. 3.002.8200

V42321

PROPHYflex 4 bleu S (raccord Sirona) :
Réf. 3.004.5900
PROPHYflex 4 rose S (raccord Sirona) :
Réf. 3.004.5950
PROPHYflex 4 citron S (raccord Sirona) :
Réf. 3.004.5930



Prix: 352,00

Promo
279,00

Prophy Box Perio pour PROPHYflex 4 A42154

Tout ce dont vous avez besoin pour les traitements sous-gingivaux dans une seule boîte :

- 1 kit pério PROPHYflex 4
 - 1 poudre pério PROPHYflex
 - 1 sonde paro Kerr (2 pièces)
- Réf. 1.013.5081



Package Deal

Achetez **PROPHYFLEX 4** (Power Cannula inclus) à prix promo et recevez A38481 **PROPHYPEARLS MINT 80 X 15 G** à 1 euro.

Appareils - Aéropolisseurs

Airsonic Mini SABLEUSE

A01083 avec pièce à main 60° et 20 g poudre 50µm



Prix: 245,99

Une remise de 23%

Promo
189,00

A01589 Airsonic Alu-Oxyde sable 50µm 500 g
A01819 Airsonic Alu-Oxyde sable 90µm 500 g

Prix
10,50

Airsonic Absorbo BOX D'ASPIRATION

A01675



Prix: 549,99

Une remise de 12%

Promo
479,00

Dento-Prep microblaster

A01224 Used for surface cleaning and micro-roughening of ceramic, composite and metal surfaces prior to cementation. Ideal for both intra-oral and extra-oral applications.



Nozzle rotates 360° for easy access to all areas of the oral cavity. Powder jar acts as a grip – perfectly balanced and comfortable in your hand.



Prix: 395,00

Une remise de 49%

Promo
199,00

AIRFLOW PLUS POWDER 400 g

A45265 Bouteille en aluminium garantissant un stockage sans humidité



- Plus écologique : 1 seule bouteille remplace 4 bouteilles en plastique à usage unique
- Transformable en une bouteille d'eau réutilisable
- Formule brevetée : érythritol + CPC
- Faible granulométrie : 14 µm



Prix: 89,00

Une remise de 11%

Promo
79,20

AIR-FLOW PLUS

A37823 4 x 120 g 14µm



Prix: 102,00

Promo
89,10

AIR-FLOW SOFT

A33633 200 g 65µm



Prix: 30,88

Promo
26,10

AIR-FLOW CLASSIC COMFORT

V33267 4 x 300 g 40µm



Cerise, citron, menthe, neutre ou Tutti-Frutti

Prix: 99,00



Promo
79,20

AIR-FLOW CLASSIC LEMON

A01946 300 g 65µm



Prix: 25,00

Promo
19,80

AIR-FLOW PERIO

A32951 120 g 25µm



Prix: 23,00

Promo
18,90

PROPHYpearls

V02008 80 x 15 g sticks



Neutral
Mint
Peach
Orange
Berry

Prix: 137,00



Promo
89,10

AIR-N-GO PERIO

A39905 3 x 160 g 25µm



Prix: 114,50

Promo
56,70



AIR-N-GO POUDRE

V35401 4 x 250 g 76µm



Assortiment,
Neutral, Cola,
Raspberry,
Peppermint ou
Lemon

Prix: 89,90

Promo
45,90



AIRFLOW® Handy 3.0 PREMIUM

Aéropolisseur pour tous les traitements sous et supra-gingivaux sur dents naturelles et implants

- ▶ Bien équilibré et étonnamment léger pour une utilisation confortable
- ▶ Conçu pour garantir une vision optimale de la zone de traitement
- ▶ Pivotement de la pièce à main facile, ergonomique et sans effort

Livré avec :

2 pièces à main : AIRFLOW® PLUS et PERIOFLOW®
 1 flacon de poudre AIRFLOW® PLUS | 40 embouts PERIOFLOW®
 1 AIRFLOW® Easy Clean | 1 AIRFLOW® Easy Fill

AF Handy 3.0 PREMIUM | réf. FT-225#adaptateur | prix 1 690^{€ HT}
 Poudre AF PLUS | réf. DV-082/A | 4 flacons de 120g | prix 99^{€ HT}



Une remise de **33%**

V37968

1 AIRFLOW® Handy 3.0 PREMIUM
= 1129,00

Prix: 1690,00

Existe également en version supragingivale

AIRFLOW® Handy 3.0 SUPRA

V37964

1 AIRFLOW® Handy 3.0 SUPRA

829,00

Prix: 1190,00

Une remise de **30%**



AF Handy 3.0 SUPRA | réf. FT-220#adaptateur | prix 1 190^{€ HT}
 Poudre AF CLASSIC COMFORT | réf. DV-048 | 4 flacons de 300g | prix 95^{€ HT}
 Adaptateurs disponibles sur la gamme AIRFLOW® Handy 3 : KaVo, W&H, Sirona, Bien-Air, NSK, Castellini, Midwest

AIR-FLOW handy 3.0 Perio

A37966 Aéropolisseur adapté pour toutes les applications sous-gingivales, poches parodontales profondes de 4 à 10 mm, sur dents naturelles ou implants.

1 x Air-flow Handy 3.0 PERIO
 1 x Air-Flow PERIO pièce à main EL-542#
 40 x PERIOFLOW single-use nozzle
 1 x bouteille Air-Flow Plus poudre 1 x Easy Fill
 1 x Easy Clean
 1 x set d'entretien

Une remise de **21%**

Prix: 1390,00

Promo
1090,00



PIEZON® 250 LED

Un détartreur précis, puissant et compact

Livré avec :

- 1 pièce à main PIEZON® LED
- 3 inserts (A, P et PS)
- 2 pompes péristaltiques



Une remise de **34%**

1 PIEZON® 250 LED A37963

= **1299,00** Prix: 1990,00

1 PIEZON® 250 A37962

= **1099,00** Prix: 1690,00



PIEZON 150 (LED)

pièce à main Piezon,
insert A,
insert P,
insert PS,
2 filtres d'eau externe,
cordon pour pièce à main,
commande au pied 360°



Prix: 1150,00

Une remise de **22%**

PROMO A37951
sans LED
888,00

Prix: 1450,00

Une remise de **19%**

PROMO A37961
avec LED
1169,00



A01549 **A**
Prix: 81,50

Promo: **58,00**



A01552 **P**
Prix: 91,50

Promo: **69,00**



A01639 **PS**
Prix: 110,00

Promo: **74,00**



A01557 **Endochuck 120°**
Prix: 102,00

Promo: **89,00**



A01885 **RT1**
Prix: 149,90

Promo: **124,00**



A01886 **RT2**
Prix: 149,90

Promo: **124,00**

Masques : le seul masque FFP2 100% belge

A46581 **Medimundi FFP2 masque avec élastique** 30 pièces

- Masque FFP2 - Référence produit ADF2 - 202
- Conçu, certifié et fabriqué en Belgique
- Certifié CE CE 0493 - conforme à la norme européenne EN149:2001+A1:2009 (Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles)
- Emballage individuel
- Filtre jusqu'à 99,9 % des particules en suspension dans l'air
- Bandes élastiques confortables sur la tête - pas d'irritation des oreilles
- Evite l'évaporation des verres de lunettes



Made in Belgium



Prix: 68,70

Une remise de **4%**

Par 8 / pièce

65,40



Appareils - Générateur d'ultrasons

NEWTRON Booster

A39972 Livré avec une pédale non déconnectable, un cordon secteur pièce à main NEWTRON, une pièce à main NEWTRON, une clé universelle et un insert nr.1.



+ Instruments Bliss M23 et Columbia 4L-4R (valeur 100,00)



Prix: 1158,60

Une remise de 26%

Promo
855,00



NEWTRON P5 B. LED

A38076 Livré avec une pédale non déconnectable, un cordon secteur, un gordon pièce à main NEWTRON SLIM B.LED, une pièce à main NEWTRON SLIM B.LED avec anneau bleu, un anneau LED blanc pour NEWTRON SLIM B. LED, un kit de révélateur de plaque F.L.A.G for B. LED (5 x 1.5 ml), une clé universelle et un insert nr.1.



Prix: 1601,00

Une remise de 25%

Promo
1195,00



Newtron pièce à main

A29690 Sans LED, autoclavable
Pour P5 Newtron, P5 Newtron XS et Prophy Max



Prix: 541,90

Promo
199,00

Une remise de 63%



Newtron LED pièce à main

A32227 Autoclavable F12609
Pour P-Max Newtron XS, P5 Newtron LED et P5 Newtron XS LED

Prix: 750,10

Promo
366,00

Une remise de 51%



Newtron Slim B. LED pièce à main

A38204 avec anneau LED bleu réf.F12900
A39457 avec anneau LED blanc réf.F12905

Prix: 750,10

Promo
450,00

Une remise de 40%



Pièce à main Universal PIEZON sans lumière


A41312 EN-061



Prix: 499,00

Promo
399,00

Une remise de 20%



Pièce à main Universal PIEZON sans lumière

A01949 EN-041 (pour AIR-FLOW S1 et S2)

Prix: 499,00

Promo
349,00

Une remise de 30%



Pèce à main Original PIEZON LED Set

A43045
1 x pièce à main Piezon LED
1 x insert PS
4 x guides lumière de remplacement



Prix: 799,00

Promo
619,00

Une remise de 22%



AIRFLOW MAX INTRODUCTION KIT SMART

A45266
1 x AIRFLOW MAX Handpiece
1 x PLUS Powder with CPC in Aluminum Bottle
1 x Biofilm Discloser



Prix: 660,00

Promo
624,00

Une remise de 5%



AIRFLOW MAX INTRODUCTION KIT SUPER

A45267
1 x AIRFLOW MAX Handpiece
4 x PLUS Powder with CPC in Aluminum Bottle
2 x Biofilm Discloser



Prix: 960,00

Promo
899,00

Une remise de 6%



I AM CARING

SUPERDEAL
50 % de réduction !

Prix: 2527,50

PRIX PROMO
1259,00

A38077 **Newtron P5 XS B.LED**

Pédale fixe, slimB.LED pièce à main bleu, slimB.LED anneaux blanc, plak discloser F.L.A.G. pour B.LED (5 x 1,5 ml), clé universel, 1 x insert n°1, 1 x insert n°1S, 1 x insert n°H3

NEUTRON

Préserve les implants par des vibrations parfaitement maîtrisées et des inserts en Titane Pur.

- Premiers inserts en Titane pur, identique aux implants
- Les seuls instruments suffisamment fins pour atteindre et traiter les spires les plus étroites
- Régulation automatique de puissance et vibrations ultrasonores contrôlées (technologie Newtron®)

+ Bliss Prophylaxie Kit (valeur 349,00)

233.30	Cassette Easy clip
210.00SI	Manche miroir
MP3624PH	Miroir PURE REFLECT® n°5, boîte de 12
418.06SI	UNC12 - Instrument double :
	Sonde paro & sonde d'examen n°23
404.23SI	M23 - Détartreur
402.11SI	Curette de Gracey 11-12
402.13SI	Curette de Gracey 13-14
406.07SI	H6-H7 - Détartreur
405.13SI	Curette Columbia 13-14



Proxeo Ultra Systems



PB-530 V42891

- › Q-Link quick connection system
- › Compatibility with pacemakers tested by Graz University of Technology
- › Handpiece with LED ring
- › Thin, flexible hose
- › Wireless foot control
- › Automatic fill level detection
- › Infinitely adjustable power setting
- › Perfectly coordinated tip range
- › Large tank (750 ml)
- › Special cleaning program for reprocessing hose systems



Prix: 2222,00

Package Deal

A42891 Proxeo Ultra PB-530 +
une 2^{de} pièce à main* à votre choix

à **1999,00** euros !

Une remise de **29%**

PB-520 V42892

- › Q-Link quick connection system
- › Compatibility with pacemakers tested by Graz University of Technology
- › Handpiece with LED ring
- › Thin, flexible hose
- › Infinitely adjustable power setting
- › Perfectly coordinated tip range
- › Large tank (750 ml)



Prix: 1919,00

Package Deal

A42892 Proxeo Ultra PB-520 +
une 2^{de} pièce à main* à votre choix

à **1745,00** euros !

Une remise de **30%**

* choisissez entre pièce à main du Satelec, W&H/EMS ou Quick Connection

A42959

Pièce à main Satelec Prix: 607,00



A42960

Pièce à main W&H/EMS Prix: 607,00



A42958

Pièce à main Quick Connection Prix: 607,00



AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER A41547

- ▶ Pédale sans fil
- ▶ Régulation de la température de l'irrigant jusqu'à 40°C
- ▶ Propre en 1 clic : nettoyage et désinfection intégrale des 2 lignes d'eau

AIRFLOW Handpiece, Mirror suction canula, Easy Clean, Water and air filters, Maintenance set
PERIOFLOW Handpiece, 10 PERIOFLOW Nozzles, PI Instrument starting kit
PIEZON LED Handpiece, A, P and PS Instruments, 4 spare Light Guides
PLUS and CLASSIC Powder chambers, Wireless boost pedal, PIEZON bottle
NIGHT CLEANER bottle + 800 ml refill, Clip+Clean accessory

12 bottles AIRFLOW PLUS Powder sub- and supragingival
2 bottles AIRFLOW CLASSIC Powder for stains
Enough powder to treat around 175 patients

Demandez une offre sur mesure !



AIRFLOW® Application



PERIOFLOW® Application



PIEZON® Application

AIRFLOW® ONE A41617

- ▶ Pédale sans fil
- ▶ Régulation de la température de l'irrigant jusqu'à 40°C
- ▶ Propre en 1 clic : nettoyage et désinfection intégrale des 2 lignes d'eau

AIRFLOW Handpiece, Mirror suction canula, Easy Clean, Water and air filters, Maintenance set
PERIOFLOW Handpiece, 20 PERIOFLOW Nozzles, PLUS and CLASSIC Powder chambers
Wireless boost pedal, NIGHT CLEANER bottle + 800 ml refill., Clip+Clean accessory

12 bottles AIRFLOW PLUS Powder sub- and supragingival
2 bottles AIRFLOW CLASSIC Powder for stains

Demandez une offre sur mesure !



AIRFLOW® Application



PERIOFLOW® Application



CART AIRFLOW® STATION+

Transformez votre dispositif AIRFLOW® en station de prophylaxie ultra-compacte !
Acheminement de l'eau directement intégré dans le cart, aucune connexion externe pour l'eau n'est nécessaire.
Nécessite simplement une arrivée d'air et une source électrique.

Réf. DW-048A |

A41969 Prix : 1195,00



Gamme chirurgie

MASTERSurg LUX sans fil

Le moteur de chirurgie KaVo MASTERSurg LUX sans fil vous permet d'effectuer des interventions à un niveau inégalé. Notre philosophie est de vous permettre de réaliser des performances exceptionnelles au quotidien, grâce à des fonctionnalités pratiques qui feront toute la différence.

A44278



Réf. 1.009.1200

Prix
4847,00

EXPERTSurg LUX

Le moteur de chirurgie qui offre une précision et une puissance accrues, pour une sécurité et une fiabilité encore meilleures. Travaillez en toute sécurité et avec une grande précision grâce à l'un des micromoteurs les plus légers et les plus petits disposant de la fonction unique de calibrage automatique. Faites confiance aux niveaux de puissance élevés offerts par le couple de 80 Ncm de l'instrument, et gagnez du temps grâce à la programmation intuitive de vos étapes de travail et paramètres.

A44279



Réf. 1.008.3500

Prix
3645,00

**Demandez une
offre sur mesure !**



Première mondiale: SURGmatic™ S201 L Pro et SURGmatic™ S201 XL Pro



Grâce au système de serrage amélioré des modèles S201 L Pro et XL Pro, KaVo offre une réelle avancée en terme d'utilisation.

En effet, le système hexagonal au niveau de la tête permet une distribution du couple sur une surface plus large lors du processus de vissage de l'implant.



Réf. 1.013.7540
~~1537€~~
A44277

Promo
999,00

SURGmatic S201 L Pro (avec Tête)



Réf. 1.013.7541
~~1537€~~
A44276

Promo
999,00

SURGmatic S201 XL Pro (avec Tête)

Pièce à main de chirurgie INTRA



Réf. 1.009.1010
~~1332€~~
A39771

Promo
945,00

Pièce à main INTRA Chirurgie S11L (avec lumière)



Réf. 0.524.5600
~~1190€~~
A32435

Promo
849,00

Pièce à main INTRA Chirurgie 3610N1



Réf. 0.524.5610
~~1190€~~
A30680

Promo
849,00

Pièce à main INTRA Chirurgie 3610N2



Réf. 0.524.5620
~~1190€~~
A36365

Promo
849,00

Pièce à main INTRA Chirurgie 3610N3

PROMO PACK

A44278 **1 Moteur MASTERSurg LUX sans fil**
A44276 + 1 SURGmatic S201 XL Pro (avec Tête)
A45075 + 1 Kit de tuyaux stériles (10pcs)

Promo
4849,00

Une remise de 25%

PROMO PACK

A44279 **1 Moteur EXPERTSurg LUX**
A44276 + 1 SURGmatic S201 XL Pro (avec Tête)
A45075 + 1 Kit de tuyaux stériles (10pcs)

Promo
3647,00

Une remise de 30%

Servotome II

A30972 Avec pédale simple, porte-électrodes, coffret de 10 électrodes et un bracelet conducteur.



Prix: 1782,90

Promo
1149,00



Une remise de 35%

Perfect TCS II

A31299 Pédale et 3 électrodes stérilisables incluses.



Une remise de 35%

Prix: 2181,19

Promo
1399,00



Appareils - Chirurgie

Piezotome CUBE

A41280 - Pièce à main CUBE LED - kit "Essentiel" (BS1S, BS4, SL1, SL2, SL3, LC2) - clé dynamométrique - pédale multifonction - potence - support de pièce à main - 2 lignes d'irrigation autoclavables - 5 clips d'irrigation autoclavables - 15 perforateurs stériles



Prix: 6696,50

PRIX PROMO
4990,00



Une remise de 25%

A34089 INTRALIFT 2 SET

Inserts TKW1, TKW2, TKW3, TKW4, TKW5, un support métallique autoclavable et une clé universelle autoclavable.

Prix: 1201,30

Promo
949,00

Une remise de 21%



Implant Center 2

A34090 Micro-moteur LED, câble micro-moteur LED, 2 supports pour pièces à main, 2 lignes d'irrigation autoclavables et 30 perforateurs, 2 potences et pédale progressive



Prix: 12795,00

PRIX PROMO
8590,00



Une remise de 32%

A40703 ESSENTIAL PACK

une boîte de stérilisation, une pièce à main Piezotome LED et son cordon, un kit Essential et une clé dynamométrique Easytorque.

Prix: 2593,00

Une remise de 26%

Promo
1899,00

iChiropro set with Micro-Series CA 20:1 L

A37862

Console iChiropro
Contre-angle CA20:1L Micro-Series
Moteur MX-i Led, Tuyau MX-i Led, Pédale
Support pour pièce à main
10 Lignes d'irrigation
2 Films de protection
1 Set de maintenance
(1 x Spraynet, 1 x Lubrifiuid et 1 x Aquacare)



Une remise de 26%

Prix: 6090,00

PRIX PROMO
4499,00

iPad non inclus

Chiropro Plus with Micro-Series CA 20:1 L

A44256

Console Chiropro plus
Contre-angle CA20:1L Micro-Series
Moteur MX-i Led plus
Tuyau MX-i Led plus
Pédale
Support pour pièce à main
5 Lignes d'irrigation
2 Films de protection
1 Set de maintenance (1 x Spraynet, 1 x Lubrifiuid et 1 x Aquacare)



Une remise de 24%

Prix: 4650,49

PRIX PROMO
3499,00

Implantmed Plus SI-1023 avec lumière LED+

A40613

Pour implantologie et chirurgie maxillo-faciale.
Sécurisé, simple, flexible.
Fonction coupe-fil
Contrôle automatique de couple
Module ISQ de W&H Osstell
Interface intuitive
Nouveau design de pompe
Pour l'assistante dentaire
Contrôle sans fil du pied - Déplacez-vous librement !
Mise à jour continue - Aujourd'hui comme demain
Equilibre parfait - Turbines chirurgicales droites
et contre-angles avec Mini LED+

Package DealA40613 **Implantmed Plus SI-1023 avec lumière LED+**+ A40683 **WS-75 L****PROMO 3590,00**

W&H

**PROMO****3589,00****Package Deal****W&H Surgical Trolley**

- + Implantmed Plus SI-1023 with light
- + Piezomed SA-320
- + Wireless foot control
- + One surgical instrument, choose between WS-75 L and S-11 L
- + Surgical trolley
- > One for all
- Control the functions of the Implantmed and Piezomed with only one foot control.
- > Absolute freedom of movement
- > Flexible and ergonomic working in the operating room

Prix: 11 551,00

**Package Deal****PRIX PROMO 8800,00**

*Demandez le nouveau
Implantmed
+ Piezomed Plus Module Set*

**Piezomed SA-320**

Complet avec unité de contrôle (100-130V / 220-240V), pédale SN-1, **nouveau pièce à main** avec câble de 1,8 m ou 3,5 m, clips; set d'irrigation, câble d'alimentation, support moteur, changeur d'instrument, cassette de stérilisation

+ instrument set 'bone' : B1, B2R, B2L, B3, B4, B5

**Nouveau pièce à main**

- ergonomie accrue
- meilleure hygiène



Prix: 6913,00

**PROMO A40239
avec câble 1,8 m**

5399,00

Prix: 7021,00

**PROMO A40329
avec câble 3,5 m**

5499,00

W&H



Ultrasonic cleaning
according to the latest laws.

Elmasonic Med*

A46196 ELMASONIC MED 30

Appareil Elmasonic Med + couvercle
Capacité: 1,6 l
Dimensions extérieures (W/D/H): 305 x 170 x 230 mm
Dimensions intérieures (W/D/H): 220 x 120 x 95 mm
Poids (incl. couvercle): 3,6 kg



A28491 ELMASONIC PANIER S30 / 30 MED

Acier inoxydable
Poignées recouvertes de plastique
Dimensions intérieures: 198 x 106 x 50 mm



Prix
46,00

Promo
619,00 Prix: 655,00
Une remise de 5%

A46197 ELMASONIC MED 60

Appareil Elmasonic Med + couvercle
Capacité: 4,3 l
Dimensions extérieures (W/D/H): 370 x 210 x 275 mm
Dimensions intérieures (W/D/H): 275 x 122 x 145 mm
Poids (incl. couvercle): 5,2 kg



A35569 ELMASONIC PANIER S60 / 60 MED

Acier inoxydable
Poignées recouvertes de plastique
Dimensions intérieures: 255 x 115 x 75 mm



Prix
65,00

Promo
1059,00 Prix: 1120,00
Une remise de 5%



Tous les modèles Elma + accessoires sur www.denta.be

www.elma-ultrasonic.com

Elma Clean

EC 55
Instruments & Burs
A43197 1 litre
Promo: 35,10



EC 10 Universal
A26049 1 litre
Promo: 14,40
A26247 5 litres
Promo: 63,00



EC 60 Acidic Intense
A26252 1 litre
Promo: 20,70



EC 25
ALGINATE & PLASTERS
A26248 1 litre
Prijs: 13,50



BioSonic

Une remise de 40%

Vos patients ont confiance en vous,
vous pouvez avoir confiance en BioSonic®

w 345 x d 235 x h 244 mm

5,7 L



BioSonic® UC150

A41086

1214,10

PRIX PROMO
849,00

Appareil, écran, panier, cordon d'alimentation,
tuyau de vidange, gabarit et joint pour encastrement

BIOSONIC UC40 UNIVERSAL ULTRASONIC SOLUTION

1 litre

Prix: 26,85

Promo
22,50



BIOSONIC UC40 UNIVERSAL ULTRASONIC SOLUTION

5 litres

Prix: 106,87

Promo
89,10



BioSonic® Bécher

Bécher

A01623

37,18

1 x Bécher 600 ml avec couvercle
et bague de positionnement



BioSonic® support

Support pour Bécher

A41458

34,34

1 x Support pour bécher



COLTENE

A41711 BIOSONIC UC-150 ACCESSOIRES KIT

1 x panier
2 x bocaux avec couvercle et anneaux de positionnement
2 x support pour bocaux



Prix: 335,60

Une remise de 25%

Promo
249,00



Une remise de 15%



Une remise de 41%

BioSonic® UC50DB

A01215

PROMO 829,00

Bac à ultrasons BioSonic® avec minuterie digitale,
Capacité utile : 2 L,
1 x Panier à instrument FingerGuard™ à fond
métallique, 1 x Couvercle,
Dimensions : L. 19,7 x B. 14,6 x H. 10,5 cm

BioSonic® UC300

A01126

PROMO 1990,00

Bac à ultrasons BioSonic® à vidange simplifiée,
Capacité utile : 11,4 L,
1 x Couvercle, 1 x Solution de nettoyage à usage
polyvalent UC31
Dimensions : L. 35,6 x B. 22,9 x H. 17,1 cm



SciCan BRAVO™ G4

Autoclave à chambre



La stérilisation, une méthode plus intelligente

Le SciCan BRAVO G4, un stérilisateur de type B, intègre à la fois un vide de pré-stérilisation pour améliorer la pénétration de la vapeur et un vide de post-stérilisation pour améliorer le séchage. L'option d'unités de 17 l, 22 l ou 28 l, le séchage à porte fermée assisté par le vide et les temps de rotation efficaces garantissent que les cliniciens disposent toujours d'un grand nombre d'instruments prêts à l'emploi.



Fonctionnalités intelligentes et efficaces

Les autoclaves à chambre BRAVO G4 offrent des temps de cycle efficaces, en stérilisant et en séchant les instruments en 33 minutes seulement.

La fonction de démarrage différé permet à l'utilisateur de programmer des cycles pour qu'ils commencent à un moment ultérieur. Il s'agit d'une fonction efficace lorsque l'on programme des cycles de test devant commencer avant le début de la journée.



Design flexible

Disponible en trois tailles de chambre : 17 l, 22 l ou 28 l, offrant une capacité suffisante pour répondre aux besoins des cabinets de toute taille.

L'empreinte BRAVO G4 lui permet de s'intégrer dans n'importe quelle configuration de centre de stérilisation. Les dimensions polyvalentes de la chambre permettent le retraitement de 5 (pour 17L et 22L) ou 6 (pour 28L) plateaux, ou 3 (pour 17L et 22L) ou 4 (pour 28L) cassettes.




Technologie G4 – Connectivité et enregistrement des données

Permet une validation de la charge, connecte et envoie les données de cycle, ainsi que les informations de maintenance, à vos appareils intelligents ou à votre ordinateur, les rendant ainsi facilement accessibles. Un port USB est également disponible pour l'enregistrement des données du cycle.



Conforme à la norme EN 13060

Offre des résultats de stérilisation reproductibles pouvant être validés.



Douceur

Le BRAVO G4 utilise de l'eau déminéralisée/distillée propre à chaque cycle et possède un capteur interne de conductivité de l'eau qui surveille en permanence la qualité de l'eau et avertit en cas de dépassement des limites.



Diverses options de remplissage

Le BRAVO G4 offre de nombreuses options de remplissage et de vidange, notamment le remplissage manuel par le haut et par l'avant, et le remplissage et la vidange automatiques par les orifices situés à l'arrière. L'équipement accessoire pour l'eau permet des options pour n'importe quelle configuration de centre de stérilisation.

 **COLTENE**

Cycle	Type de cycle	17 l		22 l		28 l	
		Durée du cycle* (min)	Charge max. (kg)	Durée du cycle* (min)	Charge max. (kg)	Durée du cycle* (min)	Charge max. (kg)
134 °C Universel	B	42	6	46	7,5	56	9
134° Instruments creux non emballés	S	35	6	39	7,5	44	9
134°C Instruments pleins emballés	S	33	6	39	7,5	45	9
134°C Prion	B	56	6	60	7,5	70	9
121°C Universel	B	58	6	63	7,5	69	9
134°C Test Hélix	N/A	20	N/A	24	N/A	24	N/A
Test à vide	N/A	18	N/A	18	N/A	18	N/A
Personnalisé (134 °C ou 121 °C)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Spécifications	17 l	22 l	28 l
Dimensions de l'appareil (longueur x largeur x hauteur) :	600mm x 480mm x 450mm		
Volume de la chambre de stérilisation :	17 l	22 l	28 l
Volume du réservoir d'eau :	4,5 l		
Poids (sans eau) :	51 kg	52 kg	53 kg
Espace requis (haut x côtés x arrière) :	20mm x 20mm x 70mm		
Soupape de surpression :	2,4 bar		
Puissance électrique :	220V - 240V ~ 50 Hz, 10A 220V - 240V ~ 60 Hz, 10A		
Puissance nominale :	2300 W		
Classe de protection :	I		
Protection :	Couverte		
Plage de températures ambiantes admissibles pendant le fonctionnement :	15°C - 35°C		
Niveaux sonores :	< 67 db (A)		
Humidité relative :	Entre 20% et 80% max. sans condensation		
Altitude min./ max. :	Min. -100m / Max. 3000 m		
Consommation max. d'eau :	600 ml/cycle	750 ml/cycle	950 ml/cycle
Conductivité :	< 15 µS/cm		
Chaleur totale transmise (1 heure de fonctionnement continu) :	3,6 MJ	4 MJ	5,4 MJ
Charge avec réservoir plein et charge maximale :	62 kg	63 kg	64 kg
	A46310 17 litres Prix: 4980,00	A46311 22 litres Prix: 5580,00	A46312 28 litres Prix: 6280,00
	Promo 4750,00	Promo 5350,00	Promo 5990,00

A46313

Déminéralisateur Pure 500

Système de purification d'eau par osmose inverse pour alimenter un autoclave en eau déminéralisée de haute qualité, éliminant à la fois les substances organiques et inorganiques.



Directement relié au stérilisateur, avec notification par l'autoclave du moment où les filtres doivent être remplacés.

Dimensions externes (lxhxd) : 461 x 328 x 206 mm
M7C200011

Prix
1063,71

A46314

Déminéralisateur Pure 100

Système de purification de l'eau avec des cartouches de résine échangeuse d'ions pour alimenter un autoclave en eau déminéralisée de haute qualité.



Directement connecté et entièrement contrôlé par le stérilisateur, avec notification par l'autoclave du moment où les cartouches doivent être remplacées.

Dimensions externes (lxhxd) : 366 x 365 x 143 mm
M7C200010

Prix
486,82

Statim 2000 G4

A35826

Prix: 4709,20

Livré et placé !

SciCan

PROMO
4250,00



Statim 5000 G4

A36146

Prix: 5932,20

Livré et placé !

SciCan

PROMO
5350,00



Hydrim C61 G4

A37793

Dimensions: 520 x 598 x 526 mm

Prix: 6482,65

Livré et placé !

SciCan

PROMO
5490,00



Hydrim M2 G4 220 v

A32761

Dimensions: 830 x 600 x 600 mm

Prix: 8169,78

Livré et placé !

SciCan

PROMO
6990,00



StatMatic Smart

Sans adaptateurs

SciCan

Prix: 3047,05

PROMO A40283
2 moteurs
2890,00

Prix: 3220,88

PROMO A40284
3 moteurs
2990,00



A37326
XL Cassette Rack, Full Size
480 x 355 x 158 mm
Prix : 162,58



A32976
Basket/Hinged Lid, 1/4 size
156 x 216 x 54 mm
Prix: 137,02



A32281
COMPLÉMENT À MAILLES POUR DES FRAISES
Prix: 83,00

Stérilisateur LARA

Dimensions: 465 x 452 x 646 mm

Livré et placé !

Prix: 6110,00

PROMO A42622
17 litres
4999,00


Prix: 6656,00

PROMO A42686
22 litres
5299,00



Un bon entretien porte ses fruits.

La solution avantageuse pour assurer
un parfait entretien et une grande
longévité à vos instruments.



Plus de 50% de réduction !

Rapide et confortable.

Un entretien impeccable.

Avantageux à l'achat.

Economique en terme de consommation.



Package Deal

Achetez A01254 Kavo QUATTROcare Plus +
6 x A21159 KAVO QUATTROCARE PLUS SPRAY
à **1600,00**



KaVo. Dental Excellence.

#whdentalwerk



video.wh.com



Incredible inside & outside

Livré
et placé

Fabuleux dedans & dehors

Les nouveaux stérilisateur Lisa sont conçus pour les exigences les plus élevées : simplicité d'utilisation incroyable grâce à la technologie EliSense, avec indicateurs LED pour un flux optimal.

Traçabilité incroyable grâce à EliTrace, pour suivre l'intégralité du processus de stérilisation, y compris quel instrument a été stérilisé avec quel cycle. Puissance incroyable avec la technologie brevetée Eco Dry +.

A42621

LISA 17 litres réf.19931180+
Prix: 7626,00

PROMO

5750,00

A42687

LISA 22 litres réf.19932180+
Prix: 8180,00

PROMO

5999,00

lisa

PG 8581 avec EcoDry & PG 8591 avec DryPlus

PG 8581 Laveur-désinfecteur avec racc. à l'eau chaude, doseur de produits liquides & fonction EcoDry.
Perf./charge p. ex. 22 instr. rotatifs ou 22 systèmes d'aspiration
Utilisation des ressources - Pompe à chaleur à vitesse variable
Sécurité - Contrôle bras de lavage et pression de rinçage
Support de séchage confortable - EcoDry.
Sécurité - Connexion possible à la traçabilité du processus

PG 8591 Laveur-désinfecteur avec racc. eau dém. et chaude, doseur prod. liquides & séch. air chaud DryPlus.
Perf./charge p. ex. 22 instr. rotatifs ou 22 systèmes d'aspiration
Utilisation des ressources - Pompe à chaleur à vitesse variable
Sécurité - Contrôle bras de lavage et pression de rinçage
Séchage à l'air chaud efficace - DryPlus
Sécurité - Connexion possible à la traçabilité du processus

Dimensions
H 835 mm - L 600 mm - P 600 mm



Prix choc :
GSM: **0497 44 56 22**
E-mail: **lisc@denta.be**

PWD8531 Laveur-désinfecteur de table avec adoucisseur intégré, séchage à air chaud DryPlus et 2 pompes doseuses.

A43201
Perf./charge p. ex. 6 instr. transfert et 6 systèmes d'aspiration
Efficacité accrue dans les petits cabinets - modèle compact
Dispositif de séchage efficace - DryPlus
Dosage aisé des produits liquides - 2 pompes doseuses intégrées
Commande simple - écran LCD avec pavé tactile sans touches

Dimensions H : 555 mm - L : 645 mm - P : 575 mm

Poids net en kg : 55 kg

Prix choc :
GSM: **0497 44 56 22**
E-mail: **lisc@denta.be**



ProCare Dent 30 C

A37755 **Produit de neutralisation 5 l**



Prix
49,95

ProCare Dent 10 MA

A37754 **Produit de nettoyage 5 l**



Prix
45,50

ProCare Universal 61

A37512 **Sel de régénération 6 kg**



Prix
28,00

ProCare Dent 40

A37756 **Produit de rinçage 1 l**



Prix
13,90

Produits thermodésinfecteur Neodisher

A29285 **NEODISHER MA Dental**

10 kg

Prix: 89,00

Une remise de 30%

Promo
62,10

Détergent alcalin, poudre sans additifs oxydants permet un nettoyage optimal de l'instrumentation protège le matériel.



A10791 **NEODISHER MIELCLEAR FA 5 l**

Prix: 49,65

Une remise de 16%

Promo
41,40



Thermodésinfecteur **TEON**

A42961 **TEON**

Prix: 6240,00

Livré et placé

PROMO
5290,00



A42962 **TEON+**

Active air-drying with HEPA filter

Prix: 9570,00

Livré et placé

PROMO
8990,00



CROSSTEX SELF-SEAL STERILIZATION



A11226	5 cm x 20 cm	200 pcs prix 23,50	par 2 /pièce: 15,30
A11222	6 cm x 10 cm	200 pcs prix 17,50	par 2 /pièce: 10,80
A11223	7 cm x 23 cm	200 pcs prix 19,50	par 2 /pièce: 11,70
A11224	9 cm x 13 cm	200 pcs prix 18,50	par 2 /pièce: 11,70
A11225	9 cm x 23 cm	200 pcs prix 20,50	par 2 /pièce: 12,60
A11232	11 cm x 28 cm	200 pcs prix 24,50	par 2 /pièce: 16,20
A11228	13 cm x 25 cm	200 pcs prix 23,50	par 2 /pièce: 18,90
A11229	19 cm x 33 cm	200 pcs prix 36,50	par 2 /pièce: 31,50
A11227	30 cm x 38 cm	100 pcs prix 49,50	par 2 /pièce: 39,60
A11230	25 cm x 38 cm	100 pcs prix 49,50	par 2 /pièce: 39,60
A11231	30 cm x 46 cm	100 pcs prix 49,50	par 2 /pièce: 39,60



Omnifol & Omnibag Omnident

Omnifol : rouleau de stérilisation en plastique/papier transparent pour autoclave.

A36190 **Omnifol 50**
Rouleau 50 mm x 200 m **Promo: 17,91**

A36191 **Omnifol 75**
Rouleau 75 mm x 200 m **Promo: 20,61**

A36192 **Omnifol 100**
Rouleau 100 mm x 200 m **Promo: 26,91**

A37167 **Omnifol 200**
Rouleau 200 mm x 100 m **Promo: 53,91**



A42353 **Omnibag**
57 x 102 mm, 200 pcs
Promo: 6,21

A42357 **Omnibag**
89 x 229 mm, 200 pcs
Promo: 8,91

A42356 **Omnibag**
70 x 229 mm, 200 pcs
Promo: 8,01

OmniSeal Plus

A40172 Carrosserie métal.
Utilisation intuitive. 24 mois de garantie.

Prix: 1449,00

Une remise de 7%

Promo
1339,00



Assistina 301 plus

A01259 Assistina 301 plus pour l'entretien automatique, à l'air comprimé

Prix: 1310,00

Une remise de 27%

Promo
949,00



Assistina Twin

A41206

Prix: 2512,00

Une remise de 28%

Promo
1785,00



Seal²

A33878 Double support de rouleaux breveté peut recevoir différentes largeurs de sachettes. Moyent de fixer le support de rouleaux au mur. Soudures d'une largeur de 12 mm

Prix: 626,00

Une remise de 4%

Promo
599,00



Hygopac

A01123 Soudeuse mécanique pour le conditionnement des emballages de stérilisation transparents
Dimensions (HxLxP) : 16,0 x 43,5 x 13,5 cm

Prix: 1800,00

Une remise de 30%

Promo
1250,00






V38314

Prix: 126,20

Promo: 99,00



IME14DIN5_
1/4 DIN CASSETTE FOR 5 INSTRUMENTS

Dimensions 72 x 184 x 34 mm

Red		IME14DIN50
Grey		IME14DIN51
White		IME14DIN52
Orange		IME14DIN53
Purple		IME14DIN54
Yellow		IME14DIN55
Lavender		IME14DIN56
Black		IME14DIN57
Blue		IME14DIN58
Green		IME14DIN59
Ocean Blue		IME14DIN511

V37566



IMEDIN18_5
1 DIN SURGICAL CASSETTE FOR 18 INSTRUMENTS

Dimensions: 290 x 184 x 34 mm
DIN Cassette for 18 Instruments with an accessory area
+ 4 clips (2 x 11000) for blinged instruments.

Red		IMEDIN1805
Grey		IMEDIN1815
White		IMEDIN1825
Orange		IMEDIN1835
Purple		IMEDIN1845
Yellow		IMEDIN1855
Lavender		IMEDIN1865
Black		IMEDIN1875
Blue		IMEDIN1885
Green		IMEDIN1895
Ocean Blue		IMEDIN18115

Promo: 164,50

Prix: 205,30

V39054



IMEDIN16
1 DIN CASSETTE FOR 16 INSTRUMENTS

Dimensions: 290 x 184 x 34 mm
DIN cassette for 16 Instruments with an accessory area.
For composite, endodontics, prosthetics, prophylactics and amalgam.

Red		IMEDIN160
Grey		IMEDIN161
White		IMEDIN162
Orange		IMEDIN163
Purple		IMEDIN164
Yellow		IMEDIN165
Lavender		IMEDIN166
Black		IMEDIN167
Blue		IMEDIN168
Green		IMEDIN169
Ocean Blue		IMEDIN1611

Promo: 159,00

Prix: 191,60

V38313



IME12DIN1
1/2 DIN CASSETTE FOR 10 INSTRUMENTS

Dimensions 152 x 184 x 34 mm
1/2 DIN cassette for 10 Instruments, ideal for prophylactics.

Red		IME12DIN10
Grey		IME12DIN11
White		IME12DIN12
Orange		IME12DIN13
Purple		IME12DIN14
Yellow		IME12DIN15
Lavender		IME12DIN16
Black		IME12DIN17
Blue		IME12DIN18
Green		IME12DIN19
Ocean Blue		IME12DIN11

Promo: 104,00

Prix: 141,25

V38548



IMEDIN13
1 DIN CASSETTE FOR 13 INSTRUMENTS

Dimensions: 290 x 184 x 34 mm
DIN cassette for 13 Instruments with an accessory area
(for additional items such as syringe, parts boxes).

Red		IMEDIN130
Grey		IMEDIN131
White		IMEDIN132
Orange		IMEDIN133
Purple		IMEDIN134
Yellow		IMEDIN135
Lavender		IMEDIN136
Black		IMEDIN137
Blue		IMEDIN138
Green		IMEDIN139
Ocean Blue		IMEDIN1311

Promo: 159,00

Prix: 191,60

V38315



IMEDIN18
1 DIN CASSETTE FOR 18 INSTRUMENTS

Dimensions: 290 x 184 x 34 mm
DIN Cassette for 18 Instruments with an accessory area.

Red		IMEDIN180
Grey		IMEDIN181
White		IMEDIN182
Orange		IMEDIN183
Purple		IMEDIN184
Yellow		IMEDIN185
Lavender		IMEDIN186
Black		IMEDIN187
Blue		IMEDIN188
Green		IMEDIN189
Ocean Blue		IMEDIN1811

Promo: 159,00

Prix: 191,60

V40382




IMEDIN20
1 DIN CASSETTE FOR 20 INSTRUMENTS

Dimensions: 290 x 184 x 34 mm
DIN cassette for 20 Instruments, can be used universally.

Red		IMEDIN200
Grey		IMEDIN201
White		IMEDIN202
Orange		IMEDIN203
Purple		IMEDIN204
Yellow		IMEDIN205
Lavender		IMEDIN206
Black		IMEDIN207
Blue		IMEDIN208
Green		IMEDIN209
Ocean Blue		IMEDIN2011

Promo: 159,00

Prix: 191,60




A36266 **E-Z Jett Cassette pour 5 instruments** 50Z925
 Coloris : (A-S)
 20,2 x 9,7 x 3,0 cm
 Autoclavable

Prix
33,00



A41659 **E-Z Jett Cassette pour 8 instruments Slim Design** 50Z911
 Coloris : (A-S)
 17,9 x 9,8 x 3,0 cm
 Autoclavable

Prix
40,25



A34822 **Procedure Tub** 20Z463
 Coloris : (A-S)
 31,1 x 27,6 x 7,0 cm
 Autoclavable

Prix
24,15



A34142 **Procedure Tub complet** 20Z455 (Seulement le Procedure Tub est autoclavable)
 Coloris : (A-S)
 32 x 30 x 10,2 cm

Prix
82,80



A36260 **B-Lok Flat Tray** 20Z401
 Coloris : (A-S)
 34,0 x 24,5 x 2,2 cm
 Autoclavable

Prix
16,10



A36331 **Mini Tray** 20Z101
 Coloris : (A-S)
 23,8 x 16,2 x 2,2 cm
 Autoclavable

Prix
14,66




A35710 **Bur Guard 12** 50Z406
 Coloris : (A-S)
 7,3 x 1,0 x 4,2 cm
 Autoclavable

Prix
18,40



A38928 **Compact Steri-Container** 50Z905
 Coloris : (A-S)
 pour maximum 12 instruments
 18,1 x 3,8 x 3,81 cm
 Autoclavable

Prix
13,80



A35868 **E-Z ID Tape Roll** 70z300
 Coloris : (A-S)
 Longueur : 3 metres
 Coloris : (A-S)

Prix
12,36



A41840 **Performance Tool Organizer** 50z940
 Coloris : (A-S)
 20,8 x 10,6 x 4,0 cm
 Autoclavable

Prix
66,70




Réservez une démonstration sans obligation d'achat dans votre cabinet ? Tél. 03 450 93 20 ou e-mail: vente@denta.be

RENDRE LA MAINTENANCE DE VOS INSTRUMENTS PLUS RAPIDE ET PLUS EFFICACE

LM ServoMax

Le système de plateau LM-ServoMax organise et rationalise la manipulation des instruments dentaires et des accessoires pendant les traitements et l'entretien. Il permet un excellent contrôle des infections et un gain de temps en réduisant la manipulation des produits individuels. Ses modules polyvalents permettent d'organiser tous les instruments et accessoires dans un même plateau. Le système s'adapte aux besoins individuels et spécifiques au traitement.




Plateau de base LM-ServoMax
LM 6410 € 56,90 A42895

- Comprend : 1 kit de bandes de fixation universelles et 2 clips métalliques
- Dimensions : 288 x 185 x 29mm



Coffret standard LM-ServoMax A42896
LM 6420 € 21,60



Coffret pour 6 embouts ultrasoniques LM-ServoMax
LM 6460 € 29,70 A42897



Coffret pour fraises/ limes endodontiques LM-ServoMax
LM 6450 € 35,70 A42898



LM-Servo 5
LM 6650 € 37,90 A42899

- Pour cinq instruments
- Dimensions : 180 x 86 x 28mm



LM-Servo 8
LM 6680 € 42,10 A42900

- Pour huit instruments
- Dimensions : 180 x 136 x 28mm



LM-Servo 5E
€ 45,40 V42901

- Pour cinq instruments
- La cassette est dotée d'écrans de sécurité.
- Dimensions : 180 x 83 x 26mm
- Couleurs : gris, bleu, vert, jaune



LM-Servo 8E
€ 50,40 V42902

- Pour huit instruments
- La cassette est dotée d'écrans de sécurité.
- Dimensions : 180 x 133 x 26 mm
- Couleurs : gris, bleu, vert, jaune

LM ErgoSense A41312

SHARP DIAMOND



SANS AFFÛTAGE



PACKAGE DEAL

	Standard	Mini (tige rallongée, lame raccourcie)	Prix
Gracey 1/2 SD	A42904	A42903	€ 59,90
Gracey 7/8 SD	A42906	A42905	€ 59,90
Gracey 11/12 SD	A42908	A42907	€ 59,90
Gracey 13/14 SD	A42910	A42909	€ 59,90
Gracey 15/16 SD		A42912	€ 59,90
Gracey 17/18 SD		A42913	€ 59,90
Dual Gracey Syntette Anterior SD	A42915	A42914	€ 69,90
Dual Gracey Syntette SD (post.)	A35549	A42911	€ 69,90

D'autres instruments sont disponibles.

LM feel the difference

LOSER & CO
öfter mal was Gutes...



Achetez 5 x LM SHARP DIAMOND instruments et achetez A42899 LM-Servo 5 cassette à 1,00 euro !

Appareil

Sidekick

A27056 L affûteuse Sidekick

Prix: 486,80

Une remise de 33%

Promo
325,00

Hu-Friedy



une pierre d'affûtage en céramique
un bâton test en plastique
une loupe
2 piles AA

Brûleur à gaz

A09952 Blue Flame 1500

Prix: 69,90

Promo
49,90



A10069 APT GAZ 200 ml

PRIX
4,99

A27631 Miratorch

**HÄGER
WERKEN**



PRIX
38,50

Appareils de radiologie intra-orale

CS 2200 mural

Le CS 2200 maximise vos capacités de diagnostic et améliore votre procédure grâce à son design intuitif et convivial.

Acquisition d'images rapide, simple et sûre avec le CS 2200

Carestream
DENTAL
Authorized Distributor

Prix: 2999,00

A PARTIR DE
2495,00
avec la possibilité
de prolonger la
garantie de 3 ans



X Mind unity

Une image contrastée et définie. Grâce aux paramètres ajustables tels que les kV, mA et le temps d'exposition combinés à un point focal de 0,4 mm, X-Mind unity fournit une qualité d'image exceptionnelle pour un diagnostic fiable et précis.

Prix: 5075,50

PROMO
2900,00



SATELEC
ACTEON

Vista Intra DC

- Très ergonomique pour un positionnement simple et exact
- Commande simplifiée
- Pré-réglage pour les écrans à mémoire et les capteurs
- Fiabilité et longue durée de vie du tube à rayons X, rayonnement constant
- Réglage variable de l'intensité et de la tension
- Emetteur CC avec un foyer de 0,4 mm

Prix: 4480,00

PROMO
3750,00

DURR
DENTAL

Appareils - Pano

Demandez une offre sur mesure !

NOUVEAU CS 8200 3D

Des capacités étendues dans un design compact

Système 2D/3D polyvalent parfait pour intégrer plus de traitements à votre pratique

Champ d'examen élargi, jusqu'à 12 cm x 10 cm, idéal pour les examens d'arcade complète

Des images 2D/3D exceptionnelles grâce à nos technologies dernier cris

Des images 3D haute résolution avec peu d'artefacts et de bruit

Un logiciel 2D/3D de pointe facilitant l'analyse des images

Des solutions intégrées qui optimisent le flux de travail et aident à fidéliser vos patients

Carestream
DENTAL



PRIX SUR DEMANDE
GSM: 0497 44 56 22
lisc@denta.be

Carestream
DENTAL

Authorized Distributor

CS 8100 SC

3 secondes suffisent pour numériser une image céphalométrique de haute qualité.

- Numérisation en un temps record : vitesse de numérisation céphalo parmi les plus rapides du marché (Image 18 x 24 cm en mode rapide)
- Logiciel exclusif de traçage automatique des structures anatomiques : traçage complet en 90 secondes (Image 18 x 24 cm)
- Module CS Adapt : pour une netteté d'image impressionnante et un rendu personnalisable



CS 8100 3D

Champs d'examen sélectionnables et programmes polyvalents.
Images de très haute précision (résolution jusqu'à 75 µm).
Positionnement intuitif et confortable du patient.
Acquisition rapide des images et réduction de la dose de rayonnement.

PRIX SUR DEMANDE
GSM: 0497 44 56 22
lisc@denta.be



Pour tous renseignements complémentaires, conditions et tarifs

Lionel Schijns


GSM: 0497 44 56 22

lisc@denta.be

CS 8100

Parfait pour vos examens panoramiques quotidiens.
Réalizations sans peine d'images numériques de haute qualité. Rapport performances/prix exceptionnel.
Esthétique, élégant et ultra-compact.





VistaVox S

PRIX SUR DEMANDE
GSM: 0497 44 56 22
lisc@denta.be



Vistapano S 2D


PRIX SUR DEMANDE
GSM: 0497 44 56 22
lisc@denta.be

X MIND prime

X MIND trium



- ▶ Radiologie 3D dernière génération
- ▶ Implantologie performante et durable
- ▶ Focalisation adaptée à la région d'intérêt
- ▶ Maîtrise de la dose de rayons émise



X-Mind® trium Pan Ceph

- ▶ Réf. W0900003 : CEPH gauche (panneau de contrôle à droite)
- ▶ Réf. W0900009 : CEPH droite (panneau de contrôle à gauche)

PRIX SUR DEMANDE
GSM: 0497 44 56 22
lisc@denta.be

X MIND PRIME PAN 2D

Panoramic solution only

PRIX SUR DEMANDE
GSM: 0497 44 56 22
lisc@denta.be



X-Mind® trium Pan 3D

- ▶ Réf. W0900004 : panneau de contrôle à droite
- ▶ Réf. W0900010 : panneau de contrôle à gauche

PRIX SUR DEMANDE
GSM: 0497 44 56 22
lisc@denta.be

X MIND PRIME PAN 3D

CBCT solution providing both panoramic and 3D exams



X-Mind® trium Pan Ceph 3D

- ▶ Réf. W0900006 : CEPH gauche (panneau de contrôle à droite)
- ▶ Réf. W0900012 : CEPH droite (panneau de contrôle à gauche)

PRIX SUR DEMANDE
GSM: 0497 44 56 22
lisc@denta.be



Appareils - Capteurs

RVG 5200 #1

Robuste et fiable, 16pl/mm résolution réelle, meilleur rapport qualité/prix, câble amélioré et renforcé, résistant à l'eau.

A32109 Prix: 4499,00

PROMO avec la possibilité de prolonger la garantie de 3 ans
3495,00



RVG 6200 #1

Flux de travail simple, qualité d'image élevée avec sa résolution réelle de 24pl/mm, nouveau design ergonomique, robuste et fiable

A38646 Prix: 5999,00

PROMO avec la possibilité de prolonger la garantie de 3 ans
4595,00



Demandez une offre sur mesure !

SOPIX²

A42119 Capteur CMOS à fibre optique de 2,21 millions de pixels
Résolution réelle >18 pl/mm
Pour PC et Mac

Prix: 6090,00

PROMO
3799,00



A33610-SOP1
HOUSSE DE PROTECTION pour SOPIX (2) SIZE 1
500 pièces

Prix: 238,10



PROMO
149,00

Appareils - Scanners phosphore

CS 7200

Une solution abordable pour tout cabinet, le système d'imagerie à plaques CS 7200 combine les avantages de la technologie d'imagerie numérique et du film traditionnel.

Prix: 5999,00

PROMO
4750,00
avec la possibilité de prolonger la garantie de 3 ans



CS 7600

Grâce à ses procédures de travail entièrement automatisées et sécurisées, le CS 7600 fournit les éléments essentiels dont vous avez besoin pour produire des images exceptionnelles.

Prix: 7499,00

PROMO avec la possibilité de prolonger la garantie de 3 ans
5195,00



Vistascan

Vistascan Mini Easy

Peut lire des écrans de taille 0 et 2
Raccordement PV via USB ou réseau.



PRIX PROMO
5250,00

Prix: 7140,00

Vistascan Mini Plus avec display

Peut lire des écrans de taille 0 et 4. Convivial, petit display reprenant les informations les plus importantes.



PRIX PROMO
5690,00

Prix: 7350,00

Vistascan Mini View

Peut lire des écrans de taille 0 et 4
Mémoire interne de 8GB.



PRIX PROMO
6400,00


Prix: 8080,00



I AM
EXCLUSIVE*

SUPERDEAL
35 % de réduction !

*je suis unique



PSPiX²

**Le scanner de
radiologie intra-orale
à usage personnel**



- Obtenez des images au contraste saisissant pour un diagnostic plus fiable grâce à la technologie FIBER2PIXEL®.
- Disposez de différentes tailles de plaques en fonction de vos applications cliniques.
- Réalisez des clichés en quelques secondes avec un scanner à portée de main.
- Bénéficiez d'un appareil élégant et compact dans votre cabinet dentaire.



PRIX PROMO
5250,00

A39571
Prix: 7355,80



500,00 euros de remise supplémentaire pour votre ancien scanner à fosfor / capteur (quelque soit la marque).

RINN Porte-films / Porte capteur pour imagerie numérique

Rinn® XCP-PSP Fit® Phosphor Plate Envelopes with Secure Band

Une remise de 10%

Envelopes with Secure Band			Qty	Prix
552714	Phosphor Plate Envelopes, Size #2	A44308	100 pcs.	33,65
552710	Phosphor Plate Envelopes, Size #0	A44306	100 pcs.	33,65
552711	Phosphor Plate Envelopes, Size #1	A44307	100 pcs.	33,65
552712	Phosphor Plate Envelopes, Size #2	A44309	200 pcs.	54,22
552713	Phosphor Plate Envelopes, Size #3	A44310	100 pcs.	39,26



+

Rinn® XCP-PSP Fit® Biteblocks



Anterior Thick		Fits Phosphor Plate Size	Qty	Prix
552730	Anterior Thick	A43902	1	2 pcs. 18,70
552731	Anterior Thick	A43903	2	2 pcs. 18,70
Anterior Thin		Fits Phosphor Plate Size	Qty	Prix
552740	Anterior Thin	A43873	0	4 pcs. 23,37
552741	Anterior Thin	A43876	1	4 pcs. 23,37
552742	Anterior Thin	A43880	2	4 pcs. 23,37
552743	Anterior Thin	A43904	2	10 pcs. 46,74
Posterior		Fits Phosphor Plate Size	Qty	Prix
552750	Posterior	A43874	0	4 pcs. 23,37
552751	Posterior	A43877	1	4 pcs. 23,37
552752	Posterior	A43881	2	4 pcs. 23,37
552753	Posterior	A43905	2	10 pcs. 46,74

Bitewing Horizontal		Fits Phosphor Plate Size	Qty	Prix
552760	Bitewing Horizontal	A43875	0	4 pcs. 23,37
552761	Bitewing Horizontal	A43878	1	4 pcs. 23,37
552762	Bitewing Horizontal	A43883	2	4 pcs. 23,37
552763	Bitewing Horizontal	A43906	2	10 pcs. 46,74
552764	Bitewing Horizontal	A43886	3	4 pcs. 23,37
Bitewing Vertical		Fits Phosphor Plate Size	Qty	Prix
552770	Bitewing Vertical	A43882	2	4 pcs. 23,37
Endodontic		Fits Phosphor Plate Size	Qty	Prix
552781	Endo Horizontal	A43885	2	4 pcs. 23,37
552790	Endo Vertical	A43879	1	4 pcs. 23,37
552791	Endo Vertical	A43884	2	4 pcs. 23,37

+

Rinn® XCP-ORA® One Ring & Arm Positioning System



Rinn® XCP® Aiming Ring & Arm



Rinn® XCP-ORA® Ring & Arm		Qty	Prix
550771	XCP-ORA® Arm & Ring	A36950	1 pc. 134,55
550773	XCP-ORA® Ring	A41028	1 pc. 45,26
550774	XCP-ORA® Arm	A36721	1 pc. 73,86

Rinn® XCP® Endo Arm & Ring		Qty	Prix
550597	Endo Arm (No pins)	A31928	1 pc. 37,69
550598	Endo Ring (Green)	A31925	1 pc. 8,91

Rinn® XCP-PSP Fit® Kits Phosphor Plate Holder System

Rinn® XCP-PSP Fit® Kits		Prix
552700	Complete Size 0 Solution Kit	219,86
A44302	Contains: Envelopes #0 (100), Anterior Thin #0 (4), Posterior #0 (4), Bitewing Hor. #0 (4), ORA Ring & Arm (1)	
552701	Complete Size 1 Solution Kit	227,98
A44303	Contains: Envelopes #1 (100), Anterior Thick #1 (2), Anterior Thin #1 (4), Posterior #1 (4), Bitewing Hor. #1 (4), ORA Ring & Arm (1)	
552702	Complete Size 2 Solution Kit	277,07
A44304	Contains: Envelopes #2 (100), Anterior Thick #2 (2), Anterior Thin #2 (8), Posterior #2 (8), Bitewing Hor. #2 (8), ORA Ring & Arm (1)	

A44303



Rinn® XCP-PSP Fit® Phosphor Plate Holder System for Endo

Rinn® XCP-PSP Fit™		Prix
552703	Complete Endo Kit	194,03
A44305	Contains: Envelopes #1 (100), Envelopes #2 (100), Endo Vert. #2 (4), Endo Hor. #2 (4), Endo Vert. #1 (4), XCP Endo Arm (1), XCP Endo Ring (1)	



Rinn® XCP® Holder System

Une remise de 10%

Recommended for Film



Anterior



Posterior



Bitewings



Endo

Rinn® XCP® Kits	Prix	
542001 A11994	XCP® Evolution 2000 Kit Anterior, Posterior and Bitewings Contains: Anterior (4), Posterior (8), Bitewing Size #0 & #1, hor. (1), Bitewing Size #1, vert. (1), Bitewings Size #2, hor. (2), Bitewings Size #2, vert. (1), Positioning Arms & Rings: Anterior (1), Posterior (2), Bitewing (1), Positioning Poster (1)	148,45
542003 A12134	XCP® Evolution 2000 Kit Complete Kit (Incl. Endo) Contains: all components of 542001 as well as Positioning Arm Endo (1), Positioning Ring Endo (1), Biteblocks Endo (4)	195,36
542045 A31529	XCP® Endo Kit Contains: XCP® Positioning Arm Endo (1), XCP® Positioning Ring Endo (1), XCP® Biteblocks Endo (3)	46,77

XCP® Biteblocks	Qty	Prix
540861 Anterior	A12137 25 pcs.	24,51
540862 Posterior	A31528 25 pcs.	24,51
540863 Anterior and Posterior	A44330 10 pcs.	24,51
540929 Bitewings Size #2, Horizontal	A12135 6 pcs.	14,72
540931 Bitewings Size #3, Horizontal	A44312 6 pcs.	14,72
540935 Endo	A31927 3 pcs.	17,61



A11994



A31529

XCP® Positioning Arms	Qty	Prix
540857 Anterior	A29757 1 pc.	37,69
540858 Posterior	A29220 1 pc.	37,69
540927 Bitewings	A29758 1 pc.	37,69
550597 Endo (No pins)	A31928 1 pc.	37,69

XCP® Positioning Rings	Qty	Prix
540865 Anterior	A37193 1 pc.	8,91
540860 Posterior	A31527 1 pc.	8,91
540934 Bitewings	A31648 1 pc.	8,91
550598 Endo	A31925 1 pc.	8,91

EndoRay® II Film Holder

Fits over endodontic files, clamps and rubber dams.

- Use for endodontic radiography without the cheek interfering with the aiming arm
- Use with #1 or #2 film and phosphor plates
- Autoclavable

EndoRay® II	Qty	Prix
540303 EndoRay® II A12069	2 pcs.	76,60



Rinn® XCP-ORA® Complete Kit for Film

Rinn® XCP-ORA®	Prix	
542071 A37072	XCP-ORA® Complete Kit for Film (no endo included) Contains: 72 Biteblocks - Anterior (20) Posterior (20) Bitewings Size #0 & #1, Horizontal (10) Bitewings Size #1, Vertical (6) Bitewings Size #2, Horizontal (10) Bitewings Size #2, Vertical (6) ORA® Ring & Arm (1) Positioning Poster (1)	196,81





CS 3800 sans fil

Carestream Dental est fière de vous présenter son nouveau scanner intra-oral haut de gamme

- La forme suit la fonction : Une collaboration de design ergonomique renouvelée avec le Studio F. A. Porsche
- Plus léger et plus compact que les scanners intra-oraux Carestream Dental de la génération précédente
- Scanner intra-oral sans fil haute performance pour une mobilité optimale et une expérience utilisateur fluide
- Balayage plus rapide et plus fluide grâce à un champ d'examen et une profondeur de champ plus grands
- Contrôle total des capacités intra-orales directement sur la pièce à main
- Expérience de numérisation intuitive et accès simplifié aux laboratoires dentaires grâce aux fonctionnalités du logiciel CS ScanFlow 1.0.4 et de CS Connect 4.5.

The New Wireless CS 3800

CS 3800

*Pour plus de renseignements, prix ou
demo :*

0497 44 56 22 ou lisc@denta.be



Établi avec moteur d'aspiration et lampe

dentalart

POLO : conçu en pensant à vous

Un long parcours, rempli de patience, une séquence de gestes précis, où se rencontrent technique de pointe et sensibilité humaine : contrôle, ordre et précision sont indispensables à votre travail. C'est avec cette même union de la science et de la passion que Dental Art a conçu POLO, le nouveau laboratoire dont chaque détail permet de garantir une expérience confortable, même en cas de longues sessions. Ses qualités extraordinaires, que l'on retrouve dans les modules simples et qui sont soulignées par de nombreuses possibilités de configuration, le rendent adapté aux exigences de n'importe quel type de travail, habitude ou environnement.

Design élégant et fonctionnel, choix des meilleurs matériaux, assemblage parfait, possibilité de personnalisation des couleurs, en plus du noir et du blanc classiques.

Prix: 3999,00

Prix Promo* 1995,00 euros

Le meuble est à découvrir dans notre salle d'exposition !



*Prix modèle d'exposition, hors livraison.

Plaques ERLM PSPIX² - 2 pièces V39947

Plaque phosphore #0	22 x 35 mm	990215	Prix conseillé: 113,10	Promo: 84,00
Plaque phosphore #1	24 x 40 mm	990216	Prix conseillé: 113,10	Promo: 84,00
Plaque phosphore #2	31 x 41 mm	990217	Prix conseillé: 113,10	Promo: 84,00
Plaque phosphore #3	27 x 54 mm	990218	Prix conseillé: 113,10	Promo: 84,00



Plaques ERLM PSPIX (ancienne génération) - 6 pièces V34724

Plaque phosphore #0	22 x 35 mm	700178	Prix conseillé: 450,00	Promo: 329,00
Plaque phosphore #1	24 x 40 mm	700179	Prix conseillé: 450,00	Promo: 329,00
Plaque phosphore #2	31 x 41 mm	700180	Prix conseillé: 450,00	Promo: 329,00
Plaque phosphore #3	27 x 54 mm	700181	Prix conseillé: 450,00	Promo: 329,00

Radiographie Carestream Dental

CS 7200 Plaque phosphore - 4 pièces V39842

Plaque phosphore #0	22 x 35 mm	1067545	Prix conseillé: 189,00	Promo: 179,00
Plaque phosphore #1	24 x 40 mm	1067552	Prix conseillé: 189,00	Promo: 179,00
Plaque phosphore #2	31 x 41 mm	1067560	Prix conseillé: 189,00	Promo: 179,00



CS 7600 Plaque phosphore - 4 pièces V36572

Plaque phosphore #0	22 x 35 mm	1059955	Prix conseillé: 229,00	Promo: 199,00
Plaque phosphore #1	24 x 40 mm	1059963	Prix conseillé: 229,00	Promo: 199,00
Plaque phosphore #2	31 x 41 mm	1059989	Prix conseillé: 229,00	Promo: 199,00
Plaque phosphore #3	27 x 54 mm	1059997	Prix conseillé: 249,00	Promo: 214,50
Plaque phosphore #4	57 x 76 mm	1060011	Prix conseillé: 299,00	Promo: 249,00



Radiographie Dürr Dental

VistaScan V33883

Plaque phosphore #0	20 x 30 mm	2130-040-50	2 pcs	Prix conseillé: 173,00	Promo: 129,00
Plaque phosphore #1	20 x 40 mm	2130-041-50	2 pcs	Prix conseillé: 177,00	Promo: 133,00
Plaque phosphore #2	30 x 40 mm	2130-042-50	4 pcs	Prix conseillé: 306,00	Promo: 239,00
Plaque phosphore #3	27 x 54 mm	2130-043-50	2 pcs	Prix conseillé: 198,00	Promo: 149,00
Plaque phosphore #4	57 x 75 mm	2130-044-50	1 pc	Prix conseillé: 217,00	Promo: 184,00




Porte-films / Porte capteur pour imagerie numérique

Horizontal and vertical bitewing radiography

A12060 **Kwik-Bite avec anneau 1780**
15 porte-films Kwik-Bite avec indicateur

Prix: 56,61



Une remise de 35%

PROMO
36,50

Radiographie périapicale

A12050 **Super-Bite Anterior avec anneau 1021**
4 Super-Bite Anterior avec anneau, 1 système de centrage


A12051 **Super-Bite Posterior avec anneau 1022**
4 Super-Bite Posterior avec anneau, 1 système de centrage

A12049 **Super-Bite Assortiment 1020**
2 Super-Bite Anterior avec anneau, 2 Super-Bite avec anneau,
2 systèmes de centrage

Prix: 85,40

Une remise de 36%

PROMO
54,50




Antérieur

Postérieur

Bite-wing horizontal

A26410 **Coffret standard Kwik-Bite Senso**
2700, 4 Kwik-Bite Senso avec anneau,
1 système de centrage

Prix: 206,55



Une remise de 35%

PROMO
133,20

Appareils - Cameras intra-orales

Demandez une offre sur mesure !

SOPRO 617

A33015 La caméra intra-orale Sopro 617 offre une visée à 105° permettant une meilleure exploration des régions distales + Dock M-USB2



Prix: 2672,30



PROMO
2190,00

SOPRO 717 First

A32362 Légère 75 g, éclairage par LED (8x), 3 positions pré-réglées (extraorale, intraorale, macro) + Dock M-USB2



Prix: 3355,40



PROMO
2590,00

SOPRO CARE

A37664 Légère 78 g, 4 positions pré-réglées (extraorale, intraorale, 1 dent, macro) + Dock USB 2.0



Prix: 3844,00



PROMO
3390,00

SOPROLIFE

A41928 Léger 78 g) 4 positions pré-réglées (extra-orale, intra-orale, LIFE, macro) + Dock M-USB2



Prix: 4492,40



PROMO
4120,00

CS 1500

A40207 avec câble



Prix: 2499,00



PROMO
2124,00

VISTACAM IX.HD

A40640 Qualité d'image HD haut de gamme, même en mode vidéo (1280 x 1024 pixels).



Prix: 4220,00



PROMO
3790,00

Scialytiques

Demandez une offre sur mesure !

ALYA 2.0

Différentes options de montage !



Power consumption max 26 VA
Color Temperature 5.000 K
Lux from 3.000 to 50.000 (at 700 mm distance)
Light spot dimension 205 x 100 mm (at 700 mm distance)
Cooling System static heat sink (no fan required)
CRI : 97



A PARTIR DE
1790,00

DR. MACH

Dr. Mach LED₂

Dr. Mach LED₃

Dr. Mach systèmes de video

Dr. Mach 130F et 130

A PARTIR DE
1490,00

Dr. Mach



Pour toute information complémentaire ou prix:
03 450 93 20
ou e-mail: vente@denta.be

Prima Mµ

Tête d'observation ergonomique inclinable entre 0 et 210°. Changeur de grossissement en 3-étapes. Large champ de vision -10 X Oculaires avec réglage dioptrique.



A PARTIR DE

6 690,00

Livré et placé

Magna

- Zoom en continu
- Différentes possibilités de montage
- Système ABA (Automatic Balance Arm)
- Base et châssis solides



LABOMED
ideas for vision

A PARTIR DE

23 567,00

Livré et placé

Prima

Système d'éclairage LED. Différentes possibilités de montage. Travailler d'une manière ergonomique. Rotoplate et Extendor Possibilité de documentation digitale. Objectif à focale variable NuVar.



A PARTIR DE

9 297,00

Livré et placé



Appareils - Carts

Integra Cart Smart

- A41146
- 35 x 78 x 45 cm, poids totale 14,5 kg
 - 2 x prises d'électricité, 2 x trays avec rim protection
 - poids maximum par tray 10 kg



Prix: 399,00

SUPERDEAL
355,00

Integra Cart De Luxe II

- A41294 Plateau avec tiroir
- Tiroir: hauteur: 9,5 cm
 - Dimensions (h x l x p): 75,5 x 40 x 50 cm
 - Poids: 22,8 kg, 3 prises d'électricité
 - Raccord pour air comprimé
 - + A41582 câble



Prix: 475,00

A41294 + A41582
459,00

Integra Cart De Luxe III

- A41295 Plateau avec tiroirs
- Tiroir: hauteur: 9,5 cm
 - Dimensions (h x l x p): 75,5 x 40 x 50 cm
 - Poids 26,8 kg, 3 prises d'électricité
 - Raccord pour air comprimé
 - + A41582 câble



Prix: 1299,00

A41295 + A41582
1049,00

Cart Cocoon

- A34812 H 80 cm x L 45 cm x P 40 cm,
- connexions pour air, eau et électricité 2 prises
 - 3 trays 40 x 30 cm



Prix: 384,10

Promo
325,00

Cart Newtron

- A27141 H 77 x L 48 x P 40 cm
- étagères : 42 x 36 cm
 - 2 prises électriques, tuyaux eau et air intégrés



Prix: 579,90

Promo
492,00

Cart ImplantCenter

- A41807 H 79 x L 66 x P 54 cm
- 3 x plateau en verre 60 x 50 cm
 - avec connection air, eau et électricité



Prix: 1209,40

Promo
995,00



We help make
dental implant
treatments more predictable

A43917 OMNIA
Barrier sleeves Osstell Beacon
100 pièces

Prix
95,00

Contactez nous pour les spécifications exactes
et les possibilités :
tél. **03 450 93 20** ou via e-mail: **vente@denta.be**

Passez de la qualité à l'excellence

Osstell Beacon+ vous indique en quelques
secondes quand un implant peut être mis en charge



Prise en charge de
patients à **risque**



Réduction des **durées de**
traitement inutilement longues



Plus de résultats
prévisibles



V43462
Taille 35-40 ou
Taille 41-46

Prix
9,95

les chouettes chaussettes du dentiste

Nos chaussettes vont venir sublimer votre tenue, que vous les portiez au cabinet ou dans votre canapé...
10% du bénéfice sera reversé à la fondation.

'The Health Teeth Foundation', qui offre des soins dentaires aux enfants du tiers monde qui en ont besoin.



ULTRA EARLOOP MASK W/SECURE FIT MASK TECHNOLOGY BLUE

A38028 **Type IIR**

50 pièces

Prix: 24,50

Promo
16,90



ULTRA SENSITIVE EARLOOP MASK W/SECURE FIT MASK TECHNOLOGY WHITE

A38029 **Type IIR**

50 pièces

Prix: 24,50

Promo
16,90



VacuFormer

A34191

VacuFormer toestel, 18 Instant Stone, 18 Instant Stone activators, 50 Splint, 25 Bleach, 18 Mouth Protectors, Schaar, 6 Basetrays

Prix: 582,00

Une remise de **14%**

PROMO
495,00



Accessoires VacuFormer

Cavex Mouth Protector

Les plaques à thermoformer Cavex pour protège-dents sont des plaques professionnelles double couche de 3,8 mm et triple couche de 5 mm avec une couche combinée dure et souple.

V36427 Cavex Mouth Protectors (3,8mm)

Couleur	Réf. art.	Nombre
Rouge/blanc/bleu	VT020	12 pce
Transparent	VT036	12 pce

Promo: **49,50**



Cavex Mouth Protectors X-Pro (5mm) V36302

Couleur	Réf. art.	Nombre
Vert	VT031	12 pce
Transparent	VT033	12 pce

Promo: **52,20**

V40611 Cavex Mouth Protectors Multi Color (4mm)

Couleur	Réf. art.	Nombre
Pretty Pink	VT037	6 pce
FreeStyle	VT038	6 pce
Splash	VT039	6 pce

Promo: **34,20**



Protège-dents professionnels avec un ensemble de deux couches d'EVA souple. Ce matériau présente une excellente résistance à la traction.



Cavex Splint

Les plaques Cavex Splint sont fabriquées à partir d'un matériau rigide transparent, idéal pour la fabrication d'attelles, de gouttières de blanchiment, de contentions orthodontiques etc.

A34317 Cavex Splint (0,6mm) Promo: **24,30**

Couleur	Réf. art.	Nombre
transparent (0,6mm)	VT021	50 pce



Cavex Splint X-heavy (1,5mm) A36336

Couleur	Réf. art.	Nombre
transparent	VT026	25 pce

Promo: **23,40**

A41590 Cavex Splint + (1,0mm) Promo: **21,60**

Couleur	Réf. art.	Nombre
transparent (1,0mm)	VT028	25 pce

Cavex Bleach

Les plaques Cavex Bleach sont réalisées à partir d'un matériau souple/translucide qui est facile à couper pour obtenir une parfaite finition. Ce matériau souple est très confortable pour le tissu gingival et donc idéal pour la fabrication de gouttières de blanchiment.

A34301 Cavex Bleach (1,0mm)

Couleur	Réf. art.	Nombre
transparent	VT022	25 pce

Promo: **29,70**



Cavex Bleach heavy (1,5mm) A36442

Couleur	Réf. art.	Nombre
transparent	VT030	25 pce

Promo: **23,40**

Cavex Bruxism

Les plaques Cavex Bruxism sont dures et d'une transparence cristalline. Leur épaisseur est de 2 mm. Cette plaque est parfaite pour le traitement du bruxisme, pour aider à prévenir l'usure des dents.

A35766 Cavex Bruxism (2,0mm)

Couleur	Réf. art.	Nombre
transparent	VT027	25pce

Promo: **28,80**



CAVEX BITE & WHITE SPACER

VT029

A43960 2 x 1 ml + 5 tips Prix: 17,00



Promo: **14,40**

Oral-B Brosse à Dents Électrique

A43175 **SMART 4 4000S**

1 manche avec chargeur,
2 x brossettes

Prix: 116,64

Par 3 / pièce
64,50



A44223 **PRO 800 SENSI ULTRA THIN**

Prix: 34,99

Par 3 / pièce
29,50



A44222 **PRO 2 2000S NOIR**

Prix: 49,95

Par 3 / pièce
42,50



BROSSE À DENTS ELECTRIQUE GUM® POWERCARE

A42998

Vos patients souffrent de gencives fragiles, de récessions gingivales ou de dents sensibles ? Souhaitez-vous améliorer le brossage de ces patients qui ne maîtrisent pas encore le bon geste ou souffrant de problèmes de dextérité ?

Efficacité supérieure prouvée
Respect des gencives et de l'émail
Timer de 2 minutes : Pulse toutes les 30 secondes pour signaler au patient de passer au cadran suivant jusqu'à ce que le temps de brossage recommandé ait été atteint.
2 Modes de brossage : Standard et Sensitive

Par 3 / pièce
39,20

Prix: 48,97



UBrush! Enterprises

A42227 UBrush! Set

1 x UBrush! Brosse Interdentaire Electrique
11 x Brosse Refill (assortiment: 0,5 mm à 1,2 mm)
1 x Batterie
1 x Miroir

Prix: 59,90

Par 3 / pièce
49,00



Vibreurs

A27831 **VIBR-X-15** Dimension: Ø : 165 mm

Prix: 274,00



PROMO
233,00

A23830 **VIBR-X-24** Dimensions : 252 x 155 mm

Prix: 312,00



PROMO
279,00



Éclairage

Sidèrea DENTAL LED ROOM LIGHT

- Up to 3.000 LUX (at 1,4 m distance)
- Temp. de couleur : Indirect: 4.000 K / Direct: 6.500 K
- 1595 x 645 mm
- 18,5 kg



2 500,00

Prism Touch

- 1456 LEDs, Puissance : 117 W, Flux lumineux à 1 m : 2 500 lux
- Temp. de couleur : 6 500 °K, IRC : > 90%, Driver : 2 x 54V - 1.5A, Télécommande
- 12 kg



2 400,00

Jusqu'à épuisement du stock.

Compresseurs -Moteurs d'aspiration

Tornado 1

Version pour 1 unit dentaire
Réservoir de 20 l

- dessiccateur à membranes en option
- Extrêmement silencieux
- Durable
- Pas cher en entretien
- 2 ans de garantie

A PARTIR DE

1 400,00

V300 S

Moteur d'aspiration sec pour 1 unit dentaire

VSA 300

Moteur d'aspiration humide



Tornado 2

Version pour 2 units dentaires
Réservoir de 20 l



A PARTIR DE

1 095,00



AC 100

- Adaptée pour 1 unit dentaire
- Réservoir 30 l
- Mono cylindre
- Avec dessiccateur à membranes

PRIX PROMO

1 699,00



Téléphone: 0497 44 56 22

e-mail: lisc@denta.be



MARKET Cattani S.p.A.

Spécialisée dans les systèmes de distribution d'air comprimé et d'aspiration, Cattani est leader dans le secteur dentaire. Le compresseur sans huile équipé de dessiccateur et d'une série de filtres, est en mesure de fournir de l'air comprimé sec d'un haut degré de pureté.

Le moteur d'aspiration, pouvant fonctionner en service continu, vous permet de porter l'aspiration à haute vitesse près du fauteuil sans prédisposition spécifique.

AC 200

- Adaptée pour 2 units, max. 3 units dentaires
- Réservoir 30 l
- 2 cylindres
- Avec dessiccateur à membranes

PRIX PROMO

2 499,00



Cattani Turbo Smart

- Turbo-Smart fournit une puissance d'aspiration constante
- Quand il faut moins d'aspiration il réduit la chaleur produite afin d'éviter la surchauffe.
- Turbo-Smart réagit automatiquement à tout problème fonctionnel ou à toute autre situation à risque qui pourrait compromettre l'intégrité de la machine
- Turbo Smart A (standard) utilisé pour 1 ou 2 opérateurs
- Turbo Smart B (option) il est transformé en version 3/4 units dentaires lorsque votre cabinet s'agrandit.
- La consommation d'énergie est proportionnée à l'usage

Turbo smart A sans séparateur d'amalgame

3 225,00

Turbo smart A avec séparateur d'amalgame

3 795,00



Système modulaire ZARGES

Modules et paniers modulaires, accessoires, l'étiquetage, les systèmes de soutien et les supports muraux.
Pour le stockage protégé et ordonné, un empilage et un transport sûr dans le flux de matériaux.
Les paniers modulaires sont disponibles en ABS (acrylonitrile butadiène styrène, bleu clair) et PC (polycarbonate, transparent).
Système Zarges dans notre showroom. **Contactez nous pour les spécifications exactes et les possibilités :**
tél. 03 450 93 20 ou via e-mail: **vente@denta.be**



Tabourets

Support Design

Si votre pratique professionnelle exige une station assise prolongée il est temps de vous montrer bienveillant avec votre corps. Une mauvaise posture devient facilement routinière. Les mauvaises habitudes se prennent tôt car la plupart d'entre nous n'a pas appris à s'asseoir correctement. C'est la raison pour laquelle le design de nos sièges est si intelligent. Grâce à leur design ergonomique la position parfaite semble naturelle. Les tensions seront allégées, les niveaux d'énergie augmentés et le bien-être amélioré. Nos sièges ergonomiques faits main, sont conçus pour favoriser naturellement une bonne posture et vous permettre de vous asseoir confortablement et rester ainsi en bonne santé.

 **Support Design**
Positive Posture

Grand choix de couleurs !



A PARTIR DE
400,00



Bambach

Le siège qui a révolutionné la façon de s'asseoir.

Le fessier repose sur le troussequin de la selle; le bassin ne peut pas partir en arrière.
La cambrure naturelle en S est conservée.
Les disques inter-vertébraux ne sont pas sollicités.

Quand l'utilisateur se penche en avant, il le fait par une rotation du bassin et non plus par une flexion de la colonne vertébrale, son dos est beaucoup moins contraint.

Un réglage de l'inclinaison permet d'adapter exactement le siège à la cambrure de l'utilisateur.

Les contours spécifiques de Bambach contribuent à préserver les courbes naturelles de la colonne vertébrale.

Grand choix de couleurs !

 **HÄGER
WERKEN**

A PARTIR DE
669,45



VOTRE CONFORT NOTRE MÉTIER



ergo s.p.

Démonstration gratuite dans votre cabinet sur demande !

www.ergosp.be

Tabourets

Les tabourets selle sont synonymes d'assise dynamique.

La connaissance des avantages du tabouret selle et les nombreuses études effectuées ont permis à ERGO de mettre au point une série de tabourets selle dénommés.


Le tabouret Pony respecte la colonne vertébrale et sa forme anatomique naturelle grâce à son assise ergonomique en forme de selle. Celle-ci force l'utilisateur à adopter une position droite et active, qui entraîne une répartition équilibrée du poids du corps et évite les douleurs consécutives à une contrainte excessive. Grand choix de couleurs !



Balance Comfort CLASSIC
Noir ou couleur: 750,00




Balance Comfort OPEN
Noir ou couleur: 750,00



Comfort CLASSIC
Noir: 350,00 Couleur: + 50,00




Comfort CLASSIC DOS
Noir: 475,00 Couleur: + 50,00



Comfort OPEN
Noir: 350,00 Couleur: + 50,00



Comfort OPEN DOS
Noir: 525,00 Couleur: + 50,00



Tabouret
Noir: 200,00 Couleur: + 50,00

Contactez nous pour les spécifications exactes et les possibilités :
tél. 03 450 93 20 ou via e-mail: vente@denta.be

Mise au point sur les instruments en endodontie : travaux pratiques

par **Endo Brussels** Arman Gazi le **Jeu**di 25 Novembre 2021 de 19h00 à 22h00

Endo Brussels, Allée de la Minerva 2, 1150 **Woluwe-Saint-Pierre**

L'endodontie évolue à grande vitesse. La concurrence est rude ce qui parfois nous rend confus dans nos choix .

À travers un sondage fait chez les dentistes Belges et Français, je vous propose de décortiquer l'essentiel de ce que l'on voudrait retrouver dans un system endodontique (le pourquoi et comment).

Il y a une grande évolution depuis les limes en acier inoxydable. La recherche aussi évolue et nous apporte de plus en plus de solutions pour les traitements endodontiques.

Comment peut-on choisir un bon système mécanisé et quel moteur acheter ?

Enfin, je terminerai par vous présenter le dernier système en vogue avec ses avantages et inconvénients.

Le chemin se trace vers une évolution du marché et l'apparition des limes de qualité à des prix abordables.

Nous aurons l'occasion de tester les "BlueShaper" sur des dents extraites et de mieux comprendre ce nouveau concept.

Arman Gazi

- Endodontiste exclusif, (Endo-Brussels)
- Endodontie hôpital Erasme (Université Libre de Bruxelles),
- Enseignant Post-graduat endodontie (Université Libre de Bruxelles),
- Enseignant Post-graduat endodontie (Université Rey Juan Carlos-Madrid),
- Endo Training Center,
- Membre certifié de l' European Society for Endodontics (ESE)



Pour une assistance personnelle optimale: maximum 10 participants


Une participation de **150 euros** HTVA par personne.

La deuxième inscription (par cabinet) est à **110 euros** HTVA par personne.

Inscrivez-vous en formant le **03 450 93 20** ou e-mail: vente@denta.be

Avec buffet diner

Demande d'accréditation



ZARC

Taxe récupel: 0,10. Les prix sont en euro hors TVA et par pièce ou par unité de vente. Sous réserve de fautes de frappe ou de composition.

Les photos sont sans engagement. Aucun frais d'administration ou de transport ne sera compté pour les commandes au dessus de 150 euros hors TVA. Placement gratuit pour tout appareil au dessus de 5 000 euros (hors TVA).

Le placement comprend la livraison, le raccordement aux conduites prévues par vos soins selon nos instructions, la mise en service et la formation de l'utilisateur. Les promotions sont valables du **01/10/2021** au **31/12/2021**

Offres valables jusqu'à épuisement du stock et non cumulables avec d'autres actions.

Denta SA, Heiveldkens 2, 2550 Kontich, www.denta.be

Comptoir Dentaire de Bruxelles, EEBIC building, Allée de la Recherche 12 bte 30.28, 1070 Anderlecht, www.comptoir-dentaire.be

COMPTOIR DENTAIRE DE BRUXELLES

