



COLTENE

Octobre – Décembre 2021

Promotions



.....

MicroMega One RECI

→ p. 10

LIME UNIQUE RÉCIPROCITÉ



.....

BRILLIANT EverGlow

→ p. 16

NOUVELLE TEINTE



.....

AFFINIS

→ p. 22



CanalPro™

IRRIGATION ET RINÇAGE

- ▶ Système modulaire innovant pour le remplissage sûr et efficace des seringues avec des solutions d'irrigation.
- ▶ Protection contre la contamination
- ▶ Application sûre et propre
- ▶ Utilisation rapide à une main
- ▶ Évite le gaspillage de matériau

SyringeFill CanalPro

SyringeFill CanalPro sur table

60031347 ~~229€~~ 195€

- 1 x Support pour bouteille incl. base
- 3 x SyringeFill Cap

SyringeFill CanalPro murale

60031348 ~~128€~~ 109€

- 1 x Support pour bouteille
- 3 x SyringeFill Cap

-15%
SUR LES STATIONS
CanalPro





CanalPro NaOCI

Pour l'irrigation/le débridement des canaux radiculaires pendant et après l'instrumentation.

CanalPro NaOCI 3 %
1 × 500 ml

60019655V	32€	24€
-----------	----------------	-----

CanalPro NaOCI 6 %
1 × 500 ml

60019656V	32€	24€
-----------	----------------	-----



CanalPro EDTA 17 %

Élimine les boues dentinaires et ouvre les tubulis afin d'améliorer la diffusion des solutions de désinfection.

CanalPro EDTA 17 %
1 × 500 ml

60019651	66,88€	50,16€
----------	-------------------	--------

CanalPro EDTA 17 %
1 × 100 ml

60019654	19,77€
----------	--------



CanalPro CHX 2 %

Irrigant additionnel en cas de reprise de traitement canalaire. Très efficace contre E. Faecalis et fungi.

CanalPro CHX 2 %
1 × 500 ml

60019658	51,15€	38,36€
----------	-------------------	--------

CanalPro CHX 2 %
1 × 100 ml

60019659	18,16€
----------	--------



CanalPro SyringeFill Cap



1 × SyringeFill Cap

60019662	9,17€
----------	-------

Seringues CanalPro


50 ×	●	●	●	○	
5 ml	60019321	60019322	60019323	60019324	12,76€
10 ml	60011173	60011174	60011175	60011176	15,45€



MicroMega 2Shape

Two files to shape*

*2 limes de mise en forme




L'ENDODONTIE SIMPLIFIÉE

Séquence intuitive de 2 instruments de mise en forme en rotation continue.

Dynamique instrumentale TS1 et TS2.

- ▶ Mouvement de descente progressif en trois vagues avec appui pariétal de remontée.
- ▶ Introduire l'instrument en rotation jusqu'à la rencontre d'une résistance. Effectuer un mouvement de brossage pariétal au contact de la résistance pour libérer les contraintes primaires. Retirer la lime, nettoyer les spires, irriguer avant de poursuivre la progression.



*OFFRE VALABLE UNIQUEMENT AUPRÈS DE VOTRE RESPONSABLE SECTEUR COLTENE



VITESSE DE ROTATION
250 - 400 tr/min



COUPLE MAXIMUM
2,5 N.cm

L'ENDODONTIE SÉCURISÉE

Traitement thermique = jusqu'à 40% de résistance à la fatigue cyclique. Technologie T-Wire.

- ▶ Augmentation de la résistance à la fracture.
- ▶ Gain de flexibilité.
- ▶ Meilleure négociation des courbures.
- ▶ Maintient l'élasticité du Nickel-Titane.

L'ENDODONTIE EFFICACE

Nouvelle section dissymétrique.

- ▶ Réduit le risque de fracture instrumentale.
- ▶ Augmente l'efficacité du brossage en appui pariétal pour un nettoyage sélectif efficace.


MicroMega 2Shape

Réassort 2Shape

~~47,51€~~ PAR 2x 31,83€

1 x 2Shape réf. au choix

TS1 n025 4% TS2 n025 6% F35 n035 6% F40 n040 4%



Long.

21 mm	20953001	20953002	20953003	20953004
25 mm	20953011	20953012	20953013	20953014
31 mm	20953021	20953022	20953023	20953024

MicroMega One Curve

Une gamme d'instruments uniques en rotation continue. Traitement thermique C.Wire

INTELLIGENT

Un seul instrument pour la mise en forme.

- ▶ Gestion simplifiée.
- ▶ Aucun risque de contamination croisée : usage unique.

Un temps de mise en forme réduit.

- ▶ Plus de temps pour l'irrigation.

EFFICIENT

C.Wire : Traitement thermique du Nickel Titane, exclusivité One Curve.

- ▶ Mémoire de forme.
- ▶ Pré-courbable.
- ▶ Maintien de la courbure.

Pré-courbable.

- ▶ Suppression des contraintes.
- ▶ Accès facilité au canal.



*OFFRE VALABLE UNIQUEMENT AUPRÈS DE VOTRE RESPONSABLE SECTEUR COLTENE



VITESSE DE ROTATION
300 - 400 tr/min



COUPLE MAXIMUM
2,5 N.cm



59% +
rapide

par rapport à une séquence instrumentale



2,4% x
plus résistant à la fracture (fatigue cyclique)



100% +
flexible



MicroMega One Curve

B5 One Curve Classics

~~53,73 €~~ PAR 2x 36 €

5 x B5 One Curve Classics

	L21 mm	L25 mm	L31 mm
B5 One Curve n25/4%	20949431	20949441	20949451
B5 One Curve n25/6%	20949401	20949402	20949403
B5 One Curve n35/4%	20949432	20949442	20949452
B5 One Curve n45/4%	20949433	20949443	20949453

HyFlex™ EDM

Une résistance à la rupture jusqu'à **700%** supérieure*

- + Plus de **résistance**
- + **Réduction du nombre de limes** nécessaires pour la réussite du traitement

*Source : essais internes COLTENE



	Orifice Opener 25/12	Lime manuelle MicroMega	Limes de sécurisation au choix suivant l'anatomie canalaire		Lime de préparation 20/05	Mise en forme 25/~ OneFile
			15/03	10/05		
						
	Réassort × 3 Vitesse de rotation 400 tr/min et 2,5 Ncm		Réassort × 3 Vitesse de rotation 300 tr/min et 1,8 Ncm	Réassort × 3 Vitesse de rotation 300 tr/min et 1,8 Ncm	Réassort × 3 Vitesse de rotation 400 tr/min et 2,5 Ncm	Réassort × 3 Vitesse de rotation 400 tr/min et 2,5 Ncm
Long. 21 mm	-		60023493	60022269	60022275	60022270
Long. 25 mm	-		60023492	60019594	60022276	60019595
Long. 15 mm	60019596		-	-	-	-
		Lime manuelle MicroMega 21, 25 ou 29 mm de votre choix				



*OFFRE VALABLE UNIQUEMENT AUPRÈS DE VOTRE RESPONSABLE SECTEUR COLTENE

HyFlex EDM
(kit ou réassort)
45,60 € PAR 2x 30,55 €

Kits HyFlex EDM

Kit de mise en forme simple		✓	Orifice Opener 25/12	✗	Kit de mise en forme medium	
60022267	21 mm	✓	Lime de cathétérisme 10/05	✓	60022277	21 mm
60019363	25 mm	✗	Lime de préparation 20/05	✓	60022278	25 mm
1 × 25/12		✓	Lime de mise en forme 25/~	✓	1 × 10/05	
1 × 10/05					1 × 20/05	
1 × 25/~					1 × 25/~	

Kit de finition HyFlex EDM (facultatif)

60019364

1 × 40/04	
1 × 50/03	
1 × 60/02	

Réassort × 3

40/04	50/03	60/02
60019597	60019598	60019599

HyFlex EDM

Pointes de Guttapercha HyFlex EDM

60022707 21,80 €

60 × Pointes de guttapercha HyFlex EDM 25/~



Pour la nouvelle lime 20/05, une nouvelle pointe Guttapercha est disponible

60022706 21,80 €

Ideales pour l'obturation des canaux radiculaires préparés avec les limes HyFlex EDM.

- Précision
- Code couleur
- Qualité inégalee

MicroMega 2Shape

NOUVEAU

Pointes de Guttapercha et pointes de Papier MicroMega 2Shape

20 €



60 pcs. 144 pcs.

GP TS2 25/06 SB	60023609	-
PP TS2 25/06 CP	-	60023613
GP F35 35/06 SB	60023610	-
PP F35 35/06 CP	-	60023614
GP F40 40/04 SB	60023611	-
PP F40 40/04 CP	-	60023615

MicroMega One Curve

NOUVEAU

Pointes de Guttapercha et pointes de Papier MicroMega One Curve

20 €



60 pcs. 144 pcs.

OneCurve GP 25/06 SB	60023612	-
OneCurve PP 25/06 CP	-	60023616

MicroMega REMOVER

NOUVEAU

La pièce essentielle pour votre retraitement


- ▶ Une seule lime nécessaire pour le retrait des matériaux d'obturation
- ▶ Respect de l'anatomie canalaire
- ▶ Efficace sans aucun solvant
- ▶ Pointe inactive



VITESSE DE ROTATION
400 - 800 tr/min




COUPLE MAXIMUM
2,5 N.cm



OneFlare

REMOVER



REMOVER

B5 MicroMega REMOVER

53,45 €

5 x B5 MicroMega REMOVER
n30/7% Classics

20952301 19 mm

20952311 23 mm

AVIS DE SPÉCIALISTES

Dr Nicolas Guernier ★★★★★ 5
Une désobturation rapide et sécurisée

Dr Fabien Ambert ★★★★★ 4,5
*- Lime tout terrain
- Simplement efficace et rapide
- Indispensable*

Dr Davy Aubeux ★★★★★ 5
*- Efficacité
- Sécurité
- Rapidité*

Dr Michel Ardouin ★★★★★ 5
*- Une efficacité redoutable.
- La désobturation, étape souvent compliquée du retraitement, en deviendrait presque anecdotique.*

Dr Nicolas Gardon ★★★★★ 4,5
*REMOVER :
Retirer Efficacement les Matériaux d'Obturation, Vite, Et, Relax*

DÉCOUVREZ L'ASSISTANT ENDO JENI !

CanalPro™ Jeni



Système d'assistance numérique pour le traitement canalaire



- ▶ 5 systèmes programmés de limes NiTi, HyFlex CM & EDM, MicroMega One Curve, MicroMega Remover et MicroMega 2Shape
- ▶ Notification de rinçage
- ▶ Détection des risques de fracture
- ▶ Programme Doctor's Choice permettant de sauvegarder des séquences individuelles
- ▶ Localisateur d'apex intégré garantissant une mesure précise et continue de la longueur de travail



Nouveau système d'assistance autonome pour le traitement canalaire



Atteindre sa cible avec le mode Jeni



Idéalement adapté aux quatre systèmes de limes



Notification de rinçage



Système de prévention de la rupture de lime



Apex Locator – une mesure de longueur sans interruption



Utilisation flexible avec fonction Doctor's Choice*



Résolument axé sur l'avenir grâce aux mises à jour

CanalPro Jeni

CanalPro Jeni, set complet

60023659	3 300 €
----------	---------

- | | |
|-----|---|
| 1 × | Dispositif de commande |
| 1 × | Moteur avec contact de mesure de l'apex |
| 1 × | Contre-angle entièrement isolé 1:1 |
| 1 × | Pédale Bluetooth |
| 1 × | Bloc d'alimentation |
| 1 × | Set de câbles d'apex |
| 1 × | Étrier pour câbles d'apex |

* sans mode Jeni (aucune commande du mouvement de la lime personnalisée et variable, aucune notification de rinçage ni avertissement de rupture de lime)

MicroMega One RECI

NOUVEAU

Explorez de nouvelles directions


Une lime unique en réciprocité

- Efficacité de coupe : section dissymétrique et variable brevetée
- Sécurité : résistance à la fatigue cyclique
- Flexibilité : respect de l'anatomie canalaire grâce au traitement thermique C.Wire
- Mini-invasif : préservation de la zone péri-cervicale et des tissus dentaires

VITESSE DE ROTATION
300 - 400 tr/min

COUPLE MAXIMUM
4 N.cm

ANGLES DE RÉCIPROCITÉ
170/60



MicroMega One RECI, 5 pcs/pack (B5)

54,50 €

5 TAILLES

3 LONGUEURS

20/04
25/04
25/06
35/04
45/04

21 mm
25 mm
31 mm

	L21 mm	L25 mm	L31 mm
B5 One RECI n20 4% Sterile	60029878	60029883	60029888
B5 One RECI n25 4% Sterile	60029879	60029884	60029889
B5 One RECI n25 6% Sterile	60029880	60029885	60029890
B5 One RECI n35 4% Sterile	60029881	60029886	60029891
B5 One RECI n45 4% Sterile	60029882	60029887	60029892
B5 One RECI Assortiment Sterile 1 x 20.04 + 1 x 25.04 + 1 x 25.06 + 1 x 35.04 + 1 x 45.04	60029898	60029899	60029900



Pour plus d'informations concernant MicroMega One RECI, visitez notre site web : micro-mega.com/one-reci



Scannez le QR Code pour télécharger la liste détaillée des références ou retrouvez-la sur channel.micro-mega.com

Pointes de Papier MicroMega One RECI

20,85 €

144 x Pointes de Papier One RECI

PP 20/04 CP	60031746
PP 25/04 CP	60031747
PP 35/04 CP	60031748
PP 45/04 CP	60031749
PP 25/06 CP	60031750



Pointes de Guttapercha MicroMega One RECI

20 €

60 x Pointes de Guttapercha One RECI

GP 20/04 DB	60031551
GP 25/04 DB	60031552
GP 35/04 DB	60031553
GP 45/04 DB	60031554
GP 25/0~ DB	60031679



NOUVEAU

MicroMega Dual Move

Moteur endo sans-fil



Orientez le contre-angle jusqu'à la position parfaite pour une visibilité optimale !



Contrôlez votre préparation canalaire avec vos sens visuels et auditifs !



Tous niveaux de pratique, toutes limes niti !



Gardez la maîtrise de votre traitement !

NOUVEAU :
FONCTION
RÉCIPROCITÉ
DISPONIBLE



VITESSE DE ROTATION
MAXIMALE
1 000 tr/min



Dual Move avec rotation
continue + réciprocité

52002004 1 027 €

- 1 × Pièce à main Dual Move + batterie
- 1 × Support de la pièce à mains
- 1 × Câble de transfert de données
- 1 × Chargeur avec adaptateurs
- 1 × Buse de pulvérisation
- 1 × Manchon en silicone
- 1 × Notice multilingue



OFFRE Dual Move/One RECI

30 blisters de
5 instruments



MicroMega
Dual Move

~~2 629 €~~

1 599 €



MicroMega
One Flare
× 1



MicroMega
One G
× 4



MicroMega
One RECI
× 25

Détail de l'offre


Réf.	Désignation	Réf.
60032991	1 × One Flare	20952201
	4 × One G	20948202
	1 × One RECI 20.04	60029883
	11 × One RECI 25.04	60029884
	11 × One RECI 25.06	60029885
	1 × One RECI 35.04	60029886
	1 × One RECI 45.04	60029887
	1 × Dual Move POUR 1 €	52002004

GuttaFlow[®] bioseal

Bien plus qu'un système d'obturation :
un outil de guérison



Étape 1 (sécurité directe) :
Protection dès l'obturation, p. ex.
par bioactivité en cas d'humidité
résiduelle dans le canal radiculaire



Étape 2 (sécurité latente) :
Protection régénérative en cas
d'une possible introduction
d'humidité ultérieure, p. ex.
à cause de la formation de fissures, etc.



TEMPS DE TRAVAIL : 5 mn
POLYMÉRISATION : 12 - 16 mn
**CONSISTANCE IDÉALE ET
IDENTIQUE PENDANT TOUTE LA
DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL**



Kit ROEKO GuttaFlow bioseal

60019560 | 148 €

- 1 x 5 ml Seringue à corps double
- 12 x Embouts mélangeurs
- 1 x Bloc de papier pour mélange



Réassort embouts mélangeurs ROEKO GuttaFlow bioseal

60019562 | 36 €

- 24 x Embouts mélangeurs

Réassort ROEKO GuttaFlow bioseal

60019561 | 131 €

- 1 x 5 ml Seringue à corps double



ParaPost®

- ▶ Tenon cylindro-conique pour les canaux étroits où la protection de la structure dentaire saine est essentielle
- ▶ La conicité de 4 % assure un bon ajustement apical avec une technique utilisant des limes de plus grande conicité
- ▶ Translucidité, transmission de lumière = scellement rapide
- ▶ Trois têtes = ajustement aisé de la longueur du tenon
- ▶ Tête arrondie avec contre-dépouille pour une rétention optimale du noyau
- ▶ Quatre tailles



ParaPost

Kit intro Taper Lux

PF180 309,34 €

15 tenons sans métal (4 tailles)

Fibrés, sans métal			
Taille	Ø en mm	Tenons	Forets
3	0,90	-	-
4	1,00	-	-
4,5	1,14	5 unités	1 unité
5	1,25	5 unités	1 unité
5,5	1,40	3 unités	1 unité
6	1,50	2 unités	1 unité
5,5	1,75	-	-

ParaBond®

Système adhésif auto-mordant chimopolymérisable pour l'émail et la dentine qui consiste en un conditionneur sans rinçage et un adhésif chimopolymérisable (adhésifs A et B).




ParaBond

ParaBond Adhesive kit

7486 104,73 €


- 1 x 3 ml ParaBond Non-Rinse Conditioner,
- 1 x 3 ml ParaBond Adhesive A,
- 1 x 3 ml ParaBond Adhesive B

POST AND CORE BUILD-UP IN ONE STEP



ParaCore®

- ▶ Un produit pour toutes les applications
- ▶ 3 indications : reconstitution des moignons, collage des tenons fibrés, collage des couronnes et des bridges sans métal



ParaCore

Réassort ParaCore seringue automix, 2 x 5 ml

95,43 € 71,57 €

- 2 x 5 ml Teinte au choix
- 20 x Embouts mélangeurs, embouts intra-oraux

Réf.	Teinte
5886	White
5887	Dentine
60011391	Dentine SLOW
60011392	Trans SLOW



CIMENT RÉSINE AUTO-ADHÉSIF À POLYMÉRISATION DUALE

SoloCem[®]

Scellement fiable
en une seule étape

-20%
SUR LES RÉASSORTS
SoloCem

Votre partenaire pour pratiquement toutes les indications de collages indirectes.
En fonction de la situation, vous pouvez sceller avec ou sans adhésif.
Pour un usage universel – exigez SoloCem.



Un seul ciment pour pratiquement toutes les indications indirectes



Scellement esthétique



Restaurations durables



Utilisation simple



Réassort SoloCem

~~102,50 €~~ **82 €**

- 4 x 5 ml Seringue automix (teinte au choix)
- 5 x Embouts mélangeurs courts fins
- 5 x Embouts mélangeurs courts super fins

Réf.	Teinte
60014062	Dentine
60014061	White Opaque
60019840	Trans



Pour plus d'informations concernant SoloCem, télécharger notre documentation



LE NOUVEAU
SUPERKRAFT

ADHÉSIF UNIVERSEL MONOCOMPOSANT PHOTOPOLYMÉRISABLE

ONE COAT 7 UNIVERSAL

La cohésion dans toutes les situations



Un seul agent adhésif universel pour toutes les indications et techniques de mordançage



Extrêmement économique : jusqu'à 300 applications par flacon



DENTAL ADVISOR

Product insights you can trust.

EDITOR'S CHOICE



Système de notation :
Excellent + + + + +
Très bien + + + +
Bien + + +



Réassort flacon

60019539	90€	72€
1 x 5 ml	Flacon	
1 x	Accessoires	

Réassort unidoses

60019540	116€	92,80€
50 x 0,1 ml	Unidose	
50 x	Brossettes noires	
1 x	Accessoires	

BRILLIANT EverGlow®

Aptitude au polissage exceptionnelle et brillant durable



Grâce à sa composition de charge sophistiquée, BRILLIANT EverGlow apporte immédiatement une surface exceptionnellement lisse, satinée et brillante dès la mise en place de l'obturation. Le polissage devient un détail et des restaurations très esthétiques peuvent être réalisées en un rien de temps. De plus, le matériau d'obturation polyvalent BRILLIANT EverGlow excelle par la conservation prononcée de son brillant.

Réassorts BRILLIANT EverGlow en tips

~~73,43€~~ PAR 5x 36,72€
20 x Tips 0,2

Réf.	Teinte
60019706	Bleach
60019707	A1/B1
60019708	A2/B2
60019709	A3/D3
60019710	A3.5/B3
60019716	C2/C3
60019717	A4/C4
60019718	TRANSLUCENT
60019719	BLEACH TRANSLUCENT
60019746	OPAQUE BLEACH
60019747	OPAQUE A1
60023823	OPAQUE A2 NOUVELLE TEINTE
60019748	OPAQUE A3
60023824	OPAQUE A4 NOUVELLE TEINTE

Réassorts BRILLIANT EverGlow en seringue

~~50€~~ PAR 5x 25€
1 x Seringue 3 g

Réf.	Teinte
60019697	Bleach
60019698	A1/B1
60019699	A2/B2
60019700	A3/D3
60019701	A3.5/B3
60019702	C2/C3
60019703	A4/C4
60019704	TRANSLUCENT
60019705	BLEACH TRANSLUCENT
60019743	OPAQUE BLEACH
60019744	OPAQUE A1
60023819	OPAQUE A2 NOUVELLE TEINTE
60019745	OPAQUE A3
60023820	OPAQUE A4 NOUVELLE TEINTE



*OFFRE VALABLE UNIQUEMENT AUPRÈS DE VOTRE RESPONSABLE SECTEUR COLTENE



BRILLIANT EverGlow® Flow

Le complément idéal



96%
note globale
obtenue par
les éditeurs
Dental



Product insights
you can trust.

EDITOR'S CHOICE



Système de notation : Excellent ++++
Très bien +++
Bien ++



*OFFRE VALABLE UNIQUEMENT
AUPRÈS DE VOTRE RESPONSABLE
SECTEUR COLTENE

BRILLIANT EverGlow Flow fournit des résultats esthétiques convaincants et constitue le partenaire parfait pour le composite universel BRILLIANT EverGlow. Le composite esthétique et facile à manipuler, BRILLIANT EverGlow Flow présente les caractéristiques suivantes :

- ▶ Système de teintes Duo Shade.
- ▶ Conservation du brillant.
- ▶ Haute stabilité et parfaite thixotropie.
- ▶ Niveau de précision absolu.
- ▶ Idéal pour obturer les endroits difficiles d'accès et le scellement des fissures.
- ▶ Bonnes propriétés d'adaptation grâce à sa faible viscosité.

Réassorts BRILLIANT EverGlow Flow

~~29,42 €~~ PAR 4x **19,71 €**

- 1 x 2 g Seringue
- 5 x Aiguilles d'application standards
- 5 x Aiguilles d'application fines 0,4 mm

Réf.	Teinte
60019752	Bleach BL
60019753	A1/B1
60019754	A2/B2
60019755	A3/D3
60019756	A3.5/B3
60019757	A4/C4
60019758	TRANSLUCENT TRANS
60019751	OPAQUE A2
60023825	OPAQUE A3 NOUVELLE TEINTE

BRILLIANT EverGlow Flow kit intro

60019760 **107,94 €**

- 4 x 2 g Seringues :
A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3,5/B3




BLOC COMPOSITE RENFORCÉ POUR RESTAURATION DÉFINITIVE

BRILLIANT Crios NOUVELLE TEINTE

Bloc 100 % composite renforcé pour les restaurations permanentes.
 Il est utilisé avec le système CAD/CAM CEREC™ pour les restaurations indirectes au fauteuil.

*N'est pas une marque COLTENE

INDICATIONS



BRILLIANT Crios

CEREC/inLab – 5 blocs

111,64€

5 x Blocs (taille 12 ou 14)



	Low Translucent		High Translucent		Super Translucent
	Taille 12	Taille 14	Taille 12	Taille 14	Taille 14
Bleach	60019998 BL LT 12	60019985 BL LT 14	-	-	60024174 BL ST 14
Universal	-	-	-	-	60024175 UN ST 14
A1	60019999 A1 LT 12	60019986 A1 LT 14	60020007 A1 HT 12	60019994 A1 HT 14	-
A2	60020000 A2 LT 12	60019987 A2 LT 14	60020008 A2 HT 12	60019995 A2 HT 14	-
A3	60020001 A3 LT 12	60019988 A3 LT 14	60020009 A3 HT 12	60019996 A3 HT 14	-
A3.5	60020002 A3.5 LT 12	60019989 A3.5 LT 14	-	-	-
B1	60020003 B1 LT 12	60019990 B1 LT 14	60020010 B1 HT 12	60019997 B1 HT 14	-
B2	60020004 B2 LT 12	60019991 B2 LT 14	-	-	-
B3	60020005 B3 LT 12	60019992 B3 LT 14	-	-	-
C2	60020006 C2 LT 12	60019993 C2 LT 14	-	-	-

SYNERGY® D6 Édition limitée

Composite nano-hybride, esthétique grâce à ses teintes dentine et ses 3 teintes émail, qui favorisent un mimétisme exceptionnel.



Kit édition limitée Synergy® D6 en tips (130 pcs.)

60014362 275 €

- 50 × Tips de 0,25 g pour chaque teinte A2/B2, A3/D3
- 10 × Tips de 0,25 g pour chaque teinte A3.5/B3, A4/C4, émail universel

Kit édition limitée Synergy® D6 en seringues (13 pcs.)


60014361 275 €

- 5 × Seringue de 4 g pour chaque teinte A2/B2, A3/D3
- 1 × Seringue de 4 g pour chaque teinte A3.5/B3, A4/C4, émail universel

DIATECH® ShapeGuard



ISO Ø1/10 mm	ÉTAPE 1	ÉTAPE 2
Head L in mm	1.6	1.6
Réf. réassorts (5 polissoirs)	60022004	60022005
Réassort (× 5)	59,11 €	59,11 €



ISO Ø1/10 mm	ÉTAPE 1		ÉTAPE 2	
Head L in mm	1.6	1.6	1.6	1.6
Réf. réassorts (5 polissoirs)	60019877	60019878	60019879	60019880
Réassort (× 5)	59,11 €	59,11 €	59,11 €	59,11 €



ISO Ø1/10 mm	ÉTAPE 1	ÉTAPE 2	ÉTAPE 3
Head L in mm	1.6	1.6	1.6
Réf. réassorts (5 polissoirs)	60019881	60019882	60019883
Réassort (× 5)	59,11 €	59,11 €	59,11 €

Kit d'essai Zircrone

60022006 26 €

Kit d'essai Composite

60019915 46 €

Kit d'essai Céramique

60019914 34 €

Chaque kit d'essai comprend 1 polissoir de chaque référence par kit.

DIATECH® Z-Rex

Instruments diamantés pour Zircone
et autres céramiques hautes performances.



DIATECH Z-Rex

Kit intro DIATECH Z-Rex

60022153	71 €
1 x	ZR801-314-014-M
1 x	ZR801-314-018-M
1 x	ZR850-314-016-10-M
1 x	ZR881-314-016-8-C
1 x	ZR379-314-023-5-M

	ZR801	ZR801	ZR850	ZR881	ZR379
ISO Ø 1/10 mm	014	018	016	016	023
L tête en mm	-	-	10	8	5


Kit ajustement et polissage pour zircone DIATECH

60022152	71 €
1 x	ZR379-314-023-5-M
1 x	ZR862-314-014-8-M
1 x	ZR863-314-014-10-M
1 x	9703RA
1 x	97SG14RA
1 x	9803RA
1 x	98SG14RA



Réassort par 5 DIATECH Z-Rex

44 €



	ZR801 Boule			ZR379 Œuf	ZR862 Flamme	ZR863 Flamme	ZR850 Conique à bout rond	ZR856 Conique à bout rond	ZR881 Cylindrique à bout rond	
	ISO 806 314.001.524...	ISO 806 314.001.524...	ISO 806 314.001.524...	ISO 806 314.277.524...	ISO 806 314.249.524...	ISO 806 314.250.524...	ISO 806 314.199.524...	ISO 806 314.198.524...	ISO 806 314.141.534...	ISO 806 314.141.524...
	1. ACCÈS ENDO			2. AJUSTEMENT CORONAIRE			3. DÉCOUPE CORONAIRE spécialement conçue pour la Zircone			
ISO Ø 1/10 mm	012	014	018	023	014	014	016	018	014	016
L tête en mm	-	-	-	5	8	10	10	10	8	8
Réf. C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60022032
Réf. M	60022023	60022024	60022025	60022022	60022029	60022030	60022026	60022027	60022028	60022031

OFFRE AFFINIS® Sympress II



**Malaxeur automatique
AFFINIS Sympress II**



Kit intro AFFINIS System 360
380 ml (base et catalyseur)
+ 10 embouts mélangeurs dynamiques
+ 1 bague de serrage



Réassorts AFFINIS System 360
2 x 380 ml
+ 1 bague de serrage



**Réassorts AFFINIS
Classique ou PRECIOUS**
2 x 50 ml
+ 12 embouts mélangeurs

**Viscosités au choix :
(panachage possible)**
Light (6501) ou
Light Fast (6601) ou
Regular (6511) ou
Regular Fast (6611) ou
PRECIOUS Light (6775) ou
PRECIOUS Regular (6776)



OFFRE = x1

x1

x8

x3

1 491 €


AFFINIS®

PERFECT IMPRESSIONS

Quatre caractéristiques distinguent le silicone A AFFINIS des autres matériaux pour empreintes contenant des activateurs de surface :

- ▶ Affinité de surface innovante
- ▶ Fluidité optimisée
- ▶ Modèles de meilleure qualité
- ▶ Premières empreintes autoclavables

-25%
SUR LA GAMME AFFINIS



Putty

~~91,03 €~~ 68,27 €

2 × 300 ml Base et catalyseur
2 × Cuillères

Réf.	Viscosité
6530	Putty soft
6531	Putty soft fast
6535	Putty super soft



Classique ou PRECIOUS

~~57,91 €~~ 43,43 €

2 × 50 ml
12 × Embouts mélangeurs universels

Réf.	Viscosité
6501	Classique Light
6601	Classique Light fast
6511	Classique Regular
6611	Classique Regular fast
6775	PRECIOUS light
6776	PRECIOUS regular



System 360

~~197,24 €~~ 147,93 €

2 × 380 ml Réassort
1 × Bague de serrage

Réf.	Viscosité
6472	Putty
6487	Heavy Body
6482	MonoBody

PRESIDENT The Original

UN PETIT PAS POUR LE DENTISTE
UN GRAND PAS POUR LA DENTISTERIE



Putty




Putty soft



Putty soft fast



Putty super soft



Regular body



Light body



Xtra light body



-25%
SUR LA GAMME
PRESIDENT THE ORIGINAL

Gamme Putty

~~71,84 €~~ 53,88 €

2 x 300 ml Base et catalyseur
2 x Cuillères

Réf.	Viscosité
60019942	Putty
60019943	Putty soft
60022166	Putty soft fast
60019944	Putty super soft

System 360

~~165,20 €~~ 123,90 €

2 x 380 ml
1 x Bague de serrage

Réf.	Viscosité
60019946	MonoBody
60019948	Heavy body

Gamme Light cartouche 50 ml

~~47,11 €~~ 35,33 €

2 x 50 ml
12 x Embouts mélangeurs universels

Réf.	Viscosité
60019939	Regular body
60019938	Light body
60019937	Xtra light body



BRILLIANT EverGlow®

NOUVELLE
TEINTE

Aptitude au polissage exceptionnelle
et brillant durable

Avec le système de teintes modulaires de
BRILLIANT EverGlow, il n'a jamais été aussi facile
pour les utilisateurs de faire le bon choix de teinte.

Grâce au système BRILLIANT DuoShade, trois teintes
suffisent pour obtenir rapidement des résultats
esthétiques au quotidien.

-25%

SUR LES SETS PAR 3
BRILLIANT EVERGLOW

Set BRILLIANT EverGlow en tips

60033272 ~~213,56€~~ 160,20€

3 x 20 x 0,2 g A1/B1, A2/B2, A3/D3

Set BRILLIANT EverGlow en seringue

60033273 ~~148,28€~~ 111,20€

3 x 3 g A1/B1, A2/B2, A3/D3



UN RENSEIGNEMENT, UNE DÉMO, UN WORK-SHOP...

HyFlex CM/EDM, BRILLIANT EverGlow, Fill-Up!, COMPONEER, BioSonic,...

VOS INTERLOCUTEURS PRIVILÉGIÉS :

Belgique - Flandres

(NL) Carine.Bulte@coltene.com

T +32 (0) 468 17 24 96

Belgique - Wallonie

(FR) Celine.Poels@coltene.com


T +32 (0) 475 36 07 99

Documents et photos non contractuels. Les prix peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis.
En cas d'erreur de prix sur un produit, COLTENE se réserve le droit de modifier ce prix. Offres valables jusqu'au 31 décembre 2021.
Design : www.filgranestudio.fr. Crédits photo : banque d'image COLTENE, Adobe Stock, Istockphoto.

Coltene/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland

T +41 71 757 53 00
info.ch@coltene.com

 COLTENE.benelux
www.coltene.com

 **COLTENE**