

COLTENE

Oktober – December 2021

Promoties



.....

MicroMega One RECI

→ p. 10

EEN UNIEKE RECIPROCERENDE VIJL



.....

BRILLIANT EverGlow

→ p. 16

NIEUWE KLEUR



.....

AFFINIS

→ p. 22



CanalPro™

IRRIGATIE EN SPOELING

- ▶ Innovatief modulaire systeem voor het veilige en efficiënt vullen van injectiespuiten met irrigatie oplossingen.
- ▶ Bescherming tegen besmetting
- ▶ Veilige en hygiënische toepassing
- ▶ Snelle bediening met één hand
- ▶ Preventie van materiaalverspilling

SyringeFill CanalPro

Vrijstaand station

60031347	229€	195€
----------	------	------

1 x	Houder fles met basis
3 x	Capjes

Fleshouder voor wandmontage

60031348	128€	109€
----------	------	------

1 x	Houder voor fles
3 x	Capjes

-15%

OP STATIONS
CanalPro





CanalPro NaOCl

Voor irrigatie en reiniging van het wortelkanaal en na preparatie.

CanalPro NaOCl 3 %
1 × 500 ml

60019655V	32€	24€
-----------	----------------	-----

CanalPro NaOCl 6 %
1 × 500 ml

60019656V	32€	24€
-----------	----------------	-----



CanalPro EDTA 17 %

Verwijderen van de smeerlaag en het openen van de tubuli voor een betere verdeling van de desinfectiemiddelen.

CanalPro EDTA 17 %
1 × 500 ml

60019651	66,88€	50,16€
----------	-------------------	--------

CanalPro EDTA 17 %
1 × 100 ml

60019654	19,77€
----------	--------



CanalPro CHX 2 %

Bijkomende irrigatie bij een herbehandeling. zeer efficiënt tegen E. faecalis en schimmels.

CanalPro CHX 2 %
1 × 500 ml

60019658	51,15€	38,36€
----------	-------------------	--------

CanalPro CHX 2 %
1 × 100 ml

60019659	18,16€
----------	--------

-25%
OP OPLOSSINGEN
CanalPro 500 ml

CanalPro SyringeFill Cap

1 × SyringeFill Cap

60019662	9,17€
----------	-------



CanalPro Spuiten


50 ×					
5 ml	60019321	60019322	60019323	60019324	12,76 €
10 ml	60011173	60011174	60011175	60011176	15,45 €



MicroMega 2Shape

Two files to shape*

*Slechts 2 vijlen om in vorm te brengen



*AANBOD ALLEEN GELDIG
VIA UW COLTENE
VERTEGENWOORDIGER



ROTATIESNELHEID
250 - 400 tr/min



MAXIMUM TORQUE
2,5 N.cm

VEREENVOUDIGDE ENDODONTIE

Intuïtieve sequence met 2 shaping instrumenten in continuïtieve rotatie.

- ▶ Progressieve beweging in 3 golven met opwaartse circumferential filling movement.
- ▶ Breng het roterende instrument in het wortelkanaal tot er een weerstand voelbaar is. Voer aan de hand van de weerstand een circumferential borstelbeweging uit om de primaire beperkingen te elimineren. Verwijder de vijl uit het wortelkanaal, maak de groeven schoon en bevloei het wortelkanaal. Ga dan verder met de progressieve neerwaartse beweging.

VOOR VEILIGERE BEHANDELINGEN

Thermische behandeling = tot 40 % meer weerstand tegen fatigue cyclique. Technologie T-Wire.

- ▶ Verhoging breukweerstand
- ▶ Meer flexibiliteit
- ▶ Betere behandeling van gekromde kanalen
- ▶ Behoud van de elasticiteit van Nickel-Titanium

DOELTREFFENDE ENDODONTIE

Laatste generatie van cross section met triple helix.


- ▶ Vermindert het risico op instrumentbreuk
- ▶ Verhoogt de efficiëntie van de circumferential brushing bewegingen voor een efficiënte selectieve reiniging.

MicroMega 2Shape

Navulling 2Shape

1 × ~~47,51 €~~ BIJ 2× 31,83 €
2Shape ref. naar keuze

TS1 n025 4% TS2 n025 6% F35 n035 6% F40 n040 4%



Lengte

Lengte	20953001	20953002	20953003	20953004
21 mm	20953011	20953012	20953013	20953014
25 mm	20953021	20953022	20953023	20953024
31 mm				

MicroMega One Curve

Een uniek gamma instrumenten voor continue rotatie Heat treatment C.Wire

INTELLIGENT

Een enkel instrument voor de vormgeving van het wortelkanaal.

- ▶ Eenvoudig in gebruik.
- ▶ Geen risico op cross-contaminatie : éénmalig gebruik.

Verminderde behandelingstijd.

- ▶ Verminderde irrigatietijd.


EFFICIENT

C.Wire : Warmtebehandeling van Nickel-Titanium, een exclusiviteit van One Curve.

- ▶ Controlled memory.
- ▶ Voorbuigbaar.
- ▶ Behoud van de kromming.

Voorbuigbaar.

- ▶ Opheffen van de beperkingen.
- ▶ Makkelijker toegang tot het wortelkanaal.



59% +
vlugger

vergeleken met een
instrumentele
sequentie



2,4% ×
beter bestand tegen breuk
(cyclic fatigue))



100% +
flexibel



*AANBOD ALLEEN GELDIG
VIA UW COLTENE
VERTEGENWOORDIGER



MicroMega One Curve

B5 One Curve Classics

~~53,73 €~~ BIJ 2x 36 €

5 x

B5 One Curve Classics

	L21 mm	L25 mm	L31 mm
B5 One Curve n25/4%	20949431	20949441	20949451
B5 One Curve n25/6%	20949401	20949402	20949403
B5 One Curve n35/4%	20949432	20949442	20949452
B5 One Curve n45/4%	20949433	20949443	20949453

HyFlex™ EDM

EEN BREUKWEERSTAND
TOT **700% HOGER***

- + Hogere breukweerstand
- + Minder vijlen nodig voor een succesvolle behandeling

*Bron : interne studies COLTENE



	Orifice Opener 25/12	Handvijl MicroMega	Glijpadvijl naar keuze afhankelijk van de anatomie van het kanaal		Voorbereiding 20/05	Vormgeving 25/~ OneFile
			15/03 	10/05 		
	Refill pack x3 Rotatiesnelheid 400 tr/min en 2,5 Ncm		Refill pack x3 Rotatiesnelheid 300 tr/min en 1,8 Ncm	Refill pack x3 Rotatiesnelheid 300 tr/min en 1,8 Ncm	Refill pack x3 Rotatiesnelheid 400 tr/min en 2,5 Ncm	Refill pack x3 Rotatiesnelheid 400 tr/min en 2,5 Ncm
Formaat 21 mm	-	Handvijl MicroMega 21, 25 of 29 mm een keuze	60023493	60022269	60022275	60022270
Formaat 25 mm	-		60023492	60019594	60022276	60019595
Formaat 15 mm	60019596		-	-	-	-



*AANBOD ALLEEN GELDIG
VIA UW COLTENE
VERTEGENWOORDIGER

HyFlex EDM
(per doosje met 3 vijlen)

45,60 € BIJ 2x 30,55 €

Kits HyFlex EDM

Kit Shaping Set

60022267 21 mm
60019363 25 mm

1 x 25/.12
1 x 10/.05
1 x 25/~



Orifice Opener
25/.12



Glijpadvrij
10/.05



Vorbereidingsvrij
20/.05



Vormgevingsvrij
25/~



Kit Shaping Set Medium

60022277 21 mm
60022278 25 mm

1 x 10/.05
1 x 20/.05
1 x 25/~

HyFlex edm Finishing Set (optioneel)

60019364

1 x 40/.04
1 x 50/.03
1 x 60/.02

Refill pack x 3

40/.04 60019597	50/.03 60019598	60/.02 60019599
--------------------	--------------------	--------------------

HyFlex EDM

Guttapercha Greater Taper HyFlex EDM OneFile

60022707 21,80 €

60 x Gutta percha punten
HyFlex EDM OneFile 25/~



MicroMega 2Shape

Guttaperchapunten en Papierpunten MicroMega 2Shape

20 €



NIEUW

MicroMega One Curve

Guttaperchapunten en papierpunten MicroMega One Curve

20 €



NIEUW

Voor de nieuwe vijl 20/.05 is er een
nieuwe guttaperchapunt beschikbaar

60022706 21,80 €

Ideaal voor het vullen van kanalen
behandeld tot de HyFlex EDM OneFile.

- Precies
- Kleurcode
- Ongeëvenaarde kwaliteit

	60 Stks	144 Stks
GP TS2 25/.06 SB	60023609	-
PP TS2 25/.06 CP	-	60023613
GP F35 35/.06 SB	60023610	-
PP F35 35/.06 CP	-	60023614
GP F40 40/.04 SB	60023611	-
PP F40 40/.04 CP	-	60023615

	60 Stks	144 Stks
OneCurve GP 25/.06 SB	60023612	-
OneCurve PP 25/.06 CP	-	60023616

MicroMega REMOVER

NIEUW

Het essentiële onderdeel
voor uw herbehandeling


- ▶ Slechts één vijl nodig voor de verwijdering van afdichtingsmaterialen
- ▶ Respect voor de anatomie van het wortelkanaal
- ▶ Efficiënt zonder enig oplosmiddel
- ▶ Inactieve tip

ROTATIESNELHEID
400 - 800 tr/min

MAXIMUM TORQUE
2,5 N.cm

OneFlare

REMOVER



400 rpm
Maximum torque: 3 N.cm



WL - 3 mm



400-800 rpm
Maximum torque: 2.5 N.cm


REMOVER

B5 MicroMega REMOVER

53,45 €

5 x B5 MicroMega REMOVER
n30/7% Classics

20952301 19 mm
20952311 23 mm



MENING VAN SPECIALISTEN

Dr Nicolas Guernier	★★★★★ 5 <i>Een veilige en snelle verwijdering</i>
Dr Fabien Ambert	★★★★★ 4,5 - Vijl voor alle gebieden - Eenvoudig efficiënt en snel - Onmisbaar
Dr Davy Aubeux	★★★★★ 5 - Efficiënt - Veilig - Snel
Dr Michel Ardouin	★★★★★ 5 - Ongelooflijk efficiënt - Desobturatie is vaak heel complex in verschillende stappen maar wordt met gebruik van deze vijl bijna anekdotisch
Dr Nicolas Gardon	★★★★★ 4,5 <i>Verwijdert in feite makkelijk en vlug de vullingsmaterialen</i>

ONTDEK UW ASSISTENTE JENI !

CanalPro™ Jeni

NIEUW

Digitaal assistentiesysteem
voor wortelkanaalbehandeling



- ▶ 5 geprogrammeerde NiTi vijlsystemen, HyFlex CM & EDM, MicroMega One Curve, MicroMega Remover en MicroMega 2Shape
- ▶ Spoelmelding
- ▶ Detectie van breukrisico's
- ▶ Doctor's Choice programma voor het opslaan van individuele sequenties
- ▶ Geïntegreerde apexlocator voor nauwkeurige en continue lengtemeting



Nieuw zelfstandig assistentiesysteem voor de behandeling van het wortelkanaal



Het bereiken van uw doel met de Jeni-modus



Perfect aangepast aan 4 soorten systemen van vijlen



Automatische spoelmelding



Preventiesysteem tegen risico op breuk



Geïntegreerde Apex Locator : Lengtemeting ;met keuze aan of uit



Flexibel gebruik met Functie Doctor's Choice* : zelf instellen van vijlsystemen



Resoluut gericht op de toekomst met updates

CanalPro Jeni

CanalPro Jeni, complete set

60023659	3 300 €
1 x	Besturingsapparaat
1 x	Motor met apex meetcontact
1 x	Volledig geïsoleerd hoekstuk 1:1
1 x	Bluetooth-pedaal
1 x	Stroomvoorziening
1 x	Apex kabelset
1 x	Apex kabelklem

* geen Jeni-modus (geen aangepaste bestandsbewegingscontrole en variabele, geen spoelmelding of waarschuwing voor breukrisico)

MicroMega One RECI

NIEUW

Ontdek de nieuwe richtingen


Een unieke reciprocerende vijl

- Snij-efficiëntie: gepatenteerde asymmetrische en variabele doorsnede
- Veiligheid: weerstand tegen cyclische vermoeidheid
- Flexibiliteit: respect voor de anatomie van het wortelkanaal dankzij de C.Wire warmtebehandeling
- Minimaal-invasief: behoud van de peri-cervicale zone en het tandweefsel

ROTATIESNELHEID
300 - 400 tr/min

MAXIMUM TORQUE
4 N.cm

RECIPROC HOEK
170/60



MicroMega One RECI, 5 stks/pack (B5)

54,50 €

► 5 MATEN

20/.04
25/.04
25/.06
35/.04
45/.04

► 3 LENGTES

21 mm
25 mm
31 mm

	L21 mm	L25 mm	L31 mm
B5 One RECI n20 4 % steriel	60029878	60029883	60029888
B5 One RECI n25 4 % steriel	60029879	60029884	60029889
B5 One RECI n25 6 % steriel	60029880	60029885	60029890
B5 One RECI n35 4 % steriel	60029881	60029886	60029891
B5 One RECI n45 4 % steriel	60029882	60029887	60029892
B5 One RECI steriel assortiment 1 x 20.04 + 1 x 25.04 + 1 x 25.06 + 1 x 35.04 + 1 x 45.04	60029898	60029899	60029900



Voor meer informatie betreffende onze MicroMega One RECI :
bezoek onze website :
micro-mega.com/one-reci



Scan de QR-code voor het uploaden van een gedetailleerde lijst met referenties die u terugvindt op channel.micro-mega.com

Papierpunten

MicroMega One RECI

20,85 €

144 x Papierpunten
One RECI

PP 20/.04 CP	60031746
PP 25/.04 CP	60031747
PP 35/.04 CP	60031748
PP 45/.04 CP	60031749
PP 25/.06 CP	60031750



Guttaperchapunten

MicroMega One RECI

20 €

60 x Guttaperchapunten
One RECI

GP 20/.04 DB	60031551
GP 25/.04 DB	60031552
GP 35/.04 DB	60031553
GP 45/.04 DB	60031554
GP 25/.06 DB	60031679



NIEUW

MicroMega Dual Move

Draadloze motor EMB



Oriënteer het hoekstuk op de perfecte positie voor een optimale zichtbaarheid



Controleer uw wortelkanaalpreparatie met visuele en auditieve zintuigen



Voor alle praktische niveaus, voor alle NITI vijlen !



Houd controle over uw behandeling !



NIEUW :
FUNCTIE
RECIPROC
BESCHIKBAAR



MAXIMUM
ROTATIESNELHEID
1 000 tr/min



Dual Move met continue
rotatie + reciproc

52002004

1 027 €

- 1 x Dual Move handstuk + batterij
- 1 x Houder voor handstukken
- 1 x Gegevensoverdrachtkabel
- 1 x Lader met adapters
- 1 x Spuitmond
- 1 x Siliconenkoker
- 1 x Meertalige instructie



AANBOD Dual Move/One RECI

30 doosje met 5
instrumenten erin



MicroMega
Dual Move

~~2 629 €~~

1 599 €



MicroMega
One Flare
× 1



MicroMega
One G
× 4



MicroMega
One RECI
× 25

Promotie aanbod in detail

Ref.	Beschrijving	Ref.
60032991	1 x One Flare	20952201
	4 x One G	20948202
	1 x One RECI 20.04	60029883
	11 x One RECI 25.04	60029884
	11 x One RECI 25.06	60029885
	1 x One RECI 35.04	60029886
	1 x One RECI 45.04	60029887
	1 x Dual Move VOOR 1 €	52002004

GuttaFlow[®] bioseal

Niet alleen vullen, maar ook genezen



Stap 1 (Directe bescherming)

Bescherming al tijdens het vullen, bijvoorbeeld met bioactiviteit vanwege het mogelijke residuele vocht in het wortelkanaal



Stap 2 (Indirecte bescherming)

Regeneratieve bescherming tegen mogelijk binnendringend vocht, bijv. bij wortelkanaal fracturen



WORKING TIME : 5 mn

CURING : 12 - 16 mn

**IDENTIEKE EN IDEALE
CONSISTENTIE GEDURENDE
DE GANSE WERKTIJD**



ROEKO GuttaFlow bioseal Standard Set

60019560	148 €
1 x 5 ml	Automix-spuut
12 x	Mengtips
1 x	Mengblok



ROEKO GuttaFlow bioseal navulverpakking mengtips

60019562	36 €
24 x	Mengtips

ROEKO GuttaFlow bioseal navulverpakking spuit

60019561	131 €
1 x 5 ml	Automix-spuut



ParaPost®

- Cilindrisch – conische stift voor smalle kanalen waar de bescherming van een gezonde tandstructuur essentieel is
- 4 % tapered design zorgt voor een goede apicale pasvorm met greater taper vijltechniek
- Translucent, lichtdoorlatend voor een snelle cementering
- Ontwerp met drie koppen voor een eenvoudige lengteaanpassing van de stift
- Afgeronde ondersneden kopvorm voor een optimale kernretentie
- Vier maten

1 REFILL
n° 5 (PF1815)
= 1 €
BIJ AANKOOP
TAPER LUX INTROKIT

ParaPost

Introkit Taper Lux

PF180 309,34 €

15 glasvezel stiften (4 boren)

Glasvezelstiften			
Formaat	Ø en mm	Stiften	Boren
3	0,90	-	-
4	1,00	-	-
4,5	1,14	5 stks	1 stks
5	1,25	5 stks	1 stks
5,5	1,40	3 stks	1 stks
6	1,50	2 stks	1 stks
5,5	1,75	-	-

ParaBond®

Chemisch uithardend adhesief systeem voor enamel en dentine dat bestaat uit een non-rinse conditioner en een chemisch uithardend adhesief (adhesief A en B).




ParaBond

ParaBond Adhesive kit

7486 104,73 €


- 1 x 3 ml ParaBond Non-Rinse Conditioner,
- 1 x 3 ml ParaBond Adhesive A,
- 1 x 3 ml ParaBond Adhesive B

POST AND CORE BUILD-UP IN ONE STEP



ParaCore®

- Stiftcementatie
- Stompopbouw materiaal
- Cementatie van kroon en brugwerk zonder metaal = monoblok!



ParaCore

Navulling ParaCore
automix, spuiten 2 x 5 ml

95,43 € 71,57 €

- 2 x 5 ml Kleur naar keuze
- 20 x Mixing tips met intra-orale tip
- Ref. kleur

5886	White
5887	Dentine
60011391	Dentine SLOW
60011392	Trans SLOW

-25%

OP NAVULLING
ParaCore

SELF-ADHESIVE DUAL-CURING RESIN CEMENT

SoloCem[®]Betrouwbaar
cementerend in 1 stap**-20%**OP NAVULLING
SoloCem

Uw partner voor bijna alle indirecte hechtingsindicaties.
Afhankelijk van de indicatie kunt u cementeren met of zonder bonding.
Voor een universeel gebruik - vraag naar Solocem.



Een enkel cement voor bijna
alle indirecte indicaties



Esthetische hechting



Duurzame restauratie



Eenvoudig in gebruik

**Navulling SoloCem**~~102,50 €~~**82 €**

- 4 x 5 ml Automix spuit (kleur naar keuze)
- 5 x Mengtips kort fijn
- 5 x Mengtips kort superfijn

Ref.	Kleur	
60014062		Dentine
60014061		White Opaque
60019840		Trans



Voor meer informatie betreffende
Solocem, download onze
documentatie

**NIEUW
SUPERKRAFT**

LICHTUITHARDENDE UNIVERSELE ÉÉNSTAPS BONDING

ONE COAT 7 UNIVERSAL

De hechting in alle situaties



Een universele éénstapsbonding
geschikt voor alle indicaties
en etstechnieken



Extreem economisch :
tot 300 applicaties
in een flesje



Product insights
you can trust.

EDITOR'S CHOICE



Beoordeling : Uitstekend + + + + +
 Zeer goed + + + + +
 Goed + + +



-20%

OP ONE COAT 7 UNIVERSAL



Navulling fles

60019539	90€	72€
1 x 5 ml	Fles	
1 x	Accessoires	

Navulling unidoses

60019540	116€	92,80€
50 x 0,1 ml	Unidose	
50 x	Applicatieborstel	
1 x	Accessoires	

BRILLIANT EverGlow®

Universeel submicron hybride composiet

Dankzij de geavanceerde samenstelling van de vulstoffen heeft BRILLIANT EverGlow al direct na het plaatsen een uitzonderlijk glad oppervlak en een satijnachtige glans. Dit vereenvoudigt het polijsten en er zijn binnen de kortst mogelijke tijd zeer esthetische restauraties mogelijk. Bovendien blinkt het veelzijdige vulmateriaal uit door zijn uitgesproken glansbehoud.



*AANBOD ALLEEN GELDIG
VIA UW COLTENE
VERTEGENWOORDIGER

Navullingen BRILLIANT EverGlow tips

~~73,43€~~ BIJ 5x 36,72€

20 x

Tips 0,2

Ref.	Kleur	
60019706	DENTINE	Bleach
60019707		A1/B1
60019708		A2/B2
60019709		A3/D3
60019710		A3.5/B3
60019716		C2/C3
60019717		A4/C4
60019718	GLAZUUR	TRANSLUCENT
60019719		BLEACH TRANSLUCENT
60019746	OPAQUE	OPAQUE BLEACH
60019747		OPAQUE A1
60023823		OPAQUE A2 NIEUWE KLEUR
60019748		OPAQUE A3
60023824		OPAQUE A4 NIEUWE KLEUR

Navullingen BRILLIANT EverGlow draaispuut

~~50€~~ BIJ 5x 25€

1 x

Draaispuut 3 g

Ref.	Kleur	
60019697	DENTINE	Bleach
60019698		A1/B1
60019699		A2/B2
60019700		A3/D3
60019701		A3.5/B3
60019702		C2/C3
60019703		A4/C4
60019704	GLAZUUR	TRANSLUCENT
60019705		BLEACH TRANSLUCENT
60019743	OPAQUE	OPAQUE BLEACH
60019744		OPAQUE A1
60023819		OPAQUE A2 NIEUWE KLEUR
60019745		OPAQUE A3
60023820		OPAQUE A4 NIEUWE KLEUR



BRILLIANT EverGlow® Flow

Universeel submicron hybride composiet



Product insights
you can trust.

EDITOR'S CHOICE



Beoordeling : Uitstekend + + + + +
 Zeer goed + + + +
 Goed + + +



*AANBOD ALLEEN GELDIG
VIA UW COLTENE
VERTEGENWOORDIGER

BRILLIANT EverGlow Flow zorgt voor overtuigende resultaten en is de perfecte partner voor de universele composiet BRILLIANT Everglow.

BRILLIANT EverGlow Flow is een esthetisch en gemakkelijk te hanteren composiet met de volgende kenmerken :

- Duo Shade systeem.
- Glansbehoud.
- Hoge stabiliteit en perfecte thixotropie.
- Absoluut nauwkeurigheidsniveau.
- Ideaal voor het afdichten van moeilijk bereikbare plaatsen en het afluiten van fissuren
- Goede aanpassingseigenschappen dankzij lage viscositeit.

Navullingen BRILLIANT EverGlow Flow

29,42€ BIJ 4x 19,71€

1 x 2 g Spuut
 5 x Standaard applicatietips
 5 x Fijne applicatietips

Ref.	Kleur	
60019752	Bleach BL	
60019753	A1/B1	
60019754	A2/B2	
60019755	A3/D3	
60019756	A3.5/B3	
60019757	A4/C4	
60019758	TRANSLUCENT TRANS	
60019751	OPAQUE A2	
60023825	OPAQUE A3	NIEUWE KLEUR

Introkit BRILLIANT EverGlow Flow

60019760 107,94€

4 x 2 g Draaispuut:
 A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3.5/B3



VERSTERKT COMPOSITBLOK VOOR PERMANENTE RESTAURATIES

BRILLIANT Crios


NIEUWE KLEUR

Blokje en schijf 100 % versterkte composiet voor permanente restauraties.

Het wordt gebruikt met het CAD/CAM Cerec™* systeem voor indirecte restauraties in de stoel.

*IS GEEN MERK VAN COLTENE

INDICATIES



BRILLIANT Crios

CEREC/inLab – 5 blocs

111,64 €

5 x Blocs (maat 12 of 14)



	Low Translucent		High Translucent		Super Translucent
	Maat 12	Maat 14	Maat 12	Maat 14	Maat 14
Bleach	60019998 BL LT 12	60019985 BL LT 14	-	-	60024174 BL ST 14
Universal	-	-	-	-	60024175 UN ST 14
A1	60019999 A1 LT 12	60019986 A1 LT 14	60020007 A1 HT 12	60019994 A1 HT 14	-
A2	60020000 A2 LT 12	60019987 A2 LT 14	60020008 A2 HT 12	60019995 A2 HT 14	-
A3	60020001 A3 LT 12	60019988 A3 LT 14	60020009 A3 HT 12	60019996 A3 HT 14	-
A3.5	60020002 A3.5 LT 12	60019989 A3.5 LT 14	-	-	-
B1	60020003 B1 LT 12	60019990 B1 LT 14	60020010 B1 HT 12	60019997 B1 HT 14	-
B2	60020004 B2 LT 12	60019991 B2 LT 14	-	-	-
B3	60020005 B3 LT 12	60019992 B3 LT 14	-	-	-
C2	60020006 C2 LT 12	60019993 C2 LT 14	-	-	-

SYNERGY® D6 Limited Edition

Universeel nano composiet
met duoshade kleurensysteem



Tijdelijke promotiekit Synergy D6 (130 tips)

60014362 275 €


50 × Tips van 0,25 g van de kleuren A2/B2, A3/D3
10 × Tips van 0,25 g van de kleuren A3.5/B3, A4/C3,
Enamel Universal, Shade Guide

Tijdelijke promotiekit Synergy D6 (13 spuitjes)


60014361 275 €

5 × Spuitjes van 4 g van de kleuren A2/B2, A3/D3
1 × 1 spuit van 4 g van de kleuren A3.5/B3, A4/C3,
Enamel Universal, Shade Guide

DIATECH® ShapeGuard



ISO Ø1/10 mm	140	140
Head L in mm	1.6	1.6
Ref. navulling (5 polishers)	60022004	60022005
Navulling (× 5)	59,11 €	59,11 €



ISO Ø1/10 mm	110	140	110	140
Head L in mm	1.6	1.6	1.6	1.6
Ref. navulling (5 polishers)	60019877	60019878	60019879	60019880
Navulling (× 5)	59,11 €	59,11 €	59,11 €	59,11 €



ISO Ø1/10 mm	140	140	140
Head L in mm	1.6	1.6	1.6
Ref. navulling (5 polishers)	60019881	60019882	60019883
Navulling (× 5)	59,11 €	59,11 €	59,11 €

Trialkit Zirkonium

60022006 26 €

Trialkit Composiet

60019915 46 €

Trialkit Keramiek

60019914 34 €

Elke trialkit bevat 1 polisher van elk artikelnummer van de kit.



DIATECH® Z-Rex

Gecontroleerde oerkracht

Gecontroleerde oerkracht om zirconium oxide nauwkeurig en efficiënt te bewerken

DIATECH Z-Rex

Introkit DIATECH Z-Rex

60022153	71 €
1 x	ZR801-314-014-M
1 x	ZR801-314-018-M
1 x	ZR850-314-016-10-M
1 x	ZR881-314-016-8-C
1 x	ZR379-314-023-5-M

					
	ZR801	ZR801	ZR850	ZR881	ZR379
ISO Ø 1/10 mm	014	018	016	016	023
L hoofd in mm	-	-	10	8	5

DIATECH Zirconia Aanpassing en Polijst Kit



60022152	71 €
1 x	ZR379-314-023-5-M
1 x	ZR862-314-014-8-M
1 x	ZR863-314-014-10-M
1 x	9703RA
1 x	97SG14RA
1 x	9803RA
1 x	98SG14RA



Navulling par 5 DIATECH Z-Rex

44 €



	ZR801 Bolletje			ZR379 Ei	ZR862 Vlam	ZR863 Vlam	ZR850 Conisch afgeronde top	ZR856 Conisch afgeronde top	ZR881 Cylindrisch afgeronde top		
											
	1. ENDO ACCESS			2. KROONAAANPASSING			3. KROONVERWIJDERING				
ISO Ø 1/10 mm	012	014	018	023	014	014	016	018	018	014	016
L hoofd in mm	-	-	-	5	8	10	10	10	8	8	8
Ref. C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60022032
Ref. M	60022023	60022024	60022025	60022022	60022029	60022030	60022026	60022027	60022028	60022031	-

PACKAGE DEAL MET TOESTEL AFFINIS® Sympress II



**Automatische mengmachine
Affinis Sympress II**



Introkit AFFINIS System 360

380 ml (base en catalyst)
+ 10 mixing tips
+ 1 fixatie ring

Viscositeiten naar keuze:

(Mixer is mogelijk)
Putty (6471) of
Heavy Body (6485) of
MonoBody (6480)



Refills AFFINIS System 360

2 x 380 ml
+ 1 fixatie ring

Viscositeiten naar keuze:

(Mixer is mogelijk)
Putty (6472) of
Heavy Body (6487) of
MonoBody (6482)



Refills AFFINIS

Klassiek of PRECIOUS

2 x 50 ml
+ 12 mixing tips

Viscositeiten naar keuze:

(Mixer is mogelijk)
Light (6501) of
Light Fast (6601) of
Regular (6511) of
Regular Fast (6611) of
PRECIOUS Light (6775) of
PRECIOUS Regular (6776)

PACKAGE = x1

x1

x8

x3

1 491 €

AFFINIS®

PERFECT IMPRESSIONS

Vier kenmerken onderscheiden het A-silicoon :
AFFINIS van andere afdruckmaterialen met
oppervlakte activatoren :

- ▶ Innovatieve oppervlakteaffiniteit
- ▶ Geoptimaliseerde vloeibaarheid
- ▶ Modellen van uitstekende kwaliteit
- ▶ Eerste autoclaveerbare afdrukken

-25%

OP GAMMA AFFINIS



Putty

~~91,03 €~~ 68,27 €

2 x 300 ml Basis en catalysator
2 x Lepel

Ref.	Viscositeit
6530	Putty soft
6531	Putty soft fast
6535	Putty super soft

Klassiek of PRECIOUS

~~57,91 €~~ 43,43 €

2 x 50 ml
12 x Universele mixingtips

Ref.	Viscositeit
6501	Klassiek Light
6601	Klassiek Light fast
6511	Klassiek Regular
6611	Klassiek Regular fast
6775	PRECIOUS light
6776	PRECIOUS regular

System 360

~~197,24 €~~ 147,93 €

2 x 380 ml Verpakking
1 x Fixatie ring

Ref.	Viscositeit
6472	Putty
6487	Heavy Body
6482	MonoBody

PRESIDENT The Original

EEN KLEINE STAP VOOR DE TANDARTS
EEN GROTE STAP VOOR DE TANDHEELKUNDE



Putty



Putty soft



Putty soft fast



Putty super soft



Regular body



Light body



Xtra light body




Gamma Putty

~~71,84 €~~ 53,88 €

2 x 300 ml Basis en catalysator
2 x Lepel

Ref. Viscositeit

60019942	Putty
60019943	Putty soft
60022166	Putty soft fast
60019944	Putty super soft



System 360

~~165,20 €~~ 123,90 €

2 x 380 ml
1 x Fixatie ring

Ref. Viscositeit

60019946	MonoBody
60019948	Heavy body



Gamma Light cartridge 50 ml

~~47,11 €~~ 35,33 €

2 x 50 ml
12 x Universele mixingtips

Ref. Viscositeit

60019939	Regular body
60019938	Light body
60019937	Xtra light body



BRILLIANT EverGlow®

NIEUWE
KLEUR

Universeel submicron hybride composiet

Met de veelzijdige universele Duo Shade kleurtinten was het voor de gebruiker nog nooit zo gemakkelijk om de juiste kleur te kiezen.

Dankzij het Duo Shade-kleurtintensysteem zijn slechts 3 kleuren voldoende om snel een esthetisch resultaat te bereiken.

-25%

OP SETS x3
BRILLIANT EVERGLOW

Set BRILLIANT EverGlow tips

60033272	213,56€	160,20€
----------	--------------------	---------

3 x 20 x 0,2 g A1/B1, A2/B2, A3/D3

Set BRILLIANT EverGlow draaispuut

60033273	148,28€	111,20€
----------	--------------------	---------

3 x 3 g A1/B1, A2/B2, A3/D3



HEEFT U INTERESSE IN MEER INFORMATIE, EEN DEMONSTRATIE OF EEN WORKSHOP OVER...

HyFlex CM/EDM, BRILLIANT EverGlow, Fill-Up!, COMPONEER, BioSonic,...

AARZEL DAN NIET EN CONTACTEER ONS VIA MAIL:

Nederland

Neeltje.Drenth@coltene.com

T +31(0) 64 320 40 60

België - Vlaanderen

(NL) Carine.Bulte@coltene.com

T +32 (0) 468 17 24 96

Niet contractuele documenten en foto's. prijzen mogen op ieder ogenblik aangepast worden zonder verwittiging.
Bij een foutieve prijs behoudt COLTENE zich het recht deze prijs aan te passen. aanbiedingen geldig tot en met 31 december 2021.
Design : www.filigranestudio.fr. © COLTENE, Adobe Stock, Istockphoto.

Coltene/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland

T +41 71 757 53 00
info.ch@coltene.com

 COLTENE.benelux
www.coltene.com

 **COLTENE**